

AQUA

Alu Badewannen Drehsitz

Aluminium swivel bather

Sedia girevole da vasca



- ✓ Rahmen aus pulverbeschichtetem grauem Aluminium
- ✓ die Sitzfläche und Rückenlehne besteht aus weichem grauem PUR
- ✓ der Sitz lässt sich in 3 Positionen seitlich zum Rahmen versetzen, um den Drehsitz besser an die verschiedenen Wannentypen anzupassen
- ✓ die Armlehnen und die Rückenlehne sind durch Clips am Rahmen befestigt und lassen sich leicht entfernen
- ✓ zwei zur Wannenbreite einstellbare Stellschrauben verhindern ein seitliches Verrutschen des Drehsitzes



- ✓ frame made of grey metallic coated aluminium
- ✓ seat and backrest made of grey soft PUR
- ✓ the seat is sideways adjustable to 3 positions to adapt it better to the various bath tube models
- ✓ the armrests and backrest are clipped to the frame, so the can be easily removed to facilitate the seating
- ✓ two adjustable screws helps to block the swivel to the bath-tube, avoiding sideways slipping of the swivel



- ✓ telaio d'alluminio grigio verniciato a polvere
- ✓ seduta e schienale in PUR grigio morbido
- ✓ la seduta è spostabile lateralmente su 3 posizioni per poterla meglio adattare ai diversi tipi di vasche e per evitare che girando tocchi sul rubinetto o altro
- ✓ i braccioli e lo schienale sono fissati al telaio a mezzo di clips e sono facilmente estraibili per facilitare l'accesso
- ✓ due viti regolabili in base alla larghezza della vasca, servono a bloccare il sedile nella vasca ed ad evitare spostamenti laterali del sedile

Mobilix

