



Spinergy® Fiberhjul

Forskellige kombinationsmuligheder

Vi lagerfører spinergyhjul modellerne Everyday, LX og SLX i forskellige størrelser og i farvene. Sort, rød, blå, gul og hvid

Spinergy hjulene er fremstillet af en dobbeltbundet fælg af aluminium med 12, 18 eller 24 fiber eger monteret i et 1.87" eller 2.3" aluminiums nav. Det moderne design er ekstremt robust over for påvirkninger, og giver lydløs kørsel pga. fiber egerne.

CX1. Spinergy® Everyday hjul med 18 sorte eger, komplet med dæk slange og drivring

Spinergy Nav modeller



CX2a. Spinergy nav model everyday 46mm (1.8") navbredde



CX2b. Spinergy Nav model LX 46mm (1.8") navbredde



CX2c. Spinergy nav model SLX 60mm (2.3") navbredde

	Navbredde	Nav Type	Billede	Ø Eger	Antal eger
Everyday	1,80" - 46,5 mm	Standard	CX2a	3 mm	18
LX	1,80" - 46,5 mm	Udfræst	CX2b	4 mm	12
SLX	2,30" - 60,0 mm	Bred	CX2c	4 mm	24



Spinergy med gule eger



Spinergy med røde eger



Spinergy med blå eger



Spinergy med hvide eger

Spinergyhjul komplet med dæk og drivring

Efter aftale kan vi levere spinergyhjul komplet med dæk og drivringe helt efter Deres ønske. Se prislisterne for dæk og drivringe for at se de forskellige muligheder.

**CX6.** Ultralite hjul

Ultralite er et let og billigt hjul, der kun vejer 1120 gram inkl dæk og drivring.

Hjulet leveres standard med sort nav sort dobbeltbundet fælg sorte eger, sølv aluminium drivring, quick release aksel med trykknop samt 1" dæk Hjulet leveres såvel med 12 mm som 1/2" nav.

Hjulet kan belastes med 75 kg .
Navbredde: 49 mm

Vi lagerføres kun i 24"

**CX5.** "Off-Road" hjul

24" **Off-Road** hjul, komplet med sort dobbelt fælg.

Eger er monteret asymmetrisk på højflangenav, sort aluminium drivring samt 24 x 1.75 mountainbike dæk.

Leveres med 12 mm eller 1/2" nav.

Hjulet kan belastes med 75 kg .
Navbredde: 53 mm

Vi lagerføres kun i 24"