



CX1. Ruota Spinerger® Everyday con 18 raggi in fibra neri, completa di copertone e corrimano (su richiesta)

Ruote Spinerger®

Le ruote Spinerger garantiscono un rullaggio particolarmente silenzioso senza i fastidiosi scricchiolii e nonostante il design moderno sono estremamente affidabili e di lunga durata e non richiedono una particolare manutenzione.

Diverse possibilità di combinazione fornibili anche con raggi colorati

Sono disponibili a magazzino i modelli Everyday, LX e SLX in diverse combinazioni e colori (vedi tabella sottostante).

Di serie forniamo le ruote Spinerger con raggi neri, ma su richiesta possono essere fornite anche con raggi in fibra nei seguenti colori: giallo, rosso, blu o bianco (Attenzione: richiedere i tempi di consegna).

Fornibile nelle misure 24", 25" e 26"

Ulteriori modelli Spinerger® su richiesta!

Mozzi Spinerger in alluminio fresato



CX2a. Mozzo Spinerger standard, 1,87", nero o color argento



CX2b. Mozzo Spinerger standard, fresato 1,87", nero o color argento



CX2c. Mozzo Spinerger largo, 2,30", nero o color argento

| | larghezza mozzo | tipo di mozzo | immagine | Ø raggi | quantità raggi |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|---------|----------------|
| Everyday | 1,80" - 46,5 mm | standard | CX2a | 3 mm | 18 |
| LX | 1,80" - 46,5 mm | fresato | CX2b | 4 mm | 12 |
| SLX | 2,30" - 60,0 mm | largo | CX2c | 4 mm | 24 |



Spinerger con raggi gialli



Spinerger con raggi rossi



Spinerger con raggi blu



Spinerger con raggi bianchi

Corrimano e coperture sono fornibili su richiesta!

Su richiesta le ruote Spinerger® possono essere fornite con copertoni e corrimani montati. Sono disponibili diversi tipi di copertoni e corrimano (vedi listino prezzi)

**CX4.** Ruota "Ultralite"

La ruota **Ultralite** è una ruota leggera ed economica con un peso di soli **1120 grammi** complessivo, incluso copertone e corrimano.

È fornita di serie con mozzo nero in alluminio, con cerchione nero a spalla alta, con corrimano color argento e con camera e copertone da 1".

Fornibile esclusivamente in 24" può essere dotata di cuscinetti da 12 mm o ½".

Larghezza mozzo: 49 mm
Portata: 75 kg a ruota

**CX5.** Ruota "Off-Road" con copertone tassellato

Ruota **Off-Road** 24" tipo mountain bike, completa di cerchione rinforzato in alluminio nero con montaggio asimmetrico su mozzo nero a flangia alta, corrimano in alluminio nero, con camera d'aria e copertone tassellato 24" x 1.75".

Fornibile esclusivamente in 24" può essere dotata di cuscinetti da 12 mm o ½".

Su richiesta può essere fornita anche in versione gemellare.

Larghezza mozzo: 53 mm
Portata: 75 kg a ruota