

# DOLPHIN

Alu Leichtgewicht Rollstuhl

Aluminium lightweight wheelchair

Carrozzina leggera in alluminio



- ✓ Rahmen aus Aluminium, Farbe silber
- ✓ Hinterräder 24" mit Steckachsen
- ✓ Radstand und Sitzhöhe einstellbar
- ✓ Armlehnen umklappbar und in der Höhe verstellbar
- ✓ Schiebegriffe höhenverstellbar
- ✓ Winkelverstellung der Vordergabeln
- ✓ Fussrasten höhenverstellbar und abnehmbar
- ✓ in verschiedenen Größen lieferbar: 40, 44, 48 und 51 cm
- ✓ Kippsicherung als Zubehör lieferbar



- ✓ frame made of silver colored aluminium
- ✓ 24" rear wheels with quick release axle
- ✓ seat height and wheelbase adjustable
- ✓ push handles adjustable in height
- ✓ the angle of the front forks is adjustable
- ✓ double u-joint with big models
- ✓ footrests are detachable and adjustable in height
- ✓ available in different dimensions: 40, 44, 48 and 51 cm
- ✓ anti-tip available as accessory



- ✓ telaio in alluminio color argento
- ✓ ruote posteriori da 24" con perno a rilascio rapido
- ✓ interasse regolabile ed altezza seduta regolabile
- ✓ braccioli regolabili in altezza e reclinabili
- ✓ manopole di spinta regolabili in altezza
- ✓ angolazione delle forcelle anteriori regolabile
- ✓ poggiatesta estraibili e regolabili in altezza
- ✓ disponibile in diverse misure: 40, 44, 48 e 51 cm
- ✓ anti-tip fornibile come accessorio