

Alzawater asportabili



E1. Alzawater senza coperchio



E2. Alzawater con coperchio

Alzawater ergonomico fornibile in altezze di 5, 10 o 15 cm con una apertura interna di 220 mm x 270 mm. Si blocca alla tazza del water con due morsetti.

Disponibile in versione sia senza che con coperchio.

Portata max. 190 kg.

Non presenta angoli e sporgenza permettendo una facile igiene e pulizia.

Impermeabile e sterilizzabile a 85°C.

Alzawater a montaggio fisso



E3a. Alzawater a montaggio fisso

Alzawater 10 cm a montaggio fisso, ribaltabile

Alzawater ribaltabile a montaggio fisso completo di braccioli e coperchio. Di design innovativo ed ergonomico con il suo nuovissimo sistema di fissaggio si monta semplicemente alla tazza del WC fissandolo nei fori per il coperchio originale.



E3b. Dettaglio del sistema di fissaggio

I braccioli sono reclinabili e rimovibili.

L'apertura interna dell'alzawater è di 220 mm x 270 mm.

Portata massima: 120 kg



E4. Alzawater posizionabile su 3 altezze

Alzawater fisso, posizionabile su 3 diverse altezze

L'alzawater a montaggio fisso è costruito in materiale inossidabile ed è adattabile a tutti i water standard. Fornito di serie di coperchio e braccioli reclinabili e rimovibili. Si monta semplicemente alla tazza del WC fissandolo ai fori per il coperchio originale.

Regolabile in altezza su 3 diverse posizioni di 80 mm, 120 mm o 160 mm con possibilità di regolazione dell'inclinazione.

Apertura interna della seduta: 230 mm x 280 mm.

Portata massima: 120 kg

Sedute morbide per WC



E5a/E5b. Seduta morbida per WC (a: nera, b: bianca)

Seduta morbida in poliuretano di semplice montaggio adattabile a tutti i water standard. Disponibile in colore bianco o nero.

Dimensioni: 43,5 x 37,5 x 4 cm (lunghezza x larghezza x altezza)
Apertura interna: 27,5 x 22 cm (lunghezza x larghezza)

Ricambi per alzawater



E1c. Morsetto di fissaggio per alzawater 3011..



E3c. Borchia di fissaggio con vite per alzawater 301701



E4b. Borchia di fissaggio con vite per alzawater 301702