

**F1.** Glidlejehjul model 2470 uden bremse**F2.** Glidlejehjul model 2475 med bremse

Drejelig hjul med glideleje. Anvendes til sengeborde eller andre formål med lav belastning. Vi lagerfører 2 typer Ø50 mm samt Ø75 mm med og uden bremse

**F3.** Kuglelejhjul, model 2470 uden bremse**F4.** Kuglelejhjul, model 2477 med bremse

Drejeligt hjul med kugleleje og trådfang. Anvendes til senge madvogne lifte m.v med høj belastning. Vi lagerfører Ø75 mm, Ø100 mm, Ø125 mm samt Ø150 mm

**F5.** Plejesengehjul, model 2474/76**F6.** Hospitalsengehjul model 2044/46

Drejeligt hjul med totalbremse til hospitalsenge. Der er en model kun med totalbremse, samt en model med total og retningsbremse. Fås i almindelig samt i antistatisk udførelse.



F7. 100 mm / 125 mm hjul med bremse.
Drejeligt hjul med kugleleje for bl.a Aquatec badestol



F8. Dobbelt hjul model 2970 uden bremse.
Drejeligt hjul med kugleleje for lifte mm.




F9. Plasthjul model 5897 med bremse.
Drejeligt hjul med lille svingradius for lifte mm.



F10. Kuglelejhjul Type 2740 uden bremse,
passer til VELA Stole.



F11. Plasthjul Type 5387 med bremse
for badestole



F12. Rør i rustfri stål til montering af hjul på
badestol