



F1. Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, mod. 2470 senza freno, asse rivettato



F2. Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, mod. 2475 con freno, asse rivettato

Ruota girevole con testa girevole su doppio giro sfere, asse rivettato, adatta per letti ospedalieri o dispositivi simili di basso carico. Disponibile a magazzino in due modelli: Ø 50 mm e Ø 75 mm, con o senza freno.



F3. Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, mod. 2470 senza freno, asse con vite e dado



F4. Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, mod. 2477 con freno, asse con vite e dado

Ruota girevole con testa girevole su doppio giro sfere, asse rivettato, adatta per letti ospedalieri, lifter o carrelli di alto carico. Disponibile a magazzino: Ø 75 mm, Ø 100 mm o Ø 150 mm, con o senza freno.



F5. Ruota girevole mod. 2474/76



F6. Ruota girevole, mod. 2044/46

Ruote girevoli per letti ospedalieri fornibili con freno a bloccaggio totale o direzionale oppure in combinazione. Tutti i modelli sono fornibili anche in versione antistatica.



F7. Ruota girevole 100 mm / 125 mm con testa su cuscinetto p.e. per comode Aquatec



F8. Ruota girevole doppia mod. 2970 senza freno con testa su cuscinetto per Lifter o similari




F9. Ruota in plastica mod. 5897 con freno, raggio di svolta ridotto, adatta p.e. per Lifter o similari



F10. Ruota girevole nera mod. 2740 con testa a cuscinetto, senza freno, p.e. per sedie VELA.



F11. Ruota girevole mod. 5387 con freno, adatta per comode da doccia ecc.



F12. Tubo in acciaio inox per ruote girevoli disponibile in varie misure