

## MOBILEX A/S

ausili dalla  
Danimarca


- ruote, copertoni, soluzioni antiforatura
- corrimano, accessori, copriraggi, cuscini antidecubito
- alzawater, ausili per il bagno
- rampe per carrozzine
- carrozzine e deambulatori



# REHACARE 2008

## NOVITÀ FIERA

**REHACARE**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL



Rehabilitation  
Prävention  
Integration  
Pflege

Fachmesse und Kongress

[www.rehacare.de](http://www.rehacare.de)

**Düsseldorf, Germania**  
dal 15 al 18/10/2008

**siamo presenti nel  
padiglione 4 - stand D56**



Mobilex A/S  
Nørskovvej 1  
DK-8600 Skanderborg  
Danmark

Tel. +45 87 93 22 20  
Fax +45 87 93 17 77  
[info@mobilex-care.com](mailto:info@mobilex-care.com)  
[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)



**carrozzina leggera "Dolphin" - NEW**  
telaio in alluminio, ruote posteriori 24"x 1 3/8" con perno rapido. Braccioli regolabili in altezza e reclinabili. Maniglie di spinta regolabili in altezza. Assi posteriori regolabili in profondità ed altezza. Forcelle adattabili in inclinazione. Fornibile anche con freni a tamburo.  
Larghezze seduta: 41, 45, 48 e 51 cm

codice 275141 .. 51



**sedia WC/doccia - NUOVO MODELLO**  
sedia da comodo con telaio in alluminio e ruote post. da 24" con freno. Ruote anteriori da 5" con freno di stazionamento. Seduta e schienale in PUR morbido. Braccioli ribaltabili. Poggipiedi estraibili e ribaltabili, seduta regol. in altezza. Fornibile anche con ruote post. da 5". Dotato di vaschetta WC estraibile

codice 302018



**copri-raggi - NUOVI MODELLI**  
ora disponibili i nuovi design "Earth" e "Shark" fornibili nelle misure 22" e 24" con 4/6 fori per il fissaggio con le clips. I copri-raggi sono anche dotati di invasi per il corrimano.

Earth 22" = codice 22022E  
Earth 24" = codice 22024E

Shark 22" = codice 22022C  
Shark 24" = codice 22024C



**segiolo da doccia, seduta morbida**  
telaio in alluminio, seduta in PUR morbido grigio, regolabile in altezza.

misure: 51,5 x 55 x 60-77 cm (LxPxH)  
altezza seduta regolabile: 42 - 59 cm  
peso: 2,8 kg

cod. 302071 (telaio e seduta grigia)  
cod. 302070 (telaio bianco, sed. grigia)  
cod. 302076 schienale (accessorio)



**sedile girevole da vasca - NOVITÀ**  
telaio in alluminio grigio metallizzato, seduta e schienale in PUR morbido. Schienale e braccioli estraibili.

misure: 71 x 54 x 57 cm (L x P x H)  
larghezza seduta: 41 cm  
peso: 4,88 kg  
portata: 130 kg

codice 302022



**ruota Off-Road 24" completa**  
ruota Off-Road completa con cerchione rinforzato in alluminio nero con montaggio asimmetrico su mozzo nero a flangia alta per perni da 1/2" o 12 mm  
Corrimano in alluminio nero, completo di camera d'aria e copertone 24" x 1.75" tassellato tipo mountain bike.

**NOVITÀ: fornibile come gemellare**

codice 218240



**rampe in gomma - NUOVE ALTEZZE**  
rampetta in gomma con superficie antiscivolo, ideale per il superamento di piccoli ostacoli, come soglie, cavi ecc. Le rampe hanno una parte inferiore biadesiva (fornibile anche senza). Possono essere accorciate con un taglierino alla misura desiderata.

fornibile nelle seguenti altezze:  
**6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 mm**



**rampetta per soglie - NOVITÀ**  
costruite in alluminio e ricoperte di materiale antiscivolo. Di facile trasporto, possono essere facilmente applicate per il superamento di piccole soglie. Possibilità di fissaggio alla soglia. Fornibili in due diverse misure ed altezze.

codice DS-1180 = 11 x 80 x 1,5 cm  
codice DS-1880 = 18 x 80 x 2,5 cm



**Zebra MAX - Rollator XXL - NOVITÀ**  
deambulatore per persone sovrappeso. Telaio in alluminio rinforzato, seduta regolabile in altezza. Con grandi ruote da 200 mm per una maggiore stabilità.

larghezza seduta: 60 cm  
altezza seduta regolabile: 58 - 63 cm  
peso: 9,2 kg. - portata: 150 kg

codice 312009