



**Alu Rollstuhl "Dolphin Mark II"**  
**NEUE VERSION**

Rahmen aus Aluminium, PU Hinterräder 24" x 1 3/8" mit Steckachse. Armlehnen klappbar und höhenverstellbar. Schiebegriffe höhenverstellbar. Hinterachse in Höhe und Tiefe einstellbar.  
Sitztiefe einstellbar: 42, 44, 46, 48 cm  
Sitzbreiten: 40, 44, 48 und 51 cm  
Art.Nr. 275141 .. 51, HMI Nr. verfügbar



**Festmontierte WC Erhöhung 10 cm**  
**NEUES MODELL**

Ergonomisch geformte Toilettensitz-erhöhung mit Deckel und hochklappbaren Armlehnen. Wird an Stelle des normalen Deckels am WC befestigt.  
Toilettensitzöffnung: 20 x 26 cm  
Belastbarkeit: 120 kg

Art.Nr. 301072



**Rollator "Antilope" - NEU**

Alu Leichtmetall Rollator "Antilope", Rahmen Alu, blau metallic lackiert, Sitz- und Grifffhöhe einstellbar.

Sitzbreite: 46 cm  
Sitzhöhe einstellbar: 51 - 59 cm  
Gewicht: 7,9 kg, max Belastung: 130 kg

Art.Nr. 312040



**Badehocker**

aus Aluminium mit weichem grauem PUR Sitz, höhenverstellbar. HMI Nr.

Maße: 51,5 x 55 x 60-77 cm (LxBxH)  
Sitzhöhe verstellbar: 42 - 59 cm  
Gewicht: 2,8 kg, max Belastung 130 kg

Art. 302071 (Rahmen und Sitz grau)  
Art. 302070 (Rahmen weiß, Sitz grau)  
Art. 302076 Rückenlehne als Zubehör



**Drehbarer Badewannensitz**

aus Alu mit Sitzfläche und Rückenlehne aus weichem grauem PUR. Geeignet für alle Standardbade- wannen. Drehpunkt seitlich verstellbar.

Maße: 71 x 54 x 57 cm (B x T x H)  
Sitzbreite: 41 cm  
Gewicht: 4,8 kg, max Belastung 130 kg

Art.Nr. 302022



**Spinergy SPOX Räder**

Die ultraleichten Spinergy SPOX Räder mit Alu Felge und Kunstfaser Speichen sind in den Versionen "Sport" und "Everyday" lieferbar und zeichnen sich durch Leichtigkeit und ruhiges Abrollen aus. Lieferbar mit verschiedenfarbigen Speichen und 2 Nabentypen.

Art.Nr. D1701 .. D1713



**Türschienen - NEU**

Türschienen aus champagnerfarben eloxiertem Alu zur Überbrückung von Türschwellen oder ähnlichen Hindernissen. Belastbar mit bis zu 300 kg.

Lieferbar in 3 verschiedenen Breiten:  
Art. 307125: 3 x 125 x 900 mm  
Art. 307150: 3 x 150 x 900 mm  
Art. 307175: 3 x 175 x 900 mm



**Schwellenrampe**

Aus Aluminium hergestellt und mit einem Frikitionsbelag beschichtet. Die Rampe ist einfach zu transportieren und leicht zu montieren und ermöglicht das Überwinden von Türschwellen oder ähnlichen Hindernissen. Die Rampen sind mit bis zu 300 kg belastbar.

Art.Nr. DS-1180 = 11 x 80 x 1,5 cm  
Art.Nr. DS-1880 = 18 x 80 x 2,5 cm



**Schwellenrampe mit Klapp NEU**

2-teilige Türschwellerampe mit Klappfunktion. Hergestellt aus Aluminium mit rutschfester Oberfläche. Höhe der Füße verstellbar von 12 bis 18 cm. Belastbar mit bis zu 300 kg.

Lieferbar in 2 verschiedenen Längen:  
TSR130: 75 x 100 cm + 30 cm Klapp  
TSR140: 75 x 100 cm + 40 cm Klapp