

**G1.** Anti-decubitus madrass**Standard Model: Type 418 og 820**

Gode standard madrasser af nylon til en fornuftig pris. Leveres standard med en mekanisk pumpe, der er støjsvag, som kan indstilles efter brugerens vægt, og har advarselsslampe for lavt tryk.

Cyklustid: ca. 10 minutter

Leveres i dimensionerne:

Model 418: 80 x 190 x 10 cm (B x L x H)

Model 820: 80 x 190 x 20 cm (B x L x H)

Komfort Model: Type 516

Madrass af Nylon/PU som er et virkeligt godt materiale med høj komfort, idet det er blødt og elastisk.

Cyklustid: ca. 10 minutter

Leveres i dimensionen:

90 cm x 200 cm x 13 cm (B x L x H)

Til begge madrasser medfølger et elastisk, vandfast overtræk, der er lavet af antibakterielt materiale med friktionsoverflade så patienten hindres i at glide.

**G2.** Trykafastende madrass**Budget Model: Type 250E**

Madrass af bobletypen med dobbelt luftkammersystem. Cellerne tømmes og fyldes med luft i en cyklus på ca. 6 minutter. Lufttrykket kan reguleres afhængigt af brugerens vægt.

Madrassen er 90 x 200 x 6 cm (B x L x H)

Madrassen er lavet af antibakterielt vandfast materiale med friktionsoverflade så patienten hindres i at glide.

Pumpen er støjsvag og enkel at indstille. Der er advarselsslampe ved for lavt tryk i tilfælde af at madrassen er utæt.