

**G1.** Materasso antidecubito**Modelli Standard: mod. 418 e 820**

Materasso di Nylon. Un' ottimo materasso standard ad un prezzo ragionevole. Dotato di serie di pompa meccanica silenziosa. Regolabile in base al peso del paziente. Dotata di spia per segnalare le predite di pressione.

*Ciclo:* ca. 10 minuti

*Disponibile nelle seguenti misure:*

Mod. 418: 80 x 190 x 10 cm (largh. x lungh. x alt.)

Mod. 820: 80 x 190 x 20 cm (largh. x lungh. x alt.)

**Modello Comfort: mod. 516**

Materasso in Nylon/TPU, un ottimo materiale che con la sua morbidezza ed elasticità garantisce un comfort di alto livello. Dotato di serie di pompa meccanica silenziosa. Regolabile in base al peso del paziente. Dotata di spia per segnalare le predite di pressione.

*Ciclo:* ca. 10 minuti

*Misure:* 90 x 190 x 13 cm (largh. x lungh. x alt.)

Ambedue i modelli (standard e comfort) sono forniti con una guaina elastica ed impermeabile in materiale antibatterico con superficie antisdrucchiolo per impedire uno scivolamento del paziente.

**G2.** Materasso a bolle (nido d'ape)**Modello economico: mod. 250E**

Materasso a bolle in un sistema a camere doppie. Le celle sono riempite e svuotate in un ciclo di 6 minuti. La pressione d'aria può essere regolata in base al peso della persona.

*Misure:* 90 x 200 x 6 cm (largh. x lungh. x alt.)

Il materasso è costruito in materiale anti- batterico, impermeabile con una superficie antisdrucchiolo per prevenire lo scivolamento del paziente. La pompa è silenziosa e di facile regolazione. Una spia d'allarme avvisa in caso di abbassamento di pressione a causa di una eventuale foratura del materasso.