


Mobilex Marlin kørestol har en sølvfarvet stålramme. Drivhjulene på 24" er monteret med PU dæk og quick-release aksler samt klapbare armlæn som nu kan justeres i højden uden brug af værktøj. Kørehåndtagene er højderegulerbare. Standard leveres stolen med faste, højderegulerbare benstøtter, og vinkelstilbare benstøtter kan leveres som tilbehør. Stolen fås i forskellige siddebredder.

MARLIN	Varenr 271240	Varenr 271244	Varenr 271248	Varenr 271251
Siddebredde	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm
Siddedybde	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Siddehøjde	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Totalbredde	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	72,30 cm
Vægt	19,90 kg	20,20 kg	20,50 kg	20,80 kg
Max. brugervægt	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg



HX1a. Marlin kørestol leveres i bredderne 40, 44, 48 og 51 cm



HX1b. Justerbart kørehåndtag



HX1c. Højdejusterbart og klapbart armlæn