


Carrozzina superleggera attiva a telaio fisso. Il design essenziale nelle forme e nelle linee, fonde fascino ed innovazione, fantasia e tecnologia. L'originale sistema di regolazione e supporto SHS (Smart Holding System) permette di cercare facilmente l'assetto ideale e trovare il giusto baricentro, con risultati di estrema leggerezza ed agilità.



HZ1a. Carrozzina ultraleggera Mobilex "Funky"











HZ1a. La carrozzina "Funky" con lo schienale abbattuto

- ✓ Vasta gamma di accessori disponibili
- ✓ Tasca portaoggetti sotto il sedile
- ✓ Tasca portaoggetti posteriore unita allo schienale
- ✓ Freni standard o a scomparsa
- ✓ Minimo ingombro
- ✓ Pedana unica in alluminio
- ✓ Schienale tensionabile in tessuto traspirante
- ✓ Schienale abbattibile, regolabile in altezza ed inclinazione
- ✓ Ruota ultraleggera da 24" a 18 o 24 raggi
- ✓ Estrazione rapida delle ruote posteriori
- ✓ Sistema di regolazione e supporto SHS
- ✓ Telaio rigido in lega leggera di alluminio
- ✓ Categoria: Superleggera



HZ1c. Il Sistema di regolazione e supporto SHS

							
34 36 38 40 42 44	56 58 60 62 64 66	61 63 65 67 69 71	44 46 48 50 52 54	A: ~40 B: ~80	A: min. 40 max. 46 B: 46, 48, 50	media: 83	10,5 kg per seduta 38x40 cm