


Universal terapibord for montage på armlæn

Terapibordet er fremstillet i 6mm brudsikkert, transparent materiale med kanter på 3 sider. Kan indstilles op til 9 cm i bredden. Mobilex montage system kan indstilles for 28 - 58 mm polsterhøjde .



M1a. Universal terapibord monteret



M1b. Montagesystem for bord



M1c. Deta

Leveres i 3 størrelser (inderafstand imellem armlæn):

- 46 - 55 cm (Siddebredde ca. 36 - 45 cm)
- 53 - 62 cm (Siddebredde ca. 43 - 52 cm)
- 60 - 69 cm (Siddebredde ca. 50 - 59 cm)

Sidemonteret terapibord

Terapibordet er fremstillet af brudsikkert plast, og stativet er fremstillet af forchromet stål.

Bordet monteres på f.eks armlænet med 2 skruer .

Stativet kan indstilles i bredden, så det kan anvendes til kørestole med en siddebredde fra 35 cm - 50 cm

Terapibordet måler: 57 cm x 38 cm (B x D)

Bordet kan klappes ned langs siden når det ikke er i anvendelse.

Målet på plader er 57 cm x 38 cm (B x d) og kan forskydes 8 cm



M2a. Terapibord i brug



M2b. Terapibord nedklappet



M2c. Montagebeslag for 240001



M2d. Armlænsbeslag for 240001

Universal terapibord der monteres med Velcro bånd

Universal terapibord for montage på armlæn. Terapibordet er fremstillet i 4 mm brudsikkert, transparent materiale med kanter på 3 sider. Terapibordet er fastgjort på armlænen ved hjælp af to praktiske velcro bånd.



M3a. Terapibord med velcrobånd



M3b. Velcrobånd for terapibord

Terapibordet kan leveres i 4 størrelser (B-D)

- 505 mm x 549 mm
- 530 mm x 549 mm
- 555 mm x 549 mm
- 580 mm x 549 mm