




M1a.



M1b.



M1c.

M1. Nyudviklet terapibord udført i 6 mm brudsikkert, transparent materiale med kanter på 3 sider.

Kan indstilles op til 9 cm i bredden.

Monteres på armlænsbolster. Kan indstilles for 28 - 58 mm polsterhøjde.

Fås i 3 bredder (målt fra yderkant af armlænsbolster):

46 - 55 cm (svare ca. til siddebredde 36 - 45 cm)

53 - 62 cm (svare ca. til siddebredde 43 - 52 cm)

60 - 69 cm (Svare ca. til siddebredde 50 - 59 cm)



M2a.



M2b.



M2c.

M2. Sammenklappeligt terapibord

Bordet er lavet af brudsikkert polykarbonat, og stativet er lavet af forchromet stål.

Bordet monteres på f. ex armlænet med 2 skruer.

Stativet kan indstilles i bredden, så det kan anvendes til kørestole med siddebredder fra 35 cm – 50 cm.

Bordet kan klappes ned langs siden på kørestolen når det ikke anvendes.

Dimensionerne på bordet er: 57 cm x 38 cm (B x D) med en udskæring på 8 cm.