


### Støttegreb i hvid PVC med langsgående riller



**N1.** Støttegreb i hvid PVC



**N2.** PVC vinkel og forlængerstykker

Støttegreb i hvid plast med en tykkelse på 36 mm, der ligger godt i hånden og er lette at rengøre. Der kan leveres forskellige ende - vinkelstykker for montage i hjørner m.m.

### Støttegreb og toiletstøtte med rilsan® belægning



**N3.** Stålgreb med rilsan® belægning

Stålgreb i stål kan leveres i længderne 16 cm, 25 cm, 30 cm, 45 cm og 60 cm


Grebene har en tykkelse på 25 mm (16 cm dog 20 mm)

Kan belastes med op til 150 kg afhængig af væggenes beskaffenhed.

### Støttegreb og toiletstøtte med Rilsan® belægning



**N4a.** Klapbar toiletstøtte med Rilsan® belægning



**N4b.** Væg montageplade

Den højdeindstillelige toiletstøtte er fremstillet i stål med rilsanbelægning. Toiletstøtten monteres enten direkte på væggen eller på en montageplade som letter højdejusteringen. (Montagepladen købes separat).

Mål: Højde 67 - 86 cm, længde 74 cm

### Sengehåndtaget



**N5.** Sengehåndtaget

Sengehåndtaget kan spændes på sengesiden, og er indstilleligt så det kan monteres på tykkelser fra 20-50 mm.

Anvendes til støtte ved ud- og indstigning i sengen, og fungerer også som sengehest.

Vægt 4,7 kg. Gribelængde 195 mm. Farve rød/hvid. Er fremstillet af pulverlakeret stål.