

**N1.** Støttegreb rillet

Støttegreb i hvid plast fås i længderne 30 cm, 45 cm, 60 cm. Grebene er 36 mm tykke og giver et godt greb. Nemt at rengøre. Kan belastes op til 120 kg.

**N2.** Støttegreb i stål med rilsanbelægning

Støttegrebene fås i længderne 16 cm, 25 cm, 30 cm, 45 cm og 60 cm.

Grebene er 25 mm tykke. Kan belastes med op til 150 kg afhængig af væggens beskaffenhed.

Fleksibel samling for plastic greb

Universel samling for plastic håndgreb. 1-4 mulige forbindelser der kan placeres i alle vinkler. Dimension: \varnothing 8,50 cm, Højde 8 cm.

**N3.** Samling med 2 forbindelser**N4.** Samling med 3 forbindelser