


### Maniglioni da muro rigati in PVC bianco



**N1.** Maniglioni in PVC bianco



**N2.** Angolari, terminali e prolunga in PVC

I maniglioni in PVC bianco hanno un diametro di 36 mm e sono rigati per garantire una presa sicura ed una semplice pulitura. Per permettere di montare i maniglioni anche ad angolo o di prolungarli sono disponibili terminali angolari o di prolungamento (immagine N2: A, B, C).

I maniglioni di PVC sono fornibili nelle seguente misure: 30 cm, 45 cm e 60 cm.  
La portata massima è di 120 kg.

### Maniglioni a muro in acciaio rivestiti con Rilsan® bianco



**N3.** Maniglione in acciaio ricoperto Rilsan®

I maniglioni d'acciaio sono ricoperti con materiale Rilsan®.

Lunghezze disponibili:  
16 cm, 25 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm


Diametro maniglione: 25 mm (20 mm per il modello da 16 cm)  
Portata: 150 kg (in dipendenza dalla consistenza del muro)

Nota: Il modello da 30 cm è disponibile anche ricoperto con materiale Rilsan® di colore nero.

### Maniglione ribaltabile rivestito Rilsan®



**N4a.** Maniglione ribaltabile con copertura Rilsan®



**N4b.** Piastra di fissaggio per maniglione ribaltabile

Il maniglione di sostegno ribaltabile con maniglia in tubo ovale piatto e parte sostenitrice in tubo rettangolare è costruito in acciaio rivestito di materiale Rilsan® bianco ed è regolabile in altezza.

Misure: altezza regolabile 67 - 86 cm, profondità 74 cm

### Maniglione di sostegno da letto



**N5.** Maniglia di sostegno per letti

Il maniglione di sostegno da letto è costruito in acciaio e viene fissato alla fiancata del letto tramite uno stabile supporto a morsetto. Per fiancate letto con uno spessore da 20-25 mm.

Lunghezza maniglia 195 mm. Peso: 4,7 kg.