


**Foldbar badestol**

Fremstillet i pulverlakeret aluminium med formstøbt plasticsæde med hygiejneudskæring.

**OX1.** Foldbar badestol

**Totalmål**.....52,5 x 50 x 80-90 cm (B x T x H)  
**Mål foldet**.....55,5 x 16,5 x 80,5 cm (B x T x H)  
**Sædemål**.....44 x 39 cm (B x T) med hygiejneudskæring på 12,5 x 18 cm (B x T)  
**Højde**.....fra 44,5 til 54,5 cm i 5 positioner  
**Armlæn**.....højde 22 cm  
**Ryglæn**.....12 x 36 cm (B x T), går op til 33.5 cm over sædet.  
**Vægt**.....6,4 kg  
**Max belastning**..100 kg


**Foldbar bad og toiletstol**

Fremstillet i pulverlakeret aluminium med plast WC- spand med dækning

**OX2.** Foldbar bad 6 toiletstol

**Totalmål**.....52,5 x 50 x 80-90 cm (B x D x H)  
**Mål foldet**.....55,5 x 16,5 x 80,5 cm (B x D x H)  
**Sædemål**.....30 x 50 (B x D)  
**Højde**.....fra 44,5 til 54,5 cm i 5 positioner  
**Armlæn**.....Højde 22 cm  
**Ryglæn**.....12 x 36 cm (B x D), går op til 33.5cm over sædet.  
**Vægt**.....7,4 kg  
**Max belastning**..100 kg


**OX3.** Rund badestol Ø 33 cm

Badestol fremstillet i aluminium med rundt hvidt sæde. Højdejusterbar.

**Sædemål**.....sæde Ø 33 cm  
**Bredde**.....33 cm  
**Højde**.....fra 40 til 50 cm  
**Vægt**.....1,66 kg  
**Max. belastning**.....130 kg


**OX4** Vægmonteret badestol

Vægmonteret badestol fremstillet i aluminium med hvidt sæde med hygiejneudsnit. Højdejusterbar.

**Totalmål**.....44 x 39 cm (B x D)  
**Højde**.....fra 46 cm til 53,5 cm  
**Vægt**.....3,5 kg  
**Max. belastning**.....100 kg


**OX5.** Badebrædt

Fremstillet i formstøbt hvidt plast. Anatomisk formet med skridsikker overflade og håndtag. Kan justeres i bredden med kantstop .

**Totalmål**....0,5 x 32 x 18 cm (L x B x H)  
**Breddejustering**....fra 41 cm til 64 cm  
**Vægt**.....2,7 kg  
**Max. belastning**.....190 kg


**OX6.** Badetaburet med glidesæde

**Badetaburet med glidesæde**

Badetaburet med glidesæde, der bruges til let ind- og udstigning af badekarret. Sædet har aluminiumsramme, og sædet er af hvidt plast. Sædet låses let fast i yderpositionerne

**Totalbredde** .....106 cm  
**Total bredde**.....46,5 cm  
**Totalhøjde** .....fra79,5 til,89,5cm  
**Sædebredde** .....50 cm (med greb) / 57 cm (uden greb)  
**Sædedybde**.....39,5 cm  
**Sædehøjde**.....fra 46cm til 56 cm  
**Vægt**.....6,50 kg  
**Max belastning**.....130 kg


**OX7.** Badestol, sølv med blødt PUR sæde.

Badestol i hvid eller sølv metal farve. Fremstillet i aluminium med gråt blødt PUR-sæde. Sædehøjden er justerbar. Som tilbehør kan leveres PUR-ryg, som kan monteres uden værktøj


**OX8.** Let monterbart ryglæn for badestol

For badestol OX6 kan leveres ryglæn som tilbehør. Ryggen monteres let med 4 clips. Rørbeslaget på ryggen leveres i enten hvid eller sølv

	Sædebredde 42 cm	Sædebredde 47 cm	Sædebredde 52 cm
<b>Mål BxTxH</b>	52,5 x 53,5 x 60-77 cm	57,5 x 53,5 x 60-77 cm	62,5 x 53,5 x 60-77 cm
<b>Sædemål BxT</b>	42 x 34 cm	47 x 34 cm	52 x 34 cm
<b>Sædehøjde</b>	fra 42 til 59 cm	fra 42 til 59 cm	fra 42 til 59 cm
<b>Vægt</b>	2,70 kg	2,90 kg	3,30 kg
<b>Max. belastning</b>	150 kg	150 kg	150 kg


**OX9.** Badesæde af aluminium med blødt PU sæde

Badesæde med blødt PU sæde med hygiejne udsnit. Rammen er fremstillet i hvid- eller sølvfarvet aluminium. Som tilbehør kan leveres PUR-ryg, som kan monteres uden værktøj.

**Mål**.....76-91 x 42 x 23 cm (B x D x H)  
**Sædemål**.....41 x 34 cm med hygiejneudsnit  
**Højde**.....Dybde: 20 - Ryg: 38 cm  
**For bredde**.....fra 57 til 74 cm (inderbredde)  
**Vægt**.....2,66 kg  
**Max. belastning**.....150 kg


**OX10.** Svingbart badesæde af aluminium, grå med blød PU ryg og sæde

Drejbart badesæde med blødt PU ryg og sæde med hygiejne udsnit. Rammen er fremstillet i sølvfarvet aluminium. Ryg og armlæn monteres let med clips.

**Mål**.....71 x 54 x 57 cm (L x P x A)  
**Sædemål**.....41 x 34 cm med hygiejneudsnit  
**Højde**.....Armlæn: 20 cm - Ryg: 38 cm  
**For bredde**.....fra 57 bis 66 cm (inderbredde)  
**Vægt**.....4,88 kg  
**Max. belastning**.....130 kg