


**OX1.** Foldbar badestol

Fremstillet i lakeret stål med formstøbt plastsæde med hygiejneudskæring.

**Måler ialt** .....: 52,5 cm x 50 cm x 80-90 cm. (B x D x H)

**Sædet måler** .....: 44 cm x 39 cm. (B x D) med et hygiejneudsnit på 12,5 x 18 cm (B x D)

**Højdeindstilling** ..: 44,5 - 54,5 cm med 5 positioner.

**Armlæns højde** ....: 22 cm

**Ryglæn** .....: 12 x 36 cm (H x B), går op til 33,5 cm over sædet.

**Vægt** .....: 6,4 kg

**Max. belastning** ...: 100 kg


**OX2.** Badebræt

Fremstillet i formstøbt hvid plast. Anatomisk formet med skridsikker overflade og håndtag. Kan justeres i bredden med kantstop.

**Måler ialt** .....: 70,5 x 32 cm x 18 cm (L x B x H)

**Breddejustering** : 40,5 - 65 cm

**Vægt** .....: 2,7 kg

**Max. belastning** ..: 120 kg


**OX3.** Drejbar badekarindsats

**Måler ialt** .....: 71 cm x 52,5 cm x 48 cm. (B x D x H)

**Sædet måler** .....: 44 cm x 39 cm. (B x D) med et hygiejneudsnit på 12,5 x 18 cm (B x D)

**Armlæns højde** ..: 21 cm

**Ryglæn** .....: 12 x 36 cm (H x B), går op til 32,5 cm over sædet.

**Vægt** .....: 6,6 kg

**Max. belastning** : 100 kg


**OX4.** Vægmonteret badestol

**Sædet måler** .....: 44 cm x 39 cm (B x D) med et hygiejneudsnit på 12,5 cm x 18 cm (B x D)  
Indklapningsdybden er 13,5 cm

**Sædehøjde** .....: Justerbar fra 46 - 53,5 cm

**Vægt** .....: 3,5 kg

**Max. belastning** : 100 kg



**OX6.** Badestol, grå, med blødt PUR sæde

Badestol i grå metal farve fremstillet af aluminium med gråt blødt PUR-sæde. Sædehøjden er justerbar. Kan også leveres i hvid. Som tilbehør leveres PUR-ryg der kan monteres uden værktøj.

<b>Mål:</b>	<b>L x B x H:</b>	51,5 x 55 x 60-77 cm
	<b>Sædehøjde (justerbar):</b>	42-59 cm
	<b>Vægt:</b>	2,8 kg
	<b>Max. belastning:</b>	130 kg



**OX7.** Badestol som OX6, men med monteret ryglæn (tilbehør).



**OX5.** Badestol, rund Ø 33 cm

Badestol fremstillet af aluminium med rundt hvidt plastsæde. Højdejusterbar.

<b>Mål:</b>	<b>Sæde:</b>	Ø 33 cm
	<b>Samlet bredde:</b>	33 cm
	<b>Højde (justerbar):</b>	40-50 cm
	<b>Vægt:</b>	1,66 kg
	<b>Max. belastning:</b>	100 kg