



**OY1.** Toilet-badestolen er standard udstyret med 4 stk låsbare 5" hjul



**OY2.** Toilet-badestolen monteret op med 24" hjul

Toiletstolen er fremstillet i pulverlakeret aluminium og bliver standard leveret med 5" låsbare hjul. Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød Pur for god komfort. Benstøtterne er højdejusterbare og kan let afmonteres.

Leveres komplet med spand og låg.

Toiletstolen kan også monteres med 24" drivhjul og bremser. Montagesættet indeholder alle nødvendige dele.



**OY3.** Bad og toiletstol med tilt

Som standard er Kakadu tilt monteret med 5" hjul, men kan også monteres med 24" drivhjul

### Tilbehør til bad og toiletstole



**OY4.** Amputations støtte



**OY5.** Sikkerhedsbøjle



**OY6.** Kippsikring

### Dusch- und Toilettenrollstuhl mit Kippfunktion

Bad og toiletstolen med tilt kan vinkles fra -5° til +25° Specialhovedstøtten med udskæring til ørene kan indstilles i højden, dybden og i den ønskede vinkel.

Den sorte polstring er ligesom hovedstøtten belagt med blødt pur.

Tekniske data	Kakadu standard Varenr. 302018	Kakadu bred Varenr. 302019	Kakadu Tilt Varenr. 302024
Siddebredde	46 cm	51 cm	46 cm
Siddedybde	43 cm	43 cm	43 cm
Sæde Højde	49 - 54 cm indstillelig	49 - 54 cm indstillelig	54 - 59 cm indstillelig
Frihøjde	42 - 47 cm indstillelig	42 - 47 cm indstillelig	---
Totalbredde (med Armlæn)	56 cm	61 cm	56 cm
Totalhøjde	90 - 95 cm indstillelig	90 - 95 cm indstillelig	103 - 108 cm indstillelig
Max. belastning	130 Kg	150 Kg	130 Kg
Vægt	12,90 Kg	13,50 Kg	15,60 kg
Kipvinkel (kun for tiltversion)	---	---	fra -5° til +25°