



**OY1.** Carrozzina comoda da doccia "Kakadu", con telaio in alluminio e 4 ruote da 5"

La carrozzina comoda da doccia "Kakadu" ha un telaio in alluminio trattato bianco ed è equipaggiata di serie di 4 ruote frenate da 5". La seduta, lo schienale ed i braccioli sono di PUR morbido nero. I poggiatesta sono estraibili e regolabili in altezza. È fornita di serie di secchio WC con coperchio.



**OY2.** Carrozzina comoda da doccia "Kakadu" con ruote posteriori da 24" montate (opzionali)

Per la carrozzina comoda da doccia "Kakadu" sono disponibili come accessorio le ruote posteriori da 24". Il telaio è già predisposto di serie garantendo un montaggio semplice delle ruote. Il kit è fornito completo di tutte le parti necessarie al montaggio.



**OY3.** Sedia da doccia basculante "Kakadu TILT"

Le imbottiture della seduta, dei braccioli e dello schienale sono in PUR morbido nero. La carrozzina è dotata di 4 ruote frenate da 5" ma è predisposta al montaggio di 2 ruote posteriori da 24". Il kit da 24" viene fornito di tutte le parti necessarie al montaggio e può essere montato facilmente nei fori predisposti sul telaio.

## Accessori per carrozzine da doccia „Kakadu“



**OY4.** Supporto amput.



**OY5.** Staffa di sicurezza



**OY6.** Antribaltamento

## Carrozzina comoda basculante

La carrozzina basculante ha un angolo di basculamento regolabile da -5° a +25°. È dotata di serie di poggiatesta, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione. I braccioli sono ribaltabili. I poggiatesta singoli sono ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con poggiatesta ad inclinazione variabile. La seduta è provvista di un'apertura centrale per l'utilizzo del secchio montato sotto la seduta stessa. Il secchio WC è estraibile ed è dotato di coperchio.

Dati tecnici	Kakadu standard codice 302018	Kakadu largo codice 302019	Kakadu Tilt codice 302024
Larghezza seduta	46 cm	51 cm	46 cm
Profondità seduta	43 cm	43 cm	43 cm
Altezza seduta	regolabile 49 - 54 cm	regolabile 49 - 54 cm	regolabile 54 - 59 cm
Altezza max. superabile (del WC)	regolabile 42 - 47 cm	regolabile 42 - 47 cm	---
Larghezza totale (con braccioli)	56 cm	61 cm	56 cm
Altezza totale	regolabile 90 - 95 cm	regolabile 90 - 95 cm	regolabile 103 - 108 cm
Portata	130 Kg	150 Kg	130 Kg
Peso a vuoto (montata)	12,90 Kg	13,50 Kg	15,60 Kg
Angolo di basculamento	---	---	-5° bis +25°