

Letvægtsrollator der kan klappes sammen sideværts. Standard udstyret med kurv.
Er udrustet med store hjul på 200 mm. God bremse der også kan låses.
Sikret mod uønsket sammenklapning.

Specifikationer:

	Standard model	Lav model	Bred model
Håndtagshøjde min/max:	83 - 104 cm	76 - 97 cm	83 - 104 cm
Sædehøjde min/max:	55 - 60 cm	48 - 53 cm	55 - 60 cm
Udvendig bredde:	56 cm	56 cm	61 cm
Indvendig bredde:	46 cm	46 cm	51 cm
Vægt:	7 kg	7 kg	7,2 kg
Max. brugervægt:	120 kg	120 kg	120 kg
HMI-nr:	43650	43625	44766


RX1a. Rollator

RX1b. Rollator klappet sammen

RX2. Slæbebremse

RX3. Bremsegreb

RX4. Bremsegreb for enhåndsdraft

RX5. Bremseklamme

RX6. Bremsesko