

Gazelle rollatoren har en ramme af sølvfarvet aluminium, Rollatoren foldes sammen sideværts på samme måde som en kørestol. Den er monteret med 200 mm antistatiske gummihjul, og leveres standard med både kurv og ryg bælte. Såvel sæde som håndtag kan justeres i højden.

Tekniske Data	Gazelle standard Varenr. 312007	Gazelle lav Varenr. 312006	Gazelle bred Varenr. 312008
Håndtagshøjde min./max.	83-104 cm	76-97 cm	83-104 cm
Sædehøjde min./max.	55-60 cm	48-53 cm	55-60 cm
Siddebredde	46 cm	46 cm	51 cm
Udvendig bredde	56 cm	56 cm	61 cm
Vægt	7,6 Kg	6,9 Kg	7,8 Kg
Max. brugervægt	120 Kg	120 Kg	120 Kg



RX1a. Rollator "Gazelle" standard



RX1b. Højdeindstilling af hjul



RX1c. "Gazelle" Rollator klappet sammen



R3. Slæbebremse



R4. Bremsereg



R5. Enhåndsbremse



R6. Kabelfixering



R7. Bremsesko



R8. Stokkeholder med bæger