


Antilope letvægtsrollatoren er fremstillet i blålakeret aluminium. Rollatoren foldes sammen sideværts som en kørestol, hvilket gør den både let at håndtere samt sparer plads når rollatoren ikke er i brug. Antilope rollatoren leveres inkl. rygbælte, stokkeholder og med en praktisk kurv som let afmonteres og anvendes som taske. Rollatoren er monteret med 4 stk 200 mm hjul. Såvel sædehøjde som håndtagshøjden kan justeres uden brug af værktøj.

Tekniske Data - Rollator "Antilope"	Varenr. 312040
Længde	60 cm
Udvendig bredde	62 cm
Siddebredde	46 cm
Håndtagshøjde (min. - max.)	82 - 95 cm
Sædehøjde (min. - max.)	51 - 59 cm
Bremse	2 (låsbare)
Vægt	7,95 kg
Max. brugervægt	130 kg


RY1a. Mobilex "Antilope" Rollator

RY1b. Rollator foldet sammen

RY1c. Sædehøjde indstilling

RY1d. Stokkeholder