

Rollator leggero "Impala economic" con 4 ruote da 190 mm. Telaio in alluminio color blu. Il sistema di piegamento riduce al minimo lo spazio occupato dal deambulatore chiuso. Il rollator è equipaggiato di serie di un poggia-schiena imbottito e di una pratica borsa portaoggetti posta sotto la seduta. Il deambulatore è facile da ripiegare ed è adatto ad un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote da 190 mm assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è adattabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori per bloccare il deambulatore ed offrire la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo.

Dati tecnici - Rollator "Impala Economic"	codice 312060
Altezza totale / Altezza dei manubri (regolabile)	78 - 94 cm
Larghezza totale	61 cm
Lunghezza totale (aperto)	68 cm
Lunghezza totale (chiuso)	42 cm
Altezza seduta	53 cm
Larghezza interna tra i manubri	44 cm
Larghezza della seduta	36 cm
Profondità della seduta	32 cm
Portata massima del deambulatore	120 kg
Portata massima della borsa	5 kg
Peso	7,3 kg
Freni	2 stazionabili



RZ1a. Rollator Mobilex "Impala" Economic



Rz1b. Il rollator chiuso