

Zebra rollatoren har en ramme af sølvfarvet aluminium, og en sædeplade der er belagt med blødt PU-skum. Bliver standard leveret inkl. kurv, rygbælte samt bakke. Sædehøjden kan justeres (dog ikke model lav og Max). Rollatoren er monteret med 185 mm antistatiske hjul.


Tekniske Data	Zebra standard Varenr. 312001	Zebra lav Varenr. 312002	Zebra bred Varenr. 312004	Zebra MAX Varenr. 312009
Håndtagshøjde min./max.	83-93/98 cm	70-80 cm	83-93/98 cm	85-95 cm
Sædehøjde min./max.	58-63 cm	47,50 cm (fast)	58-63 cm	60 cm (fast)
Siddebredde	45 cm	45 cm	50 cm	56 cm
Udvendig bredde	55 cm	55 cm	60 cm	67 cm
Vægt	7,4 Kg	7,0 Kg	7,7 Kg	9,2 Kg
Max. brugervægt	120 Kg	120 Kg	120 Kg	150 Kg


**R1a.** Rollator "Zebra" Standard

**R1b.** Højdeindstilling af hjul

**R2.** Rollator XXL "Zebra MAX"

**R3.** Slæbebremse

**R4.** Bremsegreb

**R5.** Enhåndsbremse

**R6.** Kabel Fixering

**R7.** Bremsesko

**R8.** Stokkeholder med bæger