

Rollstuhlsitzkissen

Technische Beschreibung









MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Mobilex® Rollstuhlsitzkissen aus PU und/oder viskoelastischem Schaum mit schwarzem Polyester oder Anti-Inkontinenz Überzug. Alle Mobilex Rollstuhlsitzkissen haben eine rutschfeste Unterseite und sind besonders für den Gebrauch bei Rollstühlen mit Stoff- oder Nylonbespannung. Die Kissen sind an der Vorderseite leicht abgeschrägt um eine korrekte Positionierung der Beine und des Beckens zu ermöglichen. Entwickelt für Personen mit niederem Wundrisiko gewähren sie Halt und helfen Verrutschungen und Reibungen zu vermeiden.

Es sind sechs verschiedene Ausführungen der Rollstuhlsitzkissen lieferbar:

- Rollstuhlsitzkissen aus PU Schaum mit schwarzem Polyester Bezug
- Rollstuhlsitzkissen aus PU Schaum mit schwarzem Anti-Inkontinenz Bezug
- Rollstuhlsitzkissen aus doppellagigem Visko/PU Schaum mit schwarzem Anti-Inkontinenz Bezug
- Rollstuhlsitzkissen aus viskoelastischem Schaum hoher Dichte mit schwarzem Polyester Bezug
- Rollstuhl Sitzkissen aus viskoelastischem Schaum hoher Dichte mit schwarzem Anti-Inkontinenz Bezug
- Depressions-Luft-Rollstuhlsitzkissen mit Luftventil und schwarzem Anti-Inkontinenz Bezug

Art.Nr.	Beschreibung	Höhe x Breite x Tiefe	Bild
278371	Rollstuhl Sitzkissen aus PU Schaum mit schwarzem Polyester Bezug	5 x 37,5 x 43 cm	
278401	<i>wie oben</i>	5 x 40,0 x 43 cm	
278421	<i>wie oben</i>	5 x 42,5 x 43 cm	
278451	<i>wie oben</i>	5 x 45,0 x 43 cm	
278471	<i>wie oben</i>	5 x 47,5 x 43 cm	
278501	<i>wie oben</i>	5 x 50,0 x 43 cm	
278372	Rollstuhl Sitzkissen aus PU Schaum mit schwarzem Anti-Inkontinenz Bezug	5 x 37,5 x 43 cm	
278402	<i>wie oben</i>	5 x 40,0 x 43 cm	
278422	<i>wie oben</i>	5 x 42,5 x 43 cm	
278452	<i>wie oben</i>	5 x 45,0 x 43 cm	
278472	<i>wie oben</i>	5 x 47,5 x 43 cm	
278502	<i>wie oben</i>	5 x 50,0 x 43 cm	
278407	Rollstuhl Sitzkissen aus doppellagigem Visko/PU Schaum mit schwarzem Anti-Inkontinenz Bezug	8 x 40,0 x 40 cm	
278427	<i>wie oben</i>	8 x 42,5 x 43 cm	
278457	<i>wie oben</i>	8 x 45,0 x 45 cm	
278477	<i>wie oben</i>	9 x 47,5 x 45 cm	
278507	<i>wie oben</i>	9 x 50,0 x 48 cm	
27842A	Rollstuhl Sitzkissen aus viskoelastischem Schaum hoher Dichte mit schwarzem Polyester Bezug	5 x 42,5 x 43 cm	
27845A	<i>wie oben</i>	5 x 45,0 x 43 cm	
27842B	Rollstuhl Sitzkissen aus viskoelastischem Schaum hoher Dichte mit schwarzem Anti-Inkontinenz Bezug	5 x 42,5 x 43 cm	
27845C	<i>wie oben</i>	5 x 45,0 x 43 cm	
27840B	Depressions-Luft-Rollstuhlsitzkissen mit Luftventil und schwarzem Anti-Inkontinenz Bezug	8 x 40 x 40 cm	
27845B	<i>wie oben</i>	8 x 45 x 45 cm	
27850B	<i>wie oben</i>	8 x 50 x 48 cm	