

## Cuscini per carrozzine

### Descrizione tecnica








**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca  
[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

Cuscino per carrozzina Mobilex® con schiuma poliuretanic a e/o viscoelastica con base antiscivolo e fodera nera, disponibile anche con fodera anti-incontinenza nera. Particolarmente indicato per un uso su carrozzine con seduta in tela. I cuscini sono smussati anteriormente per un coretto posizionamento di gambe e bacino. Adatti per utenti con basso rischio di piaghe permettono stabilit  ed aiutano a ridurre scivolamenti e sfregamenti.

Sono disponibili cinque tipi di cuscini:

- cuscino di schiuma poliuretanic a con fodera nera in tessuto poliester e base antiscivolo
- cuscino di schiuma poliuretanic a con fodera nera anti-incontinenza e base antiscivolo
- cuscino con uno strato superiore in schiuma viscoelastica ed inferiore in schiuma poliuretanic a, fodera anti-incontinenza e base antiscivolo
- cuscino di schiuma viscoelastica ad alta densit  con fodera nera tessuto poliester e base antiscivolo
- cuscino di schiuma viscoelastica ad alta densit  con fodera nera anti-incontinenza e base antiscivolo

I cuscini sono fornibili nelle seguenti misure:

| codice | descrizione  | alt. x largh. x prof. | immagine  |
|--------|--|-----------------------|---|
| 278371 | cuscino da carrozzina in schiuma con base antiscivolo e fodera nera                                    | 5 x 37,5 x 43 cm      |   |
| 278401 | <i>come sopra</i>  | 5 x 40,0 x 43 cm      |   |
| 278421 | <i>come sopra</i>  | 5 x 42,5 x 43 cm      |   |
| 278451 | <i>come sopra</i>  | 5 x 45,0 x 43 cm      |   |
| 278471 | <i>come sopra</i>  | 5 x 47,5 x 43 cm      |   |
| 278501 | <i>come sopra</i>  | 5 x 50,0 x 43 cm      |   |
| 278372 | cuscino da carrozzina in schiuma con base antiscivolo e fodera anti-incontinenza                       | 5 x 37,5 x 43 cm      |  |
| 278402 | <i>come sopra</i>  | 5 x 40,0 x 43 cm      |   |
| 278422 | <i>come sopra</i>  | 5 x 42,5 x 43 cm      |   |
| 278452 | <i>come sopra</i>  | 5 x 45,0 x 43 cm      |   |
| 278472 | <i>come sopra</i>  | 5 x 47,5 x 43 cm      |   |
| 278502 | <i>come sopra</i>  | 5 x 50,0 x 43 cm      |   |
| 278407 | cuscino da carrozzina con schiuma viscoelastica, base antiscivolo e fodera anti-incontinenza           | 8 x 40,0 x 40 cm      |  |
| 278427 | <i>come sopra</i>  | 8 x 42,5 x 43 cm      |   |
| 278457 | <i>come sopra</i>  | 8 x 45,0 x 45 cm      |   |
| 278477 | <i>come sopra</i>  | 9 x 47,5 x 45 cm      |   |
| 278507 | <i>come sopra</i>  | 9 x 50,0 x 48 cm      |   |
| 27842A | cuscino da carrozzina in schiuma viscoelastica densa, base antiscivolo e fodera nera                   | 5 x 42,5 x 43 cm      |  |
| 27845A | <i>come sopra</i>  | 5 x 45,0 x 43 cm      |   |
| 27842B | cuscino da carrozzina in schiuma viscoelastica densa, base antiscivolo e fodera anti-incontinenza nera | 5 x 42,5 x 43 cm      |  |
| 27845C | <i>come sopra</i>  | 5 x 45,0 x 43 cm      |   |
| 27840B | cuscino a depressione con valvola di deflusso, base antiscivolo e fodera anti-incontinenza             | 8 x 40 x 40 cm        |  |
| 27845B | <i>come sopra</i>  | 8 x 45 x 45 cm        |   |
| 27850B | <i>come sopra</i>  | 8 x 50 x 48 cm        |   |