

ZEBRA MAX

XXL Alu Leichtgewichtsrollator

XXL Aluminium lightweight rollator

XXL Rollator leggero in alluminio



- ✓ verstärkter Alu-Rahmen, silberfarben, zusammenklappbar
- ✓ Sitz aus weichem schwarzem PUR
- ✓ Schiebegriffe in der Höhe einstellbar
- ✓ komplett mit Rückengurt, Tablett und Korb
- ✓ modernes Design
- ✓ große 8" Räder, feststellbare Bremsen
- ✓ Sicherung gegen unabsichtliches Zusammenklappen
- ✓ Tragfähigkeit 150 kg
- ✓ Sitzbreite 60 cm



- ✓ reinforced frame made of silver-colored aluminium, foldable
- ✓ smart design
- ✓ seat made of black soft PUR
- ✓ push handles are adjustable in height
- ✓ equipped with basket, tray and backrest belt
- ✓ equipped with large 8" wheels, with two lockable brakes
- ✓ safety device to prevent unwanted folding
- ✓ max. load 150 kg
- ✓ seat width 60 cm



- ✓ telaio ripiegabile in alluminio rinforzato color argento
- ✓ seduta in PUR morbido nero
- ✓ manubrio regolabile in altezza
- ✓ completo di cestello, tavolino e cintura poggia schiena
- ✓ grandi ruote da 8", con freni stazionabili
- ✓ sicura contro il ripiegamento involontario
- ✓ larghezza seduta 60 cm
- ✓ portata 150 kg