

Spezielle Decken



Anmerkung: Alle unsere Antriebsräder können in verschiedenen Kombinationen von Decken und Greifringen bestellt werden.

Leichte Vorderräder mit Fiber- oder Alluminium Felge



Zubehör

BOA Hochdruck Luftpumpe
Hochdruck (145 PSI / 10 bar)
Lithium Batterie (Li-Ion 2000 mAh)
Standardmäßig mit diverserem Zubehör



Mobilex A/S - DK-8660 Skanderborg - www.mobilex.dk

Standard Greifringe Titan, Alu, Edelstahl, High Friction



Spezielle Greifringe Mobilex TopGrip und Spinerger TCG und TC



Unsere **ovalen Top-Grip Greifringe** haben einen **Antirutscheinsatz** und bieten einen besseren Griff, der den Rollstuhl manövrierfähiger und besonders auf unebenem Gelände leichter zu fahren macht. Die glatten Seiten aus schwarz harteloxiertem Aluminium minimieren die Reibungshitze beim Bremsen.



Der neue **Spinerger TC (Tactical Control)** Stain-less Greifring ist aus einem revolutionären neuen und leichtem Edelstahl hergestellt. Er hat eine gewalzte und strukturierte Oberfläche die besonders für einen Edelstahl Greifring eine hohe Griffbarkeit mit Stabilität und Härte verbindet.



Der **Spinerger TCG (Tactical Control Grip)** ist ein vollbeschichteter Greifring, der sich durch seine einzigartige Beschichtungsfläche und überlegene Haltbarkeit auszeichnet. Der TCG definiert neu, was ein beschichteter Greifring sein kann, denn er verwendet eine exklusive rutschfeste, latexfreie **Neopren Beschichtung**.

Mobilex A/S - DK-8660 Skanderborg - www.mobilex.dk



... im Alltag



... im Gelände



... beim Sport



Ultralite

Das Ultralite Rad ist ein sehr leichtes und kostengünstiges Rad mit einem Gesamtgewicht von nur 1120 Gramm inkl. Reifen, Schlauch und Greifring. Es wird mit schwarzer Aluminium Nabe, schwarzer Hohlkammerfelge, schwarzen Speichen sowie silberfarbenem Alu Greifring und 1" Reifen geliefert. Es ist nur in 24" lieferbar (Bild links).



Spinergy Offroad

Bei der Entwicklung der Spinergy Offroad Räder wurde besonders auf eine hohe Effizienz bei guten Fahreigenschaften geachtet. Durch die Wahl der richtigen Radgröße können Sie die Änderung der Fahrhöhe im Vergleich zu Ihren normalen Straßenrädern minimieren. Beispiel: Wenn Ihre Alltagsräder 24" (540) mit einem 1" Reifen sind, dann könnte die Fahrhöhe durch die Wahl des 22" (501) Outdoor-Pakets gleich bleiben oder nur um ca. ¼" reduziert werden (genaue Ergebnisse können variieren) (Bild links).



SLX Sport Lite Extreme

Das SLX Rad mit seinen 24 Speichen wurde speziell für die anspruchsvollsten Sportarten entwickelt und bietet eine noch größere Haltbarkeit. Dieses Rad ist reaktionsschnell, bietet extreme Strapazierfähigkeit und ist ideal für Kontaktsportler. Es sieht fantastisch aus, ist stilvoll und erlaubt Ihnen, sich auf das Spiel zu konzentrieren, nicht auf Geräteausfälle (Bild links).

SPOX Everyday

Spinergy Spox Everyday Räder sind auf Langlebigkeit ausgelegt und das lohnendste Upgrade das Sie an einem Rollstuhl machen können. Das SPOX Everyday Rad ist ein Einstiegsrad mit besonderer Rücksicht auf Ihr Budget (Bild rechts).



Anmerkung

Alle Spingery Räder sind in den Größen 24", 25", 26" und 28" lieferbar. Auch verschiedene Speichenfarben sind möglich (Bild rechts).



Blade LXL

Wenn Sie superleichtes Gewicht in Kombination mit der Spinergy Zuverlässigkeit wünschen, dann sind das Ihre Räder! Entwickelt als ein unglaublich stilvolles und ästhetisch ansprechendes Rad mit flachen Speichen und mit einem eigenen, klaren Design das niemals auf Leistung und Langlebigkeit verzichtet. (Bild rechts).



Das Blade LXL Rad ist auch mit Kohlefaser-Felge lieferbar (Spinergy Carbon Blade)



Flexrim

Die Spinergy FLEXRIM Räder sind ein revolutionäres Produkt, das die Art und Weise verändert, wie Menschen sich mit dem Rollstuhl fortbewegen. Das Urethan Material, das den Greifring an der Felge hält, ermöglicht dem Benutzer den Rollstuhl voranzutreiben ohne den Reifen zu berühren. Das ultraleichte und extrem starke aber biegsame Material macht es sogar möglich die Breite des Rollstuhls um einen Zentimeter zu reduzieren, z.B. wenn man durch enge Türöffnungen fahren muss (Bild links).



Mobilex Offroad

Das 24" Mobilex Offroad Rad wird komplett mit schwarzer Alu-Hohlkammerfelge und schwarzer Hochflansch Nabe mit asymmetrischer Montage geliefert. Es hat einen schwarzen Alu Greifring und schwarze "Mountain Bike" Stollenreifen. Es ist nur in 24" lieferbar (Bild links).



X-SLX Lite Extreme X-Laced

Das Spinergy Lite Extreme SLX X-Laced wurde für maximale Torsionssteifigkeit und Reaktionsfähigkeit entwickelt. Wie bei den LX-Laufrädern gibt es auch zwischen den Speichen viel Platz für einen großzügigen Zugang unter dem Stuhl. Das Naben- und Speichenmuster sieht fantastisch aus und hält was es verspricht (Bild links).