

FOLDBAR BADESTOL



Badestolen er foldbar og er fremstillet i pulverlakeret aluminium. Sædet med hygiejneudskæring og ryg er i hvid plast. Sædet er højdejusterbart.

Varenr. 302010

Badestolen er foldbar og er fremstillet i pulverlakeret aluminium med plast toiletspand med låg.

Varenr. 302011



Tekniske data	Varenr. 302010	Varenr. 302011
Totalmål (B x D x H)	55,5 x 51 x 80-90 cm	55,5 x 51 x 80-90 cm
Mål foldet (B x D x H)	55,5 x 17 x 80 cm	55,5 x 17 x 80 cm
Højde indstillelig	fra 80 til 90 cm i 4 pos.	fra 80 til 90 cm i 4 pos.
Sæde højdeindstillelig	fra 46 til 56 cm i 4 pos.	fra 46 til 56 cm i 4 pos.
Vægt	4,05 kg	4,85 kg
Bæreevne	100 kg	100 kg

BAD OG TOILETSTOL

Toiletstolen er fremstillet i pulverlakeret aluminium og bliver som standard leveret med 5" låsbare hjul. Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød PUR for god komfort. Benstøtterne er højdejusterbare og kan let afmonteres. Leveres komplet med spand og låg.



Tekniske data	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Tillæg ved 24"
Siddebredde	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Siddedybde	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Sædehøjde indstil.	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Frihøjde indstil.	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	---	---	---
Gennemfarts bredde	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	---	---	---
Totalbredde	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 8 cm *
Totaldybde	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 5 cm
Totalhøjde indstil.	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Bæreevne	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	130 Kg	130 Kg	---
Vægt	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Tiltvinkel	---	---	---	---	-5° til +25°	-5° til +25°	---

* Totalbredde forskel med Kakadu Tilt (302024 eller 302025): +14 cm

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - 8660 Skanderborg - www.mobilex.dk



BADEPRODUKTER



Alle Mobilex badeprodukter er fremstillet i høj kvalitets aluminium. Vi forener moderne design med god funktionalitet.

Forhandler

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
8660 Skanderborg

Tlf. 87 93 22 20
Fax 87 93 17 77
www.mobilex.dk

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - 8660 Skanderborg - www.mobilex.dk

BADETABURETTER

Mobilex badetaburetter har alle en ramme lavet af højkvalitets aluminium. Sædet er lavet af hvidt plast, med undtagelse af modellerne 302070-302079 (figur D), her er sædet lavet i blødt gråt PUR.



Beskrivelse	Foto	Mål	Bæreevne
Vægmonteret badestol	A	44 x 54,5 x 43,5-51 cm	100 kg
Badetaburet trekantet	B1	50 x 45 cm	120 kg
Badetaburet trekantet	B2	44 - 46 cm	150 kg
Badetaburet rund (Ø x H)	C1	33 cm x 35,5 - 53,5 cm	130 kg
Badetaburet rund (Ø x H)	C2	33 cm x 40-50 cm	130 kg

BADETABURETTER

Badetaburet (figur D) kan leveres med en hvid eller sølvgrå ramme og i forskellige størrelser. Det budget badetaburet (figur E) har en sæde af hvidt plast. Benene kan indstilles i højden på alle modeller.



Beskrivelse	Foto	Mål	Bæreevne
Badetaburet	D	52,5-62,5 x 53 x 60-77 cm	150 kg
Budget badetaburet	E	30 x 50 x 37,5-50,5 cm	115 kg

BADEKARSÆDER

Mobilex badekarsæde (figur F) og drejbart badekarsæde (figur G) med hygiejneudskæring har en ramme af aluminium. Sæde og ryg er lavet af blødt gråt PUR. Ryg og armlæner let at fjerne (clips). For badekarsæde (figur F) en valgfri ryg til rådighed.



Beskrivelse	Foto	Mål	Bæreevne
Badekarsæde	F	76-91 x 42 x 23 cm	150 kg
Drejbart badekarsæde	G	71 x 54 x 57 cm	130 kg

BADETABURET MED GLIDESÆDE



Badetaburet med glidesæde, der bruges til let ind- og udstigning af badekarret. Tabureten har en aluminiumsramme og sædet er af hvidt plast. Sædet låses let fast i yder positionerne

Badetaburet med glidesæde	Mål
Bredde x dybte	107-111 x 49-53 cm
Sædebredde x sædedybte	50 x 39,5 cm
Fri højde	45,5 - 55,5 cm
Vægt	6,5 kg
Bæreevne	130 kg

BADEBRÆDT



Badebrædt er fremstillet af hvidt plast med rødt håndtag.

Beskrivelse	Foto	Mål (L x B x H)	Bæreevne
Badebrædt	H1	71 x 32 x 19 cm	190 kg
Badebrædt	H2	70 x 35 x 17 cm	150 kg
Badebrædt XL	--	76 x 35 x 18 cm	150 kg