

COBBI-RAGGI COPRI-RAGGI

- p) Earth
- q) Lion
- r) Flamingo



- s) Orange
- t) Lightning
- u) Girl



Copriraggi con logo o disegno individuale Cosa fornirà Mobilex?

Mobilex fornisce copriraggi personalizzati nelle misure standard 20", 22" o 24". Altre misure dipendono dai quantitativi e possono essere prodotti su richiesta.

A causa della bombatura dei nostri copriraggi la stampa può essere effettuata solo in serigrafia.

I copriraggi sono prodotti in PETG trasparente, leggermente bombati ed hanno invasi per le 4 o 6 alette dei corrimano. Sono fissati ai raggi delle ruote a mezzo di 6 clips comprese nella fornitura. Forma e qualità dei copriraggi corrisponde ai modelli presenti nel programma standard Mobilex.

Mobilex si occupa dell'intero processo di produzione, dalla stampa alla spedizione.

Copriraggi con logo o disegno individuale Cosa ci fornirete Voi?

Formati:

Nel caso ideale ci fornirete il disegno o il logo già definito in un formato vettoriale (.svg, .eps, .ai). In questo modo riusciremo a definire il layout (bozza di stampa) in maniera più veloce e precisa. Se non avete disponibile il vostro materiale grafico in formato vettoriale, possiamo accettare anche immagini in formato .tif, .png oppure .jpg. In questo caso le immagini dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi e di min. 200 x 200 mm. Attenzione: Per questa soluzione possono nascere ulteriori costi (vedi sotto)

Colori:

Per la stampa si useranno colori con le codifiche Pantone o HKS. In fase di stampa verrà creato una bozza di stampa per ogni colore, quindi i colori sono stampati uno dopo l'altro sui copriraggi (un passaggio a colore). Per questo motivi necessitiamo di una specifica Pantone o HRS per ogni colore usato.




COBBI-RAGGI COPRI-RAGGI



Rivenditore autorizzato

COPRI-RAGGI
COPRI-RAGGI



COPRI-RAGGI
COPRI-RAGGI



COPRI-RAGGI
COPRI-RAGGI

