

# DØRTRINSRAMPER

## DS ramper

Dørtinsramper i aluminium med riflet overflade. DS2176 har tre justerbare fødder. DS4076 er klapbar og er forsynet med 2 udfræste bærehåndtag.



Varenr. DS2176:  
Længde: 76 cm  
Bredde: 21 cm  
Vægt: 1,55 kg  
Max. højde: 3-7 cm  
Max. belastning: 350 kg

Varenr. DS4076:  
Længde: 76 cm  
Bredde: 40 cm  
Vægt: 3,3 kg  
Max. højde: 3-5 cm  
Max. belastning: 350 kg

## Klapbar todelt DS rampe


DS4025 ramperne anvendes parvist.



Varenr. DS4025  
Todelt klapbar dørtinsrampe i aluminium  
2 stk. à 2,5 x 25 x 40 cm (H x L x B)

## Dørtinsramper i gummi

Gummiramper med skridsikker overflade til brug på bl.a. badeværelser og ved dørtærskler. Ramperne fås enten med lim på undersiden, hvor en folie trækkes af før anvendelse, eller uden lim. På gulvtæpper og andre sarte gulve bør typen uden lim anvendes. Gummirampen kan fastgøres med dobbelt klæbende tape. Hvis ramperne er for lange i standardmål kan de blot afkortes med en kniv.




Fås i forskellige højder mellem 4 og 60 mm og i bredder på 700, 900 eller 1000 mm  
Spørg efter brochure med gummiramper

# TELESKOPRAMPER

## TM ramper

Ramperne er fremstillet af aluminium. De perforerede baner giver en god balance mellem vægt og styrke og sikrer at der ikke ligger vand på ramperne. Ramperne består af to separate køreskiner. Model TM-055 består af en del. Model TM-150 og TM-210 er todelt, model TM-300 har et ekstra element som er foldbar. I den foldede tilstand er ramperne sikret med en clip-lukning og har et håndtag som gør dem nemme at transportere.



TM ramperne anvendes parvist.

TM ramper	TM-055	TM-150	TM-210	TM-300
Længde	55 cm	150 cm	210 cm	300 cm
Bredde (per skinne)	25 cm	25 cm	25 cm	26 cm
Køreflade bredde	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Højde af sidebeskyttelse	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Max. stigning / højde	12° / 11 cm	12° / 30 cm	12° / 40 cm	12° / 60 cm
Vægt	2 x 1,45 kg	2 x 3,95 kg	2 x 5,8 kg	2 x 8,65 kg
Max. belastning (1 par)	300 kg	300 kg	300 kg	250 kg
Foldet mål cm (L x B x H)	55 x 25 x 5,5	98 x 27 x 9	128 x 27 x 9	108 x 26 x 13,5

## TR/LR ramper

Fremstillet af aluminium og er belagt med skridsikker belægning. Teleskoperes sammen i 3 sektioner, der automatisk låses i position. LR ramperne leveres standard med en transporttaske.


TR eller LR ramperne anvendes parvist



TR/LR ramper	TR-150	TR-210	TR-300	LR-150	LR-210
Længde	150 cm	210 cm	300 cm	150 cm	210 cm
Bredde (per skinne)	26 cm	26 cm	26 cm	16 cm	16 cm
Køreflade bredde	19 cm	19 cm	19 cm	11 cm	11 cm
Højde sidebeskyttelse	7/5 cm	7/5 cm	7/5 cm	5,5/3 cm	5,5/3 cm
Max. stigning / højde	12° / 30 cm	12° / 40 cm	12° / 60 cm	12° / 30 cm	12° / 40 cm
Vægt	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg	2 x 3 kg	2 x 4 kg
Max. belastning (1 par)	225 kg	225 kg	225 kg	180 kg	180 kg
Foldet mål cm (LxBxH)	74 x 26,5 x 7	95x26,5x7	125x26,5x7	74x16,5x5,5	95x6,5x5,5



# KØRESTOLS- RAMPER



Forhandler

# ENKELTFOLDEDE RAMPER

## SC ramper

Prisbillig kuffertrampe af aluminium med riflet overflade. Rampen er foldbar på langs, og er monteret med bærehåndtag. SC-045 ramperne leveres standard med en transporttaske.



SC ramper	SC-045	SC-090	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Længde	46 cm	62 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Bredde	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Køreflade bredde	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Højde sidebeskyttelse	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Max. stigning / højde	12° / 10 cm	12° / 12 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Vægt	4,50 kg	6,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Foldet mål cm (LxBxH)	45 x 40 x 8	62 x 40 x 8	92 x 40 x 8	122 x 40 x 8	152 x 40 x 8	182 x 40 x 8

## SF ramper

Fremstillet af aluminium og belagt med skridsikket materiale. Klappes sammen på midten og bæres som en kuffert. Den store flade gør det muligt for hjælperen at gå med op af rampen, og giver mulighed for kørsel med trehjulede køretøjer. SF-040 ramperne leveres standard med en transporttaske.




SC ramper	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Længde	45 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Bredde	71 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Køreflade bredde	71 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Højde sidebeskyttelse	--	6 cm	6 cm	6 cm
Max. stigning / højde	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Vægt	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Foldet mål cm (L x B x H)	45 x 37 x 5	90 x 40 x 10	120 x 40 x 10	150 x 40 x 10

# DOBBELTFOLDEDE RAMPER

## DF ramper


Fremstillet af aluminium og belagt med skridsikket belægning. De lange ramper er delt i en højre og en venstre side, der hver for sig kan foldes sammen for transport.



DF ramper	DF-180	DF-240	DF-300
Længde	180 cm	240 cm	300 cm
Bredde	79 cm	79 cm	79 cm
Køreflade bredde	75 cm	75 cm	75 cm
Højde sidebeskyttelse	6 cm (indvendig)	6 cm (indvendig)	6 cm (indvendig)
Max. stigning / højde		12° / 50 cm	12° / 60 cm
Vægt	16 kg	22 kg	27,2 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg
Foldet mål cm (LxBxH)	91 x 36 x 19	124 x 40 x 19	154 x 40 x 19

## SR ramper

Fremstillet af aluminium og belagt med skridsikket belægning. En enhed består af 4 sammensatte dele, der foldes til en kuffert komplet med bærehåndtag.



SR ramper	SR-180	SR-240
Længde	180 cm	240 cm
Bredde	80 cm	80 cm
Køreflade bredde	72 cm	72 cm
Højde sidebeskyttelse	Yderkant: 6 cm	Yderkant: 6 cm
Max. stigning / højde	12° / 36 cm	12° / 50 cm
Vægt	14,1 kg	18,5 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg
Foldet mål cm (LxBxH)	102 x 28 x 38	135 x 31 x 38

# FOLDBARE KØRESKINNER

## CH ramper

Ramperne er fremstillet af aluminium og belagt med skridsikket materiale. Størrelsen er 23,5 x 180 cm. Sættet består af 2 ramper, der klappes sammen på midten, og bæres som en kuffert. CH modellen kan belastes med 300 kg. CH Ramperne anvendes parvist.




CH-180:  
Længde: 180 cm  
Bredde: 23,5 cm  
Køreflade bredde: 21 cm  
Vægt: 13 kg (1 par)  
Max. belastning 300 kg (1 par)  
Max. højde: 35 cm

# TERASSERAMPER

## TSR ramper


Ramperne er fremstillet af en aluminiumsplade med skridsikket mønster. Anvendes ved fx. dørtrin med forhøjelser på begge sider og kan leveres i 2 størrelser. Velegnet på terrassen, balkonen eller i haven.



TSR-130/TRS-140:  
Længde: 130 eller 140 cm  
Bredde: 80 cm  
Køreflade af klap: 75 cm  
Vægt: 14,7 eller 15,6 kg  
Max. belastning 225 kg  
Max. højde: 20 cm

## T ramper

Fremstillet af en aluminiumsplade med skridsikket mønster. Rampen er uden kanter så den kan lægges helt ind til døren. Den står på jorden, og skal ikke fastgøres til karm eller andet. Man undgår altså at bore eller på anden måde beskadige dørtrin eller andet. Højden indstilles let og trinløst på det stålbeslag, der er monteret under alu-pladen.



T80060/T80075/T80080:  
Max. belastning: 225 kg  
Højde: 5-9, 8-13 eller 11-28 cm  
Vægt: 8 kg, 12 kg eller 21,5 kg  
Max. højde: 9, 13 eller 28 cm  
Længde og bredde: 60, 75 eller 125 cm x 80 cm