

DK

- Stram økonomi
- Knappe ressourcer

tryksår

Prøv Levabo's produktprogram af oppustelige en-patient puder

- Hygiejnisk
- Komfortabelt
- Nemt
- Økonomisk



LEVABO[®]
medico cushions



Puder til aflastning af hæl/ben



Navn	Størrelse cm.	Vare nr.	Antal	HMI Nr.	Anvendelse	Om puden
Heel up - Short	18 x 32 x 25	72001	12 stk	84422		Hæl aflaster til mobile og siddende brugere, typisk kørestol. Kan anvendes til både forebyggelse samt afhjælpning af tryksår.
Heel up - Medium	18 x 39 x 25	72007	12 stk	84423		Hæl aflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Typisk for brugere med korte ben. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god støtte af forfoden minimerer risikoen for dropfod.
Heel up - Long	18 x 48 x 25	72002	12 stk	84424		Hæl aflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god støtte af forfoden minimerer risikoen for dropfod.
Heel up - Max	18 x 50 x 30	72018	12 stk	88297		Hæl aflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig til sengeliggende. Anvendes til brugere med en lang fod. Har et ekstra luftkammer under foden, der yder optimal støtte af forfod.



All up - Multi Small	50 x 25 x 8	72003	12 stk	84487		Lejringspude 2 kamre. Multifunktion. Kan med fordel anvendes til lejrning i både liggende samt siddende positioner. (Ml. ben, ryg, særlig god støtte til arm og mellem knæ).
All up - Multi Medium	50 x 27 x 8	72004	12 stk	84488		Lejringspude 3 kamre. Multifunktion. Kan med fordel anvendes til lejrning i liggende samt siddende positioner. (Ml. ben, ryg), og eventuelt som støtte under fødder.
All up - Multi Large	50 x 50 x 8	72005	12 stk	84489		Lejringspude 4 kamre. Multifunktion. Kan bl.a. foldes/rulles sammen. (Under ben og arm, kommer med ekstra velcro bånd).
All up - Multi Max	50 x 50 x 20	72012	6 stk	87159		Lejringspude, særlig anvendelig til hoftefraktur patienter samt hvor underkølestremitet skal leveres over hjertehøjde.
All up - Wing	50 x 85 x 8	72006	6 stk	84490		Aflastningspude til underkølestremiteter, sengeliggende. Kan nemt fastgøres under madras, så puden ligger fast.

Tilbehør

Navn	Størrelse cm.	Vare nr.
Heel up - Inlay X 10	35 x 50	76008
All up - Sheet Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Sheet Large X 5	50 x 100	76013



Awards


Levabo® fik på tysklands største messe for ældrepleje tildelt "Innovationsspreis Altenpflege 2015" for hælelofter serien Heel Up®.

Dommer panelet lagde især vægt på hvor let produktet er at bruge, hvor oppumpningsindikatoren Stop Up® sikrer korrekt oppumpning, uden at brugeren nødvendigvis behøver lang uddannelse for at kunne fylde puderne korrekt.

Derudover blev produkterne rost for deres kompakte størrelse der fylder ganske lidt på depoterne, og gør det let at transportere produkterne til patienterne, en fordel der især kommer til udtryk i hjemmeplejen.



Husk de udsatte områder



Starten på et tryksår kan opstå indenfor et meget kort tidsinterval, 2 – 4 timer!

Tryksår opstår på de udsatte områder på kroppen, hvor knoglerne kun beskyttes af et tyndt lag hud.

Med Levabo®'s fleksible en-patient produktsortiment, er det muligt at foretage en hurtig og effektiv lejrning af patienten, inden der opstår skade på de udsatte områder.

Puder til aflastning i siddeleje



Navn	Størrelse cm.	Vare nr.	Antal	HMI Nr.	Anvendelse	Om puden
All up - Seat	42 x 42 x 5	72008	12 stk	84491		Siddepude, ekstra forstærket. Trykfordelende for forebyggelse eller afhjælpning af tryksår. Standard størrelse til kørestol. Max 150 kg.
All up - Seat Large	52 x 52 x 5	72019	12 stk	100224		Siddepude, ekstra forstærket. Trykfordelende for forebyggelse eller afhjælpning af tryksår. Ekstra længde samt bredde. Max 150 kg.
All up - Seat Max (bariatrisk)	52 x 62 x 5	72020	12 stk	100225		Siddepude, ekstra forstærket. Bariatrisk pude til brugervægt op til 250 kg. Trykfordelende for forebyggelse eller afhjælpning af tryksår. Ekstra længde samt bredde.
All up - Seat Twin	48 x 52 x 5	72021	12 stk	100226		Siddepude, ekstra forstærket. Anvendelig til halvsidig paretiske brugere med ustabil siddestilling. Pude er delt i to, til individuel lufttryk. Forebyggelse eller aflastning af tryksår. Max 150 kg.
All up - Seat Tailbone	42 x 42 x 5	72022	12 stk	100227		Speciel siddepude, ekstra forstærket. Til anvendelse for total aflastning af rectum, typisk ved stråleskader, følsomt haleben eller store gener ved hæmorider. Max 150 kg.
All up - Back & Seat	27 x 45 x 5	72009	12 stk	85011		Siddepude og ryg pude. Kan anvendes med fordel til begge områder. God rygstøtte, let siddepude for korrekt siddestilling. Max 150 kg.
All up - Donut	45 x 45 x 8	72017	12 stk	87939		Siddepude, ekstra forstærket. Ringformet uden hul i midten, men med optimalt fordelt tryk til forebyggelse eller aflastning af tryksår. Max 150 kg.
All up - Bath	50 x 50 x 8	72013	12 stk	87158		Til bade/bækken stole for en bedre trykfordeling ved længere tids brug. Fastgøres til stolen med tape. Ved bad kan puden tørres og genbruges. Max 150 kg.

Forebyggelse og b

Puder til special lejring

All up - Belly	65 x 75 x 15	72023	6 stk	100223		Speciel lejningspude med særlig anvendelse til radiologisk afdeling for at løfte brystkassen til specielle undersøgelser.
All up - Kidney	50 x 20 x 20	72014	12 stk	87938		Speciel lejningspude til særlig anvendelse for radiologisk afdeling til lejring af nyre / bækken område (Nyreknæk).

Levabo Akut Kit

tryksår 
akut kit[®]

Vores produkter kan virkelig gøre en forskel.

De innovative lejringsprodukter fra Levabo[®] er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og bliver produceret i Danmark. Produkterne har en lang række fordele i forhold til konventionelle lejrings-produkter.

Ved anvendelse af Levabo[®]s lejringsprodukter har man den fornødne lejringspude ved hånden, til effektiv tryksårs-forebyggelse. Produkterne er en-patient, oppustelige lejringspuder som efter brug bortskaffes. Produkterne fylder meget lidt, både på depotet, og er et let transportabelt sortiment i Levabo[®]s Akut Taske, som er udviklet til formålet.

Disse fordele kommer i særdeleshed til udtryk i hjemmeplejen. Som hjemmeplejer har man med Levabo[®]s produkter således mulighed for at starte en effektiv tryksårs-forebyggende indsats tidligere, billigere og nemmere end ved anvendelse af konventionelle lejringsprodukter. Allerede ved mistanke om risiko for tryksår kan hjemmeplejeren øjeblikkeligt lejre optimalt, og dermed undgå unødige lidelser for borgeren, og spare sundhedsvæsenet for efterfølgende betydelige udgifter til behandling af tryksår.

Produkterne er multifunktionelle og kan med fordel anvendes i de fleste lejringsituationer. En-patient brug sikrer høj hygiejne.



Navn	Størrelse cm.	Vare nr.
Akut Kit Taske	40 x 31 x 15	76006

















Behandling af tryksår

Tilbehør



Navn	Størrelse cm.	Vare nr.
All up - Seat Cover X 5	42 x 42 x 5	76009
All up - Seat Large Cover X 5	52 x 52 x 5	76010
All up - Sheet Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Sheet Large X 5	50 x 100	76013

Puder til aflastning af krop/arm

Navn	Størrelse cm.	Vare nr.	Antal	HMI nr.	Anvendelse	Om puden
All up - Multi Small	50 x 25 x 8	72003	12 stk	84487		Lejringspude 2 kamre. Multifunktion. Kan med fordel anvendes til lejrning i både liggende samt siddende positioner. (Ml. ben, ryg, særlig god støtte til arm og mellem knæ).
All up - Multi Medium	50 x 27 x 8	72004	12 stk	84488		Lejringspude 3 kamre. Multifunktion. Kan med fordel anvendes til lejrning i liggende positioner (Ml. ben, ryg), og eventuelt som støtte under fødder.
All up - Multi Large	50 x 50 x 8	72005	12 stk	84489		Lejringspude 4 kamre. Multifunktion. Kan bl.a. foldes/rulles sammen. (Under ben og arm, kommer med ekstra velcro bånd).
All up - Multi Max	50 x 50 x 20	72012	6 stk	87159		Lejringspude, særlig anvendelig til hoftefraktur patienter samt hvor underkølestremitet skal eleveres over hjertehøjde.
All up - Universal	50 x 50 x 8	72010	12 stk	85012		Lejringspude, typisk til ryggen, korsben og haleben i knækseng og ved sideleje mellem benene. Kan foldes på midten hvis puden ønskes højere.
All up - Universal Long	55 x 70 x 8	72015	12 stk	87940		Lejringspude, typisk til sideleje mellem benene, længere model som beskytter knæ og malleoler. Kan foldes på midten hvis puden ønskes højere.
All up - Universal Slim	45 x 75 x 8	72016	12 stk	87941		Lejringspude typisk til sideleje mellem benene, længere og smallere model som sikrer afstand mellem knæ i sideleje. Kan foldes på midten hvis puden ønskes højere.
All up - Head	28 x 30 x 5	72011	12 stk	85013		Hovedpude. Særlig anvendelig til forebyggelse og behandling af tryksår på ører og nakke, er også anvendelig til koma patienter.
All up - Wing	50 x 85 x 8	72006	6 stk	84490		Aflastningspude til underkølestremiteter, sengeliggende. Kan nemt fastgøres under madrass, så puden ligger fast.
All up - Wedge 30 deg.	70 x 40 x 15	72024	6 stk	100228		Lejringspude til sideleje. Sikrer stabil leje ved 30°, kileformen ligger stabilt ved hjælp af en flap der skubbes ind under patienten.
All up - Lap	80 x 60 x 10	72025	6 stk	100229		Lejringspude, halvmåne. Anvendes med fordel til kørestolsbrugere for aflastning eller støtte af arme.
All up - Lap Max	80 x 60 x 20	72026	6 stk	100230		Lejringspude, halvmåne. Ekstra højde. Anvendes med fordel til kørestolsbrugere for aflastning eller støtte af arme.
All up - Arm Rest	55 x 25 x 8	72027	12 stk	100231		Lejringspude til aflastning af armen.
All up - Elbow	30 x 20 x 10	72028	12 stk	100232		Lejringspude til aflastning af albuen.



Levabo's produkter er pladsbesparende på depotet.



Levabo Pumper

Som standard leveres alle Levabo[®]'s produkter med pumpedyse sæt inkluderet i pakningen med den enkelte pude.

Tilbehør

Navn	Størrelse cm.	Vare nr.
All up - Strap X 1 (Velcro)	5.5 x 200	76011
All up - Sheet Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Sheet Large X 5	50 x 100	76013

Navn	Størrelse cm.	Vare nr.
Levabo manuel pumpe	29 x 6 x 6	76004
Levabo batteri pumpe	26 x 5 x 5	76001
Levabo 240V pumpe	24 x 13 x 11	76002
Levabo pumpedyse sæt X 10		76005

stop up[®]
inflation indicator strip

Altid korrekt
oppumpning

Med Levabo[®]'s patenterede Stop Up[®] system er du altid sikker på den korrekte oppumpning. Stop Up[®] båndet indikerer når den rette luftmængde er i puden. Se video på www.levabo.dk




Levabo[®]'s Stop Up[®] system er nu med let forståelige piktogrammer.

- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- heel up[®] er designet til behandling og forebyggelse af tryksår i hælregionen.
- all up[®] er designet til forebyggelse og behandling af tryksår på albuer, skuldre, ryg m.m.
- Let & enkelt i brug.
- God komfort.
- Blødt, hudvenligt, varmeafledende og fugtabsorberende materiale.
- Pladsbesparende på depotet.
- Leveres i ren, forsejlet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10 hud irritation og overfølsomhed.
- Leveres i flere størrelser.


Levabo Guide

Til Iphone, Ipad & Android



Hent gratis den nye
Levabo mobile app på:

<http://www.levabo.dk/apps.html>
Eller scan QR koden:



Forhandler



www.levabo.dk
www.facebook.com/LevaboAps



LEVABO[®]
medico cushions

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: +45 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.com