

PANDA COMFORT

- Dunkelblauer Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Durch die großen Räder für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet, da die für eine gute Stoßdämpfung sorgen.
- Die Schiebegriffe lassen sich ohne Werkzeug in der Höhe verstellen.
- Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar.
- Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche, einen Rückengurt und einen Stockhalter.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.



| Panda Comfort Rollator | 312601 |
|--|----------------------------------|
| Schiebestangen höhenverstellbar | 77,5 - 99,1 cm |
| Empfohlen für Benutzergröße von | 160 - 200 cm |
| Sitzhöhe | 59 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 65 cm / 26,4 cm |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen | 45,5 cm |
| Länge (Tiefe) | 77,5 cm |
| Gewicht | 9,44 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 150 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion |
| Radgrößen | Vorne und hinten: 285 mm x 45 mm |



IMPALA

- Blau-metallic Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet mit den großen 200 mm Rädern.
- Mit Stockhalter, gepolsterter Rückenlehne und einer praktischen Tasche unter dem Sitz ausgestattet.
- Anatomisch geformte Schiebegriffe, die in der Höhe verstellt werden können.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.




| Impala Rollator | Standard | Hoch | Breit |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| HMV Nr: 10.50.04.1187 | 312060 | 312061 | 312062 |
| Schiebestangen höhenverstellbar | 79 - 93 cm | 90 - 105 cm | 79 - 93 cm |
| Sitzhöhe | 53 cm | 63 cm | 53 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 60 / 27 cm | 63 / 35 cm | 66 / 27 cm |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen | 48 cm | 49 cm | 53 cm |
| Länge (Tiefe) | 70 cm | 75 cm | 70 cm |
| Gewicht | 7,4 kg | 7,9 kg | 7,5 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | | |
| Radgrößen | Vorne und hinten: 200 x 35 mm | | |

ZUBEHÖR

Eine kleine Auswahl an Zubehör erhältlich für unsere Mobilex-Rollatoren. Die gesamte Auswahl ist im Katalog oder auf www.mobilex.dk zu finden.




* Nur für die Rollatoren Buffalo, Gepard, Leopard, Lion und Tiger



Einhandbremse



Sauerstoffhalter



Netztasche



Klingel



LED-Lampen



Hoher Rückengurt



Tablett



Fester Sitz




Schließbare Tasche



Schleifbremse

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg

Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk



ROLLATOREN

MOBILEX AUSWAHL AN ROLLATOREN

LEOPARD



- Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Große und leichtlaufende Räder.
- Verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen.
- Wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.
- Optional auch mit Softrädern lieferbar.



| Rollator Leopard HMV Nr. 10.50.04.1212 | Standard 312301 (rot) 312304 (anthrazit) 312309 (blau) 312300 (grün) 312303 (platin) 312308 (rot) | Standard+ Softräder 312306 (anthrazit) 312314 (blau) 312313 (grün) 31230A (platin) | Small 312302 (anthrazit) 312319 (rot) | X-Small 31230K (anthrazit) | Small+ Softräder 31230E (rot) |
|---|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Schiebestangen höhenverstellbar | 74 - 102 cm | 74 - 102 cm | 66 - 86 cm | 63 - 79 cm | 66 - 86 cm |
| Empfohlen für Benutzergröße von | 150 - 200 cm | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 130 - 165 cm | 135 - 170 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 62 cm | 55 cm | 50 cm | 55 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Länge (Tiefe) | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Gewicht (+ Tasche 380 g) | 7,4 kg | 7,6 kg | 7,1 kg | 6,9 kg | 7,3 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | | | | |
| Radgrößen | Vorne und hinten: 200 x 35 mm | | | | |

GEPARD



- Rahmen aus Carbon mit weiteren Teilen aus Aluminium.
- Wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg (HD bis 200 kg) getestet und zugelassen.
- Gepard und Gepard HD sind optional mit Softrädern lieferbar.



| Gepard Rollator HMV 10.50.04.1245 * HMV 10.50.04.2018 | Standard 312401 (schwarz) 312403 (gelb) 312404 (lila/schwarz) | Mit SOFT Rädern 312406 (schwarz) 312407 (gelb) 312408 (lila/schwarz) | Small 312402 (schwarz) | HD * 312405 (schwarz) |
|---|--|---|---------------------------|--------------------------|
| Schiebestangen höhenverstellbar | 74 - 102 cm | 74 - 102 cm | 66 - 86 cm | 74 - 102 cm |
| Empfohlen für Benutzergröße von | 150 - 200 cm | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 150 - 200 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 62 cm | 55 cm | 62 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm | 68 / 22,5 cm |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 56 cm |
| Länge (Tiefe) | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Gewicht (+ Tasche 380 g) | 5,4 kg | 5,5 kg | 5,1 kg | 5,7 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 200 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | | | |
| Radgrößen | vorne und hinten: 200 x 35 mm | | | |

TIGER / TIGER OUTDOOR



- Arthritis Rollatoren die auf dem Leopard (Tiger) bzw. Lion (Tiger Outdoor) basieren und verfügen über deren Eigenschaften und Funktionen.
- Unterarmstützen mit Bremsgriffen sind in Tiefe, Winkel und Höhe einstellbar.
- Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche.
- Tiger Standard ist für den Innenbereich und ein Benutzergewicht bis 150 kg zugelassen. Das Modell Tiger Outdoor ist auch für den Außenbereich und ein Benutzergewicht bis 200 kg zugelassen.

| Tiger Arthritis Rollator HMV Nr. 10.46.04.0016 * HMV Nr. 10.46.04.0020 | Standard Art.Nr. 312201 (anthrazitgrau) Art.Nr. 312211 (rot) | Mit drehbaren Armauflagen * Art.Nr. 312202 (metallisch braun) |
|--|--|--|
| Schiebestangen höhenverstellbar | 90 cm - 115 cm | 90 cm - 115 cm |
| Empfohlen für Benutzergröße von | 150 - 200 cm | 150 - 200 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 62 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 62 / 22,5 cm | 62 / 22,5 cm |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen | 46 cm | 46 cm |
| Länge (Tiefe) | 66 cm | 66 cm |
| Gewicht (+ Tasche 380 g) | 9,5 kg | 9,5 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | 2 feststellbar mit Parkfunktion |
| Radgrößen (vorne und hinten) | 200 x 35 mm | 200 x 35 mm |



| Tiger Outdoor Arthritis Rollator HMV Nr. 10.50.04.3002 | Anthrazitgrau Art.Nr. 312205 | Braun metallic Art.Nr. 312206 |
|---|--|----------------------------------|
| Armauflagen höhenverstellbar | 87 - 110 cm | 87 - 110 cm |
| Empfohlen für Benutzergröße von | 140 - 185 cm | 140 - 185 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 62 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 71 cm / 31 cm | 71 cm / 31 cm |
| Sitzbreite / Innere Breite zwischen den Handgriffen | 56 cm / 46 cm | 56 cm / 46 cm |
| Länge (Tiefe) | 77 cm | 77 cm |
| Gewicht (+ Tasche 380 g) | 12 kg | 12 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 200 kg / 5 kg | 200 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | |
| Radgrößen | Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm | |

LION



- Für abseits asphaltierter/gepflasterter Wege entwickelt.
- Lässt sich leicht in Querrichtung zusammenfallen.
- Wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen.



| Lion Rollator HMV Nr. 10.50.04.2015 | Standard Art.Nr. 312372 (anthrazitgrau) Art.Nr. 312374 (braun metall.) | Small Art.Nr. 312371 (anthrazitgrau) Art.Nr. 312373 (braun metall.) |
|--|--|---|
| Schiebestangen höhenverstellbar | 90-112 cm | 77-90 cm |
| Empfohlen für Benutzergröße von | 170 - 220 cm | 165 - 175 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 53 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 68 / 26 cm | 68 / 26 cm |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen | 56 cm | 56 cm |
| Länge (Tiefe) | 76 cm | 76 cm |
| Gewicht (+ Tasche 380 g) | 9,3 kg | 9,0 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 200 kg / 5 kg | 200 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | |
| Radgrößen (Softräder) | Vorne: 285 x 44 mm - hinten: 235 x 44 mm | |

BUFFALO HD



- Grauer Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Die Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt.
- Große, leichtlaufende Räder und verfügt über arretierbare Bremsen.
- Verfügt über eine Transportsicherung und wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen.



| Buffalo HD Rollator HMV Nr. 10.50.04.2012 | Standard Art. Nr. 312305 | Small Art. Nr. 312307 | Standard mit SOFT Rädern Art. Nr. 312385 | Small mit SOFT Rädern Art. Nr. 312387 |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| Schiebestangen höhenverstellbar | 74 - 102 cm | 66 - 86 cm | 74 - 102 cm | 66 - 86 cm |
| Empfohlen für Benutzergröße von | 150 - 200 cm | 125 - 170 cm | 150 - 200 cm | 125 - 170 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 55 cm | 62 cm | 55 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 68 / 22,5 cm | 68 / 22,5 cm | 68 / 22,5 cm | 68 / 22,5 cm |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
| Länge (Tiefe) | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Gewicht (+ Tasche 380 g) | 7,8 kg | 7,5 kg | 7,9 kg | 7,6 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 200 kg / 5 kg | 200 kg / 5 kg | 200 kg / 5 kg | 200 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | | | |
| Radgrößen | Vorne und hinten: 200 x 35 mm | | | |

PUMA AIR



- Neu entwickelter Outdoor-Rollator in hoher Qualität.
- Matt-schwarzer oder roter Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Extra große 12" (295 mm) Luftreifen, die für mehr Stabilität sorgen.
- Die Schiebegriffe können einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden.
- Wird standardmäßig mit geschlossener Tasche, Getränkehalter, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.



| Puma Air Rollator | 312501+02 |
|--|--|
| Schiebestangen höhenverstellbar | 82 - 99 cm |
| Empfohlen für Benutzergröße von | 160 - 200 cm |
| Sitzhöhe | 59 cm |
| Gesamtbreite offen / geschlossen | 65 cm / 26 cm |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen | 40 cm |
| Länge (Tiefe) | 76,4 cm |
| Gewicht | 9,78 kg |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 150 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion |
| Radgrößen | Vorne und hinten: 295 mm (12") x 45 mm |

JAGUAR



- Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Nur für die Nutzung im Innenbereich zugelassen.
- Für ein Benutzergewicht bis 100 kg getestet und zugelassen.



| Rollator Jaguar | Verschiedenfarbig | SUPREME |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Schiebestangenhöhe | 83,5 - 94,5 cm | 90,3 - 96 cm |
| Faltmaße (H x B x T) | 83,5 x 54,5 x 27 cm | 90,3 x 56,5 x 27 cm |
| Gesamtbreite | 54,5 cm | 56,5 cm |
| Länge offen / geschlossen | 66 cm / 27 cm | 66 cm / 27 cm |
| Gewicht | 6,3 kg | 6,0 kg |
| Tragkraft (Rollator / Tasche) | 100 kg / 5 kg | 100 kg / 5 kg |
| Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | |
| Radgrößen | Vorne und hinten: 7" (175 x 27 mm) | |

