

Il rollator leggero Mobilex **Kudu** (immagine a sinistra) ha una struttura in alluminio color argento. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. Il deambulatore è dotato di due freni stazionabili ed è adatto per l'uso in interni ed esterni. Viene fornito di serie con cinturone poggiaschiena, borsa removibile, vassoio, portabastone e campanella. È omologato e collaudato per un peso massimo utente di **150 kg**.

Rollator Mobilex Kudu	Standard cod. 312075	Medium cod. 312076	Small cod. 312077
Altezza dei manubri (regolabile)	80 - 98,5 cm	79 - 88 cm	69 - 80 cm
Dimensioni seduta (A x L x P)	62 x 42 x 20,5 cm	57 x 42 x 20,5 cm	50 x 42 x 20,5 cm
Dimensioni da chiuso (A x L x P)	82 x 29 x 67 cm	79 x 27 x 68 cm	67 x 27 x 72 cm
Larghezza	61 cm	61 cm	61 cm
Larghezza interna tra i manubri	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
Lunghezza (profondità)	67 cm	68 cm	70 cm
Peso	8,0 kg	7,9 kg	7,7 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm		




Il rollator leggero Mobilex **Impala** (immagine a destra) ha un telaio in alluminio color blu metallizzato. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. Il rollator è dotato di uno schienale imbottito, una tasca sotto il sedile e due freni stazionabili. Il rollator Impala è omologato e collaudato per un peso massimo utente di **150 kg**.

Rollator Mobilex Impala	Standard Art.Nr. 312060	High Art.Nr. 312061	Large Art.Nr. 312062
Altezza dei manubri (regolabile)	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
Altezza seduta	53 cm	63 cm	53 cm
Larghezza aperto / chiuso	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Larghezza interna tra i manubri	48 cm	49 cm	53 cm
Lunghezza (profondità)	70 cm	75 cm	70 cm
Peso	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
Dimensione ruote	anteriore e posteriore: 200 x 35 mm		

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk

JAGUAR
INDOOR ROLLATOR



Il rollator Mobilex **Jaguar** ha un telaio in alluminio e può essere facilmente ripiegato. Nel complesso, la struttura è molto leggera ma offre un elevato grado di stabilità e un' estrema facilità di movimento. Il rollator Jaguar viene fornito di serie con tasca e vassoio removibile. Le ruote di grandi dimensioni sono dotate di 2 freni bloccabili che vengono azionati per mezzo di una barra che percorre l'intera larghezza del deambulatore.




Il deambulatore è omologato solo per **uso in interni** ed è stato testato per utenti di peso massimo di **100 kg**. Il rollator è disponibile in 2 colori, arancione o azzurro.

Rollator Mobilex Jaguar	Arancio cod. 312410	Azzurro cod. 312411	Champagne cod. 312411
Altezza manubrio (regolabile)	83,5 - 94,5 cm		
Dimensioni da chiuso (A x L x P)	83,5 x 54,5 x 27 cm		
Larghezza	54,5 cm		
Lunghezza (profondità) aperto / chiuso	66 cm / 27 cm		
Peso	6,3 kg		
Portata max. (rollator / borsa)	100 kg / 5 kg		
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
Dimensioni ruote	Anteriore e posteriore: 7" (175 x 27 mm)		

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk

Mobilex
for a better life in motion

ROLLATOR



Mobilex A/S - DK-8660 Skanderborg - www.mobilex.dk



Il rollator Mobilex **Leopard** ha un telaio in alluminio facilmente ripiegabile per il trasporto e lo stoccaggio. Il deambulatore è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha grandi ruote scorrevoli ed è dotato di freni stazionabili e di facile azionamento. Il rollator è dotato di una borsa asportabile, un cinturone poggiaschiena e di un portabastone. È collaudato e omologato per un peso utente fino a **150 kg** ed è disponibile anche in versione con **ruote morbide** (softwheel).

Rollator Mobilex Leopard	Standard 312301 (rosso) 312304 (grigio) 312309 (blu) 312300 (verde)	Std. +ruote morbide 312308 (rosso) 312306 (grigio) 312314 (blu) 312313 (verde)	Small 312302 (grigio)
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm	55 cm
Larghezza aperto / chiuso	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	46 cm	46 cm	46 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm		

I rollator antibracchiali Mobilex **Tiger** e **Tiger Outdoor** si basano rispettivamente sugli eleganti rollator Leopard (Tiger) e Lion (Tiger Outdoor) e hanno quindi anche le loro caratteristiche e funzioni. Inoltre, i morbidi e confortevoli supporti antibracchiali sono regolabili in profondità, angolo e altezza. A parte che sul modello 312201 i braccioli possono essere ruotati verso l'interno in 2 passi di 22,5 gradi ciascuno. Di serie, il rollator ha un bloccaggio per il trasporto ed una borsa spesa rimovibile.

Mobilex Rollator Tiger * con braccioli rotabili	Standard cod. 312201 cod. 312202 *	Outdoor cod. 312205 (grigio) * cod. 312206 (marrone) *
Altezza dei manubri (regolabile)	95 cm - 120 cm	87 - 110 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	62 / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Larghezza interna tra i manubri	46 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	77 cm
Peso (+ borsa 380 g)	9,5 kg	12 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote (ant. / post.)	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm

Il rollator Mobilex **Lion** è un rollator progettato per percorsi su strade sconnesse o non asfaltate. Con le sue ruote di grandi dimensioni non si ferma di fronte ad ostacoli che renderebbero difficile il passaggio ad altri rollators. Le sue grandi e morbide ruote (softwheel) garantiscono una guida confortevole anche su strade sconnesse o con ciottoli o sterrato. Il deambulatore può essere facilmente piegato ed è collaudato e omologato per un peso utente fino a **200 kg**

Rollator Mobilex Lion	Standard cod. 312372 (grigio) cod. 312374 (marrone)	Small cod. 312371 (grigio) cod. 312373 (marrone)
Altezza dei manubri (regolabile)	90-112 cm	77-90 cm
Altezza seduta	62 cm	53 cm
Larghezza aperto / chiuso	68 / 26 cm	68 / 26 cm
Larghezza interna tra i manubri	56 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	76 cm	76 cm
Peso (+ borsa 380 g)	9,3 kg	9,0 kg
Portata max. (rollator / borsa)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote (ruote morbide)	Anteriore 285 x 44 mm - posteriore 235 x 44 mm	



Il rollator Mobilex **Gepard** ha un telaio in **fibra di carbonio**. Nel complesso, la struttura è molto leggera ma offre un elevato grado di stabilità ed un' estrema manovrabilità. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. Il rollator ha un sedile in tessuto antistrappo. Il rollator è dotato di una borsa asportabile, un cinturone poggiaschiena e di un portabastone. Le grandi ruote scorrevoli sono dotate di 2 freni stazionabili e sono disponibili anche in versione soft (ruote morbide).

Rollator Mobilex Gepard	Standard cod. 312401	Small cod. 312402	HD cod. 312405
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Altezza seduta	62 cm	55 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	47 cm	47 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	5,4 kg	5,1 kg	5,7 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm		

Il rollator Tiger Standard è omologato per uso in interni su pavimenti piani e per un peso utente fino a **150 kg**, mentre il modello Tiger Outdoor è omologato anche per un uso esterno per utenti con un peso fino a **200 kg**.

Rollator Mobilex Tiger Outdoor	Grigio antracite codice 312205	Marrone metallizzato Codice 312206
Altezza dei poggiatesta (regolabile)	87 - 110 cm	87 - 110 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	71 cm / 31 cm	71 cm / 31 cm
Larghezza interna tra i manubri	56 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	77 cm	77 cm
Peso (+ borsa 380 g)	12 kg	12 kg
Portata max. (rollator / borsa)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm	

Il rollator Mobilex **Buffalo** ha un telaio in alluminio rinforzato con elementi aggiuntivi. Ha grandi ruote scorrevoli e larghe ed è dotato di freni stazionabili di facile azionamento. Viene fornito di borsa asportabile, cinturone poggiaschiena e portabastone. Il rollator è collaudato e omologato per un peso utente fino a **200 kg** ed è disponibile anche con ruote morbide (softwheel).

Rollator Mobilex Buffalo	Standard cod. 312305	Small cod. 312307
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Altezza seduta	62 cm	55 cm
Larghezza aperto / chiuso	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	56 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	7,8 kg	7,5 kg
Portata max. (rollator / borsa)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm	