

Il nuovo deambulatore stabilizzante per un' adeguato sostegno nella deambulazione.



Dati tecnici

Larghezza: 60-80 cm

Altezza: 86-128 cm

Lunghezza: 81 cm

Peso: 16,4 kg

Portata: 150 kg

Il deambulatore stabilizzante "Bison" è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento della deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in alluminio ed è dotato di impugnature regolabili con freni. Gli appoggiatesta imbottiti sono facilmente regolabili in altezza tramite il pistone a gas. I poggiatesta sono regolabili in angolazione. Tutte le regolazioni si effettuano facilmente e senza attrezzi.

