

BOA højtryk pumpe



Nu er den der! Højtryks luftpumpen med Lithium batteri.

Hurtig og kraftig og kan bruges overalt.

Pumper et kørestolshjul fra 0 til 10 bar på kun 90 sekunder!

BOA[®]
Lithium system airpump



Ideal for både PRIVATE og PROFESSIONELLE

Max tryk: 10bar
7,2 V 2000 mAh Lithium batteri
220V 1000 mA Lader
Adapter til forskellige ventiler
Transporttaske i kraftig nylon
Væg monterbar ladestation
Indbygget LED lygte
Manometer med lys

