

TIGER

OUTDOOR ROLLATOR

Mobilex Arthritis Rollator **Tiger Outdoor** er baseret på den elegante Rollator Lion og har derfor alle dens egenskaber og funktioner. Som en Arthritis Rollator har den også bløde og behagelige underarmsstøtter. Disse kan justeres i dybde, vinkel og højde og kan drejes indad i 2 trin på hver 22,5 grader. Rollatoren er ekstremt stabil og let at manøvrere og har store, letløbende hjul og funktionelle, let låsbare bremses. I kørestilling er den sikret mod uønsket foldning og i transportstilling er det sikret mod utilsigtet låsning. En aftagelig indkøbstaske og en speciel rygstrap er inkluderet.

Arthritis Rollator Tiger Outdoor er også godkendt til **udendørs brug** og til en brugervægt på op til **200 kg**.




TIGER

OUTDOOR ROLLATOR

Mobilex Arthritis Rollator Tiger Outdoor fås i to farver, i **metallisk brun** og **antrasitgrå**.

Tiger Outdoor er også godkendt til **udendørs brug** og en bruger-vægt på **200 kg**.



Med Mobilex Rollatoren Tiger Outdoor er **underarmsstøtterne** desuden **indstillelige i to vinkler** på hhv. 22,5° og 45°.

Mobilex Rollator Tiger Outdoor	Antrasitgrå Varenr. 312205	Metallic brun Varenr. 312206
Højde af underarmstøtterne (justérbar)	87 - 110 cm	87 - 110 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	71 cm / 31 cm	71 cm / 31 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm	56 cm
Længde (dybde)	77 cm	77 cm
Vægt (+ taske 380 g)	12 kg	12 kg
Max. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm	