

TIGER

OUTDOOR ROLLATOR

Il Rollator antibracchiale Mobilex Tiger Outdoor si basa sull'elegante Rollator Lion e quindi ne ha anche le caratteristiche e funzioni. Essendo un Rollator antibracchiale ha supporti per l'avambraccio morbidi e confortevoli che possono essere regolati in profondità, angolo ed altezza e sono ruotabili verso l'interno su 2 posizioni di 22,5 gradi ciascuno. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote di grandi dimensioni, morbide e scorrevoli. I freni sono facili da azionare e stazionabili. Ha un sistema di bloccaggio contro le chiusure involontarie durante l'uso ed un sistema di bloccaggio durante il trasporto. Una borsa asportabile ed uno speciale poggiaschiena sono di serie.

Il Rollator Tiger Outdoor è omologato anche per uso in esterni e per un peso utente fino a **200 kg**.




 **Mobilex**
a better life in motion

TIGER

OUTDOOR ROLLATOR

Il Rollator antibracchiale Tiger Outdoor è disponibile in due colori, **marrone metallizzato** e **grigio antracite**.

Il Rollator è approvato e testato anche per **uso in esterni** nonchè per un peso utente fino a **200 kg**.



I supporti antibracchiali sono ruotabili verso l'interno su 2 posizioni di 22,5 gradi ciascuno.

Rollator Mobilex Tiger Outdoor	Grigio antracite Art.Nr. 312205	Marrone metallizzato Art.Nr. 312206
Altezza dei poggiagomiti (regolabile)	87 - 110 cm	87 - 110 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	71 cm / 31 cm	71 cm / 31 cm
Larghezza interna tra i manubri	56 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	77 cm	77 cm
Peso (+ borsa 380 g)	12 kg	12 kg
Portata max. (rollator / borsa)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm	