

KATALOG 07.2022  
**KATALOG 07.2022**



Die Firma Mobilex A/S wurde 2003 gegründet und vermarktet seitdem Hilfsmittel für Personen mit Bewegungseinschränkung, so unter anderem Rollstühle, Gehhilfen, Rollatoren, Rampen, Badeprodukte und verschiedene Ersatzteile.

Wir vertreiben unsere Produkte europaweit und betreuen unsere Kunden durch eigene Außendienstmitarbeiter.

Hohe Qualitätsansprüche, moderne Technik, schnelle Lieferfähigkeit, ein kundenorientierter Service, sowie motivierte Mitarbeiter sind unsere Erfolgsfaktoren.

Wir freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit.

Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

Tel. +45 8793 2220  
Fax +45 8793 1777  
[www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)

Bankverbindung:

Nordea Dänemark  
Frederiks Plads 40  
DK-8000 Aarhus C

SWIFT/BIC: NDEADKKK  
IBAN: DK1420005036669073

USt-IdNr. DK 27147720



Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen Katalog überreichen zu dürfen.

Für Kritik, Vorschläge für Änderungen oder positive Rückmeldungen wären wir Ihnen sehr dankbar.


Im Katalog sind unsere Waren abgebildet und mit kurzen Beschreibungen versehen. Jedes Bild hat eine eigene Nummer (z.B. B6). Die dazugehörigen Artikelnummern finden Sie in der Preisliste. Sie dürfen diese Bilder auch gerne auf Ihrer Webseite verwenden.

Wir bemühen uns ein Standardsortiment vorrätig auf Lager zu halten. Für Waren außerhalb des Standardsortiments bitten wir eine kurzfristige Lieferzeit zu berücksichtigen.

Für weitere Informationen bitten wir um Kenntnisnahme unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns wichtig, daher bemühen wir uns, immer einen einwandfreien und kundenorientierten Service zu bieten. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Geschäftsführer Herrn Thomas Nygaard Christensen, denn wir sind stets bemüht, unsere Serviceleistungen zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Nygaard Christensen  
Geschäftsführer  
Mobilex A/S

Seiten	Rubrik	Beschreibung
7 - 18	A / F	Kleine Räder, Apparaterollen, Bolzen und Buchsen
19 - 34	B	Reifen und pannensichere Lösungen
35 - 56	C .. CZ	Standard Antriebsräder, Spinergy, Spezial Räder, Greifringe, Einhandantrieb, Trommelbremsen u.a.
57 - 66	D .. DX	Zubehörteile, Greifringüberzüge, Speichenschützer u.a.
67 - 72	DZ	PU Formteile - Armlehnen, Armschalen, Kopfstützen, Seitenpelotten und Kniespreizer
73 - 76	E	Toilettensitzerhöhungen und Auflagen
77 - 80	G	Wechseldruckmatratzen
81 - 88	H / HX	Rollstühle "Dolphin" und "Barracuda"
89 - 94	P	Rollstuhlkissen und Drehsitzkissen
95 - 100	PTe	Textilprodukte
101 - 106	PTr	Transfer- und Umlagerungsprodukte
107 - 112	PX	Levabo® Lagerungskissen
113 - 116	J	Ladegeräte und Batterien für E-Rollstühle, Scooter oder Lifter
117 - 126	L	Mobile Rollstuhlrampen aus Aluminium
127 - 132	LX	Schwellenrampen aus Gummi oder Aluminium
133 - 136	M	Therapietische für Rollstühle
137 - 140	N	Halte- und Stützgriffe
141 - 148	OX	Badeprodukte
149 - 154	OY	Kakadu Dusch- und Toilettenrollstühle
155 - 158	Q	Sonstige Hilfsmittel
159 - 194	RI .. RBi	Indoor- und Outdoor-Rollatoren, Arthritis Rollatoren, Gehtrainer, Einkaufstrolley, Rollator Zubehör und Ersatzteile

*Irrtum, Druckfehler, Preis- und technische Änderungen vorbehalten*

**Preise**

Die Preise werden gemäß der gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. Wir behalten uns vor die Preise jederzeit zu ändern, doch normalerweise ändern wir Preise nur zum Jahresende oder in besonderen Fällen mit einmonatiger Vorankündigung.

**Zahlung / Kreditlimit**

Anfängliche Zahlungsbedingung ist Vorkasse. Nach Vereinbarung ist eine Zahlungsfrist von 30 Tagen Netto ab Rechnungsdatum möglich. In diesem Fall gewähren wir ein Kreditlimit. Sollte dieses Limit durch weitere Bestellungen überschritten werden, behalten wir uns vor die Lieferung erst nach Abgleich der offenen Posten, bzw. nach Unterschreitung des Kreditlimits zu tätigen.

Wir gewähren keinen Skontoabzug, auch nicht bei Voraus- oder Barzahlung. Sofern frühere Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt wurden, erlauben wir uns, Lieferungen zurück zu halten, bis der Zahlungsausgleich erfolgt ist. In Fällen von nicht rechtzeitig bezahlten Rechnungen erlauben wir uns Zinsen von 1% je angebrochenem Monat einzuziehen, sowie eine Gebühr von 10 € zur Deckung unserer Kosten.

**Lieferung**

Mobilex A/S verschickt alle Waren auf Rechnung und Risiko des Kunden. Wenn Mobilex A/S die Waren kostenlos verschickt, tragen die Kunden das Versandrisiko.

**Gebrauchsanweisungen**

Für CE gekennzeichnete Produkte werden Gebrauchsanweisungen auf Dänisch, Deutsch, English oder Italienisch mitgeliefert. In Ländern außerhalb dieser Sprachgebiete ist es Pflicht des Händlers die Dokumentendatei bei Mobilex A/S anzufordern und selbst die Übersetzung in die betreffende Sprache zu veranlassen.

**Eigentumsvorbehalt**

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Mobilex A/S.

**Reklamationen / Rückgaberecht**

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bei Empfang auf Vollständigkeit und Beschädigung zu prüfen. Sollten an einer Sendung Schäden bereits an der Verpackung sichtbar sein, sollte die Sendung nur mit Vorbehalt angenommen werden. Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen der Firma Mobilex A/S schriftlich mitgeteilt werden. Ein Rückgaberecht besteht nur, wenn vorher entsprechende Vereinbarungen mit Mobilex A/S getroffen wurden und die Ware ungebraucht, unbeschädigt und originalverpackt zurückgesendet wird. Die Rückgabekosten gehen zu Lasten des Kunden. Wenn der Artikel nicht originalverpackt ist, liegt es in der Verantwortung des Kunden den Artikel vor dem Versand ordnungsgemäß zu verpacken und sicherzustellen, dass keine sichtbaren Schäden am Artikel vorliegen. Nach Erhalt und Kontrolle schreibt Mobilex A/S dem Kunden den Artikel abzüglich 30 € für die fehlende Originalverpackung gut. Frei gelieferte Ware wird abzüglich der von Mobilex ursprünglich bezahlten Fracht gutgeschrieben. Sollte eine Reinigung des Produktes notwendig sein, behält sich Mobilex das Recht vor, dem Kunden die Kosten dafür in Rechnung zu stellen.

**Höhere Gewalt**

Im Falle von höherer Gewalt ist Mobilex A/S berechtigt Lieferungen zu annullieren oder verspätet auszuliefern. In diesen Fällen kann der Kunde keinen Schadensersatz fordern.

**Haftung**

Mobilex A/S ist bei verspäteter Lieferung lediglich gemäß dem Dänischen Handelsgesetz haftbar. Der Kunde kann keinen Schadensersatz für Geschäfts- oder Verdienstaufschlag oder andere Verluste fordern. Eine mögliche Vergütung kann, wenn überhaupt, nur in Höhe des Kaufpreises erfolgen.

Bei Lieferung von nicht einwandfreier Ware ist die Firma Mobilex A/S berechtigt die entsprechende Ware auszutauschen oder Ersatzteile für eine Reparatur zu senden. Falls ein Umtausch seitens der Firma Mobilex A/S nicht erfolgen kann, ist diese lediglich gemäß dem Dänischem Handelsgesetz haftbar. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Schadensersatz für Geschäfts- oder Verdienstaufschlag oder andere indirekte Verluste. Eine mögliche Vergütung kann, wenn überhaupt, nur in Höhe des Kaufpreises erfolgen.

**Produkthaftung**

Die Firma Mobilex A/S ist von jeglicher Produkthaftung ausgenommen, mit Ausnahme der zwingenden Bestimmungen des dänischen Produkthaftungsgesetzes. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Schadensersatz für Geschäfts- oder Verdienstaufschlag oder andere indirekte Verluste.

**Datenschutz - Sammlung von Daten und deren Verwendung**

Informationen, die wir von Ihnen erhalten, helfen uns, Ihre guten Kundenerfahrungen bei Mobilex A/S zu sichern und kontinuierlich zu verbessern. Wir verwenden die Informationen über Ihr Unternehmen, um Ihre Bestellungen zu bearbeiten, Auftragsbestätigungen zu erstellen und zu verschicken, bestellte Waren zu liefern, Sie über neue Produkte und Änderungen zu informieren und den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Wir erfassen und speichern außerdem Informationen über frühere Bestellungen, um im Bedarfsfall die gelieferten Waren zurückverfolgen zu können. Wenn Sie Einblick in die über Ihr Unternehmen gespeicherten Daten wünschen oder die Daten korrigieren oder löschen lassen möchten, wenden Sie sich bitte an Mobilex A/S. Die Firma Mobilex A/S gibt keine Daten ihrer Kunden an Dritte weiter.

**Gerichtsstand und anwendbares Recht**

Im Falle gerichtlicher Auseinandersetzungen ist der Gerichtsstand Horsens in Dänemark zuständig. Alle Auseinandersetzungen unterliegen dänischem Recht.




# KLEINE RÄDER



## Rubrik A und F

Kleine Räder, Apparaterollen,  
Bolzen und Distanzbuchsen



Skaterad 3", 4" oder 5"  
mit (B) oder ohne (A) LED




Alu-Rad 3", 4", 5" oder 6"  
mit schwarzer Lauffläche



Alu-Rad 4" oder 5"  
mit Vollgummi Lauffläche



Alu-Rad 5" mit Luftbereifung




Kunststoffrad mit schmaler oder  
breiter Vollgummibereifung 4"



Kunststoffrad mit breiter  
Vollgummibereifung, 5"



Kunststoffrad mit breiter Voll-  
gummibereifung, 5" 125 x 40



Kunststoffrad mit  
Vollgummibereifung 5.5"



Polyurethanrad 6" x 1¼"



Kunststoffrad mit runder Voll-  
gummibereifung, 5", 6", 7", 8"



Kunststoffrad mit breiter Voll-  
gummibereifung, 6", 7", 8"



Kunststoffrad mit flacher  
Vollgummibereifung 7" (B), 8" (A)

Foto A13



Polyurethanrad 7" x 3/4", 200 x 45

Foto A14



Polyurethanrad 8" x 1 1/4"

Foto A18



Luft- oder Flexelrad 8" x 1 1/4"

Foto A16



Polyurethanrad 6", 150 x 30  
für "Jazzy" Rollstuhl

Foto A17



Luft- oder Flexelrad 6" x 1 1/4",  
7" x 1 1/4"

Foto A34



PU Rad 7", 178 x 56 mm mit  
geteilter Felge

Foto A15



Polyurethanrad 200 x 50, 175 x 45

Foto A19



Luft- oder Flexelrad 200 x 50

Foto A20



Rad mit geteilter Felge 7 x 1 1/4"  
oder 8" (200 x 50)

Foto A26



8", 7", 6", 5", 4" und 3" Fiberrad  
mit schwarzer Lauffläche

Foto A27



Farbige Fiberräder passend zu  
den Spinergy Speichen-Farben

Foto A42



8" Polyurethanrad 200 x 50  
Nur in Karton à 40 St. lieferbar



Kiste mit **16** PU Rädern 200 x 50



Kiste mit **40** PU Rädern 200 x 50



Polyurethanrad 12"



12" PU Rad mit Trommelbremse




12" Rad mit Luft- oder Flexel-  
bereifung




Flexelrad 16" mit Trommelbrems-  
system



Kunststoffrad 5" oder 6.5"  
dunkelgrau für ETAC



8" Vollgummirad, 200 x 35 mm  
für Rollatoren (A:vorne, B:hinten)



Bolzen, Muttern, usw.



Kassette mit verschiedenen  
Distanzbuchsen oder -hülsen



Distanzhülsen (oben) und  
Distanzbuchsen (unten)

Lenkrolle mit Schwenklager. Zur Montage an Pflegebetten oder ähnlichen Apparaten mit geringer Belastung. Zwei Modelle ab Lager lieferbar: Ø 50 mm und Ø 75 mm, mit oder ohne Bremse.



Lenkrolle mit Gleitlager Typ 2470 ohne Bremse



Lenkrolle mit Gleitlager Typ 2475 mit Bremse

Lenkrolle mit Schwenklager. Zur Montage an Betten, Funktionswagen, Lifter o.ä. mit hoher Belastung. Ab Lager lieferbar: Ø 75 mm, Ø 100 mm und Ø 150 mm, mit oder ohne Bremse.



Lenkrolle mit Kugellager Typ 2470 ohne Bremse



Lenkrolle mit Kugellager Typ 2477 mit Bremse

Lenkrolle für Krankenbetten, total-feststellbar. Wir führen ein Modell sowohl nur mit Totalbremse, als auch mit Richtungs- und kombinierter Totalbremse. Sowohl in normaler als auch antistatischer Version lieferbar.



Pflegebettrolle Typ 2474/76



Krankenbettrolle, Typ 2044/46

Foto F7



100 mm / 125 mm Lenkrolle mit Bremse,  
mit Kugellager u.ä. für Aquatec Badestuhl

Foto F8



Doppelrolle Typ 2970 ohne Bremse  
Lenkrolle mit Kugellager für Lifter o.ä.

Foto F9



Kunststoff Lenkrolle Typ 5897 mit Bremse,  
mit kleinem Drehradius für Lifter o.ä.

Foto F10



Lenkrolle mit Kugellager, schwarz, Typ 2740  
ohne Bremse. Passt z.B. an VELA Stühle.

Foto F11



Kunststoff Lenkrolle Typ 5387 mit Bremse  
für Badestühle

Foto F12



Edelstahlstange für Lenkrollen  
Verschiedene Größen

## Kleine Räder / Lenkräder

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
201021	50 mm Antitip Rad aus Nylon, Nabenbreite 10 mm	A1C	10 mm	--	2,25 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
201031	3" Skaterrad 75 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	6,50 €
201043	4" Skaterrad 100 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	8,50 €
201053	5" Skaterrad 125 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	11,50 €

201032	3" Volcanic Wheel Skaterrad 75 x 25 mm mit LED	A1B	25 mm	40 kg	31,00 €
201044	4" Volcanic Wheel Skaterrad 100 x 25 mm mit LED	A1B	25 mm	40 kg	36,00 €
201057	5" Volcanic Wheel Skaterrad 125 x 25 mm mit LED	A1B	25 mm	40 kg	40,50 €
201067	6" Volcanic Wheel Skaterrad 145 x 30 mm mit LED	A1B	25 mm	40 kg	48,00 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
201046	4" Alu Vollgummimirad mit Speichen, 100 x 22 mm	A3	25 mm	40 kg	64,00 €
201054	5" Alu Vollgummimirad mit Speichen, 125 x 22 mm	A3	25 mm	40 kg	73,00 €

20103A	3" Aluminiumrad siber, 80 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A2D	25 mm	40 kg	32,00 €
20104A	4" Aluminiumrad siber, 100 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A2C	25 mm	40 kg	41,50 €
20105A	5" Aluminiumrad siber, 125 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A2B	25 mm	40 kg	49,00 €
20106A	6" Aluminiumrad siber, 150 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A2A	25 mm	40 kg	77,00 €

20104B	4" Aluminiumrad, schwarz, 100 x 34 mm, schwarze Lauffläche, Nabe ø8 x 25 mm	A26C	25 mm	40 kg	38,50 €
20105B	5" Aluminiumrad, schwarz, 125 x 34 mm, schwarze Lauffläche, Nabe ø8 x 25 mm	A26B	25 mm	40 kg	48,00 €
20106B	6" Aluminiumrad, schwarz, 150 x 34 mm, schwarze Lauffläche, Nabe ø8 x 25 mm	A26A	25 mm	40 kg	70,00 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
201034	3" Fiberrad schwarz, 75 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A26D	25 mm	40 kg	24,50 €
201047	4" Fiberrad schwarz, 100 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A26C	25 mm	40 kg	27,50 €
201056	5" Fiberrad schwarz, 125 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A26B	25 mm	40 kg	30,00 €
201063	6" Fiberrad schwarz, 150 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A26A	25 mm	40 kg	31,00 €
201074	7" Fiberrad schwarz, 175 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A26E	25 mm	40 kg	31,50 €
201088	8" Fiberrad schwarz, 200 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A26F	25 mm	40 kg	32,00 €

20104C	4" Fiberrad, weiss, 100 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Naben ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104D	4" Fiberrad, gelb, 100 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Naben ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104E	4" Fiberrad, orange, 100 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Naben ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104F	4" Fiberrad, rot, 100 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Naben ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104G	4" Fiberrad, blau, 100 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Naben ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104H	4" Fiberrad, grün, 100 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Naben ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
20105C	5" Fiberrad, weiss, 125 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105D	5" Fiberrad, gelb, 125 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105E	5" Fiberrad, orange, 125 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105F	5" Fiberrad, rot, 125 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105G	5" Fiberrad, blau, 125 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105H	5" Fiberrad, grün, 125 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €

20106C	6" Fiberrad, weiss, 150 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106D	6" Fiberrad, gelb, 150 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106E	6" Fiberrad, orange, 150 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106F	6" Fiberrad, rot, 150 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106G	6" Fiberrad, blau, 150 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106H	6" Fiberrad, grün, 150 x 34 mm, schwarze Laufbahn, Nabe ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
203051	5" Luftrad aus Aluminium, 125 x 30 mm, Nabe ø8 x 26 mm	A4	26 mm	40 kg	84,00 €
203061	6" Luftrad, 150 x 30 mm	A17	32 mm	40 kg	31,00 €
203071	7" Luftrad, 175 x 45 mm	A17	41 mm	40 kg	39,50 €
203072	7" Luftrad, 175 x 45 mm, geteilte Felge, Buchsen für 60 mm	A20	60 mm	40 kg	41,50 €
203081	8" Luftrad, 200 x 30 mm	A18	37 mm	40 kg	38,50 €
203082	8" Luftrad, 200 x 50 mm, mit Buchsen für 60 mm Gabel	A19	60 mm	40 kg	40,50 €
203083	8" Luftrad, 200 x 50 mm, geteilte Felge, Buchsen für 60 mm	A20	60 mm	40 kg	43,50 €
203121	12 1/2" x 2 1/4" Luftrad, Decke grob gemustert	A24	48 mm	40 kg	68,00 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
201041	4" Vollgummirad, 100 x 26 mm, runde Lauffläche	A5B	26 mm	40 kg	15,00 €
201042	4" Vollgummirad, 100 x 32 mm, breite Lauffläche	A5B	32 mm	40 kg	16,00 €
201045	4" Vollgummirad, 100 x 32 mm, runde schwarze Lauffläche	A5A	32 mm	40 kg	19,00 €
201051	5" Vollgummirad, 125 x 27 mm, runde Lauffläche	A8	32 mm	40 kg	16,00 €
201059	5" Vollgummirad, 125 x 27 mm, runde schwarze Lauffläche	A26	32 mm	40 kg	20,00 €
201055	5" Vollgummirad, 125 x 30 mm, flache schwarze Lauffläche für Etac, NB 56 mm	A21	56 mm	40 kg	33,00 €
201052	5,5" Vollgummirad, 140 x 40 mm, flache Lauffläche	A10B	41 mm	40 kg	21,50 €
20105K	5,5" Vollgummirad, 140 x 40 mm, flache schwarze Lauffläche	A10A	41 mm	40 kg	21,50 €
20105L	5" Vollgummirad 125 x 40 mm, runde Lauffläche	A7B	41 mm	40 kg	21,50 €
20105S	5" Vollgummirad, 125 x 40 mm, runde schwarze Lauffläche	A7A	41 mm	40 kg	21,50 €
201058	5" Vollgummirad, 125 x 34 mm, flache Lauffläche	A9	32 mm	40 kg	19,00 €
201061	6" Vollgummirad, 150 x 27 mm, runde Lauffläche	A8	32 mm	40 kg	18,00 €
201062	6" Vollgummirad, 150 x 33 mm, flache Lauffläche	A11	32 mm	40 kg	20,00 €
201065	6,5" Vollgummirad, 165 x 30 mm, flache schwarze Lauffläche für Etac, NB 56 mm	A21	56 mm	40 kg	34,00 €
201071	7" Vollgummirad, 175 x 27 mm, runde Lauffläche	A8	37 mm	40 kg	20,00 €
201072	7" Vollgummirad, 175 x 33 mm, flache Lauffläche	A11	37 mm	40 kg	22,50 €
201073	7" Vollgummirad 185 x 30 mm, flache Lauffläche, Distanzhülsen für NB 45 mm	A6A	43 mm	40 kg	15,00 €
201081	8" Vollgummirad, 200 x 33 mm, flache Lauffläche	A11	37 mm	40 kg	23,50 €
201082	8" Vollgummirad, 200 x 27 mm, runde Lauffläche	A8	37 mm	40 kg	22,50 €
201083	8" Vollgummirad, 200 x 30 mm, flache Lauffläche	A6B	43 mm	40 kg	17,00 €
201085	8" Vollgummirad, 200 x 35 mm, für Rollator vorne, inkl. Bolzen und Mutter	A25A	60 mm	40 kg	20,00 €
201086	8" Vollgummirad, 200 x 35 mm, für Rollator hinten, inkl. Bolzen und Mutter	A25B	32 mm	40 kg	22,50 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
202061	6" Polyurethanrad, 150 x 30 mm	A12	32 mm	40 kg	22,50 €
202062	6" Polyurethanrad, 150 x 30 mm, 26 mm Nabe für Jazzy Rollstuhl	A16	26 mm	40 kg	42,50 €
202071	7" Polyurethanrad, 175 x 45 mm, Buchsen für 60 mm	A13	60 mm	40 kg	25,50 €
202072	7" Polyurethanrad, 175 x 45 mm, gerillt	A15	41 mm	40 kg	26,50 €
202073	7" Polyurethanrad, 178 x 56 mm, geteilte Felge, gerillt	A34	60 mm	40 kg	32,00 €
202081	8" Polyurethanrad, 200 x 30 mm	A14	37 mm	40 kg	23,50 €
202083	8" Polyurethanrad, 200 x 45 mm, Buchsen für 60 mm	A13	60 mm	40 kg	29,00 €
202082	8" Polyurethanrad, 200 x 50 mm, Buchsen für 60 mm	A15	60 mm	40 kg	29,00 €
202085	8" Polyurethanrad, 200 x 50 mm, Nabe ø10 x 4		60 mm	40 kg	26,50 €
202086	8" Polyurethanrad, 200 x 50 mm, Buchsen für 60 mm	A41	60 mm	40 kg	23,50 €
D0020	Kiste mit 40 Stück 8" PU Rad, 200 x 50 mm (202086)	A41	60 mm	40 kg	682,00 €
202084	Kiste mit 16 Stück 8" PU Rädern, 200 x 50 mm. Nabe 60 mm	A40	60 mm	40 kg	234,00 €
202089	Kiste mit 40 Stück 8" PU Rad geschlossen, Nabe ø8 x 60 mm	A42	60 mm	40 kg	317,00 €
202121	12" PU-Rad 300 x 45 mm, Nabe ø12 x 37/48 mm, seiti. Mont.	A22	48 mm	40 kg	44,50 €
202124	12" PU-Rad, 300 x 45 mm, ø12 x 55 mm, für Gabel Montage	A22	54 mm	40 kg	54,00 €
202122	12" PU Rad 300 x 45 mm, mit Trommelbremse, ø12 x 114 mm Achse, rechts	A35	---	40 kg	102,00 €
202123	12" PU Rad, 300 x 45 mm, mit Trommelbremse, ø12 x 114 mm Achse, links	A35	---	40 kg	102,00 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	Nabe	Last	VK
204061	6" Flexelrad, 150 x 30 mm, gerillt	A17	32 mm	40 kg	27,50 €
204071	7" Flexelrad, 175 x 45 mm, gerillt	A17	41 mm	40 kg	39,50 €
204072	7" Flexelrad, 175 x 50 mm, geteilte Felge, Buchsen für 60 mm Gabel	A20	60 mm	40 kg	46,00 €
204081	8" Flexelrad, 200 x 30 mm, gerillt	A18	37 mm	40 kg	41,50 €
204082	8" Flexelrad, 200 x 50 mm, gerillt	A19	41 mm	40 kg	46,00 €
204085	8" Flexelrad, 200 x 50 mm, geteilte Felge, Buchsen für 60 mm	A20	60 mm	40 kg	50,00 €
204121	12 1/2" x 2 1/4" Flexel Rad mit 37/48 mm versetzte Nabe	A24	48 mm	40 kg	79,00 €
204122	12 1/2" x 2 1/4" Flexel Rad mit 54 mm Nabe	A24	54 mm	40 kg	80,00 €
204161	16" Trommelbremsrad mit Decke und Flexel, ø12 x 70 mm Nabe - Seite A (links)	A23	---	40 kg	157,00 €
204162	16" Trommelbremsrad mit Decke und Flexel, ø12 x 70 mm Nabe - Seite B (rechts)	A23	---	40 kg	157,00 €

## Matrix für die Auswahl von Abstandsbuchsen oder Abstandsscheiben

Bitte beachten Sie, dass unsere Räder ohne Distanzscheiben geliefert werden. Nachstehend finden Sie eine Tabelle zur Anpassung der Distanzstücke an die Gabelbreiten.

Preise siehe nächste Seiten.



Art. Nr.	Radtyp	Lager ø mm	Naben- breite	Art.Nr. der Abstandhalter für Gabelbreiten von ...				
				36 mm	40 mm	45 mm	53 mm	60 mm
20103A..6A	Alurad silber 3", 4", 5" oder 6"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
20104B..6B	Alurad schwarz 4", 5" oder 6"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201034	Kunststoffrad 3", 80 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201031..2	Skaterrollen 3", 75 x 25	8 mm	24 mm	228105	228107	228109		
201043..4	Skaterrollen 4", 100 x 25	8 mm	24 mm	228105	228107	228109		
201034	Kunststoffrad 3", 80 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201047	Kunststoffrad 4", 100 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201056	Kunststoffrad 5", 125 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201063	Kunststoffrad 6", 150 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201046	Alurad 4", 100 x 22	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201054	Alurad 5", 125 x 22	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201053	Skaterrollen 5", 125 x 25	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201056	Kunststoffrad 5", 125 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
20104C..6H	Fiberrad farbig 4", 5" und 6"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201041	Vollgummirad 4" 100 x 26	10 mm	26 mm	228008	228014	228004	228005	
201042	Vollgummirad 4" 100 x 32	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201051	Vollgummirad 5" 125 x 26	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
20105L	Vollgummirad 5" 125 x 40	10 mm	41 mm			228001	228003	228004
201052+5K	Vollgummirad 5.5" 140 x 40	10 mm	41 mm			228001	228003	228004
201063	Kunststoffrad 6", 150 x 34	10 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201058	Vollgummirad 5" 125 x 34	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201061	Vollgummirad 6" 150 x 27	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201062	Vollgummirad 6" 150 x 33	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201071	Vollgummirad 7" 175 x 27	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
201072	Vollgummirad 7" 175 x 33	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
201081	Vollgummirad 8" 200 x 33	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
201082	Vollgummirad 8" 200 X 27	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
202061	Polyurethanrad 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
202071	Polyurethanrad 7" 175 x 45	10 mm	54 mm					228016
202072	Polyurethanrad 7" 175 x 45	10 mm	41 mm	228002		228001	228003	228004
202081	Polyurethanrad 8" 200 x 30	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
203051	5" Alu-Luftrad, 125 x 30 mm	8 mm	26 mm	228104	228106	228109		
203061	Luftrad 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
203071	Luftrad 7" 175 x 45	10 mm	41 mm			228001	228003	228004
203081	Luftrad 8" 200 x 30	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
204061	Flexelrad 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
204071	Flexelrad 7" 175 x 45	10 mm	41 mm			228001	228003	228004
204081	Flexelrad 8" 200 x 30	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
204082	Flexelrad 8" 200 x 50	10 mm	41 mm				228003	228004

**Distanzbuchsen und Distanzscheiben**

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	VK
228001	Distanzbuchse 2 x ø8 mm	A30	0,50 €
228016	Distanzbuchse 3 x ø8 mm	A30	0,50 €
228002	Distanzbuchse 4 x ø8 mm	A30	0,50 €
228008	Distanzbuchse 5 x ø8 mm	A30	0,50 €
228003	Distanzbuchse 6 x ø8 mm	A30	0,50 €
228014	Distanzbuchse 7 x ø8mm	A30	0,50 €
228011	Distanzbuchse 8 x ø8 mm	A30	0,80 €
228004	Distanzbuchse 10 x ø8 mm	A30	0,90 €
228012	Distanzbuchse 12 x 8 mm	A30	0,90 €
228005	Distanzbuchse 14 x ø8 mm	A30	0,80 €
228006	Distanzbuchse 2 x ø6 mm	A30	0,50 €
228009	Distanzbuchse 4 x ø6 mm	A30	1,00 €
228015	Distanzbuchse 6 x ø6 mm	A30	0,50 €
228010	Distanzbuchse 8 x ø6 mm	A30	0,50 €
228017	Distanzbuchse Etac, ø6 x 7,5 mm	A30	1,50 €
228007	Distanzbuchse Etac, ø6 x 12 mm	A30	1,00 €
228020	Distanzbuchse 2 x ø9 mm für 12 mm Kugellager	A30	1,00 €
228202	Distanzbuchse 3 x ø8 mm für 12 mm Kugellager	A30	7,50 €

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	VK
228101	Distanzscheibe 2 x ø8 mm	A31	0,60 €
228102	Distanzscheibe 3 x ø8 mm	A31	0,60 €
228103	Distanzscheibe 4 x ø8 mm	A31	0,60 €
228104	Distanzscheibe 5 x ø8 mm	A31	0,60 €
228105	Distanzscheibe 6 x ø8 mm	A31	0,60 €
228106	Distanzscheibe 7 x ø8 mm	A31	0,80 €
228107	Distanzscheibe 8 x ø8 mm	A31	0,80 €
228108	Distanzscheibe 9 x ø8 mm	A31	0,80 €
228109	Distanzscheibe 10 x ø8 mm	A31	0,80 €

228098	Kiste mit 200 verschiedenen Distanzbuchsen	A29	94,00 €
228099	Kiste mit 200 verschiedenen Distanzscheiben	A29	89,00 €

**Schrauben, Unterlegscheiben, Bolzen und Muttern**

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	VK
229021	Achsesatz für Vorderradgabel, M8 x 40 mm	A28	0,60 €
229022	Achsesatz für Vorderradgabel, M8 x 45 mm	A28	0,60 €
229023	Achsesatz für Vorderradgabel, M8 x 60 mm	A28	0,60 €
229004	Gegenmutter M4, 10 Stck.	A28D	1,00 €
229005	Gegenmutter M5, 10 Stck.	A28D	1,00 €
229006	Gegenmutter M6, 10 Stck.	A28D	1,50 €
229008	Gegenmutter M8, 10 Stck.	A28D	1,50 €
229105	Unterlegscheibe ø5, 10 Stck.	A28C	1,00 €
229106	Unterlegscheibe ø6, 10 Stck.	A28C	1,00 €
229108	Unterlegscheibe ø8, 10 Stck.	A28C	1,50 €
229512	Schraube M5 x 12 mm, 10 Stck.	A28E	2,25 €
229516	Schraube M5 x 16 mm, 10 Stck.	A28E	2,25 €
229525	Schraube M5 x 25 mm, 10 Stck.	A28E	2,75 €
229530	Schraube M5 x 30 mm, 10 Stck.	A28E	3,25 €
229540	Schraube M5 x 40 mm, 10 Stck.	A28E	3,25 €
229625	Zylinderkopf Bolzen M6 x 25 mm, 10 Stck.	A28A	3,25 €
229630	Zylinderkopf Bolzen M6 x 30 mm, 10 Stck.	A28A	3,75 €
229655	Zylinderkopf Bolzen M8 x 55 mm, für Kunststoff Vorderradgabel 45 mm, 10 Stck.	A28A	5,25 €
229670	Zylinderkopf Bolzen M8 x 70 mm, für Kunststoff Vorderradgabel 60 mm, 10 Stck.	A28A	7,50 €
229690	Zylinderkopf Bolzen, M8 x 90 mm, 10 Stck.	A28A	8,50 €
229820	Bolzen M6 x 20 mm, 10 Stck.	A28B	3,25 €
229825	Bolzen M8 x 25 mm, 10 Stck.	A28B	3,75 €
229830	Bolzen M6 x 30 mm, 10 Stck.	A28B	3,25 €
229840	Bolzen M6 x 40 mm, 10 Stck.	A28B	3,25 €
229841	Bolzen M8 x 40 mm, 10 Stck.	A28B	4,25 €
229860	Bolzen M6 x 60 mm, 10 Stck.	A28B	4,25 €
229861	Bolzen M8 X 60 mm, 10 Stck.	A28B	4,25 €
229865	Bolzen M8 X 65 mm, 10 Stck.	A28B	4,25 €
229880	Bolzen M8 x 80 mm, 10 Stck.	A28B	6,50 €

## Apparaterollen

Art. Nr.	Beschreibung	Traglast	Bauhöhe	Loch oben	Bild	VK
250021	Drehbares ø50 mm Rad mit Gleitlagern, ø10 mm, 2470 PJI 050 P30	50	69	Ø10	F1	13,00
250031	Drehbares ø75 mm Rad mit Gleitlagern, 2470 PJI 075 P30	75	100	Ø10	F1	14,00
250022	Drehbares ø50 mm Rad mit Gleitlagern und Bremse, 2475 PJI 050 P30	50	69	Ø10	F2	21,50
250032	Drehbares ø75 mm Rad mit Gleitlagern und Bremse, 2475 PJI 075 P30	75	100	Ø10	F2	24,50
250033	Drehbares ø75 mm Rad mit Kugellagern, 2470 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F3	22,50
250034	Drehbares ø75 mm Rad mit Kugellagern und Bremse, 2477 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F4	29,00
250036	Drehbares schwarzes ø75 mm Rad mit Kugellagern, ø10 mm Loch, 2470 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F10	39,50
250041	Drehbares ø100 mm Rad mit Kugellagern, 2470 PJP 100 P30	100	135	Ø10	F3	25,50
250051	Drehbares ø125 mm Rad mit Kugellagern, 2470 PJP 125 P30	100	160	Ø10	F3	29,00
250061	Drehbares ø150 mm Rad mit Kugellagern, 2470 PJP 150 P30	100	185	Ø10	F3	60,00
250071	Rad mit Kugellagern ø75 mm, 11 PJP 075	75	--	--	F3	13,00
250072	Rad mit Kugellagern ø100 mm, 11 PJP 100	100	--	--	F3	16,00
250073	Rad mit Kugellagern ø125 mm, 11 PJP 125	100	--	--	F3	20,00
250042	Drehbares ø100 mm Rad mit Kugellagern und Bremse, 2477 PJP 100 P30	100	135	Ø12	F4	32,00
250052	Drehbares ø125 mm Rad mit Kugellagern und Bremse, 2477 PJP 125 P30	100	160	Ø12	F4	33,00
250062	Drehbares ø150 mm Rad mit Kugellagern und Bremse, 2477 PJP 150 P30	100	185	Ø12	F4	81,00
250047	Drehbares ø100 mm Rad für Pflegebetten mit Totalbremse, 2476 PJP 100 R26-28S45	80	138	Ø10	F5	92,00
250057	Drehbares ø125 mm Rad für Pflegebetten mit Totalbremse, Lange Zapfen, 2476 PJP 125 R26-28S45	100	163	--	F5	113,00
250058	Drehbares ø125 mm Rad für Pflegebetten mit Totalbremse, 2476 PJP 125 R36-28S45	100	163	--	F5	89,00
250065	Drehbares ø150 mm Rad für Betten, Richtungsbremse, 2044 UAP 150 R26-28S	150	183	--	F6	164,00
250066	Drehbares ø150 mm Antistat. Rad für Krankenbetten mit Richtungsbremse, 2044 XSX 150 R26-28S45	150	183	--	F6	173,00
250067	Drehbares ø150 mm Rad für Betten, Totalbremse, 2046 UAP 150 R26-28S	150	183	--	F6	167,00
250068	Drehbares ø150 mm Rad für Betten, antistatisch, Totalbremse, 2046 XSX 150 R26-28S45	150	183	--	F6	178,00

250044	Manner Rad ø100 mm mit Bremse, ø10 mm Loch	100	140	Ø12	F7	33,00
250054	Manner Rad ø125 mm mit Bremse, ø10 mm Loch	100	160	Ø12	F7	39,50
250064	Manner Rad ø150 mm mit Bremse, ø12 mm Loch	100	180	Ø12	F7	47,00

250035	Doppeltes Rad drehbar ø75 mm mit Kugellagern 2970 PJP 075 P30.	100	99	Ø10	F8	29,00
250046	Drehbares ø100 mm Rad aus Kunststoff mit Bremse für Lifter	100	135	Ø12	F9	34,00
250049	Drehbares ø100 mm Rad aus Kunststoff mit Bremse und rostfreiem Kugellager für Badestühle	100	133	Ø12	F11	31,00
250058	Drehbares ø125 mm Rad aus Kunststoff mit Bremse für Badestühle	100	158	Ø12	F11	38,50

## Zubehör und Ersatzteile für Apparaterollen

Art. Nr.	Beschreibung	Bild	VK
250201	Edelstahlstange ø19 für Lenkrolle, 180 mm lang mit 7 ø6 mm Löchern und M12 Lock am Ende	F12	14,00
250904	Rundkopf-Schraube mit Innensechskant, M12 x 45 mm, rostfrei	F13	2,25
250905	Rundkopf-Schraube mit Innensechskant, M12 x 25 mm, rostfrei	F13	1,50
250906	Rundkopf-Schraube mit Innensechskant, M10 x 25 mm, rostfrei	F13	1,00
250101	Scheibe ø10 x 6 mm für 250036		2,25
250990	Reduzierbuchse aus Kunststoff	F14	0,20
250991	Expander für ø19-21,5 mm Rohr	F15	10,50

# BEREIFUNG

## BEREIFUNG



### Rubrik B

Reifen und pannensichere Lösungen

## Laufflächenprofile der Luftbereifungen

### B1. Standardbereifung für die Hinterräder bei handbetriebe Rollstühle



### B2. Kenda Rollstuhlreifen



**B2a.** Kenda K-191 Konzept

Der Kenda **K-191 Konzept** ist ein ausgezeichnete Allzweck- sowie Sportreifen. Er bietet hervorragende Beschleunigungs- und Kurveneigenschaften.

**B2b.** Kenda K-196

Der Kenda **K-196 Kontender** wurde speziell für den aktiven Rollstuhlfahrer entwickelt. Er hat eine glatte Mittelprofilierung für höhere Geschwindigkeiten und wasserabweisende Rillen für nasse Bedingungen.

**B2c.** Kenda K-1053 Kwick Trax

Der Kenda **K-1053 Kwick Trax** wurde speziell für lässiges Fahren im Alltag entwickelt. Der Kwick Trax ist der ideale Reifen für alle Wetterlagen!

### B3. Tufo schlauchlose Reifen



**B3.** Tufo B3 orange / MS3 blau

Die schlauchlosen Tufo Reifen haben eine speziell konstruierte Seitenwand und halten nach dem Aufpumpen an den Felgenlippen und rutschen nicht auf der Felge. Die Reifen sitzen größtenteils innerhalb der Felge und schützen sie vor Seitenaufprallschaden. Es ist kein Aufkleben an die Felge erforderlich.

### B4. CST VN Master Protect




**B4.** CST VN Master

Der **VN Master Alpha Protect** mit PlatinumShield Pannenschutz kombiniert die Vorteile einer 3mm LDP-Gummischicht mit einer Schicht aus engmaschigem und extra leichtem EPS-Polyfaserstoff. Diese mehrschichtige Struktur bietet einen optimalen Pannenschutz für Rollstuhlreifen. Er hat ein leichtgängiges und komfortables Profil und lässt sich wegen der fehlenden Bewegungsrichtung unkompliziert montieren.

**B5. Reifen für Elektro Rollstühle**

Übersicht der Reifenprofile für Elektro Rollstühle oder Scooter



**B5a.** IA-2613

**B5b.** C-179 / IA-2801

**B5c.** C-968

**B5d.** IA-2601



**B5e.** C-628 / IA-2814

**B5f.** C-920

**B5g.** C-179

**B5h.** IA-2817



**B5i.** C-248 / IA-2805

**B5j.** C-154 / IA-2815

**B5k.** C-156

**B5l.** IA-2804



**B5m.** C-917

**B5n.** C-165 / C-9266

**B5o.** C-168

**B5p.** C-166



**B5q.** C-177

**B5r.** C-248 low

**B5s.** C-131

**B5t.** C-97

**B6. Schwalbe Rollstuhlreifen**



**B6a.** Marathon Evolution / Marathon+

Komplett neue Version mit nochmals verbessertem Rollwiderstand. Die „Anti-Aging“ Seitenwand erträgt die typischen Überlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich länger. Dazu kommen das dynamische neue Profil und der neue Look der Beschriftung.



**B6b.** Downtown

Wirksame Pannenschutzlage, handschonende 2Grip-Seitenwand und die optisch sehr attraktive zweifarbige Gummimischung. Der besondere Clou ist das robuste Black'n Roll Compound im Laufflächenzentrum.



**B6c.** Rightrun und Rightrun+

Wirksame Pannenschutzlage, handschonende 2Grip-Seitenwand und die optisch sehr attraktive zweifarbige Gummimischung. Der besondere Clou ist das robuste Black'n Roll Compound im Laufflächenzentrum.



**B6d.** Schwalbe One

Schon der Name zeigt, welchen Stellenwert der neue Rennradreifen im Hause Schwalbe hat. Der Schwalbe One ist der schnellste und zugleich zuverlässigste Wettkampfreifen, den Schwalbe je hergestellt hat. Schwalbe fertigt ihn in einem separaten Werk, das ausschließlich für die Produktion des neuen Top-Reifens errichtet wurde.



**B6e.** Durano

Der beliebte Durano hat ein komplett neues Profil und ist jetzt 10 g leichter. Seine herausragenden Qualitäten bleiben erhalten: Extrem hohe Laufleistung. Dual Compound für beste Haftung - auch auf winterlich nassen Trainingsstraßen. Bewährter RaceGuard-Schutzgürtel.



**B6f.** Lugano

Attraktives, zweifarbiges Compound. Das klassische Diamantprofil sorgt für zuverlässige Performance auf trockener und nasser Straße.



**B6g.** Speed Air

Extrem dreh- und rollfreudig. Der Mittelsteg ist asymmetrisch versetzt. Genau auf den negativen Sturz der Laufräder bei Saalsportrollstühlen ausgerichtet.



**B6i.** LandCruiser

Der Off-Road Reifen für den Rollstuhl. Abseits der befestigten Straßen ist der Landcruiser ein treuer Begleiter. Achtung: Der Innendurchmesser dieses Reifens beträgt 507 mm. Sie benötigen zur Montage dieses Reifens eine Felge mit einem entsprechenden Aussendurchmesser.



**B6j.** Marathon Plus Tour

Ob Asphalt oder Naturstraße, der vielseitige Reifen ist auf allen Wegen zu Hause. Im Alltag oder auf ganz großer Tour. Der robuste Aufbau steckt alles weg. Sicher durch SmartGuard, den wirksamsten Schutzgürtel, den es für Fahrradreifen gibt.

**B7. Offroad Bereifung**



**B7a.** Standard Offroad Bereifung



**B7b.** Schwalbe Black Jack



**B6i.** Schwalbe LandCruiser



**B7d.** CST Offroad



**B7e.** Kenda Nevegal



**B7f.** PRIMO Knobby

**Ventiltypen**



Presta Ventil



Auto Ventil



Gerades Ventil



Ventil 90°/30°




Ventil 45°/45°




Ventil 90°/90°

**Pannensichere Lösungen**


**B8. Laufflächenprofile der PU "Vollgummi" Reifen**



**B8a**




**B8b**



**B8c**




**B8d**



**B8e**

### B9. Flexel INSERT



**B9a.** Flexel mit Lippe

**B9b.** Flexel ohne Lippe

**Flexel Insert** ersetzen den Luftschlauch und gewährleisten eine komfortablere Fahrt ohne Risiko von Reifenpannen. Wir empfehlen Flexel Insert nur zusammen mit unseren Reifen zu verwenden da wir sicher sind, dass die Reifen und Flexel Insert gut zusammenpassen. Es bietet außerdem den großen Vorteil, dass es wiederverwendbar ist.

### B10. Flexel INFILL



**B10a.** Flexel (Schnitt)

**B10b.** Flexel standard

**B10c.** Flexel Light

**Flexel Infill** sind Reifen, die mit Flexel ausgeschäumt sind. Diese Reifen werden bei geteilten Felgen verwendet.

Wir liefern Flexel Infill in zwei Versionen: **Flexel** (Bild B10b) und **Flexel Light** (Bild B10c). Ersteres ist schwarz und besteht aus geschäumtem Gummi, während das Flexel Light aus einem leichterem grauen PU Schaum besteht. Bitte beachten: nicht alle Größen sind in beiden Varianten lieferbar.

### B11. Flexel EINLAGE




**B11a.** Flexel Einlage

**B11b.** Einlage Schnitt

Die **Flexel Einlage** ist ein Gürtel aus Spezialgummi der zwischen Decke und Schlauch montiert wird und ist 100% pannensicher. Die Flexel Einlage ist auch bei ungeteilten Felgen verwendbar.

### B12. Reparatur- und Montagezubehör



**B12a.** Montagegerät für PU "Vollgummi" Reifen



**B12a.** Reifenheber aus Stahl, Kunststoff oder von Schwalbe (blau)



**B12c.** Reifen Montier-paste



**B12d.** Schmierseife zur Flexel Montage



**B12e.** Reifenversiegler



**B12f.** Schwalbe glueless patches (6 Stück)



**B12g.** Reparaturset mit Flickern



**B12h.** Ventiladapter DV/SV auf AV (links), AV auf DV/SV (rechts)



**B12i.** Schwalbe AirMax Digital-Manometer

## Standard Reifen (Farbangabe = Lauffläche/Seite)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
205051	5" x 1" Decke, Racing profile	B5A	15,00 €
205061	6" x 1 1/4" Decke, 150 x 30 mm, längsgerillt, IA-2802	B5B	9,50 €
205071	7" x 1 3/4" Decke, 175 x 45 mm, längsgerillt, IA-2801/C-179	B5B	13,00 €
205081	8" x 1 1/4" Decke, 200 x 30 mm, längsgerillt, IA-2802	B5B	10,50 €
205082	8" x 2" Decke, 200 x 50 mm, längsgerillt, IA-2802	B5B	15,00 €
205085	8" x 2" Decke, 200 x 50 mm, schwarz, längsgerillt, C-179	B5B	16,00 €
205084	8" x 2" Decke, 200 x 50, Blockmuster, C-968	B5C	19,00 €
205101	10" x 2" Decke, 250 x 50, längsgerillt, C-179	B5B	18,00 €
205121	12 1/2" x 2 1/4" (57-203) Decke, leichtgemustert, IA-2601	B5D	18,00 €
205122	12 1/2" x 2 1/4" (57-203) Decke, Blockmuster, IA-2814	B5E	20,00 €
205124	12 1/2" x 2 1/4" (57-203) Decke, schwarz, Blockmuster, IA-2814	B5E	17,00 €
205126	12 1/2" x 2 1/4" (62-203) Decke, Blockmuster, C-628, verstärkt	B5E	22,50 €
205129	12 1/2" x 1.75 x 2 1/4" (47-203) Decke, C-607	B5D	14,00 €
205161	16" x 1.75" (47-305) Decke, leichtgemustert, IA-1601	B5D	15,00 €
205205	20" x 1" (25-451) Decke, fischgrät, IA-2806	B1A	18,00 €
205201	20" x 1 3/8" (37-451) Decke, leichtgemustert, IA-2205	B1D	15,00 €
205206	20" x 1.75" x 2" (47-406) Decke, leichtgemustert, C-97	B5T	17,00 €
205203	20" x 1.75" x 2" (47-406) Decke, schwarz, leichtgemustert, C-97	B5T	32,00 €
205225	22" x 1" (25-498), Decke, fischgrät, IA-2806	B1A	18,00 €
205221	22" x 1" (25-489) Decke, fischgrät, IA-2806	B1A	18,00 €
205228	22" x 1" (25-489) Decke, gemustert, IA-2818	B1C	17,00 €
205349	22" x 1" (25-489) Decke VN Master Alpha Protect mit Pannenschutz, schwarz	B4	35,00 €
205223	22" x 1 3/8" (37-489) Decke, leichtgemustert, IA-2205	B1D	16,00 €
205224	22" x 1 3/8" (37-501) Decke, leichtgemustert, IA-2205	B1D	15,00 €
205222	22" x 1 3/8" (37-498) Decke, leichtgemustert, IA-2205	B1D	16,00 €
205241	24" x 1" (25-540) Decke, fischgrät, IA-2806/C-1051	B1A	17,00 €
20534A	24" x 1" (25-540) Decke, grobgemustert, IA-2818	B1C	19,00 €
20534B	24" x 1" (25-540) Speedlite Decke, schwarz	B1A	26,50 €
205347	24" x 1" (25-540) Decke VN Master Alpha Protect, schwarz	B4	30,00 €
205246	24" x 1" (25-540) Decke grau/schwarz, fischgrät, IA-2806	B1A	19,00 €
205248	24" x 1" (25-541) Decke, schwarz/grau, grobgemustert, IA-2818	B1C	19,00 €
205242	24" x 1 3/8" (37-540) Decke, leichtgemustert, IA-2205	B1D	15,00 €
205243	24" x 1 3/8" (37-540) Decke, grobgemustert, IA-2803	B1E	15,00 €
205249	24" x 1 3/8" (37-540) Decke, längsgerillt, C-746	B5B	18,00 €
205244	24" x 1 3/8" x 1 1/4" (32-540) Decke, fischgrät, IA-2807	B1B	17,00 €
205345	24" x 1 3/8" (37-540) Decke, grobgemustert, PRIMO KNOBBY	B7F	43,50 €
20524J	24" x 1.75 (47-507) MTB Decke, schwarz	B7A	19,00 €
20534F	24" x 1.95" (50-507) MTB Decke C-1027 (für Fat Wheel)	B7D	26,50 €
20525V	25" x 1" (25-559) Decke VN Master Alpha Protect, schwarz	B4	31,25 €
20526V	26" x 1" (25-590) Decke VN Master Alpha Protect, schwarz	B4	32,50 €
205262	26" x 1" (25-590) Decke, fischgrät, IA-2806	B1A	22,50 €
205261	26" x 1 3/8" (37-590) Decke, leichtgemustert, IA-2205	B1D	16,00 €

## Tufo schlauchlose Reifen

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
205229	22" x 1" (25-489) Tufo B3, schlauchlose Saalsport Bereifung, orange	B3A	81,00 €
20524B	24" x 1" (25-540) Tufo B3, schlauchlose Saalsport Bereifung, orange	B3A	83,00 €
20524R	24" x 1" (22-540) Tufo MS3, schlauchlose Saalsport Bereifung, blau	B3B	83,00 €
205255	25" x 1" (22-559) Tufo MS3, schlauchlose Saalsport Bereifung, blau	B3B	84,00 €
205265	26" x 1" (22-590) Tufo MS3, schlauchlose Saalsport Bereifung, blau	B3B	84,00 €
205284	28" x 1" (22-622) Tufo MS3, Saalsport bereifung, blau	B3B	84,00 €

## Schwalbe Reifen (Farbangabe = Lauffläche/Seite)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
205212	12" x 1.75" (47-203), Schwalbe Kid Plus PunctureGuard, schwarz	B6K	16,00 €
20522G	22" x 1" (25-489) Schwalbe Marathon Evolution Reflex Decke, schwarz	B6A	60,00 €
20522D	22" x 1" (25-489) Decke, Schwalbe Rightrun, grau/schwarz	B6C	20,00 €
20522E	22" x 1" (25-501) Decke, Schwalbe Rightrun, grau/schwarz	B6C	18,00 €
20524H	24" x 1 3/8" (37-540) Schwalbe Marathon Plus Decke, grau/schwarz	B6A	53,00 €
205245	24" x 1" (25-540) Schwalbe Decke, 10 bar, fischgrät	B1A	18,00 €
20524F	24" x 1" (25-540) Schwalbe Decke, grau/schwarz, 10 bar, fischgrät	B1A	18,00 €
20524Z	24" x 1" (25-540) Schwalbe Downtown Decke, grau/schwarz, 10 bar	B6B	20,00 €
20534D	24" x 1" (25-540) Schwalbe Downtown Decke, schwarz, 10 bar, leichtgemustert	B6B	22,50 €
20524Y	24" x 1" (25-540) Schwalbe Marathon Evolution Decke, schwarz, 10 bar	B6A	55,00 €
20524A	24" x 1" (25-540) Schwalbe Marathon Evolution Reflex Decke, schwarz, 10 bar	B6A	60,00 €
20524I	24" x 1 1/8" (28-540) Schwalbe Marathon Evolution Decke, schwarz, 10 bar	B6A	55,00 €
20524G	24" x 1" (25-540) Schwalbe Marathon Plus Decke, grau/schwarz, 10 bar	B6A	53,00 €
205343	24" x 1" (25-540) Schwalbe Rightrun Decke, schwarz	B6C	22,50 €
20524T	24" x 1" (25-540) Decke Schwalbe Rightrun, blau/schwarz	B6C	20,00 €
20524L	24" x 1" (25-540) Schwalbe Rightrun Decke, grau/schwarz	B6C	20,00 €
20524X	24" x 1" (25-540) Schwalbe Rightrun Decke, rot/schwarz	B6C	20,00 €
20524U	24" x 1" (25-540) Schwalbe Rightrun Plus Decke, grau/schwarz	B6C	53,00 €
205240	24" x 1 1/8" (28-540) Schwalbe Rightrun Decke, grau/schwarz	B6C	20,00 €
20524K	24" x 3/4" (20-540) Decke, Schwalbe Speed Air, weiss/schwarz	B6G	60,00 €
20524W	24" x 1" (25-540) Decke, Schwalbe One, schwarz, faltbar	B6D	77,00 €
20524S	24" x 1.75" (47-507) Schwalbe Landcruiser, schwarz	B6I	20,00 €
205342	24" x 1 3/8" (37-540) Schwalbe Marathon Evolution Decke, Schwarz, 6 bar	B6A	53,00 €
205346	24" x 1 3/8" (37-540) Schwalbe Downtown Decke, grau/schwarz	B6B	22,50 €
205348	24" x 2.10" (54-507) Schwalbe Black Jack	B7B	24,00 €
205253	25" x 1" (25-559) Schwalbe Marathon Evolution Decke, Schwarz, 10 bar	B6A	55,00 €
205252	25" x 1 1/8" (28-559) Schwalbe Marathon Evolution, schwarz, 10 bar	B6A	58,00 €
205254	25" x 1" (23-559) Schwalbe Rightrun Decke, grau/schwarz	B6C	21,50 €
205256	25" x 1 1/8" (28-559) Decke, Rightrun, grau/schwarz	B6C	21,50 €
20525A	25" x 1" (25-559) Schwalbe One Decke, faltbar, schwarz	B6D	83,00 €
205259	25" x 3/4" (20-559) Schwalbe Speed Air Decke, weiss/schwarz	B6G	55,00 €
205268	26" x 3/4" (20-590) Decke, Schwalbe Speed Air, weiss/schwarz	B6G	55,00 €
205266	26" x 1" (25-590) Schwalbe Marathon Plus Evolution Decke, schwarz, 10 bar	B6A	58,00 €
205263	26" x 1" (25-590) Schwalbe Rightrun Decke, grau/schwarz	B6C	27,50 €
20526C	26" x 1" (23-571) Schwalbe One Decke, faltbar, schwarz	B6D	85,00 €
20526B	26" x 1.75" (47-559) Schwalbe Marathon Plus Tour, schwarz	B6J	65,00 €
20526D	26" x 2" (50-559) Schwalbe Black Jack Decke, schwarz	B7B	23,50 €
205282	28" x 1" (23-622) Schwalbe Durano RaceGuard Decke, schwarz	B6E	47,00 €
205281	28" x 1" (23-622) Schwalbe Lugano Decke, schwarz	B6F	20,00 €
205283	28" x 1" (23-622) Schwalbe Speedair Decke, weiss/schwarz	B6G	55,00 €
260017	Schwalbe Airmax Pro Manometer	B12I	23,50 €
210003	Set mit 3 Schwalbe Kunststoff Reifenheber	B12J	5,25 €

## Kenda Reifen mit Kevlar-Einlage (Farbangabe = Lauffläche/Seite)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
20524E	24" x 1" (23-540) Kenda K191 Konzept Decke, blau/schwarz	B2A	36,00 €
20524V	24" x 1" (23-540) Kenda K191 Konzept Decke, rot/schwarz	B2A	36,00 €
20524N	24" x 1" (23-540) Kenda Decke K191 Konzept, grau/schwarz	B2A	36,00 €
205240	24" x 1" (25-540) Kenda K1053 Kwick-Trax Decke, schwarz	B2A	36,00 €
205247	24" x 1" (25-540) Kenda K1053 Decke Kwick-Trax, grau/schwarz	B2C	31,00 €
20524M	24" x 1" (25-540) Kenda K196 Kontender Decke, schwarz	B2B	36,00 €
205257	25" x 1" (23-559) Kenda K191 Konzept Decke, rot/schwarz	B2A	38,50 €
205258	25" x 1" (23-559) Kenda K191 Konzept Decke, grau/schwarz	B2A	38,50 €
20525E	25" x 1" (23-559) Kenda K191 Konzept Decke, blau/schwarz	B2A	38,50 €
20525C	25" x 1" (25-559) Kenda K196 Kontender Decke, rot/schwarz	B2B	38,50 €
205269	26" x 1" (23-590) Kenda K196 Kontender Decke, rot/schwarz	B2B	38,50 €
20526A	26" x 1" (23-590) Kenda K196 Kontender Decke, grau/schwarz	B2B	38,50 €
20526E	26" x 1" (23-590) Kenda K196 Kontender Decke, blau/schwarz	B2B	38,50 €
205285	28" x 1" (23-622) Kenda K196 Kontender Decke, rot/schwarz	B2B	38,50 €

## Kenda Reifen

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
20532W	Kenda Nevegal Decke 22" x 1.95", (50-501), schwarz	B7E	60,00 €
20534W	Kenda Nevegal Decke 24" x 2.1" (54-540), schwarz	B7E	60,00 €

**Polyurethan "Vollgummi" Bereifungen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
211121	12 1/2" x 2 1/4 Polyurethan Decke, längsgerillt, C-1009	B5B	34,00 €
211162	16" x 1 3/4" Polyurethan Decke, blockgemustert, Tornado	B1E	66,00 €
211204	20" x 1 3/8" (37-451) Polyurethan Decke, blockgemustert, C-2803	B8E	23,50 €
211201	20" x 1 3/8" (37-451) Polyurethan Decke, leichtgemustert - C-1001	B8C	22,50 €
211203	20" x 1" (25-451) Polyurethan Decke, Fischgrät,- C-1006	B8C	24,50 €
211221	22" x 1 3/8" (37-489) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-1001	B8C	23,50 €
211228	22" x 1 3/8" (37-489), Polyurethan Decke, blockgemustert, C-2803	B8E	25,50 €
211226	22" x 1 3/8" (37-498/501) Polyurethan Decke, blockgemustert, C-2803	B8E	23,50 €
211229	22" x 1 3/8" (37-498/501) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-1001	B8C	26,50 €
211222	22" x 1 3/8" (37-498/501) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-2205	B8D	23,50 €
211225	22" x 1" (25-489) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-1001	B8C	25,50 €
21122B	22" x 1" (25-489) Polyurethan Decke, schwarz, leichtgemustert	B8A	27,50 €
21124X	24" x 1 3/8" (37-540) Polyurethan Decke, blockgemustert - Karton mit 30 Stk.	B8E	383,00 €
211244	24" x 1 3/8" (37-540) Polyurethan Decke, blockgemustert, C-2803	B8E	23,50 €
211242	24" x 1 3/8" (37-540) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-1001	B8C	25,50 €
211241	24" x 1 3/8" (37-540) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-2205	B8D	24,50 €
21124Y	24" x 1 3/8" (37-540) Polyurethan Decke, leichtgemustert, Karton mit 30 St.	B8C	383,00 €
21124H	24" x 1 3/8" (37-540) Polyurethan Decke, schwarz, blockgemustert	B8E	27,50 €
21124E	24" x 1" (25-540) Polyurethan Decke für Felgenbreite 16/18 mm, gemustert, schwarz	B8A	30,00 €
21124S	24" x 1" (25-540) Polyurethan Decke für Felgenbreite 16/18 mm, leichtgemustert	B8A	30,00 €
21124D	24" x 1" (25-540) Polyurethan Decke, blockgemustert, C-2803	B8E	22,50 €
211243	24" x 1" (25-540) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-1001	B8C	22,50 €
21124Z	24" x 1" (25-540) Polyurethan Decke, leichtgemustert, Karton mit 30 Stk.	B8A	383,00 €
211248	24" x 1" (25-540) Polyurethan Decke, leichtgemustert, schwarz	B8C	23,50 €
211251	25" x 1" (23-559) Polyurethan Decke, Fischgrät, C-1001,	B8C	23,50 €
211252	25" x 1" (23-559) Polyurethan Decke, schwarz, leichtgemustert	B8A	25,50 €
211261	26" x 1 3/8" (37-590) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-2205	B8D	27,50 €
211262	26" x 1" (25-590) Polyurethan Decke, leichtgemustert, C-1001	B8C	27,50 €
211263	26" x 1" (25-590) Polyurethan Decke, leichtgemustert, schwarz	B8B	27,50 €

**Alle PU Decken sind grau und für Standard Felgenbreite, außer wenn anders gekennzeichnet**

**Reifen Montagezubehör**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
210001	Reifenheber aus Stahl	B12B	25,50 €
210002	Reifenheber aus Kunststoff (3 St.)	B12B	5,25 €
210005	Kegelschlüssel für Schraderventil	B12K	9,50 €
210008	Montierpaste zur Reifen-Montage, 1 kg	B12C	38,50 €
210010	Montageflüssigkeit für Flexel, 1/2 L	B12D	17,00 €
210011	Reifenversiegler, 1L	B12E	31,00 €
210012	Flicken-Kleber (Vulkaniserflüssigkeit), 25g/35ml	B12L	9,50 €
210023	Schwalbe selbstklebende Schlauchflicken (Packung mit 6 Stück)	B12F	8,50 €
210021	Reifen Reparatursatz mit Flickern	B12G	4,25 €
210020	Schlauch Flicker F1, ø25 mm, Paket mit 100 stk		48,00 €
210090	Pumpenadapter Autoventil -> Fahrradventil	B12HB	4,25 €
210091	Pumpennippel Fahrradventil -> Autoventil	B12HA	2,25 €
207990	Ventileinsatz, kurz, für gerades Autoventil	B12M	1,50 €
211501	Mobilex Montiergerät für PU Vollgummireifen	B12A	173,00 €

**E-Rollstuhl Reifen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
206031	2.50" - 3" (210x65) Decke, längsgerillt, IA-2802	B5B	21,50 €
206033	2.50" - 3" (210x65) Decke, blockgemustert, C-248	B5I	30,00 €
206034	2.50" - 3" (210x65) Decke, schwarz, längsgerillt, C-179	B5B	20,00 €
206041	2.80" - 2.50" - 4" Decke, leichtgemustert, IA-2817	B5H	21,50 €
20604L	2.80" - 2.50" - 4" Decke, leichtgemustert, C-178	B5G	23,50 €
20604A	2.80" - 2.50" - 4" Decke, längsgerillt, C-179	B5B	22,50 €
20604K	2.80" - 2.50" - 4" Decke, schwarz, leichtgemustert, C-178	B5G	21,50 €
206042	3.00" - 4" (260x85) Decke, blockgemustert, IA-2805	B5I	25,50 €
206043	3.00" - 4" (260x85) Decke, längsgerillt, IA-2802	B5B	25,50 €
206044	3.00" - 4" (260x85) Decke, V-Profil, IA-2804	B5L	25,50 €
206049	3.00" - 4" (260x85) Decke, V Profil, C-920	B5F	47,00 €
20604E	3.00" - 4" (260x85) Decke, schwarz, V-Profil, C-920	B5F	46,00 €
20604D	3.00" - 4" (260x85) Decke, blockgemustert, C-248	B5I	25,50 €
20604F	3.00" - 4" (260x85) Decke, schwarz, blockgemustert, C-248	B5I	27,50 €
206045	4.10" - 3.50" - 4" Decke, leichtgemustert, C-189	B5F	29,00 €
20604B	4.00" - 4" Decke, blockgemustert, C-248	B5I	30,00 €
206048	4.00" - 4" Decke, schwarz, blockgemustert, HF 210	B5K	38,50 €
20605A	3.00" - 5" Decke, V Profil, C-920	B5F	51,00 €
206053	4.00" - 5" Decke, blockgemustert, IA-2815	B5J	40,50 €
206056	4.00" - 5" Decke, blockgemustert, C-154	B5J	48,00 €
206055	4.00" - 5" Decke, schwarz, blockgemustert, C-154	B5J	48,00 €
206054	4.10" - 3.50" - 5" Decke, blockgemustert, C-156	B5K	35,00 €
206057	4.10" - 3.50" - 5" Decke, blockgemustert, C-154	B5J	37,50 €
206058	4.10" - 3.50" - 5" Decke, schwarz, blockgemustert, C-154	B5J	36,00 €
20606C	2.50" - 6" Decke, leichtgemustert, C-177	B5Q	36,00 €
206065	3.00" - 6" Decke, V-Profil, C-917	B5M	44,50 €
20606D	4.00" - 6" Decke, schwarz, blockgemustert C-166	B5K	47,00 €
206068	4.10" - 3.50" - 6" Decke, schwarz, gemustert C-178	B5G	42,50 €
206062	4.10" - 3.50" - 6" Decke, schwarz, blockgemustert C-156	B5K	41,50 €
206063	4.10" - 3.50" - 6" Decke, 4 Lagen, blockgemustert, C-168	B5O	37,50 €
206066	4.10" - 3.50" - 6" Decke, 6 Lagen, blockgemustert, C-156/ IA 2805	B5K	38,50 €
20606A	4.10" - 3.50" - 6" Decke, schwarz, blockgemustert, C-168	B5O	41,50 €
206069	5.30" - 4.50" - 6" Decke, 6 Lagen, blockgemustert, C-166	B5P	60,00 €
20608D	2.50" - 8" Decke, leichtgemustert, IA-2817	B5H	31,00 €
20608A	2.50" - 8" Decke, leichtgemustert, C-177	B5Q	40,50 €
20608B	2.50" - 8" Decke, schwarz, grobgemustert, C-177	B5Q	47,00 €
206081	3.00" - 8" Decke, blockgemustert, IA-2805	B5I	36,00 €
206088	3.00" - 8" Decke, blockgemustert, IA-2805, verstärkt	B5I	42,50 €
206082	3.00" - 8" Decke, längsgerillt, C-179	B5B	46,00 €
206083	3.00" - 8" Decke, V-Profil, IA-2804	B5L	36,00 €
206085	3.00" - 8" Decke, schwarz, blockgemustert, IA-2805	B5R	36,00 €
206087	3.00" - 8" Decke, blockgemustert, C-248	B5I	44,50 €
20608L	3.00" - 8" Decke, V-Profil, C-917	B5M	52,00 €
20608K	3.00" - 8" Decke, schwarz, Racing-Profil, C-917	B5M	55,00 €
20608M	3.00" - 8" Decke (3.00-90-8), schwarz, IA-2805, blockgemustert, Minicrosser	B5R	34,00 €
206089	3.00" - 8" Decke, schwarz, grobgemustert, C-248	B5R	42,50 €
20608C	3.50" - 8" Decke, blockgemustert, C-168	B5O	65,00 €
20608E	4.00" - 8" Decke, blockgemustert, C-168	B5O	68,00 €
206102	3.00" - 10" Decke, blockgemustert, C-131	B5S	77,00 €
206106	3.00" - 10" Decke, V-Profil, C-917	B5M	81,00 €
206133	13" - 5.00" - 6" Decke, blockgemustert, C-9266/C-165	B5N	54,00 €
206132	13" - 5.00" - 6" Decke, schwarz, gemustert, C-9266/C-165	B5N	51,00 €

## Schläuche

Art.Nr.	Beschreibung	VK
207051	5" x 1" Schlauch, 125 x 30, 45/45 Autoventil	9,50 €
207061	6" x 1 1/4" Schlauch, 150 x 30, 45/45 Autoventil	7,50 €
207071	7" x 1 3/4" Schlauch, 175 x 45, 90/30 Autoventil	8,50 €
207072	7" x 1 3/4" Schlauch, 175 x 45, 90/90 Autoventil	7,50 €
207081	8" x 1 1/4" Schlauch, 200 x 30, 45/45, Autoventil	7,50 €
207082	8" x 2" Schlauch, 200 x 50, 90/30, Autoventil	8,50 €
207083	8" x 2" Schlauch, 200 x 50, 90/90, Autoventil	8,50 €
207101	10" x 2" Schlauch, gerades Autoventil	8,50 €
207121	12 1/2" x 2 1/4" Schlauch, gerades Autoventil	5,25 €
207122	12 1/2" x 2 1/4" Schlauch, 90/90 Autoventil	7,50 €
207124	12 1/2" x 2 1/4" Schlauch, Schwalbe, 45/45 Autoventil	8,50 €
207161	16" x 1.75"/2.125" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207201	20" x 1 3/8" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207202	20" x 1" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207203	20" x 1.75/2.125" Schlauch, gerades Autoventil	8,50 €
207207	20" x 1 3/8" Schlauch, Schwalbe, gerades Autoventil	9,50 €
207221	22" x 1" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207222	22" x 1 3/8" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207223	22" x 1" Schlauch, Schwalbe, gerades Autoventil	8,50 €
207225	22" x 1 3/8" Schlauch, Schwalbe, gerades Autoventil	9,50 €
207241	24" x 1 3/8" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207242	24" x 1" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
20724A	24" x 1" Schlauch, Cheng Shin, gerades Autoventil	8,50 €
207245	24" x 1.75" (47-507) Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207246	24" x 3/4" - 24" x 1" (20/28-540) Schlauch, Schwalbe, gerades Autoventil	9,50 €
207247	24" x 1 3/8" Schlauch 28/47-507/541, Schwalbe, gerades Autoventil	9,50 €
207249	24" x 3/4", 24" x 1" (20/28-540) Schlauch, Schwalbe, 40 mm SV Ventil	9,50 €
20724W	24" x 1,95/2,125" Schlauch, gerades Autoventil	17,00 €
207251	25" x 1" Schlauch gerades Autoventil	6,50 €
207252	25" x 1" (25-559) Schlauch, Schwalbe, gerades Autoventil	8,50 €
207253	25" x 3/4" (20-559) Schlauch, Schwalbe, gerades Autoventil	8,50 €
207254	25" x 3/4" (18/25-559/571) Schlauch, Schwalbe, SV Ventil	9,50 €
207261	26" x 1 3/8" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207262	26" x 1" Schlauch, gerades Autoventil	6,50 €
207264	26" x 1" Schlauch (20-590), Schwalbe, gerades Autoventil	9,50 €
207265	26" x 1 3/4" (47-559) Schlauch, Schwalbe, gerades Autoventil	9,50 €
207267	26" x 3/4" (20-590) Schlauch, Schwalbe, SV Ventil	9,50 €
207281	28" x 1" (19/23-622) Schlauch mit 48 mm Presta-Ventil	7,50 €
207282	28" x 1" (18/28-622) Schwalbe Schlauch mit 40 mm SV Ventil	9,50 €
207283	28" x 7/8" (23-622) Schwalbe Schlauch, gerades Autoventil	9,50 €

## Schläuche für E-Rollstühle

Art.Nr.	Beschreibung	VK
208031	2.50" - 3", Schlauch, 90/90 Autoventil	10,50 €
208041	2.80" - 2.50" - 4", Schlauch, 90/90 Autoventil	11,50 €
208042	3.00" - 4", Schlauch 90/90 Autoventil	11,50 €
208043	4.00" - 4" / 4.10 / 3.50" - 4", Schlauch, 90/90 Autoventil	11,50 €
208051	3.50" / 4" - 4", Schlauch, 90/90 Autoventil	11,50 €
208054	3.00" - 5", Schlauch, 90/90 Autoventil	13,00 €
208052	4.00" - 5" / 4.10 - 3.50" - 5", Schlauch, 90/90 Autoventil	15,00 €
208061	4.10" - 3.50" - 6", Schlauch, 90/90 Autoventil	15,00 €
208062	4.10" - 3.50" - 6", Schlauch, gerades Autoventil	13,00 €
208064	5.30" - 4.50" - 6", Schlauch, 90/90 Autoventil	19,00 €
208066	2.50" - 6", Schlauch, 90/90 Autoventil	10,50 €
208065	3.00" - 6", Schlauch, 90/90 Autoventil	14,00 €
208081	3.00" - 8", Schlauch, 90/90 Autoventil	13,00 €
208082	3.00" - 8", Schlauch, gerades Autoventil	11,50 €
208083	2.50" - 8", Schlauch, 90/90 Autoventil	11,50 €
208084	3.50" - 8" / 4.00" - 8", Schlauch, gerades Autoventil	14,00 €
208085	3.50" - 8" / 4.00" - 8", Schlauch, 90/90 Autoventil	15,00 €
208102	3.00" - 10" / 3.00" - 3.50" - 10", Schlauch, 90/90 Autoventil	18,00 €
208131	13 - 5.00 - 6", Schlauch, 90/90 Autoventil	17,00 €

## Flexel Insert ("Gummivurst" an Stelle des Schlauches)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
212121	12 1/2" x 2 1/4" Flexel Insert für ungeteilte Felgen, mit Lippe	B9A	64,00 €
212122	12 1/2" x 2 1/4" Flexel Insert für teilbare Felge, ohne Lippe	B9B	64,00 €
212241	24" x 1" Flexel Insert SD - Breite 20 mm	B9A	30,00 €
212245	24" x 1" Flexel Insert - Breite 25 mm	B9A	32,00 €
212242	24" x 1 3/8" Flexel Insert	B9A	36,00 €
212243	24" x 1" Flexel Insert, ohne Lippe	B9B	40,50 €
212244	24" x 1 3/8" Flexel Insert, ohne Lippe	B9B	50,00 €

## Flexel Infill (mit Flexel ausgeschäumte Reifen)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
213071	Flexel Infill 7" x 1 3/4", längsgerillt, IA-2802, Breite 32 mm	B5B	26,50 €
213081	Flexel Light Infill 8" x 2" (200 x 50), längsgerillt, IA-2802, Breite 32 mm	B5B	30,00 €
213086	Flexel Infill 8" x 2", schwarz, längsgerillt C-179, Breite 32 mm	B5B	52,00 €
21308A	Flexel Infill 8" x 2" (200 x 50), blockgemustert, IA-2622, Breite 32 mm	B5C	36,00 €
21308L	Flexel Infill 8" x 2", längsgerillt C-179, Breite 42 mm	B5B	38,50 €
21308G	Flexel Infill 8" x 2", blockgemustert C-968, Breite 36 mm für Vermeiren Drive	B5C	38,50 €
21308F	Flexel Infill 8" x 2", blockgemustert C-968, Breite 42 mm für Vermeiren Drive	B5C	38,50 €
213089	Flexel Infill 8 1/2" x 2", leichtgemustert, IA-2817, Breite 36 mm	B5H	38,50 €
213031	Flexel Light Infill 2.50" - 3", längsgerillt, IA-2802, Breite 42 mm	B5B	44,50 €
213032	Flexel Infill 2.50" - 3", schwarz, längsgerillt C-179, Breite 42 mm	B5B	49,00 €
213036	Flexel Infill 2.50" - 3", schwarz, blockgemustert, C-248, Breite 42 mm	B5I	55,00 €
213034	Flexel Infill 2.50" - 3", blockgemustert, C-248, Breite 42 mm	B5I	54,00 €
213035	Flexel Infill 2.50" - 3", längsgerillt, Impac IS-300, Breite 42 mm	B5B	51,00 €
21304E	Flexel Infill 2.80"/2.50 - 4", längsgerillt C-179, Breite 48 mm	B5B	51,00 €
213041	Flexel Light Infill 2.80"/2.50 - 4", leichtgemustert, IA-2817, Breite 58 mm	B5H	41,50 €
21304H	Flexel Infill 2.80"/2.50 - 4", schwarz, leichtgemustert C-178, Breite 58 mm	B5G	51,00 €
213042	Flexel Infill 2.80"/2.50 - 4", leichtgemustert, IA-2817, Breite 72 mm	B5H	51,00 €
213043	Flexel Light Infill 3.00" - 4", blockgemustert, IA-2805, Breite 72 mm	B5I	63,00 €
213044	Flexel Infill 3.00" - 4", längsgerillt, IA-2802, Breite 72 mm	B5B	77,00 €
213045	Flexel Infill 2.80"/2.50 - 4", längsgerillt C-179, Breite 63 mm	B5B	51,00 €
213046	Flexel Infill 3.00" - 4", V-Profil C-920, Breite 58 mm	B5F	92,00 €
213048	Flexel Infill 4.00" - 4", blockgemustert C-248, Breite 63 mm	B5I	102,00 €
213049	Flexel Infill 3.00" - 4", blockgemustert, IA-2805 / C-248 Breite 58 mm	B5I	77,00 €
21304A	Flexel Infill 3.00" - 4", V-Profil IA-2804, Breite 63 mm	B5M	77,00 €
21304B	Flexel Infill 3.00" - 4", schwarz, blockgemustert C-248, Breite 58 mm	B5I	77,00 €
21304C	Flexel Infill 3.00" - 4", blockgemustert C-248, Breite 65 mm	B5I	77,00 €
21304D	Flexel Infill 3.00" - 4", V-Profil C-920, Breite 68 mm	B5F	93,00 €
213051	Flexel Infill 4.00" - 5", blockgemustert, IA-2815, Breite 68 mm	B5J	107,00 €
213052	Flexel Infill 4.10" - 3.5" - 5", blockgemustert C-156, Breite 68 mm	B5K	92,00 €
213063	Flexel infill 4.10" - 3.50" - 6", schwarz, blockgemustert C-156, Breite 60 mm	B5K	118,00 €
213062	Flexel Infill 4.10" - 3.50" - 6", blockgemustert C-156, Breite 67 mm	B5K	118,00 €
213069	Flexel infill 4.10" - 3.50" - 6", schwarz, blockgemustert C-156, Breite 67 mm	B5K	118,00 €
213065	Flexel Infill 3.00" - 6", V-Prifil C-917, Breite 51 mm	B5M	72,00 €
213066	Flexel Infill 13" - 5.00" - 6", blockgemustert C-165, Breite 68 mm	B5N	199,00 €
213067	Flexel infill 13" - 5.00" - 6", schwarz, blockgemustert C-165, Breite 68 mm	B5N	199,00 €
213082	Flexel Light Infill 3.00" - 8", blockgemustert IA-2805, Breite 53 mm	B5I	79,00 €
213083	Flexel Light Infill 3.00" - 8", blockgemustert, IA-2805, Breite 38 mm	B5I	79,00 €
21308C	Flexel Infill 3.00" - 8", V-Profil C-917, Breite 38 mm	B5M	97,00 €
213084	Flexel Infill 3.00" - 8", V-Profil C-917, Breite 48 mm	B5M	109,00 €
213085	Flexel Infill 3.00" - 8", V-Profil, IA-2804, Breite 53 mm	B5M	102,00 €
21308S	Flexel Infill 3.00" - 8", schwarz, blockgemustert IA-2805, Breite 48 mm	B5R	100,00 €
213087	Flexel infill 3.00" - 8", schwarz, blockgemustert, IA-2805, Breite 53 mm	B5I	109,00 €
21308B	Flexel Infill 2.50" - 8", leichtgemustert, IA-2817, Breite 48 mm	B5H	79,00 €
21308D	Flexel Infill 3.50" - 8", blockgemustert C-168, Breite 38 mm	B5O	143,00 €
21308E	Flexel Light Infill 3.00" - 8", blockgemustert, IA-2805, Breite 48 mm	B5I	85,00 €
21308J	Flexel Infill 3.00" - 8", V-Profil C-917, Breite 58 mm	B5M	109,00 €
21308M	Flexel Infill 3.00/90" - 8", schwarz, blockgemustert C-248/IA-2805, Breite 65 mm für Minicrosser	B5R	72,00 €
213103	Flexel Infill 3.00" - 10", blockgemustert C-131, Breite 58 mm	B5S	134,00 €

## Flexel Einlagen ("Gürtel" zwischen Schlauch und Decke)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
214041	Flexel Einlage 3.00" - 4"	B11A	23,50 €
214061	Flexel Einlage 4.10" - 3.50" - 6" / 4.00" - 5"	B11A	27,50 €
214081	Flexel Einlage 3.00" - 8"	B11A	30,00 €
214131	Flexel Einlage 13" - 5.00" - 6"	B11	30,00 €

**Im Folgenden finden Sie eine Erklärung der Reifen Maße, sowie eine Matrix mit den am häufigsten benutzten E-Rollstühlen und den dazu passenden Flexel Infill Reifen**

**Tabelle der Standard Flexel Infill Reifen** (Preise siehe vorige Seiten)



Maß	Farbe	Muster	Bild	Breite - Art.Nr.	Typ	Breite - Art.Nr.	Typ	Breite - Art.Nr.	Typ
7 x 1 ¾	grau	gerillt	B5d	33 mm - 213071	F				
200 x 50	grau	gerillt	B5d	33 mm - 213081	FL				
200 x 50	grau	block	B5c	33 mm - 21308A	F				
2.50 x 3	grau	gerillt	B5d	43 mm - 213031	FL				
2.50 x 3	grau	block	B1g	43 mm - 213034	F				
2.50 x 3	schwarz	gerillt	(B5d)	43 mm - 213032	F				
2.80 - 2.50 x 4	grau	leicht	B5e	58 mm - 213041	FL	72 mm - 213042	F		
2.80 - 2.50 x 4	grau	gerillt	B5d	63 mm - 213045	F				
3.00 - 4	grau	block	B1g	58 mm - 213049	F	72 mm - 213043	FL		
3.00 - 4	grau	V-Profil	B5m	58 mm - 213046	F				
3.00 - 4	grau	gerillt	B5d	72 mm - 213044	F				
3.00 - 4	schwarz	block	(B1g)	58 mm - 21304B	F				
4.00 - 4	grau	block	B1g	63 mm - 213048	F				
4.00 - 5	grau	leicht	B5j	68 mm - 213051	F				
4.10 - 3.50 x 5	grau	block	B5k	68 mm - 213052	F				
3.00 - 6	grau	V-Profil	B5m	51 mm - 213065	F				
2.50 - 8	grau	leicht	B5h	48 mm - 21308B	F				
3.00 - 8	grau	block	B5i	36 mm - 213083	FL	48 mm - 21308E	FL	53 mm - 213082	FL
3.00 - 8	grau	block	B5i	36 mm - 213...	F	48 mm - 213...	F	53 mm - 213...	F
3.00 - 8	schwarz	block	(B5i)	53 mm - 213087	F				
3.00 - 8	grau	leicht	B5l	53 mm - 213085	F				
3.00 - 10	grau	block	B5i	58 mm - 2130103	F				


\* Typ: F=Flexel, FL=Flexel light

**Achtung:** Wir liefern die Flexel-Einlage in zwei Versionen: **Flexel** und **Flexel Light**.

"Flexel" ist schwarz und aus Schaumgummi, während "Flexel Light" aus grauem Polyurethanschaum besteht.

Nicht alle Reifengrößen sind in beiden Versionen verfügbar.

## Reifengröße, Zoll- und metrische Reifenbezeichnung bzw. -markierungen



### a) Reifen Bemaßung bei Scootern oder E-Rollstühlen, Hinter- oder Vorderräder

D=Reifen Aussen-Durchmesser  
 d=Felgen-Durchmesser  
 H=Ballon-Höhe  
 B=Ballon-Breite

nur bei Flexel anzugeben:

F=Felgen Schulterbreite innen

#### Beispiele:

13/5.00 - 6    D=13", B=5.00", d=6"  
 3.00 - 4    sowohl H als auch B=3.00", d=4"  
 3.00/90 - 8    H=3.00", B entspricht 90% von H, d=8"

### b) Reifen Bemaßung bei großen Hinterrädern von handbetriebenen Rollstühlen (am Beispiel eines 24" x 1" Rades)

ISO (ETRTO)	Englisch (Zoll)	Französisch (mm)
25 - 540 Breite - Ø innen (in mm)	24" x 1" Ø außen - Breite (in Zoll)	600 x 25 Ø Außen - Breite (in mm)

**Dieselbe Decke kann verschiedene Maßangaben haben! (ETRTO, Zoll oder mm - siehe Bilder)**

## Reifentabelle E-Rollstühle (obere Tabelle Vorderräder / untere Tabelle Hinterräder)

Hersteller	Modell	Reifenmaß VORNE	Reifenprofil	Mobilex Art.Nr.
Invacare	Moover 85	12 1/2" x 2 1/4"	Block	212121 + 205126
Invacare	Moover 95	--	--	--
Invacare	Storm 3	3.00" - 6"	Racing	213065
Invacare	Storm X5	3.00" - 4"	Block	213043
Meyra	Champ	2.80" / 2.50" - 4"	Gerillt	213042
Meyra	Optimus	3.00" - 10"	Block	213103
Meyra	Smart	3.00" - 4"	Gerillt	213044
Meyra	Sprint	3.00" - 4"	Gerillt	213044
Otto Bock	B500	2.50/2.80" - 4"	Gerillt	21304E
Permobil	C500	3.00" - 8"	Block	213082
Permobil	Chairman	3.00" - 8"	Block	213082
Sunrise	Quickie P220	--	--	--
Vermeiren	Tracer	3.00" - 4"	Block	213043

Hersteller	Modell	Reifenmaß HINTEN	Reifenprofil	Mobilex Art.Nr.
Invacare	Moover 85	200 x 50	Gerillt	213081
Invacare	Moover 95	3.00" - 4"	Block	213043
Invacare	Storm 3	8 1/2" x 2"	V-Profil	213082
Invacare	Storm X5	3.00" - 8"	Block	213087
Meyra	Champ	3.00" - 8"	Racing	21308J
Meyra	Optimus	3.00" - 8"	Block	213082
Meyra	Smart	3.00" - 8"	Racing	21308J
Meyra	Sprint	3.50" - 8"	Block	21308D
Otto Bock	B500	3.00" - 8"	Block	21308E
Permobil	C500	2.50" - 3"	Gerillt	213031
Permobil	Chairman	200 x 50	Komplettrad	204086
Sunrise	Quickie P220	4.10" / 3.50" - 6"	Block	213062
Vermeiren	Tracer	3.00" - 8"	Racing	213085

## Reifentabelle Scooter (obere Tabelle Vorderräder / untere Tabelle Hinterräder)

Producent	Modell	Reifenmaß VORNE	Reifenprofil	Mobilex Art.Nr.
Invacare	Auriga	3.00" - 4"	Gerillt	213044
Invacare	Meteor	4.00" - 5"	Block	213051
Ortopedia	Touring 926	3.50" - 10"	Block	213102
Sunrise	Elite	4.10" / 3.50" - 6"	Block	213061
Sunrise	Swift	3.00" - 4"	Gerillt	213044

Producent	Modell	Reifenmaß HINTEN	Reifenprofil	Mobilex Art.Nr.
Invacare	Auriga	3.00" - 4"	Block	213043
Invacare	Meteor	4.00" - 5"	Block	213051
Ortopedia	Touring 926	4.10" / 3.50" - 6"	Block	213062
Sunrise	Elite	13" - 5.00" - 6"	Block	213066
Sunrise	Swift	3.00" - 4"	Block	213043

### ACHTUNG!

Wegen möglicher Änderungen seitens der Hersteller sind Maßangaben sowie Art.Nr. nur unter Vorbehalt!

# ANTRIEBSRÄDER

## ANTRIEBSRÄDER



Antriebsräder und Zubehör, Spinergy,  
Greifringe, Sets zur Montage von  
Einhand- oder Trommelbremsen



**Alu Standardrad** ohne Reifen und Geifring. Größen: 20", 22", 24" und 26"

Standardrad	
Nabenbreite	49 oder 53 mm
Kugellager	12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad




**Alu-Standardrad mit Trommelbremse** ohne Reifen und Geifring. Größen: 20", 22", 24" und 26".

Standardrad mit Trommelbremse	
Nabenbreite	46 mm
Kugellager	12 mm
Belastbarkeit	75 kg pro Rad



**Komplettes Rad** mit schwarzer Nabe, mit PU Reifen und Geifring. Größen: 20", 22" und 24".

Komplettes Rad	
Nabenbreite	49 mm
Kugellager	12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad



**Heavy Duty Rad** mit oder ohne Trommelbremse. Mit verstärkter Nabe und verstärkten Speichen. Verstärkte Alu-Felge mit 1 3/8" PU Decke. Nur in 24" lieferbar.

Heavy Duty Rad mit oder ohne TB	
Nabenbreite	53 bzw. 46 mm bei TB
Kugellager	12 mm
Belastbarkeit	<b>140 kg</b> pro Rad



**Komplettes Rad** mit silberfarbenem Alu-Geifring für **Invacare** mit 1" Decke (C10) oder **Etac** mit 1 3/8" Decke (C11). Größen: 20", 22", 24". Für Etac auch 26".

Komplettes Rad für Invacare/Etac	
Nabenbreite	53 mm
Kugellager	12 mm
Belastbarkeit	75 kg pro Rad



**Ultralite Rad** mit schwarzer Nabe und schwarzen Edelstahlspeichen mit schwarzer Hohlkammerfelge mit 1" Decke. Silberfarbener Alu Geifring. Gesamtgewicht **1120 g**.

Ultralite	
Nabenbreite	49 mm
Kugellager	12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad

Foto C6



Mobilex **Storm** Rad mit 12 Speichen, schwarzer Hohlkammerfelge mit 1" Reifen, schwarzer CNC gefräster Alu Nabe und Alu Greifring. Gesamtgewicht 1890 Gramm inkl. Reifen, Schlauch und Greifring. Nur in 24" lieferbar.

Storm	
Nabenbreite	49 mm
Kugellager	12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad

Foto C12



Das **Tristar** Rad ist ein Aluminiumrad mit 3 grossen Speichen. Das Gesamtgewicht inkl. Reifen und Schlauch ist 1730 Gramm. Die Farbe "Black Pearl" ist schwarz mit hellen Punkten.

Tristar	
Nabenbreite	49 mm
Kugellager	12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad

Foto C7



Mobilex **Offroad** Rad, komplett mit schwarzer Alu-Hohlkammerfelge und schwarzer Hochflansch-Nabe. Mit schwarzem Alu-Greifring, Schlauch und schwarzem MTB Stollenreifen. Nur in 24" lieferbar.

Mobilex Offroad	
Nabenbreite	53 mm
Kugellager	12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad

Foto C17



**Offroad Twin Rad** mit doppelter zusammenschweißter Alu Hohlkammerfelge. 2 MTB Stollenreifen 1,75" x 24". Schwarze Hochflansch Nabe mit 1/2" Kugellager. Nur in 24" lieferbar.

Offroad Twin	
Nabenbreite	80 mm
Kugellager	1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad

Foto C8



**FAT Wheel** komplett mit schwarzer Alu Felge und schwarzer Alu Nabe, 36 verzinkten Stahlspeichen und schwarzem Alu Greifring. MTB Stollenreifen 24" x 1.95". Nur in 24" lieferbar.

FAT Wheel	
Nabenbreite	53 mm
Kugellager	12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad

Foto C9




Mobilex **Outdoor Extreme** mit schwarzer Alu Felge und versetzter Alu-Nabe, Schwalbe Black Jack Reifen 24" x 2.10" (54-507), schwarzem Alu-Greifring. Nur in 24" lieferbar.

Outdoor Extreme	
Nabenbreite	53 mm
Kugellager	12 mm oder 1/2"
Belastbarkeit	75 kg pro Rad

## Zubehör für Antriebsräder


Steckachsen, Buchsen, Kugellager, Bremskabel und Hüllen




Steckachse




Steckachse mit großem Knopf (silberfarben oder schwarz)



Steckachse mit Tetra-Griff




Buchsen und Mutter



Teile zur Greifringmontage



Katzenauge



Kabelteile



Rolle mit 50 mt. Kabelhülle, Karton mit 100 Kabeln



Felgenband und Klebe-Felgenband



Kugellager



Kassette mit 50 verschiedenen Kugellagern (9 Größen)



Montagewerkzeug für Kugellager an Hinterrädern

## Standard Antriebsräder - ohne Decke und ohne Greifring

Art.nr	Beschreibung	Ø	Bild	VK
D1020	Standardrad 20" mit 12 mm Nabe ohne Decke/Schlauch und Greifring	451	C1	47,00 €
D1022	Standardrad 22" mit 12 mm Nabe ohne Decke/Schlauch und Greifring	489	C1	47,00 €
D1024	Standardrad 24" mit 12 mm Nabe ohne Decke/Schlauch und Greifring	540	C1	47,00 €
D1026	Standardrad 26" mit 12 mm Nabe ohne Decke/Schlauch und Greifring	590	C1	55,00 €

D1120	Standardrad 20" mit 1/2" mm Nabe ohne Decke/Schlauch und Greifring	451	C1	47,00 €
D1122	Standardrad 22" mit 1/2" mm Nabe ohne Decke/Schlauch und Greifring	489	C1	47,00 €
D1124	Standardrad 24" mit 1/2" mm Nabe ohne Decke/Schlauch und Greifring	540	C1	47,00 €
D1126	Standardrad 26" mit 1/2" mm Nabe ohne Decke/Schlauch und Greifring	590	C1	55,00 €

215203	20" Trommelbremsrad ohne Ankerplatte, ø12 mm Lager	451	C2	89,00 €
215223	22" Trommelbremsrad ohne Ankerplatte, 489 mm Felge, ø 12 mm Lager	489	C2	89,00 €
21522P	22" Trommelbremsrad ohne Ankerplatte, 501 mm Felge, ø 12 mm Lager	501	C2	89,00 €
215243	24" Trommelbremsrad ohne Ankerplatte, ø12 mm Lager	540	C2	83,00 €
215263	26" Trommelbremsrad ohne Ankerplatte, ø12 mm Lager	590	C2	160,00 €

## Ultralite Antriebsräder - ohne Decke und ohne Greifring

Art.nr	Beschreibung	Ø	VK
21820U	20" Ultralite Rad mit 12 mm Nabe, schwarze Felge, ohne Decke, Schlauch und Greifring	451	137,00 €
21822U	22" Ultralite Rad mit 12 mm Nabe, schwarze Felge, ohne Decke, Schlauch und Greifring	489	137,00 €
21834U	24" Ultralite Rad mit 12 mm Nabe, schwarze Felge, ohne Decke, Schlauch und Greifring	540	137,00 €
21826U	26" Ultralite Rad mit 12 mm Nabe, schwarze Felge, ohne Decke, Schlauch und Greifring	590	137,00 €

## Montage von Greifringen und Reifen

Sollen Räder komplett montiert geliefert werden, berechnen wir für die Montage folgende Kosten pro Rad

Art.nr	Beschreibung	VK
D3130	Greifringmontage (pro Rad)	21,50 €

D3110	Montage von Decke und Schlauch (pro Rad)	21,50 €
D3120	Montage von PU Decken (pro Rad)	21,50 €
D3121	Flexel Montage (pro Rad)	32,00 €

**NB.** Die verschiedenen Greifringe finden Sie in **Rubrik CY** und Reifen in **Rubrik B**

## Standard Antriebsräder - Komplett

Art.nr	Beschreibung	Ø	Bild	VK
21520A	20" Rad, silber ø12 x 53 mm Nabe für Etac, 1 3/8" PU, silber Alu Greifring, 4 Loch Clip Montage	451	C11	119,00 €
21522A	22" Rad, silber ø12 x 53 mm Nabe für Etac, 1 3/8" PU, silber Alu Greifring, 4 Loch Clip Montage	498	C11	119,00 €
21524D	24" Rad, silber ø12 x 53 mm Nabe für Etac, 1 3/8" PU, silber Alu Greifring, 4 Loch Clip Montage	540	C11	119,00 €

21520C	20" Rad, silber, Nabe ø12 x 53 mm, 1" Decke und silber Aluminium Greifring	451	C11	134,00 €
21522C	22" Rad, silber, Nabe ø12 x 53 mm, 1" Decke und silber Aluminium Greifring	489	C11	134,00 €
21524C	24" Rad, silber, Nabe ø12 x 53 mm, 1" Decke und silber Aluminium Greifring	540	C11	134,00 €
21526C	26" Rad, silber, Nabe ø12 x 53 mm, 1" Decke und silber Aluminium Greifring	590	C11	143,00 €

21520F	20" Rad silber, schwarze Nabe ø12 x 53 mm, PU Decke 1 3/8", silber Aluminium Greifring	451	C3	72,00 €
21522F	22" Rad, schwarz, Nabe ø12 x 53 mm, 1 3/8" PU Decke und silber Aluminium Greifring	489	C3	77,00 €
21524F	24" Rad, schwarz, Nabe ø12 x 53 mm, 1 3/8" PU Decke und silber Aluminium Greifring	540	C3	77,00 €

21520R	20" Rad, schwarze ø12 x 53 mm Nabe, inkl. 1" Decke und Alu Greifring	451	C10	107,00 €
21522R	22" Rad, schwarze ø12 x 53 mm Nabe, inkl. 1" Decke und Alu Greifring	489	C10	107,00 €
21524R	24" Rad, schwarze ø12 x 53 mm Nabe, inkl. 1" Decke und Alu Greifring	540	C10	107,00 €

## Spezielle Antriebsräder - Komplett

Art.nr	Beschreibung	Bild	VK
21824L	24" Ultralite Rad, 12 mm Nabe, schwarze Felge mit Decke, silber Alu Greifring	C5	190,00 €
D1519	24" Ultralite Rad, 1/2" Nabe, schwarze Felge mit Decke, silber Alu Greifring	C5	190,00 €
218248	24" Storm Rad, 12 mm Nabe, schwarzer Alu Greifring, schwarze Felge mit 1" Decke	C6	190,00 €
D1521	24" Storm Rad, mit 1/2" Nabe, schwarzer Alu Greifring, schwarze Felge mit 1" Decke	C6	190,00 €
218232	24" Tristar Aluminiumrad, schwarz, inkl. Decke/Schlauch, schwarzer Alu Greifring	C12	445,00 €
218240	Offroad Rad, 24" x 1.75" (47-507) MTB Decke, 12 mm Nabe, schwarzer Alu Greifring	C7	200,00 €
218242	Offroad Rad, 24" x 1.75" (47-507) MTB Decke, 1/2" Nabe, schwarzer Alu Greifring	C7	200,00 €
D1514	Offroad Rad 24" x 1.75" (47-507) MTB Decke, 12 mm Lager, High Friction Greifring	C7	213,00 €
218247	Offroad Rad, 24" x 1.75" (47-507) MTB Decke, 1/2" Nabe, High Friction Greifring	C7	213,00 €
D1513	Offroad Rad, 24" x 1.75" (47-507) MTB Decke, 12 mm Nabe, Edelstahl Greifring	C7	213,00 €
21824F	Offroad Rad, 24" x 1.75" (47-507) MTB dæk, 1/2" Nabe, Edelstahl Greifring	C7	213,00 €
21834T	Offroad Zwillingrad, 2 x 24" x 1.75" (47-507) MTB Decken, 1/2" Lager, Alu Greifring schwarz	C17	522,00 €
21834C	Outdoor Extreme Rad 24" x 2.10" (54-507) MTB, 12 mm Lager, schwarzer Alu Greifring	C9	298,00 €
D1523	Outdoor Extreme Rad 24" x 2.10" (54-507) MTB, 1/2" Lager, schwarzer Alu Greifring	C9	298,00 €
21534S	24" Heavy Duty Rad, schwarze ø12 mm Nabe, 1 3/8" PU Decke, Aluminium Greifring silber	C4A	213,00 €
21534T	24" Heavy Duty Rad mit Trommelbremse, ø12 mm Nabe, 1 3/8" PU Decke, Aluminium Greifring silber	C4B	240,00 €
21834F	FAT WHEEL 24" x 1.95" (50-507), Nabe 12 mm, mit Decke und schwarzem Greifring	C8	277,00 €
D1522	FAT WHEEL 24" x 1.95" (50-507), Nabe 1/2", mit Decke und schwarzem Greifring	C8	277,00 €

**Standard Steckachsen**

Art.nr	Beschreibung	Bild	VK
219131	Steckachse ø8 x 25 mm	C28	36,00 €
219008	Steckachse ø12 x 85 mm	C28	25,50 €
219001	Steckachse ø12 x 98 mm	C28	25,50 €
219002	Steckachse ø12 x 104 mm	C28	25,50 €
219003	Steckachse ø12 x 108 mm	C28	25,50 €
219006	Steckachse ø12 x 112 mm	C28	25,50 €
219004	Steckachse ø12 x 123 mm	C28	25,50 €

219101	Steckachse ø1/2" x 99 mm	C28	25,50 €
219102	Steckachse ø1/2" x 104 mm	C28	25,50 €
219104	Steckachse ø1/2" x 108 mm	C28	25,50 €
219103	Steckachse ø1/2" x 112 mm	C28	25,50 €
219107	Steckachse ø1/2" x 118 mm	C28	25,50 €
219105	Steckachse ø1/2" x 122 mm	C28	25,50 €
219108	Steckachse ø1/2" x 130 mm	C28	25,50 €

**Steckachsen mit großem Knopf für Standard Nabe**

Art.nr	Beschreibung	Bild	VK
219302	Steckachse ø12 x 99 mm mit schwarzem Druckknopf für Ultralite	C29A	27,50 €
219303	Steckachse ø12 x 104 mm mit schwarzem Druckknopf für Standard Nabe	C29A	27,50 €
219304	Steckachse ø12 x 108 mm mit silber Druckknopf für Standard Nabe	C29	27,50 €
219308	Steckachse ø12 x 108 mm mit schwarzem Druckknopf für Standard Nabe	C29A	27,50 €
219306	Steckachse ø12 x 118 mm mit silber Druckknopf für Standard Nabe	C29	27,50 €
219305	Steckachse ø12 x 118 mm mit schwarzem Druckknopf für Standard Nabe	C29S	27,50 €

219407	Steckachse ø1/2" x 94 mm mit schwarzem Druckknopf für Standard Nabe	C29A	27,50 €
219401	Steckachse ø1/2" x 99 mm mit schwarzem Druckknopf für Ultralite und X-Core	C29A	27,50 €
219402	Steckachse ø1/2" x 101 mm mit schwarzem Druckknopf für Standard Nabe	C29A	27,50 €
219404	Steckachse ø1/2" x 104 mm mit schwarzem Druckknopf für Standard Nabe	C29A	27,50 €
219405	Steckachse ø1/2" x 112 mm mit schwarzem Druckknopf für Standard Nabe	C29S	27,50 €
219409	Steckachse ø1/2" x 118 mm mit schwarzem Druckknopf für Ultralite Rad	C29A	27,50 €

**Steckachsen mit großem Knopf für Ultralite Nabe**

Art.nr	Beschreibung	Bild	VK
219302	Steckachse ø12 x 99 mm mit schwarzem Druckknopf für Ultralite	C29A	27,50 €
219401	Steckachse ø1/2" x 99 mm mit schwarzem Druckknopf für Ultralite und X-Core	C29A	27,50 €
219403	Steckachse ø1/2" x 104 mm mit silber Druckknopf für X-core Rad	C29A	27,50 €
219406	Steckachse ø1/2" x 108 mm mit schwarzem Druckknopf für Ultralite Rad	C29A	27,50 €

**Spinergy Steckachsen für R10 Nabe**

Art.nr	Beschreibung	Bild	VK
219601	Spinergy Steckachse 5/8" x 4,25" für R10 Kugellager	C28	117,00 €
219602	Spinergy Steckachse 5/8" x 4,75" für R10 Kugellager	C28	117,00 €

**Sonstige Steckachsen, Buchsen und Muttern**

Art.nr	Beschreibung	Bild	VK
219411	Steckachse ø1/2" x 122 mm mit Tetragriff	C29C	49,00 €
219905	Tetra Griff für Steckachsen	C29D	41,50 €
219122	Steckachse ø1/2" x 104 mm, verchromt	C28	9,50 €
219201	Buchse ø12 x 50 mm, M16 x 1	C30A	13,00 €
219202	Buchse ø12 x 60 mm, M16 x 1	C30A	15,00 €
219203	Buchse ø12 x 75 mm, M16 x 1	C30A	17,00 €
219210	Buchse ø1/2" x 51 mm	C30B	19,00 €
219501	Mutter M16 x 1, SW 24 mm	C31	1,00 €
219502	Mutter M18 x 1, SW 24 mm	C31	1,25 €

## Antriebsräder Zubehör

Art.nr	Beschreibung	Bild	VK	VK
227011	Innerkabel mit birnenförmigem Nippel, 180 cm	C34H	1,50 €	1,50 €
227012	Innerkabel mit trommelförmigem Nippel, 180 cm	C34A	1,50 €	1,50 €
227013	Innerkabel mit kugelförmigem Nippel, 180 cm	C34H	1,50 €	1,50 €
227018	Innenkabel, doppelt mit 2 Kabeln, ø1.5 mm x 180 cm	C34I	10,50 €	10,50 €
227060	Box mit 100 Stck. Innenkabel 180 cm mit tonnenförmigem Nippel	C36A	96,00 €	96,00 €
227021	Bowdenzughülle inkl. Endhülse aus Metall, L=550 mm	C34C	1,50 €	1,50 €
227022	Bowdenzughülle inkl. Endhülse aus Metall, L=800 mm	C34C	2,00 €	2,00 €
227023	Bowdenzughülle inkl. Endhülse aus Metall, L=900 mm	C34C	2,25 €	2,25 €
227024	Bowdenzughülle inkl. Endhülse aus Metall, L=1200 mm	C34C	2,50 €	2,50 €
227026	Bowdenzughülle inkl. Endhülse aus Metall, L=1400 mm	C34C	2,75 €	2,75 €
227050	Kabelhülle ø5 mm, Rolle mit 50 m	C36	49,00 €	49,00 €
227002	Kabelfestzieher M6 x 25 mm	C34E	1,75 €	1,75 €
227003	Nippelschraube ø8 x 15 mm	C34F	1,50 €	1,50 €
227006	Nippelschraube ø5 x 7,5 mm	C34F	0,90 €	0,90 €
227004	Abschlusschülse für Innenkabel	C34G	0,10 €	0,10 €
227005	Nippelschraube ø8 x 15 mm für Rollator	C34J	2,75 €	2,75 €
227007	Endhülse aus Metall für Kabelhülle ø5 mm	C34D	0,20 €	0,20 €
227008	Endhülse aus Metall für ø6 mm Kabelhülle	C34D	0,20 €	0,20 €
227009	Endhülse aus Kunststoff für ø5 mm Kabelhüllen	C34D	0,25 €	0,25 €
229001	Schraube 5 x 40 mm	C35A	0,30 €	0,30 €
229002	Abstandsrohr 5.2 x 26 mm	C35B	0,20 €	0,20 €
229512	Schraube M5 x 12 mm, 10 Stck.	A28E	2,25 €	2,25 €
229003	Beschlag für Greifreifen	C35E	0,20 €	0,20 €
215820	Felgenbänder für 20"	C37	1,00 €	1,00 €
215822	Felgenbänder für 22"	C37	1,00 €	1,00 €
215824	Felgenbänder für 24"	C37	1,00 €	1,00 €
215826	Felgenbänder für 26/28"	C37	1,50 €	1,50 €
215821	Felgenbänder für 20/22" - Herrmans	C37	1,50 €	1,50 €
215825	Felgenbänder für 24" - Herrmans	C37	1,25 €	1,25 €
215827	Felgenbänder für 26/28" - Herrmans	C37	1,75 €	1,75 €
215851	Rolle mit 25 m x 15 mm Hochdruck Klebefelgenband - Schwalbe	C37	34,00 €	34,00 €
215852	Rolle mit 25 m x 18 mm Hochdruck Klebefelgenband - Schwalbe	C37	34,00 €	34,00 €
215853	Rolle mit 50 m x 15 mm Klebefelgenband - Schwalbe	C37	32,00 €	32,00 €
215854	Rolle mit 50 m x 19 mm Klebefelgenband - Schwalbe	C37	32,00 €	32,00 €
215810	Reflektor für Speichenrad	C32	1,25 €	1,25 €
231000	Lager, d=ø8 x D=ø22 x B=7 mm - 608 2RS	C33	5,25 €	5,25 €
231001	Lager, d=ø10 x D=ø26 x B=8 mm - 6000RS	C33	5,25 €	5,25 €
231002	Lager, d=ø12 x D=ø28 x B=8 mm - 6001RS	C33	5,25 €	5,25 €
231101	Lager, d=ø1/2" x D=ø28 x B=5/16" - R8 2RS	C33	7,50 €	7,50 €
231102	Lager, d=ø1/2" x D= ø1 1/8" x B=5/16" - R8 2RS	C33	5,25 €	5,25 €
231103	Lager, d=ø12 x D=ø1 1/8" x B=5/16" - 2RS	C33	7,50 €	7,50 €
231201	Lager, d=ø12 x D=ø32 x B=10 mm - 6201 2RS	C33	7,50 €	7,50 €
231104	Lager, d=ø15 x D=ø28 x B=7 mm - 61902 2RS	C33	9,50 €	9,50 €
231202	Lager, d=ø15 x D=ø32 x B=9 mm - 6002 2RS	C33	7,50 €	7,50 €
231203	Lager, d=ø15 x D=ø35 x B=11mm - 6202 2RS	C33	7,50 €	7,50 €
231205	Lager, d=ø20 x D=ø42 x B=12 mm - 6004 2RS	C33	13,00 €	13,00 €
231990	Lager, d=ø10 x D=ø26 mm - 6000 2RS , Edelstahl	C33	6,50 €	6,50 €
231991	Lager, d=ø12 x D=ø28 x B=8 mm - 6001 2RS, Edelstahl	C33	8,50 €	8,50 €
231992	Lager, d=ø1/2" x D= ø1 1/8" x B=5/16" - R8 2RS , Rostfrei	C33	10,50 €	10,50 €
231099	Kassette mit 50 Kugellager (9 Größen)	C33	179,00 €	179,00 €
231899	Werkzeug zur Montage von Kugellager an Hinterrädern	C39	27,50 €	27,50 €

## Spinergy Räder

Die Firma Spinergy ist ein Pionier in der Entwicklung revolutionärer Räder in der Welt des Rollstuhlsports sowie für den täglichen Gebrauch. Spinergy Räder mit Fiberspeichen bieten ein sehr ruhiges Abrollen ohne lästiges Speichenknarren und trotz des ultraleichten und modernen Designs sind sie extrem zuverlässig und wartungsarm.

Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten und Speichenfarben sind in den Größen 24", 25", 26" und 28" lieferbar. Standardmässig liefern wir die Spinergy Räder mit 1/2" Kugellager (außer R10 Nabe), ohne Greifring und ohne Bereifung. Spinergy Räder die eine Mobilex Artikel Nummer haben (siehe Preisliste) sind normalerweise lagernd. Weitere Spinergy Modelle können auf Anfrage geliefert werden, allerdings ist es möglich dass dabei längere Lieferzeiten entstehen.

Auf Anfrage liefern wir die Spinergy Räder auch als Komplettträder, also mit Greifring und Bereifung. Wünsche für individuelle Farben für Speichen, Nabe und/oder Felge können auch berücksichtigt werden, siehe dazu den Abschnitt "**Spinergy Design Lab**". Die dabei entstehenden Mehrkosten entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



Das **SpoX Everyday L** Rad ist reaktionsschnell, bietet extreme Haltbarkeit und ist ideal für Kontaktsportler. Wenn Sie ein leichtes, schnell beschleunigendes und wendiges Rad benötigen, könnte das SpoX Lite Extreme die Antwort sein. Dieses Rad ist stilvoll und sieht fantastisch aus.



Ein preiswertes Rad im bewährten Spinergy-Design. Das **SpoX Sport SL** ist ein exzellentes Allzweck-Rad, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist, ohne dabei Stil und Leistung zu beeinträchtigen. Ideal für Kontaktsportarten wie Tennis, Basketball usw.



Entwickelt für Menschen, die einen einzigartigen, innovativen Stil suchen, Das **Lite Extreme LX** ist ästhetisch ansprechend und wurde entwickelt, um das Gewicht Ihres Rollstuhls zu reduzieren, ohne dessen Haltbarkeit und Leistung zu beeinträchtigen.



Entwickelt für Menschen, die Leistung, Stil und zusätzliche Torsionssteifigkeit bei der Radwahl suchen. Spinergy's **Lite Extreme LX X-Laced** wurde für maximale Drehsteifigkeit und Reaktionsfähigkeit entwickelt.

Foto CX1c



Das **Sport Lite Extreme SLX** Rad ist reaktionsschnell, bietet extreme Haltbarkeit und ist ideal für Kontaktsportler. Wenn Sie ein leichtes, schnell beschleunigendes und wendiges Rad benötigen, könnte das Sport Lite Extreme Ihre Antwort sein. Dieses Rad sieht fantastisch aus, ist stilvoll und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Spiel zu konzentrieren, nicht auf Geräteausfälle.

Foto CX1g



Die neueste Design-Evolution von Spinergy, die die Leistung der Räder auf die nächste Stufe hebt. Das **Sport Lite Extreme SLX X-Laced** Rad bietet zusätzliche Torsionsfestigkeit und ein schnelleres Ansprechen. Entwickelt für Sportler, die an ein Rad noch höhere Anforderungen stellen.

Foto CX1e



Das **Blade LXL** ist ein unglaublich stilvolles und ästhetisch ansprechendes Rad mit einem klaren Design, das nie auf Leistung und Haltbarkeit verzichtet. Das Blade LXL verfügt über eine 17 mm breite Felge, ein neues minimalistisches Nabendesign und natürlich über die patentierten PBO-Fiberspeichen.

**Klingenspeichen (Blade):** Die Klingenspeichen bringen dieses Modell auf eine neue Ebene. Jede Speiche ist eine Schaufelform, um ein schlankes und innovatives Styling ähnlich wie bei High-End-Aero-Fahrradradern zu erhalten.

Foto CX1h



Das **Carbon Blade CLX** Rad ist das leichteste Hochleistungs-Rollstuhlrاد auf dem Markt. Die Kohlefaserfelge bringt eine hervorragende Leistung, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat! Branchenexperten behaupten, dies sei das effizienteste Rad, das je entwickelt wurde. Es ist leicht, unglaublich reaktionsschnell, super langlebig und der wohl schönste Radsatz auf dem Markt.

Das CLX Rad verfügt über eine Kohlefaser-Felge, eine speziell gefertigte CNC-Nabe und natürlich die patentierten PBO-Fiberspeichen in Klingenspeichen (Blade).

## Spinergy LX Flexrim

Das Spinergy LX Rad mit **FLEXRIM** ist ein revolutionäres Produkt, das die Art und Weise verändert, wie Menschen rollen. Durch das Urethanmaterial, das den Greifring auf der Felge hält, kann der Benutzer schieben, ohne den Reifen zu berühren. Das ultraleichte und extrem starke Material kann auch leicht nach innen gedrückt werden, um die Breite des Rollstuhls etwas zu verringern, wenn man sich in sehr enge Türöffnungen zwängen muss. Dieses Produkt ist anders als alles, was von anderen Firmen angeboten wird und ein Muss für jeden Rollstuhlfahrer.

NB. Felge und Greifring sind EIN Produkt und nicht trennbar.




Foto CY1f

## Spinergy Räder - Datenblatt

Rad Typ	Nabenbreite	Naben Typ	Bild	Speichen Durchmesser	Speichen Anzahl	Gewicht pro Rad
<i>Spox Everyday L</i>	1,80" - 46,5 mm	Standard	CX1a	3 mm	18	720 g
<i>Spox Sport SL</i>	2,30" - 60,0 mm	Breit	CX1p	3 mm	24	760 g
<i>Lite Extreme LX</i>	1,80" - 46,5 mm	Gefräst	CX1b	4 mm	12	660 g
<i>Lite Extreme X-Laced XLX</i>	1,80" - 46,5 mm	Gefräst	CX1q	4 mm	12	680 g
<i>Sport Lite Extreme SLX</i>	2,30" - 60,0 mm	Breit	CX1c	4 mm	24	780 g
<i>Sport Lite Extreme X-Laced XSLX</i>	2,30" - 60,0 mm	Breit	CX1g	4 mm	24	780 g
<i>Sport Lite Extr. X-Laced XSLX R-10</i>	2,30" - 60,0 mm	Breit	CX1l	4 mm	24	800 g
<i>Blade LXL</i>	1,80" - 46,5 mm	Lite	CX1e	flach	18	580 g
<i>Carbon Blade CLX</i>	1,80" - 46,5 mm	Lite	CX1i	flach	18	560 g

Spinergy	22"	24"	25"	26"	28"
ETRTO (mm)	501	540	559	590	622

## Spinergy Naben-Modelle



Spinergy Nabe 1,80" oder 2,30", Lager ½", schwarz oder silberfarben für L, LS, SLX Rad



Spinergy Nabe ausgefräst, 1,80", Lager ½", schwarz oder silberfarben für LX Rad



Spinergy Nabe 1,80", Lager ½", schwarz für CLX und LXL Blade Rad



Spinergy Nabe ausgefräst 2,30", Lager ½", rot oder schwarz für XSLX Rad



Spinergy R10 Nabe 2,30", Lager 5/8", rot oder schwarz für XSLX Rad



XSLX Nabe mit montierter Nabenkappe

## Spinergy **DESIGN LAB**



Komplettrad mit 9 verschiedenen Speichenfarben

Für die Spinergy Modelle LX, XLX, LXL, LXL Blade, SLX und XSLX besteht die Möglichkeit die Räder durch eine **individuelle Farbgestaltung** zu personalisieren. Durch die Kombination von 6 Felgen-, 6 Naben- sowie 9 verschiedenen Speichen-Farben sind Ihnen bei der Gestaltung Ihres persönlichen Geschmacks und Designs fast keine Grenzen gesetzt. Es ist auch möglich jeder einzelnen Speiche eine verschiedene Farbe zuzuweisen, sowohl den Innen- wie den Außenspeichen - Toben Sie sich aus!

**Felgenfarben:** schwarz, blau, gold, rot, lila, grün

**Nabenfarben:** gold, schwarz, rot, lila, grün, blau, silber

**Speichenfarben:** rosa, grün, orange, schwarz, weiss, rot, gelb, blau, lila.

Die Lieferzeit für individuell gestaltete Spinergy Räder beträgt **ca. 12 Wochen**. Die Mehrkosten entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



**ACHTUNG!** Bei individuell gestalteten Rädern besteht **KEIN RÜCKGABERECHT**.

## Spinergy Kompletträder

Auf Anfrage liefern wir die Spinergy Räder auch als Kompletträder, also mit montierten Greifringen und/oder auch komplett mit montierter Bereifung. Die dabei entstehenden Mehrkosten entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

## Spinergy LX Offroad



Spinergy LX Offroad Komplettrad

### Outdoor Wheel Package

Bei der Entwicklung der Spinergy Offroad Räder wurde besonders auf eine hohe Effizienz bei guten Fahreigenschaften geachtet. Durch die Wahl der richtigen Radgröße kann die Änderung der Fahrhöhe im Vergleich zu Ihren normalen Straßenrädern minimiert werden. Beispiel: Wenn Ihre Alltagsräder 24" (540) mit einem 1" Reifen sind, dann könnte die Fahrhöhe durch die Wahl des 22" (501) Outdoor-Pakets dieselbe bleiben oder nur um ca. 1/4" reduziert werden (genaue Ergebnisse können variieren).

Die Felge entspricht dem **Spinergy LX** Rad und wird standardmäßig mit 1/2" Kugellagern geliefert. Das Rad ist in 24" und 26" lieferbar.

Nabenbreite: 46,5 mm

Belastbarkeit: 75 kg pro Rad

## Komplementäre Artikel zu den Spinergy Rädern (siehe auch Rubrik A und PTe)



Fiberräder passend zu den Spinergy Speichenfarben



Aluminium Vorderrad mit schwarzer Lauffläche



Schwarzes Fiber Vorderrad mit schwarzer Lauffläche



Spinergy Radtasche für Räder von 22" bis 28"

## Standard Spinergy Räder

Spinergy Räder mit serienmäßigen Farben (normalerweise lagernd). Alle nicht aufgeführten Modelle können ebenso bestellt werden, die Lieferzeit beträgt in diesem Falle aber ca. 12 Wochen.

### 22" Spinergy Räder

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
21822A	22" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1B	490,00 €
21822Z	22" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 weisse Speichen	CX1B	490,00 €

### 24" Spinergy Räder

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
21824A	24" Spinergy Spox Everyday L, silber Nabe, 18 schwarze Speichen	CX1A	405,00 €
218343	24" Spinergy Spox Everyday L, schwarze Nabe, 18 schwarze Speichen	CX1A	405,00 €
21824B	24" Spinergy Spox Everyday L, schwarze Nabe, 18 rote Speichen	CX1A	405,00 €
21824C	24" Spinergy Spox Everyday L, schwarze Nabe, 18 gelbe Speicher	CX1A	405,00 €
21824D	24" Spinergy Spox Everyday L, schwarze Nabe, 18 blaue Speichen	CX1A	405,00 €
21824E	24" Spinergy Spox Everyday L, schwarze Nabe, 18 weisse Speichen	CX1A	405,00 €
218231	24" Spinergy Spox Everyday L, schwarze Nabe, 18 grüne Speichen	CX1A	405,00 €

21834P	24" Spinergy Everyday, 18 Speichen in 9 Farben	CX1U	362,00 €
--------	--	------	----------

218348	24" Spinergy Spox Sport Everyday SL, silber Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1P	405,00 €
--------	--	------	----------

21824U	24" Spinergy Lite Extreme LX, silber Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1B	490,00 €
21824R	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1B	490,00 €
21824V	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 rote Speichen	CX1B	490,00 €
21824X	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 gelbe Speichen	CX1B	490,00 €
21824Y	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 blaue Speichen	CX1B	490,00 €
21824Z	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 weisse Speichen	CX1B	490,00 €
21824T	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 orange Speichen	CX1B	490,00 €
21824S	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 grüne Speichen	CX1B	490,00 €
218243	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 violette Speichen	CX1B	490,00 €
21834Q	24" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 pink Speichen	CX1C	490,00 €

218244	24" Spinergy Lite Extreme LX, silber Nabe, 12 schwarze Speichen, FLEXRIM	CY1F	831,00 €
--------	--	------	----------

218245	24" Spinergy Blade LXL, schwarze Nabe, 18 schwarze Speichen	CX1E	490,00 €
--------	---	------	----------

21834K	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, silber Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1Q	511,00 €
21834L	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, schwarze Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1Q	511,00 €
21834M	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, schwarze Nabe, 12 weisse Speichen	CX1Q	511,00 €
21834H	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, schwarze Nabe, 12 rote Speichen	CX1Q	511,00 €
21834G	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, schwarze Nabe, 12 blaue Speichen	CX1Q	511,00 €

21834B	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, schwarze Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1C	490,00 €
21824J	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, silber Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1C	490,00 €
21824K	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, schwarze Nabe, 24 rote Speichen	CX1C	490,00 €
21824M	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, schwarze Nabe, 24 gelbe Speichen	CX1C	490,00 €
21824N	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, schwarze Nabe, 24 blaue Speichen	CX1C	490,00 €
21824P	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, schwarze Nabe, 24 weisse Speichen	CX1C	490,00 €
21824H	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, schwarze Nabe, 24 orange Speichen	CX1C	490,00 €
21824I	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, schwarze Nabe, 24 grüne Speichen	CX1C	490,00 €

218241	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, schwarze Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1G	511,00 €
218246	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, schwarze Nabe, 24 weisse Speichen	CX1G	511,00 €
218249	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, schwarze Nabe, 24 rote Speichen	CX1G	511,00 €

21824G	24" Spinergy Sport Lite Extreme X-Laced X-SLX, rote R10 5/8" Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1L	511,00 €
--------	---	------	----------

21834A	24" Spinergy Extra Lite Carbon Blade CLX, schwarze Nabe, 18 schwarze Speichen	CX1H	618,00 €
--------	---	------	----------

## 25" Spinergy Räder

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
21825A	25" Spinergy Spox Everyday L, silber Nabe, 18 schwarze Speichen	CX1A	426,00 €
21825B	25" Spinergy Spox Everyday L, schwarze Nabe, 18 schwarze Speichen	CX1A	426,00 €
21825C	25" Spinergy Spox Everyday L, schwarze Nabe, 18 blaue Speichen	CX1A	426,00 €
218358	25" Spinergy Spox Sport Everyday SL, silber Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1P	426,00 €
21825M	25" Spinergy Lite Extreme LX, silber Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1B	533,00 €
21825N	25" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1B	533,00 €
21825Z	25" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 weisse Speichen	CX1B	533,00 €
21825T	25" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 orange Speichen	CX1B	533,00 €
21825Y	25" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 blaue Speichen	CX1B	533,00 €
21825L	25" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, schwarze Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1Q	554,00 €
21825H	25" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, silber Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1C	533,00 €
218252	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, silber Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1G	533,00 €
218251	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, schwarze Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1G	533,00 €
21825G	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, rote R10 5/8" Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1G	533,00 €
21835A	25" Spinergy Extra Lite Carbon Blade CLX, schwarze Nabe, 18 schwarze Speichen	CX1H	628,00 €

## 26" Spinergy Räder

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
21826A	26" Spinergy Spox Everyday L, silber Nabe, 18 schwarze Speichern	CX1A	447,00 €
218368	26" Spinergy Spox Sport Everyday SL, silber Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1P	447,00 €
21826M	26" Spinergy Lite Extreme LX, silber Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1B	554,00 €
21826R	26" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1B	554,00 €
21826Z	26" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 weisse Speichen	CX1B	554,00 €
21826X	26" Spinergy Lite Extreme LX, schwarze Nabe, 12 gelbe Speichen	CX1B	554,00 €
21826H	26" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, silber Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1C	554,00 €
218261	26" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, schwarze Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1G	554,00 €
21826G	26" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, rote R10 5/8" Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1L	554,00 €

## 28" Spinergy Räder

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
21828H	28" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, silber Nabe, 24 schwarze Speichen	CX1C	554,00 €

## Spinergy Outdoor Wheel Package

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
21824W	24" Spinergy Offroad LX mit Decke und Alu Greifring, silber Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1T	618,00 €
21826W	26" Spinergy Offroad LX, mit Decke und Alu Greifring, silber Nabe, 12 schwarze Speichen	CX1T	618,00 €

## 24" Spinergy Kompletttrad mit 9 verschiedenen Speichenfarben (z.B. für Ausstellung oder Werbung)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
21834N	24" Spinergy Everyday Rad mit 18 Speichen in allen 9 Spinergy Farben inkl. Decke und Greifring	CX1U	426,00 €

## Spinergy DESIGN LAB

Kundenspezifische Farben für Spinergy Räder (Lieferzeit ca. 12 Wochen)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
D3140	Spinergy Design Lab - Kundenspezifische Naben-, Felgen- oder auch Speichen-Farben		149,00 €
D3141	Spinergy Design Lab - Kundenspezifische Speichenfarben		64,00 €

## Spinergy Greifringe

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
21724X	24" Spinergy TC Max, ergonomisch ovaler Greifring, Edelstahl mit 6 Laschen	CY11	548,00 €
21724Q	24" Spinergy TC Stainless Greifring aus Edelstahl mit 6 Laschen	CY11	405,00 €

## Spinergy Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
218903	Spinergy Felgenband, 24"	CX1V	4,25 €
218904	Spinergy Felgenband, 25"	CX1V	4,25 €
218905	Spinergy Felgenband, 26"	CX1V	4,25 €

218920	Spinergy Nabenschutzhülse für XSLX Rad	CX1S	38,50 €
--------	--	------	---------

279035	Spinergy Radtasche für 2 Räder von 20" bis 28"	PTE8	213,00 €
--------	--	------	----------

218400	Nippel für 3 mm Spinergy Everyday Speichen		2,25 €
218500	Nippel für 4 mm Spinergy LX/SLX Speichen		2,25 €

## Montagekosten von Greifringen und Decken

Art.Nr.	Beschreibung	VK
D3130	Greifringmontage (pro Rad)	21,50 €

D3110	Montage von Decke und Schlauch (pro Rad)	21,50 €
D3120	Montage von PU Decken (pro Rad)	21,50 €
D3121	Flexel Montage (pro Rad)	32,00 €

D1345	Austausch der Kugellager an Spinergy Rädern	kostenlos
-------	---	-----------

## Ersatzspeichen

Beschreibung	Ø	Farbe	Art.Nr. 24"	Art.Nr. 25"	Art.Nr. 26"	Art.Nr. 28"	VK
Speiche für Everyday Rad	3 mm	schwarz	218401	218501	218601	218801	11,50 €
Speiche für Everyday Rad	3 mm	blau	218402	218502	218602	---	11,50 €
Speiche für Everyday Rad	3 mm	rot	218403	218503	218603	---	11,50 €
Speiche für Everyday Rad	3 mm	gelb	218404	218504	218604	---	11,50 €
Speiche für Everyday Rad	3 mm	weiß	218405	218505	218605	---	11,50 €
Speiche für Everyday Rad	3 mm	orange	218406	218506	218606	---	11,50 €
Speiche für Everyday Rad	3 mm	grün	218407	218507	218607	---	11,50 €
Speiche für Everyday Rad	3 mm	violett	218408	218508	218608	---	11,50 €
Speiche für Everyday Rad	3 mm	pink	218409	218509	218609	---	11,50 €

Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	schwarz	218411	218511	218611	218811	16,00 €
Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	blau	218412	218512	218612	---	16,00 €
Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	rot	218413	218513	218613	---	16,00 €
Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	gelb	218414	218514	218614	---	16,00 €
Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	weiß	218415	218515	218615	---	16,00 €
Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	orange	218416	218516	218616	---	16,00 €
Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	grün	218417	218517	218617	---	16,00 €
Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	violett	218418	218518	218618	---	16,00 €
Speiche für LX/SLX Rad	4 mm	pink	218419	218519	218619	---	16,00 €

Blade Speiche (aussen)	flach	schwarz	21841A	21851A	---	---	19,00 €
Blade Speiche (innen)	flach	schwarz	21841B	21851B	---	---	19,00 €

**Anmerkung:** Die Spinergy Speichen werden komplett mit Speichennippel geliefert.

## Speichennippel

Art.Nr.	Beschreibung	VK
218400	Nippel für 3 mm Spinergy Everyday Speichen	2,25 €
218500	Nippel für 4 mm Spinergy LX/SLX Speichen	2,25 €

## Übersicht Spineryg Greifringe und Bereifungen

**ACHTUNG!** Standardmäßig liefern wir Spineryg Räder ohne Greifring und ohne Decke aus. Verwenden Sie bitte untenstehende Tabellen, wenn Sie Spineryg Räder komplett bestellen wollen.

### Bereifung für Spineryg Räder (ohne Montage - Montagekosten siehe vorherige Seite)

Schlauch/Decke - Art. Nr.	24" Schlauch / Decke	25" Schlauch / Decke	26" Schlauch / Decke	28" Schlauch / Decke
1" Standard Decke	207242 / 205241	207251 / 205251	207261 / 205261	n.v.
1" Schwalbe Marathon +	207246 / 20524Y	207252 / 205253	207264 / 205266	n.v.
1" Schwalbe Marathon + Refl.	207246 / 20524A	n.v.	207264 / 205267	n.v.
1" Schwalbe One	207246 / 20524W	207252 / 20525A	n.v.	n.v.
1" Schwalbe DownTown	207246 / 20524Z	n.v.	n.v.	n.v.
1" Schwalbe RightRun schwarz	207246 / 205343	n.v.	n.v.	n.v.
1" Schwalbe RightRun grau	207246 / 20524L	207252 / 205254	207264 / 205263	n.v.
1" Schwalbe RightRun blau	207246 / 20524T	n.v.	n.v.	n.v.
1" Schwalbe RightRun rot	207246 / 20524X	n.v.	n.v.	n.v.
1" Kenda K-191 blau/schw.	207242 / 20524E	n.v.	207262 / 20526E	n.v.
1" Kenda K-191 rot/schw.	207242 / 20524V	207251 / 205257	207262 / 205269	207281 / 205285
1" Kenda K-191 grau/schw.	207242 / 20524N	207251 / 205258	207262 / 20526A	n.v.
1" Kenda K-1053 schwarz	207242 / 20524O	n.v.	n.v.	n.v.
1" Kenda K-196 grau	n.v.	n.v.	207261 / 20526A	n.v.
1" Kenda K-196 rot	n.v.	n.v.	207261 / 205269	207281 / 205285
1" Cheng Shin VN Master	207242 / 205347	--	--	--

PU "Vollgummi" - Art. Nr.	PU 24"	PU 25"	PU 26"	PU 28"
1" PU "Vollgummi" grau	211243	211251	211262	n.v.
1" PU "Vollgummi" schwarz	211248	211252	211263	n.v.

### Greifringe für Spineryg Räder (ohne Montage - Montagekosten siehe vorherige Seite)

Greifring - Art. Nr.	Gewicht bei 24"	24"	25"	26"	28"
Greifring Alu silber	0,32 kg	21724B	21725B	21726B	21728B
Greifring Alu schwarz	0,32 kg	217248	217258	217268	--
Greifring Edelstahl gebürstet	0,66 kg	217244	--	--	--
Greifring Edelstahl poliert	0,66 kg	21724U	217254	217264	--
Greifring Titanium	0,42 kg	21724T	21725T	21726T	21728T
Greifring Friktion "soft"	0,64 kg	217241	--	217261	--
Greifring Friktion "hard"	0,58 kg	217242	--	217262	--
Greifring Spineryg TC	0,50 kg	21724Q	--	--	--
Greifring Spineryg TC-Grip	0,56 kg	21724P	--	--	--
Greifring Mobilex Topgrip	0,64 kg	21724V	21725V	--	--
Greifring Mobilex Trigrip	0,72 kg	21724Z	--	--	--

### Kunststoff



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus schwarzem **Kunststoff**. Lieferbar für Befestigung mittels Schrauben oder Clips. (Siehe Tabelle in der Preisliste)

### Aluminium silberfarben



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus **silberfarbenem Aluminium**. Lieferbar für Befestigung mit Laschen, Schrauben oder Clips. (Siehe Tabelle in der Preisliste)

### Aluminium schwarz



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus **schwarzem Aluminium**. Lieferbar für Befestigung mit Laschen, Schrauben oder Clips. (Siehe Tabelle in der Preisliste)

### Edelstahl



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus **Edelstahl**. Lieferbar in gebürstetem oder poliertem Edelstahl für Befestigung mit Laschen, Schrauben oder Clips. (Siehe Tabelle)

### Titanium



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus **Titanium**. Lieferbar für Befestigung nur mit Laschen. (Siehe Tabelle in der Preisliste)

### Silikon



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus Aluminium mit **Silikonüberzug**. Lieferbar für Befestigung mit Schrauben oder Clips. (Siehe Tabelle in der Preisliste)

### High Friction Medium Soft



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus Aluminium mit schwarzem **High Friction** Überzug medium-soft. Lieferbar für Befestigung nur mit Laschen. (Siehe Tabelle)

### High Friction Medium Hard



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus Aluminium mit schwarzem **High Friction** Überzug medium-hard. Lieferbar für Befestigung nur mit Laschen. (Siehe Tabelle)

### Mit Knöpfen



Laschen      Schrauben      Clips

Greifring aus schwarzem Aluminium mit **9 gummierten Knöpfen**. Lieferbar für Befestigung nur mit Laschen. (Siehe Tabelle in der Preisliste)

## Montage der Greifringe



Foto CY14

Montage mit Laschen



Foto CY15

Montage mit Schrauben



Foto CY16

Montage mit clips

## Montage Teile




Foto CY17

### Mobilex Top-Grip



Die ovalen **Top-Grip** Greifringe haben einen **Anti-rutsch-Einsatz** und bieten einen besseren Griff. Die glatten Seiten aus schwarz harteloxiertem Aluminium minimieren die Reibungshitze beim Bremsen.

### Spinergy TC / TC Max



Der **Spinergy TC** Greifring ist aus leichtem Edelstahl hergestellt und hat eine strukturierte Oberfläche die besonders für einen Edelstahl Greifring eine hohe Griffigkeit mit Stabilität und Härte verbindet.

Der **TC Max** unterscheidet sich durch seine ovale ergonomische Form, die damit eine grössere Greiffläche bietet.

### Omobic Greifringe (Lierbar nur mit Laschen - Nur der "Magnesium" Greifring ist mit Schrauben)

#### Optimum H, P und F



#### Optimum ZH und ZF



Die **Omobic** Greifringe der Serie **Optimum** bieten optimalen Kontakt für leichtes Antreiben und Bremsen und sind bestens geeignet für Benutzer mit eingeschränkter Handkraft. Das Modell **P** ist pulverbeschichtet, während die Modelle **H** und **ZH** hart anodisiert sind. Die Modelle **F** und **ZF** hingegen haben eine 1,5 mm Antirutschbeschichtung.

#### Nova H und P



#### Orbit H



#### Simi



Die **Omobic** Greifringe der Serie **Nova**, **Orbit** und **Simi** haben eine Antirutscheinlage aus umweltfreundlichem Silikon. Sie bieten eine hervorragende Griffigkeit, die den Rollstuhl besser manövrierbar und angenehmer zu fahren macht. Das Modell **Nova P** ist pulverbeschichtet, während die Modelle **Nova H**, **Orbit H** und **Simi** hart anodisiert sind.

#### Titanium



#### Ultralight



#### Magnesium



#### Lizard



Die **Omobic Ultralight Aluminium**, **Omobic Magnesium** und **Omobic Titanium** Greifringe sind besonders leichte und trotzdem sehr robuste Greifringe. Der **Omobic Lizard** Greifring aus Aluminium bietet durch seine durch seine 1 mm dicke Silikonbeschichtung mit einer Reibungskoeffizienten von 0,7 eine hohe Griffigkeit und ist besonders für Tetraplegiker geeignet.

## Greifringe Übersichtstabelle nach Radgröße

<b>20"</b>	4 Loch gerade	6 Loch gerade	4 Loch schräg	4 Laschen	6 Laschen
Alu schwarz	--	--	--	--	217203
Alu silber	21720A	--	217201	21720B	--
Friction Medium Soft	--	--	217207	--	--
Schwarzer Kunststoff	216201	--	--	--	--
Silikon	217206	--	--	--	--

<b>22"</b>	489 4 Loch gerade	489 6 Loch gerade	498/501 4 Loch gerade	489/501 6 Loch gerade	489 4 Loch schräg	498/501 4 Loch schräg	489 6 Laschen	489/501 6 Laschen
Alu schwarz	--	--	--	--	--	--	217228	--
Alu silber	--	21722A	21722M	--	217226	--	21722B	--
Edelstahl gebürstet	--	--	--	--	21722E	--	217229	--
Edelstahl poliert	--	--	--	--	--	--	21722D	--
Friction Medium Hard	--	--	--	--	--	--	217225	--
Friction Medium Soft	--	--	21722C	21722S	--	217227	217221	--
Schwarzer Kunststoff	216225	216221	--	--	216222	--	--	--
Silikon	--	217223	21722Z	--	217224	--	--	--

<b>24"</b>	4 Loch gerade	6 Loch gerade	4 Loch schräg	6 Laschen	4 Laschen
Alu schwarz	--	21724D	--	217248	21724F
Alu silber	--	21724A / 21724R	217247	21724B	--
Edelstahl gebürstet	--	21724N	21724E	217244	--
Edelstahl poliert	--	--	--	21724U	--
Friction Medium Hard	--	--	--	217242	21724M
Friction Medium Soft	--	--	21724H	217241	--
Schwarzer Kunststoff	216242	216241	216243	--	--
Silikon	217245	217246	217249	--	--
Titanium	--	--	--	21724T	--
Mobilex Top-Grip	--	--	--	21724V	--
Mobilex Tri-Grip	--	--	--	21724Y .. Z	--
Spinergy TCG	--	--	--	21724P	--
Spinergy TC Stainless	--	--	--	21724Q	--

<b>25"</b>	4 Loch gerade	6 Loch gerade	4 Loch schräg	6 Laschen
Alu schwarz	--	--	--	217258
Alu silber	--	--	--	217257
Edelstahl poliert	--	--	--	217254
Friction Medium Hard	--	--	--	217252
Titanium	--	--	--	21725T

<b>26"</b>	4 Loch gerade	6 Loch gerade	4 Loch schräg	6 Laschen
Alu schwarz	--	--	--	217268
Alu silber	--	21726A	--	21726B
Edelstahl poliert	--	--	--	217264
Friction Medium Hard	--	--	--	217262
Friction Medium Soft	--	--	--	217261
Silikon	--	217266	--	--
Titanium	--	--	--	21726T

<b>28"</b>	4 Loch gerade	6 Loch gerade	4 Loch schräg	6 Laschen
Alu silber	--	--	21728B	--
Edelstahl poliert	--	--	217284	--
Titanium	--	--	--	21728T

<b>Vergleichstabelle der verschiedenen Greifringe</b>	<i>Fraktion</i>	<i>Wärmeentwicklung beim Bremsen</i>	<i>Isolierung bei Kälte</i>	<i>Haltbarkeit</i>
Plastik Greifring	gering	hoch	ja	mittel
Aluminium Greifring	gering	mittel	nej	mittel
Aluminium Greifring mit Knöpfen	gering	mittel	nej	mittel
Friktions-Greifring Soft	hoch	mittel	ja	gering
Friktions-Greifring Hard	mittel	hoch	ja	mittel
Titan Greifring	gering	gering	nej	hoch
Edelstahl Greifring	gering	gering	nej	hoch
Silikon Greifring	hoch	hoch	ja	hoch
Magnesium Greifring	gering	mittel	nej	mittel

## Standard Greifringe ("Maß" = Abstand zwischen den Außenseiten/Mitte der jeweils gegenüber liegenden Laschen/Löcher)

### Greifringe aus Kunststoff

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
216201	20" Kunststoff Greifring, schwarz, 4 Löcher	424	CY1	29,00 €
216225	22" Kunststoff Greifring, schwarz, 4 Löcher für ø489 Felge	462	CY1	34,00 €
216221	22" Kunststoff Greifring, schwarz, 6 Löcher für ø489 Felge	462	CY1	29,00 €
216222	22" Kunststoff Greifring, schwarz, 4 schräge Löcher für ø489 Felge	480	CY1	34,00 €
216242	24" Kunststoff Greifring, schwarz, 4 Löcher	513	CY1	40,50 €
216241	24" Kunststoff Greifring, schwarz, 6 Löcher	513	CY1	29,00 €
216243	24" Kunststoff Greifring, schwarz, 4 schräge Löcher für ø540 mm Felge	513	CY1	30,00 €

### Greifringe aus Aluminium

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
21720A	20" Aluminium Greifring, silber, 4 Löcher	424	CY2	32,00 €
21720B	20" Aluminium Greifring, silber, 4 Laschen	435	CY2	44,50 €
217201	20" Aluminium Greifring, silber, 4 schräge Löcher	430	CY2	32,00 €
21722A	22" Aluminium Greifring, silber, 6 Löcher für ø489 Felge	462	CY2	33,00 €
21722B	22" Aluminium Greifring, silber, 6 Laschen für ø489 Felge	473	CY2	41,50 €
217226	22" Aluminium Greifring, silber, 4 schräge Löcher für ø489/498 Felge	480	CY2	31,00 €
21722M	22" Aluminium Greifring, silber, 4 Löcher für ø501 Felge	501	CY2	33,00 €
21724L	24" Aluminium Greifring, silber, 4 Löcher	513	CY2	47,00 €
21724A	24" Aluminium Greifring, silber, 6 Löcher	513	CY2	25,50 €
21724R	24" Aluminium Greifring, silber, 6 Löcher - Budget Version	513	CY2	21,50 €
21724B	24" Aluminium Greifring, silber, 6 Laschen	513	CY2	32,00 €
217247	24" Aluminium Greifring, silber, 4 schräge Löcher	513	CY2	31,00 €
21724J	24" Aluminium Greifring, silber, 6 Laschen für Hohlkammer Felge	513	CY2	42,50 €
217257	25" Aluminium Greifring, silber, 6 Laschen	545	CY2	53,00 €
21726A	26" Aluminium Greifring, silber, 6 Löcher	567	CY2	41,50 €
21726B	26" Aluminium Greifring, silber, 6 Laschen	567	CY2	47,00 €
21728B	28" Aluminium Greifring, silber, 6 Laschen	600	CY2	53,00 €

217203	20" Aluminium Greifring, schwarz, 6 Laschen	435	CY3	42,50 €
217228	22" Aluminium Greifring, schwarz, 6 Laschen für ø489 Felge	473	CY3	44,50 €
21724D	24" Aluminium Greifring, schwarz, 6 Löcher	513	CY3	39,50 €
21724F	24" Aluminium Greifring, schwarz, 4 Laschen	524	CY3	44,50 €
217248	24" Aluminium Greifring, schwarz, 6 Laschen	524	CY3	39,50 €
217258	25" Aluminium Greifring, schwarz, 6 Laschen	545	CY3	50,00 €
217268	26" Aluminium Greifring, schwarz, 6 Laschen	566	CY3	50,00 €

### Greifringe aus Edelstahl

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
21722E	22" Edelstahl Greifring gebürstet, 4 schräge Löcher für ø489 Felge	473	CY4	32,00 €
217229	22" Edelstahl Greifring gebürstet, 6 Laschen für ø489 Felge	473	CY4	72,00 €
21722D	22" Edelstahl Greifring poliert, 6 Laschen für ø489 Felge	473	CY4	70,00 €
21724E	24" Edelstahl Greifring gebürstet, 4 schräge Löcher	513	CY4	40,50 €
217244	24" Edelstahl Greifring gebürstet, 6 Laschen	524	CY4	36,00 €
21724U	24" Edelstahl Greifring poliert, 6 Laschen	524	CY4	54,00 €
21724N	24" Edelstahl Greifring gebürstet, 6 Löcher	524	CY4	41,50 €
217254	25" Edelstahl Greifring poliert, 6 Laschen	545	CY4	67,00 €
217264	26" Edelstahl Greifring poliert, 6 Laschen	567	CY4	78,00 €
217284	28" Edelstahl Greifring poliert, 6 Laschen	600	CY4	81,00 €

### Greifringe aus Titanium

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
21724T	24" Titanium Greifring, 6 Laschen für Hohlkammerfelge	524	CY5	175,00 €
21725T	25" Titanium Greifring, 6 Laschen für Hohlkammerfelge	545	CY5	204,00 €
21726T	26" Titanium Greifring, 6 Laschen für Hohlkammerfelge	567	CY5	204,00 €
21728T	28" Titanium Greifring, 12 Laschen für Hohlkammerfelge	600	CY5	328,00 €

## Spezielle Greifringe ("Maß" = Abstand zwischen den Außenseiten/Mitte der jeweils gegenüber liegenden Laschen/Löcher)

### Greifringe mit schwarzer Silikon Beschichtung

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
217206	20" Alu/Silikon Greifring, 4 Löcher	513	CY6	128,00 €
217206	20" Alu/Silikon Greifring, 4 Löcher	476	CY6	128,00 €
217223	22" Alu/Silikon Greifring, 6 Löcher für ø489 Felge	462	CY6	128,00 €
217225	22" Alu/Silikon Greifring, 6 Löcher für ø498/501 Felge	476	CY6	128,00 €
217224	22" Alu/Silikon Greifring, 4 schräge Löcher für ø498 Felge	480	CY6	128,00 €
217245	24" Alu/Silikon Greifring, 4 Löcher	513	CY6	128,00 €
217246	24" Alu/Silikon Greifring, 6 Löcher	513	CY6	128,00 €
217249	24" Alu/Silikon Greifring, 4 schräge Löcher	513	CY6	128,00 €
217266	26" Alu/Silikon Greifring, 6 Löcher	567	CY6	128,00 €

### High Friction Greifringe

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
217207	20" Friktions Greifring, schwarz, medium soft, 4 schräge Löcher	473	CY7	83,00 €
217221	22" Friktions Greifring, schwarz, medium soft, 6 Laschen für ø489 Felge	473	CY7	83,00 €
217227	22" Friktions Greifring, schwarz, medium soft, 4 schräge Löcher für ø498 Felge	480	CY7	83,00 €
21722C	22" Friktions Greifring, schwarz, medium soft, 4 Löcher für ø498 Felge	480	CY7	83,00 €
217241	24" Friktions Greifring, schwarz, medium soft, 6 Laschen	524	CY7	83,00 €
21724H	24" Friktions Greifring, schwarz, medium soft, 4 schräge Löcher	513	CY7	83,00 €
217251	25" Friktions Greifring, schwarz, medium soft, 6 Laschen	545	CY7	94,00 €
217261	26" Friktions Greifring, schwarz, medium soft, 6 Laschen	576	CY7	94,00 €
217225	22" Friktions Greifring, schwarz, medium hard, 6 Laschen für ø489 Felge	473	CY8	83,00 €
217242	24" Friktions Greifring, schwarz, medium hard, 6 Laschen	524	CY8	83,00 €
21724M	24" Friktions Greifring, schwarz, medium hard, 4 Laschen	524	CY8	100,00 €
217252	25" Friktions Greifring, schwarz, medium hard, 6 Laschen	545	CY8	94,00 €
217240	24" Friktions Greifring, schwarz, medium hard, 6 Laschen für Hochkammerfelgen	511	CY8	83,00 €
217262	26" Friktions Greifring, schwarz, medium hard, 6 Laschen	567	CY8	83,00 €

### Greifringe mit gummierten Knöpfen

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
21724G	24" Aluminium Greifring, schwarz, 6 Laschen und 9 gummierte Knöpfe	524	CY9	143,00 €

### Besonders geformte Greifringe

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
21724V	24" TOP-GRIP Greifring mit Friktionseinlage, alu schwarz, 6 Laschen	511	CY12	107,00 €
21725V	25" TOP-GRIP Greifring mit Friktionseinlage, alu schwarz, 6 Laschen	535	CY12	117,00 €

### Spinergy Greifringe

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
21724Q	24" Spinergy TC Stainless Greifring aus Edelstahl mit 6 Laschen	515	CY11	405,00 €
21724X	24" Spinergy TC Max, ergonomisch ovaler Greifring, Edelstahl mit 6 Laschen	515	CY11	548,00 €

### Greifringe der Omobic Serie

Art.Nr.	Beschreibung	Maß	Bild	VK
21P24A	24" Omobic OPTIMUM H Greifring, Alu schwarz, 6 Laschen (entspricht TRI GRIP 21724Y)	515	CY21	90,00 €
21P24B	24" Omobic ORBIT H Greifring mit Friktionseinsatz, Alu schwarz, 6 Laschen	515	CY24	155,00 €
21P24C	24" Omobic OPTIMUM F Friktions Greifring, schwarz, 6 Laschen (entspricht TRI GRIP 21724Z)	515	CY21	128,75 €
21P24D	24" Omobic OPTIMUM P Greifring, Alu schwarz, 6 Laschen	515	CY21	67,50 €
21P24E	24" Omobic SIMI Greifring mit Friktionseinsatz, Alu schwarz, 6 Laschen	515	CY25	138,75 €
21P24F	24" Omobic OPTIMUM Z H Greifring, Alu schwarz, 6 Laschen	515	CY22	108,25 €
21P24G	24" Omobic OPTIMUM Z F Friktions Greifring, schwarz, 6 Laschen	515	CY22	131,25 €
21P24H	24" Omobic MAGNESIUM Greifring, weiss, 6 Löcher	515	CY28	79,75 €
21P24I	24" Omobic ULTRALIGHT ALUMINIUM Greifring, silber, 6 Laschen	523	CY27	60,00 €
21P24J	24" Omobic LIZARD GRIP Friktions Greifring, schwarz, 6 Laschen	523	CY29	78,75 €
21P24K	24" Omobic TITANIUM Greifring, 6 Laschen	517	CY26	210,00 €
21P24M	24" Omobic NOVA P Greifring mit Friktionseinsatz, Alu schwarz, 6 Laschen	515	CY23	95,00 €
21P24N	24" Omobic NOVA H Greifring mit Friktionseinsatz, Alu schwarz, 6 Laschen	515	CY23	107,00 €

### Befestigungsset für Greifringe

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
22910A	Satz mit 4 Schrauben, 4 Muttern und 4 Hüllen für Greifring mit Laschen	CY14	2,25 €
22910B	Satz mit 4 Schrauben, 4 Hüllen, 4 Montagebeschlägen für Greifringe mit Gewinde	CY15	2,25 €
22910C	Satz mit 6 Schrauben, 6 Muttern und 6 Hüllen für Greifring mit Laschen	CY14	3,25 €
22910D	Satz mit 6 Schrauben, 6 Hüllen, 6 Montagebeschlägen für Greifringe mit Gewinde	CY15	6,00 €
229001	Schraube 5 x 40 mm	C17A	0,30 €
229002	Abstandsrohr 5,2 x 26 mm	C17B	0,20 €
229009	Abstandsrohr 5,1 x 20 mm	C17B	0,15 €
229010	Abstandsrohr 5,2 X 7 mm	C17B	0,15 €
229512	Schraube M5 x 12 mm, 10 Stck.	A28E	2,25 €
229005	Gegenmutter M5, 10 Stck.	A28D	1,00 €
229003	Beschlag zur Greifring-Befestigung	C17E	0,20 €

## Set zur Montage eines Einhand-Antriebs an handbetriebenen Rollstühlen

Das Mobilex Einhandantriebs-Set zeichnet sich durch eine besonders einfache Montage aus und passt an alle handbetriebenen Rollstühle, die Buchsenaufnahme (das Loch am Rollstuhlrahmen das die Buchsen für die Radachsen aufnimmt) von 16mm oder 18mm haben. Die Montage des gesamten Sets dauert nur wenige Minuten.



Mobilex Einhandantrieb



Standard-Teleskopachse



Kardan-Teleskopachse




Standard Buchsen-Set für Montageplatten mit einer Dicke von 10-15 mm



Buchsen-Set breit für Montageplatten mit einer Dicke von 15-30 mm



Rollstuhl mit montierter Standard-Teleskopachse



Berechnung der Länge der Teleskopachse (L1) von Rahmenrohr außen links bis Rahmenrohr außen rechts

## Set zur Montage von Trommelbremsen an handbetriebenen Rollstühlen

Einfach zu montieren passt das Mobilex Trommelbrems-Set an alle handbetriebenen Rollstühle mit 16 mm oder 18 mm Buchsenaufnahme (das Loch am Rollstuhlrahmen das die Buchsen für die Radachsen aufnimmt). Es werden alle zur Montage benötigten Teile mitgeliefert. Wenn zum Blockieren der Brems-Ankerplatte unsere Positionsblockierung (CZ2e) verwendet wird muß dafür nur ein weiteres Loch am Rahmen vorhanden sein.



Rollstuhl mit Trommelbremsen



Bremsgriff mit Kabel



Ankerplatte mit Steckachse



Bremsfixierung (Positionsblockierung)

## Set zur Montage eines Einhand-Antriebs

Das Montageset für den Einhandantrieb besteht aus 2 Rädern mit Decke und Schlauch. Die Teleskopachsen sind nicht inbegriffen und müssen separat bestellt werden. Bei der Bestellung muß die innere Distanz zwischen den Rahmenrohren angegeben werden (siehe Zeichnung/Bild CZ1g)

### Montageset

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
D1606	Satz für Einhandantrieb mit 2 x 22" Räder mit Decke/Schlauch montiert und Steckachse System für ø16/ø18 mm Löcher	CZ1A	596,00 €
D1607	Satz für Einhandantrieb mit 2 x 24" Räder mit Decke/Schlauch montiert und Steckachse System für ø16/ø18 mm Löcher	CZ1A	415,00 €
D1608	Satz für Einhandantrieb mit 2 x 24" Räder mit Decke/Flexel montiert und Steckachse System für ø16/ø18 mm Löcher	CZ1A	437,50 €
D1601	Satz für Einhandantrieb mit 2 x 22" Räder mit Decke/Schlauch montiert und Steckachse System für ø16/ø18 mm Löcher	CZ1A	682,00 €
D1602	Satz für Einhandantrieb mit 2 x 24" Räder mit Decke/Schlauch montiert und Steckachse System für ø18 mm Löcher	CZ1A	660,00 €
D1603	Satz für Einhandantrieb mit 2 x 24" Räder mit Decke/Flexel montiert und feste Bolzen System für ø16 mm Löcher	CZ1A	682,00 €

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
215915	Buchsen-Set für Einhandantrieb, kurzes Modell (Set nur für eine Seite)	CZ1E	40,50 €
215916	Lagergehäuse für Einhandantrieb, langes Modell	CZ1F	62,00 €

### Teleskopachsen für Rollstühle mit geraden Hinterrädern (ohne Sturz)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
209042	Teleskopachse, Standard, Länge: 185-245 mm für Rollstuhlbreite 305-345 mm	CZ1C	68,00 €
209044	Teleskopachse, Standard, Länge: 255-345 mm für Rollstuhlbreite 375-445 mm	CZ1C	68,00 €
209047	Teleskopachse, Standard, Länge: 390-485 mm für Rollstuhlbreite 390-485 mm	CZ1C	68,00 €
209046	Teleskopachse, Standard, Länge: 310-460 mm für Rollstuhlbreite 430-560 mm	CZ1C	68,00 €

### Teleskopachsen mit Kardan-Gelenk für Rollstühle mit Hinterrädern mit Sturz

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
209053	Teleskopachse mit Kardangelen und Konus 6-eckig de luxe 220-275 mm	CZ1D	192,00 €
209054	Teleskopachse mit Kardangelen und Konus 6-eckig de luxe 255-315 mm	CZ1D	192,00 €
209055	Teleskopachse mit Kardangelen und Konus 6-eckig de luxe 295-370 mm	CZ1D	192,00 €
209056	Teleskopachse mit Kardangelen und Konus 6-eckig de luxe 350-460 mm	CZ1D	192,00 €
209057	Teleskopachse mit Kardangelen und Konus 6-eckig de luxe 420-530 mm	CZ1D	192,00 €

### Komplettes 24" Rad-Set mit Trommelbremsen

Das Set wird inklusive aller zur Montage der Trommelbremsräder benötigten Teile geliefert. Es besteht aus zwei 24" Rädern mit Trommelbremsen, 2 PU-Decken 24" x 1 3/8", 2 silber-farbene Alu-Greifringe, 2 Ankerplatten mit 2 Positionsfixierungen für 16 mm und 2 Bremsgriffen mit Kabelsatz.

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
D1401	Kompletter 24" Trommelbremsatz (2 Räder mit PU Reifen, Greifring, Bremshebel, Ankerplatten mit Fixierung)	C25A	383,00 €

**Alternativ können Sie Trommelbremsräder selbst zusammenstellen. Dazu wählen Sie die benötigten Teile aus den Tabellen hier unten aus (Decken und Greifringe separat bestellen!)**

### Trommelbremsräder

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
D1220	20" Trommelbremsrad ohne Decke/Schlauch und Greifring	C2	79,00 €
D1222	22" Trommelbremsrad ohne Decke/Schlauch und Greifring	C2	79,00 €
D1224	24" Trommelbremsrad ohne Decke/Schlauch und Greifring	C2	79,00 €

### Ankerplatten (Bild CZ2a)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
D1202	Ankerplatte mit Steckachse für Trommelbremsrad, links	C22	47,00 €
D1203	Ankerplatte mit Steckachse für Trommelbremsrad rechts	C22	47,00 €

### Zubehör für Trommelbremsräder

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
D1204	Kabel, Handgriffe für Trommelbremsrad, paarweise	C21	47,00 €
215698	Blockierbügel für die Ankerplatte, für ø16 mm Loch	C4	19,00 €
215699	Blockierbügel für die Ankerplatte, für ø18 mm Loch	C4	19,00 €

# ZUBEHÖR ZUBEHÖR



## Rubrik D, DX


Zubehörteile, Greifringüberzüge,  
Speichenschützer u.a.




Hebelschraube männlich (A) oder weiblich (B), Sterngriff männlich (C) oder weiblich (D)




Kassette mit 55 Stück Hebel-schrauben und Sterngriffen



Schaumstoff Überzug glatt (A) oder rau (B)



Silikon Überzug für Greifringe (A) glatt, (B) gerillt



Wadenband mit Höhe 9 cm (A) oder Höhe 5 cm (B)



Sicherheitsgurt offen (A), ge-schlossen (B), mit Beschlägen (C)



Vorderrad-Gabel aus Kunststoff mit 14 mm Bolzen




Vorderrad-Gabeln aus Aluminium 120 x 39, 146 x 45, 180 x 60 mm



DSF Vorderradgabel mit Stoß-dämpfer, 131 x 40,5 mm




Stock/Krückenhalter aus Stahl mit Universalhalter für Scooter



Krückenkapel (A), Duschstuhlkapel (B)



Universal-Kippschutz (Anti-Tip)



Handgriffe



Handgriffe mit Fingergriff



Anatomische Handgriffe



Stockhalter als Zange (B) oder Klemme (C), Becher (A)



Manuelle Pumpe ohne Manometer (A) oder mit Manometer (B)




Mini-Luftpumpe (A), Clip zur Befestigung am Rahmen (B)



Elektrische "BOA" Pumpe mit Tasche und Zubehör



12 V BOA Ladegerät mit Anschluß für Zigarettenzünder



Bremsgriff für Rollstühle (A) oder Rollatoren (B)



Rollstuhlbremse (A), Montageklemme (C), Hebelverlängerung (B), Sportbremse (D)



Rollstuhl Kompaktbremse (geschlossen / offen)



Einhandbremse, verfügbar für rechts-, bzw. linksseitige Montage

Foto DX1



Speichenschutz transparent

Foto DX2




Speichenschutz "Bat"

Foto DX3




Speichenschutz "Lion"

Foto DX4




Speichenschutz "Earth"

Foto DX5



Speichenschutz "Spider"

Foto DX6



Speichenschutz "Shark"

Foto DX7



Speichenschutz "Lightning"

Foto DX8



Speichenschutz "Girl"

Foto DX9




Speichenschutz "Horse"

Foto DX10




Speichenschutz "Dragon"

Foto DX11



Speichenschutz "Dolphin"

Foto DX12




Speichenschutz "Fire"

Foto DX13




Speichenschutz "Race"

Foto DX14



Speicherschutz "Leaf"

Foto DX15



Speicherschutz "Orange"

Foto DX16



Speicherschutz "Flower"

Foto DX17




Speicherschutz "Stallion"

Foto DX18



Speicherschutz "Chameleon"

Foto DX19



Speicherschutz "Bacteria"

Foto DX20



Speicherschutz "Music"

Foto DX21



Speicherschutz "Ghost"

Foto DX22



Speicherschutz "Flamingo"

Foto DX23



Speicherschutz schwarz

Foto DX24



Kiste mit 24 Stück 24" transparenten Speichenschützern



## Individuell gestaltete Speichenschützer

Preisliste 07.2022

### Individuell gestaltete Speichenschützer - Was liefert Mobilex?

Mobilex stellt personalisierte Speichenschützer in den Maßen 20", 22" und 24" her. Weitere Maße sind stückzahlabhängig und können auf Anfrage angeboten werden.

Die Speichenschützer werden mittels Siebdruck (Serigrafie) bedruckt.

Die Speichenschützer bestehen aus transparentem PETG, sind leicht gewölbt und haben Ausparungen für die 4 oder 6 Befestigungsstege der Greifringe. Sie werden mit 6 Clips an den Speichen des Rollstuhlrades befestigt. Auf den Speichenschützern sind die dazu benötigten Löcher bereits vorhanden und die benötigten Clips sind im Lieferumfang enthalten. Form und Material entsprechen den bedruckten Speichenschützer aus dem Mobilex Standard-Programm.

Mobilex kümmert sich um den gesamten Ablauf der Herstellung, des Druckes und der Lieferung.

### Individuell gestaltete Speichenschützer - Was benötigen wir von Ihnen?

#### Formate:

Im Idealfall liefern Sie uns die gewünschte Zeichnung oder das Logo bereits aufbereitet als Vektorgrafik (.svg, .eps, .ai) da das Layout so schneller und präziser gestaltet werden kann.

Haben Sie Ihr grafisches Material nicht als Vektorgrafik vorliegen akzeptieren wir auch .tif, .png oder .jpg Formate mit einer Auflösung von 300 dpi bei einer Größe von ca: 200 x 200 mm.

Achtung: In diesem Falle können Layout Bearbeitungskosten entstehen (siehe unten)

#### Farben:

Gedruckt wird im Pantone oder HKS Farbsystem. Beim Druck wird für jede Farbe eine Druckform erstellt, mit der dann die Farben separat hintereinander auf den Speichenschutz gebracht werden. Wir benötigen also pro Farbe die Angabe der Pantone oder HKS Farb-nummern bzw. -bezeichnungen.

### Individuell gestaltete Speichenschützer - Was kostet es?

#### Layout Kosten:

Erhalten wir das fertige Layout als Vektorgrafik entstehen keine weiteren Gestaltungskosten. Insofern eine weitere Bearbeitung nötig ist (z.B. bei Pixelgrafiken) berechnen wir eine Gebühr von 125,00 €. Die Kosten für die Erstellung eines kompletten Layouts (beinhaltet mehrere Layout-Vorschläge) belaufen sich auf 250,00 €.

Druck Kosten	1 Farbe	2 Farben	3 Farben	4 Farben	5 Farben	jede weitere Farbe
50 Stück	auf Anfrage					
100 Stück	auf Anfrage					
150 Stück	auf Anfrage					
200 Stück	auf Anfrage					
250 Stück	auf Anfrage					
300 Stück	auf Anfrage					

**Achtung!** Standardmäßig wird auf transparentem Hintergrund gedruckt. Einen gewünschten farbigen Hintergrund (auch wenn weiß) bitte unbedingt angeben! In diesem Falle zählt auch der Hintergrund als 1 Farbe.

**Stückzahlen:** wir versuchen immer die bestellte Stückzahl zu produzieren, es kann aber aus Produktionsgründen zu Mehr- oder Minder-mengen von +/- 5% kommen. Diese werden ebenso in Rechnung gestellt.

## Hebel- und Sterngriffe

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
293615	Hebelgriff M6 mit 15 mm Aussengewinde	D1A	9,50 €
293620	Hebelgriff M6 mit 20 mm Aussengewinde	D1A	9,50 €
293625	Hebelgriff M6 mit 25 mm Aussengewinde	D1A	9,50 €
293640	Hebelgriff M6 mit 40 mm Aussengewinde	D1A	10,50 €
293815	Hebelgriff M8 mit 15 mm Aussengewinde	D1A	9,50 €
293825	Hebelgriff M8 mit 25 mm Aussengewinde	D1A	9,50 €
293840	Hebelgriff M8 mit 40 mm Aussengewinde	D1A	10,50 €
294614	Hebelgriff M6 mit Innengewinde (14 mm)	D1B	7,50 €
294820	Klemmgriff M8 mit Innengewinde (20 mm)	D1B	7,50 €
291550	Sterngriffschraube M5 mit 50 mm Aussengewinde	D1C	1,00 €
291615	Sterngriffschraube M6 mit 15 mm Aussengewinde	D1C	1,00 €
291625	Sterngriffschraube M6 mit 25 mm Aussengewinde	D1C	1,00 €
291640	Sterngriffschraube M6 mit 35 mm Aussengewinde	D1C	1,00 €
291650	Sterngriffschraube M6 mit 45 mm Aussengewinde	D1C	1,00 €
291815	Sterngriffschraube M8 mit 15 mm Aussengewinde	D1C	1,00 €
291825	Sterngriffschraube M8 mit 25 mm Aussengewinde	D1C	1,25 €
291840	Sterngriffschraube M8 mit 40 mm Aussengewinde	D1C	1,25 €
292616	Sterngriffschraube M6 mit 16 mm Innengewinde	D1D	2,00 €
292816	Sterngriffschraube M8 mit Innengewinde (16 mm)	D1D	2,00 €
290099	Kassette mit 55 Hebel- und Sterngriffen	D2	256,00 €

## Clips

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
295022	Clip für ø22 mm Rohr mit ø6 x 25 mm Bolzen, grau	D3	1,25 €
295025	Clip für ø25 mm Rohr mit ø6 x 28 mm Bolzen, grau	D3	1,25 €

## Vorderradgabeln

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
225001	Vorderradgabel, 120 x 39 mit ø12 mm Achsenloch und 4 x ø8 mm Löcher	D8	24,50 €
225005	Vorderradgabel, 92 x 45 mit ø12 mm Achsenloch und 2 x ø8 mm Löcher	D8	27,50 €
225006	Vorderradgabel, 120 x 45 mit ø12 mm Achsenloch und 4 x ø8 mm Löcher	D8	31,00 €
225002	Vorderradgabel, 146 x 45 mit ø12 mm Achsenloch und 6 x ø8 mm Löcher	D8	23,50 €
225004	Vorderradgabel, 180 x 45 mit ø12 mm Achsenloch und 5 x ø8 mm Löcher	D8	26,50 €
225003	Vorderradgabel, 180 x 60 mit ø12 mm Achsenloch und 5 x ø8 mm Löcher	D8	25,50 €
225102	Vorderradgabel, schwarz, Plastik, 142 x 45 mm mit M14 Bolzen und 2 ø8 mm Löcher	D7	30,00 €
225103	Vorderradgabel, schwarz, Kunststoff, 142 x 60 mm mit M14 Bolzen und 2 ø8 mm Löcher	D7	39,50 €
225202	DSF Vorderradgabel mit einstellbarem Stossdämpfer, schwarz 131 x 40,5 mm, 3 ø8 mm Löcher	D5	116,00 €
225902	Bolzen mit Gewinde M12 x 1.25 x 78 mm für DSF Dynamic Vorderradgabel	D8A	20,00 €

## Anti-tip

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
271083	Anti-tip mit 2 Rollen, rechts/links für ø22/ø25 mm Rohr	D25	25,50 €
271087	Anti-tip mit 2 Rollen, rechts/links für ø22/ø25 mm Rohr (mit zusätzlichen vert. Loch)	D25	26,50 €

## Schaumstoffüberzüge

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
226002	Schaumstoffüberzug ø18/ø36 x 660 für ø20 mm Rohr	D10B	7,50 €
226001	Schaumstoffüberzug ø20/ø36 x 660 for ø22 mm Rohr	D10B	7,50 €
226003	Schaumstoffüberzug ø22/ø38 x 660 mm für ø24 mm Rohr, schwarz	D10B	7,50 €
226005	Schaumstoffüberzug glatt, ø23/ø36 x 660 für ø25 mm Rohr	D10A	7,50 €
226006	Schaumstoffüberzug glatt, ø26/ø36 x 660 für ø28 mm Rohr	D10A	7,50 €

## Handgriffe

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
226010	Handgriff glatt, ø19 mm, L=110 mm	D13A	2,25 €
226024	Handgriff glatt, ø22 mm, L=110 mm	D13A	2,25 €
226012	Handgriff glatt, ø22 mm, L=140 mm	D13A	3,75 €
226027	Handgriff GRIP 45A, schwarz TPE, Länge 120 mm, für ø22 mm Rohr	D13B	5,75 €
226015	Handgriff aus schwarzem Soft-Schaum mit Endkappe, ø22 mm, L=130 mm	D13C	2,25 €
226011	Handgriff mit Fingergriff, ø22 mm, L=105 mm	D14A	1,00 €
226025	Handgriff geformt, ø22 mm, L=125 mm	D14B	6,00 €
226026	Handgriff geformt, ø25 mm, L=125 mm	D14B	6,00 €
226020	Handgriff mit Fingergriff und Reflex, ø22mm	D14C	4,00 €
226013	Anatomischer Handgriff Cobra, ø22 mm, L=140 mm, links	D15	2,50 €
226014	Anatomischer Handgriff Cobra, ø22 mm, L=140 mm, rechts	D15	2,50 €
226017	Anatomischer Handgriff Cobra, durchgehendes Loch ø22 mm, L=140 mm, links	D15	4,25 €
226018	Anatomischer Handgriff Cobra, durchgehendes Loch ø22 mm, L=140 mm, rechts	D15	4,25 €

## Gummi- und Krückenkapselfn

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
226119	Gummi-Kapsel für Duschstühle, 19 mm, grau	D12B	1,00 €
226122	Gummi-Kapsel für Duschhocker, 22 mm, grau	D12B	1,00 €
226121	Gummi-Kapsel für Duschhocker, 22 mm, grau, rundes Model für Handicare	D12B	1,00 €
226125	Gummi-Kapsel für Duschhocker, 25 mm, grau	D12B	1,00 €
226216	Krücken-Kapsel 15/16 mm, grau	D12A	1,25 €
226219	Krücken-Kapsel 18/19 mm, grau	D12A	1,25 €
226222	Krücken-Kapsel 22 mm, grau	D12A	2,00 €
226225	Krücken-Kapsel 25 mm, grau	D12A	2,50 €

## Stockhalter

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
233001	Stockhalter für ø22 mm Rohr	D20B	9,50 €
233002	Stockhalter für ø25 mm Rohr	D20B	9,50 €
233023	Stockhalter für ø27 mm Rohr	D20B	9,50 €
233005	Stockklemme für ø22 mm Rohr	D20C	8,50 €
233006	Stockklemme für ø25 mm Rohr	D20C	8,50 €
233003	Becher für Stockhalter für ø22 mm Rohr	D20A	13,00 €
233004	Becher für Stockhalter für ø25 mm Rohr	D20A	13,00 €
233024	Becher für Stockhalter für ø27 mm Rohr	D20A	13,00 €

## Silikonüberzüge

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
221201	20" Silikongreifringüberzug für ø435-450 mm Greifring, glatt	D9A	42,50 €
221202	20" Silikongreifringüberzug für ø435-450 mm Greifring, gerillt	D9B	47,00 €
221221	22" Silikongreifringüberzug für ø485-500 mm Greifring, glatt	D9A	42,50 €
221223	22" Silikongreifringüberzug für ø500-515 mm Greifring, glatt	D9A	42,50 €
221222	22" Silikongreifringüberzug für ø485-500 mm Greifring, gerillt	D9B	49,00 €
221241	24" Silikongreifringüberzug für ø525-540 mm Greifring, glatt	D9A	39,50 €
221242	24" Silikongreifringüberzug für ø525-540 mm Greifring, gerillt	D9B	51,00 €
221261	26" Silikongreifringüberzug für ø575-590 mm Greifring, glatt	D9A	51,00 €
221262	26" Silikongreifringüberzug für ø575-590 mm Greifring, gerillt	D9B	58,00 €

## Pumpen

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
260020	BOA Hochdruckluftpumpe	D19	89,00 €
260024	12V Ladegerät für BOA pumpe	D16A	19,00 €
260025	0,5 m Verlängerungsschlauch mit Clip für BOA Pumpe	D16B	15,00 €
260014	Fusspumpe für Auto/Fahrradventil	D17A	19,00 €
260015	Fusspumpe mit Manometer	D17B	25,50 €
260016	Luftpumpe schwarz, L=240 mm	D18A	8,00 €
260012	Pumpenklammer für ø25 mm Rohr	D18B	2,75 €
260017	Schwalbe Airmax Pro Manometer	B12I	23,50 €

## Bremsen

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
209065	Standard Reifen Bremse - rechts	D22A	20,00 €
209066	Standard Reifen Bremse - links	D22A	20,00 €
209068	Bremshebelverlängerung für Standardbremse zum Wegklappen, 10 cm lang	D22B	6,50 €
20906G	Gummigriff für Standard Rollstuhlbremse	D22A	1,00 €
209063	Sportbremse - Seite A (rechts)	D22D	25,50 €
209064	Sportbremse - Seite B (links)	D22D	25,50 €
20906M	Kompakt-Sportbremse, rechts	D23	31,00 €
20906J	Kompakt-Sportbremse, links	D23	31,00 €
209061	Einhandbremse, Satz mit 2 Bremsen, Bedienung von rechts	D24	138,00 €
209062	Einhandbremse, Satz mit 2 Bremsen, Bedienung von links	D24	138,00 €
20906F	Kabel komplett, für Einhandbremse	D24	26,50 €
209090	Bremsgriff, Kunststoff schwarz, für 22 mm Rohr	D21A	19,00 €
209091	Bremsgriff aus schwarzem Plastik für Rollator für ø22 mm Rohr (für Impala Rollator)	D21B	10,50 €
209067	Montageklemme für Rollstuhlbremsen für ø22 mm Rohr	D22C	8,50 €
209060	Montageklemme für Rollstuhlbremsen für ø25 mm Rohr	D22C	7,50 €
20906E	Montageklemme für Rollstuhlbremsen für ø30 mm Rohr	D22C	13,00 €

## Diverses

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
233012	Sicherheitsgurt 150 cm	D6A	14,00 €
233013	Sicherheitsgurt 200 cm für Montage rund um den Rollstuhl	D6B	15,00 €
233014	Sicherheitsgurt 130 cm mit Stahlmontagebeschlag	D6C	18,00 €
233009	Krückenhalter aus Stahl	D11A	48,00 €
233008	Universal Winkelbeschlag für 233009 Krückenhalter	D11B	22,50 €
233010	Beschlag für 233009 für Minicrosser	D11C	23,50 €
233051	Wadenband, höhe 5 cm, universal, für Sitzbreiten von 40-50 cm	D4B	4,25 €
233054	Wadenband, höhe 9 cm, universal, für Sitzbreiten von 40-50 cm	D4A	7,50 €
233055	Fersenband, Höhe 5 cm, L=48 cm		6,50 €

## Speichenschützer

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
220200	20" Speichenschutz, transparent, für 4/6 pkt. montage	DX1	32,00 €
220203	20" Speichenschutz, Bat, für 4/6 pkt. montage	DX2	70,00 €
22020D	20" Speichenschutz, Lion, für 4/6 pkt. montage	DX3	70,00 €
220205	20" Speichenschutz, Spider, für 4/6 pkt. montage	DX5	70,00 €
220209	20" Speichenschutz, Girl, für 4/6 pkt. montage	DX8	70,00 €
22020B	20" Speichenschutz, Dolphin, für 4/6 pkt. montage	DX11	70,00 €
220220	22" Speichenschutz, transparent, für 4/6 pkt. montage	DX1	34,00 €
220223	22" Speichenschutz, Bat, für 4/6 pkt. montage	DX2	70,00 €
22022D	22" Speichenschutz, Lion, für 4/6 pkt. montage	DX3	70,00 €
22022E	22" Speichenschutz, Earth, für 4/6 pkt. montage	DX4	70,00 €
220225	22" Speichenschutz, Spider, für 4/6 pkt. montage	DX5	70,00 €
22022C	22" Speichenschutz, Shark, für 4/6 pkt. montage	DX6	70,00 €
220227	22" Speichenschutz, Lightning, für 4/6 pkt. montage	DX7	70,00 €
220229	22" Speichenschutz, Girl, für 4/6 pkt. montage	DX8	70,00 €
220224	22" Speichenschutz, Pferd, für 4/6 pkt. montage	DX9	70,00 €
22022A	22" Speichenschutz, Dragon, für 4/6 pkt. montage	DX10	70,00 €
22022B	22" Speichenschutz, Dolphin, für 4/6 pkt. montage	DX11	70,00 €
22022F	22" Speichenschutz, Fire, für 4/6 pkt. montage	DX12	70,00 €
22022K	22" Speichenschutz, Race, für 4/6 pkt. montage	DX13	70,00 €
22022J	22" Speichenschutz, Flower, für 4/6 pkt. montage	DX16	70,00 €
22022H	22" Speichenschutz, Stallion, für 4/6 pkt. montage	DX17	70,00 €
22022P	22" Speichenschutz, Bacteria, für 4/6 pkt. montage	DX19	70,00 €
22022N	22" Speichenschutz, Ghost, für 4/6 pkt. montage	DX21	70,00 €
220240	24" Speichenschutz, transparent, für 4/6 pkt. montage	DX1	30,00 €
220243	24" Speichenschutz, Bat, für 4/6 pkt. montage	DX2	70,00 €
22024D	24" Speichenschutz, Lion, für 4/6 pkt. montage	DX3	70,00 €
22024E	24" Speichenschutz, Earth, für 4/6 pkt. montage	DX4	70,00 €
220245	24" Speichenschutz, Spider, für 4/6 pkt. montage	DX5	70,00 €
22024C	24" Speichenschutz, Shark, für 4/6 pkt. montage	DX6	70,00 €
220247	24" Speichenschutz, Lightning, für 4/6 pkt. montage	DX7	70,00 €
220249	24" Speichenschutz, Girl, für 4/6 pkt. montage	DX8	70,00 €
220248	24" Speichenschutz, Horse, für 4/6 pkt. montage	DX9	70,00 €
22024A	24" Speichenschutz, Dragon, für 4/6 pkt. montage	DX10	70,00 €
22024B	24" Speichenschutz, Dolphin, für 4/6 pkt. montage	DX11	70,00 €
22024F	24" Speichenschutz, Fire, für 4/6 pkt. montage	DX12	70,00 €
22024K	24" Speichenschutz, Race, für 4/6 pkt. montage	DX13	70,00 €
22024G	24" Speichenschutz, Leaf, für 4/6 pkt. montage	DX14	70,00 €
22024L	24" Speichenschutz, Orange, für 4/6 pkt. montage	DX15	70,00 €
22024J	24" Speichenschutz, Flower, für 4/6 pkt. montage	DX16	70,00 €
22024H	24" Speichenschutz, Stallion, für 4/6 pkt. montage	DX17	70,00 €
22024Q	24" Speichenschutz, Chameleon, für 4/6 pkt. montage	DX18	70,00 €
22024P	24" Speichenschutz, Bacteria, für 4/6 pkt. montage	DX19	70,00 €
22024M	24" Speichenschutz, Music, für 4/6 pkt. montage	DX20	70,00 €
22024N	24" Speichenschutz, Ghost, für 4/6 pkt. montage	DX21	70,00 €
22024T	24" Speichenschutz, Flamingo für 4 und 6 Ausschnitte	DX22	70,00 €
22024S	24" Speichenschutz, schwarz, für 4/6 pkt. montage	DX23	58,00 €
220261	26" Speichenschutz, klar, für 6 pkt. montage	DX1	58,00 €
22024X	24" Speichenschutz, transparent, für 4/6 pkt. montage, Karton mit 24 Stck	DX24	618,00 €
220097	Clips für Speichenschutz, Tüte mit 6 Stck.	X71	1,00 €



# PU FORMTEILE

## PU FORMTEILE



### Rubrik DZ

Armlehnen, Armschalen, Kopfstützen,  
Seitenpelotten und Kniespreizer

Foto DZ1



PU Armlehne 12 x 35 cm  
Lochabstand 15 cm

Foto DZ2



PU Wadenstütze 14 x 16 cm

Foto DZ3



Armlehne aus PU Integralschaum

Foto DZ4



Gepolsterte Armlehne mit  
Kunststoffunterschale

Foto DZ5



Armlehne aus PU Integralschaum  
für Rundrohrmontage

Foto DZ6



Armlehne aus PU Integralschaum  
für Invacare Montageplatte

Foto DZ7



Armlehne aus PU Integralschaum,  
vorne gebogen

Foto DZ8



Armlehne aus PU Integralschaum  
mit einstellbarem Lochabstand

Foto DZ9



Armlehne aus PU für Montageplatte  
mit einstellbarem Lochabstand

Foto DZ10



Unterarmauflage für Arthritis Rollator,  
Lochabstand 135 mm

Foto DZ11



Kniespreizer aus PU  
Integralschaum

Foto DZ12



Seitenpelotte mit Halterung

## Zusammenstellbare Unterarmschalen für Hemiplegiker

Foto DZ20



Armschale aus PU Integralschaum für Hemiplegiker

Foto DZ21



Zwischenstück zur Verlängerung der Armschale für Hemiplegiker

Foto DZ22



Handauflage mit anatomischen Griff, links oder rechts

## Kopfstützen

Foto DZ30



Kopfstützenschale

Foto DZ31




Kopfstütze aus PU mit verstellbaren Haltefingern

Foto DZ35















Komplette Kopfstütze mit Halterung. Montierbar an den Rohren der Schiebbestangen eines Rollstuhls

Foto DZ36



Komplette Kopfstütze mit Halterung. Montierbar an der Schiebbestange eines Duschrollstuhls

## Armlehnen

Art.Nr.	Beschreibung und Lochabstände	Bild	VK
233037	Armlehne schwarz, Integralschaum, 37 cm lang, Lochabstände 19,1 / 22,7 / 25,5 cm 	DZ3	11,50 €
233031	Armlehne, Integralschaum, L=37 cm, Lochabstände 22,7 und 24 cm 	DZ3	10,50 €
233032	Armlehne, Integralschaum, L=24 cm lang, Lochabstände 8,4 und 12,8 cm 	DZ3	10,50 €
233033	Armlehne mit Kunststoff-Unterteil, L=37 cm, Lochabstände 17.3 / 21 / 22.7 / 25.3 cm 	DZ4	8,50 €
233034	Armlehne schwarz, mit Kunststoff-Unterteil, 26 cm lang, Lochabstände 8,4 / 14 / 17,2 cm 	DZ4	7,50 €
233035	Armlehne Typ Invacare, für Rundrohr, L=38 cm, Lochabstände 9 / 11,2 / 15 / 17,2 / 26 cm 	DZ5	15,00 €
233036	Armlehne schwarz, Typ Invacare, für Montageplatte, L=38 cm 	DZ6	15,00 €
233045	Armlehne 30 cm aus PU Schaum, mit gebogener Front, Lochabstände 17,2 cm 	DZ7	13,00 €
233039	Armlehne schwarz, Integralschaum, 35 cm lang, mit justierbarem Lochabstände, links 	DZ8	20,00 €
233040	Armlehne schwarz, Integralschaum, 35 cm lang, mit justierbarem Lochabstände, rechts 	DZ8	20,00 €
233043	Armlehne 33 cm aus PU Schaum, mit justierbarem Lochabstand, beidseitig 	DZ9	21,50 €
233048	Armlehne Typ Invacare, für runde Rohre, L=27.5 cm, Lochabstände 60, 92 und 151mm 	DZ5	25,50 €

**Unterarmschalen**

Art.Nr.	Beschreibung und Lochabstände	Bild	VK
233038	Armlehne schwarz, 12 x 35 cm, Lochabstand 15 cm	DZ1	34,00 €
312333	Unterarmauflage PU für Arthritis Rollator	DZ10	42,50 €

**Unterarmschalen für Hemiplegiker**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
233050	Unterarmschale schwarz, L=26 cm, mit integrierter Befestigungsschiene	DZ20	75,00 €
233056	Handauflage mit Griff, mit integrierter Befestigungsschiene, rechts	DZ22	64,00 €
233057	Handauflage mit Griff, mit integrierter Befestigungsschiene, links	DZ22	64,00 €
233053	Verlängerungseinsatz 7 cm für Unterarmschale, mit integrierter Befestigungsschiene	DZ21	21,50 €

**Kopfstützen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
233046	PU Kopfstütze aus PU Schaum schwarz, 25 x 9 cm	DZ30	23,50 €
302141	Kopfstützenschale aus PU	OY4A	68,00 €

271075	Kopfstütze inkl. Montagebeschlag für Dolphin/Barracuda	DZ35	202,00 €
D2101	Kopfstütze komplett für Dusch-Toilettenrollstuhl Kakadu 302024 und 302025	DZ36	149,00 €

**Sonstige PU Formteile**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
233041	Waden-Platte aus PU, schwarz, 14 x 16 cm	DZ2	21,50 €
233047	Kniekeil aus schwarzem PU Schaum, 13 x 8 cm	DZ11	13,50 €

30212P	Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum - 10 x 14 cm - links	OY11	55,00 €
30212Q	Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum - 14 x 20 cm - links	OY11	60,00 €
30212R	Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum - 10 x 14 cm - rechts	OY11	55,00 €
30212S	Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum - 14 x 20 cm - rechts	OY11	60,00 €



# WC ERHÖHUNGEN **WC ERHÖHUNGEN**



## **Rubrik E**

Toilettensitzerhöhungen und  
weiche Toiletsitzauflagen

## Abnehmbare Toilettensitz-Erhöhen



Foto E1  
Toilettensitzerhöhung ohne Deckel



Foto E2  
Toilettensitzerhöhung mit Deckel

Die ergonomische geformte Toilettensitzerhöhung ist in Höhen von 5, 10 oder 15 cm lieferbar.

Die Toilettensitzöffnung ist 220 mm breit und 270 mm tief mit großem Hygieneausschnitt. Die maximale Belastbarkeit beträgt 190 kg.

Da keine Kanten vorhanden sind, an denen sich Schmutz ansammeln kann, ist die Sitzerrhöhung sehr pflegeleicht. Der Aufsatz ist wasserdicht und kann bei 85°C sterilisiert werden

## Fest montierbare Toilettensitz-Erhöhen



Foto E3a  
Fest montierbarer Toilettensitz



Detail Montagesystem

### Toilettensitzerhöhung 10 cm, fest montierbar

Fest montierbare Toilettensitzerhöhung (E2) mit Deckel, mit innovativem Design und einem neu entwickelten Montagesystem aus Aluminium.

Die Toilettensitzerhöhung wird einfach anstelle des originalen WC Deckels montiert. Die Armlehnen sind einfach hochklappbar. Die ergonomisch geformte Toilettensitzerhöhung hat eine Öffnung von 220 x 270 mm

Max. Belastbarkeit: 120 kg



Foto E4a  
Höhenverstellbare Toilettensitz Erhöhung



Detail Höhenverstellung

### Toilettensitzerhöhung höhenverstellbar

Die höhenverstellbare Toilettensitzerhöhung ist rostfrei und pflegeleicht und auf alle Standard Toiletten montierbar. Die Armlehnen sind hochklappbar und lassen sich abnehmen.

Einstellbar auf 3 Höhen:  
60 mm, 100 mm und 150 mm.

Gesamtbreite mit Armlehnen: 500 mm.  
Die max. Belastbarkeit beträgt 120 kg.

## Weiche Toilettensitzauflagen



Foto E5a  
Weiche Sitzauflage schwarz



Foto E5a  
Weiche Sitzauflage weiß

Die Auflage wird auf den normalen Toilettensitz gelegt. Kann einfach mit warmen Wasser und/oder neutralen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Der Sitz besteht aus weichem Polyurethan

Dicke: 4 cm, Tragkraft: 190 kg.  
Maße (LxB): 43.5 x 37.5 cm mit Öffnung 27.5 x 22 cm

## Ersatzteile für WC-Erhöhen



Foto E1c  
Klemme für 301101-06



Foto E3c  
Beschlag für 301702



Foto E4c  
Beschlag für 301703




Foto E4d  
Beschlag für 301701

## Toilettensitzerhöhungen

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VE *	VK
301102	Toilettensitzerhöhung, ohne Deckel, 5 cm	E1	6 St.	34,00 €
301104	Toilettensitzerhöhung, ohne Deckel, 10 cm	E1	6 St.	38,50 €
301106	Toilettensitzerhöhung, ohne Deckel, 15 cm	E1	6 St.	44,50 €
301101	Toilettensitzerhöhung, mit Deckel, 5 cm	E2	6 St.	38,50 €
301103	Toilettensitzerhöhung, mit Deckel, 10 cm	E2	6 St.	42,50 €
301105	Toilettensitzerhöhung, mit Deckel, 15 cm	E2	6 St.	49,00 €
301702	Fixer Toilettensitz mit klappbaren Armlehnen	E3a	1 St.	147,00 €
301703	Fixer Toilettensitz, höhenverstellbar, mit klappbaren Armlehnen	E4a	1 St.	117,00 €
301201	Toilettensitzauflage, schwarz	E5a	1 St.	58,00 €
301204	Toilettensitzauflage, weiss	E5b	1 St.	58,00 €

\* VE = Stück pro Verpackungseinheit

## Ersatzteile für Toilettensitz-Erhöhlungen


Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
301151	Montageklemme für Toilettensitzerhöhung (301101-301106), stückweise	E1c	2,50 €
301156	Fixierungsbeschlag für feste Toilettensitzerhöhung 301702	E3c	11,50 €
301155	Fixierungsbeschlag für feste Toilettensitzerhöhung 301701/03	E4c	10,50 €
301711	Kunststoffscharnier für Deckel für 301701	E4d	2,25 €
301712	Deckel mit Scharnier für 301702	--	14,00 €

## Maßtable der Toilettensitz-Erhöhlungen

Maß	301101-06	301702	301703
D	40 cm	46 cm	47,5 cm
d	27 cm	29 cm	27 cm
B	36 cm	40 cm	42,5 cm
b	22 cm	24 cm	22 cm
F	---	10 - 16 cm	3,5 - 33 cm
c	5 cm	10,5 cm	9 cm
e	---	3 cm	0 oder 4 cm
G*	31 - 38,5 cm	---	---

a	---	55 cm	51 cm
A	---	65 cm	59 cm

\* G ist der innere Abstand zwischen den Backen der Befestigungsklemmen






# WECHSELDRUCK- WECHSELDRUCK- MATRATZEN MATRATZEN



## Rubrik G

Wechseldruckmatratzen

## Preisgünstige Wechseldruckmatratze B01



Wechseldruckmatratze Typ B01 mit Pumpe P05

Wechseldruckmatratze mit doppeltem Luftkammersystem in Wabenform. Die Zellen werden in einem Wechsel von 6 Minuten gefüllt und entleert. Der Luftdruck ist gewichtsabhängig einstellbar.

Die Matratze besteht aus antibakteriellem, wasserfestem Material und dient zur Vorbeugung (Profilaxe) von Decubitus Wunden (Dekubitus bis Stadium I).

Die Pumpe ist einfach einzustellen, ist staubunempfindlich und lässt sich am Bettrahmen einhängen.

Die Matratze wird komplett mit Pumpe (Kompressor) mit Regelung geliefert.



Reparaturset für Matratze B01

Technische Daten	Matratze B01
Abmessungen der Matratze	6 x 90 x 200 cm (H x B x L)
Minimale/maximale Belastbarkeit	20 / 130 kg
Material der ARIA Matratze	PVC

Technische Daten	Pumpe (Kompressor) P05
Zykluszeit	6 Minuten
Luftmenge	6 - 7 L / Minute
Druckbereich	70~130 mm Hg

**Wechseldruckmatratzen**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Bild</b>	<b>VK</b>
270016	Wechseldruckmatratze B01, 6 cm x 90 cm x 200 cm, inkl. P05 Pumpe mit Regelung	G1	88,00 €

**Ersatzteile für Wechseldruckmatratzen**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Bild</b>	<b>VK</b>
270017	Wechseldruckmatratze B01, 6 cm x 90 cm x 200 cm	G1A	29,00 €
270018	Pumpe (Kompressor) für Wechseldruckmatratze B01	G1B	69,00 €
270019	Reparaturset für Wechseldruckmatratze B01 (270017)	G1C	7,50 €



# ROLLSTÜHLE

## ROLLSTÜHLE



### **Rubrik H/HY**

Leichtgewichtsrollstühle  
Modell Dolphin und Barracuda

Der Mobilex **Dolphin** Leichtgewichtsrollstuhl hat einen Rahmen aus silberfarbenem Aluminium. Die Sitztiefe kann am Rollstuhl eingestellt werden. Die 24" Hinterräder sind mit Steckachsen ausgerüstet, der Radstand und die Sitzhöhe sind auch einstellbar. Auch die Vorderradgabeln sind mit Steckachsen befestigt. Die hochklappbaren Armlehnen sind einfach mittels eines Knopfverschlusses und ohne Werkzeug in der Höhe verstellbar. Auch die Schiebegriffe lassen sich in der Höhe einstellen. Die Fußstützen sind höhenverstellbar. Winkelverstellbare Fußstützen sind optional lieferbar. Kipp-sicherung / Transferräder können als Zubehör geliefert werden. Ein Standard Sitzkissen, das in der Tiefe an den Sitz angepasst werden kann, gehört ebenso zum Lieferumfang.

<b>Dolphin</b>	<b>271340</b>	<b>271344</b>	<b>271348</b>	<b>271351</b>	<b>271354</b>	<b>271357</b>
Sitzbreite	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Sitztiefe verstellbar	42 cm, 44 cm, 46 cm, 48 cm					
Sitzhöhe verstellbar *	45 - 52,5 cm in Stufen von 1,5 cm					
Gesamtbreite	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm	74,30 cm	77,30 cm
Gewicht	15,60 kg	15,90 kg	16,20 kg	16,75 kg	19,40 kg	22,64 kg
Bereifung vorne/hinten	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Tragfähigkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	200 kg

<b>Differenz bei Trommelbremsen</b>	<b>271440</b>	<b>271444</b>	<b>271448</b>	<b>271451</b>	<b>271454</b>	<b>271457</b>
Gewicht	16,10 kg	16,40 kg	16,60 kg	17,25 kg	20,10 kg	23,14 kg


\* **Achtung!** Bei Verstellung der Sitzhöhe cm müssen auch die Vorderräder angepasst werden!




Alu-Rollstuhl, SB 40, 44, 48, 51, 54, 57 cm  
Sitztiefe verstellbar von 42 bis 48 cm



Hochklappbare, verstellbare Arm-  
lehnen, Justierbare Schiebegriffe




Einstellbarer Velcro-Rücken  
(als Zubehör erhältlich)



Flip-Kissen über den Velcro  
Rücken zu legen (Zubehör)



Der Rollstuhl ist auch mit Trommelbremsen  
lieferbar (Tragfähigkeit max. 150 kg)



Sitztiefe und Radposition sind  
mehrfach einstellbar



Winkel- und höhenverstellbare  
Fußstützen (Zubehör)



Kippschutz (Zubehör)



4" Transferrad (Zubehör)



Ankipphilfe (Zubehör)

## Dolphin Rollstuhl mit folgender serienmässiger Ausstattung:

- ✓ Anti-Inkontinenz-Sitzkissen, an die Sitztiefe anpassbar
- ✓ Sitztiefe einstellbar
- ✓ Höhenverstellbare Schiebegriffe
- ✓ Höhenverstellbare und klappbare Armlehnen
- ✓ Antriebsräder mit pannensicherer Bereifung
- ✓ Steckachsen an Hinter- und Vorderrädern
- ✓ Ankipphilfe

### Dolphin Rollstuhl

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
271340	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, SB 40 cm, HMV 18.50.02.2099	H1A	596,00 €
271344	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, SB 44 cm, HMV 18.50.02.2099	H1A	596,00 €
271348	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, SB 48 cm, HMV 18.50.02.2099	H1A	596,00 €
271351	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, SB 51 cm, HMV 18.50.02.2099	H1A	618,00 €
271354	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, SB 54 cm	H1A	852,00 €
271357	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, SB 57 cm	H1A	852,00 €

271440	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, mit Trommelbremsen, SB 40 cm, HMV 18.50.02.2099	H1D	703,00 €
271444	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, mit Trommelbremsen, SB 44 cm, HMV 18.50.02.2099	H1D	703,00 €
271448	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, mit Trommelbremsen, SB 48 cm, HMV 18.50.02.2099	H1D	703,00 €
271451	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, mit Trommelbremsen, SB 51 cm, HMV 18.50.02.2099	H1D	735,00 €
271454	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, mit Trommelbremsen, SB 54 cm	H1D	1.054,00 €
271457	Dolphin Leichtgewichtsrollstuhl, mit Trommelbremsen, SB 57 cm	H1D	1.054,00 €

### Zubehör für Dolphin und Barracuda Rollstühle

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
271082	Anti-tip mit 1 Rolle, rechts/links für Dolphin/Barracuda	H1H	46,00 €
271085	Transfer-Räder für Dolphin/Barracuda, paarweise	H1I	81,00 €
271086	Ankipphilfe für Dolphin/Barracuda	H1J	15,00 €


271A81	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 40 cm, links	H1F	256,00 €
271A82	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 40 cm, rechts	H1F	256,00 €
271A83	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 44 cm, links	H1F	256,00 €
271A84	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 44 cm, rechts	H1F	256,00 €
271A85	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 48 cm, links	H1F	256,00 €
271A86	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 48 cm, rechts	H1F	256,00 €
271A87	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 51-57 cm, links	H1F	256,00 €
271A88	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 51-57 cm, rechts	H1F	256,00 €

271075	Kopfstütze inkl. Montagebeschlag für Dolphin/Barracuda	DZ35	202,00 €
--------	--	------	----------

27840H	Sitzkissen für Dolphin, 40 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	44,50 €
27842H	Sitzkissen für Dolphin, 42 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	44,50 €
27844H	Sitzkissen für Dolphin, 44 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	42,50 €
27848H	Sitzkissen für Dolphin, 48 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	49,00 €
27851H	Sitzkissen für Dolphin, 51 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	53,00 €
27854H	Sitzkissen für Dolphin, 54 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	55,00 €
27857H	Sitzkissen für Dolphin, 57 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	58,00 €

271645	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 40 cm	PTE9B	47,00 €
271646	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 44 cm	PTE9B	47,00 €
271647	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 48 cm	PTE9B	51,00 €
271648	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 51 cm	PTE9B	50,00 €

271649	Velcrorücken für Rollstuhl, SB: 40 - 44 cm	PTE9A	51,00 €
271650	Velcrorücken für Rollstuhl, SB: 48 - 51 cm	PTE9A	53,00 €



Material		Mobilex A/S DK-8660 Skanderborg	
DESIGN	DATE	NAME	SIGNATURE
APPROVED			
SCALE			
DESIGNATION			
	APPLY TO TYPE	DWG NO:	POS:
	EDITION:		
		DWG NO:	

A	40 cm	44 cm	48 cm	51 - 57 cm
Left	271A61	271A63	271A65	271A67
Rigth	271A62	271A64	271A66	271A68

**Ersatzteile für Dolphin und Barracuda Rollstühle**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
271602	Abnehmbarer Schiebegriff, komplett mit Gummigriff und Rohr	21,50 €
271604	Abnehmbarer Schiebegriff, komplett mit Gummigriff und Rohr für Stühle mit Trommelbremsräder	26,50 €
271A61	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 40 cm, links	99,00 €
271A62	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 40 cm, rechts	99,00 €
271A64	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 44 cm, rechts	99,00 €
271A65	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 48 cm, links	99,00 €
271A66	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 48 cm, rechts	99,00 €
271A67	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 51 cm, links	99,00 €
271A68	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 51 cm, rechts	99,00 €
271A63	Beinstütze, omplett für Dolphin für SB 44 cm, links	99,00 €
271603	Feststellschraube für Schiebegriff	15,00 €
271605	PU Armlehne 325 mm lang, für Dolphin/Barracuda	46,00 €
271601	Schwarzer Gummigriff für Dolphin Rollstuhl	2,25 €
271627	Seitenteil komplett mit PU Armlehne und Halterung, links	84,00 €
271628	Seitenteil komplett mit PU Armlehne und Halterung, rechts	84,00 €

**Standard Ersatzteile**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
21520F	20" Rad, schwarze Nabe ø12 x 53 mm, 1 3/8" PU Decke und silber Aluminium Greifring	72,00 €
21522F	22" Rad, schwarze Nabe ø12 x 53 mm, 1 3/8" PU Decke und silber Aluminium Greifring	77,00 €
21524F	24" Rad, schwarze Nabe ø12 x 53 mm, 1 3/8" PU Decke und silber Aluminium Greifring	77,00 €
202083	8" Polyurethanrad, 200 x 45 mm, Buchsen für 60 mm	29,00 €
209060	Montageklemme für Rollstuhlbremsen für ø25 mm Rohr	7,50 €
209066	Standard Reifen Bremse - links	20,00 €
209065	Standard Reifen Bremse - rechts	20,00 €

Alu Leichtgewichtsrollstuhl **Barracuda**. Rückenlehne bis 30° kippbar. Die Neigung der Rückenlehne ist durch das Drücken eines Knopfes an der Rückenlehne sehr einfach einzustellen. Der Rollstuhl hat einen Rahmen aus silberfarbenem Aluminium. Die Sitztiefe kann eingestellt werden (von 42 cm bis 48 cm). Die 24" Hinterräder sind mit Steckachsen ausgerüstet. Radstand und Sitzhöhe sind einstellbar. Die hochklappbaren Armlehnen, die Fußstützen und die Schiebegriffe lassen sich einfach in der Höhe verstellen. Winkelverstellbare Fußstützen sowie eine Kippsicherung / Transferräder können als Zubehör geliefert werden. Der Rollstuhl ist in verschiedenen Größen lieferbar und ist serienmäßig mit pannensicherer Bereifung ausgestattet. Ein Standard Sitzkissen, das in der Tiefe an den Sitz angepasst werden kann gehört ebenso zum Lieferumfang wie der anpassbare Rücken. Der Rollstuhl kann auf Anfrage auch mit Trommelbremsen geliefert werden.

<b>Barracuda</b>	<b>271840</b>	<b>271844</b>	<b>271848</b>	<b>271851</b>
Sitzbreite	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm
Sitztiefe verstellbar	einstellbar auf 42 cm, 44 cm, 46 cm oder 48 cm			
Sitzhöhe verstellbar min./max. *	von 45 bis 52,5 cm in Stufen von 1,5 cm			
Gesamtbreite	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm
Kantelung (Rücken-Neigung)	von 0 bis 30 Grad			
Gesamtgewicht	20,2 kg	20,5 kg	20,8 kg	21,35 kg
Tragfähigkeit	120 kg			

<b>Differenz bei Trommelbremsen</b>	<b>272040</b>	<b>272044</b>	<b>272048</b>	<b>272051</b>
Gesamtgewicht	20,7 kg	21 kg	21,30 kg	21,85 kg

\* **Achtung!** Bei Verstellung der Sitzhöhe cm müssen auch die Vorderräder angepasst werden!



Sitzbreite 40, 44, 48, 51 cm, Sitztiefe verstellbar von 42 bis 48 cm, Rückenlehne kippbar 0° - 30°



Sitztiefe und Radposition sind mehrfach einstellbar



Flip-Kissen über den Velcro Rücken zu legen (Zubehör)



Hochklappbare und verstellbare Armlehnen, justierbare Schiebegriffe



Optionale Kopfstütze



Winkel- und höhenverstellbare Fußstützen (Zubehör)



Kippschutz (Zubehör)



4" Transferrad (Zubehör)



Ankipphilfe (Zubehör)

**Achtung!** Durch die verstellbare Rückenlehne erhöht sich beim Modell Barracuda die Kippgefahr. Daher empfehlen wir eindringlich die Verwendung des **Kippschutzes!**

**Barracuda Rollstuhl**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
271840	Barracuda Rollstuhl mit verstellbarem Rücken, SB. 40 cm, HMV 18.50.02.5048	HY1A	796,00 €
271844	Barracuda Rollstuhl mit verstellbarem Rücken, SB. 44 cm, HMV 18.50.02.5048	HY1A	796,00 €
271848	Barracuda Rollstuhl mit verstellbarem Rücken, SB. 48 cm, HMV 18.50.02.5048	HY1A	796,00 €
271851	Barracuda Rollstuhl mit verstellbarem Rücken, SB. 51 cm, HMV 18.50.02.5048	HY1A	841,00 €

272040	Barracuda Rollstuhl m. verstellbarem Rücken, SB. 40 cm, Trommelbremsen, HMV 18.50.02.5048		982,00 €
272044	Barracuda Rollstuhl m. verstellbarem Rücken, SB. 44 cm, Trommelbremsen, HMV 18.50.02.5048		982,00 €
272048	Barracuda Rollstuhl m. verstellbarem Rücken, SB. 48 cm, Trommelbremsen, HMV 18.50.02.5048		982,00 €
272051	Barracuda Rollstuhl m. verstellbarem Rücken, SB. 51 cm, Trommelbremsen, HMV 18.50.02.5048		1.027,00 €

**Zubehör für Dolphin und Barracuda Rollstühle**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
271082	Anti-tip mit 1 Rolle, rechts/links für Dolphin/Barracuda	H1H	46,00 €
271085	Transfer-Räder für Dolphin/Barracuda, paarweise	H1I	81,00 €
271086	Ankipphilfe für Dolphin/Barracuda	H1J	15,00 €

271A81	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 40 cm, links	H1F	256,00 €
271A82	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 40 cm, rechts	H1F	256,00 €
271A83	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 44 cm, links	H1F	256,00 €
271A84	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 44 cm, rechts	H1F	256,00 €
271A85	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 48 cm, links	H1F	256,00 €
271A86	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 48 cm, rechts	H1F	256,00 €
271A87	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 51-57 cm, links	H1F	256,00 €
271A88	Winkel- und höhenverstellbare Beinstütze für Dolphin/Barracuda, SB 51-57 cm, rechts	H1F	256,00 €

271075	Kopfstütze inkl. Montagebeschlag für Dolphin/Barracuda	DZ35	202,00 €
--------	--	------	----------

27840H	Sitzkissen für Dolphin, 40 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	44,50 €
27842H	Sitzkissen für Dolphin, 42 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	44,50 €
27844H	Sitzkissen für Dolphin, 44 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	42,50 €
27848H	Sitzkissen für Dolphin, 48 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	49,00 €
27851H	Sitzkissen für Dolphin, 51 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	53,00 €
27854H	Sitzkissen für Dolphin, 54 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	55,00 €
27857H	Sitzkissen für Dolphin, 57 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3B	58,00 €

271645	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 40 cm	PTE9B	47,00 €
271646	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 44 cm	PTE9B	47,00 €
271647	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 48 cm	PTE9B	51,00 €
271648	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 51 cm	PTE9B	50,00 €

271649	Velcrorücken für Rollstuhl, SB: 40 - 44 cm	PTE9A	51,00 €
271650	Velcrorücken für Rollstuhl, SB: 48 - 51 cm	PTE9A	53,00 €

**Ersatzteile für Dolphin und Barracuda Rollstühle**

Art.Nr.	Beschreibung	VK	EK
202083	8" Polyurethanrad, 200 x 45 mm, Buchsen für 60 mm	29,00 €	15,95 €
271602	Abnehmbarer Schiebegriff, komplett mit Gummigriff und Rohr	21,50 €	11,83 €
271604	Abnehmbarer Schiebegriff, komplett mit Gummigriff und Rohr für Stühle mit Trommelbremsräder	26,50 €	14,58 €
271A61	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 40 cm, links	99,00 €	54,45 €
271A62	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 40 cm, rechts	99,00 €	54,45 €
271A64	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 44 cm, rechts	99,00 €	54,45 €
271A65	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 48 cm, links	99,00 €	54,45 €
271A66	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 48 cm, rechts	99,00 €	54,45 €
271A67	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 51 cm, links	99,00 €	54,45 €
271A68	Beinstütze, komplett für Dolphin für SB 51 cm, rechts	99,00 €	54,45 €
271A63	Beinstütze, omplett für Dolphin für SB 44 cm, links	99,00 €	54,45 €
271603	Feststellschraube für Schiebegriff	15,00 €	8,25 €
271605	PU Armlehne 325 mm lang, für Dolphin/Barracuda	46,00 €	25,30 €
271601	Schwarzer Gummigriff für Dolphin Rollstuhl	2,25 €	1,24 €
271627	Seitenteil komplett mit PU Armlehne und Halterung, links	84,00 €	46,20 €
271628	Seitenteil komplett mit PU Armlehne und Halterung, rechts	84,00 €	46,20 €

**Standard Ersatzteile**

Art.Nr.	Beschreibung	VK	EK
21520F	20" Rad, schwarze Nabe ø12 x 53 mm, 1 3/8" PU Decke und silber Aluminium Greifring	72,00 €	46,80 €
21522F	22" Rad, schwarze Nabe ø12 x 53 mm, 1 3/8" PU Decke und silber Aluminium Greifring	77,00 €	50,05 €
21524F	24" Rad, schwarze Nabe ø12 x 53 mm, 1 3/8" PU Decke und silber Aluminium Greifring	77,00 €	50,05 €
209060	Montageklemme für Rollstuhlbremsen für ø25 mm Rohr	7,50 €	4,88 €
209066	Standard Reifen Bremse - links	20,00 €	13,00 €
209065	Standard Reifen Bremse - rechts	20,00 €	13,00 €

# ROLLSTUHLKISSEN



## Rubrik P

Rollstuhlkissen und Drehsitzkissen

## Standard Rollstuhlkissen

Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Kaltschaum mit einer besonders hohen Tragfähigkeit und Dauerelastizität. Die Unterseite des Kissens ist in der gesamten Breite mit rutsch-hemmendem Material versehen. Damit kann dieses Kissen auf jedem Rollstuhl verwendet werden ohne eine Anpassung der am Rollstuhl werksseitig montierten Velcrostrips vornehmen zu müssen. Der Bezug ist aus Polyester, somit verschleißfest, waschbar und elastisch. Er ist mit einem seitlichen Reißverschluss versehen.

Die Standard Kissen sind 5 cm hoch und sind in Breiten von 37,5 cm bis 50 cm lieferbar.

## Rollstuhl Kissen aus PU oder hoch-dichtem viskoelastischen Schaum mit schwarzem Polyesterbezug oder Inkontinenzbezug



Die Kissen sind auch in den jeweiligen Größen sowohl mit PU Schaum als mit Viskose-Schaum hoher Dichte lieferbar. Die Standard Kissen gibt es mit schwarzem Polyester oder Inkontinenzbezug (5, bzw. 6 cm Höhe). Alle Modelle sind mit einem seitlichen Reißverschluss und rutschfester Unterseite ausgestattet.

## Universal Rollstuhlkissen (in der Sitztiefe anpassbar)



Sitzkissen mit geschlossenem Überzug



Sitzkissen mit geöffnetem Überzug und vorgeschrittenem Schaumstoff zur Tiefenanpassung

Universal Sitzkissen aus PU Schaum mit schwarzem Inkontinenzbezug. Der Bezug ist mit einem Klettverschluss ausgerüstet und lässt sich leicht öffnen. Das Kissen selbst ist aus Schaumstoff und ist bereits mit Einschnitten für die Tiefen-Anpassung des Kissens an den Rollstuhlsitz ausgestattet. Dazu entfernt man den Schaumstoff am passenden Einschnitt. Durch den Klettverschluss am Überzug lässt sich dieser leicht an die neue Sitztiefe anpassen. Das Kissen ist für Sitzbreiten von 40 bis 57 cm lieferbar. Die Sitztiefe lässt sich von 48 cm bis auf 42 cm kürzen. Die Höhe beträgt 5 cm.

## Sitzkissen aus doppellagigem Schaum (viskoelastischer Schaum und PU)



Kissen mit Inkontinenzbezug



Kissen mit Inkontinenzbezug



Viskoelastischer + PU Schaum

Die Sitzkissen bestehen aus einer unteren Schicht Schaumstoff und einer oberen Schicht aus viskoelastischem Schaum. Komplett mit Inkontinenzbezug. Lieferbar in verschiedenen Breiten von 40 bis 50 cm. H=8 bzw. 9 cm

## Sitzkeilkissen




Sitzkeilkissen mit grauem Decutex Bezug

**Sitzkeilkissen aus zwei Lagen Schaum.** Die untere Lage ist ein stabiler Granulatschaum, die obere ein viskoelastischer Schaum, die sich leicht an den Körper anpassen.

Das Kissen hat einen leicht zu reinigenden Decutex Inkontinenz-Bezug.

Größe (B x T x H): 45 x 43 x 10/0 cm



Sitzkeilkissen mit grauem Decutex Bezug

Einfaches **Sitzkeilkissen aus hochwertigem Granulatschaum.** Ein waschbarer Bezug mit rutschfester Unterseite ist als Zubehör lieferbar.

Lieferbar in 3 Größen (B x T x H):

- 45 x 45 x 6/1 cm
- 45 x 45 x 8/1 cm
- 45 x 45 x 10/1 cm

## Drehsitzkissen (Preise siehe Rubrik PTr - Transferprodukte)



Drehkissen mit rutschfester Unterlage. Ø 45 oder 50 cm.

Das **Standard Drehsitzkissen** besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Die glatten Innenseiten ermöglichen eine erleichterte Drehbarkeit. Das Oberteil besteht aus einer dunkelblauer weichen Oberfläche, das Unterteil hat eine rutschfeste Unterseite. Das Kissen ist als Sitzunterlage im Auto, im Sessel oder im Stuhl gedacht um das Drehen und den Transfer des Benutzers zu erleichtern.

Durchmesser: 45 oder 50 cm. Belastbarkeit: 100 kg.



Drehkissen mit rutschfester Unterlage. Ø 45 oder 50 cm.

Das **Magic-Turn Drehsitzkissen** besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Das Modell Magic Turn bietet durch die dickere Polsterung einen grösseren Komfort Die Innenseiten sind gleitbeschichtet. Das Unterteil hat eine rutschfeste Unterseite. Das Kissen ist als Sitzunterlage im Auto, im Sessel oder im Stuhl gedacht um das Drehen und den Transfer des Benutzers zu erleichtern.

Durchmesser: 37 oder 44 cm. Belastbarkeit: 130 kg.



Steh-Drehscheibe mit weicher Oberfläche und rutschfester Unterlage. Ø 37 cm.

Die **Magic-Turn Steh-Drehscheibe** besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Die Innenseiten sind gleitbeschichtet. Das Oberteil hat eine weiche Oberfläche, das Unterteil ist mit einer rutschfeste Unterseite ausgestattet. Die Drehscheibe ist als Transferhilfe z.B. vom Bett zum Stuhl o.ä. gedacht und unterstützt das Drehen um die eigene Achse. Auch im Nassbereich einsetzbar.

Durchmesser: 37cm. Belastbarkeit: 130 kg.

## Standard Rollstuhlkissen aus PU-Schaum

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278371	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug 37,5 x 40 x 5 cm (B x T x H)	P1	31,00 €
27840L	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 40 x 40 x 5 cm (B x T x H)	P1	31,00 €
278401	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 40 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P1	33,00 €
27840M	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 40 x 45 x 5 cm (B x T x H)	P1	33,00 €
27842L	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 42,5 x 40 x 5 cm (B x T x H)	P1	31,00 €
278421	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 42,5 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P1	34,00 €
27842M	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 42,5 x 45 x 5 cm (B x T x H)	P1	34,00 €
27845L	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 45 x 40 x 5 cm (B x T x H)	P1	33,00 €
278451	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 45 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P1	35,00 €
27845M	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 45 x 45 x 5 cm (B x T x H)	P1	35,00 €
27847L	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 47,5 x 42 x 5 cm (B x T x H)	P1	35,00 €
27847M	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 47,5 x 48 x 5 cm (B x T x H)	P1	35,00 €
27850L	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 50 x 42 x 5 cm (B x T x H)	P1	35,00 €
27850S	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 50 x 45 x 5 cm (B x T x H)	P1	37,50 €
27850M	Rollstuhlkissen mit schwarzem Bezug, 50 x 48 x 5 cm (B x T x H)	P1	37,50 €

## Standard Rollstuhlkissen aus PU-Schaum mit Inkontinenzbezug

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278372	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 37,5 x 40 x 5 cm (B x T x H)	P2a	36,00 €
278373	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 37,5 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P2a	38,50 €
27840N	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 40 x 40 x 5 cm (B x T x H)	P2a	38,50 €
278402	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 40 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P2a	38,50 €
27840P	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 40 x 45 x 5 cm (B x T x H)	P2a	40,50 €
27842N	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 42,5 x 40 x 5 cm (B x T x H)	P2a	40,50 €
278422	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 42,5 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P2a	40,50 €
27842P	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 42,5 x 45 x 5 cm (B x T x H)	P2a	41,50 €
27845N	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 45 x 40 x 5 cm (B x T x H)	P2a	41,50 €
278452	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 45 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P2a	41,50 €
27845P	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 45 x 45 x 5 cm (B x T x H)	P2a	43,50 €
27847N	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 47,5 x 42 x 5 cm (B x T x H)	P2a	46,00 €
27847P	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 47,5 x 48 x 5 cm (B x T x H)	P2a	47,00 €
27850N	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 50 x 42 x 5 cm (B x T x H)	P2a	48,00 €
27850P	Rollstuhlkissen mit schwarzem Inkontinenzbezug, 50 x 48 x 5 cm (B x T x H)	P2a	49,00 €

## Rollstuhlkissen aus PU Schaum mit Inkontinenzbezug, Sitztiefe einstellbar

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
27840H	Sitzkissen für Dolphin, 40 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3a/b	44,50 €
27842H	Sitzkissen für Dolphin, 42 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3a/b	44,50 €
27844H	Sitzkissen für Dolphin, 44 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3a/b	42,50 €
27848H	Sitzkissen für Dolphin, 48 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3a/b	49,00 €
27851H	Sitzkissen für Dolphin, 51 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3a/b	53,00 €
27854H	Sitzkissen für Dolphin, 54 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3a/b	55,00 €
27857H	Sitzkissen für Dolphin, 57 x 42-48 x 5 cm (B x T x H)	P3a/b	58,00 €

## Doppellagiges Rollstuhlkissen Visoko/PU mit Inkontinenzbezug

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
27840Q	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 40 x 40 x 8 cm (B x T x H)	P4a	62,00 €
278407	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 40 x 43 x 8 cm (B x T x H)	P4a	64,00 €
27840R	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 40 x 45 x 8 cm (B x T x H)	P4a	66,00 €
27842Q	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 42,5 x 40 x 8 cm (B x T x H)	P4a	68,00 €
278427	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 42,5 x 43 x 8 cm	P4a	68,00 €
27842R	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 42,5 x 45 x 8 cm (B x T x H)	P4a	70,00 €
27842S	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 42,5 x 48 x 8 cm (B x T x H)	P4a	75,00 €
27845Q	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 45 x 40 x 8 cm (B x T x H)	P4a	72,00 €
278457	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 45 x 43 x 8 cm (B x T x H)	P4a	71,00 €
27845R	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 45 x 45 x 8 cm (B x T x H)	P4a	75,00 €
27845S	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 45 x 48 x 8 cm (B x T x H)	P4a	77,00 €
27845F	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 45 x 50 x 8 cm (B x T x H)	P4a	72,00 €
27847Q	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 47,5 x 42 x 9 cm (B x T x H)	P4a	81,00 €
27847R	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 47,5 x 48 x 9 cm (B x T x H)	P4a	83,00 €
27850Q	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 50 x 42 x 9 cm (B x T x H)	P4a	83,00 €
27850R	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 50 x 48 x 9 cm (B x T x H)	P4a	94,00 €
27855R	Sitzkissen aus Viskoseschaum, mit schwarzem Inkontinenzbezug, 55 x 48 x 9 cm (B x T x H)	P4a	96,00 €

**Standard Rollstuhlkissen aus Visiko Schaum hoher Dichte**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
27840A	Sitzkissen aus Viskoseschaum hoher Dichte mit Polyesterbezug, 40,5 x 43 x 5 cm	P1	47,00 €
27842A	Sitzkissen aus Viskoseschaum hoher Dichte mit Polyesterbezug, 42,5 x 43 x 5 cm	P1	48,00 €
27845A	Sitzkissen aus Viskoseschaum hoher Dichte mit Polyesterbezug, 45 x 43 x 5 cm	P1	50,00 €

**Standard Rollstuhlkissen aus Visiko Schaum hoher Dichte mit Inkontinenzbezug**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
27840C	Sitzkissen aus Viskoseschaum mit hoher Dichte mit Inkontinenzbezug, 40 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P2a	51,00 €
27842C	Sitzkissen aus Viskoseschaum mit hoher Dichte mit Inkontinenzbezug, 42,5 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P2a	52,00 €
27845C	Sitzkissen aus Viskoseschaum mit hoher Dichte mit Inkontinenzbezug, 45 x 43 x 5 cm (B x T x H)	P2a	54,00 €

**Sitz-Keile und Überzüge**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278061	Doppellagiges Keilkissen, 43 x 45 x 10/0 cm, mit grauem Decutex-Bezug	P7	117,00 €
278064	Keilkissen aus Granulat Schaum, 45 x 45 x 6/1 cm	P8	15,00 €
278065	Keilkissen aus Granulat Schaum, 45 x 45 x 8/1 cm	P8	17,00 €
278066	Keilkissen aus Granulat Schaum, 45 x 45 x 10/1 cm	P8	21,50 €

278069	Inkontinenzbezug mit rutschfester Unterseite für 6 oder 8 cm hohe Keilkissen	--	26,50 €
278070	Inkontinenzbezug mit rutschfester Unterseite für 10 cm hohe Keilkissen	--	26,50 €



# TEXTILPRODUKTE

## TEXTILPRODUKTE




### Rubrik PTe

Textilprodukte, SoftSleep orthopädische Kissen

## Kangaroo Schlupfsäcke



Mobilex Kangaroo Schlupfsack



Mobilex Kangaroo Schlupfsack und Detail der Zugschlaufe des Reißverschlusses (Reißverschlussgriff)

Die **Mobilex Kangaroo Schlupfsäcke** haben eine anatomische Form und bestehen aus reißfestem wasserdichtem Nylon mit einem angenehm warmen Thermofutter im Inneren. Dadurch sind sie nicht nur bequem sondern auch optimal zur Benutzung an kalten und regnerischen Tagen geeignet.

Die Schlupfsäcke sind mit einem grossen rundum laufenden und leicht zu bedienenden Reissverschluss ausgestattet und haben eine rutschfeste Unterseite. An der Vorderseite befindet sich eine bequeme Tasche die ebenso mit einem Reissverschluss mit grosser Grifföse ausgestattet ist. Zwei Reflexstreifen an der Vorderseite erhöhen die Sicherheit auf öffentlichen Strassen. Ein einstellbarer Rückengurt und elastische Schlaufen ermöglichen eine sichere Befestigung am Rücken, bzw. an den Schiebegriffen des Rollstuhl.

Die Mobilex Kangaroo Schlupfsäcke sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich. Small, Medium und Large.

## Regenponchos



Poncho für Rollator Nutzer

**Poncho für Rollator Nutzer**, bestehend aus dunkelgrauem Polyester mit Reflektorstreifen. Kapuze mit seitlichem Sichtfenster, sowie 2 seitlichen Öffnungen mit Reißverschlüssen für die Arme und einen Befestigungsgurt gegen Windflattern.



Poncho für Rollstuhlfahrer

**Poncho für Rollstuhlfahrer**, bestehend aus dunkelgrauem Polyester mit Reflektorstreifen und Kapuze mit seitlichem Sichtfenster. Hinten hat der Poncho einen Überwurf für den Rollstuhl-Rücken.

## Beinschutzdecken



Thermo-Beinschutzdecke

Wetterfeste **Thermo Beinschutzdecke** für Scooterfahrer zum Schutz des Unterkörpers. Das Obermaterial ist polyurethanbeschichtet und innen gefüttert. Ausgestattet mit einem elastischem Rückenband mit Schnellverschluss. Lieferbar in 2 Größen.

## Scooter Abdeckhaube



Abdeckhaube für Scooter

Wetterfeste **Abdeckhaube für Scooter**.

Hergestellt aus reissfestem schwarzen PVC. Lieferbar in 3 Größen.

## Rad-Taschen



Mobilex Radtasche für ein Paar 24" Räder



Spinergy Radtasche für ein Paar Räder bis 28"

Die **Mobilex Radtaschen** bestehen aus reißfestem schwarzen Nylon mit roten Nähten, Tragegriffe und abnehmbarem Tragegurt. Die Mobilex Tasche hat zwei separaten Radtaschen für je 1 komplettes Rad von 24". Eine interne Tasche für kleines Radzubehör (Steckachsen o.a.) ist vorhanden. Die **Spinergy Radtaschen** bestehen ebenso aus reißfestem schwarzen Nylon mit roten Reißverschlüssen. Die Spinergy Tasche kann 2 Räder bis 28" aufnehmen.

## Rollstuhl Taschen



Universal Rollstuhl Rücken-Tasche




Universal Rollstuhl Seiten-Tasche

Formschöne **Rollstuhl Tasche** aus reißfestem schwarzen Nylon. Ausgestattet mit 2 Gurten zum Befestigen an der Rückenlehne oder an der Seite des Rollstuhls. Die Tasche für den Rollstuhlrücken ist ausserdem mit einem bequemen Tragegurt ausgestattet.

## Rollstuhl Rücken



Velcrorücken mit Gurtschlössern



Rückenpolster (Fliprücken)


Der Mobilex Rollstuhl Anpassrücken besteht aus 2 Teilen, dem Velcrorücken mit den Gurtschlössern und dem Rückenpolster (Fliprücken). Er ist optimal an individuelle Bedürfnisse anpassbar.

## Orthopädisches SoftSleep Kopfkissen

Das **SoftSleep** Kissen besteht aus hochdichtem, offenzelligem PU-Schaum auch "Slow Foam" oder "Memory Foam" genannt. Dieses Material hat einzigartige Eigenschaften: Es reagiert auf das Körpergewicht und Temperaturschwankungen. Durch die Körperwärme des Benutzers erwärmt, passt es seine Form dem Profil von Hals und Kopf an.

Dank der Formgebung werden die Kräfte, die während des Schlafs auf Nacken und Kopf wirken, gemildert und es hilft Kopfschmerzen, Nacken- und Rückenschmerzen zu beseitigen. Es kann auch helfen Schlaflosigkeit zu verhindern oder zu bekämpfen. Das SoftSleep Kissen erhöht dadurch die Schlafqualität außergewöhnlich.

Der Bezug des Kissens wurde speziell für diese Art von Produkt entwickelt. Er hilft nicht nur, die Körperwärme zu verteilen, sondern hat auch eine hygienische Funktion: Der Stoff hat Anti-Pilz und bakterienhemmende Eigenschaften.



**Regenponchos**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
279012	Regenponcho für Rollator Benutzer, Small	PTE3	61,00 €
279013	Regenponcho für Rollator Benutzer, Large	PTE3	63,00 €
279014	Regenponcho für Rollstuhlfahrer	P15B	58,00 €

**Schlupfsäcke für Rollstuhlfahrer**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
279021	Kangaroo Schlupfsack, grau, Small	PTE2	104,00 €
279022	Kangaroo Schlupfsack, grau, Medium	PTE2	104,00 €
279023	Kangaroo Schlupfsack, grau, Large	PTE2	115,00 €
279025	Zip Grip, XL Reißverschlussgriff mit 40 mm Griff	PTE2A	5,25 €

**Thermo Beinschutzdecke für Scooterfahrer**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
279003	Wetterfeste Thermo-Beinschutzdecke für Scooterfahrer, Medium	PTE5	84,00 €
279002	Wetterfeste Thermo-Beinschutzdecke für Scooterfahrer, Large	PTE5	92,00 €

**Scooter Abdeckhauben**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
279001	Wetterfeste Abdeckhaube für Scooters, M, 62 x 100 x 125 cm (B x H x L)	PTE6	77,00 €
279004	Wetterfeste Abdeckhaube für Scooters, L, 72 x 120 x 150 cm (B x H x L)	PTE6	84,00 €
279005	Wetterfeste Abdeckhaube für Scooters, XL, 72 x 120 x 175 cm (B x H x L)	PTE6	105,00 €

**Rad Taschen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
279036	Mobilex Radtasche für 2 Räder 20" bis 24"	PTE7	64,00 €
279035	Spinergy Radtasche für 2 Räder von 20" bis 28"	PTE8	213,00 €

**Rollstuhl Taschen** (zum Befestigen am Rollstuhl)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
279052	Tasche 35 x 31 x12 cm, zur Befestigung am Rollstuhlrücken	PTE10	35,00 €
279052	Tasche 35 x 31 x12 cm, zur Befestigung am Rollstuhlrücken	PTE10	35,00 €

**Rollstuhl Anpass-Rücken** (2-teilig - bestehend aus Velcrorücken und Fliprücken)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
271649	Velcrorücken für Rollstuhl, SB: 40 - 44 cm	PTE9A	51,00 €
271650	Velcrorücken für Rollstuhl, SB: 48 - 51 cm	PTE9A	53,00 €
271645	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 40 cm	PTE9B	47,00 €
271646	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 44 cm	PTE9B	47,00 €
271647	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 48 cm	PTE9B	51,00 €
271648	Fliprücken für Rollstuhl, Breite 51 cm	PTE9B	50,00 €


**Orthopädisches Softsleep Kopfkissen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
279061	SoftSleep Contour Kopfkissen, 50 x 30 x 9-11.5 cm	PTE20A	52,00 €

## Maßtabelle der Mobilex Kangaroo Schlupfsäcke und Beinschutzdecken

### Kangaroo Schlupfsäcke

Die Mobilex Kangaroo Schlupfsäcke bestehen aus reißfestem wasserdichten Nylon mit einer Polyester gefütterten thermischen Innenseite. Der Schlupfsack ist beidseitig mit einem Reißverschluss ausgestattet. Farbe grau. Lieferbar in 3 Größen (Small, Medium, Large).




Maß	Small	Medium	Large
B	42 cm	44 cm	46 cm
SB	40-45 cm	45-48 cm	48-51 cm
S	40 cm	45 cm	50 cm
F	40 cm	45 cm	50 cm
L	42 cm	46 cm	50 cm
D	90 cm	110 cm	125 cm

Art.Nr.	Beschreibung	für SB	Maß
279021	Gefütterter Schlupfsack aus reißfestem Nylon	40-45 cm	Small
279022		45-48 cm	Medium
279023		48-51 cm	Large

### Thermo Beinschutzdecken für Scooterfahrer

Wetterfeste Beinschutzdecke für Scooterfahrer zum Schutz des Unterkörpers. Das Obermaterial ist polyurethanbeschichtet und innen gefüttert. Zur Befestigung ist hinten ein elastisches Rückenband mit Schnellverschluss angebracht. Farbe schwarz. Lieferbar in 2 Größen (Medium und Large).



Maß	Medium	Large
S	40 cm	55 cm
F	60 cm	60 cm
L	40 cm	55 cm

Art.Nr.	Beschreibung	für SB	Maß
279003	Wetterfeste Beinschutzdecke für Scooterfahrer	42 - 45 cm	Medium
279002		45 - 52 cm	Large

# TRANSFERPRODUKTE



## Rubrik PTr

Transfer- und Umlagerungsprodukte

## Mobiglide Transferbretter

Die **Mobiglide Transferbretter** bestehen aus 6 mm starkem weißen transluzenten Polypropylen, bzw. aus 6 mm starkem weißen PVC hergestellt. Durch den geringen Reibungswiderstand der Mobilex Transferbretter wird das Übersetzen zum oder vom Rollstuhl erheblich erleichtert.


Als Zubehör sind Antirutschstreifen lieferbar, die an der Unterseite des Brettes angebracht werden können um ein Weggleiten zu verhindern.

Die Polypropylen Transferbretter sind in drei Größen lieferbar: 650 x 245 mm, 800 x 245 mm sowie in gebogener Form 800 x 348 mm. Das PVC Transferbrett ist nur in der Größe 800 x 245 mm lieferbar.

Die Transferbretter sind bis 150 kg belastbar (bei max. 20 cm Zwischenabstand).



Transferbrett aus Polypropylen oder PVC




Gebogenes Transferbrett aus Polypropylen

## Mobiglide Patienten Transferbrett

Das **Mobiglide Patienten Transferbrett** aus bruchfestem 6 mm dicken HDPE hat eine hohe Gleitfähigkeit auf der Oberseite und hilft bei der Patientenumlagerung von Bett zu Bett. In Krankenhäusern oder Pflegeheimen kann es auch in der Onkologie beim Röntgen verwendet werden da das Material Röntgen Strahlen durchlässt.

Als Zubehör sind Antirutschstreifen lieferbar, die an der Unterseite des Brettes angebracht werden können um ein Weggleiten zu verhindern.

Das Mobiglide Patienten Transferbrett hat eine Größe von 1500 x 700 mm. Die Belastbarkeit beträgt 200 kg bei max. 20 cm Zwischenabstand und einer max. Höhendifferenz von 10 cm



Mobiglide Patienten Transferbrett

## Mobilglide Umlagerungsprodukte

### Endlos Gleitmatte



Endlos Gleitmatte

Die Mobilglide **Endlos Gleitmatten** bieten innen und außen einen äußerst geringen Reibungswiderstand und minimieren dadurch die Reibung bei der Umlagerung von Patienten.

Die Endlos Gleitmatten sind in 3 Größen verfügbar.  
Belastbarkeit: 250 kg  
Material: Nylon

### Gleitmatte mit Zugschlaufen



Gleitmatte mit Zugschlaufen

Die Mobilglide **Gleitmatte mit Zugschlaufen** für den bariatrischen Einsatz erleichtert das Positionieren im Sitzen oder Liegen bzw. das Umlagern von liegenden Patienten, z.B. vom Bett zu einer Trageleie. Eine paarweise Anwendung erleichtert u.a. auch das Positionieren von Lifter-Tragegurten unter dem Patienten.

Größe: 100 x 200 cm, Belastbarkeit: 250 kg  
Material: Nylon

### Gleitlaken



Flaches Gleitlaken (paarweise zu verwenden)

Die flachen Mobilglide **Gleitlaken** reduzieren die Reibungskräfte beim Umlagern oder Bewegen von Personen im Bett.

Das Gleitlaken ist paarweise anzuwenden.

Größe: 150 x 100 cm oder 200 x 100 cm  
Belastbarkeit: 250 kg

### Einweg Gleitkissen



Einweg Gleitkissen

Das Mobilglide **Einweg Gleitkissen** ist ein Endlosschlauch der z.B. als Rollstuhlauflege verwendet wird. Die interne Velour-Oberfläche kann nur in eine Richtung rutschen und verhindert dadurch dass der Benutzer ungewollt nach vorne rutscht. Das Gleitkissen erleichtert außerdem den Benutzer wieder in seine ursprüngliche Sitzposition zu bringen.

Größe: 45 x 50 cm, Belastbarkeit: 250 kg

## Mobiglide Gleithandschuhe

Foto PTR2e



Gleithandschuhe

Die Mobiglide Gleithandschuhe erleichtern es unter den Patienten zu gleiten um z.B den Befüllungsstand eines Anti-Dekubitus-Produkts zu kontrollieren. Auch Lagerungen oder Umlagerungen lassen sich damit leichter durchführen.

Lieferumfang: 1 Paar  
Größe: 50 x 20 cm

## Stützgurt

Foto PTR3



Stützgurt mit Haltegriffen

Der Stützgurt hilft dem Pflegepersonal, Patienten aus dem Bett, Stuhl oder Rollstuhl zu heben und mit ihnen kurze Entfernungen zurückzulegen. Das kann eine unterstützende Hilfe beim Aufstehen vom Sitzen oder umgekehrt sein, z.B. aus dem Rollstuhl oder Bett, dem Auto, der Toilette usw. Weiters kann der Stützgurt dafür verwendet werden den Patienten beim Gehtraining zu unterstützen.

Größen: 117 x 14 cm (M) oder 140 x 14 cm (L)  
Belastbarkeit: 180 kg

## Drehkissen

Foto PTR4a



Drehkissen mit rutschfester Unterlage

Das Standard Dreh-Sitzkissen besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Die glatten Innenseiten ermöglichen eine erleichterte Drehbarkeit. Das Oberteil besteht aus einer dunkelblauen weichen Oberfläche, das Unterteil hat eine rutschfeste Unterseite. Das Kissen ist als Sitzunterlage im Auto, im Sessel oder im Stuhl gedacht um das Drehen und den Transfer des Benutzers zu erleichtern.

Durchmesser: 45 oder 50 cm.  
Max. Belastbarkeit: 100 kg.

Foto PTR4b



Magic-Turn Drehkissen mit rutschfester Unterlage

Das Magic-Turn Dreh-Sitzkissen besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Da Modell „Magic Turn“ bietet durch die dickere Polsterung einen grösseren Komfort Die Innenseiten sind gleitbeschichtet für eine hervorragende Drehbarkeit. Das Unterteil hat eine rutschfeste Unterseite. Das Kissen ist als Sitzunterlage im Auto, im Sessel oder im Stuhl gedacht um das Drehen und den Transfer des Benutzers zu erleichtern.

Durchmesser: 37 oder 44 cm.  
Max. Belastbarkeit: 130 kg.

Foto PTR4c



Magic-Turn Steh-Drehscheibe mit weicher Oberfläche und rutschfester Unterlage

Die Magic-Turn Steh-Drehscheibe besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Die Innenseiten sind gleitbeschichtet. Das Oberteil hat eine weiche Oberfläche, das Unterteil ist mit einer rutschfeste Unterseite ausgestattet. Die Drehscheibe ist als Transferhilfe z.B. vom Bett zum Stuhl o.ä. gedacht und unterstützt das Drehen um die eigene Achse. Auch im Nassbereich einsetzbar, da sowohl die Ober- als auch die Unterseite einen Antirutschbelag hat.

Durchmesser: 37cm, Max.  
Belastbarkeit: 130 kg.

**Mobiglide Transferbretter**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
240501	Transferbrett aus Polypropylen, 650 x 245 x 6 mm (L x B x H)	PTR1A	55,00 €
240502	Transferbrett aus Polypropylen, 800 x 245 x 6 mm (L x B x H)	PTR1A	66,00 €
240505	Transferbrett aus PVC in grau - 800 x 245 x 6 mm (L x B x H)	PTR1A	73,00 €
240507	Gebogenes Transferbrett aus Polypropylen, 800 x 348 x 6 mm (L x B x H)	PTR1C	83,00 €
240701	Patienten Transferbrett aus Polypropylen, 1500 x 700 x 6 mm (L x B x H)	PTR1D	317,00 €

**Mobiglide Endlos Gleitmatten**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278011	Endlos Gleitmatte 70 x 68 cm	PTR2A	36,00 €
278012	Endlos Gleitmatte 140 x 68 cm	PTR2A	63,00 €
278013	Endlos Gleitmatte 200 x 68 cm	PTR2A	81,00 €

**Mobiglide Gleitlaken mit Zugschlaufen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278023	Gleitlaken mit Zugschlaufen zur Positionierungshilfe, 100 x 200 cm	PTR2B	116,00 €

**Mobiglide Flache Gleitlaken**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278015	Flaches Gleitlaken 150 x 100 cm (Paarweise zu verwenden)	PTR2C	65,00 €
278016	Flaches Gleitlaken 200 x 100 cm (Paarweise zu verwenden)	PTR2C	79,00 €

**Mobiglide Einweg Gleitkissen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278031	Einweg Gleitkissen 45 x 50 cm	PTR2D	75,00 €

**Mobiglide Gleithandschuhe**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278041	Gleithandschuhe 50 x 20 cm, blau, ein Paar	PTR2E	29,00 €

**Stützgurte**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278046	Stützgurt mit Griffen, Medium, 117 x 14 cm	PTR3	89,00 €
278047	Stützgurt mit Griffen, Large, 140 x 14 cm	PTR3	97,00 €

**Transfer-Drehkissen**


Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278051	Drehkissen ø45 cm	PTR4A	38,50 €
278052	Drehkissen ø50 cm	PTR4A	42,50 €
278055	Drehsitzkissen ø37 cm, Magic turn	PTR4B	53,00 €
278056	Drehsitzkissen ø44 cm, Magic Turn	PTR4B	67,00 €

**Transfer-Drehscheibe**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
278058	Weiche Steh-Drehscheibe ø37 cm	PTR4C	75,00 €



# LAGERUNGSKISSEN



## Rubrik PX

Levabo® Lagerungskissen

## heel-up® Fersen-Lagerungskissen

heel-up® und all-up® sind die neuen hygienischen und umweltschonenden aufblasbaren Einpatient-Lagerungsprodukte von Levabo®. Das Sortiment wurde in Zusammenarbeit mit führenden Krankenpflegern mit Spezialisierung auf Wundheilung entwickelt und sichert den optimalen Komfort und die Hygiene bei der Behandlung und Vorbeugung von Druckschmerz und Wundliegen (beim heel-up® bis Dekubitusgrad IV).



Der Fersenheber heel-up® Short ist zur vollständigen Entlastung der Ferse konzipiert. Gleichzeitig wurde das Kissen mit Aussparung an der Achilles Sehne und einer angemessenen Höhe entwickelt, die den Fuß unterstützt.

heel-up® ist das optimale Lagerungskissen, wenn ein bettlägeriger Patient den Bedarf einer komfortablen und Druck reduzierenden Unterlage mit einer gewissen Mobilität hat. Das Kissen sichert Stabilität ohne den Patienten in seiner Bewegungsfreiheit komplett einzuschränken. Bei den kleinsten Bewegungen stimuliert heel-up® die Mikrozirkulation der Haut, welche somit zur Optimierung des Kreislaufes beiträgt.

heel-up® wird aus einer Vliesfolie hergestellt, die das Kissen hautfreundlich, Feuchtigkeit absorbierend, Wärme übertragend und durch die optimale Druckverteilung angenehm weich macht.

Foto PX1a



heel-up® short

Foto PX1b



heel-up® medium

Foto PX1c



heel-up® long

Foto PX1d



heel-up® max

- Entwickelt zur Behandlung und Vorbeugung von Druckschmerz und Wundliegen der Ferse.
- Der Einmal-Gebrauch sichert ein hohes Maß von Hygiene.
- Einfach im Gebrauch.
- Guter Komfort, weiches, hautfreundliches, Feuchtigkeit absorbierendes und Wärme transportierendes Material.
- Die Produkte ersparen die erneute Lagerung zum Wiedergebrauch und schaffen somit Platz für andere Behandlungsressourcen.
- Werden in hygienisch versiegelten flachen Verpackungen geliefert und enthalten die Ausstattung zur Luftbefüllung.
- Waschbar bis 60° C (nur bei intakter Vlies-Oberfläche)
- Geprüft und zugelassen nach ISO 10993-10:2010 Test von Hautirritation und Überempfindlichkeit.



## Levabo® Luft Pumpen



Foto PX20a



Levabo® Handpumpe

Foto PX20b



Levabo® Handpumpe

Foto PX20c



Levabo® Handpumpe

## all-up® Fersen-Lagerungskissen

Die all-up® Lagerungskissen dienen zur Behandlung und Vorbeugung von Druckschmerz und Wundliegen an u.a. Ellbogen, Schulter und dem Rücken.

Die Produkte sind multifunktional, d.h. dasselbe Produkt kann zu Entlastungen in verschiedenen Situationen genutzt werden, sodass die Vorbeugung und Behandlung von Druckschmerz und Wundliegen optimal ausgeführt werden kann.

all-up® ist ein benutzerspezifisches Einpatient-Produkt in ergonomischem Design, welches gute Stabilität bietet. Die Außenschicht wird aus weichem, flexiblem, Wärme- und Feuchtigkeit absorbierendem Vliesstoff hergestellt, die all-up® zum Liegen und Sitzen angenehm macht.

Foto PX2a



all-up® small

Foto PX7a



all-up® universal

Foto PX3a



all-up® head

Foto PX8a



all-up® seat

Foto PX4a



all-up® donut

Foto PX9a



all-up® back & seat

Foto PX5a



all-up® kidney

Foto PX10a



all-up® bath

Foto PX6a





all-up® tailbone

Foto PX11a



all-up® wing

## Heel Up

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
277001	Levabo Heel Up, 18 x 32 x 25 cm, (B x L x H), small, mit 3 Einlagen, HMV 11.11.05.0035		PX1A 30,00 €
277006	Levabo Heel Up, 18 x 32 x 25 cm, (B x L x H), small		PX1A 27,50 €
277002	Levabo Heel Up, 18 x 39 x 25 cm, (B x L x H), medium, mit 3 Einlagen, HMV 11.11.05.0035		PX1B 30,00 €
277007	Levabo Heel Up, 18 x 39 x 25 cm, (B x L x H), medium		PX1B 27,50 €
277003	Levabo Heel Up, 18 x 48 x 25 cm, (B x L x H), large, mit 3 Einlagen, HMV 11.11.05.0035		PX1C 30,00 €
277008	Levabo Heel Up, 18 x 48 x 25 cm, (B x L x H), large		PX1C 27,50 €
277004	Levabo Heel Up, 18 x 50 x 30 cm, (B x L x H), XL, mit 3 Einlagen, HMV 11.11.05.0035		PX1D 30,00 €
277009	Levabo Heel Up, 18 x 50 x 30 cm, (B x L x H), XL		PX1D 27,50 €

## All Up Multi

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
277011	Levabo All Up Multi, 50 x 25 x 8 cm (B x L x H), Small		PX2A 19,00 €
277012	Levabo All Up Multi, 50 x 37 x 8 cm (B x L x H), Medium		PX2B 19,00 €
277013	Levabo All Up Multi, 50 x 50 x 8 cm (B x L x H), Large		PX2C 21,50 €
277014	Levabo All Up Multi Max, 50 x 50 x 20 cm (B x L x H)		PX2C 25,50 €

## All Up Head

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
277021	Levabo All Up, Head, 28 x 30 x 5 cm (B x L x H)		PX3A 19,00 €

## All Up Seat Donut

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
277025	Levabo All Up, Donut, 45 x 45 x 8 cm (B x L x H)		PX4A 21,50 €

## All Up Kidney

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
277026	Levabo All Up, Kidney, 50 x ø20 cm (L x Durchmesser)		PX5A 21,50 €

## All UPSeat Tailbone

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
277029	Levabo All Up, Tailbone, 42 x 42 x 5 cm (B x L x H)		PX6A 23,50 €

## All Up Universal

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277034	Levabo All Up, Universal slim, 45 x 75 x 8 cm (B x L x H), long		23,50 €	
277031	Levabo All Up, Universal, 50 x 50 x 8 cm (B x L x H), standard		PX7A	21,50 €
277032	Levabo All Up, Universal, 70 x 55 x 8 cm (B x L x H), long		PX7A	23,50 €

## All Up Seat

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277041	Levabo All Up, Seat, 42 x 42 x 5 cm (B x L x H), small		PX8A	23,50 €
277043	Levabo All Up, Seat, 52 x 52 x 5 cm (B x L x H), large		PX8A	25,50 €
277044	Levabo All Up, Seat, 52 x 62 x 5 cm (B x L x H), max		PX8A	25,50 €

## All Up Seat Back & Seat

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277042	Levabo All Up, Back and Seat, 45 x 27 x 5 cm (B x L x H)		PX9A	23,50 €

## All Up Seat Bath

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277045	Levabo All Up, Bath, 50 x 50 x 8 cm (B x L x H)		PX10A	23,50 €

## All Up Arm Rest

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277016	Levabo All Up, Arm Rest, 55 x 25 x 8 cm (B x L x H)		PX3A	19,00 €

## All Up Elbow / Elbow & Heel

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277017	Levabo All Up, Elbow, 30 x 20 x 10 cm (B x L x H)		PX3A	27,50 €
277015	Levabo All Up, Elbow & Heel, 30 x 20 x 10 cm (B x L x H)			31,00 €


## All Up Lap

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277018	Levabo All Up, Lap, 80 x 60 x 10 cm (B x L x H)		PX3A	27,50 €
277019	Levabo All Up Lap Max, 80 x 60 x 20 cm (B x L x H)		PX3A	27,50 €

## All Up Wedge

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277020	Levabo All Up Wedge 30 deg., 70 x 40 x 15 cm (B x L x H)		PX3A	27,50 €


## All Up Wing

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277051	Levabo All Up, Wing, 50 x 85 x 8 cm (B x L x H)		PX11A	27,50 €

## All Up Belly

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277027	Levabo All Up Belly, 65 x 75 x 15 cm (B x L x H)		PX5A	23,50 €

## All Up Twin

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	
277030	Levabo All Up Twin, 48 x 52 x 5 cm (B x L x H)		PX6A	27,50 €

## Levabo Ersatzteile und Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
277101	Levabo Handpumpe	PX20A	20,00 €
277102	Levabo Batteriepumpe	PX20B	298,00 €
277103	Levabo elektrische Pumpe	PX20C	92,00 €
277005	Levabo Heel Up inlay, 35 x 50 cm, Paket mit 10 Stck		23,50 €
277081	Levabo All Up, Überzug für Seat, 42 x 42 cm, 5 Stck		30,00 €
277201	Levabo Polyester tasche	PX20D	55,00 €
277202	Levabo Adapter Satz		27,50 €

# BATTERIEN BATTERIEN



## Rubrik J

Ladegeräte und Batterien  
für E-Rollstühle, Scooter oder Lifter

Foto J1



EXIDE® Gel Batterien (Serie GF und GY)




## EXIDE® GEL Batterien

Die neue EXIDE GEL ist eine Batterie, die die Stärken der beiden Dryfit-Batterietypen Dryfit Sportline und Dryfit Start auf höchstem Qualitätsniveau miteinander kombiniert. Die EXIDE GEL bietet sichere Startkraft plus ein Maximum an Versorgungsenergie für stark zyklische Beanspruchung im professionellen Einsatz. Mit nur 14 Typen bietet die EXIDE GEL eine enorme Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten.


- Geschlossenes und wartungsfreies System
- Geringe Selbstentladung
- Säure läuft auch bei umgekippten Batterien nicht aus
- IATA zugelassen. Nicht als gefährliches Frachtgut eingestuft und daher auch in Flugzeugen zugelassen.
- Kein unangenehmer Säuregeruch bei Aufladung in geschlossenen Räumen
- Die GV Serie mit dünnen Bleiplatten ermöglicht einen höheren Startstrom und bessere Beschleunigungswerte (min. für 450 Ladezyklen)
- Die GY Serie hat dickere Bleiplatten und ermöglicht mehr Ladezyklen (min. 600 Zyklen)
- Verschieden Größen und Stärken auch für Lifter lieferbar

## Pol Arten der Gel Batterien

A-Terminal



F-M6



G-M6



## FirstPower® AGM Batterien

AGM Batterien sind geschlossene und wartungsfreie Batterien mit langer Lebensdauer.

Ab Lager lieferbar sind Batterien von 2 Ah bis 7,2 Ah passend z.B. für die gängigsten Modelle von Personenliftern.

Foto J3



FirstPower® AGM Batterien

Foto J5



Victron 24 V Impuls Ladegerät 8A

Die **Victron Impuls Ladegeräte** sind optimiert für die Aufladung der Akkus von Elektro-Rollstühlen, Scootern oder sonstigen Fahrzeugen mit geschlossenen und wartungsfreien Blei-Säure Akkus, seriell gekoppelt zu 24V.

Die Ladegeräte sind einfach zu bedienen und es wurde bei der Entwicklung ganz besonderes auf hohe Sicherheit sowohl für den Nutzer als auch für die Akkus geachtet.

<b>Victron 24 V Impuls Ladegerät</b>	<b>GL0601</b>	<b>GL0801</b>
<i>Netzspannung</i>	230 V	230 V
<i>Nominelle Ladespannung</i>	24 V	24 V
<i>Max. Ladestrom</i>	6 A	8 A
<i>Leistung</i>	180 W	250 W
<i>Empfohlene Akku Größe</i>	40 - 60 Ah	60 - 85 Ah
<i>Abmessungen H x B x L</i>	80 x 65 x 168 mm	80 x 65 x 168 mm
<i>Gewicht</i>	1 kg	1 kg
<i>Sicherheitsklasse</i>	IP 65	IP 65
<i>Max. Ladespannung</i>	28,8 V	28,8 V
<i>Wartungsladespannung</i>	27,4 V	27,4 V

**EXIDE® Sonnenschein GEL Batterien für E-Rollstühle und Scooter (Bild J1)**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
GY1122	Sonnenschein Gel Batterie 12 V 22 A G-M6 167 x 176 x 126 mm (L x B x H)	170,00 €
GY1125	Sonnenschein Gel Batterie 12 V 25 A G-M6 197 x 132 x 180 mm (L x B x H)	184,00 €
GY1033	Sonnenschein Gel Batterie 12 V 33 A A POL 210 x 175 x 175 mm (L x B x H)	234,00 €
GY1133	Sonnenschein Gel Batterie 12 V 33 A G-M6 195 x 175 x 175 mm (L x B x H)	234,00 €
GY1040	Sonnenschein Gel Batterie 12 V 40 A A POL 242 x 175 x 190 mm (L x B x H)	351,00 €
GY1044	Sonnenschein Gel Batterie 12 V 44 A 261 x 135 x 230 mm (L x B x H)	320,00 €
GV1050	Sonnenschein Gel Batterie 12 V 50 A 278 x 175 x 190 mm (L x B x H)	309,00 €
GY1051	Gel Batterie 12 V 51 A A POL 278 x 175 x 190 mm (L x B x H)	330,00 €
GY1063	Sonnenschein Gel Batteriw 12 V 63 A FM6 Pol 260 x 171 x 210 mm (L x B x H)	386,00 €
GY1070	Sonnenschein Gel Batterie 12 V 70 A 330 x 171 x 236 mm (L x B x H)	404,00 €

**FirstPower® AGM Batterien für Lifter (Bild J3)**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
GS1212	AGM Batterie 12v 1.2A - 58 x 43 x 97 mm (H x B x L)	20,00 €
GS1219	AGM Batterie 12v 1.9A - 60 x 34 x 178 mm (H x B x L)	17,00 €
GS1227	AGM Batterie 12v 2.7A - 60 x 34 x 178 mm (H x B x L)	26,50 €
GS1229	AGM Batterie 12v 2.9A - 100 x 56 x 80 mm (H x B x L)	24,50 €
GS1245	AGM Batterie 12v 4.5A - 99 x 70 x 90 mm (H x B x L)	24,50 €
GS1272	AGM Batterie 12v 7A - 94 x 65 x 151 mm (H x B x L)	33,00 €
GS1012	Agm Batterie 12V 12Ah - 95 x 98 x 151mm H x B x L (für Lille Viking)	54,00 €

**Ladegeräte (Bild J5)**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
GL0601	Victron Impuls-Ladegerät 24V 6A	250,00 €
GL0801	Victron Impuls-Ladegerät 24V 8A	266,00 €

# ROLLSTUHLRAMPEN



## Rubrik L

Mobile Rollstuhlrampen aus Aluminium

## Faltbare Auffahrschienen Modell CH

Die Rampe ist aus Aluminium hergestellt und mit einem Friktionsbelag beschichtet. Die Außenmaße betragen 23,5 x 180 cm. Sie besteht aus zwei getrennten Auffahr-Schienen, die mittig zusammenklappbar und mit Tragegriffen ausgerüstet sind, damit man sie in geschlossenem Zustand wie einen Koffer tragen kann.

Die CH Rampen müssen paarweise verwendet werden.



CH Rampe geöffnet



CH Rampe zusammengeklappt

CH-Rampen	CH-180
Länge	180 cm
Breite (pro Schiene)	23,5 cm
Laufflächen Breite	21 cm
Höhe Radabweiser	Außen / Innen: 6 / 3,3 cm
Max. Steig. / Höhe	12° / 35 cm
Gewicht (1 Paar)	13 kg
Max. Belastung	300 kg
Faltmasse (LxBxH)	93 x 27 x 21 cm



Die CH Rampen sind mittig klappbar

## Teleskoprampen Modell TR und LR

Die Rampen sind aus Aluminium hergestellt und mit einem Friktionsbelag beschichtet. Sie bestehen aus zwei getrennten Auffahr-Schienen mit jeweils 3 Segmenten, die mit einer Arretierung versehen sind, um ein unbeabsichtigtes Ein- und Ausfahren der Segmente zu verhindern.

Die Modelle "LR" sind mit einer praktischen Tragetasche ausgerüstet, die man an den Rollstuhl hängen kann. Die Tragetasche ist auch für die Modelle "TR" optional als Zubehör verfügbar (Aufpreis).

Die Teleskoprampen müssen paarweise verwendet werden.



TR Rampe geöffnet



TR Rampe zusammen geschoben

TR/LR Rampen	TR-150	TR-210	TR-300	LR-150	LR-210
Länge	150 cm	210 cm	300 cm	150 cm	210 cm
Breite (pro Schiene)	26 cm	26 cm	26 cm	16 cm	16 cm
Laufflächen Breite	21 cm	21 cm	21 cm	11 cm	11 cm
Höhe Radabweiser	7/5 cm	7/5 cm	7/5 cm	5,5/3 cm	5,5/3 cm
Max. Steig./Höhe	12° / 30 cm	12° / 42 cm	12° / 60 cm	12° / 30 cm	12° / 42 cm
Gewicht	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg	2 x 3 kg	2 x 4 kg
Max Belastung pro Paar	225 kg	225 kg	225 kg	180 kg	180 kg
Faltmasse cm (LxBxH)	74 x 26,5 x 7	95x26,5x7	125x26,5x7	74x16,5x5,5	95x6,5x5,5


## Rampen Modell TM

Die Rampen sind aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Die perforierten Fahrspuren sorgen für ein ideales Verhältnis zwischen Gewicht und Belastbarkeit. Zudem ist die Durchlässigkeit vorteilhaft bei Regen, Schmutz oder Schnee. Die Höhe der Seitenprofile bietet ausreichenden Halt und Spurstabilität. Die Rampen bestehen aus zwei getrennten Auffahr-Schienen. Das Modell TM-055 besteht aus einem Paar einzelner Auffahrschienen, die Modelle TM-150 und TM-210 bestehen aus jeweils 2 Teleskop-Segmenten, das Modell TM-300 hat zudem ein weiteres Element, das faltbar ist. Die TM-150, TM-210 und TM-300 werden in zusammengefaltetem Zustand durch einen einfachen Klipp-Verschluss gesichert.

Die TM Rampen müssen paarweise verwendet werden.



Rampe TM-055



Rampe TM-150 ausgefahren



Rampe TM-300 zusammengefaltet




Rampe TM-300 ausgefahren

TM Rampen	TM-055	TM-150	TM-210	TM-300
Länge	55 cm	150 cm	210 cm	300 cm
Breite (pro Schiene)	25 cm	25 cm	25 cm	26 cm
Laufflächen Breite	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Höhe Radabweiser	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Max. Steigung / Höhe	12° / 11 cm	12° / 30 cm	12° / 42 cm	12° / 60 cm
Gewicht	2 x 1,45 kg	2 x 3,95 kg	2 x 5,8 kg	2 x 8,65 kg
Max. Belastung pro Paar	300 kg	300 kg	300 kg	250 kg
Faltmasse cm (L x B x H)	55 x 25 x 5,5	98 x 27x 9	128 x 27 x 9	108 x 26 x 13,5

## Einfach faltbare Kofferrampen Modell SF

Die Rampe ist aus Aluminium hergestellt, mit einem Friktionsbelag beschichtet und ist in der Längsrichtung faltbar, sogenannte Flachrampen. Das bietet die Möglichkeit für den Helfer, zusammen mit dem Fahrzeug bzw. Patienten auf der Rampe stehen zu können. Die Rampen sind mit einem Tragegriff ausgestattet und daher in gefaltetem Zustand einfach wie ein Koffer tragbar. Die SF-040 Rampe ist zusätzlich mit einer praktischen Tragetasche ausgerüstet, die man an den Rollstuhl hängen kann.



SF-040 Rampe geöffnet (mit Tasche)



SF-090 Rampe geöffnet

SF Rampen	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Länge	40 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Breite	71 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Laufflächen Breite	71 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Höhe Radabweiser	--	6 cm	6 cm	6 cm
Max. Steigung / Höhe	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Gewicht	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Max. Belastung	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Faltmasse LxBxH in cm	40 x 37 x 5 cm	90 x 40 x 10 cm	120 x 40 x 10 cm	150 x 40 x 10 cm

## Einfach faltbare Kofferrampen Modell SC

Preisgünstige Kofferrampen aus Aluminium mit geriffelter rutschfester Oberfläche. Die Rampen sind in Längsrichtung zusammenklappbar und mit einem Tragegriff ausgerüstet. Die SC-045 Rampe ist zusätzlich mit einer praktischen Tragetasche ausgerüstet, die man an den Rollstuhl hängen kann.



SC Rampe geöffnet



SC Rampe zusammengeklappt

SC Rampen	SC-045	SC-060	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Länge	46 cm	62 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Breite	77 cm					
Laufflächen Breite	76 cm					
Höhe Radabweiser	3,5 cm					
Max. Steigung / Höhe	12° / 10 cm	12° / 12 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Gewicht	4,50 kg	6,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Max. Belastung	300 kg					
Faltmasse LxBxH in cm	45x40x8	62x40x8	92x40x8	122x40x8	152x40x8	182x40x8

## Zweifach faltbare Kofferrampen Modell DF

Aus Aluminium hergestellt und mit einem Friktionsbelag beschichtet. Längere Flachrampe, bestehend aus einem linken und einem rechtem Rampenteil, die in der Mitte faltbar und jeweils mit Tragegriffen ausgestattet sind, um sie einfach transportieren zu können.



DF Rampe geöffnet



DF Rampe zusammengeklappt

<b>DF-Rampen</b>	<b>DF-180</b>	<b>DF-240</b>	<b>DF-300</b>
<i>Länge</i>	180 cm	240 cm	300 cm
<i>Breite</i>	79 cm	79 cm	79 cm
<i>Laufflächen Breite</i>	75 cm	75 cm	75 cm
<i>Höhe Radabweiser</i>	6 cm (innen)	6 cm (innen)	6 cm (innen)
<i>Max. Steigung / Höhe</i>	12° / 36 cm	12° / 50 cm	12° / 60 cm
<i>Gewicht</i>	16 kg	22 kg	27,2 kg
<i>Max. Belastung</i>	300 kg	300 kg	300 kg
<i>Faltmasse in cm (L x B x H)</i>	91 x 36 x 19	124 x 40 x 19	154 x 40 x 19

## Vierfach faltbare Kofferrampen Modell SR

Aus Aluminium hergestellt und mit einem Friktionsbelag beschichtet. Längere Flachrampe, bestehend aus vier Rampenteilen, die sich wie ein Blatt Papier falten lassen. Die Rampen sind mit einem Tragegriff ausgestattet, um sie einfach transportieren zu können.



SR Rampe geöffnet




SR Rampe zusammengeklappt

<b>SR-Rampen</b>	<b>SR-180</b>	<b>SR-240</b>
<i>Länge</i>	180 cm	240 cm
<i>Breite</i>	75 cm	75 cm
<i>Laufflächen Breite</i>	72 cm	72 cm
<i>Höhe Radabweiser</i>	Außenkante: 6 cm	Außenkante: 6 cm
<i>Max. Steigung / Höhe</i>	12° / 36 cm	12° / 48 cm
<i>Gewicht</i>	14,1 kg	18,5 kg
<i>Max. Belastung</i>	300 kg	300 kg
<i>Faltmasse (L x B x H)</i>	102 x 28 x 38 cm	135 x 31 x 38 cm

## Terrassenrampen Modell T80

Terrassenrampe aus Aluminium mit geriffelter, rutschfester Oberfläche und stufenloser Höheneinstellung. Die Rampe wurde so entwickelt, dass sie stabil am Boden liegt – eine feste Montage ist also nicht erforderlich. Sie wird so montiert, dass sie die obere Ebene der Türschwelle erreicht. Da sie keine hochstehenden Kanten hat, kann man ohne Weiteres die Tür öffnen, auch wenn die Rampe im Einsatz ist.



Höhenverstellbare Terrassenrampe



Der Höhenverstellmechanismus

<b>Terrassen Rampen</b>	<b>T80060</b>	<b>T80075</b>	<b>T80125</b>
<i>Gesamt-Länge</i>	60 cm	75 cm	125 cm
<i>Gesamt-Breite</i>	80 cm	80 cm	80 cm
<i>Max. überwindbarer Höhenunterschied</i>	9 cm	13 cm	28 cm
<i>Gesamtgewicht</i>	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
<i>Max. Benutzergewicht (Traglast)</i>	225 kg	225 kg	225 kg
<i>Höheneinstellung</i>	5 - 9 cm	8 - 13 cm	11 - 28 cm

## Terrassenrampe mit Klappteil Modell TSR

Aus Aluminium mit rutschhemmender Oberfläche. Geeignet zum Überbrücken von Türschwellen, die auf beiden Seiten erhöht sind, z. B. zum Balkon, zur Terrasse oder in den Garten. Die Brückenfunktion der zweiteiligen Rampe und die Höhenverstellbarkeit der Rampen-Füße ermöglichen es die Rampe vielfältig einzusetzen. In den meisten Fällen kann die Rampe außen aufgestellt bleiben, da sich das Innenteil leicht umklappen lässt, um die Schließung der Tür zu ermöglichen ohne die Rampe entfernen zu müssen.



TSR Rampe mit Klappteil



Detail der Höhenverstellung

<b>TSR Rampen</b>	<b>TSR130</b>	<b>TSR140</b>
<i>Gesamt-Länge (bei offenem Klappteil)</i>	130 cm	140 cm
<i>Gesamt-Breite</i>	80 cm	80 cm
<i>Laufflächen-Breite des Klapp-Teils</i>	75 cm	75 cm
<i>Abmessungen des Klapp-Teils</i>	30 x 75 cm	40 x 75cm
<i>Max. überwindbarer Höhenunterschied</i>	20 cm	20 cm
<i>Gesamtgewicht</i>	14,70 kg	15,60 kg
<i>Max. Benutzergewicht (Traglast)</i>	225 kg	225 kg
<i>Höheneinstellung der Füße</i>	15 - 22,5 cm	15 - 22,5 cm

## Kohlefaser Rampe Modell CB

Bei mobilen Rollstuhlrampen spielt das Gewicht und die Handlichkeit eine sehr große Rolle. Auch das leichte Aluminium kann nicht immer ein geringes Gewicht garantieren und daher haben wir uns entschieden für die Rampenserie CB das leichteste und verwindungssteifste Material zu verwenden: **Kohlefaser**.

Kohlefaser (Carbonfiber) ist äußerst stabil und mindert das Gewicht um 30% im Verhältnis zu einer gleich großen Aluminium Rampe.

Für eine äußerst leichte und agile Rollstuhlrampe gibt es keine bessere Wahl.



Kohlefaser Rampe CB-082

<b>CB Kohlefaser Rampen</b>	<b>CB-082</b>
<i>Länge</i>	82 cm
<i>Breite</i>	78 cm
<i>Max. Steig. / Höhe</i>	16 cm
<i>Gewicht</i>	3 kg
<i>Max. Belastung</i>	350 kg
<i>Faltmasse (L x B)</i>	82 x 39 cm

## Mobile Rollstuhlrampen (die Preise für CH-180, TM..., TR-... und LR-... Rampen verstehen sich **pro Paar**)

Art.Nr.	Beschreibung und Außenmaße	Bild	VK
CB-082	Einfach faltbare CB Rampe aus Kohlefaser, mit Tasche, 77 x 82 cm, HMV Nr. angesucht	L10A	990,00 €
CH-180	Faltbare Auffahr-Schienen (Kanalrampe) CH, 23,5 cm x 180 cm, paarweise, HMV 22.50.01.0023	L1A	948,00 €
TR-150	Teleskoprampe TR 21 x 150 cm (innere B x L), paarweise, HMV 22.50.01.0029	L2A	330,00 €
TR-210	Teleskoprampe TR 21 x 210 cm (innere B x L), paarweise, HMV 22.50.01.0029	L2A	447,00 €
TR-300	Teleskoprampe TR 21 x 300 cm (innere B x L), paarweise, HMV 22.50.01.0029	L2A	671,00 €
LR-150	Teleskoprampe, LR-150, 11 cm x 150 cm, paarweise, inkl. Tragetasche	L2A	245,00 €
LR-210	Teleskoprampe, LR-210, 11 cm x 210 cm, paarweise, inkl. Tragetasche	L2A	341,00 €
TM-055	Auffahrschienen TM-055, 20 cm x 55 cm, paarweise, HMV 22.50.01.0064	L3A	192,00 €
TM-150	Teleskoprampe TM, 20 cm x 150 cm (Inner B x L), paarweise, HMV 22.50.01.0064	L3B	426,00 €
TM-210	Teleskoprampe TM, 20 cm x 210 cm (Inner B x L), paarweise, HMV 22.50.01.0064	L3B	522,00 €
TM-300	Teleskoprampe TM, 20 cm x 300 cm (Inner B x L), paarweise, HMV 22.50.01.0064	L3C	809,00 €
SF-040	Einfach faltbare Kofferrampe - SF Rampe 71 x 40 cm, HMV 22.50.01.0022	L4A	320,00 €
SF-090	Einfach faltbare Kofferrampe - SF Rampe 77 x 90 cm, HMV 22.50.01.0022	L4B	469,00 €
SF-120	Einfach faltbare Kofferrampe - SF Rampe 77 x 120 cm, HMV. 22.50.01.0022	L4B	618,00 €
SF-150	Einfach faltbare Kofferrampe - SF Rampe 77 x 150 cm, HMV 22.50.01.0022		724,00 €
SC-045	Einfach faltbare Kofferrampe - SC Rampe 77 x 45 cm, mit Tasche, HMV 22.50.01.0056	L5A	202,00 €
SC-060	Einfach faltbare Kofferrampe - SC Rampe 77 x 60 cm, mit Tasche, HMV 22.50.01.0056	L5A	224,00 €
SC-090	Einfach faltbare Kofferrampe - SC Rampe 77 x 90 cm, HMV 22.50.01.0056	L5A	256,00 €
SC-120	Einfach faltbare Kofferrampe - SC Rampe 77 x 120 cm, HMV 22.50.01.0056	L5A	309,00 €
SC-150	Einfach faltbare Kofferrampe - SC Rampe 77 x 150 cm, HMV 22.50.01.0056	L5A	362,00 €
SC-180	Einfach faltbare Kofferrampe - SC Rampe 77 x 180 cm, HMV 22.50.01.0056	L5A	420,00 €
DF-180	Zweifach faltbare Kofferrampe, 76 x 180 cm, paarweise, HMV. 22.50.01.0024	L6A	1.110,00 €
DF-240	Zweifach faltbare Kofferrampe, 76 x 240 cm, paarweise, HMV 22.50.01.0024	L6A	1.590,00 €
DF-300	Zweifach faltbare Kofferrampe, 76 x 300 cm, paarweise, HMV. 22.50.01.0024	L6A	1.820,00 €
SR-180	Koffer Rampe SR-180, 76 x 180 cm, HMV 22.50.01.0057	L7A	660,00 €
SR-240	Koffer Rampe SR-240, 76 x 240 cm, HMV 22.50.01.0057	L7A	760,00 €
TSR130	Terrassenrampe 80 x 100 cm mit Klappteil 30 cm	L8A	1.020,00 €
TSR140	Terrassenrampe 80 x 100 cm mit Klappteil 40 cm	L8A	1.180,00 €
T80060	Terrassenrampe T80060, 80 x 60 cm	L9A	469,00 €
T80075	Terrassenrampe T80075, 80 x 75 cm	L9A	511,00 €
T80125	Terrassenrampe T80125, 80 x 125 cm	L9A	788,00 €

## Zubehör für Aluminium Rampen

Art.Nr.	Beschreibung und Außenmaße	VK
SB-060	Tasche für SC-060 Rampe	16,00 €
TB-150	Tasche für TR-150 Rampe	26,50 €
TB-210	Tasche für TR-210 Rampe	30,00 €
TB-300	Tasche für TR-300 Rampe	38,50 €
TK-060	Seitenabweiser für T80060 Rampe	17,50 €
TK-125	Seitenabweiser für T80125 Rampe	23,50 €
SC-001	Selbstklender 3M Schaumstreifen, 350 x 50 mm, für die Auflagefläche der Aluminium Rampen	3,25 €

## Ersatzteile für Aluminium Rampen

Art.Nr.	Beschreibung und Außenmaße	VK
TR-003	1 Set (8 Stück) schwarze Kunststoff Endstücke für TR Rampen	8,50 €
LR-001	1 Set (4 Stück) schwarze Kunststoff Endstücke für LR Rampen	6,00 €
TR-004	Stoppknopf für TR-Rampen, schwarzes Kunststoff mit Feder und Messingbuchse	8,50 €
TR-005	Tragegriff für TR Rampen inkl. Nieten	21,50 €
TR150F	Antirutschbelag für TR-150 Rampe, paarweise	32,00 €
TR210F	Antirutschbelag für TR-210 Rampe, paarweise	42,50 €
TR300F	Antirutschbelag für TR-300 Rampe, paarweise	53,00 €

TM-001	Arretierungsmechanismus für TM Rampen	10,50 €
TM-002	Arretierungsmechanismus für TM-300 Rampen	11,50 €
TM-003	Tragegriff für TM Rampe	15,00 €
TM-004	Endstück aus schwarzem Plastik für TM Rampen (4 Stck)	23,50 €

SF9982	Anti-Rutsch Belag für SF-090 Rampen (1 Paar)	53,00 €
SF9983	Anti-Rutsch Belag für SF-120 Rampen (1 Paar)	64,00 €
SF9984	Anti-Rutsch Belag für SF-150 Rampen (1 Paar)	75,00 €
SF9991	Gummilippe L = 740 mm für Rampe SF-090 - 76 x 90 cm	12,50 €
SF9992	Gummilippe L = 1040 mm für Rampe SF-120 - 76 x 120 cm	15,50 €
SF9993	Gummilippe L = 1340 mm für Rampe SF-150 - 76 x 150 cm	19,50 €
SF9997	Gummilasche 115 x 25 mm zu Verriegelung der SF Rampen	5,00 €
SF9996	Gummiauflage 85 x 345 mm für SF/DF Rampen	5,50 €
SF9998	Kunststoffgriff für SF/DF Rampen - neues Modell	9,75 €

SC-009	Scharnier für SC-Rampen	11,50 €
--------	-------------------------	---------

DF9981	Anti-Rutsch Belag für DF-180 Rampen (Set mit 4 Stück)	96,00 €
DF9982	Anti-Rutsch Belag für DF-240 Rampen (Set mit 6 Stück)	128,00 €
DF9983	Anti-Rutsch Belag für DF-300 Rampen (Set mit 6 Stück)	160,00 €
DF9971	Links, unteres Teil der DF-240 Rampe	266,00 €
DF9972	Rechts, unteres Teil der DF-240 Rampe	266,00 €
DF9973	Links, unteres Teil der DF-300 Rampe	447,00 €
DF9974	Rechts, unteres Teil der DF-300 Rampe	447,00 €
DF9975	Links, unteres Teil der DF-180 Rampe	341,00 €
DF9976	Rechts, unteres Teil der DF-180 Rampe	341,00 €
DF9985	Links, oberes Teil der DF-240 Rampe	341,00 €
DF9986	Rechts, oberes Teil der DF-240 Rampe	341,00 €
DF9987	Links, oberes Teil der DF-300 Rampe	469,00 €
DF9988	Rechts, oberes Teil der DF-300 Rampe	469,00 €
DF9989	Links, oberes Teil der DF-180 Rampe	277,00 €
DF9990	Rechts, oberes Teil der DF-180 Rampe	277,00 €
DF9991	Verbindungsfeder für DF-Rampen	10,50 €
DF9992	Arretiersystem für DF-180 Rampen	66,00 €
DF9993	Arretiersystem für DF-240 / DF-300 Rampen	58,00 €
DF9997	Endkappe für Rampenprofil rechte Seite (Modell SF-DF-CH)	2,25 €
DF9998	Endkappe für Rampenprofil, linke Seite (Modell SF-DF-CH)	2,25 €


SR-501	Aluminium Griff für SR-rampe	16,00 €
SR-502	Kunststoff Abdeckkappen für SR Rampen	4,25 €
SR-505	Friktionsbelag für SR-180 Rampe, Satz mit 4 Stck.	51,00 €
SR-506	Friktionsbelag für SR-240 Rampe, Satz mit 4 Stck.	72,00 €

TSR501	Bein für TSR-Rampe, für Höhe 13-20 cm	64,00 €
TSR502	Bein für TSR Rampen, für Höhe 16,0 - 22,5 cm	64,00 €



# SCHWELLENRAMPEN

## SCHWELLENRAMPEN



### **Rubrik LX**

Türschwellerampen aus Gummi  
oder Aluminium, Türschienen

## Türschwellerampen aus Gummi

Türschwellerampen mit rutschfester Oberfläche zur Anwendung z.B in Badezimmern. Die Rampen bestehen aus Gummi (TPE), sind PVC frei und haben eine selbstklebende Unterseite, sind aber auch ohne Klebeband lieferbar. Nach dem Abziehen der Schutzfolie ist die Rampe fertig zur Montage. Die Rampen können mit einem Cutter oder dem als Zubehör lieferbaren Sägeblatt in der Breite angepasst werden. Die Belastbarkeit beträgt 350 kg.



Foto LX1

Die Rampen sind in folgenden Höhen lieferbar:

4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 und 72 mm



Foto LX1a

Funktion der Gummirampe



Foto LX1b

Die Gummirampen sind PVC frei

## Zubehör für Gummirampen



Foto LX4

Sägeblatt zur Kürzung der Gummi-Rampen



Foto LX5

Klebeband Rolle mit 50 mt.



Foto LX6

Lösemittel zur Klebstoff Entfernung




Foto LX7

Befestigungsset für Gummirampen

## Türschwellenrampen aus Aluminium

Die Rampen **DS4076** und **DS4025** sind mobile klappbare Schwellenrampen aus Aluminium mit geriffelter Oberfläche. Die Rampen haben ausgefräste Tragegriffe und sind mit längslaufenden Scharnieren zum Zusammenklappen ausgestattet. Geeignet für Schwellenhöhen von 2 bis 5 cm.



DS4076 Klappbare Schwellenrampe aus Aluminium



DS4025 Zweiteilige Schwellenrampe aus Aluminium

Technische Daten	DS4076	DS4025
Maße (Länge x Breite)	40 cm x 76 cm	40 cm x 25 cm (x 2)
Gewicht gesamt	3,3 kg	2 kg (das Paar)
Max. Belastung	350 kg	350 kg

Die **DS2176** ist eine mobile höhenverstellbare Schwellenrampe aus Aluminium mit geriffelter Oberfläche. Die 3+3 mitgelieferten Standfüße sind in für eine Höhenverstellung von 3 bis 7 cm geeignet.



DS2176 Schwellenrampe aus Aluminium



Höhenregulierung der DS2176 Rampen

Technische Daten	DS2176
Maße (Länge x Breite)	21 x 76 cm
Gewicht	1,55 kg
Max. Belastung	350 kg

## Türschienen aus Aluminium

Die **Türschienen** aus champagnerfarbenem oder silberfarbenem eloxiertem Aluminium sind einfache Aluminiumleisten zum Überbrücken von Übergängen z.B. bei fehlenden Türschwellenleisten. Die Türschienen sind in verschiedenen Breiten lieferbar: 125 mm, 150 mm oder 175 mm



Türschienen aus eloxiertem Aluminium

**Türschwellenrampen aus Gummi ohne Klebeband - Breite 700 mm**

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
30652M	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 52 x 300 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	120,00 €
30656M	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 56 x 300 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	126,25 €
30660M	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 60 x 300 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	153,75 €
30664M	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 64 x 350 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	165,00 €
30668M	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 68 x 350 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	185,00 €
30672M	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 72 x 350 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	197,50 €

**Türschwellenrampen aus Gummi mit Klebeband - Breite 700 mm**

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
30610L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 10 x 100 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	22,50 €
30612L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 12 x 120 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	25,50 €
30616L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 16 x 150 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	31,00 €
30620L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 20 x 150 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	44,50 €
30624L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 24 x 150 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	55,00 €
30628L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 28 x 200 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	72,00 €
30632L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 32 x 200 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	75,00 €
30636L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 36 x 200 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	81,00 €
30640L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 40 x 250 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	89,00 €
30644L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 44 x 250 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	98,00 €
30648L	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 48 x 250 x 700 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	107,00 €

**Türschwellenrampen aus Gummi mit Klebeband - Breite 900 mm**

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
306040	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 4 x 40 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	6,50 €
306060	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 6 x 60 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	19,00 €
306080	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 8 x 80 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	21,50 €
306100	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 10 x 100 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	29,00 €
306120	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 12 x 120 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	32,00 €
306160	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 16 x 150 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	38,50 €
306200	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 20 x 150 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	55,00 €
306240	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 24 x 150 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	69,00 €
306280	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 28 x 200 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	89,00 €
306320	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 32 x 200 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	94,00 €
306360	Gummirampe, grau, mit Klebeband 36 x 200 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	102,00 €
306400	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 40 x 250 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	111,00 €
306440	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 44 x 250 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	119,00 €
306480	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 48 x 250 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	126,00 €
306520	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 52 x 300 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	162,00 €
306560	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 56 x 300 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	187,00 €
306600	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 60 x 300 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	211,00 €
306640	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 64 x 350 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	235,00 €
306680	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 68 x 350 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	259,00 €
306720	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 72 x 350 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	283,00 €

\* VE = Verpackungseinheit (Die Artikel sind aber auch einzeln erhältlich)

## Türschwellenrampen aus Gummi ohne Klebeband - Breite 900 mm

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
306041	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 4 x 40 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	5,25 €
306061	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 6 x 60 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	16,00 €
306081	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 8 x 80 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	17,00 €
306101	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 10 x 100 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	23,50 €
306121	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 12 x 120 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	26,50 €
306161	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 16 x 150 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	32,00 €
306201	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 20 x 150 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	47,00 €
306241	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 24 x 150 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	60,00 €
306281	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 28 x 200 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	79,00 €
306321	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 32 x 200 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	83,00 €
306361	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 36 x 200 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	92,00 €
306401	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 40 x 250 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	104,00 €
306441	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 44 x 250 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	113,00 €
306481	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 48 x 250 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	119,00 €
306521	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 52 x 300 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	155,00 €
306561	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 56 x 300 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	179,00 €
306601	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 60 x 300 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	200,00 €
306641	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 64 x 350 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	221,00 €
306681	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 68 x 350 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	242,00 €
306721	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 72 x 350 x 900 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	263,00 €

## Türschwellenrampen aus Gummi mit Klebeband - Breite 1000 mm

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
306042	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 4 x 40 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	7,50 €
306062	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 6 x 60 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	21,50 €
306082	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 8 x 80 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	24,50 €
306102	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 10 x 100 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	32,00 €
306122	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 12 x 120 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	36,00 €
306162	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 16 x 150 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	46,00 €
306202	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 20 x 150 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	66,00 €
306242	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 24 x 150 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	10	80,00 €
306283	Gummirampe, grau, mit Klebeband, 28 x 200 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	100,00 €

## Türschwellenrampen aus Gummi ohne Klebeband - Breite 1000 mm

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
306282	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 28 x 200 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	87,00 €
306322	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 32 x 200 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	92,00 €
306362	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 36 x 200 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	98,00 €
306402	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 40 x 250 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	111,00 €
306442	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 44 x 250 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	119,00 €
306482	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 48 x 250 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	5	124,00 €
306522	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 52 x 300 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	166,00 €
306562	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 56 x 300 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	190,00 €
306602	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 60 x 300 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	211,00 €
306642	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 64 x 350 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	232,00 €
306682	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 68 x 350 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	253,00 €
306722	Gummirampe, grau, ohne Klebeband, 72 x 350 x 1000 mm, HMV 22.50.01.0101	LX1	2	274,00 €

## Zubehör für Türschwellenrampen aus Gummi

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
306904	Sägeblatt zur Kürzung der Gummirampen	LX4	1	18,00 €
306911	Klebeband, Breite 20 mm, Länge 50 meter	LX5	1	26,50 €
306912	Klebeband, Breite 35 mm, Länge 50 meter	LX5	1	37,50 €
306905	Reinigungsmittel zur Klebstoff-Entfernung 1/2 L	LX6	1	36,00 €
306910	Befestigungsset für Gummirampen mit 28-72 mm Höhe	LX7	1	10,50 €

\* VE = Verpackungseinheit (Die Artikel sind aber auch einzeln erhältlich)

**Türschwellenrampen aus Aluminium**

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
DS4025	Türschwellenrampe 1-5 x 40 x 25 cm (H x B x L), 2 Stück klappbar	LX8B	1	128,00 €
DS4076	Türschwellenrampe 1-5 x 40 x 76 cm (H x B x L), klappbar	LX8A	1	144,00 €
DS2176	Türschwellenrampe 3-7 x 21 x 76 cm (H x B x L)	LX9	1	96,00 €

**Türschienen aus Aluminium, aluminium- oder champagnerfarben eloxiert**

Art.Nr.	Beschreibung (H x L x B)	Bild	VE *	VK
307125	Türschiene 3 x 125 x 900 mm, champagnerfarben eloxiert	LX10	1	38,50 €
307150	Türschiene 3 x 150 x 900 mm, champagnerfarben eloxiert	LX10	1	47,00 €
307175	Türschiene 3 x 175 x 900 mm, champagnerfarben eloxiert	LX10	1	55,00 €

308100	Türschiene 3 x 100 x 1000 mm, silber eloxiert	LX10	1	36,00 €
308125	Türschiene 3 x 125 x 1000 mm, silber eloxiert	LX10	1	42,50 €
308150	Türschiene 3 x 150 x 1000 mm, silber eloxiert	LX10	1	51,00 €
308175	Türschiene 3 x 175 x 1000 mm, silber eloxiert	LX10	1	58,00 €
308200	Türschiene 3 x 200 x 1000 mm, silber eloxiert	LX10	1	66,00 €

\* **VE** = Verpackungseinheit (Die Artikel sind aber auch einzeln erhältlich)

# THERAPIETISCHE THERAPIETISCHE



## Rubrik M

Therapietische für Rollstühle

## Festklemmbarer Universal-Therapietisch aus transparentem PETG mit dreiseitiger Kantelung

Hergestellt aus thermogeformtem, transparenten und bruchsicheren 4 mm dicken PETG. Der Tisch lässt sich an den Armlehnen festklemmen. Durch den in der Klemmhöhe verstellbaren Adapter passen die Mobilex Therapietische an alle geraden Armlehnen mit Polsterungshöhen von 28 bis 58 mm. Für dünnere Armlehnen sind Adapter verfügbar. Der Adapter lässt sich auch an die Breite des Rollstuhles anpassen (max. 9 cm).



Universal-Therapietisch am Rollstuhl



XL Therapietisch am Rollstuhl



Foto: M1c

Detail der Befestigungsschiene

Lieferbar für 3 Rollstuhl-Breiten (äußerer Abstand zwischen den Armlehnen):

- ✓ 460 - 550 mm (für Sitzbreiten von ca. 36 - 45 cm)
- ✓ 530 - 620 mm (für Sitzbreiten von ca. 43 - 52 cm)
- ✓ 600 - 690 mm (für Sitzbreiten von ca. 50 - 59 cm)

## Festklemmbarer halbseitiger und abklappbarer Therapietisch aus transparentem PETG

Hergestellt aus 8 mm dickem transparenten und bruchsicheren PETG. Der Tisch lässt sich an den Armlehnen festklemmen. Durch den in der Klemmhöhe verstellbaren Adapter passen der Therapietisch an alle geraden Armlehnen mit Polsterungshöhen von 28 bis 58 mm. Für dünnere Armlehnen sind Adapter verfügbar.



Halbseitiger Therapietisch am Rollstuhl




Halbseitiger Therapietisch abgeklappt

## Universal-Therapietisch mit Klettbindern

Universal Therapietisch aus transparentem 4 mm PETG mit abgerundeten Ecken und Kantelung. Der Therapietisch lässt sich sehr einfach an den Armlehnen des Rollstuhles mittels zwei praktischen Bändern mit Klettverschluss befestigen.



Therapietisch mit Klettbindern



Klettband für Therapietisch

Lieferbar für 3 Rollstuhl-Breiten (äußerer Abstand zwischen den Armlehnen):

- ✓ 505 x 549 mm (für Sitzbreiten von ca. 40 cm)
- ✓ 555 x 549 mm (für Sitzbreiten von ca. 45 cm)
- ✓ 605 x 549 mm (für Sitzbreiten von ca. 50 cm)

## Universal-Halterung für abklappbare Therapietische

Universal-Halterung aus verchromten Stahl für abklappbare Therapietische. Die Halterung wird ohne Tischplatte geliefert und besteht aus der Halterung und dem Armlehnenbeschlag, die separat geliefert werden. Für eine komplette Halterung müssen beide Teile bestellt werden.



Montageteile für abklappbare Therapietische



Armlehnenbeschlag zur Universalhalterung

**Therapietische**


Art.Nr.	Beschreibung	für ca. SB	Bild	VK
240002	Universal Höhen- und Breitereinstellbarer Therapietisch, 46-55 cm	36 - 45 cm	M1A	100,00 €
240003	Universal Höhen- und Breitereinstellbarer Therapietisch, 53-62 cm	43 - 52 cm	M1A	104,00 €
240004	Universal Höhen- und Breitereinstellbarer Therapietisch, 60-69 cm	50 - 59 cm	M1B	132,00 €
240061	Halbseitiger Therapietisch, Montage links	--	M1D	126,00 €
240062	Halbseitiger Therapietisch, Montage rechts	--	M1D	126,00 €
240081	Therapietisch 505 x 549 x 4 mm, mit Velcroband, für ca. SB 40 cm	40,0 cm	M3A	100,00 €
240083	Therapietisch 555 x 549 x 4 mm, mit Velcroband, für ca. SB 45 cm	45,0 cm	M3A	102,00 €
240086	Therapietisch 605 x 549 x 4 mm, mit Velcroband, für ca. SB 50 cm	50,0 cm	M3A	194,00 €

**Ersatzteile für Therapietische**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
240007	Armlehnenbeschlag aus verchromtem Stahl für abklappbare Therapietische	M2D	30,00 €
240008	Montagesystem aus verchromtem Stahl für abklappbare Therapietische	M2C	87,50 €
240009	Schienen für Therapietisch inkl. Bolzen und Buchsen	M1B	49,00 €
240010	Bolzen für Therapietisch M6 x 50 mm	M1B	6,50 €
240011	Griff für Therapietisch M6 x 35 mm	M1B	6,50 €
240091	Therapietischplatte 612 x 515 mm für 240002, ohne Halterungen	M1A	85,00 €
240092	Therapietischplatte 680 x 545 mm für 240003, ohne Halterungen	M1A	92,00 €
240093	Therapietischplatte 770 x 515 mm für 240004, ohne Halterungen	M1A	128,00 €
240069	Distanzstück 220 x 28 x 10 mm (L x B x H) für halbseitigen Therapietisch	M2A	10,50 €
240015	Velcroband für Therapietisch	M3B	2,25 €

# HALTEGRIFFE


## HALTEGRIFFE




### Rubrik N

Halte- und Stützgriffe aus ABS oder Stahl

## Haltegriffe aus weißem PVC mit längsgerillter Grifffläche



Haltegriffe aus weißem PVC



PVC Winkel- und Verlängerungsstücke


Die Haltegriffe haben einen Durchmesser von 36 mm und liegen sehr gut in der Hand. Sie sind einfach zu reinigen. Besondere End- und Verlängerungsstücke für eine Montage in Winkeln und Ecken (Bild N2) sind lieferbar. Die geraden PVC Haltegriffe sind in folgenden Längen lieferbar: 30 cm, 45 cm und 60 cm. Die max. Belastbarkeit beträgt 120 kg abhängig von Beschaffenheit der Wand.

## Haltegriffe aus Stahl



Stahl Haltegriffe

Die Stahl Haltegriffe sind mit weißem Rilsan® beschichtet und sind in Längen von 16 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 75 cm und 90 cm lieferbar. Die Griffe haben alle einen Durchmesser von 25 mm und sind mit bis zu 150 kg belastbar, abhängig von der Beschaffenheit der Wand.



Stahl Stützhaltegriffe

Die Stützhaltegriffe bestehen aus einem weiß oder schwarz pulverbeschichtetem Stahlrohr mit 25 mm Durchmesser. Die Haltegriffe bieten eine zusätzliche Balanceunterstützung und können im Innen- und Aussenbereich verwendet werden (z.B. an der Wand neben der Toilette oder als Handlauf an der Haustüre). Länge: 40 cm, 60 cm oder 80 cm.

## Klappbare Stützschiene für das Bad



Klappbare Stützschiene zur Wandmontage

Die klappbare Stützschiene aus weiß beschichtetem Stahl gewährleistet Sicherheit und Komfort für behinderte Personen bei ihren täglichen Aktivitäten auf der Toilette oder im Bad.

Länge: 55 cm oder 76 cm  
 Rohrdurchmesser am Griff: 3,2 cm  
 Max. Belastbarkeit: 120 kg

## Bett-Stützgriff



Bett-Stützgrif

Der Universal Bett-Stützgriff aus Stahl ist eine Aufsteh- und Verlagerungshilfe, die an der Bettenseitenwand fest-geklemmt wird. Der Griff ist für Bettseitenwände mit einer Dicke von 20- 50 mm geeignet.

Griffhöhe: 330 mm  
Griffbreite: 195 mm  
Gewicht: 4,7 kg

## Bett-Stützgriff zur Befestigung am Lattenrost



Bett-Stützgriff mit Kunststoffsockel



Bett-Stützgriff zusammengelegt

Bett-Stützgriffe sind die Lösung für alle, die Schwierigkeiten haben, allein in das Bett ein- und auszustiegen. Aus stabilem Aluminiumrohr mit einem robusten Kunststoffsockel gefertigt, wird er einfach auf den Lattenrost gestellt und mit 2 Gurten befestigt.

Auf diese Weise bleibt er sicher an seinem Platz, ohne zu verrutschen. Der ergonomisch geformte Griff bietet maximale Sicherheit beim Aufstehen. Der Bett-Stützgriff ist im Handumdrehen montiert und einsatzbereit.

Grifflänge (Höhe): 547 mm  
Gewicht: 3,3 kg

**Wand- und Stützhaltegriffe**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
311230	Plastik Haltegriff, weiss, gerillt, 30cm	N1	9,50 €
311245	Plastik Haltegriff, weiss, gerillt, 45 cm	N1	11,50 €
311260	Plastik Haltegriff, weiss, gerillt, 60 cm	N1	14,50 €
311291	Endstück für Haltegriffe	N2E	3,25 €
311292	Rohr, gerillt, 100 cm für Haltegriffe	N2D	13,50 €
311293	Endstück für Haltegriffe, 90 Grad Eck	N2B	3,25 €
311294	Endstück für Haltegriffe, durchgehend	N2C	3,25 €
311295	Endstück für Haltegriffe, senkrechter Winkel	N2A	3,25 €
311316	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 16 cm	N3	14,00 €
311325	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 25 cm	N3	17,00 €
311330	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 30 cm	N3	18,00 €
311340	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 40 cm	N3	21,50 €
311350	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 50 cm	N3	23,50 €
311360	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 60 cm	N3	25,50 €
311375	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 75 cm	N3	32,00 €
311390	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 90 cm	N3	40,50 €
311335	Haltegriff, schwarz pulverlackiert, 30 cm	N3	17,00 €
311440	Stützhaltegriff 40 cm, zur Wandmontage, schwarz pulverlackiert	N5	41,50 €
311460	Stützhaltegriff 60 cm, zur Wandmontage, schwarz pulverlackiert	N5	44,50 €
311480	Stützhaltegriff 80 cm, zur Wandmontage, schwarz pulverlackiert	N5	48,00 €
311540	Stützhaltegriff 40 cm, zur Wandmontage, weiss pulverlackiert	N5	41,50 €
311560	Stützhaltegriff 60 cm, zur Wandmontage, weiss pulverlackiert	N5	44,50 €
311580	Stützhaltegriff 80 cm, zur Wandmontage, weiss pulverlackiert	N5	48,00 €
311655	Klappbare Stützschiene zur Wandmontage, weiß, 55 cm	N6	55,00 €
311676	Klappbare Stützschiene zur Wandmontage, weiß, 76 cm	N6	62,00 €
311805	Bettstützgriff zum Festklemmen	N4	198,00 €
311815	Bettstützgriff, Befestigung am Lattenrost	N7A	94,00 €
311806	Abstandsblock für Bett-Stützgriff	N5	20,00 €
311807	Stoffüberzug für Bettstützgriff	N5	9,50 €
311097	Montagesatz (4 Schrauben 8 x 80 mm mit weissen Abdeckkappen, 4 Dübel, 4 Unterlegscheiben)	N3	8,75 €
311099	Montagesatz (4 Schrauben 8 x 80 mm mit schwarzen Abdeckkappen, 4 Dübel, 4 Unterlegscheiben)	N3	8,75 €
311098	Montagesatz (6 Schrauben 8 x 80 mm mit weissen Abdeckkappen, 6 Dübel, 6 Unterlegscheiben)	N3	13,00 €
311497	Montageplatte schwarz 150 x 100 x 8 mm, 2 x M8 Gewinde, 6 Montagelöcher ø9	N3	19,00 €
311597	Montageplatte weiss 150 x 100 x 8 mm, 2 x M8 Gewinde, 6 Montagelöcher ø9	N3	19,00 €

# PRODUKTE FÜR DAS BAD



## Rubrik OX

Produkte für das Bad  
Badestühle, Duschocker, Badewannendrehstuhl u.a.

# AQUA

DUSCHHOCKER AUS ALUMINIUM



1

Die optionale Rückenlehne besteht wie der Sitz aus weichem PUR und lässt sich einfach in der Tiefe verstellen

2

Wird standardmäßig mit einem weichem PUR Sitz geliefert der extra Druckentlastung und Komfort bietet

3

Bei der Entwicklung der Armlehnen wurde der Fokus auf die Ergonomie gelegt um das Aufstehen zu erleichtern

4

Die Beine lassen mit Clips einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellen. Der Stift der Clips ist aus rostfreiem Stahl

5

Trotz der hohen Belastbarkeit haben die Duschhocker ein geringes Eigengewicht und lassen sich bequem stapeln

6

Die geschweißte Aluminiumkonstruktion bietet einen leichten und stabilen Rahmen für einen sicheren Gebrauch

## AQUA Duschhocker aus Aluminium



Alu-Duschhocker, grau, mit weichem Sitz

Duschhocker aus Aluminium mit weichem Sitz aus grauem PUR, Sitzhöhe einstellbar. Lieferbar auch in Alu weiß, mit grauem weichen PUR Sitz. Als Zubehör lieferbar: Rückenlehne weich, ohne Werkzeug montierbar.



Einfach montierbare Rückenlehne

Für den Duschhocker ist als Zubehör eine Rückenlehne mit weicher grauer Lehne lieferbar. Die Lehne wird mittels Clips am Hocker befestigt. Lieferbar in den Rahmen-Farben weiß oder grau.

Aqua Badestuhl	Schmal (302070+71)	Standard (302072+73)	Breit (302078+79)	XL (30207X)
Maße (B x T x H)	51,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	56,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	62,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	68,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm
Sitzmaße (B x T)	40,7 x 33,5 cm	45,2 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm
Breite zw. den Armlehnen	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm
Sitzhöhe	41,7 - 58,5 cm			
Armlehnenhöhe	60,4 - 77,1 cm			
Gewicht	2,7 kg	2,9 kg	3,3 kg	3,86
Tragkraft	150 kg	150 kg	200 kg	250 kg
HMV Nr. ohne Rücken	04.40.03.1015			angesucht
HMV Nr. mit Rücken	04.40.03.2024			angesucht

## Freistehende Stütze für das WC



Freistehende Stütze für das WC oder Bidet


Die freistehende und höhenverstellbare Stütze ist als Hilfe für Personen gedacht, die beim Sitzen oder Aufstehen vom WC oder Bidet Unterstützung benötigen. Der Rahmen ist aus Aluminium gefertigt und korrosionsbeständig. Die Stütze kann in der Breite und Höhe so eingestellt werden, dass sie an die meisten Toiletten passt.

Die Stütze erfordert keine Installation oder Werkzeuge und ist mittels Clips einfach einzustellen.

Abmessungen	302090
Maße (B x T x H)	46-52 x 53-61 x 61-78 cm
Breite innen	44 - 49 cm
Armlehnenhöhe	61,6 - 78,6 cm
Gewicht	1,88 kg
Tragkraft	150 kg

### Badewannen-Einhängesitz

Foto: OX10



Badewannen-Einhängesitz mit weichem PUR Sitz

### Badewannen-Drehsitz

Foto: OX11



Drehbarer Badesitz mit weichem PUR Sitz

Badesitz mit Hygiene-Ausschnitt. Rahmen aus silberfarbenem Aluminium, Sitz und optionale Rückenlehne aus grauem weichen PUR. Die als Zubehör erhältliche Rückenlehne ist sehr einfach montier- bzw. abnehmbar (Clips).

Drehbarer Badesitz mit Hygiene-Ausschnitt. Rahmen aus silberfarbenem Aluminium, Sitz und Rückenlehne aus grauem weichen PUR. Rücken- und Armlehnen einfach abnehmbar (Clips).

Badewannensitz	Fest	Drehbar
Maße B x T x H	76-91 x 42 x 23 cm	71 x 54 x 57 cm
Sitzmaße B x T	41 x 34 cm mit Hygiene-Ausschnitt	
Höhen	Armlehnen: 20 cm - Rücken: 38 cm	
Geeignet für Badewannen	von 57 bis 66 cm (Innenbreite)	
Gewicht	2,6 kg	4,88 kg
Tragkraft	150 kg	130 kg

### Faltbarer Dusch- und Badestuhl

Foto: OX1



Faltbarer Dusch- und Badestuhl

### Faltbarer Toilettenstuhl

Foto: OX2



Faltbarer Toilettenstuhl

### Duschklappsitz

Foto: OX5



Duschklappsitz


Hergestellt aus weiß lackiertem Aluminium mit geformtem Plastiksitz mit geformtem Plastiksitz mit Hygieneausschnitt. Sitzhöhe verstellbar.

Hergestellt aus weiß lackiertem Aluminium mit geformtem Plastiksitz mit WC Eimer mit Deckel und Tragegriff. Sitzhöhe verstellbar.

Duschklappsitz aus Alu mit anatomisch geformtem weißen Plastik mit Hygieneausschnitt.

Abmessungen	Faltbarer Dusch- und Badestuhl	Faltbarer Toilettenstuhl	Duschklappsitz
Maß (L x B x H)	55,5 x 51 x 80-90 cm	55,5 x 51 x 80-90 cm	44 x 54,5 x 43,5-51 cm
Faltmaß (L x B x H)	55,5 x 17 x 80 cm	55,5 x 17 x 80 cm	44 x 11 x 45 cm
Höhe einstellbar	80 - 90 cm	80 - 90 cm	43,5 - 51 cm
Sitzhöhe einstellbar	46 - 56 cm	46 - 56 cm	43,5 - 51 cm
Gewicht	4,05 kg	4,85 kg	3,5 kg
Tragkraft	100 kg	100 kg	100 kg


### Runder Duschkocker



Runder Duschkocker mit festem Sitz (A) und mit Drehsitz (B)

Duschkocker aus Aluminium mit rundem festem Kunststoff-sitz (A) oder mit zusätzlichem Drehteller (B). Die runden Duschkocker sind der Höhe verstellbar.

### Dreieckiger Duschkocker



Dreieckiger Duschkocker. Weicher Sitz als Zubehör.

Duschkocker aus Aluminium mit dreieckigem weißen Kunststoff-sitz. Die Duschkocker sind in der Höhe verstellbar. Eine weiche Sitzauflage ist für beide Modelle als Zubehör lieferbar.

### Budget Duschkocker



Budget Duschkocker

Preiswerter Duschkocker aus Aluminium mit rechteckigem weißen Plastiksitz und seitlichen Haltegriffen. Der Duschkocker ist in der Höhe verstellbar.

Duschkocker	Rund		Dreieckig		
	302064	302063	302066	302067	302069
Grösse Sitz / Drehsitz	ø 33 cm / ---		ø 33,0 / 29,6 cm	43,0 x 44,0 cm	33,0 x 35,0 cm
Höhe verstellbar	35,5 - 53,5 cm		34,7 - 52,5 cm	47,0 - 64,6 cm	45,5 - 55,5 cm
Gewicht	1,5 kg		1,62 kg	2,62 kg	2,15 kg
Tragkraft	130 kg		130 kg	150 kg	120 kg

### Badewannen-Transferbank



Badewannen-Transferbank

Die Mobilex Badewannen-Transferbank hat einen Rahmen aus Aluminium. Die Sitzfläche, der Rücken und der Seifenhalter sind aus weißem Plastik.

An der Sitzfläche ist ein roter Griff angebracht, der sich, wie auch der Seifenhalter an der linken oder rechten Seite der Transferbank anbringen lässt.

Die Sitzfläche ist höhenverstellbar und rollen-ge-lagert und lässt sich mit Hilfe des Griffes leicht über die Badewannenwand schieben.

Abmessungen	Badewannen Transferbank
Breite	107 - 111 cm
Tiefe	49 - 53 cm
Gesamthöhe	89,6 - 99,5 cm
Sitzmaße (B x T)	50 x 39,5 cm
Für Badewannen mit	max. Höhe der Wannenwand 45,5 - 55,5 cm
Gewicht	6,5 kg
Tragkraft	130 kg

## Badewannenbretter

Die Badewannenbretter bestehen aus recycelbarem weißem Kunststoff. Sie ermöglichen dem Anwender, bequem auf der Badewanne zu sitzen. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung.

Die Badewannenbretter sind leicht zu montieren. Die einfach einstellbaren, robusten Sicherungsstopfen stützen das Brett an der Innenseite der Badewanne optimal ab. Der serienmäßig gelieferte Handgriff ist gut zu greifen und erhöht die Sicherheit.



Badewannenbrett Art.-Nr. 302030



Badewannenbrett Art.-Nr. 302031



Badewannenbrett Art.-Nr. 302034



Ersatz-Handgriff, erhältlich in rot oder blau

<b>Badewannenbrett</b>	<b>302030</b>	<b>302031</b>	<b>302034</b>
<i>Maße (L x B x H)</i>	32 x 70 x 19 cm	35 x 70 x 16,5 cm	35 x 76 x 18 cm
<i>Für Badewannen mit Innenbreite</i>	41 - 64 cm	41 - 62 cm	38 - 64 cm
<i>Gewicht</i>	2,69 kg	2,48 kg	2,35 kg
<i>Tragkraft</i>	200 kg	150 kg	150 kg
<b>HMV Nr.</b>	<b>04.40.02.0035</b>	<b>04.40.02.0034</b>	<b>04.40.02.0033</b>

## Produkte für das Bad

Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
302070	Duschhocker, Alu weiss mit grauem PU Sitz, Sitzbreite 42 cm, HMV 04.40.03.1015	3 St.	OX8	128,00 €
302071	Duschhocker, Alu silber mit grauem PU Sitz, Sitzbreite 42 cm, HMV 04.40.03.1015	3 St.	OX8	128,00 €
302072	Duschhocker, Alu weiss mit grauem PU Sitz, Sitzbreite 47 cm, HMV 04.40.03.1015	3 St.	OX8	136,00 €
302073	Duschhocker, Alu silber mit grauem PU Sitz, Sitzbreite 47 cm, HMV 04.40.03.1015	3 St.	OX8	136,00 €
302078	Duschhocker, Alu weiss mit grauem PU Sitz, Sitzbreite 52 cm	2 St.	OX8	179,00 €
302079	Duschhocker, Alu silber mit grauem PU Sitz, Sitzbreite 52 cm	2 St.	OX8	179,00 €
30207X	Duschhocker, Alu weiss mit grauem PU Sitz, Sitzbreite 57 cm	2 St.	OX8	224,00 €
302090	Freistehende Stütze für Toilette oder Bidet, höhenverstellbar	4 St.	OX20	75,00 €
302012	Badewannen-Einhängesitz, Alu grau, mit weichem PU Sitz	2 St.	OX10B	134,00 €
302022	Drehbarer Badesitz, Alu grau, mit weichem PU Sitz, HMV 04.40.02.3021	1 St.	OX11A	241,00 €
302010	Faltbarer Duschstuhl, Alu weiss, HMV 04.40.03.2031	1 St.	OX1	176,00 €
302011	Faltbarer Toilettenstuhl, Alu weiss, mit Sitzbrille und Eimer	1 St.	OX2	202,00 €
302040	Wandmontierter Badestuhl, Alu weiss, HMV 04.40.03.2034	1 St.	OX5	170,00 €
302064	Runder Duschhocker, Alu mit weissem ø33 cm Sitz	2 St.	OX3A	44,50 €
302063	Runder Duschhocker, Alu mit weissem ø33 cm Sitz (flat pack)	1 St.	OX3A	43,50 €
302066	Runder Duschhocker, Alu mit weissem ø33 cm Sitz mit Drehscheibe	1 St.	OX3B	60,00 €
302067	Dreieckiger Duschhocker, Alu silber mit weissem Sitz 40 x 41 cm	5 St.	OX4A	62,00 €
302069	Dreieckiger Duschhocker, Alu silber mit weissem Sitz 33 x 35 cm	5 St.	OX4B	52,00 €
302050	Einfacher Duschhocker, Alu silber mit weissem Sitz	5 St.	OX12	47,00 €
302065	Badewannen-Transfer-Bank, Alu mit weissem Sitz	1 St.	OX6	234,00 €
Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
302030	Badewannenbrett weiss mit Handgriff, max. 200 kg, L = 70 cm, HMV 04.40.02.0035	5 St.	OX7A	56,00 €
302031	Badewannenbrett weiss mit Handgriff, max. 150 kg, L = 70 cm, HMV 04.40.02.0034	5 St.	OX7B	44,50 €
302034	Badewannenbrett weiss mit Handgriff, max. 150 kg, L = 76 cm, HMV 04.40.02.0033	5 St.	OX7C	51,00 €

## Ersatzteile und Zubehör der Mobilex Produkte für das Bad

Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
302085	Beine für Duschhocker 302070-73, 4 Stck, inkl. Kapseln	1 St.		23,50 €
302086	Beine für Duschhocker 302078-79, 4 Stck, inkl. Kapseln	1 St.		27,50 €
295122	Clip für ø25 mm Rohr mit ø6 x 15 mm Bolzen, für Rücken 302075/76	1 St.	D3	1,00 €
295126	Clip für ø25 mm Rohr mit ø6 x 32 mm Bolzen, für Beine für 302070-79	1 St.	D3	1,00 €
302033	Füsse für Badebrett 302030 (4 Stck)	1 St.		11,50 €
302035	Griff, blau, für Badebrett 302031 oder 302034	1 St.	OX7D	16,00 €
302032	Griff, rot, für Badebrett 302030	1 St.	OX7D	8,50 €
302140	Roter Stützgriff für Transferbank 302065	1 St.	OX7D	7,50 €
226126	Gummi-Kapsel für Duschhocker 302070-79, ø22 mm	1 St.	D12C	1,25 €
302081	PU Sitz für 42 cm Duschhocker	1 St.		44,50 €
302082	PU Sitz für 47 cm Duschhocker	1 St.		51,00 €
302083	PU Sitz für 52 cm Duschhocker	1 St.		55,00 €
302062	PU Sitz für 302067, grau	1 St.	OX1	23,50 €
302061	PU Sitz für 302069, grau	1 St.	OX1	19,00 €
302076	Rücken für Badestuhl, Alu silber, HMV 04.40.03.2024	1 St.	OX9A	51,00 €
302075	Rücken für Badestuhl, Alu weiss, HMV 04.40.03.2024	1 St.	OX9A	51,00 €

\* VE = Verpackungseinheit



# KAKADU KAKADU



## Rubrik OY

Kakadu Dusch- und Toilettenrollstuhl  
auch mit Kantelung (Kippfunktion)

## "Kakadu" Dusch- und Toilettenrollstuhl aus Aluminium



Alu Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu", serienmässig mit 5" Rädern



Alu Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu" mit montierten 24" Hinterrädern (optional)

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl "**Kakadu**" hat einen Rahmen aus weiß eloxiertem Aluminium und wird standardmässig mit vier 5" Rädern mit Feststellbremsen ausgeliefert. Der Sitz, der Rücken und die klappbaren Armlehnen bestehen aus schwarzem weichem PUR. Die Fußstützen sind höhenverstellbar und abnehmbar. Der Stuhl wird serienmässig mit WC-Eimer, -Deckel und schwarzer Sitz-Abdeckung geliefert.

Optional kann der Dusch- und Toilettenrollstuhl mit 24" Antriebsrädern und Feststellbremsen ausgestattet werden. Die Montage des 24" Räder Sets ist bereits werksseitig vorgesehen und daher sehr einfach zu bewerkstelligen. Das optionale Montage Set enthält alle dafür benötigten Teile.

### Zubehör für "Kakadu" Dusch- und Toilettenrollstühle

Für die Dusch- und Toilettenrollstühle der Serie "Kakadu" ist verschiedenes Zubehör verfügbar.




Amputationsstütze, höhenverstellbar



Sicherheitsbügel



Kippschutz (Anti-tip)  
ACHTUNG: ist nur mit 24" Rädern montierbar



Geschlossener Sitz (A), Sitzabdeckung mit rundem Loch (B)



Anpassbarer Rücken für "Kakadu" Toilettenrollstühle




Der Sicherheitsgurt ohne Metallteile kann auch als zusätzlicher Stützpunkt verwendet werden



Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum. Erhältlich in 2 Größen



Schaumstoffkissen aus weichem PU Schaum, mit wasserdichtem Decutex Überzug



Schaumstoffkissen aus weichem PU Schaum, vorne offen, mit wasserdichtem Decutex Überzug



Der Urinfänger ist ohne Werkzeug auf den Standardsitz aufsteckbar

## "Kakadu Tilt" Dusch- und Toilettenrollstuhl aus Aluminium mit Kantelung



Alu Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu Tilt"



Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu Tilt" in gekippt

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl "**Kakadu Tilt**" kann in der Sitzkantelung individuell von  $-5^\circ$  bis  $+25^\circ$  eingestellt werden. Die Kopfstütze mit Ohrenaussparung kann in der Höhe, Tiefe und im Winkel verstellt werden und ist im Lieferumfang enthalten. Die Unterschenkellänge und der Winkel der Fußplatten sind bei den Fußstützen verstellbar. Die komplette schwarze Polsterung inklusiv der Kopfstütze besteht aus weichem PUR.

Serienmäßig wird der Kakadu Tilt mit vier 5" Rädern mit Feststellbremsen ausgeliefert. Der Stuhl wird serienmäßig mit WC-Eimer, -Deckel und schwarzer Sitz-Abdeckung geliefert. Optional kann der Dusch- und Toilettenrollstuhl mit 24" Antriebsrädern mit Feststellbremsen ausgestattet werden. Die Montage des 24" Räder Sets ist bereits werksseitig vorgesehen und daher sehr einfach zu bewerkstelligen. Das optionale Montage Set enthält alle dafür benötigten Teile.

Technische Daten	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Differenz bei 24"
Sitzbreite	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Sitztiefe	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Sitzhöhe	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Sitz Ausschnitt	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Überfahrbare Höhe **	42,5 - 47,5 cm	43 - 48 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	---
Überfahrbare Breite	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	35 cm	40 cm	---
Sitz-/Rückenwinkel	90 ° / 12°						---
Abstand zwischen den Armlehnen	39,5 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,6 cm	46,5 cm	51,5 cm	---
Höhe der Rückenlehne	46 cm						---
Gesamtbreite *	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 9,5 cm*
Gesamttiefe	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 19 cm
Gesamthöhe	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Tragkraft	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	150 Kg	150 Kg	---
Leergewicht	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 4,20 kg
Kippwinkel (Tilt)	---	---	---	---	$-5^\circ$ bis $+25^\circ$	$-5^\circ$ bis $+25^\circ$	---


\* Gesamtbreite: Differenz bei Kakadu Tilt (302024 oder 302025): + 14 cm

\*\* Die Räder mit verlängertem Rohr (Zubehör - Art.Nr. 30212M) ermöglichen eine zusätzliche Bodenfreiheit von +5 cm.

### "Commode Liner" Hygienetüten

Die neue patentierte **Commode Liner Disc** ist ein einzigartiges, tragbares, flexibles Zubehör für den Duschstuhl das eine einfache und hygienische Handhabung ermöglicht.

Die Liner Disc wird in Verbindung mit den **Commode Liner Tüten** (separat erhältlich) verwendet und lässt sich einfach auf den Sitz legen und wieder entfernen, um eine Kontamination des Sitzes und des Eimers zu verhindern.



Commode Liner Disc



Commode Liner

## Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu"

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
302015	Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu" mit 4 arretierbaren 5" Rädern, SB 38 cm, HMV 18.46.01.2025	OY1	468,00 €
302018	Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu" mit 4 arretierbaren 5" Rädern, SB 45 cm, HMV 18.46.01.2025	OY1	468,00 €
302019	Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu" mit 4 arretierbaren 5" Rädern, SB 50 cm, HMV 18.46.01.2025	OY1	547,00 €
302020	Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu" mit 4 arretierbaren 5" Rädern, SB 55 cm, HMV 18.46.01.2025	OY1	623,00 €

302024	Dusch- und Toilettenrollstuhl mit Kantelung und 4 arretierbaren 5" Rädern und Kopfstütze, SB 45 cm, HMV 18.46.01.4005	OY3	786,00 €
302025	Dusch- und Toilettenrollstuhl mit Kantelung und 4 arretierbaren 5" Rädern und Kopfstütze, SB: 50 cm., HMV 18.46.01.4005	OY3	850,00 €

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
302017	24" Kunststoffräder mit Steckachse für Dusch- und Toilettenrollstuhl 302015,18,19 und 20 inkl. Adapter/Bremse, paarweise	OY2	245,00 €
302023	24" Kunststoffräder mit Steckachse für Dusch- und Toilettenrollstuhl 302024 und 25 inkl. Adapter, paarweise	OY2	277,00 €

## Hilfsmittel Nummern

Dusch- und Toilettenrollstuhl Kakadu mit 5" Rädern.....	18.46.01.2025
Dusch- und Toilettenrollstuhl Kakadu mit 24" Rädern.....	18.46.01.0027
Dusch- und Toilettenrollstuhl Kakadu Tilt mit 5" Rädern.....	18.46.01.4005

## Ersatzteile für den Dusch- und Toilettenrollstuhl "Kakadu" (Preise siehe nächste Seite)

Foto OY4a

	A	B	C	D
302015	30312E	30212C	30212G	30212F
302018	302111	302107	302131	302132
302019	302112	302106	302131	302132
302020	302118	302120	302131	302132
302024	302111	302107	302131	302132
302025	302112	302106	302131	302132


Mobilex	Mobilex A/S	Material			
DK-8660	Skanderborg				
DESIGN	NAME	DATE	SIGNATURE		
APPROVED				APPLY TO TYPE	DWG NO: POS
SCALE			SHEET	EDITION:	
DESIGNATION				DWG NO:	12.2020
					KAKADU Showerchair

## Ersatzteile (Zubehör siehe nächste Seite)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
302130	5" Rad inkl. Alurohr für Dusch-Toilettenstuhl 302015/18/19//24,25, ab Baujahr 2016	OY4A	41,50 €
302121	5" Rad inkl. Alurohr für Dusch-Toilettenstuhl 302018/19/20/24, bis Baujahr 2015	OY4A	41,50 €
30212M	5" Rad mit verlängertem Alurohr (145 mm) für Dusch-Toilettenstuhl, alle Modelle	OY4A	51,00 €
30212J	5" Rad verstärkt inkl. Alurohr für Dusch-Toilettenstuhl 302020	OY4A	38,50 €
302124	Adapter zur Montage der 24" Räder am 302018, 302019 und 302020, paarweise	OY4A	26,50 €
30212B	Adapter zur Montage der 24" Räder am 302024 und 302025, paarweise	OY4A	27,50 €
302116	Armlehnenbeschlag, links, für alle Modelle	OY4A	15,00 €
302117	Armlehnenbeschlag, rechts, für alle Modelle	OY4A	15,00 €
302137	Arretierbeschlag für Beinstütze für Kakadu	OY4A	7,50 €
302148	Auslösegriff mit 2 Kabeln für Dusch-Toilettenstuhl 302024/25	OY4A	26,50 €
30212G	Beinstütze komplett für Dusch-Toilettenstuhl 302015, links	OY4A	55,00 €
30212F	Beinstütze komplett für Dusch-Toilettenstuhl 302015, rechts	OY4A	55,00 €
302131	Beinstütze komplett für Dusch-Toilettenstuhl 302018/19/20/24/25, links	OY4A	62,00 €
302132	Beinstütze komplett für Dusch-Toilettenstuhl 302018/19/20/24/25, rechts	OY4A	62,00 €
302151	Bremse für 302015/18/19/20/24/25 inkl. Montageklammer, links	OY4A	25,50 €
302152	Bremse für 302015/18/19/20/24/25 inkl. Montageklammer, rechts	OY4A	25,50 €
30212D	Deckel 17 x 33 cm, für PU Sitz für 302015	OY4A	21,50 €
302103	Deckel 21,3 x 40,5 cm, für PU Sitz, verstärkt für 302018/19/20/24/25	OY4A	27,50 €
302144	Fingerschraube für die Kopfstütze 302141	OY4A	1,25 €
302113	Fingerschraube zur Fixierung der Rückenlehne am Dusch-Toilettenstuhl Kakadu	OY4A	3,25 €
302163	Gaszylinder, 100N für Kakadu Tilt	OY4A	134,00 €
302162	Gaszylinder, 150N für Kakadu Tilt 302024	OY4A	138,00 €
302108	Gaszylinder, 170N für Kakadu Tilt 302025	OY4A	138,00 €
302119	Greifring für 24" Rad vom 302017/23Radsatz	OY4A	17,00 €
30212T	Halterung für Toiletteneimer für Kakadu 302015, paarweise	OY4A	15,00 €
30212L	Halterung für Toiletteneimer für Kakadu 302018-302025, paarweise	OY4A	15,00 €
30212N	Komplettes Kunststoffteil mit Entriegelungshebel f. Beinstütze Kakadu alle Modelle	OY4A	21,50 €
302150	Kopfstütze komplett für Dusch-Toilettenrollstuhl Kakadu 302024 und 302025	DZ36	149,00 €
302143	Kopfstützen-Halteset für die Kopfstütze 302141	OY4A	25,50 €
302141	Kopfstützenschale aus PU	OY4A	68,00 €
30214A	Kopfstützenstativ zur Montage am 302015+18+19+20	OY4A	29,50 €
302136	Kunststoffbuchse für Beinstütze am Dusch-Toilettenstuhl Kakadu	OY4A	3,25 €
302114	Kunststoffclip für Sitz für 302018/19/24	OY4A	2,25 €
302142	Metallstange für Kopfstütze 302141	OY4A	18,00 €
302145	Montageklemme für die Kopfstütze 302141	OY4A	39,50 €
302115	PU Armlehne 240 mm mit Schrauben für alle Kakadu Modelle	OY4A	13,00 €
30212E	PU Rücken für Dusch-Toilettenstuhl SB 38 cm / 302015	OY4A	60,00 €
302111	PU Rücken für Dusch-Toilettenstuhl SB 45 cm / 302018 und 302024	OY4A	55,00 €
302112	PU Rücken für Dusch-Toilettenstuhl SB 50 cm / 302019 und 302025	OY4A	77,00 €
302118	PU Rücken für Dusch-Toilettenstuhl SB 55 cm / 302020	OY4A	83,00 €
30212C	PU Sitz SB 38 cm für 302015, mit Eimerhalterung, ohne Deckel	OY4A	111,00 €
302107	PU Sitz SB 45 cm für 302018/24, mit Eimer Halterung, ohne Deckel	OY20	126,00 €
302109	PU Sitz SB 45 cm mit rundem Loch für 302018/24, mit Eimer Halterung, ohne Deckel	OY8B	119,00 €
302106	PU Sitz SB 50 cm für 302019/25, ohne Eimerhalterung, ohne Deckel	OY20	126,00 €
302154	PU Sitz SB 50 cm mit rundem Loch für 302019/25, ohne Eimerhalterung, ohne Deckel	OY8B	132,00 €
302120	PU Sitz SB 55 cm für 302020, ohne Eimerhalterung, ohne Deckel	OY4A	147,00 €
302156	PU Sitz SB 55 cm mit rundem Loch für 302020 ohne Eimer Halterung, ohne Deckel	OY8B	155,00 €
302153	Schrauben aus Edelstahl zur 5" und 24" Radverstellung für Kakadu (4-teiliges Set)	OY4A	4,25 €
302101	Toiletteneimer mit Deckel für Dusch- und Toilettenrollstuhl Kakadu, alle Modelle	OY4A	18,00 €


## Info zu den 5" Rädern

Foto: OY17




Das 5" Rad bis BJ 2015 hat oben keinen Plastikaufsatz

Foto: OY18



Das 5" Rad ab BJ 2016 hat einen schwarzen Plastikaufsatz oben am Rohr

Foto: OY19



Das verlängerte 5" Rad zur Erhöhung der überfahrbaren Höhe

**ACHTUNG:** Nicht für 24" Variante

## Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
302128	Amputationsstütze, links, für Badestuhl 302018/19/24/25	OY5	104,00 €
302129	Amputationsstütze, rechts, für Badestuhl 302018/19/24/25	OY5	104,00 €
302195	Arملهne 350 mm inkl. 25,4 x 470 mm Rohr für Dusch- und Toilettenstuhl Kakadu		40,50 €
302126	Sicherheitsbügel für Badestuhl 302019 und 302025 (55 cm für SB 50 cm)	OY6	34,00 €
302127	Sicherheitsbügel für Badestuhl 302018/24 (50 cm für SB 45 cm)	OY6	34,00 €
302149	Sicherheitsbügel für Badestuhl 302020 (59 cm für SB 55 cm)	OY6	34,00 €
302125	Anti-tip für "Kakadu" Toilettenrollstuhl, alle Modelle ab BJ 2015 (1 Stück)	OY7	17,00 €
302109	PU Sitz SB 45 cm mit rundem Loch für 302018/24, mit Eimer Halterung	OY8B	119,00 €
302154	PU Sitz SB 50 cm mit rundem Loch für 302019/25, mit Eimer Halterung	OY8B	132,00 €
302156	PU Sitz SB 55 cm mit rundem Loch für 302020, mit Eimer Halterung	OY8B	155,00 €
302110	Geschlossene Sitzplatte SB 45 cm für 302018/302024	OY8A	63,00 €
302155	Geschlossene Sitzplatte SB 50 cm für 302019/302025	OY8A	77,00 €
302157	Geschlossene Sitzplatte SB 55 für 302020	OY8A	89,00 €
30212Z	Geschlossene Fußplatte 165 x 320 mm für Kakadu Dusch- und Toilettenrollstuhl		62,00 €
302122	Sicherheits- oder zusätzlicher Rückengurt für Kakadu, alle Modelle	OY10	21,50 €
302164	Velcro Rücken für Kakadu mit Sitzbreite 45 cm	OY9	51,00 €
302165	Velcro Rücken für Kakadu mit Sitzbreite 50 cm	OY9	53,00 €
302166	Velcro Rücken für Kakadu mit Sitzbreite 55 cm	OY9	55,00 €
30212R	Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum - 10 x 14 cm - rechts	OY11	55,00 €
30212P	Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum - 10 x 14 cm - links	OY11	55,00 €
30212S	Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum - 14 x 20 cm - rechts	OY11	60,00 €
30212Q	Einstellbare Seitenpelotte aus PU Schaum - 14 x 20 cm - links	OY11	60,00 €
30211U	Weiches Kissen für Sitz mit runder Öffnung (vorne geschlossen)	OY12	83,00 €
30210U	Weiches Sitzkissen mit Aussparung (vorne offen)	OY13	83,00 €
30214U	Urinfänger für Kakadu Standardsitz (vorne offen)	OY14	21,50 €

## Commode Liner Disc (Hygiene Tüten für Toiletteneimer)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
302170	Commode Liner Disc Toilettensitz Auflage	OY90	32,00 €
302171	Commode Liner Toiletten Tüten für Auflage (Disc) - Packung mit 20 Stück	OY90	47,00 €
302172	Commode Liner Toiletten Tüten für Auflage (Disc) - Rolle mit 20 Stück	OY90	34,00 €
302173	Commode Liner Tüten für Toiletteneimer - Rolle mit 20 Stück	OY91	34,00 €

# SONSTIGE HILFSMITTEL


## SONSTIGE HILFSMITTEL



**Rubrik Q**  
Sonstige Hilfsmittel

## Zusammenklappbarer Pedaltrainer

Foto Q1



Pedaltrainer mit (A) und ohne LCD Anzeige (B)

Einfacher aber robuster Arm- und Beintrainer mit manuell einstellbarem Tretwiderstand. Der Pedaltrainer hat ein massives Metallgestell und Kunststoffpedalen mit verstellbarer Schlaufe. Er ist mit oder ohne LCD Display verfügbar.

Maße: 44 x 39 x 26 cm (L x B x H)

## Unterarmgehstütze

Foto Q3a



Unterarmgehstütze aus Alu

Höhenverstellbare Unterarmgehstütze, silber mit schwarzem Handgriff und **weicher Handauflage** mit **Rückstrahler**.

Gesamthöhe 94 bis 121 cm  
Griffhöhe 72 bis 99 cm  
Gewicht 0,5 kg  
Belastbarkeit 150 kg

## Rollbarer Bett-Tisch

Foto Q2



Rollbarer Bett-Tisch

Bett-Tisch mit vielfältigen Verstellmöglichkeiten. Die Höhe der Arbeitsplatte ist stufenlos zwischen ca. 72 und 110 cm verstellbar und lässt sich stufenlos nach beiden Seiten neigen.

Maße der Arbeitsplatte: 55 x 41 cm (L x B)

## Gehstock einteilig oder faltbar

Foto Q3b



Gehstock aus Aluminium, einteilig (links) oder 3-fach faltbar (rechts)

Höhenverstellbarer Gehstock aus Aluminium, schwarz, mit schwarzem Handgriff

Höhe einstellbar:  
von 73,6 bis 96,5 cm (einteilig - Art. 315015)  
von 85,0 bis 95,0 cm (faltbar - Art. 315016)  
Belastbarkeit 100 kg (beide Modelle)

## Eispickel

Foto Q4



Eispickel

Eispickel zur Befestigung an Krück- und Gehstöcken. Kann bei Nichtgebrauch einfach hochgeklappt werden.

## Stockhalter

Foto Q5



Stockhalter

Wird am Stock festgeklemmt, so dass man den Stock an die Tischkante o.ä. hängen kann.

## Greifzange

Foto Q6



Greifzange, 59 cm, 74 cm (im Bild oben) oder 87 cm lang

Foto Q6b



Greifzange

Foto Q6c



Greifhaken am Zangenende

Foto Q6e



Magnetisches Ende

Greifzange aus Aluminium mit ergonomischem Griff. Die Greifzange ist mit einem Haken und einem Magneten ausgestattet und unterstützt Personen mit Bewegungseinschränkung beim Aufheben oder Heranholen von Gegenständen.

Lieferbar in 3 Längen: 87 cm, 74 cm oder 59 cm.

**Sonstige Hilfsmittel**

Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
272002	Pedaltrainer, silber, faltbar	5	Q1B	40,50 €
272003	Pedaltrainer, silber, faltbar, mit LCD Display	5	Q1A	58,00 €

Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
272010	Rollbarer Betttisch, Arbeitsplatte neigbar, Höhenverstellung 72-115 cm	4	Q2	85,00 €

Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
315021	Unterarmgehstütze, silber mit schwarzem Handgriff, weichem SOFT Griff, Höheneinstellung 94-121cm	20	Q3A	15,00 €

Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
315015	Gehstock, schwarz, Höheneinstellung 76 cm - 98 cm	1	Q3B	15,00 €
315016	Faltbarer Gehstock, schwarz, Höheneinstellung 85 cm - 95 cm	1	Q3B	17,00 €

Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
315101	Universal Eispickel für Krücken	10	Q4	5,75 €
315102	Stock-Halter	10	Q5	4,75 €

Art.Nr.	Beschreibung	VE *	Bild	VK
315040	Greifzange 59 cm	10	Q6	14,00 €
315041	Greifzange 74 cm	10	Q6	15,00 €
315042	Greifzange 87 cm	10	Q6	16,00 €

\* VE = Stück pro Verpackungseinheit

**ACHTUNG!****Im Normalfall liefern wir ganze Verpackungseinheiten.****Bitte versuchen Sie Ihre Bestellungen an die angegebenen Verpackungseinheiten anzupassen.**

# ROLLATOREN

## ROLLATOREN



### Rubrik RB - RT

Indoor- und Outdoor-Rollatoren,  
Arthritis Rollatoren, Gehtrainer  
und Einkaufstrolleys

Der **Impala** Leichtgewichtsrollator hat einen blau-metallic farbigen Aluminium-Rahmen. Das Faltsystem ermöglicht ein Zusammenklappen und reduziert den Platzbedarf im gefalteten Zustand auf ein Minimum. Der Rollator ist mit Stockhalter, sowie gepolsterter Rückenlehne und einer praktischen Tasche unter dem Sitz ausgestattet. Leicht zum Auf- und Zuklappen ist der Rollator mit seinen großen 200 mm Rädern für eine Verwendung sowohl im Freien wie in geschlossenen Räumen geeignet. Die anatomisch geformten Schiebegriffe lassen sich in der Höhe an den Benutzer anpassen und ermöglichen ein bequemes und sicheres Vorankommen. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen an den Hinterrädern ausgestattet.

<b>Rollator Impala</b>	<b>Standard</b> Art.Nr. 312060	<b>Hoch</b> Art.Nr. 312061	<b>Breit</b> Art.Nr. 312062
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
<i>Sitzhöhe</i>	53 cm	63 cm	53 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	48 cm	49 cm	53 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	70 cm	75 cm	70 cm
<i>Gewicht</i>	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion		
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm		



Mobilex Rollator Impala



Der Rollator gefaltet



Korb für die Tasche unter dem Sitz (Zubehör)



Korb zum Einhängen aussen (Zubehör)

**Rollator Impala**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312060	Impala Rollator, standard Modell, blaumetallic, mit Tasche, Rückengurt und Stockhalter	RI1A	166,00 €
312061	Impala Rollator, hohes Modell, blaumetallic, mit Tasche, Rückengurt und Stockhalter	RI1A	185,00 €
312062	Impala Rollator, breites Modell, blaumetallic, mit Tasche, Rückengurt und Stockhalter	RI1A	185,00 €

**Hilfsmittel Nr. für Impala Rollator: 10.50.04.1187****Ersatzteile und Zubehör für Impala Rollatoren**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
201073	7" Vollgummirad 185 x 30 mm, flache Lauffläche, Distanzhülsen für NB 45 mm	15,00 €
312068	8" Rad für Impala Rollator	13,00 €
312069	Bremsblock für Impala, paarweise	4,50 €
312066	Bremsgriff, links, inkl. Kabel und Rohr für Impala Rollator 312060 und 312062	21,50 €
31206D	Bremsgriff, links, inkl. Kabel und Rohr für Impala Rollator 312061	21,50 €
312067	Bremsgriff, rechts, inkl. Kabel und Rohr für Impala Rollator 312060 und 312062	21,50 €
31206E	Bremsgriff, rechts, inkl. Kabel und Rohr für Impala Rollator 312061	21,50 €
312079	Hinterradachse für Impala Rollator	2,75 €
312073	Korb für Impala-Rollator, 400 x 250 x 140 mm, mit Tasche, die in den Korb passt	13,00 €
312074	Korb für Impala Rollator, 440 x 282 x 209 mm, zum Einhängen aussen	13,00 €
312065	Krückenhalter für Impala bestehend aus Halter und Becher	9,50 €
31206J	Kunststoffhalterung für Impala Rückenrohr, Satz 2 Stück mit Schrauben	11,00 €
31206F	Kunststoffschutzring für Impala Rollator Rahmenrohr	1,00 €
31206G	Rückenlehnenrohr mit Polsterung für Impala Rollator 312060 und 312061	20,00 €
31206H	Rückenlehnenrohr mit Polsterung für Impala Rollator 312062	22,00 €
312064	Sitz für Impala Rollator	17,00 €
312027	Sterngriff inkl. Bolzen und Mutter für Handgriffsverstellung	3,25 €
312063	Tasche für Impala, 340 x 190 x 160 mm (Die Standardtasche passt nicht in den Korb 312073)	13,00 €
312078	Vorderradachse für Impala Rollator	2,75 €
31206C	Vorderradgabel für Impala Rollator komplett mit 2 Kugellagern	23,50 €

Der **Kudu** Leichtgewichtsrollator hat einen silberfarbenen Aluminium-Rahmen. Das Faltsystem mit Kreuzgelenk ermöglicht ein Zusammenklappen wie bei einem Rollstuhl und reduziert den Platzbedarf im gefalteten Zustand auf ein Minimum. Der Sitz und die abnehmbare Tasche bestehen aus reissfestem Nylon. Die Tasche hat einen Tragegriff und kann so auch als Einkaufstasche verwendet werden. Der Rollator ist mit Rückengurt ausgestattet. Leicht zum Auf- und Zuklappen ist der Rollator mit seinen großen 200 mm Rädern für eine Verwendung sowohl im Freien wie in geschlossenen Räumen geeignet. Die Schiebegriffe lassen sich sehr einfach in der Höhe an den Benutzer anpassen und ermöglichen ein bequemes und sicheres Vorankommen. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen an den Hinterrädern ausgestattet. Der Rollator wird serienmäßig mit Ankipphilfe, Stockhalter und Klingel, sowie einem Tablett das sich auf den Sitz montieren lässt, ausgeliefert.

<b>Mobilex Rollator Kudu</b> HMV Nr. 10.50.04.1230	<del>Standard</del> Art.Nr. 312075	<b>Medium</b> Art.Nr. 312076	<b>Small</b> Art.Nr. 312077
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	<del>80 - 98,5 cm</del>	79 - 88 cm	69 - 80 cm
<i>Sitzmaße (H x B x T)</i>	<del>65 x 42 x 20,5 cm</del>	57 x 42 x 20,5 cm	50 x 42 x 20,5 cm
<i>Faltmaße (H x B x T)</i>	<del>82 x 29 x 67 cm</del>	79 x 27 x 68 cm	67 x 27 x 72 cm
<i>Gesamtbreite offen</i>	<del>61 cm</del>	61 cm	61 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	<del>45,5 cm</del>	45,5 cm	45,5 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	<del>67 cm</del>	68 cm	70 cm
<i>Gewicht</i>	<del>8,0 kg</del>	7,9 kg	7,7 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	<del>150 kg / 5 kg</del>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion		
<i>Radgrößen</i>	vorne und hinten: 200 x 35 mm		

Foto: RK1a



Mobilex Kudu Rollator

Foto: RK1b



Der Kudu Rollator gefaltet

### Serienmäßiges Zubehör

Foto: RK1c



Klingel

Foto: RK1d



Tablett



Foto: RK1e

Stockhalter

Foto: RK1f



Ankipphilfe

**Rollator Kudu**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312075	Kudu Rollator, silber, SH: 65 cm, inkl. Rückengurt, Tablett und Stockhalter, HMV 10.50.04.1230	RK1A	305,00 €
312076	Kudu Rollator, silber, SH: 57 cm, inkl. Rückengurt, Tablett und Stockhalter, HMV 10.50.04.1230	RK1A	305,00 €
312077	Kudu Rollator, silber, SH: 50 cm, inkl. Rückengurt, Tablett und Stockhalter, HMV 10.50.04.1230	RK1A	305,00 €

**Ersatzteile und Zubehör für Kudu Rollatoren**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
312137	Abdeckkappe für Kudu Räder	0,50 €
312121	Ablagetablett für Kudu Rollator	10,50 €
312138	Adapter zur Montage von Krückenhaltern für 312076 + 312077	1,00 €
312131	Bremse für Kudu Rollator	6,50 €
312126	Bremsgriff inkl. justierbarem Schiebegriff, linke Seite, für Kudu Rollator	26,00 €
312125	Bremsgriff inkl. justierbarem Schiebegriff, rechte Seite, für Kudu Rollator	26,00 €
312127	Bremskabel für Kudu Rollator	4,50 €
312134	Glocke für Kudu Rollator	4,25 €
312128	Hebelschraube für Griffverstellung am Kudu Rollator	5,25 €
312139	Kunststoff-Klemme zur Fixierung des Fold-Zustandes des Kudu Rollators	5,25 €
312146	Plastikbuchse mit Gewinde für Kudu Schiebegriff links	2,50 €
312145	Plastikbuchse mit Gewinde für Kudu Schiebegriff rechts	2,50 €
312132	Rad, 200 mm für Rollator Kudu	19,50 €
312123	Rückengurt für Kudu Rollator	13,50 €
312130	Sitz for Kudu Rollator	12,50 €
312133	Stockhalter für Kudu Rollator, Halter + Becher	5,50 €
312122	Tasche für Kudu Rollator	27,00 €
312124	Überzug für Tasche für Kudu Rollator	9,00 €
312141	Verriegelungsmechanismus für Kudu Rollator SH 48 cm	18,00 €
312142	Verriegelungsmechanismus für Kudu Rollator SH 55 cm	18,00 €
312143	Verriegelungsmechanismus für Kudu Rollator SH 65 cm	18,00 €
312144	Vorderradgabel für Kudu Rollator	18,50 €

**Anmerkung:**

Der Rollator Kudu standard (312075) ist nicht mehr lieferbar.

Auch die beiden anderen Ausführungen (Medium 312076 und Small 312077) gehen aus dem Lieferprogramm und sind noch lieferbar so lange Vorrat reicht.

Der Leichtgewichtsrollator Mobilex **Panther** hat einen blauen Aluminiumrahmen. Der Rollator lässt sich leicht seitwärts zusammenklappen und nimmt im zusammengeklappten Zustand nur wenig Platz ein, so dass er leicht zu transportieren ist. Der Sitz ist aus strapazierfähigem, langlebigem Material gefertigt, das dem Benutzer Komfort und Stabilität bietet. An der Vorderseite befindet sich eine abnehmbare und mit zwei Griffen versehene Tasche die auch für den Einkauf verwendet werden kann. Durch die großen, weichen Räder ist der Rollator sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich gut geeignet, er ist stabil und dämpft Stöße effektiv ab. Die Schiebegriffe können sehr einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden. Der Rollator ist mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet, die an den Hinterrädern bremsen. An hinteren Rahmen ist ein Ankipp-Pedal integriert, um das Überwinden von kleineren Hindernissen zu erleichtern. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis zu **150 kg** getestet und zugelassen und ist in zwei Größen, Standard und Small, lieferbar (siehe Tabelle).

Foto: RP1a



<b>Mobilex Rollator Panther</b>	<b>Standard</b> 318001	<b>Small</b> 318002
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	78 - 101 cm	71 - 93 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 195 cm	140 - 187 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	62 / 22 cm	62 / 22 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	43 cm	43 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	75,5 cm	75,5 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	6,73 kg	6,25 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	2 feststellbar mit Parkfunktion
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm	Vorne und hinten: 200 x 35 mm

**Rollator Panther**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
318001	Panther Rollator, blau, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV-Nr. angesucht	RP1A	245,00 €
318002	Panther Rollator, blau, Sitzhöhe 55 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV-Nr. angesucht	RP1A	245,00 €

**Ersatzteile und Zubehör für Panther Rollatoren**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
318016	Anatomischer Handgriff mit Katzenauge, links, für den Panther Rollator	5,25 €
318015	Anatomischer Handgriff mit Katzenauge, rechts, für den Panther Rollator	5,25 €
318027	Bremse für Panther rollator	6,50 €
318022	Bremsgriff komplett für Panther Rollator, linke Seite	38,50 €
318021	Bremsgriff komplett für Panther Rollator, rechte Seite	38,50 €
318023	Bremskabel inkl. Feder und Spanner für Panther Rollator	6,50 €
318034	Bremsklotz für Panther Rollator (Set für 2 Räder)	19,00 €
318026	Feststellvorrichtung für Panther Rollator, Sitzhöhe 62 cm	25,50 €
318029	Hinterrad 200 mm (8"), silber, für Panther Rollator	20,00 €
318032	Krückenhalter (Set) für Panther Rollator	11,50 €
318036	Kunststoffteil für Frontrohre des Panther-Rollators (alte Version)	2,25 €
318035	Kunststoffteil zur Montage der Bremsgriffe am Panther-Rollator	2,75 €
318013	Rückengurt für Panther Rollator	16,00 €
318025	Schloss, das den Panther und Elephant Air Rollator im zusammengeklappten Zustand sichert	4,75 €
318024	Schwarze Endkappe der Hinterradnabe des Panther Rollators	2,75 €
318014	Sitz für den Panther Rollator	12,00 €
318012	Tasche für den Panther Rollator	16,00 €
318033	Taschenhalterung vom Panther Rollator (kompletter Satz mit 2 Plastikrohren)	6,50 €
318028	Vorderrad 200 mm (8"), silber, für Panther Rollator	20,00 €
318031	Vorderradgabel für Panther Rollator	9,00 €

**Achtung!**

Der Rollator Panther ist z.Z. nicht mehr lieferbar und wird durch eine verbesserte Version ersetzt werden, die voraussichtlich ab Herbst '24 lieferbar sein wird.

Der **Puma Air** Rollator ist ein neu entwickelter Outdoor-Rollator in hoher Qualität. Der Rollator hat einen Aluminiumrahmen, sowie extra große 12" (295 mm) Luftreifen, die für mehr Stabilität auf schwierigem Untergrund sorgen. Die Schiebegriffe können einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden. Darüber hinaus kann der Rollator sehr leicht mit einem Handgriff gefaltet werden, indem die Schlaufe am Sitz nach oben gezogen wird.

Standardmäßig verfügt der Puma Air über einen Rückengurt, einen Getränkehalter, einen Stockhalter und eine moderne, geschlossene Tasche. Mit seinen großen Luftreifen eignet er sich besonders für den Außenbereich, aber auch für den Innenbereich, da er nur 65 cm breit ist. Insgesamt wiegt der Rollator 9,78 kg und ist leicht zu transportieren. Er ist für ein Benutzergewicht von **bis zu 150 kg** getestet und zugelassen.



Foto: RPa1a



Foto: RPa1b



Foto: RPa1c

<b>Puma Air Rollator</b>	<b>312501+02</b>
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	82 - 99 cm
<i>Empfohlen für Benutzergroße von</i>	160 - 200 cm
<i>Sitzhöhe</i>	59 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	65 cm / 26 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	40 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	76,4 cm
<i>Gewicht</i>	9,78 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 295 mm (12") x 45 mm

**Rollator Puma Air**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312501	Puma Air Rollator, matt-schwarz, Sitzhöhe 59 cm, inkl. Rückengurt, Becher- und Stockhalter	RPA1A	338,00 €
312502	Puma Air Rollator, rot, Sitzhöhe 59 cm, inkl. Rückengurt, Becher- und Stockhalter	RPA1C	338,00 €

**Ersatzteile und Zubehör**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
312555	Achse für Vorderrad des Puma Air Rollator	4,25 €
312556	Achse inkl. Distanzscheibe für das Hinterrad des Puma Air Rollators	4,25 €
312541	Ankipphilfe für Puma Air Rollator, Satz für links und rechts	5,00 €
312549	Bremsklotz für Puma Air Rollator	1,75 €
312551	Decke, 12" x 1.75" (47-203), A-1056, für Puma Air Rollator	17,25 €
312559	Ergonomischer Handgriff, links, für den Puma Air Rollator	5,25 €
312558	Ergonomischer Handgriff, rechts, für den Puma Air Rollator	5,25 €
312523	Getränkehalter für Puma Air Rollator	2,50 €
312545	Griff links, mit Kabel, für Puma Air Rollator	29,75 €
312544	Griff rechts mit Kabel, für Puma Air Rollator	29,75 €
312542	Rad für Puma Air Rollator	36,00 €
312522	Rückengurt, grau, für matt-schwarzen Puma Air Rollator	10,25 €
312553	Schlauch, 12" x 1.75/2.125", für Puma Air Rollator	10,25 €
312548	Schwarze Nabenschutzkappe, für Puma Air Rollator	1,75 €
312521	Sitz, grau, für matt-schwarzen Puma Air Rollator	12,25 €
312524	Stockhalter für Puma Air Rollator (Set mit Klemme und Becher)	3,00 €
312560	Tablett für Puma Air Rollator	35,00 €
312520	Tasche, grau, für matt-schwarzen Puma Air Rollator	24,75 €
312546	Taschenhalter, linke Seite, für Puma Air Rollator	4,75 €
312547	Taschenhalter, rechte Seite, für Puma Air Rollator	4,75 €
312540	Verriegelungshaken des Puma Air Rollators	2,50 €
312543	Vorderrad inklusive Vordergabel für Puma Air Rollator	42,25 €
312557	Vorderradgabel inklusive Lager für Puma Air Rollator	13,00 €

Der Mobilex Rollator **Leopard** hat einen Aluminium-Rahmen der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht zu manövrieren. Er hat große, leicht laufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmäßig verfügt der Rollator Leopard über eine Transportsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Rückengurt sowie einen Stockhalter. Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen



Der Rollator Leopard ist in 5 Farben lieferbar: anthrazit, platin, blau, grün oder rot

<b>Rollator Leopard</b> HMV Nr: 10.50.04.1212	<b>Standard</b> 312301 (rot) 312304 (anthrazit) 312309 (blau) 312300 (grün) 312303 (platin)	<b>Standard+Softräder</b> 312308 (rot) 312306 (anthrazit) 312314 (blau) 312313 (grün) 31230A (platin)	<b>Small</b> 312302 (anthrazit) 312319 (rot)	<b>X-Small</b> 31230K (anthrazit)	<b>Small+Softräder</b> 312318 (anthrazit) 31230E (rot)
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	63 - 79 cm	66 - 86 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	130 - 165 cm	135 - 170 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	62 cm	55 cm	50 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	6,9 kg	7,3 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion				
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm				

**Rollator Leopard** Sitzhöhe 62 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312301	Leopard Rollator, rot, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1D	317,00 €
312303	Leopard Rollator, platinsilberfarben, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1E	317,00 €
312304	Leopard Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1A	317,00 €
312309	Leopard Rollator, blau, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1B	317,00 €
312300	Leopard Rollator, grün, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1C	317,00 €

**Rollator Leopard** Sitzhöhe 50 cm oder 55 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
31230K	Leopard Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 50 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1A	317,00 €
312319	Leopard Rollator, rot, Sitzhöhe 55 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1D	317,00 €
312302	Leopard Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 55 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1A	317,00 €

**Rollator Leopard mit Soft Rädern** Sitzhöhe 62 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312308	Leopard Rollator, rot, Sitzhöhe 62 cm, mit Softrädern, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1D	351,00 €
312306	Leopard Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 62 cm, mit Softrädern, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1A	351,00 €
312314	Leopard Rollator, blau, Sitzhöhe 62 cm, mit Softrädern, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1B	351,00 €
312313	Leopard Rollator, grün, Sitzhöhe 62 cm, mit Softrädern, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RS2A	351,00 €
31230A	Leopard Rollator, platinsilberfarben, Sitzhöhe 62 cm, mit Softrädern, inkl Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1E	351,00 €

**Rollator Leopard mit Soft Rädern** Sitzhöhe 55 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312318	Leopard Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 55 cm, mit Softrädern, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1A	351,00 €
31230E	Leopard Rollator, rot, Sitzhöhe 55 cm, mit Softrädern, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1212	RL1D	317,00 €

**Zubehör und Ersatzteile siehe eigene Seite** (Rubrik RS)

Der Leichtgewichtrollator **Panda Comfort** hat einen Aluminiumrahmen in dunkelblau. Der Rollator lässt sich leicht zusammenklappen und nimmt im zusammengeklappten Zustand nur wenig Platz ein und ist leicht zu transportieren. Der Sitz ist aus strapazierfähigem, langlebigem Nylon gefertigt. An der Vorderseite ist eine geschlossene Einkaufstasche angebracht, die mit zwei Griffen versehen ist, so dass sie leicht abgenommen und separat getragen werden kann.

Durch die großen, weichen Räder ist der Rollator sehr stabil und leicht zu manövrieren. Er ist für den Einsatz im sowohl Innen- als auch Außenbereich geeignet und die großen Räder sorgen für eine gute Stoßdämpfung. Die Schiebegriffe lassen sich sehr einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellen. Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar. Am Rahmen nahe der Hinterräder sind zwei Kipp-Pedale angebracht, um das Überwinden von kleineren Hindernissen zu erleichtern. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche, einen Rückengurt und einen Stockhalter. Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht von **bis zu 150 kg** getestet und zugelassen.



Foto: RPC1a

<b>Panda Comfort rollator</b>	<b>312601</b>
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	77,5 - 99,1 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	160 - 200 cm
<i>Sitzhöhe</i>	59 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	65 cm / 26,4 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	45,5 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	77,5 cm
<i>Gewicht</i>	9,44 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 285 mm x 45 mm


## Rollator Panda Comfort

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312601	Panda Comfort Rollator, dunkelblau, SH 59 cm, mit Rückengurt und Stockhalter	RPC1A	420,00 €

**Zubehör und Ersatzteile siehe eigene Seite** (Rubrik RS)

Die Mobilex Arthritis Rollatoren **Tiger** und **Tiger Outdoor** basieren auf den eleganten Rollatoren Leopard (Tiger) bzw. Lion (Tiger Outdoor) und verfügen daher auch über deren Eigenschaften und Funktionen. Zusätzlich sind die weichen und bequemen Unterarmstützen mit ihren Bremsgriffen in Tiefe, Winkel und Höhe einstellbar. Außer beim Modell 312201 und 312211 sind die Armauflagen zusätzlich nach innen in 2 Stufen um jeweils 22,5 Grad drehbar. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat große, leicht laufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche. Der Rollator Tiger Standard ist nur für den Innenbereich auf ebenen Böden und für ein Benutzergewicht bis **150 kg** zugelassen. Das Modell Tiger Outdoor ist auch für den Aussenbereich und ein Benutzergewicht von **200 kg** zugelassen.

<b>Mobilex Rollator Tiger</b> (* mit drehbaren Armauflagen)	<b>Standard</b> Art.Nr. 312201 (grau) Art. 312211 (rot) Art.Nr. 312202 (braun) *	<b>Outdoor</b> Art.Nr. 312205 (grau) * Art.Nr. 312206 (braun) *
Schiebestangen höhenverstellbar	90 cm - 115 cm	87 - 110 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	140 - 185 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Sitzbreite / Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	77 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	9,5 kg	12 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen (vorne / hinten)	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm



Arthritis Rollator Tiger

Arthritis Rollator Tiger Outdoor

Drehbare Unterarmauflage \*

## Zubehör (Für weiteres Zubehör siehe Rubrik RS)




Fester gepolsteter Sitz



Tablett



Schleifbremse (Set mit 2 Stk.)



Netztasche offen (A)

Netztasche mit Reißverschluss (B)



Kabelsatz für Einhandbremse



Stockhalter (Set)

**Arthritis Rollator Tiger**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312201	Arthritis Rollator Tiger, anthrazit, Sitzhöhe 62 cm, HMV 10.46.04.0016	RT1A	660,00 €
312211	Arthritis Rollator Tiger, rot, Sitzhöhe 62 cm, HMV 10.46.04.0016	RT1A	660,00 €

**Arthritis Rollator Tiger mit drehbaren Armauflagen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312202	Arthritis Rollator Tiger mit drehbaren Armlehnen, metallic braun, SH 62 cm, HMV 10.46.04.0016	RT1C	740,00 €

**Arthritis Rollator Tiger Outdoor mit drehbaren Armauflagen**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312205	Arthritis Rollator Tiger Outdoor, anthrazit, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt, HMV 10.46.04.0020	RT1E	920,00 €
312206	Arthritis Rollator Tiger Outdoor, braunmetallic, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt, HMV 10.46.04.0020	RT1E	920,00 €

**Zubehör und Ersatzteile siehe eigene Seite** (Rubrik RS)

Der Mobilex Rollator **Buffalo HD** hat einen grauen Aluminiumrahmen der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Seine Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt, um eine höhere Last zu tragen. Die maximale Tragfähigkeit erreicht daher 200 kg. Er hat große, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist die Grundlagen für einen bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmäßig verfügt der Rollator Buffalo über eine Transportsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Rückengurt sowie über einen Stockhalter. Darüber hinaus ist eine große Auswahl an Zubehör verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **200 kg** getestet und zugelassen.

<b>Mobilex Rollator Buffalo HD</b> HMV Nr. 10.50.04.2012	<b>Standard</b> Art. Nr. 312305	<b>Small</b> Art. Nr. 312307
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	66 - 86 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 200 cm	125 - 170 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	56 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	7,8 kg	7,5 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm	



Mobilex Rollator Buffalo HD



Der Rollator gefaltet



Leichtgängige Bremsen



Abnehmbare Einkaufstasche

**Zubehör** (Für weiteres Zubehör siehe Rubrik RS)


Fester gepolsteter Sitz



Tablett



Schleifbremse (Set mit 2 Stk.)



Softrad (silber oder schwarz)



Regenschirm

## Rollator Buffalo HD Sitzhöhe 62 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312305	Buffalo HD Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2012	RB1A	420,00 €
312385	Buffalo Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 62 cm, mit Softrädern, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2012		452,00 €

## Rollator Buffalo HD Sitzhöhe 55 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312307	Buffalo HD Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 55 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2012	RB1A	420,00 €
312387	Buffalo Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 55 cm, mit Softrädern, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2012		452,00 €

**Zubehör und Ersatzteile siehe eigene Seite** (Rubrik RS)

Der Mobilex **Lion** Rollator ist ein für abseits asphaltierter und gepflasterter Wege entwickelter Rollator, der mit seinen großen Rädern auch vor Hindernissen nicht zurückschreckt bei denen Sie mit anderen Rollatoren nur schwerlich weiterkommen würden. Die großen und weichen Räder gewährleisten eine bequeme Fahrt auch über holpriges Kopfsteinpflaster und nicht ganz ebene Kies- oder Feldwege. Der Rollator lässt sich für einen geringen Platzbedarf leicht in Querrichtung zusammenfallen und ist daher sehr leicht im Auto zu transportieren oder zu Hause abzustellen. Er verfügt serienmäßig über eine reißfeste bequeme textile Sitzfläche, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Stockhalter und einen Rückengurt. Der Rollator ist in zwei Farben (braun oder anthrazitgrau) lieferbar und für ein Benutzergewicht von **200 kg** getestet und zugelassen.

<b>Mobilex Rollator Lion</b> HMV Nr: 10.50.04.2015	<b>Standard</b> Art.Nr. 312372 (anthrazitgrau) Art.Nr. 312374 (braun metall.)	<b>Small</b> Art.Nr. 312371 (anthrazitgrau) Art.Nr. 312373 (braun metall.)
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	90-112 cm	77-90 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	170 - 220 cm	165 - 175 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	53 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	68 / 26 cm	68 / 26 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	56 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	76 cm	76 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	9,3 kg	9,0 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	
<i>Radgrößen (Softräder)</i>	Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm	



Mobilex Rollator Lion



Der Rollator gefaltet

**Zubehör** (Für weiteres Zubehör siehe Rubrik RS)


Fester gepolsteter Sitz



Tablett



Kabelsatz für Einhandsbremse

**Rollator Lion** (Sitzhöhe 62 cm)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312372	Lion Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2015	RLI1A	530,00 €
312374	Lion Rollator, braun metallic, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2015	RLI1A	530,00 €

**Rollator Lion** (Sitzhöhe 53 cm)

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312371	Lion Rollator, anthrazit, Sitzhöhe 53 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2015	RLI1A	530,00 €
312373	Lion Rollator, braun metallic, Sitzhöhe 53 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2015	RLI1A	530,00 €

**Zubehör und Ersatzteile siehe eigene Seite** (Rubrik RS)

Der Rollator **Gepard** hat einen **Rahmen aus Kohlefaser** und weiteren Teilen aus Aluminium. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität, gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Die großen und leichtgängigen 8" Räder sind mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet. Standardmäßig verfügt der Rollator über einen bequemen textilen Sitz, eine Transportsicherung, eine Ankipphilfe, eine abnehmbare Tasche, die sich auch als Einkaufstasche verwenden lässt, und einen Rückengurt. Die Handgriffe sind höhenverstellbar. Auch ist eine große Auswahl an weiterem Zubehör verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** (das Modell HD bis **200 kg**) getestet und zugelassen.



Der Rollator Gepard hat einen Kohlefaser-Rahmen und ist in 3 Farben (lila, gelb und schwarz) lieferbar

<b>Rollator Gepard</b> HMV 10.50.40.1245 * HMV 10.50.40.2018	<b>Standard</b> 312401 (schwarz) 312403 (gelb) 312404 (lila/schwarz)	<b>Mit SOFT Rädern</b> 312406 (schwarz) 312407 (gelb) 312408 (lila/schwarz)	<b>Small</b> 312402 (schwarz)	<b>HD *</b> 312405 (schwarz)
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion			
<i>Radgrößen</i>	vorne und hinten: 200 x 35 mm			

**Rollator Gepard** Sitzhöhe 62 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312401	Gepard Rollator, Kohlefaser, schwarz, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1245	RG1A	530,00 €
312403	Gepard Rollator, Kohlefaser, gelb, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1245	RG1C	530,00 €
312404	Gepard Rollator, Kohlefaser, lila/schwarz, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1245	RG1B	530,00 €

**Rollator Gepard** Sitzhöhe 55 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312402	Gepard Rollator, Kohlefaser, schwarz, Sitzhöhe 55 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1245	RG1A	530,00 €

**Rollator Gepard HD** Sitzhöhe 62 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312405	Gepard HD, Kohlefaser, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.2018	RG1H	574,00 €

**Rollator Gepard mit Softrädern** Sitzhöhe 62 cm

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312406	Gepard Rollator mit Softrädern, Kohlefaser, Sitzhöhe 62 cm, inkl. Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1245		564,00 €
312407	Gepard Rollator mit Softrädern, Kohlefaser, gelb, Sitzhöhe 62 cm, inkl Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1245		564,00 €
312408	Gepard Rollator Softrädern, Kohlefaser, lila/schwarz, SH 62 cm, inkl Rückengurt und Stockhalter, HMV 10.50.04.1245		564,00 €

**Zubehör und Ersatzteile siehe eigene Seite** (Rubrik RS)

## RolloGuard Instant Fall Protection

Die innovativen Bremssysteme von **RolloGuard** sind mit unseren hochwertigen Mobilex-Rollatoren eine perfekte Kombination. RolloGuards Fallschutz für Rollatoren reduziert das Risiko von Stürzen oder Sturzverletzungen mit einem Rollator. Mit der patentierten Technologie werden mögliche Stürze durch unbeabsichtigte Bewegungen verhindert und eine sicherere Mobilität ermöglicht. RolloGuards Instant Fall Prevention ist mit der **Buffalo, Gepard, Leopard** und **Tiger** Rollator-Produktlinie kompatibel. Der RolloGuard Fallschutz verwendet die 'Transversor' Technologie, die eben vor Stürzen durch unbeabsichtigte Bewegungen schützt und die Mobilität sicherer macht - for a better and safer life in motion.

Foto: RGu1



Mobilex Leopard Rollator mit Softrädern und RolloGuard

**RolloGuard™**

Foto: RGu1a



Mobilex Leopard Rollator mit Softrädern und RolloGuard

### Einstellbares Schutzlevel

Ein mit RolloGuard ausgestatteter Rollator wird mit einem Aufkleber auf der Bremstrommel des RolloGuard der Hinterräder gekennzeichnet. Dieser Aufkleber ist mit einer bestimmten Farbe, Beschreibung und Verwendungszweck verwiesen. Unterschieden wird zwischen den drei Stutzleveln; Hoch (rot), Mittel (gelb) und Niedrig (grün), die alle unterschiedliche Sensibilitäten haben, was sich auf die Aktivierung der Fall Protection auswirkt.

Foto: RGu2



RolloGuard 'Transversor' Technologie

Foto: RGu3



RolloGuard Instant Fall Protection am Rollator

**Leopard Rollator komplett mit RolloGuard Instant Fall Protection**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312U33	Leopard Rollator antrazit mit Softrädern und RolloGuard Bremssystem, SH 62 cm	RGU1	960,00 €

**RollGuard Instant Fall Protection für weitere Rollatoren (ohne Rollator)**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
D1381	RolloGuard Bremssystem inkl. Montage (für Leopard, Tiger u. Buffalo mit Standardrädern)		536,00 €
D1382	RolloGuard Bremssystem inkl. Montage (für Leopard mit Soft Rädern)		536,00 €
D1383	RolloGuard Bremssystem inkl. Montage (für Gepard mit Standardrädern)		536,00 €
D1384	RolloGuard Bremssystem inkl. Montage (für Gepard mit Soft Rädern)		536,00 €

**RollGuard Ersatzteile**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
31233R	SOFT Hinterrad mit schwarzer Felge für Rollator mit RolloGuard Bremssystem (rechte Seite)	RGU4	268,00 €
31233S	SOFT Hinterrad mit schwarzer Felge für Rollator mit RolloGuard Bremssystem (linke Seite)	RGU4	268,00 €
211085	8" x 1 1/4", schwarz PU Reifen für Rollator Soft Räder (und RolloGuard)		23,50 €
312395	Magnetset mit 3 Einstellungen (grün, gelb und rot) für RolloGuard Bremssystem	RGU3	10,50 €
312396	Saugnapf für RolloGuard Nabe		16,00 €

**Zubehör** für Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo und Lion Rollatoren



Fester gepolsterter Sitz



Tablett



Regenschirm mit Halterung



Tasche mit Reißverschluss



Tasche mit Magnetverschluss



Offene Netztasche



Geschlossenen Netztasche



Rückengurte



Stockhalter (Set)



Stockhalter für Tiger (Set)



Kabelset für Einhandbremse



Schleifbremse (Satz mit 2 Stk.)



Softtrad (silber oder schwarz)



LED Lampe (rot oder weiß)




Klingel (rot oder blau)



Sauerstoffflaschenhalter

**Ersatzteile** für Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo und Lion Rollatoren



Standard Sitz mit Schlaufe



Verriegelungshaken



Set Rohre mit rotem Verriegelungsknopf



Bremskabel



Bremsblöcke (1 Set)



Handgriff mit Bremshebel



Bremsgriff



Unterarmauflage komplett



Unterarmauflage



Anatomische Handgriffe



Rollator Tasche




Hebelgriff, Fingerschraube

Foto: RS2K



Rad (schwarz oder silber)



Vorderradgabel



Rad-Abdeckkappe



Stütz- und Rückengurt für Tiger Outdoor



Stabilisierungsgurt für Tiger Outdoor 312205, 312206 und 312202



Stabilisierungsgurt für Tiger 312201 und 312211

## Zubehör für Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo und Lion Rollatoren



Art.Nr.	Beschreibung	Leopard		Panda	Gepard			Tiger	Tiger	Buffalo		Lion	Foto	VK
		Std.	Small	Conf.	Std.	HD	Small		Outdoor	Std.	Small			
312328	Einhandbremse, kompl. Kabelsatz *							X					RS1K	44,50 €
312329	Einhandbremse, kompl. Kabelsatz *	X			X	X				X			RS1K	44,50 €
31232J	Einhandbremse, kompl. Kabelsatz *		X				X				X		RS1K	44,50 €
D3150	Einhandbremse, Montagekosten	X	X		X	X	X	X		X	X			64,00 €
312315	Fester, gepolsterter Sitz	X	X	X	X		X	X					RS1A	72,00 €
312316	Fester, gepolsterter Sitz					X				X	X		RS1A	69,00 €
312317	Fester, gepolsterter Sitz								X			X	RS1A	77,00 €
312369	Klingel blau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1O	13,50 €
312368	Klingel rot	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1O	13,50 €
31236B	LED Leuchte, rot	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1N	13,00 €
31236A	LED Leuchte, weiß	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1N	13,00 €
312363	Netztasche geschlossen							X					RS1F	21,50 €
312365	Netztasche geschlossen	X	X	X	X		X						RS1F	21,50 €
312367	Netztasche geschlossen					X				X	X	X	RS1F	21,50 €
312362	Netztasche offen							X					RS1E	16,00 €
312364	Netztasche offen	X	X	X	X		X						RS1E	16,00 €
312366	Netztasche offen					X				X	X	X	RS1E	19,00 €
312340	Regenschirm mit Halterung	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS1G	113,00 €
312357	Rückengurt L=700-750 mm verstellbar	X	X	X	X		X						RS1H	67,00 €
312355	Rückengurt L=810 mm	X	X	X	X		X						RS1H	41,50 €
312332	Rückengurt L=810 mm, H=200 mm	X	X	X	X		X						RS1H	60,00 €
312331	Rückengurt L=850 mm					X				X	X	X	RS1H	53,00 €
312321	Sauerstoffflaschenhalter	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	RS1P	60,00 €
D3151	Schleifbremse, Montagekosten	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		45,50 €
312320	Schleifbremse, Satz für 2 Räder	X	X					X		X	X		RS1L	92,00 €
312323	Schleifbremse, Satz für 2 Räder								X			X	RS1L	104,00 €
31232E	Schleifbremse, Satz für 2 Räder				X	X	X						RS1L	109,00 €
D3151	Schleifbremse, Montagekosten	X	X					X		X	X			45,50 €
312337	SOFT Hinterrad schwarz	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	36,00 €
31233J	SOFT Hinterrad silber	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	38,50 €
31233H	SOFT Hinterrad silber 235 mm								X			X	RS1M	41,50 €
D1360	SOFT Rad schwarz, inkl. Montagekosten	X	X					X		X	X			34,00 €
D1361	SOFT Rad silber, inkl. Montagekosten				X	X	X							34,00 €
312338	SOFT Vorderrad schwarz	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	36,00 €
31233I	SOFT Vorderrad silber	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	38,50 €
31233G	SOFT Vorderrad silber 285 mm			X					X			X	RS1M	50,00 €
312322	Stockhalter, Satz mit Klemme+Becher	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS1I	17,00 €
31233D	Stockhalter, Satz mit Klemme+Becher							X	X				RS1J	49,00 €
312325	Tablett	X	X	X	X		X	X					RS1B	42,50 €
312326	Tablett					X				X	X		RS1B	55,00 €
31232F	Tablett (nur für Sitzhöhe 62 cm)								X			X	RS1B	55,00 €
312342	Tasche mit Magnetverschluss, schließbar	X	X	X	X		X	X					RS1D	58,00 €
312347	Tasche mit Reißverschluss, schließbar	X	X	X	X		X	X					RS1C	52,00 €
312349	Tasche mit Reißverschluss, schließbar					X				X	X		RS1C	63,00 €
31234A	Tasche mit Reißverschluss, schließbar								X			X	RS1C	63,00 €

### \* ACHTUNG!

**Einhandbremsen müssen nach der Montage nachjustiert werden und SIND NICHT IN KOMBINATION MIT SOFTRÄDERN verwendbar!**

## Spare parts for Mobilex rollators

Leopard, Buffalo, Tiger, Gepard and Lion



For the item nr. please see the reference in the price list

Mobilex		Spareparts-RS-rollators					
	NAME	DATE	SIGNATURE				
DESIGN							
APPROVED					APPLY TO TYPE	DWG NO.	POS
SCALE		SHEET			EDITION		
DESIGNATION					DWG NO.	09.2022	

### Ersatzteile für Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo und Lion Rollatoren

Art.Nr.	Beschreibung	Leopard		Panda	Gepard			Tiger	Tiger	Buffalo		Lion	Foto	VK
		Std.	Small	Comf.	Std.	HD	Small		Out-door	Std.	Small			
31233F	Anatomischer Handgriff links	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2I	17,00 €
31233E	Anatomischer Handgriff rechts	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2I	17,00 €
31232D	Bremsblock (Set für 2 Räder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2E	21,50 €
312339	Bremsgriff							X					RS2G	15,50 €
312327	Bremskabel							X					RS2D	13,00 €
31232A	Bremskabel	X	X		X	X	X			X	X		RS2D	11,50 €
31232B	Bremskabel								X			X	RS2D	11,50 €
312358	Fingerschraube zur Höheneinstellung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2K	5,25 €
31233C	Handgriff mit Bremshebel Links	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2F	25,50 €
31233B	Handgriff mit Bremshebel rechts	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2F	25,50 €
312351	Hebelgriff für Unterarmauflage (1 Stück)							X	X				RS2R	4,75 €
312335	Hinterrad schwarz	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2L	23,50 €
312336	Hinterrad silber	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2L	39,50 €
312397	Kreuzstangen-Kunststoffbuchse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2U	5,25 €
312399	Bolzen für Kreuzstangen-Kunststoffbuchse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2U	1,00 €
312355	Rückengurt L=810 mm	X	X	X	X		X						RS1H	41,50 €
312102	Satz Unterarmauflagen mit Röhren (2 St.)							X					RS2H	298,00 €
219901	Schwarze Abdeckkappe für Rollator Rad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2N	0,50 €
312361	Set Rohre (inkl. rotem Verschlussknopf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2C	31,00 €
31233Q	Stabilisierungsgurt für die Unterarmstützen							*	X				RS2Q	24,00 €
31233T	Stabilisierungsgurt für die Unterarmstützen							X					RS2T	19,90 €
312310	Standard Sitz inkl. Entriegelungsband	X	X	X	X		X	X					RS2A	19,00 €
312311	Standard Sitz inkl. Entriegelungsband					X				X	X		RS2A	22,50 €
312312	Standard Sitz inkl. Entriegelungsband								X			X	RS2A	23,50 €
31233M	Stütz- und Rückengurt								X				RS2P	64,00 €
312346	Tasche breit				X	X	X			X	X		RS2J	52,00 €
312343	Tasche breit für Sitzhöhe 55 cm											X	RS2J	50,00 €
312348	Tasche breit für Sitzhöhe 62 cm								X			X	RS2J	48,00 €
312345	Tasche standard	X	X	X	X			X					RS2J	48,00 €
312333	Unterarmauflage PU für Arthritis Rollator							X	X				DZ10	42,50 €
312353	Verriegelungshaken für Sitzhöhe 55 cm		X	X			X				X		RS2B	23,00 €
312352	Verriegelungshaken für Sitzhöhe 62 cm	X			X	X		X					RS2B	23,00 €
31235B	Verriegelungshaken für Sitzhöhe 62 cm									X			RS2B	23,00 €
312334	Vorderrad schwarz	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2L	23,50 €
31233A	Vorderrad silber	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2L	36,50 €
31233K	Vorderradgabel	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2M	15,50 €

\* für Rollator Tiger 312205, 312306 und 312202

\*\* für Rollator Tiger 312201 und 312211

Der Rollator **Jaguar** hat einen Rahmen aus Aluminium und eine sehr leichte Struktur, die aber eine sehr hohe Stabilität mit einer extremen Leichtgängigkeit bietet. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Tasche und ein abnehmbares Tablett. Die großen und leichtgängigen Räder sind mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet. Der Rollator ist nur für die Nutzung im Innenbereich zugelassen und ist für ein Benutzergewicht bis 100 kg getestet und zugelassen.



Foto: RJ1a



Foto: RJ1b



Foto: RJ1c



Foto: RJ1d



Foto: RJ1e

Der **Jaguar SUPREME** (Bild links) hat ein besonders wertiges Design mit Teilen in **Holzoptik** und mit neuen silberfarbenen Rädern. Auch das Tablett des Rollators ist in der neuen Holzoptik gehalten. Der SUPREME hat einen doppelt wirkenden Bremsgriff.

Rollator Jaguar	Verschiedenfarbig	SUPREME
Schiebestangenhöhe	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Faltmaße (H x B x T)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Gesamtbreite	54,5 cm	56,5 cm
Länge offen / geschlossen	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Gewicht	6,3 kg	6,0 kg
Tragkraft (Rollator / Tasche)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne und hinten: 7" (175 x 27 mm)	



Foto: RJ1f



Foto: RJ1g



Foto: RJ1h

**Neue Farbkombination rot/weiß**  
Lieferbar ab Mitte Dezember '23

**Neue Farbkombinationen grün/weiß und blau/weiß**  
Lieferbar ab März 2024

**Rollator Jaguar**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
312410	Jaguar Indoor Rollator, orange	RJ1A	222,00 €
312411	Jaguar Indoor Rollator, blau	RJ1B	222,00 €
312412	Jaguar Indoor Rollator, champagne	RJ1C	222,00 €
312413	Jaguar Indoor Rollator, lila	RJ1D	222,00 €
312414	Jaguar Indoor Rollator, rot/weiß	RJ1F	222,00 €
312416	Jaguar Indoor Rollator, blau/weiß	RJ1G	222,00 €
312417	Jaguar Indoor Rollator, grün/weiß	RJ1H	222,00 €
312415	Jaguar SUPREME Indoor Rollator, weiss mit Holzoptik	RJ1E	258,00 €

**Zubehör und Ersatzteile**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
312453	7" Hinterrad für Jaguar Indoor Rollator	15,00 €
312463	7" Hinterrad für Jaguar SUPREME Indoor Rollator	17,00 €
312452	7" Vorderrad für Jaguar Indoor Rollator	15,00 €
312462	7" Vorderrad für Jaguar SUPREME Indoor Rollator	17,00 €
312457	Bremsbügel für Jaguar Indoor Rollator	36,00 €
31246F	Bremsbügel für Jaguar SUPREME Indoor Rollator	36,00 €
312467	Cremefarbenses Tablett für den Jaguar Indoor Rollator	19,00 €
31246A	Hinterrad-Nabenkappe für den Jaguar Rollator (312410-14)	0,50 €
312469	Hinterrad-Nabenkappe für den Jaguar Supreme Rollator (312415)	0,50 €
312458	Klips zur Griffhöhenverstellung am Jaguar Indoor Rollator (1 Set)	15,00 €
312456	Rote Plastiklemme zur Bremsblockierung	3,25 €
312451	Schwarzes Tablett für den Jaguar Indoor Rollator	19,00 €
312468	Stockhalter für Jaguar Indoor Rollator, komplett mit Halter und Becher (1 Set)	11,00 €
312461	Tablett für den Jaguar SUPREME Indoor Rollator	19,00 €
312455	Tasche für Jaguar Indoor Rollator blau	19,00 €
31246B	Tasche für Jaguar Indoor Rollator blau/weiss	19,00 €
312468	Tasche für Jaguar Indoor Rollator champagne	19,00 €
31246E	Tasche für Jaguar Indoor Rollator grün/weiss	19,00 €
312465	Tasche für Jaguar Indoor Rollator lila	19,00 €
312468	Tasche für Jaguar Indoor Rollator orange	19,00 €
312466	Tasche für Jaguar Indoor Rollator rot	19,00 €
312464	Tasche für Jaguar Indoor Rollator SUPREME, schwarz	19,00 €

Der Mobilex **DynaWalk** Gehtrainer ist eine Mobilitätshilfe zur Erlernung bzw. zum Training des aktiven Gehens und kann zur Unterstützung bei Gleichgewichtsstörungen dienen. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und bietet mehrere Verstellfunktionen: die Armauflagen sind in der Höhe einstellbar, die Handgriffe sind winkelverstellbar. Die Breite kann durch das Kreuzgelenk leicht angepasst werden. Alle diese Einstellungen können ohne Werkzeug durchgeführt werden.

<b>Gehtrainer Mobilex DynaWalk HMV Nr. 10.46.02.1016</b>	<b>Art.Nr. 313001 Standard</b>	<b>Art.Nr. 313002 Brake</b>
<i>Belastbarkeit</i>	135 kg	135 kg
<i>Gewicht</i>	12,5 kg	12,5 kg
<i>Länge</i>	82 cm	82 cm
<i>Breite (einstellbar)</i>	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
<i>Höhe Armauflagen (einstellbar)</i>	100 - 123 cm	100 - 123 cm
<i>Max. Höhe der Handgriffe</i>	136 cm	136 cm
<i>Bremsen vorne</i>	2 x feststellbar mit Fußpedal	2 x feststellbar mit Fußpedal
<i>Bremsen hinten</i>	2 x feststellbar mit Fußpedal und Geschwindigkeitsreduktionsbremse	2 x feststellbare Bremsen mit Betätigung am Handgriff

Foto: RD1a



Mobilex DynaWalk Gehtrainer "Standard"

Foto: RD1b



Geschwindigkeitsreduzierbremse

Foto: RD1c



Hinterradbremse mit Handbetätigung

Foto: RD1d



Bremshebel am Handgriff am Modell 313002

**DynaWalk Gehtrainer**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
313001	Dynawalk Gehtrainer - HVM 10.46.02.1016	RD1A	560,00 €
313002	Dynawalk Gehtrainer mit Handbremsen - HVM 10.46.02.1016	RD1D	680,00 €

**Zubehör und Ersatzteile**


Art.Nr.	Beschreibung	VK
313211	Armlehnenpolster für Dynawalk, links	43,50 €
313210	Armlehnenpolster für Dynawalk, rechts	43,50 €
313115	Arretierungsbeschlag für die Höhenverstellung am Dynawalk, links	10,50 €
313116	Arretierungsbeschlag für die Höhenverstellung am Dynawalk, rechts	10,50 €
313212	Fenderrad für Dynawalk	5,25 €
313105	Gurte zur Gehunterstützung und Sicherheit für Dynawalk, inkl. Halterungen	55,00 €
313114	Justierbarer Stützgriff für Dynawalk mit Bremse und Kabel, links	29,00 €
313113	Justierbarer Stützgriff für Dynawalk mit Bremse und Kabel, rechts	29,00 €
313112	Justierbarer Stützgriff für Dynawalk, links	18,00 €
313111	Justierbarer Stützgriff für Dynawalk, rechts	18,00 €
313101	Kunststoffbuchse zur Höhenregulierung des Dynawalk Gehtrainers	7,50 €
313201	Rad mit Bremse für Dynawalk Standard	23,50 €
313203	Rad mit Bremskabel für Dynawalk "Brake"	19,00 €
313202	Rad mit Reduktionsbremse für Dynawalk	34,00 €

Der Mobilex **Bison** Gehtrainer ist eine Mobilitätshilfe zur Erlernung bzw. zum Training des aktiven Gehens und kann zur Unterstützung bei Gleichgewichtsstörungen dienen. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und bietet mehrere Verstellfunktionen: die Armauflagen sind durch die Gasfederunterstützung sehr einfach in der Höhe zu verstellen. Die Handgriffe mit den Bremshebeln sind winkelverstellbar. Alle diese Einstellungen können ohne Werkzeug durchgeführt werden. Die handbetätigten Bremsen wirken auf die Hinterräder und alle vier Räder sind mit Feststellbremsen ausgestattet. Die geringe Breite ermöglicht auch enge Passagen. Ein Gurtsystem zur Gehunterstützung ist als Zubehör verfügbar.

<b>Gehtrainer Mobilex Bison - HMV Nr. 10.46.02.1022</b>	<b>Art.Nr. 313300</b>
Breite des Rahmens an den hinteren Rädern	66,0 cm
Breite der Armauflagen min. - max.	66,0 - 80,0 cm
Abstand zwischen den Handgriffen	34,0 cm
Höhe min. - max.	102,2 - 143,0 cm
Länge	86,0 cm
Gewicht	18,3 kg
Tragkraft	150 kg



Mobilex Bison Gehtrainer



Montiertes Gurtsystem zur Gehunterstützung (Zubehör)

**Zubehör**


Gurtsystem zur Gangunterstützung



Eingandbremse, kompletter Kabelsatz



Halterung für Drainage oder Infusionsbeutel



Halterung für Sauerstoffflaschen

**Bison Gehtrainer**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
313300	Bison Gehtrainer, höhenverstellbar, Gasfeder unterstützt, HMV 10.46.02.1022	RBI1A	920,00 €

**Zubehör**

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK
313380	Gurtsystem zur Gehunterstützung und Sicherheit für Bison	RBI2A	70,50 €
313387	Halterung für Drainagebeutel für Bison Gehtrainer	RBI2C	26,50 €
313386	Halterung für Infusionsbeutel für Bison Gehtrainer	RBI2C	45,50 €
313384	Kabelsatz für Einhandbremse für Bison Gehtrainer	RBI2B	63,00 €
313321	Montageplatte für die Halterung für Sauerstoffflaschen		36,00 €
312321	Sauerstoffflaschenhalter	RS1P	30,00 €

**Ersatzteile**

Art.Nr.	Beschreibung	VK
313388	Armauflage für Bison Gehtrainer (rechts und links)	160,00 €
313391	Armauflage für Bison Gehtrainer, links	85,00 €
313390	Armauflage für Bison Gehtrainer, rechts	85,00 €
313383	Bremskabel für Bison Gehtrainer (links oder rechts verwendbar)	15,00 €
313385	Gasdruckfeder für Bison Gehtrainer	109,00 €
313389	Handgriff komplett mit Rohr für Bison Gehtrainer	44,50 €
313381	Hinterrad mit Richtungsbremse für Bison Gehtrainer (1 Stck.)	64,00 €
313382	Vorderrad mit Richtungs- und Feststellbremse für Bison (1 Stck.)	64,00 €

## Koala Einkaufstrolley

Formschöner Einkaufstrolley aus Aluminium mit großer Einkaufstasche aus reißfestem Nylon. Der Einkaufstrolley kann bei Bedarf durch Betätigung eines großen Knopfes an der Seite als Sitz für unterwegs verwendet werden. Wenn er stillsteht, sind die Räder frei vom Boden, so dass er nicht wegrollen kann, wenn er als Sitz benutzt wird. Wenn der Koala Einkaufstrolley über den Boden bewegt wird, erleichtern die gebogenen Strukturstangen des Trolleys das Überwinden von Unebenheiten. Der Trolley ist rostfrei und leicht aber dennoch stabil und kann mit 110 kg Sitzlast und 30 Kg Transportlast belastet werden.

Im Jahre 2017 wurde der Trolley mit dem Design Preis Red Dot Award ausgezeichnet.

Begründung der Jury: Das integrierte Sitzsystem und die Aufmerksamkeit, die dem Trolley gewidmet wurde, zeugen von einer sensiblen Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse älterer Menschen.

Foto: RKo1a



Koala Einkaufstrolley

Foto: RKo1c



Foto: RKo1b



Der klappbare Griff-Bügel ermöglicht eine Verwendung als Sitz für kurze Ruhepausen

<b>Koala Einkaufstrolley</b>	<b>Maße</b>
Höhe aufgeklappt	96 cm
Sitzhöhe	65 cm
Gewicht	2,5 kg
Tragkraft Sitz (max. Gewicht des Nutzers)	110 kg
Tragkraft Tasche	30 kg

**Koala Einkaufstrolley**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Description</b>	<b>Foto</b>	<b>VK</b>
319001	Koala Einkaufstrolley, blau und grau, mit Rädern und Sitzfunktion, Sitzhöhe 65 cm	RKO1A	148,00 €
319002	Koala Einkaufstrolley, orange und grau, mit Rädern und Sitzfunktion, Sitzhöhe 65 cm	RKO2A	148,00 €

