

KAKADU

BADE- OG TOILETSTOL



Mobilex
a better life in motion

Tekniske data	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Forskel med 24"
Sædebredde	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Sæddedybde	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Sædehøjde	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Sæde åbning	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Frihøjde**	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	---
Fribredde	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	35 cm	40 cm	---
Totalbredde*	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 8 cm*
Totaldybde	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 15 cm
Totalhøjde	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Max. belastning	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	150 Kg	150 Kg	---
Vægt	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Kipvinkel (tilt)	---	---	---	---	-5° til +25°	-5° til +25°	---

* Forøget total breddeforskel for Kakadu tilt (302024 eller 302025): +14 cm.

** Hjul med forlænget rør (varenr. 30212M) giver mulighed for +5 cm ekstra frihøjde over toilettet.



Toilet- og badestolen **Kakadu Tilt** kan vinkles fra -5° til + 25°. Hovedstøtten med udskæring til ørerne kan indstilles i højden, dybden og i den ønskede vinkel. Fodstøtterne kan indstilles i såvel vinklen som i højden. Som standard leveres badestolen med 5" låsbare hjul, hvor det også er muligt på enkel vis at udskifte de 2 bagerste 5" hjul med 24" hjul. Den sorte polstring er ligesom hovedstøtten belagt med blødt PUR som sikrer en god komfort for brugeren.

Mobilex **Kakadu** toilet- og badestole er produceret i kvalitetsmaterialer. Kakadu er højdejusterbar og kan hurtigt og enkelt samles og monteres uden brug af værktøj. Vi har med denne toilet- og badestol fra Mobilex haft fokus på at udvikle en model, som nemt kan indstilles og ikke mindst tilpasses et bredt udvalg af borgere. Vores brede udvalg af tilbehør gør det muligt at imødekomme de fleste behov og øger den enkelte brugers komfort.

