


TIGER

OUTDOOR ROLLATOR



Mobilex
a better life in motion

Rollator Tiger (* mit drehbaren Armauflagen)	Standard Art.Nr. 312201 (grau) Art. 312211 (rot) Art.Nr. 312202 (braun) *	Outdoor Art.Nr. 312205 (grau) * Art.Nr. 312206 (braun) *
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	90 cm - 115 cm	87 - 110 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 200 cm	140 - 185 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	62 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
<i>Sitzbreite / Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	77 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	9,5 kg	12 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	
<i>Radgrößen (vorne / hinten)</i>	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm



Der Mobilex Arthritis Rollator Tiger Outdoor basiert auf dem eleganten Rollator Lion und verfügt daher auch über dessen Eigenschaften und Funktionen. Zusätzlich sind die weichen und bequemen Unterarmstützen mit ihren Bremsgriffen in Tiefe, Winkel und Höhe einstellbar. Die Armauflagen sind nach innen in 2 Stufen um jeweils 22,5 Grad drehbar. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat große, leicht laufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche. Der Rollator Tiger Outdoor ist für den Aussenbereich und ein Benutzergewicht von 200 kg zugelassen.

