

CATALOGO 07.2022



L'azienda Mobilex A/S nasce nel 2003 ed ha come obiettivo principale la fornitura diretta di ausili per disabili a clienti sparsi su tutto il territorio europeo. L'obiettivo principale dell'azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin dall'inizio, di un rapporto chiaro e sereno.

Gli alti standard di qualità, tecnologie moderne, consegne veloci, un servizio clienti efficiente nonché dipendenti motivati sono la carta vincente che ci consente di individuare nei nostri clienti i nostri migliori promotori.

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk

Part.IVA danese: DK27147720

Coordinate bancarie:

Nordea Danimarca
Frederiks Plads 40
DK-8000 Aarhus C

SWIFT/BIC: NDEADKKK
IBAN: DK1420005036669073



Gentile cliente,

Siamo lieti di presentarvi il nostro catalogo e vi saremmo molto grati per qualsiasi critica, suggerimento di modifiche o feedback positivo.

Nel catalogo troverete le immagini dei nostri prodotti ed una breve descrizione. Ogni immagine è fornita di un numero di riferimento per poter facilmente individuare l'articolo nel corrispondente listino.

È nostra meta tenere una sufficiente scorta di magazzino per ogni articolo standard. Per articolo non standard, vi preghiamo di tener conto che potrebbero esservi tempi di consegna allungati.


Condizioni di pagamento:

Pagamento anticipato a mezzo bonifico internazionale intraCEE.

Per maggiori informazione Vi pregiamo di controllare anche le nostre condizioni generali di vendita che troverete alle pagine seguenti.

La soddisfazione dei nostri clienti è molto importante per noi. Per questo motivo cerchiamo sempre di offrire un servizio impeccabile e rivolto al cliente. Se avete motivo di lamentarvi, contattate il nostro amministratore delegato il signor Thomas Nygaard Christensen e fateci sapere il vostro feedback. Ci sforziamo sempre di migliorare i nostri servizi.

Cordialmente,



Thomas Nygaard Christensen
Amministratore delegato
Mobilex A/S

Pagine	Rubrica	Descrizione
7 - 18	A / F	Ruotine anteriori, ruote Tente, perni e boccole
19 - 34	B	Pneumatici, camere, soluzioni antiforatura
35 - 56	C .. CZ	Ruote posteriori ed accessori, corrimano, Spinergy, kit monoguida e kit freni a tamburo
57 - 66	D .. DX	Copriraggi, copri-corrimano, manopole, pompe, accessori vari
67 - 72	DZ	Braccioli e parti varie in poliuretano
73 - 76	E	Alzawater, copri-sedili morbidi
77 - 80	G	Materassi a bolle
81 - 88	H / HX	Carrozine Dolphin, Barracuda
89 - 94	P	Cuscini per carrozzina e cuscini girevoli
95 - 100	PTe	Prodotti tessili e cuscini ortopedici SoftSleep
101 - 106	PTr	Prodotti per la movimentazione
107 - 112	PX	Cuscini per il posizionamento Levabo®
113 - 116	J	Batterie, caricabatterie
117 - 126	L	Rampe mobili in alluminio per carrozzine
127 - 132	LX	Rampe da soglia, in gomma o alluminio
133 - 136	M	Tavolini per carrozzina
137 - 140	N	Maniglioni in ABS o acciaio
141 - 148	OX	Ausili per il bagno
149 - 154	OY	Carrozine comode da doccia Kakadu
155 - 158	Q	Ausili vari
159 - 194	RI .. RBi	Rollator per interni/esterni, antibracciali, deambulatori stabilizzanti, trolley per la spesa

Salvo errori ed omissioni

Tariffe

I prezzi saranno fatturati secondo il listino prezzi in vigore. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento, ma normalmente i prezzi vengono aggiornati a fine anno o solo in casi particolari durante l'anno, ma con un mese di preavviso.

Pagamento / Limite di credito

Il termine di pagamento standard è il pagamento anticipato. Un termine di pagamento a 30 giorni data fattura è possibile previo accordo. In questo caso concediamo un limite di credito. Se questo limite dovesse essere superato da ulteriori ordini, ci riserviamo il diritto di effettuare la consegna solo dopo il saldo delle posizioni aperte, o dopo che il credito in essere è sceso al di sotto del limite di credito.

Non concediamo detrazioni di sconto, nemmeno per pagamento anticipato o in contanti. Se fatture precedenti non sono state pagate alla scadenza regolare, ci riserviamo il diritto di trattenere le consegne fino al saldo delle posizioni aperte. In caso di fatture non pagate alla scadenza, ci riserviamo il diritto di addebitare interessi dell'1% al mese iniziato e una commissione di 10 euro per spese.

Consegna

Mobilex A/S spedisce tutte le merci a spesa e rischio del cliente. Se Mobilex A/S spedisce merce gratuitamente, il rischio di spedizione è comunque a carico del cliente.

Istruzioni per l'uso

I prodotti a marchio CE sono forniti con istruzioni per l'uso in danese, tedesco, inglese o italiano. Nei paesi al di fuori di queste aree linguistiche, il concessionario è tenuto a richiedere la documentazione da Mobilex e a provvedere egli stesso alla traduzione nella lingua in questione.

Riserva di proprietà

Tutte le merci consegnate rimangono di proprietà di Mobilex A/S fino al completo pagamento.

Reclami / diritto di restituzione

Il cliente è tenuto a controllare la completezza e il danneggiamento della merce al momento del ricevimento. Se al ricevimento della merce l'imballo presentasse danni visibili, la spedizione va accettata con riserva. I reclami devono essere presentati per iscritto a Mobilex A/S entro 8 giorni. Il diritto di reso sussiste solo se sono stati presi preventivamente accordi con Mobilex A/S e la merce viene restituita non utilizzata, non danneggiata e nella sua confezione originale. Le spese di restituzione sono a carico del cliente. Se la merce non ha più l'imballo originale, è responsabilità del cliente imballare correttamente l'articolo e di controllare che la merce non abbia riportato danni. Dopo il ricevimento e l'ispezione, Mobilex A/S accrediterà al cliente l'articolo detraendo l'importo di 30 € in caso di mancanza dell'imballo originale. La merce consegnata gratuitamente sarà accreditata al netto del trasporto originariamente pagato da Mobilex. Qualora fosse necessaria la pulizia del prodotto, Mobilex si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese sostenute.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore Mobilex A/S ha il diritto di annullare o ritardare la consegna. In questi casi, il cliente non può richiedere il risarcimento dei danni.

Responsabilità

Mobilex A/S è responsabile solo in caso di consegna tardiva in conformità con il codice commerciale danese. Il cliente non può chiedere indennizzi per perdita d'affari, mancato guadagno o altri danni. Un' eventuale risarcimento può essere effettuato solo per l'importo del prezzo d'acquisto.

In caso di merce consegnata difettosa Mobilex A/S ha il diritto di cambiare la merce in questione o di inviare pezzi di ricambio per la riparazione. Se Mobilex A/S non è in grado di cambiare la merce, sarà comunque responsabile solo in conformità con il codice commerciale danese. Tuttavia, non sussiste alcun diritto al risarcimento per perdite d'attività o di utili o altre perdite indirette. L'eventuale risarcimento non può superare il prezzo d'acquisto.

Responsabilità di prodotto

Mobilex A/S è esente da qualsiasi responsabilità di prodotto, ad eccezione delle disposizioni obbligatorie della legge danese sulla responsabilità di prodotto. Tuttavia, non è possibile alcuna richiesta di risarcimento danni per perdite d'affari o di utili o altre perdite indirette.

Protezione dei dati - raccolta e utilizzo dei dati

Le informazioni che riceviamo ci aiutano a garantire e migliorare continuamente il nostro rapporto con i clienti. Utilizziamo le informazioni sulla vostra azienda per elaborare i vostri ordini, creare e spedire conferme d'ordine, consegnare la merce ordinata, informarvi di nuovi prodotti e modifiche e gestire i pagamenti. Raccogliamo e memorizziamo anche le informazioni degli ordini precedenti, al fine di tracciare la merce consegnata quando necessario. Se desiderate rivedere le informazioni in nostro possesso relative alla vostra azienda o farle correggere o cancellare, contattate Mobilex A/S. Mobilex A/S non trasmette dati dei propri clienti a terzi.

Foro competente e legge applicabile


In caso di controversie legali, il foro competente è quello di Horsens in Danimarca. Tutte le controversie sono soggette alle leggi danesi.

RUOTINE ANTERIORI



Rubrica A e F

Ruotine anteriori, ruote Tente, perni e viti



Ruotina skater da 3", 4" o 5"
con (B) o senza LED (A)




Ruotina in alluminio 3", 4", 5"
o 6" con battistrada nero



Ruotina in alluminio 4" o 5"
a raggi, gomma piena



Ruotina in alluminio 5"
pneumatica




Ruota gommata 4" a profilo
ribassato largo o stretto



Ruota gommata da 5"
a profilo alto



Ruota gommata da 5" 125 x 20
a profilo basso



Ruota gommata da 5.5"
a profilo tondo




Ruota in poliuretano 6" x 1 1/4"



Ruota gommata 5", 6", 7", 8"
a profilo ribassato tondo



Ruota gommata da 6", 7", 8"
a profilo ribassato largo



Ruota gommata da 7" (B), 8" (A)
a profilo ribassato piatto

Foto A13



Ruota in poliruretano 7" x ¾",
200 x 45

Foto A14



Ruota in poliruretano 8" x 1¼"

Foto A18



Ruota pneum. o Flexel 8" x 1¼"

Foto A16



Ruota in poliruretano 6", 150 x 30
per carrozzine "Jazzy"

Foto A17



Ruota pneum. o Flexel 6" x 1¼",
7" x 1¼"

Foto A34



Ruota in PU 7", 178 x 56 mm
con cerchio divisibile

Foto A15



Ruota in poliruretano 200 x 50,
175 x 45

Foto A19



Ruota pneum. o Flexel 200 x 50

Foto A20



Ruota 7 x 1¼" o 8" (200 x 50)
con cerchio divisibile

Foto A26



Ruota in fibra 8", 7", 6", 5", 4"
e 3" con battistrada nero

Foto A27



Ruote in fibra nei colori dei
raggi Spinergy

Foto A42





Cassa con **16** ruote in PU 200 x 50



Cassa con **40** ruote in PU 200 x 50



Ruota in poliuretano 12"



Ruota 12" in poliuretano con freno a tamburo




Ruota pneumatica da 12", disponibile anche con Flexel




Ruota Flexel da 16" con freno a tamburo



Ruota 5" oppure 6.5" grigio scuro per ETAC



Ruota piena 8" 200x35 mm per rollator (A:ant. - B:post.)



Perni, viti, dadi ecc.



Cassetta con 200 boccole o 200 distanziali assortiti



Distanziali (in alto) o boccole (in basso)

Ruota girevole con testa girevole su doppio giro sfere, asse rivettato, adatta per letti ospedalieri o dispositivi simili di basso carico. Disponibili Ø 50 mm e Ø 75 mm, con o senza freno.



Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2470 senza freno, asse rivettato



Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2475 con freno, asse rivettato

Ruota girevole con testa girevole su doppio giro sfere, asse rivettato, adatta per letti ospedalieri, lifter o carrelli di alto carico. Disponibili: Ø 75 mm, Ø 100 mm o Ø 150 mm, con o senza freno.



Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2470 senza freno, con perno e dado



Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, mod. 2477 con freno, asse con perno e dado

Ruote girevoli per letti ospedalieri fornibili con freno a bloccaggio totale o direzionale oppure in combinazione. Tutti i modelli sono fornibili anche in versione antistatica.



Ruota girevole mod. 2474/76



Ruota girevole, mod. 2044/46

Foto F7



Ruota girevole 100 mm / 125 mm con testa a cuscinetto p.e. per comode Aquatec

Foto F8



Ruota girevole doppia mod. 2970 senza freno, testa a cuscinetto per Lifter o simili

Foto F9



Ruota mod. 5897 con freno, raggio di svolta ridotto, adatta p.e. per Lifter o simili

Foto F10



Ruota girevole nera mod. 2740 con testa a uscinetto, senza freno, p.e. per sedie VELA.

Foto F11



Ruota girevole mod. 5387 con freno, adatta per comode da doccia ecc.

Foto F12



Tubo in acciaio inox per ruote girevoli, disponibile in varie misure

Ruotine anteriori

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201021	Ruotina anti-tip in nylon nero, ø50 mm, mozzo 10 mm	A1C	10 mm	--	2,25 €
Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201031	Ruota skater 3", 75 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	6,50 €
201043	Ruota skater 4", 100 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	8,50 €
201053	Ruota skater 5", 125 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	11,50 €
201032	Ruota skater Volcanic Wheel 3", 75 x 25 mm con LED	A1B	25 mm	40 kg	31,00 €
201044	Ruota skater Volcanic Wheel 4", 100 x 25 mm con LED	A1B	25 mm	40 kg	36,00 €
201057	Ruota skater Volcanic Wheel 5", 125 x 25 mm con LED	A1B	25 mm	40 kg	40,50 €
201067	Ruota skater Volcanic Wheel 6" 145 x 30, con LED	A1B	25 mm	40 kg	48,00 €
Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201046	Ruota 4" in alluminio a tre razze, 100 x 22 mm, gomma piena	A3	25 mm	40 kg	64,00 €
201054	Ruota 5" in alluminio a tre razze, 125 x 22 mm, gomma piena	A3	25 mm	40 kg	73,00 €
20103A	Ruota 3" in alluminio 80 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A2D	25 mm	40 kg	32,00 €
20104A	Ruota 4" in alluminio 100 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A2C	25 mm	40 kg	41,50 €
20105A	Ruota 5" in alluminio 125 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A2B	25 mm	40 kg	49,00 €
20106A	Ruota 6" in alluminio 150 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A2A	25 mm	40 kg	77,00 €
20104B	Ruota 4" di alluminio nero, 100 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26C	25 mm	40 kg	38,50 €
20105B	Ruota 5" di alluminio nero, 120 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26B	25 mm	40 kg	48,00 €
20106B	Ruota 6" di alluminio nero, 150 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26A	25 mm	40 kg	70,00 €
Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201034	Ruota 3" in in fibra nera, 75 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26D	25 mm	40 kg	24,50 €
201047	Ruota 4" in in fibra nera, 100 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26C	25 mm	40 kg	27,50 €
201056	Ruota 5" in in fibra nera, 125 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26B	25 mm	40 kg	30,00 €
201063	Ruota 6" in in fibra nera, 150 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26A	25 mm	40 kg	31,00 €
201074	Ruota 7" in in fibra nera, 175 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26E	25 mm	40 kg	31,50 €
201088	Ruota 8" in in fibra nera, 200 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26F	25 mm	40 kg	32,00 €
20104C	Ruota 4" in fibra bianca, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104D	Ruota 4" in fibra gialla, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104E	Ruota 4" in fibra arancione, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104F	Ruota 4" in fibra rossa, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104G	Ruota 4" in fibra blu, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
20104H	Ruota 4" in fibra verde, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	27,50 €
Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
20105C	Ruota 5" in fibra bianca, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105D	Ruota 5" in fibra gialla, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105E	Ruota 5" in fibra arancione, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105F	Ruota 5" in fibra rossa, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105G	Ruota 5" in fibra blu, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20105H	Ruota 5" in fibra verde, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	30,00 €
20106C	Ruota 6" in fibra bianca, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106D	Ruota 6" in fibra gialla, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106E	Ruota 6" in fibra arancione, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106F	Ruota 6" in fibra rossa, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106G	Ruota 6" in fibra blu, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €
20106H	Ruota 6" in fibra verde, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,00 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
203051	Ruota pneumatica 5" in alluminio, 125 x 30 mm, mozzo ø8 x 26 mm	A4	26 mm	40 kg	84,00 €
203061	Ruota pneumatica 6", 150 x 30 mm	A17	32 mm	40 kg	31,00 €
203071	Ruota pneumatica 7", 175 x 45 mm	A17	41 mm	40 kg	39,50 €
203072	Ruota pneumatica 7", 175 x 45 mm, cerchio div. in plasica per forc. 60 mm	A20	60 mm	40 kg	41,50 €
203081	Ruota pneumatica 8", 200 x 30 mm	A18	37 mm	40 kg	38,50 €
203082	Ruota pneumatica 8", 200 x 50 mm, con boccole per forcella 60 mm	A19	60 mm	40 kg	40,50 €
203083	Ruota pneumatica 8", 200 x 50 mm, cerchio div. in plasica per forc. 60 mm	A20	60 mm	40 kg	43,50 €
203121	Ruota 12 1/2" x 2 1/4", con pneumatico tassellato	A24	48 mm	40 kg	68,00 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201041	Ruota gommata 4", 100 x 26 mm, profilo tondo	A5B	26 mm	40 kg	15,00 €
201042	Ruota gommata 4", 100 x 32, profilo largo	A5B	32 mm	40 kg	16,00 €
201045	Ruota gommata 4", 100 x 32 mm, nera, profilo largo nero	A5A	32 mm	40 kg	19,00 €
201051	Ruota gommata 5", 125 x 27 mm, profilo tondo	A8	32 mm	40 kg	16,00 €
201059	Ruota gommata 5", 125 x 27 mm, sez. tonda nera	A26	32 mm	40 kg	20,00 €
201055	Ruota gommata 5", 125 x 30 mm, sez. ribassata nera per Etac, mozzo 56 mm	A21	56 mm	40 kg	33,00 €
201052	Ruota gommata 5,5", 140 x 40 mm, profilo piatto	A10B	41 mm	40 kg	21,50 €
20105K	Ruota gommata 5,5", 140 x 40 mm, sez. piatta nera	A10A	41 mm	40 kg	21,50 €
20105L	Ruota gommata 5", 125 x 40 mm, sez. tonda	A7B	41 mm	40 kg	21,50 €
20105S	Ruota gommata 5", 125 x 40 mm, sez. tonda nera	A7A	41 mm	40 kg	21,50 €
201058	Ruota gommata 5", 125 x 34 mm, sez. ribassato	A9	32 mm	40 kg	19,00 €
201061	Ruota gommata 6", 150 x 27 mm, sezione tonda	A8	32 mm	40 kg	18,00 €
201062	Ruota gommata 6", 150 x 33 mm, sez. ribassata	A11	32 mm	40 kg	20,00 €
201065	Ruota gommata 6,5", 165 x 30 mm, nero, sez. ribassata per Etac, mozzo 56 mm	A21	56 mm	40 kg	34,00 €
201071	Ruota gommata 7", 175 x 27 mm, sez. tonda	A8	37 mm	40 kg	20,00 €
201072	Ruota gommata 7", 175 x 33 mm, sez. ribassata	A11	37 mm	40 kg	22,50 €
201073	Ruota gommata 7", 185 x 30 mm, sez. ribassata, per rollator, con boccole x 45 mm	A6A	43 mm	40 kg	15,00 €
201081	Ruota gommata 8", 200 x 33 mm, sez. ribassata	A11	37 mm	40 kg	23,50 €
201082	Ruota gommata 8", 200 x 27 mm, sez. tonda	A8	37 mm	40 kg	22,50 €
201083	Ruota gommata 8", 200 x 30 mm sez. piatta per rollator	A6B	43 mm	40 kg	17,00 €
201085	Ruota gommata 8", 200 x 35 mm sez. piatta, ant. per rollator, con perno e dado	A25A	60 mm	40 kg	20,00 €
201086	Ruota gommata 8", 200 x 35 mm sez. piatta, post. per rollator, con perno e dado	A25B	32 mm	40 kg	22,50 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
202061	Ruota in poliuretano 6", 150 x 30 mm	A12	32 mm	40 kg	22,50 €
202062	Ruota in poliuretano 6", 150 x 30 mm, mozzo 26 mm per carrozzina Jazzy	A16	26 mm	40 kg	42,50 €
202071	Ruota in poliuretano 7", 175 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	A13	60 mm	40 kg	25,50 €
202072	Ruota in poliuretano 7", 175 x 45 mm, rigata	A15	41 mm	40 kg	26,50 €
202073	Ruota in poliuretano 7", 178 x 56 mm, cerchio divisibile, rigata	A34	60 mm	40 kg	32,00 €
202081	Ruota in poliuretano 8", 200 x 30 mm	A14	37 mm	40 kg	23,50 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	A13	60 mm	40 kg	29,00 €
202082	Ruota in poliuretano 8", 200 x 50 mm, con boccole per forcella 60 mm	A15	60 mm	40 kg	29,00 €
202085	Ruota in poliuretano 8", 200 x 50 mm, mozzo ø10 x 41		60 mm	40 kg	26,50 €
202086	Ruota in poliuretano 8", 200 x 50 mm, con boccole x forc. 60 mm	A41	60 mm	40 kg	23,50 €
D0020	Confezione di 40 ruote in PU 8", 200 x 50 mm (cod. 202086)	A41	60 mm	40 kg	682,00 €
202084	Confezione di 16 ruote in PU 8", 200 x 50 mm, mozzo 60 mm	A40	60 mm	40 kg	234,00 €
202089	Confezione di 40 ruote in PU a cerchio chiuso 8", 200 x 50 mm, mozzo ø8 x 60 mm	A42	60 mm	40 kg	317,00 €
202121	Ruota in poliuretano 12", 300 x 45 mm, ø12 x 37/48 mm, montaggio laterale	A22	48 mm	40 kg	44,50 €
202124	Ruota in poliuretano 12", 300 x 45 mm, ø12 x 55 mm, montaggio in forcella	A22	54 mm	40 kg	54,00 €
202122	Ruota in poliuretano 12", 300 x 45 mm, con freno a tamburo e perno ø12 x 114 mm, dx	A35	---	40 kg	102,00 €
202123	Ruota in poliuretano 12", 300 x 45 mm, con freno a tamburo e perno ø12 x 114 mm, sx	A35	---	40 kg	102,00 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
204061	Ruota 6" flexel, 150 x 30 mm, rigata	A17	32 mm	40 kg	27,50 €
204071	Ruota 7" flexel, 175 x 45 mm, rigata	A17	41 mm	40 kg	39,50 €
204072	Ruota 7" flexel, 175 x 50 mm, cerchio div. in plastica, con boccole x forc. 60 mm	A20	60 mm	40 kg	46,00 €
204081	Ruota 8" flexel, 200 x 30 mm, rigata	A18	37 mm	40 kg	41,50 €
204082	Ruota 8" flexel, 200 x 50 mm, rigata	A19	41 mm	40 kg	46,00 €
204085	Ruota 8" flexel, 200 x 50 mm, cerchio div. in plastica, con boccole x forc. 60 mm	A20	60 mm	40 kg	50,00 €
204121	Ruota 12 1/2" x 2 1/4" flexel, ø12 x 37/48 mm, montaggio laterale	A24	48 mm	40 kg	79,00 €
204122	Ruota 12 1/2" x 2 1/4" flexel, ø12 x 55 mm, montaggio in forcella	A24	54 mm	40 kg	80,00 €
204161	Ruota 16" flexel con freno a tamburo, perno ø12 x 70 mm, sx.	A23	---	40 kg	157,00 €
204162	Ruota 16" flexel con freno a tamburo, perno ø12 x 70 mm, dx.	A23	---	40 kg	157,00 €

Matrice per la selezione delle boccole o distanziali

Le nostre ruote sono fornite senza distanziali. Qui sotto troverete una tabella per trovare i distanziali adatti alle varie larghezze delle forcelle.

Vedere le prossime pagine per i prezzi



Codice	Tipo ruota	Cusc. ø mm	Largh. mozzo	codice distanziali per una larghezza forcella di ..				
				36 mm	40 mm	45 mm	53 mm	60 mm
20103A..6A	ruota in allum. arg. 3",4",5" o 6"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
20104B..6B	ruota in allum. nero 4",5" o 6"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201034	ruota in plastica 3", 80 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201031..2	ruota skater 3", 75 x 25	8 mm	24 mm	228105	228107	228109		
201043..4	ruota skater 4", 100 x 25	8 mm	24 mm	228105	228107	228109		
201034	ruota in plastica 4", 100 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201047	ruota in plastica 4", 100 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201056	ruota in plastica 5", 125 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201063	ruota in plastica 6", 150 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201046	ruota in alluminio 4", 100 x 22	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201054	ruota in alluminio 5", 125 x 22	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201053	ruota skater 5", 125 x 25	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201056	ruota in plastica 5", 125 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
20104C..6H	ruota in fibra colorata 4" o 5"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201041	ruota gomma piena 4" 100 x 26	10 mm	26 mm	228008	228014	228004	228005	
201042	ruota gomma piena 4" 100 x 32	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201051	ruota gomma piena 5" 125 x 26	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201052+5K+5L	ruota gomma piena 5.5" 140x40	10 mm	41 mm			228001	228003	228004
201063	ruota in plastica 6", 150 x 34	10 mm	25 mm	228104	228106	228109		
201058	ruota gomma piena 5" 125 x 34	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201061	ruota gomma piena 6" 150 x 27	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201062	ruota gomma piena 6" 150 x 33	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201071	ruota gomma piena 7" 175 x 27	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
201072	ruota gomma piena 7" 175 x 33	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
201081	ruota gomma piena 8" 200 x 33	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
201082	ruota gomma piena 8" 200 X 27	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
202061	ruota in poliuretano 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
202071	ruota in poliuretano 7" 175 x 45	10 mm	54 mm					228016
202072	ruota in poliuretano 7" 175 x 45	10 mm	41 mm	228002		228001	228003	228004
202081	ruota in poliuretano 8" 200 x 30	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
203051	ruota all .pneum. 5" 125x30mm	8 mm	26 mm	228104	228106	228109		
203061	ruota pneumatica 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
203071	ruota pneumatica 7" 175 x 45	10 mm	41 mm			228001	228003	228004
203081	ruota pneumatica 8" 200 x 30	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
204061	ruota Flexel 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
204071	ruota Flexel 7" 175 x 45	10 mm	41 mm			228001	228003	228004
204081	ruota Flexel 8" 200 x 30	10 mm	37 mm		228001	228002	228011	228004
204082	ruota Flexel 8" 200 x 50	10 mm	41 mm				228003	228004

Boccole e distanziali

Codice	Descrizione	Foto	Listino
228001	Boccola 2 x ø8 mm	A30	0,50 €
228016	Boccola 3 x ø8 mm	A30	0,50 €
228002	Boccola 4 x ø8 mm	A30	0,50 €
228008	Boccola 5 x ø8 mm	A30	0,50 €
228003	Boccola 6 x ø8 mm	A30	0,50 €
228014	Boccola 7 x ø8mm	A30	0,50 €
228011	Boccola 8 x ø8 mm	A30	0,80 €
228004	Boccola 10 x ø8 mm	A30	0,90 €
228012	Boccola 12 x ø8 mm	A30	0,90 €
228005	Boccola 14 x ø8 mm	A30	0,80 €
228006	Boccola 2 x ø6 mm	A30	0,50 €
228009	Boccola 4 x ø6 mm	A30	1,00 €
228015	Boccola 6 x ø6 mm	A30	0,50 €
228010	Boccola 8 x ø6 mm	A30	0,50 €
228017	Boccola distanziale Etac, ø6 x 7.5 mm	A30	1,50 €
228007	Boccola Etac per perno ø6 mm, L=12 mm	A30	1,00 €
228020	Boccola 2 x ø9 mm per perni 12 mm per Carl Oscar rollator	A30	1,00 €
228202	Boccola 3 x ø8 mm per cuscinetti ø 12 mm	A30	7,50 €

Codice	Descrizione	Foto	Listino
228101	Distanziale 2 x ø8 mm	A31	0,60 €
228102	Distanziale 3 x ø8 mm	A31	0,60 €
228103	Distanziale 4 x ø8 mm	A31	0,60 €
228104	Distanziale 5 x ø8 mm	A31	0,60 €
228105	Distanziale 6 x ø8 mm	A31	0,60 €
228106	Distanziale 7 x ø8 mm	A31	0,80 €
228107	Distanziale 8 x ø8 mm	A31	0,80 €
228108	Distanziale 9 x ø8 mm	A31	0,80 €
228109	Distanziale 10 x ø8 mm	A31	0,80 €

228098	Confezione con 200 boccole assortite	A29	94,00 €
228099	Confezione con 200 distanziali assortiti	A29	89,00 €

Viti, dadi, perni e rondelle

Codice	Descrizione	Foto	Listino
229021	Perno compl. per forcella 40 mm (perno M8, 2 distanziali, dado)	A28	0,60 €
229022	Perno compl. per forcella 45 mm (perno M8, 2 distanziali, dado)	A28	0,60 €
229023	Perno compl. per forcella 60 mm (perno M8, 2 distanziali, dado)	A28	0,60 €
229004	Controdado M4, confezione da 10 pezzi	A28D	1,00 €
229005	Controdado M5, confezione da 10 pezzi	A28D	1,00 €
229006	Controdado M6, confezione da 10 pezzi	A28D	1,50 €
229008	Controdado M8, confezione da 10 pezzi	A28D	1,50 €
229105	Rondella ø5, 10 pezzi	A28C	1,00 €
229106	Rondella ø6, 10 pezzi	A28C	1,00 €
229108	Rondella ø8, 10 pezzi	A28C	1,50 €
229512	Vite a croce M5 x 12 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,25 €
229516	Vite M5 x 16 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,25 €
229525	Vite a croce M5 x 25 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,75 €
229530	Vite M5 x 30 mm, conf. da 10 pz.	A28E	3,25 €
229540	Vite M5 x 40 mm, conf. da 10 pz.	A28E	3,25 €
229625	Vite M6 x 25 mm con testa cilindrica, 10 pz.	A28A	3,25 €
229630	Vite M6 x 30 mm con testa cilindrica, 10 pz.	A28A	3,75 €
229655	Vite M8 x 55 mm con testa cilindrica, per forcella in plastica, 45 mm, 10 pz.	A28A	5,25 €
229670	Vite M8 x 70 mm con testa cilindrica, per forcella in plastica, 60 mm, 10 pz.	A28A	7,50 €
229690	Vite M8 x 90 mm con testa cilindrica, 10 pz.	A28A	8,50 €
229820	Bullone M6 x 20 mm, 10 pz.	A28B	3,25 €
229825	Bullone M8 x 25 mm, 10 pz.	A28B	3,75 €
229830	Bullone M6 x 30 mm, 10 pz.	A28B	3,25 €
229840	Bullone M6 x 40 mm, 10 pz.	A28B	3,25 €
229841	Bullone M8 x 40 mm, 10 pz.	A28B	4,25 €
229860	Bullone M6 x 60 mm, 10 pz.	A28B	4,25 €
229861	Bullone M8 x 60 mm, 10 pz.	A28B	4,25 €
229865	Bullone M8 x 65 mm, 10 pz.	A28B	4,25 €
229880	Bullone M8 x 80 mm, 10 pz.	A28B	6,50 €

Ruote Tente per letti di cura o ospedalieri

Codice	Descrizione	Port.	Alt.	Foro sup.	Foto	Listino
250021	Ruota sterzante ø50 mm con bronzina, ø10 mm, 2470 PJI 050 P30	50	69	Ø10	F1	13,00
250031	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto, 2470 PJI 075 P30	75	100	Ø10	F1	14,00
250022	Ruota sterzante ø50 mm con cuscinetto e freno, 2475 PJI 050 P30	50	69	Ø10	F2	21,50
250032	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto e freno, 2470 PJI 075 P30	75	100	Ø10	F2	24,50
250033	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto, 2470 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F3	22,50
250034	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto e freno, 2477 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F4	29,00
250036	Ruota sterzante nera, ø75 mm con cuscinetto, foro ø10 mm, 2470 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F10	39,50
250041	Ruota sterzante ø100 mm con cuscinetto, 2470 PJP 100 P30	100	135	Ø10	F3	25,50
250051	Ruota sterzante ø125 mm con cuscinetto, 2470 PJP 125 P30	100	160	Ø10	F3	29,00
250061	Ruota sterzante ø150 mm, con cusinetto, 2470 PJP 150 P30	100	185	Ø10	F3	60,00
250071	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto, 11 PJP 075	75	--	--	F3	13,00
250072	Ruota sterzante ø100 mm con cuscinetto, 11 PJP 100	100	--	--	F3	16,00
250073	Ruota sterzante ø125 mm con cuscinetto, 11 PJP 125	100	--	--	F3	20,00
250042	Ruota sterzante ø100 mm con cuscinetto e freno, 2470 PJP 100 P30	100	135	Ø12	F4	32,00
250052	Ruota sterzante ø125 mm con cuscinetto e freno, foro 12 mm, 2477 PJP 125 P30	100	160	Ø12	F4	33,00
250062	Ruota sterzante ø150 mm con cuscinetto e freno, 2477 PJP 150 P30	100	185	Ø12	F4	81,00
250047	Ruota sterzante ø100 mm con freno totale, perno lungo, 2476 PJP 100 R26-28S45	80	138	Ø10	F5	92,00
250057	Ruota sterzante ø125 mm, freno totale, perno lungo, 2476 PJP 125 R26-28S45	100	163	--	F5	113,00
250058	Ruota sterzante ø125 mm, freno totale, perno corto, 2476 PJP 125 R36-28S45	100	163	--	F5	89,00
250065	Ruota sterzante ø150 mm, freno totale, 2044 UAP 150 R26-28S	150	183	--	F6	164,00
250066	Ruota sterzante ø150 mm antistatica, freno totale, 2044 XSX 150 R26-28S45	150	183	--	F6	173,00
250067	Ruota sterzante ø150 mm, freno totale, 2046 UAP 150 R26-28S	150	183	--	F6	167,00
250068	Ruota sterzante ø150 mm, antistatica, freno totale, 2046 XSX 150 R26-28S45	150	183	--	F6	178,00

250044	Ruota Manner ø100 mm con freno, foro ø12 mm	100	140	Ø12	F7	33,00
250054	Ruota Manner ø125 mm con freno, foro ø12 mm	100	160	Ø12	F7	39,50
250064	Ruota Manner ø150 mm con freno, foro ø12 mm	100	180	Ø12	F7	47,00

250035	Ruota gemellare sterzante ø75 mm, con cuscinetto, 2970 PJP 075 P30	100	99	Ø10	F8	29,00
250046	Ruota sterzante ø100 mm in plastica con freno, foro ø12 mm, 5377 PJP 100 P30	100	135	Ø12	F9	34,00
250049	Ruota sterzante ø100 mm in plastica, cuscinetto inox e freno	100	133	Ø12	F11	31,00
250058	Ruota sterzante in ø125 mm in plastica con cuscinetto e freno	100	158	Ø12	F11	38,50

Accessori e ricambi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
250201	Tubo INOX ø19 mm per ruote Tente, M12	F12	14,00
250904	Vite a brugola con testa tonda, M12 x 45 mm, inossidabile	F13	2,25
250905	Vite a brugola con testa tonda, M12 x 25 mm, inossidabile	F13	1,50
250906	Vite a brugola con testa tonda, M10 x 25 mm, inossidabile	F13	1,00
250101	Distanziale ø10 x 6 mm per ruota ø75 con cod. 250036		2,25
250990	Boccola di riduzione in plastica	F14	0,20
250991	Expander per tubo tondo ø19-21,5 mm	F15	10,50

COPERTURE **COPERTURE**



Rubrica B

Pneumatici, camere, soluzioni antiforatura

Profili battistrada

B1. Coperture standard per carrozzine manuali



B2. Coperture Kenda



B2a. Kenda K-191 Konzept

Il copertone Kenda **K-191 Konzept** è un eccellente pneumatico polivalente e sportivo. Offre eccellenti caratteristiche di accelerazione e di sterzata.

B2b. Kenda K-196

Il copertone Kenda **K-196 Kontender** è stato appositamente studiato per utenti attivi e in rapido movimento. Ha un profilo centrale liscio per velocità più elevate e scanalature idrorepellenti per la guida sul bagnato.

B2c. Kenda K-1053 Kwik Trax

Il copertone Kenda **K-1053 Kwik Trax** è stato appositamente progettato per la guida normale quotidiana. Il Kwik Trax è il pneumatico ideale per tutte le condizioni atmosferiche.

B3. Coperture tubolari Tufo



I copertoni tubolari **Tufo** hanno una fiancata laterale appositamente progettata per aderire, una volta gonfiati, in maniera ottimale alle spalle del cerchione e per non scivolare sul cerchione. I copertoni posizionati così per la maggior parte all'interno della gola del cerchione lo proteggono anche da danni d'impatto laterale. Non è necessario incollarli il cerchione.

Tufo B3 / Tufo MS3

B4. CST VN Master Alpha Protect




Il copertone **Cheng Shin VN Master Alpha Protect** con protezione antiforatura PlatinumShield combina i vantaggi di uno strato di gomma LDP da 3 mm con uno strato di polifibra EPS a trama fitta e leggerissima. Questa struttura multistrato offre una protezione ottimale contro le forature. Ha un profilo scorrevole e confortevole ed è facile da installare grazie alla mancanza di un montaggio direzionale.

CST VN Master

B5. Coperture per carrozzine elettriche

Panoramica dei profili battistrada dei pneumatici per carrozzine elettriche o scooter



B5a. IA-2613

B5b. C-179 / IA-2801

B5c. C-968

B5d. IA-2601



B5e. C-628 / IA-2814

B5f. C-920

B5g. C-179

B5h. IA-2817



B5i. C-248 / IA-2805

B5j. C-154 / IA-2815

B5k. C-156

B5l. IA-2804



B5m. C-917

B5n. C-165 / C-9266

B5o. C-168

B5p. C-166



B5q. C-177

B5r. C-248 low

B5s. C-131

B5t. C-97

B6. Coperture Schwalbe



B6a. Marathon Evolution / Marathon+

Nuova versione dotata di una migliore resistenza al rotolamento. La struttura "anti-aging" del fianco è in grado di sopportare i tipici sovraccarichi per ritardare il più possibile la comparsa delle fastidiose screpolature dovute a pressioni troppo basse. Un nuovo profilo dinamico e il look delle scritte completano le numerose migliorie.



B6b. Downtown

Un tuttofare con presa e comfort. Con la protezione antiforatura K-Guard e fianchi 2Grip per proteggere le mani.



B6c. Rightrun e Rightrun+

Efficace protezione contro le forature, fianchi con la tecnica 2Grip, attrattiva mescola di gomma bicolore. Una particolarità: la robusta mescola Black'n Roll posizionata nel centro del battistrada.



B6d. Schwalbe One

Già il nome indica come sia significativo questo pneumatico Schwalbe. È il più veloce e nello stesso tempo affidabile copertone da carrozzina sinora prodotto da Schwalbe. È prodotto in una struttura specifica creata esclusivamente per la produzione di questo nuovo pneumatico top-class.



B6e. Durano

Il nuovo Durano divora i chilometri e ora si presenta con un aspetto nuovo, dinamico e più leggero di dieci grammi. La doppia mescola (Dual Compound) assicura grande aderenza su strade invernali bagnate. Una buona protezione per questo pneumatico sportivo è data da RaceGuard, la cintura di protezione a doppio strato di tessuto di nylon.



B6f. Lugano

Attrattiva mescola bicolore. Il classico battistrada a diamante assicura grande affidabilità su percorsi asciutti e bagnati.



B6g. Speed Air

Ottima guidabilità e scorrevolezza. La linea centrale del battistrada è collocata asimmetricamente per agevolare l'utilizzo sulle sedie a rotelle da interno.



B6i. LandCruiser

Copertura Off-road da carrozzina. Attenzione: il diametro interno di questo pneumatico è di 507 millimetri e deve essere montato su un cerchione di diametro adeguato.



B6j. Marathon Plus Tour

Che si tratti di asfalto o di sterrato, questo pneumatico versatile è a suo agio su tutti i percorsi. Nella vita quotidiana o su grandi percorsi. La struttura robusta può affrontare la sfida. Sicuro grazie a SmartGuard, la cintura di protezione più efficace disponibile per pneumatici da carrozzina.

B7. Coperture Offroad



B7a. Copertone offroad standard



B7b. Schwalbe Black Jack



B6i. Schwalbe Land Cruiser



B7d. CST Offroad



B7e. Kenda Nevegal




B7f. PR1MO Knobby

Tipi di valvola




Soluzioni antiforatura


B8. Profili battistrada degli anelli in poliuretano



B8a




B8b



B8c




B8d



B8e

B9. Flexel INSERT



B9a. Flexel con labbro **B9b.** Flexel senza labbro

Il "**Flexel Insert**" è usato al posto della camera d'aria ed offre una mobilità confortevole senza rischio di forature. Consigliamo l'uso del Flexel Insert insieme alle nostre coperture per garantire una perfetta combinazione delle parti. Il Flexel Insert ha l'ulteriore vantaggio di poter essere usato varie volte.

B10. Flexel INFILL



B10a. Flexel (sezione) **B10b.** Flexel standard **B10c.** Flexel Light

Flexel Infill sono coperture riempite di Flexel per montaggio su cerchioni scomponibili.

Forniamo il Flexel Infill in due versioni: **Flexel** (img B6b) e Flexel Light (img. B6c). Il primo è nero e consiste di Gomma schiumata, mentre il "**Flexel Light**" consiste di schiuma poliuretanica grigia.

Attenzione: Non tutte le misure di copertoni sono disponibili in entrambi le versioni.


B11. Inserto a cintura Flexel



B11a. Cinturone Flexel **B11b.** Cinturone (sezione)

L' **inserto a cintura Flexel** è una cintura di gomma speciale antiforatura da inserire tra copertone e camera d'aria per una protezione antiforatura sicura al 100%. È adattabile anche a cerchioni non scomponibili.

B12. Accessori per il montaggio



B12a. Attrezzo di montaggio per copertoni pieni



B12a. Leva montagomme d'acciaio, di plastica o Schwalbe (blu)



B12c. Pasta per il montaggio di copertoni



B12d. Sapone per il montaggio di copertoni Flexel



B12e. Sigillante per copertoni



B12f. Schwalbe glueless patches (6 pezzi)



B12g. Pezze ripara-gomme



B12h. Adattatore per valvole DV/SV a AV (sx.), AV a DV/SV (dx.)



B12i. Manometro digitale Schwalbe AirMaxter

Coperture standard (descrizioni colori: battistrada/spalla)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
205051	Copertone 5" x 1", profilo racing IA-2613	B5A	15,00 €
205061	Copertone 6" x 1 1/4", 150 x 30 mm, rigato, IA-2802	B5B	9,50 €
205071	Copertone 7" x 1 3/4", 175 x 45 mm, rigato, IA-2801/C-179	B5B	13,00 €
205081	Copertone 8" x 1 1/4", 200 x 30 mm, rigato, IA-2802	B5B	10,50 €
205082	Copertone 8" x 2", 200 x 50 mm, rigato, IA-2802	B5B	15,00 €
205085	Copertone 8" x 2", 200 x 50 mm, nero, rigato, C-179	B5B	16,00 €
205084	Copertone 8" x 2", 200 x 50, tassellato, C-968	B5C	19,00 €
205101	Copertone 10" x 2", 250 x 50, rigato, C 179	B5B	18,00 €
205121	Copertone 12 1/2" x 2 1/4" (57-203), profilo leggero, IA-2601	B5D	18,00 €
205122	Copertone 12 1/2" x 2 1/4" (57-203), tassellato, IA-2814	B5E	20,00 €
205124	Copertone 12 1/2" x 2 1/4" nero, tassellato, IA-2814	B5E	17,00 €
205126	Copertone 12 1/2" x 2 1/4" (62-203), tassellato, C-628, rinforzato	B5E	22,50 €
205129	Copertone 12 1/2" x 1.75 x 2 1/4" (47-203), C-607	B5D	14,00 €
205161	Copertone 16" x 1.75" (47-305), profilo leggero, IA-1601	B5D	15,00 €
205205	Copertone 20" x 1" (25-451), spina di pesce, IA-2806	B1A	18,00 €
205201	Copertone 20" x 1 3/8" (37-451), profilo leggero, IA-2205	B1D	15,00 €
205206	Copertone 20" x 1.75 x 2" (47-406), profilo leggero, C-97	B5T	17,00 €
205203	Copertone 20" x 1.75 x 2", nero, profilo leggero, C-97	B5T	32,00 €
205225	Copertone 22" x 1" (25-498), spina di pesce, IA-2806	B1A	18,00 €
205221	Copertone 22" x 1" (25-489), spina di pesce, IA-2806	B1A	18,00 €
205228	Copertone 22" x 1" (25-489), tassellato, IA-2818	B1C	17,00 €
205349	Copertone 22" x 1" (25-540) VN Master Alpha Protect con prot. antiforatura, nero	B4	35,00 €
205223	Copertone 22" x 1 3/8" (37-489), profilo leggero, IA-2205	B1D	16,00 €
205224	Copertone 22" x 1 3/8" (37-501), profilo leggero, IA-2205	B1D	15,00 €
205222	Copertone 22" x 1 3/8" (37-498), profilo leggero, IA-2205	B1D	16,00 €
205241	Copertone 24" x 1" (25-540), spina di pesce, IA-2806/C-1051	B1A	17,00 €
20534A	Copertone 24" x 1" (25-540), tassellato, IA-2818	B1C	19,00 €
20534B	Copertone 24" x 1" (25-540), Speedlite nero	B1A	26,50 €
205347	Copertone VN Master Alpha Protect 24" x 1" (25-540), nero	B4	30,00 €
205246	Copertone 24" x 1" (25-540) grigio/nero, spina di pesce, IA-2806	B1A	19,00 €
205248	Copertone 24" x 1" (25-541), nero/grigio, tassellato, IA-2818	B1C	19,00 €
205242	Copertone 24" x 1 3/8" (37-540), profilo leggero, IA-2205	B1D	15,00 €
205243	Copertone 24" x 1 3/8" (37-540) tassellato, IA-2803	B1E	15,00 €
205249	Copertone 24" x 1 3/8" (37-540), rigato, C-746	B5B	18,00 €
205244	Copertone 24" x 1 3/8" x 1 1/4" (32-540), spina di pesce, IA-2807	B1B	17,00 €
205345	Copertone PRIMO KNOBBY 24" x 1 3/8" (37-540), tassellato	B7F	43,50 €
20524J	Copertone MTB 24" x 1.75" (47-507), nero	B7A	19,00 €
20534F	Copertone MTB 24" x 1.95" (50-507) C-1027, nero (per Fat Wheel)	B7D	26,50 €
20525V	Copertone VN Master Alpha Protect 25" x 1" (25-559), nero	B4	31,25 €
20526V	Copertone VN Master Alpha Protect 26" x 1" (25-590), nero	B4	32,50 €
205262	Copertone 26" x 1" (25-590), spina di pesce, IA-2806	B1A	22,50 €
205261	Copertone 26" x 1 3/8" (37-590), profilo leggero, IA-2205	B1D	16,00 €

Coperture tubolari Tufo

Codice	Descrizione	Foto	Listino
205229	Copertone tubolare Tufo B3, 22" x 1" (25-489), arancione	B3A	81,00 €
20524B	Copertone tubolare Tufo B3, 24" x 1" (25-540), arancione	B3A	83,00 €
20524R	Copertone tubolare Tufo MS3, 24" x 1" (22-540), blu	B3B	83,00 €
205255	Copertone tubolare Tufo MS3, 25" x 1" (22-559), blu	B3B	84,00 €
205265	Copertone tubolare Tufo MS3, 26" x 1" (22-590), blu	B3B	84,00 €
205284	Copertone tubolare Tufo MS3, 28" x 1" (22-622), blu	B3B	84,00 €

Coperture Schwalbe (descrizioni colori: battistrada/spalla)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
205212	Copertone Schwalbe Kid Plus PunctureGuard 12" x 1.75" (47-203), nero	B6K	16,00 €
20522G	Copertone Schwalbe Marathon Evolution Reflex 22" x 1" (25-489), nero	B6A	60,00 €
20522D	Copertone Schwalbe Rightrun, 22" x 1" (25-489), grigio/nero	B6C	20,00 €
20522E	Copertone Schwalbe Rightrun 22" x 1" (25-501), grigio/nero	B6C	18,00 €
20524H	Copertone Schwalbe Marathon Plus 24" x 1 3/8" (37-540), grigio/nero	B6A	53,00 €
205245	Copertone Schwalbe 24" x 1" (25-540), 10 bar, spina di pesce	B1A	18,00 €
20524F	Copertone Schwalbe 24" x 1" (25-540), 10 bar, grigio/nero, spina di pesce	B1A	18,00 €
20524Z	Copertone Schwalbe Downtown 24" x 1" (25-540), grigio/nero, 10 bar	B6B	20,00 €
20534D	Copertone Schwalbe Downtown 24" x 1" (25-540), nero, 10 bar	B6B	22,50 €
20524Y	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 24" x 1" (25-540), nero, 10 bar	B6A	55,00 €
20524A	Copertone Schwalbe Marathon Evolution Reflex, 24" x 1" (25-540), nero, 10 bar	B6A	60,00 €
20524I	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 24" x 1 1/8" (28-540), nero, 10 bar	B6A	55,00 €
20524G	Copertone Schwalbe Marathon Plus 24" x 1" (25-540), grigio/nero, 10 bar	B6A	53,00 €
205343	Copertone Schwalbe Rightrun, 24" x 1" (25-540), nero	B6C	22,50 €
20524T	Copertone Schwalbe Rightrun 24" x 1" (25-540), blu/nero	B6C	20,00 €
20524L	Copertone Schwalbe Rightrun 24" x 1" (25-540), grigio/nero	B6C	20,00 €
20524X	Copertone Schwalbe Rightrun, 24" x 1" (25-540), rosso/nero	B6C	20,00 €
20524U	Copertone Schwalbe RightRun Plus 24" x 1" (25-540), grigio/nero	B6C	53,00 €
205240	Copertone Schwalbe Rightrun 24" x 1 1/8" (28-540), grigio/nero	B6C	20,00 €
20524K	Copertone Schwalbe Speed Air 24" x 3/4" (20-540), bianco/nero	B6G	60,00 €
20524W	Copertone Schwalbe One 24" x 1" (25-540), nero, pieghevole	B6D	77,00 €
20524S	Copertone Schwalbe Landcruiser 24" x 1.75" (47-507), nero	B6I	20,00 €
205342	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 24" x 1 3/8" (37-540), nero, 6 bar	B6A	53,00 €
205346	Copertone Schwalbe Downtown 24" x 1 3/8" (37-540), grigio/nero	B6B	22,50 €
205348	Copertone Schwalbe Black Jack 24" x 2.10" (54-507)	B7B	24,00 €
205253	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 25" x 1" (25-559), nero, 10 bar	B6A	55,00 €
205252	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 25" x 1 1/8" (28-559), nero, 10 bar	B6A	58,00 €
205254	Copertone Schwalbe Rightrun 25" x 1" (23-559), grigio/nero	B6C	21,50 €
205256	Copertone Schwalbe Rightrun 25" x 1 1/8" (28-559), grigio/nero	B6C	21,50 €
20525A	Copertone Schwalbe One 25" x 1" (25-559), pieghevole, nero	B6D	83,00 €
205259	Copertone Schwalbe Speed Air, 25" x 3/4" (20-559) bianco/nero	B6G	55,00 €
205268	Copertone Schwalbe Speed Air 26" x 3/4" (20-590), bianco/nero	B6G	55,00 €
205266	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 26" x 1" (25-590), nero, 10 bar	B6A	58,00 €
205263	Copertone Schwalbe Rightrun 26" x 1" (25-590), grigio/nero	B6C	27,50 €
20526C	Copertone Schwalbe One 26" x 1" (23-571), pieghevole, nero	B6D	85,00 €
20526B	Copertone Schwalbe Marathon Plus Tour 26" x 1.75" (47-559), nero	B6J	65,00 €
20526D	Copertone Schwalbe Black Jack 26" x 2" (50-559), nero	B7B	23,50 €
205282	Copertone Schwalbe Durano RaceGuard 28" x 1" (23-622), nero	B6E	47,00 €
205281	Copertone Schwalbe Lugano 28" x 1" (23-622) nero	B6F	20,00 €
205283	Copertone Schwalbe Speedair 28" x 1" (23-622) bianco/nero	B6G	55,00 €
260017	Manometro Schwalbe Airmax Pro	B12I	23,50 €
210003	Set di 3 leve Schwalbe in plastica per copertoni	B12J	5,25 €

Coperture Kenda con inserto in Kevlar (descrizioni colori: battistrada/spalla)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
20524E	Copertone Kenda K191 Konzept 24" x 1" (23-540), blu/nero	B2A	36,00 €
20524V	Copertone Kenda K191 Konzept, 24" x 1" (23-540), rosso/nero	B2A	36,00 €
20524N	Copertone Kenda K191 Konzept, 24" x 1" (23-540), grigio/nero	B2A	36,00 €
205240	Copertone Kenda Kwick-Trax K1053, 24" x 1" (25-540), nero	B2A	36,00 €
205247	Copertone Kenda Kwick-Trax K1053, 24" x 1" (25-540), grigio/nero	B2C	31,00 €
20524M	Copertone Kenda K196 Kontender 24" x 1" (25-540), nero	B2B	36,00 €
205257	Copertone Kenda K191 Konzept 25" x 1" (23-559), rosso/nero	B2A	38,50 €
205258	Copertone Kenda K191 Konzept 25" x 1" (23-559), grigio/nero	B2A	38,50 €
20525E	Copertone Kenda K191 Konzept 25" x 1" (23-559), blu/nero	B2A	38,50 €
20525C	Copertone Kenda K196 Kontender, 25" x 1" (25-559), rosso/nero	B2B	38,50 €
205269	Copertone Kenda K196 Kontender, 26" x 1" (23-590), rosso/nero	B2B	38,50 €
20526A	Copertone Kenda K196 Kontender 26" x 1" (23-590), grigio/nero	B2B	38,50 €
20526E	Copertone Kenda K196 Kontender, 26" x 1" (23-590), blu/nero	B2B	38,50 €
205285	Copertone Kenda K196 Kontender 28" x 1" (23-622), rosso/nero	B2B	38,50 €

Coperture Kenda Offroad

Codice	Descrizione	Foto	Listino
20532W	Copertone Kenda Nevegal 22" x 1,95" (50-501), nero	B7E	60,00 €
20534W	Copertone Kenda Nevegal 24" x 2.1" (54-540), nero	B7E	60,00 €

Anelli in poliuretano (copertoni pieni)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
211121	Anello in poliuretano 12 1/2" x 2 1/4, rigato, C-1009	B5B	34,00 €
211162	Anello in poliuretano 16" x 1 3/4", profilato, Tornado	B1E	66,00 €
211204	Anello in poliuretano 20" x 1 3/8" (37-351), tassellato, C-2803	B8E	23,50 €
211201	Anello in poliuretano 20" x 1 3/8" (37-451), profilo leggero, C-1001	B8C	22,50 €
211203	Anello in poliuretano 20" x 1" (25-451), profilo leggero, C-1006	B8C	24,50 €
211221	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-489), profilo leggero, C-1001	B8C	23,50 €
211228	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-489), tassellato, C-2803	B8E	25,50 €
211229	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-498/501), profilo leggero, C-1001	B8C	26,50 €
211222	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-498/501), profilo leggero, C-2205	B8D	23,50 €
211226	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-498/501), tassellato, C-2803	B8E	23,50 €
21122B	Anello in poliuretano 22" x 1" (25-489) profilo leggero Krypton, nero	B8A	27,50 €
211225	Anello in poliuretano 22" x 1" (25-489) profilo leggero, C-1001	B8C	25,50 €
211242	Anello in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540), profilo leggero, C-1001	B8C	25,50 €
211241	Anello in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540), profilo leggero, C-2205	B8D	24,50 €
211244	Anello in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540), tassellato, C-2803	B8E	23,50 €
21124H	Anello in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540), tassellato, Krypton, nero	B8E	27,50 €
21124E	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540) per cerchio a gola stretta, profilo leggero, nero	B8A	30,00 €
211243	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540) profilo leggero, C-1001	B8C	22,50 €
211248	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540), profilo leggero, nero	B8C	23,50 €
21124D	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540), tassellato, C-2803	B8E	22,50 €
211252	Anello in poliuretano 25" x 1" (23-559), nero, profilo leggero	B8A	25,50 €
211251	Anello in poliuretano 25" x 1" (25-559), profilo leggero C-1001,	B8C	23,50 €
211261	Anello in poliuretano 26" x 1 3/8" (37-590), profilo leggero, C-2205	B8D	27,50 €
211263	Anello in poliuretano 26" x 1" (25-590), profilo leggero	B8B	27,50 €
211262	Anello in poliuretano 26" x 1" (25-590), profilo leggero, C-1001	B8C	27,50 €
21124S	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540) per cerchio a gola stretta, profilo leggero	B8A	30,00 €
21124Y	Cartone da 30 pz. anelli in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540) profilo leggero	B8C	383,00 €
21124X	Cartone da 30 pz. anelli in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540) tassellato	B8E	383,00 €
21124Z	Cartone da 30 pz. anelli in poliuretano 24" x 1" (25-540), profilo leggero	B8A	383,00 €

Tutte le coperture in PU sono grigie e per cerchi di larghezza standard, salvo diversa indicazione.

Accessori per il montaggio

Codice	Descrizione	Foto	Listino
210001	Leva montagomme in acciaio	B12B	25,50 €
210002	Leve montagomme in plastica (3 pezzi)	B12B	5,25 €
210005	Chiavetta a cono per valvole tipo Schrader	B12K	9,50 €
210008	Pasta per il montaggio pneumatici, 1 kg	B12C	38,50 €
210010	Sapone per montaggio Flexel, 1/2 litro	B12D	17,00 €
210011	Sigillante per copertoni, 1litro	B12E	31,00 €
210012	Adesivo per toppe (liquido vulcanizzatore), 25g/35ml	B12L	9,50 €
210023	Toppe autoadesive Schwalbe, confezione da 6 pz.	B12F	8,50 €
210021	Kit riparazione con toppe per camere d'aria	B12G	4,25 €
210020	Toppe per camera d'aria F1, ø25 mm, confezione da 100 pz.		48,00 €
210090	Adattatore per valvole auto -> ciclo	B12HB	4,25 €
210091	Adattatore per valvole ciclo -> auto	B12HA	2,25 €
207990	Parte interna per valvole diritte tipo auto	B12M	1,50 €
211501	Attrezzo montagomme Mobilex	B12A	173,00 €

Copertoni per carrozzine elettroniche

Codice	Descrizione	Foto	Listino
206031	Copertone 2.50" - 3" (210x65) rigato, IA-2802	B5B	21,50 €
206033	Copertone 2.50" - 3" (210x65), tassellato, C-248	B5I	30,00 €
206034	Copertone 2.50" - 3" (210x65), nero, rigato, C-179	B5B	20,00 €
206041	Copertone 2.80" - 2.5" - 4", profilo leggero, IA-2817	B5H	21,50 €
20604L	Copertone 2.80" - 2.50" - 4", profilo leggero, C-178	B5G	23,50 €
20604A	Copertone 2.80" - 2.50" - 4", rigato, C-179	B5B	22,50 €
20604K	Copertone 2.80" - 2.50" - 4", nero, profilo leggero, C-178	B5G	21,50 €
206042	Copertone 3.00" - 4" (260x85), tassellato, IA-2805	B5I	25,50 €
206043	Copertone 3.00" - 4" (260x85) rigato, IA-2802	B5B	25,50 €
206044	Copertone 3.00" - 4" (260x85), profilo a V, IA-2804	B5L	25,50 €
206049	Copertone 3.00" - 4" (260x85), profilo a V, C-920	B5F	47,00 €
20604E	Copertone 3.00" - 4" (260x85), nero, profilo a V, C-920	B5F	46,00 €
20604D	Copertone 3.00" - 4" (260x85) tassellato, C-248	B5I	25,50 €
20604F	Copertone 3.00" - 4" (260x85), nero, tassellato, C-248	B5I	27,50 €
206045	Copertone 4.10" - 3.50" - 4", profilo leggero, C-189	B5F	29,00 €
20604B	Copertone 4.00" - 4", tassellato, C-248	B5I	30,00 €
206048	Copertone 4.00" - 4", nero, tassellato HF 210	B5K	38,50 €
20605A	Copertone 3.00" - 5", profilo a V, C-920	B5F	51,00 €
206053	Copertone 4.00" - 5" tassellato, IA-2815	B5J	40,50 €
206056	Copertone 4.00" - 5" tassellato, C-154	B5J	48,00 €
206055	Copertone 4.00" - 5" tassellato, nero, C-154	B5J	48,00 €
206054	Copertone 4.10" - 3.50" - 5", tassellato, C-156	B5K	35,00 €
206057	Copertone 4.10" - 3.50" - 5", tassellato, C-154	B5J	37,50 €
206058	Copertone 4.10" - 3.50" - 5", profilato C-154, nero	B5J	36,00 €
20606C	Copertone 2.50" - 6", profilo leggero C-177	B5Q	36,00 €
206065	Copertone 3.00" - 6", profilo a V, C-917	B5M	44,50 €
20606D	Copertone 4.00" - 6" nero, tassellato C-166	B5K	47,00 €
206068	Copertone 4.10"-3.50"-6", profilo, C-178, nero	B5G	42,50 €
206062	Copertone 4.10" - 3.50" - 6", nero, tassellato, C-156	B5K	41,50 €
206063	Copertone 4.10" - 3.50" - 6", 4 strati, tassellato, C-168	B5O	37,50 €
206066	Copertone 4.10" - 3.50" - 6", 6 strati, tassellato, C-156/ IA 2805	B5K	38,50 €
20606A	Copertone 4.10" - 3.50" - 6", nero, tassellato, C-168	B5O	41,50 €
206069	Copertone 5.30" - 4.50" - 6", 6 strati, tassellato, C-166	B5P	60,00 €
20608D	Copertone 2.50" - 8", profilo leggero, IA-2817	B5H	31,00 €
20608A	Copertone 2.50" - 8", profilo leggero, C-177	B5Q	40,50 €
20608B	Copertone 2.50" - 8", nero, tassellato, C-177	B5Q	47,00 €
206081	Copertone 3.00" - 8" tassellato, IA-2805	B5I	36,00 €
206088	Copertone 3.00" - 8", tassellato, IA-2805, rinforzato	B5I	42,50 €
206082	Copertone 3.00" - 8", rigato C-179	B5B	46,00 €
206083	Copertone 3.00" - 8", profilo a V, IA-2804	B5L	36,00 €
206085	Copertone 3.00" - 8", nero, tassellato, IA-2805	B5R	36,00 €
206087	Copertone 3.00" - 8", tassellato, C-248	B5I	44,50 €
20608L	Copertone 3.00" - 8", profilo a V, C-917	B5M	52,00 €
20608K	Copertone 3.00" - 8", nero, profilo racing, Cheng Shin, C-917	B5M	55,00 €
20608M	Copertone 3.00" - 8" (3.00-90-8), nero, IA-2805, tassellato per Minicrosser	B5R	34,00 €
206089	Copertone 3.00" - 8", nero, tassellato, C-248	B5R	42,50 €
20608C	Copertone 3.50" - 8", tassellato, C-168	B5O	65,00 €
20608E	Copertone 4.00" - 8", tassellato, C-168	B5O	68,00 €
206102	Copertone 3.00" - 10", tassellato, C-131	B5S	77,00 €
206106	Copertone 3.00" - 10", profilo a V, C-917	B5M	81,00 €
206133	Copertone 13" - 5.00" - 6", tassellato, C-9266/C-165	B5N	54,00 €
206132	Copertone 13" - 5.00" - 6", nero, profilato, C-9266/C-165	B5N	51,00 €

Camere d'aria

Codice	Descrizione	Foto	Listino
207051	Camera 5" x 1", 125 x 30, valvola 45/45	B2X3	9,50 €
207061	Camera 6" x 1 1/4", 150 x 30, valvola 45/45	B2X3	7,50 €
207071	Camera 7" x 1 3/4", 175 x 45, valvola 90/30	B2X2	8,50 €
207072	Camera 7", 175 x 45, valvola 90/90	B2X4	7,50 €
207081	Camera 8" x 1 1/4", 200 x 30, valvola 45/45	B2X3	7,50 €
207082	Camera 8" x 2", 200 x 50, valvola 90/30	B2X2	8,50 €
207083	Camera 8" x 2", 200 x 50, valvola 90/90	B2X4	8,50 €
207101	Camera 10" x 2", valvola diritta	B2X1	8,50 €
207121	Camera 12 1/2" x 2 1/4", valvola diritta	B2X1	5,25 €
207122	Camera 12 1/2" x 2 1/4", valvola 90/90	B2X4	7,50 €
207124	Camera Schwalbe 12 1/2" x 2 1/4", valvola 45/45	B2X4	8,50 €
207161	Camera 16" x 1.75"/2.125", valvola diritta	B2X1	6,50 €
207201	Camera 20" x 1 3/8", valvola diritta	B2X1	6,50 €
207202	Camera 20" x 1", valvola diritta	B2X1	6,50 €
207203	Camera 20" x 1.75"/2.125", valvola diritta	B2X1	8,50 €
207207	Camera Schwalbe 20" x 1 3/8", valvola diritta	B2X1	9,50 €
207221	Camera 22" x 1", valvola diritta	B2X1	6,50 €
207222	Camera 22" x 1 3/8", valvola diritta	B2X1	6,50 €
207223	Camera Schwalbe 22" x 1", valvola diritta	B2X1	8,50 €
207225	Camera Schwalbe 22" x 1 3/8" valvola diritta	B2X1	9,50 €
207241	Camera 24" x 1 3/8" valvola diritta	B2X1	6,50 €
207242	Camera 24" x 1" valvola diritta	B2X1	6,50 €
20724A	Camera 24" x 1", Cheng Shin, valvola diritta	B2X1	8,50 €
207245	Camera 24" x 1.75" (47-507), valvola diritta	B2X1	6,50 €
207246	Camera Schwalbe 24" x 3/4" - 24" x 1" (20/28-540), valvola diritta	B2X1	9,50 €
207247	Camera Schwalbe 24" x 1 3/8", 28/47-507/541, valvola diritta	B2X1	9,50 €
207249	Camera Schwalbe, 24" x 3/4", 24" x 1" (20/28-540), valvola Presta 40 mm	B2X1	9,50 €
20724W	Camera 24" x 1,95/2,125", valvola diritta	B2X1	17,00 €
207251	Camera 25"x1", valvola diritta	B2X1	6,50 €
207252	Camera Schwalbe 25" x 1" (25-559), valvola diritta	B2X1	8,50 €
207253	Camera Schwalbe 25" x 3/4" (20-559), valvola diritta	B2X1	8,50 €
207254	Camera Schwalbe 25" x 3/4" (18/25-559/571), valvola Presta	B2X1	9,50 €
207261	Camera 26" x 1 3/8", valvola diritta	B2X1	6,50 €
207262	Camera 26" x 1", valvola diritta	B2X1	6,50 €
207264	Camera Schwalbe 26" x 1" (20-590) valvola diritta	B2X1	9,50 €
207265	Camera Schwalbe 26" x 1 3/4" (47-559), valvola diritta	B2X1	9,50 €
207267	Camera Schwalbe 26" x 3/4" (20-590), valvola Presta	B2X1	9,50 €
207281	Camera 28" x 1" (19/23-622), valvola Presta 48 mm	B2X1	7,50 €
207282	Camera Schwalbe 28" x 1" (18/28-622) , valvola Presta	B2X1	9,50 €
207283	Camera Schwalbe 28" x 7/8" (23-622), valvola diritta	B2X1	9,50 €

Camere d'aria per carrozzine elettroniche

Codice	Descrizione	Foto	Listino
208031	Camera 2.50" - 3" valvola 90/90	B2X4	10,50 €
208041	Camera 2.80" - 2.50" - 4", valvola 90/90	B2X4	11,50 €
208042	Camera 3.00" - 4", valvola 90/90	B2X4	11,50 €
208043	Camera 4.00" - 4" / 4.10" - 3.50" - 4", valvola 90/90	B2X4	11,50 €
208051	Camera 3.50" / 4" - 4", valvola 90/90	B2X4	11,50 €
208054	Camera 3.00" - 5", valvola 90/90	B2X4	13,00 €
208052	Camera 4.00" - 5"/4.10" - 3.50" - 5", valvola 90/90	B2X4	15,00 €
208061	Camera 4.10" - 3.50" - 6", valvola 90/90	B2X4	15,00 €
208062	Camera 4.10" - 3.50" - 6", valvola diritta	B2X1	13,00 €
208064	Camera 5.30" - 4.50" - 6", valvola 90/90	B2X4	19,00 €
208066	Camera 2.50" - 6", valvola 90/90	B2X4	10,50 €
208065	Camera 3.00"-6", valvola 90/90	B2X4	14,00 €
208081	Camera 3.00" - 8", valvola 90/90	B2X4	13,00 €
208082	Camera 3.00" - 8", valvola diritta	B2X1	11,50 €
208083	Camera 2.50" - 8", valvola 90/90	B2X4	11,50 €
208084	Camera 3.50"-8" / 4.00" - 8", valvola diritta	B2X1	14,00 €
208085	Camera 3.50"-8" / 4.00" - 8", valvola 90/90	B2X4	15,00 €
208102	Camera 3.00" - 10" / 3.00" - 3.50"-10", valvola 90/90	B2X4	18,00 €
208131	Camera 13 - 5.00 - 6", valvola 90/90	B2X4	17,00 €

Flexel Insert ("salame" interno da inserire al posto della camera d'aria)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
212121	Flexel Insert 12 1/2" x 2 1/4" per cerchione intero, con labbro	B9A	64,00 €
212122	Flexel Insert 12 1/2" x 2 1/4" K 2 per cerchione divisibile, senza labbro	B9B	64,00 €
212241	Flexel Insert SD 24" x 1", larghezza 20 mm	B9A	30,00 €
212245	Flexel Insert 24" x 1", larghezza 25 mm	B9A	32,00 €
212242	Flexel Insert 24" x 1 3/8"	B9A	36,00 €
212243	Flexel Insert 24" x 1" senza naso	B9B	40,50 €
212244	Flexel Insert 24" x 1 3/8" senza labbro	B9B	50,00 €

Flexel Infill (copertoni pieni, schiumati di materiale Flexel)


Codice	Descrizione	Foto	Listino
213071	Flexel Infill 7" x 1 3/4", rigato, IA-2802, larghezza 32 mm	B5B	26,50 €
213081	Flexel Infill Light 8" x 2" (200 x50) , rigato, IA-2802, larghezza 32 mm	B5B	30,00 €
213086	Flexel Infill 8" x 2", nero, rigato C-179, larghezza 32 mm	B5B	52,00 €
21308A	Flexel Infill 8" x 2" (200 x 50), tassellato, larghezza 32 mm, IA-2622	B5C	36,00 €
21308L	Flexel Infill 8" x 2", rigato, C-179, larghezza 42 mm	B5B	38,50 €
21308G	Flexel Infill 8" x 2", tassellato C-968, larghezza 36 mm per Vermeiren Drive	B5C	38,50 €
21308F	Flexel Infill 8" x 2", tassellato C-968, larghezza 42 mm per Vermeiren Drive	B5C	38,50 €
213089	Flexel Infill 8 1/2" x 2", profilo leggero, IA-2817, larghezza 36 mm	B5H	38,50 €
213031	Flexel Light Infill 2.50" - 3", rigato IA-2802, larghezza 42 mm	B5B	44,50 €
213032	Flexel Infill 2.50" - 3", rigato longitud., nero, C-179, largh. 42 mm	B5B	49,00 €
213036	Flexel infill 2.50 - 3", tassellato nero C-248, largh. 42 mm	B5I	55,00 €
213034	Flexel Infill 2.50" - 3", tassellato C-248, larghezza 42 mm	B5I	54,00 €
213035	Flexel Infill 2.50" - 3", rigato, Impac IS-300, larghezza 42 mm	B5B	51,00 €
21304E	Flexel Infill 2.80"/2.50 - 4", rigato C-179, larghezza 48 mm	B5B	51,00 €
213041	Flexel Light Infill 2.80"/2.50" - 4", profilo leggero IA-2817, larghezza 58 mm	B5H	41,50 €
21304H	Flexel infill 2.80"/2.50 - 4", profilato C-178 nero, largh. 58 mm	B5G	51,00 €
213042	Flexel infill 2.80"/2.50 - 4", rofilo leggero IA-2817, larghezza 72 mm	B5H	51,00 €
213043	Flexel Light Infill 3.00" - 4", tassellato IA-2805, larghezza 72 mm	B5I	63,00 €
213044	Flexel Infill 3.00" - 4", rigato IA-2802, larghezza 72 mm	B5B	77,00 €
213045	Flexel Infill 2.80"/2.50 - 4", rigato C-179, larghezza 63mm	B5B	51,00 €
213046	Flexel Infill 3.00" - 4", profilo a V C-920, larghezza 58 mm	B5F	92,00 €
213048	Flexel Infill 4.00" - 4", tassellato C-248, larghezza 63mm	B5I	102,00 €
213049	Flexel Infill 3.00" - 4", tassellato IA-2805 / C-248 larghezza 58 mm	B5I	77,00 €
21304A	Flexel Infill 3.00" - 4", profilo a V, IA-2804, larghezza 63 mm	B5M	77,00 €
21304B	Flexel infill 3.00" - 4", tassellato, nero, C-248, larghezza 58 mm	B5I	77,00 €
21304C	Flexel Infill 3.00" - 4", tassellato C-248, larghezza 65 mm	B5I	77,00 €
21304D	Flexel Infill 3.00" - 4", profilo a V C-920, larghezza 68 mm	B5F	93,00 €
213051	Flexel Infill 4.00" - 5", tassellato IA-2815, larghezza 68 mm	B5J	107,00 €
213052	Flexel Infill 4.10" - 3.5" - 5", tassellato, C-156, larghezza 68 mm	B5K	92,00 €
213063	Flexel infill 4.10" - 3.50" - 6", nero, tassellato, C-156, larghezza 60 mm	B5K	118,00 €
213062	Flexel Infill 4.10" - 3.50" - 6", tassellato, C-156, larghezza 67 mm	B5K	118,00 €
213069	Flexel infill 4.10" - 3.50" - 6", tassellato nero, C-156, larghezza 67 mm	B5K	118,00 €
213065	Flexel Infill 3.00" - 6", profilo a V,C-917, larghezza 51 mm	B5M	72,00 €
213066	Flexel Infill 13" - 5.00" - 6", tassellato, C-165, larghezza 68 mm	B5N	199,00 €
213067	Flexel infill 13" - 5.00" - 6", tassellato nero, C-165, larghezza 68 mm	B5N	199,00 €
213082	Flexel Light Infill 3.00" - 8", tassellato IA-2805, larghezza 53 mm	B5I	79,00 €
213083	Flexel Light Infill 3.00" - 8", tassellato IA-2805, larghezza 38 mm	B5I	79,00 €
21308C	Flexel Infill 3.00" - 8", profilo a V C-917, larghezza 38 mm	B5M	97,00 €
213084	Flexel Infill 3.00" - 8", profilo a V, C-917, larghezza 48 mm	B5M	109,00 €
213085	Flexel Infill 3.00" - 8", profilo a V, IA-2804, largh. 53 mm	B5M	102,00 €
213085	Flexel infill 3.00" - 8", nero, tassellato IA-2805, larghezza 48 mm	B5R	100,00 €
213087	Flexel Infill 3.00" - 8", nero, tassellato IA-2805, larghezza. 53 mm	B5I	109,00 €
21308B	Flexel Infill 2.50" - 8", profilo leggero, IA-2817, larghezza 48 mm	B5H	79,00 €
21308D	Flexel Infill 3.50" - 8", tassellato, C-168, larghezza 38 mm	B5O	143,00 €
21308E	Flexel Light Infill 3.00" - 8", tassellato IA-2805, larghezza 48 mm	B5I	85,00 €
21308J	Flexel Infill 3.00" - 8", profilo a V, C-917, larghezza 58 mm	B5M	109,00 €
21308M	Flexel infill 3.00/90" - 8", nero, tassellato C-248/IA-2805, larghezza 65 mm per Minicrosser	B5R	72,00 €
213103	Flexel Infill 3.00" - 10", tassellato, C-131, larghezza 58 mm	B5S	134,00 €

Cinturone Flexel ("cinturone" antiforatura da inserire tra camera e copertone)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
214041	Inserito Flexel 3.00" - 4"	B11A	23,50 €
214061	Inserito Flexel 4.10" - 3.50" - 6" / 4.00" - 5"	B11A	27,50 €
214081	Inserito Flexel 3.00" - 8"	B11A	30,00 €
214131	Inserito Flexel 13" - 5.00" - 6"	B11	30,00 €

Qui di seguito troverete una spiegazione delle misure dei copertoni, nonché una tabella con alcuni tipi di carrozzine ed i relativi copertoni pieni (Flexel).

Tabella per i Flexel Infill standard (prezzi: vedi pagine precedenti)



misura	colore	profilo	foto	larghezza - cod.	tipo	larghezza - cod.	tipo	larghezza - cod.	tipo
7 x 1 3/4	grigio	rigato	B5d	33 mm - 213071	F				
200 x 50	grigio	rigato	B5d	33 mm - 213081	FL				
200 x 50	grigio	tassellato	B5c	33 mm - 21308A	F				
2.50 x 3	grigio	rigato	B5d	43 mm - 213031	FL				
2.50 x 3	grigio	tassellato	B1g	43 mm - 213034	F				
2.50 x 3	nero	rigato	(B5d)	43 mm - 213032	F				
2.80 - 2.50 x 4	grigio	tassellato	B5e	58 mm - 213041	FL	72 mm - 213042	F		
2.80 - 2.50 x 4	grigio	rigato	B5d	63 mm - 213045	F				
3.00 - 4	grigio	tassellato	B1g	58 mm - 213049	F	72 mm - 213043	FL		
3.00 - 4	grigio	profilo a V	B5m	58 mm - 213046	F				
3.00 - 4	grigio	rigato	B5d	72 mm - 213044	F				
3.00 - 4	nero	tassellato	(B1g)	58 mm - 21304B	F				
4.00 - 4	grigio	tassellato	B1g	63 mm - 213048	F				
4.00 - 5	grigio	tassellato	B5j	68 mm - 213051	F				
4.10 - 3.50 x 5	grigio	tassellato	B5k	68 mm - 213052	F				
3.00 - 6	grigio	profilo a V	B5m	51 mm - 213065	F				
2.50 - 8	grigio	tassellato	B5h	48 mm - 21308B	F				
3.00 - 8	grigio	tassellato	B5i	36 mm - 213083	FL	48 mm - 21308E	FL	53 mm - 213082	FL
3.00 - 8	grigio	tassellato	B5i	36 mm - 213...	F	48 mm - 213...	F	53 mm - 213...	F
3.00 - 8	nero	tassellato	(B5i)	53 mm - 213087	F				
3.00 - 8	grigio	tassellato	B5l	53 mm - 213085	F				
3.00 - 10	grigio	tassellato	B5i	58 mm - 2130103	F				


* Tipo: F=Flexel, FL=Flexel light

Attenzione: Forniamo il Flexel Infill in due versioni: Flexel e Flexel Light.

Il "Flexel" è di gomma schiumata nera, mentre il "Flexel Light" è di schiuma poliuretana grigia.

Non tutte le misure di copertoni sono disponibili in entrambi le versioni.

Descrizione delle misure dei copertoni in pollici o mm



a) Misurazione dei copertoni per scooter o carrozzine

D=diametro esterno del copertone
 d=diametro del cerchione
 H=altezza della pancia del copertone
 B=larghezza della pancia del copertone

Misura da specificare solo per inserti Flexel:

F=distanza interna tra le spalle del cerchione

Esempi:

13/5.00 - 6 D=13", B=5.00", d=6"
 3.00 - 4 sia H come anche B=3.00", d=4"
 3.00/90 - 8 H=3.00", B corrisponde al 90% di H, d=8"

b) Misurazione dei copertoni per ruote posteriori grandi delle carrozzine manuali (con l'esempio di un copertone da 24" x 1")

ISO (ETRTO)	Inglese (pollici)	Francese (mm)
25 - 540 Larghezza - Ø interno (in mm)	24" x 1" Ø Esterno - Larghezza (in pollici)	600 x 25 Ø Esterno - Larghezza (in mm)

Tabella Flexel per carrozzine elettroniche

Marca	Modello	ruota ANTERIORE	Profilo	codice Mobilex
Invacare	Moover 85	12 1/2" x 2 1/4"	tassellato	212121 + 205126
Invacare	Moover 95	--	--	--
Invacare	Storm 3	3.00" - 6"	racing	213065
Invacare	Storm X5	3.00" - 4"	tassellato	213043
Meyra	Champ	2.80" / 2.50" - 4"	rigato	213042
Meyra	Optimus	3.00" - 10"	tassellato	213103
Meyra	Smart	3.00" - 4"	rigato	213044
Meyra	Sprint	3.00" - 4"	rigato	213044
Otto Bock	B500	2.50/2.80" - 4"	rigato	21304E
Permobil	C500	3.00" - 8"	tassellato	213082
Permobil	Chairman	3.00" - 8"	tassellato	213082
Sunrise	Quickie P220	--	--	--
Vermeiren	Tracer	3.00" - 4"	tassellato	213043

Marca	Modello	ruota POSTERIORE	Profilo	codice Mobilex
Invacare	Moover 85	200 x 50	rigato	213081
Invacare	Moover 95	3.00" - 4"	tassellato	213043
Invacare	Storm 3	8 1/2" x 2"	a V	213082
Invacare	Storm X5	3.00" - 8"	tassellato	213087
Meyra	Champ	3.00" - 8"	racing	21308J
Meyra	Optimus	3.00" - 8"	tassellato	213082
Meyra	Smart	3.00" - 8"	racing	21308J
Meyra	Sprint	3.50" - 8"	tassellato	21308D
Otto Bock	B500	3.00" - 8"	tassellato	21308E
Permobil	C500	2.50" - 3"	rigato	213031
Permobil	Chairman	200 x 50	ruota completa	204086
Sunrise	Quickie P220	4.10" / 3.50" - 6"	tassellato	213062
Vermeiren	Tracer	3.00" - 8"	racing	213085

Tabella Flexel per scooter

Marca	Modello	ruota ANTERIORE	Profilo	codice Mobilex
Invacare	Auriga	3.00" - 4"	rigato	213044
Invacare	Meteor	4.00" - 5"	tassellato	213051
Ortopedia	Touring 926	3.50" - 10"	tassellato	213102
Sunrise	Elite	4.10" / 3.50" - 6"	tassellato	213061
Sunrise	Swift	3.00" - 4"	rigato	213044

Marca	Modello	ruota ANTERIORE	Profilo	codice Mobilex
Invacare	Auriga	3.00" - 4"	tassellato	213043
Invacare	Meteor	4.00" - 5"	tassellato	213051
Ortopedia	Touring 926	4.10" / 3.50" - 6"	tassellato	213062
Sunrise	Elite	13" - 5.00" - 6"	tassellato	213066
Sunrise	Swift	3.00" - 4"	tassellato	213043


RUOTE POSTERIORI



Rubrica C, CX, CY, CZ

Ruote posteriori ed accessori, corrimano, Spinergy,
kit monoguida e kit freni a tamburo


Foto C1



Ruota standard in alluminio senza pneumatico e senza corrimano. Misure: 20", 22", 24" e 26".

Ruota standard	
Largh. mozzo	49 oder 53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C2



Ruota standard in alluminio con freno a tamburo senza pneumatico e corrimano. Misure: 20", 22", 24" e 26".

Ruota standard con freno tamburo	
Largh. mozzo	46 mm
Cuscinetti	12 mm
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C3



Ruota completa con mozzo nero, pneumatici in poliuretano e corrimano. Misure: 20", 22" e 24".

Ruota standard completa	
Largh. mozzo	49 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C4b




Foto C4a

Ruota **Buffalo Heavy Duty** con mozzo rinforzato, raggi argento 2,6 mm, cerchio in alluminio rinforzato con corrimano integrato. Copertura da 1 3/8" con inserti Flexel. Disponibile solo in 24"

Buffalo Heavy Duty	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	140 kg a ruota

Foto C10




Foto C11

Ruota completa per carrozzine Invacare (C10) con cop. da 1" o per Etac (C11) con cop. da 1 3/8". Corrimano in alluminio color argento. Misure: 20", 22" e 24". Disponibili per Etac anche da 26".

Ruota completa per Invacare	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C5



La ruota **Ultralite** è una ruota leggera ed economica con un peso totale di 1120 grammi. Mozzo in alluminio nero, cerchio a goccia nero con cop. 1", 24 raggi in acciaio inox nero, corrimano in alluminio.

Ultralite	
Largh. mozzo	49 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C6



Ruota **Storm** a 12 raggi, cerchio a goccia nero con pneumatici da 1", mozzo in alluminio nero lavorato CNC e corrimano in alluminio nero. Peso totale 1890 grammi incluso pneumatico, camera d'aria e corrimano. Disponibile solo in 24".

Storm	
Largh. mozzo	49 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C12



La ruota **Tristar** è una ruota in alluminio con 3 grandi raggi. Il peso totale incluso pneumatico e camera d'aria e corrimano è di soli 1730 grammi. Il colore "Black Pearl" è nero con puntini brillanti.

Tristar	
Largh. mozzo	49 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C7



Ruota Mobilex **Offroad**, completa di cerchio in alluminio nero e mozzo nero a flangia alta. Corrimano in alluminio nero, camera d'aria e pneumatico nero tassellato tipo MTB. Disponibile solo in 24".

Mobilex Offroad	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C17



Ruota gemellare **Offroad Twin** con doppio cerchio saldato in alluminio. Due pneumatici MTB 1.75" x 24". Mozzo nero a flangia alta con cuscinetti da 1/2". Corrimano in alluminio nero. Disponibile solo in 24".

Mobilex Offroad Twin	
Largh. mozzo	mm
Cuscinetti	1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C8



Ruota **FAT wheel** completa di cerchio e mozzo in alluminio nero e mozzo, 36 raggi in acciaio zincato e corrimano in alluminio nero. Pneumatico tassellato tipo MTB 24" x 1,95". Disponibile solo in 24".

FAT Wheel	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C9




Ruota Mobilex **Outdoor Extreme** completa di cerchio e corrimano in alluminio nero con mozzo nero a flangia alta. Copertone Schwalbe Black Jack 24" x 2.10" (54-507). Disponibile solo in 24".


Outdoor Extreme	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Accessori per ruote posteriori


Perni a rilascio rapido, boccole, cuscinetti, cavi freno e guaine




Perno a rilascio rapido




Perno con pulsante grande
(color argento o nero)



Perno Tetra




Boccole e dado



Minuterie x montaggio corrimano



Catarifrangente



Cavi freno e parti di fissaggio



Rotolo con 50 m di guaina, box
con 100 cavi freno



Nastri protettivi per cerchioni



Cuscinetto



Cassetta con cuscinetti assortiti (9
dimensioni diverse)



Attrezzo per il montaggio dei
cuscinetti su ruote posteriori

Ruote standard senza copertone e senza corrimano

Codice	Descrizione	Ø	Foto	Listino
D1020	Ruota 20" standard, cuscinetti 12 mm senza copertone e corrimano	451	C1	47,00 €
D1022	Ruota 22" standard, cuscinetti 12 mm senza copertone e corrimano	489	C1	47,00 €
D1024	Ruota 24" standard, cuscinetti 12 mm, senza copertone e corrimano	540	C1	47,00 €
D1026	Ruota 26" standard, cuscinetti 12 mm, senza copertone e corrimano	590	C1	55,00 €

D1120	Ruota 20" standard, cuscinetti 1/2", senza copertone e corrimano	451	C1	47,00 €
D1122	Ruota 22" standard, cuscinetti 1/2", senza copertone e corrimano	489	C1	47,00 €
D1124	Ruota 24" standard, cuscinetti 1/2", senza copertone e corrimano	540	C1	47,00 €
D1126	Ruota 26" standard, cuscinetti da 1/2", senza copertone e corrimano	590	C1	55,00 €

215203	Ruota 20" con freno a tamburo, cuscinetti 12 mm, senza piastra di fissaggio	451	C2	89,00 €
215223	Ruota 22" con freno a tamburo, cerchio 489 mm, cusc. 12 mm, senza piastra di fissaggio	489	C2	89,00 €
21522P	Ruota 22" con freno a tamburo, cerchio 510 mm, cusc. 12 mm, senza piastra di fissaggio	489	C2	89,00 €
215243	Ruota 24" con freno a tamburo, cuscinetti 12 mm, senza piastra di fissaggio	540	C2	83,00 €
215263	Ruota 26" con freno a tamburo, cuscinetti 12 mm, senza piastra di fissaggio	590	C2	160,00 €

Ruote Ultralite senza corrimano e senza copertone

Codice	Descrizione	Ø	Listino
21820U	Ruota Ultralite 20", mozzo 12 mm, cerchio nero, senza copertone e senza corrimano	451	137,00 €
21822U	Ruota Ultralite 22", mozzo 12 mm, cerchio nero, senza copertone e senza corrimano	489	137,00 €
21834U	Ruota Ultralite 24", mozzo 12 mm, cerchio nero, senza copertone e senza corrimano	540	137,00 €
21826U	Ruota Ultralite 26", mozzo 12 mm, cerchio nero, senza copertone e senza corrimano	590	137,00 €

Costo per il montaggio di corrimano e coperture e sostituzione cuscinetti

Per l'assemblaggio delle ruote addebitiamo i seguenti costi a ruota

Codice	Descrizione	Listino
D3130	Montaggio corrimano	21,50 €
D3110	Montaggio camera e copertone	21,50 €
D3120	Montaggio di copertoni pieni in PU	21,50 €
D3121	Montaggio Flexel	32,00 €

NB. I corrimano si trovano nella **rubrica CY** ed i copertoni nella **rubrica B**

Ruote standard complete

Codice	Descrizione	Ø	Foto	Listino
21520A	Ruota col. arg. da 20", mozzo ø12 x 53 mm per Etac, PU 1 3/8", corrimano alluminio	451	C11	119,00 €
21522A	Ruota col. arg. da 22", mozzo ø12 x 53 mm per Etac, PU 1 3/8", corrimano alluminio	498	C11	119,00 €
21524D	Ruota col. arg. da 24", mozzo ø12 x 53 mm per Etac, PU 1 3/8", corrimano alluminio	540	C11	119,00 €

21520C	Ruota col. arg. da 20", mozzo ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	451	C11	134,00 €
21522C	Ruota col. arg. da 22", mozzo ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	489	C11	134,00 €
21524C	Ruota col. arg. da 24", mozzo ø12 x 53 mm, cop. 1", corrimano alluminio	540	C11	134,00 €
21526C	Ruota col. arg. da 26", mozzo ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	590	C11	143,00 €

21520F	Ruota da 20" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	451	C3	72,00 €
21522F	Ruota da 22" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	489	C3	77,00 €
21524F	Ruota da 24" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	540	C3	77,00 €

21520S	Ruota da 20", mozzo nero ø12 x 53 mm, cop. PU 1 3/8", corrimano alum. argento, 4 fori	451	C10	107,00 €
21522S	Ruota da 22", mozzo nero ø12 x 53 mm, cop. PU 1 1 3/8", corrimano alum. argento a 4 fori	489	C10	107,00 €
21524S	Ruota da 24", mozzo nero ø12 x 53 mm, cop. PU 1 3/8", corrimano alum. argento, 4 fori	540	C10	107,00 €

21520R	Ruota da 20" nera , mozzo nero ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	451	C10	107,00 €
21522R	Ruota da 22" nera , mozzo nero ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	489	C10	107,00 €
21524R	Ruota da 24" nera , mozzo nero ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	540	C10	107,00 €

Ruote speciali complete

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21824L	Ruota 24" Ultralite, mozzo 12 mm, cerchio nero con copertone, corrimano in alluminio	C5	190,00 €
D1519	Ruota 24" Ultralite, mozzo 1/2", cerchio nero con copertone, corrimano in alluminio	C5	190,00 €
218248	Ruota Storm 24", mozzo nero 12 mm, corrimano in alluminio nero, cerchio nero con cop. da 1"	C6	190,00 €
D1521	Ruota Storm 24", mozzo nero 1/2", corrimano in alluminio nero, cerchio nero con cop. da 1"	C6	190,00 €
218232	Ruota Tristar 24" in alluminio nero, con cop. e camera e corrimano in allum.nero	C12	445,00 €
218240	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 12 mm, corrimano allum. nero	C7	200,00 €
218242	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 1/2", corrimano allum. nero	C7	200,00 €
D1514	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-507) cop. MTB, cuscinetti 12 mm, corrimano High Friction	C7	213,00 €
218247	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 1/2", corrimano High Friction	C7	213,00 €
D1513	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 12 mm, corrimano acciaio inox	C7	213,00 €
21824F	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 1/2", corrimano acciaio inox	C7	213,00 €
21834T	Ruota gemellare Offroad, 2 x 24" x 1,75" (47-507) cop. MTB, cusc. 1/2", corrimano nero	C17	522,00 €
21834C	Ruota Outdoor Extreme 24" x 2.10 (54-507) MTB, cuscinetti 12 mm, corrimano allum. nero	C9	298,00 €
D1523	Ruota Outdoor Extreme 24" x 2.10 (54-507) MTB, cuscinetti 1/2", corrimano allum. nero	C9	298,00 €
21534S	Ruota 24" rinforzata, mozzo nero ø12 mm, cop. pieno 1 3/8", corrimano alluminio argento	C4A	213,00 €
21534T	Ruota 24" rinforzata con freno a tamburo, mozzo ø12 mm, cop. pieno 1 3/8", corrimano alluminio argento	C4B	240,00 €
21834F	Ruota FAT WHEEL 24" x 1.95" (50-507), cuscinetti 12 mm, corrimano alluminio nero	C8	277,00 €
D1522	Ruota FAT WHEEL 24" x 1.95" (50-507), cuscinetti 1/2", corrimano alluminio nero	C8	277,00 €

Perni a rilascio rapido standard

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219131	Perno a rilascio rapido ø8 x 25 mm	C28	36,00 €
219008	Perno a rilascio rapido ø 12 x 85 mm	C28	25,50 €
219001	Perno a rilascio rapido ø 12 x 98 mm	C28	25,50 €
219002	Perno a rilascio rapido ø 12 x 104 mm	C28	25,50 €
219003	Perno a rilascio rapido ø 12 x 108 mm	C28	25,50 €
219006	Perno a rilascio rapido ø 12 x 112 mm	C28	25,50 €
219004	Perno a rilascio rapido ø 12 x 123 mm	C28	25,50 €

219101	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 99 mm	C28	25,50 €
219102	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 104 mm	C28	25,50 €
219104	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 108 mm	C28	25,50 €
219103	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 112 mm	C28	25,50 €
219107	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 118 mm	C28	25,50 €
219105	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 122 mm	C28	25,50 €
219108	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 130 mm	C28	25,50 €

Perni a rilascio rapido con bottone grande per mozzi standard

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219302	Perno a rilascio rapido ø12 x 99 mm, bottone nero grande per Ultralite	C29A	27,50 €
219303	Perno a rilascio rapido ø12 x 104 mm, bottone nero	C29A	27,50 €
219304	Perno a rilascio rapido ø12 x 108 mm, bottone color alluminio	C29	27,50 €
219308	Perno a rilascio rapido ø12 x 108 mm, bottone nero	C29A	27,50 €
219306	Perno a rilascio rapido ø12 x 118 mm, bottone color alluminio	C29	27,50 €
219305	Perno a rilascio rapido ø12 x 118 mm, bottone nero grande	C29S	27,50 €

219407	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 94 mm, bottone nero	C29A	27,50 €
219401	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 99 mm, bottone nero	C29A	27,50 €
219402	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 101 mm, bottone nero	C29A	27,50 €
219404	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 104 mm, bottone nero	C29A	27,50 €
219405	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 112 mm con pulsante nero per mozzo standard	C29S	27,50 €
219409	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 118 mm con bottone nero per ruote Ultralite	C29A	27,50 €

Perni a rilascio rapido con bottone grande per mozzi tipo Ultralite

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219302	Perno a rilascio rapido ø12 x 99 mm, bottone nero grande per Ultralite	C29A	27,50 €
219401	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 99 mm, bottone nero	C29A	27,50 €
219403	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 104 mm per ruota Octopus/X-core/Typhoon, alluminio spazzol.	C29A	27,50 €
219406	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 108 mm, bottone nero per ruote Ultralite	C29A	27,50 €

Perni Spinergy per mozzi R10

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219601	Spinotto Spinergy 5/8" x 4.25" per cuscinetti R10	C28	117,00 €
219602	Spinotto Spinergy 5/8" x 4.75" per cuscinetti R10	C28	117,00 €

Perni diversi, boccole e dadi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219411	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 122 mm tetra	C29C	49,00 €
219905	Maniglia Tetra per perni a rilascio rapido	C29D	41,50 €
219122	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 104 mm, cromato	C28	9,50 €
219201	Boccola ø12 x 50 mm, M16 x 1	C30A	13,00 €
219202	Boccola ø12 x 60 mm, M16 x 1	C30A	15,00 €
219203	Boccola ø12 x 75 mm, M16 x 1	C30A	17,00 €
219210	Boccola ø1/2" x 51 mm	C30B	19,00 €
219501	Controdado M16 x 1 per boccola 24 mm	C31	1,00 €
219502	Controdado M18 x 1 per boccola 24 mm	C31	1,25 €

Accessori per ruote posteriori

Codice	Descrizione	Foto	Listino
227011	Cavo freno 180 cm, con terminale a pera	C34H	1,50 €
227012	Cavo freno 180 cm, con terminale a tamburo	C34A	1,50 €
227013	Cavo freno 180 cm con terminale sferico	C34H	1,50 €
227018	Cavo freno, doppio, ø1.5 x 180 mm	C34I	10,50 €
227060	Box con 100 pz. cavo freno da 180 cm e nippel a barilotto	C36A	96,00 €
227021	Guaina per cavo freno, 550 mm	C34C	1,50 €
227022	Guaina per cavo freno, 800 mm	C34C	2,00 €
227023	Guaina per cavo freno, 900 mm	C34C	2,25 €
227024	Guaina per cavo freno, 1200 mm	C34C	2,50 €
227026	Guaina per cavo freno, 1400 mm	C34C	2,75 €
227050	Guaina freno ø5 mm, rotolo da 50 metri	C36	49,00 €
227002	Regolatore per cavo M6 x 25 mm	C34E	1,75 €
227003	Morsetto per cavo ø8 x 15 mm	C34F	1,50 €
227006	Vite per nipples ø5 x 7,5 mm	C34F	0,90 €
227004	Terminale per cavi freno	C34G	0,10 €
227005	Nipples ø8 x 15 mm per deambulatore	C34J	2,75 €
227007	Coppella in metallo per guaine ø5 mm	C34D	0,20 €
227008	Coppella in metallo per guaine ø6 mm	C34D	0,20 €
227009	Coppella in plastica per guaine ø5 mm	C34D	0,25 €
229001	Vite a croce 5 x 40 mm	C35A	0,30 €
229002	Tubetto in plastica 5.2 x 26 mm	C35B	0,20 €
229512	Vite a croce M5 x 12 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,25 €
229003	Asola per fissaggio corrimano	C35E	0,20 €
215820	Nastro protettivo per cerchione 20"	C37	1,00 €
215822	Nastro protettivo per cerchione 22"	C37	1,00 €
215824	Nastro protettivo per cerchione 24"	C37	1,00 €
215826	Nastro protettivo per cerchione 26" o 28"	C37	1,50 €
215821	Nastro protettivo Hermanns per cerchione 20/22"	C37	1,50 €
215825	Nastro protettivo Herrmans per cerchione 24"	C37	1,25 €
215827	Nastro protettivo Herrmans per cerchione 26" o 28"	C37	1,75 €
215851	Nastro protettivo Schwalbe adesivo, per alta pressione, rotolo 25 m x 15 mm	C37	34,00 €
215852	Nastro protettivo Schwalbe adesivo, per alta pressione, rotolo 25 m x 18 mm	C37	34,00 €
215853	Nastro protettivo Schwalbe adesivo, rotolo 50 m x 15 mm	C37	32,00 €
215854	Nastro protettivo Schwalbe adesivo, rotolo 50 m x 19 mm	C37	32,00 €
215810	Catarifrangenti per ruota a raggi	C32	1,25 €
231000	Cuscinetto, d=ø8 x D=ø22 x B=7 mm - 608 2RS	C33	5,25 €
231001	Cuscinetto, d=ø10 x D=ø26 x B=8 mm - 6000 2RS	C33	5,25 €
231002	Cuscinetto, d=ø12 x D=ø28 x B=8 mm - 6001 2RS	C33	5,25 €
231101	Cuscinetto, d=ø1/2" x D=ø28 x B=5/16" - R8 2RS	C33	7,50 €
231102	Cuscinetto, d=ø 1/2" x D=ø1 1/8" x B=5/16" - R8 2RS	C33	5,25 €
231103	Cuscinetto, d=ø12 x D=ø1 1/8" x B=5/16" - 2RS	C33	7,50 €
231201	Cuscinetto, d=ø12 x D=ø32 x B=10 mm - 6201 2RS	C33	7,50 €
231104	Cuscinetto, d=ø15 x D=ø28 x H=7mm - 61902 2RS	C33	9,50 €
231202	Cuscinetto, d=ø15 x D=ø32 x B=9 mm - 6002 2RS	C33	7,50 €
231203	Cuscinetto, d=ø15 x D=ø35 x B=11 mm - 6202 2RS	C33	7,50 €
231205	Cuscinetto, d=ø20 x D=ø42 x B=12 mm - 6004 2RS	C33	13,00 €
231990	Cuscinetto, d=ø10 x D=ø26 x mm - 6000 2RS, INOX	C33	6,50 €
231991	Cuscinetto, d=ø12 x D=ø28 x B=8 mm - 6001 2RS acciaio, INOX	C33	8,50 €
231992	Cuscinetto, d=ø1/2" x D=ø1 1/8" x B= 5/16" mm - R8 2RS, INOX	C33	10,50 €
231099	Cassetta con 50 cuscinetti assortiti (9 tipi)	C33	179,00 €
231899	Attrezzo per il montaggio di cuscinetti su ruote posteriori	C39	27,50 €

Ruote Spinerger

Spinerger è un pioniere nello sviluppo di ruote rivoluzionarie nel mondo dello sport su sedia a rotelle nonché per l'uso quotidiano. Le ruote Spinerger con raggi in fibra offrono una scorrevolezza senza fastidiosi scricchiolii e nonostante il loro design ultraleggero e moderno sono estremamente affidabili richiedendo poca manutenzione.

Le diverse possibilità di combinazione sono disponibili nelle taglie 24", 25" e 26" in diversi colori. Di serie forniamo le ruote Spinerger con cuscinetto a sfere da 1/2" (tranne per il mozzo R10), senza corrimano e senza pneumatici. Le ruote Spinerger che hanno un codice Mobilex (vedi listino prezzi) di solito sono disponibili a magazzino. Altri modelli possono essere forniti su richiesta, però con tempi di consegna più lunghi.

Su richiesta, possiamo fornire le ruote Spinerger come ruote complete, cioè con corrimano e pneumatici montati. Possono essere forniti anche colori individuali per raggi, mozzi e/o cerchioni, vedi "**Spinerger Design Lab**". Per i costi aggiuntivi si prega di consultare il nostro listino prezzi.



La ruota **SpoX Everyday L** è reattiva, estremamente resistente e ideale per gli sport di contatto. Se avete bisogno di una ruota leggera, veloce e agile, la SpoX Lite Extreme potrebbe essere la Vostra ruota. È elegante ed ha un design fantastico.



Una ruota economica nel collaudato design Spinerger. La **SpoX Sport SL** è un'eccellente ruota multiuso progettata per durare nel tempo senza compromettere stile e prestazioni. Ideale per sport di contatto come il tennis, la pallacanestro, ecc.



Progettata per chi è alla ricerca di uno stile unico e innovativo, la ruota **Lite Extreme LX** è esteticamente piacevole ed è progettata per ridurre il peso della vostra carrozzina senza comprometterne la durata e le prestazioni.



Ideata per chi cerca prestazioni, stile e rigidità torsionale extra nella scelta delle proprie ruote. La **Lite Extreme LX X-Laced** è stata progettata per garantire la massima rigidità torsionale e reattività.

Foto CX1c



La ruota **Sport Lite Extreme SLX** è reattiva, estremamente resistente e ideale per gli sport di contatto. Se avete bisogno di una ruota leggera, veloce ed agile, la Sport Lite Extreme potrebbe essere la vostra risposta. Questa ruota ha un aspetto fantastico, è elegante e Vi permette di concentrarvi sul gioco, non sul equipaggiamento.

Foto CX1g



L'ultima evoluzione nel design di Spinergy porta le prestazioni della ruota ad un livello superiore. La ruota **Sport Lite Extreme SLX X-Laced** offre una maggiore resistenza alla torsione e una risposta ancora più rapida. Ideata per atleti che chiedono il massimo ad una ruota.

Foto CX1e



La **Blade LXL** è una ruota incredibilmente elegante ed esteticamente piacevole con un design chiaro che non sacrifica mai prestazioni e durata. La ruota Blade LXL ha un cerchio largo 17 mm, un nuovo design minimalista del mozzo e naturalmente i raggi brevettati in fibra PBO.

Raggi Blade: i raggi a lama (Blade) portano questo modello ad un nuovo livello. Ogni raggio è a forma di lama per creare uno stile snello e innovativo simile a quello delle biciclette High-End-Aero.

Foto CX1h



La ruota **Carbon Blade CLX** è la ruota più leggera sul mercato per carrozzine ad alte prestazioni. Il cerchio in fibra di carbonio offre prestazioni mai viste prima! Gli esperti del settore sostengono che questa è la ruota più efficiente mai sviluppata. E' leggera, incredibilmente reattiva, super resistente e probabilmente la più bella ruota sul mercato.

La ruota CLX ha un cerchio in fibra di carbonio, un mozzo CNC appositamente realizzato e naturalmente i raggi brevettati in fibra PBO a forma di lama.

Spinergy LX Flexrim

La ruota Spinergy LX con FLEXRIM è un prodotto rivoluzionario. Il materiale uretanico che fissa il corrimano sul cerchio permette all'utente di spingere senza toccare il copertone. Il materiale ultraleggero ed estremamente resistente può anche essere facilmente spinto verso l'interno per ridurre leggermente la larghezza della carrozzina quando si entra in porte molto strette. Questo prodotto è diverso da qualsiasi altro prodotto offerta da altre aziende ed è un must per qualsiasi utente di carrozzina.

NB. Il cerchio e il corrimano sono UN SOLO prodotto e non sono separabili.




Foto CY1f

Dati tecnici delle ruote Spinerger


Modello ruota	Largh. mozzo	Tipo mozzo	Foto	Raggi Diametro	Raggi Quantità	Peso a ruota
<i>Spox Everyday L</i>	1,80" - 46,5 mm	Standard	CX1a	3 mm	18	720 g
<i>Spox Sport SL</i>	2,30" - 60,0 mm	Largo	CX1p	3 mm	24	760 g
<i>Lite Extreme LX</i>	1,80" - 46,5 mm	Fresato CNC	CX1b	4 mm	12	660 g
<i>Lite Extreme X-Laced XLX</i>	1,80" - 46,5 mm	Fresato CNC	CX1q	4 mm	12	680 g
<i>Sport Lite Extreme SLX</i>	2,30" - 60,0 mm	Largo	CX1c	4 mm	24	780 g
<i>Sport Lite Extreme X-Laced XSLX</i>	2,30" - 60,0 mm	Largo	CX1g	4 mm	24	780 g
<i>Sport Lite Extr. X-Laced XSLX R-10</i>	2,30" - 60,0 mm	Largo	CX1l	4 mm	24	800 g
<i>Blade LXL</i>	1,80" - 46,5 mm	Lite	CX1e	flach	18	580 g
<i>Carbon Blade CLX</i>	1,80" - 46,5 mm	Lite	CX1i	flach	18	560 g

Spinerger	22"	24"	25"	26"	28"
ETRTO (mm)	501	540	559	590	622

Tipi di mozzo Spinerger



Mozzo Spinerger 1,80" o 2,30", cuscinetti ½", colore nero o argento per ruote L, LS o SLX



Mozzo Spinerger fresato, 1,80", cuscinetti ½", colore nero o argento per ruote LX



Mozzo Spinerger 1,80", Cuscinetti ½", colore nero per ruote CLX o LXL Blade



Mozzo Spinerger fresato 2,30", cuscinetti ½", colore rosso o nero per ruote XSLX



Mozzo Spinerger R10 2,30", cuscinetti 5/8", colore rosso o nero per ruote XSLX



Coprimozzo in plastica per ruote XSLX

Spinergy **DESIGN LAB**



Ruota completa con 9 raggi di colore diverso

Per i modelli Spinergy LX, XLX, XLX, LXL, LXL Blade, SLX e XSLX c'è la possibilità di personalizzare le ruote con **un design cromatico personalizzato**. Grazie alla possibilità di combinare 6 cerchi, 6 mozzi e 9 diversi colori dei raggi quasi non esistono limiti al Vostro gusto personale e al Vostro design - sfogatevi!

Colori possibili

Cerchio: nero, blu, oro, rosso, viola, verde.

Mozzo: oro, nero, rosso, viola, verde, blu, blu, argento

Raggi: rosa, verde, arancione, nero, bianco, rosso, giallo, blu, viola.

E' inoltre possibile assegnare un colore diverso ad ogni raggio, sia interno che esterno.

Il tempo di consegna delle ruote Spinergy assemblate individualmente è di ca. 12 settimane. Si prega di consultare il nostro listino prezzi per i costi aggiuntivi.



ATTENZIONE: Non è possibile rendere ruote individuali!

Ruote complete Spinergy

Su richiesta, possiamo fornire le ruote Spinergy come ruote complete, cioè con corrimano e/o con pneumatici montati. Per i costi aggiuntivi si prega di consultare il listino prezzi.

Spinergy LX Offroad



Ruota completa Spinergy LX Offroad

Outdoor Wheel Package

Durante lo sviluppo delle ruote Spinergy Offroad, particolare attenzione è stata posta alla massima efficienza ed alle caratteristiche di guida. Scegliendo la giusta misura delle ruote, è possibile ridurre al minimo la variazione dell'altezza della seduta rispetto alle normali ruote da strada. Esempio: Se le vostre ruote che usate tutti i giorni sono da 24" (540) con un copertone da 1", scegliendo il pacchetto outdoor da 22" (501) l'altezza potrebbe rimanere la stessa o essere minore solo di circa 1/4" (i risultati esatti possono variare).

Il cerchio corrisponde alla ruota **Spinergy LX** e viene fornito di serie con cuscinetti da 1/2". La ruota è disponibile nelle versioni 24" e 26".

Larghezza mozzo: 46,5 mm

Portata: 75 kg a ruota

Articolo complementari alle ruote Spinergy (vedi anche rubrica A e PTe)



Ruotine anteriori nei colori dei raggi Spinergy



Ruotine anteriori in alluminio



Ruotine anteriori in plastica



Borsa Spinergy per 2 ruote da 22" a 28"

Ruote Spinergy - modelli standard

Le ruote Spinergy con codice sono normalmente disponibili a magazzino. Tutti i modelli e/o colori non elencati e non aventi un codice sono fornibili con un termine di consegna di ca. 12 settimane.

Ruote Spinergy da 22"

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21822A	22" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi neri	CX1B	490,00 €
21822Z	22" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1B	490,00 €

Ruote Spinergy da 24"

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21824A	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1A	405,00 €
218343	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi neri	CX1A	405,00 €
21824B	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi rossi	CX1A	405,00 €
21824C	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi gialli	CX1A	405,00 €
21824D	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi blu	CX1A	405,00 €
21824E	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi bianchi	CX1A	405,00 €
218231	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi verdi	CX1A	405,00 €

21834P	24" Spinergy Everyday, 18 raggi di 9 colori diversi	CX1U	362,00 €
--------	---	------	----------

218348	24" Spinergy Spox Sport Everyday SL, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1P	405,00 €
--------	---	------	----------

21824U	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1B	490,00 €
21824R	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi neri	CX1B	490,00 €
21824V	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi rossi	CX1B	490,00 €
21824X	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi gialli	CX1B	490,00 €
21824Y	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi blu	CX1B	490,00 €
21824Z	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1B	490,00 €
21824T	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi arancioni	CX1B	490,00 €
21824S	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi verdi	CX1B	490,00 €
218243	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi viola	CX1B	490,00 €
21834Q	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi pink	CX1b	490,00 €

218244	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo argento, 12 raggi neri, FLEXRIM	CY1F	831,00 €
--------	---	------	----------

218245	24" Spinergy Blade LXL, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1E	490,00 €
--------	--	------	----------

21834K	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1Q	511,00 €
21834L	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, mozzo nero, 12 raggi neri	CX1Q	511,00 €
21834M	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1Q	511,00 €
21834H	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, mozzo nero, 12 raggi rossi	CX1Q	511,00 €
21834G	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX mozzo nero, 12 raggi blu	CX1Q	511,00 €

21834B	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi neri	CX1C	490,00 €
21824J	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1C	490,00 €
21824K	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi rossi	CX1C	490,00 €
21824M	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi gialli	CX1C	490,00 €
21824N	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi blu	CX1C	490,00 €
21824P	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi bianchi	CX1C	490,00 €
21824H	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi arancioni	CX1C	490,00 €
21824I	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi verde	CX1C	490,00 €

218241	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo nero, 24 raggi neri	CX1G	511,00 €
218246	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, 24 mozzo argento, raggi neri	CX1G	511,00 €
218249	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo nero, 24 raggi rossi	CX1G	511,00 €

21824G	24" Spinergy Sport Lite Extreme X-Laced X-SLX, mozzo R10 5/8" rosso, 24 raggi neri	CX1L	511,00 €
--------	--	------	----------

21834A	24" Spinergy Extra Lite Carbon Blade CLX, mozzo nero, 18 raggi neri	CX1H	618,00 €
--------	---	------	----------

Ruote Spinergy da 25"

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21825A	25" Spinergy Spox Everyday L, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1A	426,00 €
21825B	25" Spinergy Spox Everyday L, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1A	426,00 €
21825C	25" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero. 18 raggi blu	CX1A	426,00 €
218358	25" Spinergy Sport Spox Everyday SL, mozzo argento, 25 raggi neri	CX1P	426,00 €
21825M	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1B	533,00 €
21825N	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi neri	CX1B	533,00 €
21825Z	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1B	533,00 €
21825T	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi arancio	CX1B	533,00 €
21825Y	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi blu	CX1B	533,00 €
21825L	25" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX con mozzo nero, 12 raggi neri incrociati	CX1Q	554,00 €
21825H	25" Spinergy Sport Lite Extreme SLX , mozzo argento, 24 raggi neri	CX1C	533,00 €
218252	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1G	533,00 €
218251	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo nero, 24 raggi neri	CX1G	533,00 €
21825G	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo R10 5/8" rosso, 24 raggi neri	CX1G	533,00 €
21835A	25" Spinergy Extra Lite Carbon Blade CLX, mozzo nero, 18 raggi neri	CX1H	628,00 €

Ruote Spinergy da 26"

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21826A	26" Spinergy Spox Everyday L, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1A	447,00 €
218368	26" Spinergy Spox Sport Everyday SL, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1P	447,00 €
21826M	26" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1B	554,00 €
21826R	26" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi nero	CX1B	554,00 €
21826Z	26" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1B	554,00 €
21826X	26" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi gialli	CX1B	554,00 €
21826H	26" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1C	554,00 €
218261	26" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo nero, 24 raggi neri	CX1G	554,00 €
21826G	26" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo R10 5/8" rosso, 24 raggi neri	CX1L	554,00 €

Ruote Spinergy da 28"

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21828H	28" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, 24 mozzo argento, raggi neri	CX1C	554,00 €

Spinergy Outdoor Wheel Package

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21824W	24" Spinergy Offroad LX con copertone e corrimano, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1T	618,00 €
21826W	26" Spinergy Offroad LX, con copertone e corrimano, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1T	618,00 €

Ruota Spinergy da 24" completa con 9 raggi di colore diversi (p.e. per esposizione o pubblicità)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21834N	24" Spinergy Everyday con cop e corrimano, 18 raggi di 9 colori diversi	CX1U	426,00 €

Spinergy DESIGN LAB

Colori personalizzati per le ruote Spinergy (tempo di consegna circa 12 settimane)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D3140	Spinergy Design Lab - Personalizzazione colori mozzo e cerchione o anche dei raggi		149,00 €
D3141	Spinergy Design Lab - Colori dei raggi personalizzati		64,00 €

Corrimano Spinergy

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21724X	Corrimano Spinergy TC Max 24", ovale ergonomico, acciaio inox, 6 alette	CY11	548,00 €
21724Q	Corrimano Spinergy TC Stainless 24", acciaio inox, 6 alette	CY11	405,00 €

Accessori Spinergy

Codice	Descrizione	Foto	Listino
218903	Nastro protettivo Spinergy 24"	CX1V	4,25 €
218904	Nastro protettivo Spinergy 25"	CX1V	4,25 €
218905	Nastro protettivo Spinergy 26"	CX1V	4,25 €

218920	Cappuccio protettivo per ruote Spinergy XSLX	CX1S	38,50 €
--------	--	------	---------

279035	Borsa porta-ruote Spinergy per 2 ruote da 20" a 28"	PTE8	213,00 €
--------	---	------	----------

218400	Nipple per raggi Spinergy Everyday da 3 mm		2,25 €
218500	Nipple per raggi 4 mm Spinergy LX/SLX		2,25 €

Costo per il montaggio di corrimano e coperture

Codice	Descrizione	Listino
D3130	Montaggio corrimano	21,50 €

D3110	Montaggio camera e copertone	21,50 €
D3120	Montaggio di copertoni pieni in PU	21,50 €
D3121	Montaggio Flexel	32,00 €

D1345	Cambio dei cuscinetti 12 mm <--> 1/2" sulle ruote Spinergy	gratuito
-------	--	----------

Raggi Spinergy

Descrizione	Ø	Colore	Codice 24"	Codice 25"	Codice 26"	Codice 28"	Listino
Raggio per ruota Everyday	3 mm	nero	218401	218501	218601	218801	11,50 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	blu	218402	218502	218602	---	11,50 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	rosso	218403	218503	218603	---	11,50 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	giallo	218404	218504	218604	---	11,50 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	bianco	218405	218505	218605	---	11,50 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	arancio	218406	218506	218606	---	11,50 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	verde	218407	218507	218607	---	11,50 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	viola	218408	218508	218608	---	11,50 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	pink	218409	218509	218609	---	11,50 €

Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	nero	218411	218511	218611	218811	16,00 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	blu	218412	218512	218612	---	16,00 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	rosso	218413	218513	218613	---	16,00 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	giallo	218414	218514	218614	---	16,00 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	bianco	218415	218515	218615	---	16,00 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	arancio	218416	218516	218616	---	16,00 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	verde	218417	218517	218617	---	16,00 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	viola	218418	218518	218618	---	16,00 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	pink	218419	218519	218619	---	16,00 €

Raggio Blade (esterno)	4 mm	nero	21841A	21851A	---	---	19,00 €
Raggio Blade (interno)	4 mm	nero	21841B	21851B	---	---	19,00 €

Nota: i raggi Spinergy sono forniti completi di nipples

Nipples per raggi Spinergy

Codice	Descrizione	Listino
218400	Nipple per raggi Spinergy Everyday da 3 mm	2,25 €
218500	Nipple per raggi 4 mm Spinergy LX/SLX	2,25 €

Codici per coperture e corrimano per ruote Spinergy

ATTENZIONE: Di serie forniamo le ruote Spinergy senza corrimano e senza copertura. Se si desidera ordinare le ruote Spinergy assemblate, si prega di utilizzare le tabelle sottostanti.

Copertoni per ruote Spinergy (senza montaggio - costi di montaggio vedi pagine precedenti)

Copertone/camera - codici	24" camera/copertone	25" camera/copertone	26" camera/copertone	28" camera/copertone
1" Copertone standard	207242 / 205241	207251 / 205251	207261 / 205261	n.d.
1" Schwalbe Marathon+	207246 / 20524Y	207252 / 205253	207264 / 205266	n.d.
1" Schwalbe Marathon+ Refl.	207246 / 20524A	n.d.	207264 / 205267	n.d.
1" Schwalbe One	207246 / 20524W	207252 / 20525A	n.d.	n.d.
1" Schwalbe DownTown	207246 / 20524Z	n.d.	n.d.	n.d.
1" Schwalbe RightRun nero	207246 / 205343	n.d.	n.d.	n.d.
1" Schwalbe RightRun grigio	207246 / 20524L	207252 / 205254	207264 / 205263	n.d.
1" Schwalbe RightRun blu	207246 / 20524T	n.d.	n.d.	n.d.
1" Schwalbe RightRun rosso	207246 / 20524X	n.d.	n.d.	n.d.
1" Kenda K-191 blu/nero	207242 / 20524E	n.d.	207262 / 20526E	n.d.
1" Kenda K-191 rosso/nero	207242 / 20524V	207251 / 205257	207262 / 205269	207281 / 205285
1" Kenda K-191 grigio/nero	207242 / 20524N	207251 / 205258	207262 / 20526A	n.d.
1" Kenda K-1053 nero	207242 / 20524O	n.d.	n.d.	n.d.
1" Kenda K-196 grigio	n.d.	n.d.	207261 / 20526A	n.d.
1" Kenda K-196 rosso	n.d.	n.d.	207261 / 205269	207281 / 205285
1" CST VN Master	207242 / 205347	--	--	--

Anelli poliuretano - codici	PU 24"	PU 25"	PU 26"	PU 28"
1" anello in PU grigio	211243	211251	211262	i.t.
1" anello in PU nero	211248	211252	211263	i.t.

n.d. = non disponibile

Corrimano per ruote Spinergy (senza montaggio - costi di montaggio vedi pagine precedenti)

Corrimano - codici	peso 24"	24"	25"	26"	28"
Alluminio color argento	0,32 kg	21724B	21725B	21726B	21728B
Alluminio color nero	0,32 kg	217248	217258	217268	--
Acciaio inox	0,66 kg	217244	217254	217264	--
Titanio	0,42 kg	21724T	21725T	21726T	21728T
Friction "soft"	0,64 kg	217241	--	217261	--
Friction "hard"	0,58 kg	217242	--	217262	--
Spinergy TC	0,50 kg	21724Q	--	--	--
Spinergy TC-Grip	0,56 kg	21724P	--	--	--
Mobilex Topgrip	0,64 kg	21724V	21725V	--	--
Mobilex Trigrip	0,72 kg	21724Z	--	--	--

Plastica



Alette Viti Clips
Corrimano in plastica nera. Fornibile per fissaggio con viti o clips. (vedi tabella nel listino)

Aluminio color argento



Alette Viti Clips
Corrimano in alluminio color argento. Fornibile per fissaggio con alette, viti o clips (vedi tabella nel listino)

Aluminio nero



Alette Viti Clips
Corrimano in alluminio nero. Fornibile per fissaggio con alette o viti (vedi tabella nel listino)

Acciaio inossidabile



Alette Viti Clips
Corrimano in acciaio inossidabile. Fornibile in acciaio lucido o spazzolato per fissaggio con alette, viti o clips (vedi tabella nel listino)

Titanio



Alette Viti Clips
Corrimano in titanio. Fornibile solo per fissaggio con alette (vedi tabella nel listino)

Silicone



Alette Viti Clips
Corrimano in alluminio ricoperto di silicone. Fornibile per fissaggio con viti o clips (vedi tabella nel listino)

High Friction Medium Soft



Alette Viti Clips
Corrimano in alluminio con copertura High Friction medium-soft. Fornibile solo per fissaggio con alette (vedi tabella nel listino)

High Friction Medium Hard



Alette Viti Clips
Corrimano in alluminio con copertura High Friction medium-hard. Fornibile solo per fissaggio con alette. (vedi tabella nel listino)

Con 9 pomelli gommati



Alette Viti Clips
Corrimano in alluminio nero con 9 pomelli gommati. Fornibile solo per fissaggio con alette (vedi tabella nel listino)

Montaggio dei corrimano



Montaggio con alette




Montaggio con viti



Montaggio con clips

Minuteria



Mobilex Top-Grip



Il corrimano **Mobilex Top-Grip** con inserto antiscivolo offrono una migliore presa. I lati lisci in alluminio anodizzato nero riducono al minimo il calore d'attrito durante la frenata.

Spinergy TC Stainless



Il corrimano **Spinergy TC** è realizzato in acciaio inox leggero e ha una superficie strutturata che combina un'elevata presa con stabilità e durezza.

Il **TC Max** si differenzia per la sua forma ergonomica ovale, che offre una superficie di presa più ampia.

Serie Omobic (Fornibili solo con alette, eccetto per il "Magnesium" che è fornibili solo per montaggio con viti)

Optimum H, P und F



Optimum ZH und ZF



I corrimano della serie **Omobic Optimum** offrono una presa ottimale per facilitare propulsione e frenata. Sono adatti soprattutto a utenti con una forza limitata della mano. Il **modello P** è verniciato a polvere, mentre i **modelli H e ZH** sono anodizzati ed i **modelli F e ZF** hanno un rivestimento antiscivolo di 1,5 mm.

Nova H e P



Orbit H



Tour H



I corrimano Omobic delle serie **Nova, Orbit e Tour** sono dotati di un inserto antiscivolo in silicone. Forniscono un'eccellente presa, rendendo la carrozzina più maneggevole e comoda da guidare. Il modello **Nova P** è verniciato a polvere, mentre i modelli **Nova H, Orbit H e Tour H** sono anodizzati.

Titanium



Ultralight



Magnesium



Lizard



I corrimani Omobic **Ultralight**, Omobic **Magnesium** e Omobic **Titanium** sono particolarmente leggeri ma molto robusti. Il modello **Omobic Lizard** in alluminio offre un'elevata presa grazie al rivestimento in silicone di 1 mm di spessore. Con un coefficiente di attrito di 0,7 ed è particolarmente adatto per persone tetraplegiche.

Tabella dei corrimano fornibili

20"	4 fori diritti	6 fori diritti	4 fori obliqui	4 alette	6 alette
alluminio nero	--	--	--	--	217203
alluminio argento	21720A	--	217201	21720B	--
Friction Medium Soft	--	--	217207	--	--
plastica nera	216201	--	--	--	--
silicone	217206	--	--	--	--

22"	489 4 fori diritti	489 6 fori diritti	498/501 4 fori diritti	489/501 6 fori diritti	489 4 fori obliqui	498/501 4 fori obliqui	489 6 alette	489/501 6 alette
alluminio nero	--	--	--	--	--	--	217228	--
alluminio argento	--	21722A	21722M	--	217226	--	21722B	--
acciaio spazzolato	--	--	--	--	21722E	--	217229	--
acciaio lucidato	--	--	--	--	--	--	21722D	--
Friction Medium Hard	--	--	--	--	--	--	217225	--
Friction Medium Soft	--	--	21722C	21722S	--	217227	217221	--
plastica nera	216225	216221	--	--	216222	--	--	--
silicone	--	217223	21722Z	--	217224	--	--	--

24"	4 fori diritti	6 fori diritti	4 fori obliqui	6 alette	4 alette
alluminio nero	--	21724D	--	217248	21724F
alluminio argento	--	21724A / 21724R	217247	21724B	--
acciaio spazzolato	--	21724N	21724E	217244	--
acciaio lucidato	--	--	--	21724U	--
Friction Medium Hard	--	--	--	217242	21724M
Friction Medium Soft	--	--	21724H	217241	--
plastica nera	216242	216241	216243	--	--
silicone	217245	217246	217249	--	--
titanio	--	--	--	21724T	--
Mobilex Top-Grip	--	--	--	21724V	--
Mobilex Tri-Grip	--	--	--	21724Z	--
Spinergy TCG	--	--	--	21724P	--
Spinergy TC Stainless	--	--	--	21724Q	--

25"	4 fori diritti	6 fori diritti	4 fori obliqui	6 alette
alluminio nero	--	--	--	217258
alluminio argento	--	--	--	217257
acciaio lucidato	--	--	--	217254
Friction Medium Hard	--	--	--	217252
titanio	--	--	--	21725T

26"	4 fori diritti	6 fori diritti	4 fori obliqui	6 alette
alluminio nero	--	--	--	217268
alluminio argento	--	21726A	--	21726B
acciaio lucidato	--	--	--	217264
Friction Medium Hard	--	--	--	217262
Friction Medium Soft	--	--	--	217261
silicone	--	217266	--	--
titanio	--	--	--	21726T

28"	4 fori diritti	6 fori diritti	6 alette	12 alette
alluminio argento	--	--	21728B	--
acciaio lucidato	--	--	217284	--
titanio	--	--	--	21728T

Corrimano standard (per "Mis." si intende la distanza esterna tra due alette opposte, oppure la distanza mediana tra i due fori)

Corrimano in plastica

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
216201	Corrimano 20", plastica nera, 4 fori	424	CY1	29,00 €
216225	Corrimano 22", plastica nera, 4 fori per cerchione ø489	462	CY1	34,00 €
216221	Corrimano 22", plastica nera, 6 fori per cerchione ø489	462	CY1	29,00 €
216222	Corrimano 22", plastica nera, 4 fori obliqui per cerchione ø489	480	CY1	34,00 €
216242	Corrimano 24", plastica nera, 4 fori	513	CY1	40,50 €
216241	Corrimano 24", plastica nera, 6 fori	513	CY1	29,00 €
216243	Corrimano 24", plastica nera, 4 fori obliqui per cerchione ø540 mm	513	CY1	30,00 €

Corrimano in alluminio

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21720A	Corrimano 20", alluminio argento, 4 fori	424	CY2	32,00 €
21720B	Corrimano 20", alluminio argento, 4 alette	435	CY2	44,50 €
217201	Corrimano 20", alluminio argento, 4 fori obliqui	430	CY2	32,00 €
21722A	Corrimano 22", alluminio argento, 6 fori per cerchione ø489	462	CY2	33,00 €
21722B	Corrimano 22", alluminio argento, 6 alette per cerchione ø489	473	CY2	41,50 €
217226	Corrimano 22", alluminio argento, 4 fori obliqui per cerchione ø 489	480	CY2	31,00 €
21722M	Corrimano 22", alluminio argento, 4 fori per cerchione ø501	501	CY2	33,00 €
21724L	Corrimano 24", alluminio argento, 4 fori	513	CY2	47,00 €
21724A	Corrimano 24", alluminio argento, 6 fori	513	CY2	25,50 €
21724R	Corrimano 24", alluminio argento, 6 fori, versione Budget	513	CY2	21,50 €
21724B	Corrimano 24", alluminio argento, 6 alette	513	CY2	32,00 €
217247	Corrimano 24", alluminio argento, 4 fori obliqui	513	CY2	31,00 €
21724J	Corrimano 24", alluminio argento, 6 alette per cerchione a doppia camera	513	CY2	42,50 €
217257	Corrimano 25", alluminio argento, 6 alette	545	CY2	53,00 €
21726A	Corrimano 22", alluminio argento, 6 fori	567	CY2	41,50 €
21726B	Corrimano 26", alluminio argento, 6 alette	567	CY2	47,00 €
21728B	Corrimano 28", alluminio argento, 6 alette	600	CY2	53,00 €

217203	Corrimano 20", alluminio nero, 6 alette	435	CY3	42,50 €
217228	Corrimano 22", alluminio nero, 6 alette	473	CY3	44,50 €
21724D	Corrimano 24", alluminio nero, 6 fori	513	CY3	39,50 €
21724F	Corrimano 24", alluminio nero, 4 alette	524	CY3	44,50 €
217248	Corrimano 24", alluminio nero, 6 alette	524	CY3	39,50 €
217258	Corrimano 25", alluminio nero, 6 alette	545	CY3	50,00 €
217268	Corrimano 26", alluminio nero, 6 alette	566	CY3	50,00 €

Corrimano in acciaio inox

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21722E	Corrimano 22", acciaio inox spazzolato, 4 fori obliqui per cerchione ø489	473	CY4	32,00 €
217229	Corrimano 22", acciaio inox spazzolato, 6 alette per cerchione ø489	473	CY4	72,00 €
21722D	Corrimano 22", acciaio inox lucido, 6 alette per cerchione ø489	473	CY4	70,00 €
21724E	Corrimano 24", acciaio inox spazzolato, 4 fori obliqui	513	CY4	40,50 €
217244	Corrimano 24", acciaio inox spazzolato, 6 alette	524	CY4	36,00 €
21724U	Corrimano 24", acciaio inox lucido, 6 alette	524	CY4	54,00 €
21724N	Corrimano 24", acciaio inox spazzolato, 6 alette	524	CY4	41,50 €
217254	Corrimano 25", acciaio inox lucido, 6 alette	545	CY4	67,00 €
217264	Corrimano 26", acciaio inox lucido, 6 alette	567	CY4	78,00 €
217284	Corrimano 28", acciaio inox lucido, 6 alette	600	CY4	81,00 €

Corrimano in titanio

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21724T	Corrimano 24", titanio, 6 alette per cerchione a doppia camera	524	CY5	175,00 €
21725T	Corrimano 25", titanio, 6 alette per cerchioni a doppia camera	545	CY5	204,00 €
21726T	Corrimano 26", titanio, 6 alette per cerchione a doppia camera	567	CY5	204,00 €
21728T	Corrimano 28", titanio, 12 alette per cerchioni a doppia camera	600	CY5	328,00 €

Corrimano speciali (per "Mis." si intende la distanza esterna tra due alette opposte, oppure la distanza mediana tra i due fori)

Corrimano con copertura di silicone

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
217206	Corrimano 20", alluminio siliconato, 4 fori	513	CY6	128,00 €
217206	Corrimano 20", alluminio siliconato, 4 fori	476	CY6	128,00 €
217223	Corrimano 22", alluminio siliconato, 6 fori per cerchione ø489	462	CY6	128,00 €
217225	Corrimano 22", alluminio siliconato, 6 fori per cerchione ø489/501	476	CY6	128,00 €
217224	Corrimano 22", alluminio siliconato, 4 fori obliqui per cerchione ø489	480	CY6	128,00 €
217245	Corrimano 24", alluminio siliconato, 4 fori	513	CY6	128,00 €
217246	Corrimano 24", alluminio siliconato, 6 fori	513	CY6	128,00 €
217249	Corrimano 24", alluminio siliconato, 4 fori obliqui	513	CY6	128,00 €
217266	Corrimano 26", alluminio siliconato, 6 fori	567	CY6	128,00 €

Corrimano High Friction

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
217207	Corrimano 20" High Friction medium soft, 4 fori obliqui	473	CY7	83,00 €
217221	Corrimano 22" High Friction medium soft, 6 alette per cerchione ø489	473	CY7	83,00 €
217227	Corrimano 22" High Friction medium soft, 4 fori obliqui per cerchione ø498	480	CY7	83,00 €
21722C	Corrimano 22", High Friction medium soft, 4 fori per cerchione ø498	480	CY7	83,00 €
217241	Corrimano 24" High Friction medium soft, 6 alette	524	CY7	83,00 €
21724H	Corrimano 24" High Friction medium soft, 4 fori obliqui	513	CY7	83,00 €
217251	Corrimano 25" High Friction medium soft, 6 alette	545	CY7	94,00 €
217261	Corrimano 26" High Friction medium soft, 6 alette	576	CY7	94,00 €

217225	Corrimano 22" High Friction medium hard, 6 alette per cerchione ø489	473	CY8	83,00 €
217242	Corrimano 24" High Friction medium hard, 6 alette	524	CY8	83,00 €
21724M	Corrimano 24" High Friction medium hard, 4 alette	524	CY8	100,00 €
217252	Corrimano 25" High Friction medium hard, 6 alette	545	CY8	94,00 €
217240	Corrimano 24" High Friction medium hard, 6 alette per cerchioni a doppia camera	511	CY8	83,00 €
217262	Corrimano 26" High Friction medium hard, 6 alette	567	CY8	83,00 €

Corrimani di forma speciale

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21724V	Corrimano TOP-GRIP 24 " con inserto frizione, alluminio nero, 6 alette	510	CY12	107,00 €
21725V	Corrimano TOP-GRIP 25" con inserto frizione, alluminio nero, 6 alette	535	CY12	117,00 €

Corrimano Spinergy

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21724Q	Corrimano Spinergy TC Stainless 24", acciaio inox, 6 alette	515	CY11	405,00 €
21724X	Corrimano Spinergy TC Max 24", ovale ergonomico, acciaio inox, 6 alette	515	CY11	548,00 €

Corrimano della serie OMOBIC

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21P24A	Corrimano 24" Omobic OPTIMUM H, alum. nero, 6 alette (corrisponde al TRI GRIP 21724Y)	515	CY21	90,00 €
21P24B	Corrimano 24" Omobic ORBIT H, alluminio nero, 6 alette	515	CY24	155,00 €
21P24C	Corrimano 24" Omobic friction OPTIMUM F, 6 alette (corrisponde a TRI GRIP 21724Z)	515	CY21	128,75 €
21P24D	Corrimano 24" Omobic OPTIMUM P, alluminio nero, 6 alette	515	CY21	67,50 €
21P24E	Corrimano 24" Omobic TOUR H, alluminio nero, 6 alette	515	CY25	138,75 €
21P24F	Corrimano 24" Omobic OPTIMUM Z H, alluminio nero, 6 alette	515	CY22	108,25 €
21P24G	Corrimano 24" Omobic friction OPTIMUM Z F, 6 alette	515	CY22	131,25 €
21P24H	Corrimano 24" Omobic MAGNESIUM, 6 fori	515	CY28	79,75 €
21P24I	Corrimano 24" Omobic ULTRALIGHT ALUMINIUM, 6 alette	523	CY27	60,00 €
21P24J	Corrimano 24" Omobic LIZARD GRIP, 6 alette	523	CY29	78,75 €
21P24K	Corrimano 24" Omobic TITANIUM, 6 alette	517	CY26	210,00 €
21P24M	Corrimano 24" Omobic NOVA P, alluminio nero, 6 alette	515	CY23	95,00 €
21P24N	Corrimano 24" Omobic NOVA H, alluminio nero, 6 alette	515	CY23	107,00 €

Corrimano con 9 pomelli gommati

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21724G	Corrimano 24", alluminio, 6 alette e 9 pomelli gommati	524	CY9	143,00 €

Set di montaggio corrimano

Codice	Descrizione	Foto	Listino
229003	Asola per fissaggio corrimano	C17E	0,20 €
229005	Controdado M5, confezione da 10 pezzi	A28D	1,00 €
22910A	Set con 4 viti, 4 dadi e 4 protezioni per corrimano con alette	CY14	2,25 €
22910B	Set con 4 viti, 4 tubetti in plastica e 4 clips di fissaggio per corrimano con filetto	CY15	2,25 €
22910C	Set con 6 viti, 6 dadi e 6 protezioni per corrimano con alette	CY14	3,25 €
22910D	Set con 6 viti, 6 tubetti in plastica e 6 clips di fissaggio per corrimano con filetto	CY15	6,00 €
229009	Tubetto in plastica 5,1 x 20 mm	C17B	0,15 €
229010	Tubetto in plastica 5,1 x 7 mm	C17B	0,15 €
229002	Tubetto in plastica 5,2 x 26 mm	C17B	0,20 €
229001	Vite a croce 5 x 40 mm	C17A	0,30 €
229512	Vite a croce M5 x 12 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,25 €

Kit di montaggio per monoguida su carrozzine manuali

Il kit monoguida Mobilex è particolarmente facile da montare e si adatta a tutte le carrozzine manuali con boccole da 16 mm o 18 mm (il foro sul telaio della carrozzina per le boccole dei perni ruota). Il montaggio dell'intero set richiede solo pochi minuti.



Monoguida Mobilex montato



Asse telescopico standard



Asse cardanico




Set boccole standard per piastre di montaggio di spessore da 10 a 15 mm



Set boccole standard per piastre di montaggio di spessore da 15 a 30 mm



Carrozzina con asse telescopico standard



Calcolo della lunghezza dell'asse telescopico ($L1$ = distanza da parte esterna sx. del tubo telaio a parte esterna dx. del tubo del telaio)

Kit per il montaggio di freni a tamburo su carrozzine manuali

Facile da installare, il kit per freno a tamburo Mobilex è adatto a tutte le carrozzine manuali con boccole da 16 mm o 18 mm (il foro sul telaio della carrozzina per le boccole dei perni ruota). Il kit comprende tutte le parti necessarie al montaggio. Se si utilizza il nostro sistema di bloccaggio della piastra portaceppi (CZ2e), sul telaio della carrozzina deve essere presente un ulteriore foro.



Carrozzina con freni a tamburo



Leva freno con cavo



Piastra portaceppi e perno



Fermo di bloccaggio per piastra portaceppi

Kit di montaggio monoguida

Il kit di montaggio monoguida è composto da 2 ruote complete di copertoni. Gli assi telescopici non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Al momento dell'ordine, è necessario specificare la distanza interna tra i tubi del telaio della carrozzina (vedi disegno/foto C25g)

Kit di montaggio

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1606	Kit monoguida con 2 ruote 22", copertoni e camere, perno ad estrazione rapida, boccole corte per fori ø16/ø18 mm	CZ1A	596,00 €
D1607	Kit monoguida con 2 ruote 24", copertoni e camere, perno ad estrazione rapida, boccole corte per fori ø16/ø18 mm	CZ1A	415,00 €
D1608	Kit monoguida con 2 ruote 22", copertoni Flexel, perno ad estrazione rapida, boccole corte per fori ø16/ø18 mm	CZ1A	437,50 €
D1601	Kit monoguida con 2 ruote 22", copertoni e camere, perno ad estrazione rapida, boccole lunghe per fori ø16/ø18 mm	CZ1A	682,00 €
D1602	Kit monoguida con 2 ruote 24", copertoni e camere, perno ad estrazione rapida, boccole lunghe per fori ø16/ø18 mm	CZ1A	660,00 €
D1603	Kit monoguida con 2 ruote 24", copertoni Flexel, perno ad estrazione rapida, boccole lunghe per fori ø16/ø18 mm	CZ1A	682,00 €

Codice	Descrizione	Foto	Listino
215915	Boccola corta per monoguida (set per una piastra)	CZ1E	40,50 €
215916	Boccola lunga per monoguida (set per una piastra)	CZ1F	62,00 €

Assi telescopici standard

Codice	Descrizione	Foto	Listino
209042	Asse telescopico, standard, lungh. 185-245 mm per carrozzine larghe 305-345 mm	CZ1C	68,00 €
209044	Asse telescopico, standard, lungh. 255-345 mm per carrozzine larghe 375-445 mm	CZ1C	68,00 €
209047	Asse telescopico, standard, lungh. 390-485 mm per carrozzine larghe 390-485 mm	CZ1C	68,00 €
209046	Asse telescopico, standard, lungh. 310-460 mm per carrozzine larghe 430-560 mm	CZ1C	68,00 €

Assi telescopici cardanici per ruote campanate

Codice	Descrizione	Foto	Listino
209053	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 220-275 mm	CZ1D	192,00 €
209054	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 255-315 mm	CZ1D	192,00 €
209055	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 295-370 mm	CZ1D	192,00 €
209056	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 350-460 mm	CZ1D	192,00 €
209057	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 420-530 mm	CZ1D	192,00 €

Kit di montaggio freni a tamburo

Il kit viene fornito con tutti i componenti necessari per il montaggio delle ruote con freno a tamburo. E' costituito da 2 ruote da 24" con freni a tamburo, 2 copertoni in PU 24" x 1 3/8", 2 corrimano di alluminio color argento, 2 piastre portaceppi con 2 ancoraggi per foro boccola da 16 mm e 2 maniglie freno con cavi.

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1401	Set completo freni a tamburo 24" (2 ruote con cop.pieni, corrimano, leve freno e cavi, portaceppi con bloccaggio)	C25A	383,00 €

In alternativa è possibile richiedere ruote con freno a tamburo di composizione o dimensione diversa. Per fare ciò selezionate le parti richieste nelle tabelle sottostanti. In questo caso i copertoni, i corrimano ed un eventuale assemblaggio sono da ordinare a parte!

Ruote con freno a tamburo

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1220	Ruota 20" con freno a tamburo, senza copertone, camera e corrimano	C2	79,00 €
D1222	Ruota 22" con freno a tamburo, senza copertone, camera e corrimano	C2	79,00 €
D1224	Ruota 24" con freno a tamburo, senza copertone, camera e corrimano	C2	79,00 €

Ruote con freno a tamburo

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1202	Piastra di fissaggio ganasce freno, compl. di perno per ruota dx	C22	47,00 €
D1203	Piastra di fissaggio ganasce freno, compl. di perno per ruota sx	C22	47,00 €

Piastre portaceppi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1204	Cavo e guaina, maniglia freno, (1 coppia)	C21	47,00 €
215698	Staffa di bloccaggio per piastra portaganasce per foro ø16 mm	C4	19,00 €
215699	Staffa di bloccaggio per piastra portaganasce per foro ø18 mm	C4	19,00 €

ACCESSORI **ACCESSORI**



Rubrica D, DX


Copriraggi, copri-corrimano, manopole, pompe, accessori vari




Galletto maschio (A) o femmina (B) Manopolina a stella maschio (C) o femmina (D)




Cassette con 55 galletti e manopiline a stella assortite



Copri-tubo in gomma-schiama (A) liscio, (B) ruvido



Copri-corrimano in silicone (A) liscio, (B) rigato



Cintura fissa-polpacci, altezza cinghia 9 cm (A) o 5 cm (B)



Cintura di sicurezza aperta (A), chiusa (B), con borchie di fiss. (C)



Forcella anteriore in plastica con perno da 14 mm




Forcelle anteriori in alluminio 120x39, 146x45, 180x60 mm



Forcella ammortizzata regolabile DSF, 131 x 40.5 mm




Portabastoni in acciaio con supporto universale per scooter



Tappi per stampelle (A) e tappi per seggioli doccia (B)



Antiribaltamento universale



Manopole



Manopole sagomate



Manopole anatomiche



Portabastone a pinza (B) o a gancetto (C), bichierino (A)



Pompa manuale, (A) senza o (B) con manometro




Mini pompa (A), clip per il fissaggio della pompa al telaio (B)



Pompa elettrica "BOA" con borsa ed accessori



Caricabatterie per pompa "BOA" a 12V con presa per accendisigari



Leva freno per carrozzine (A) o rollator (B=con cavo freno)



Freno standard (A), supporto (C), prolunga (B) freno Sport (D)



Freno compact (chiuso ed aperto)



Monofreno per carrozzine disponibile con azionamento a dx o sx

Foto DX1



Copriraggi trasparente

Foto DX2




Copriraggi Bat

Foto DX3




Copriraggi Lion

Foto DX4




Copriraggi Earth

Foto DX5



Copriraggi Spider

Foto DX6



Copriraggi Shark

Foto DX7



Copriraggi Lightning

Foto DX8



Copriraggi Girl

Foto DX9




Copriraggi Horse

Foto DX10




Copriraggi Dragon

Foto DX11



Copriraggi Dolphin

Foto DX12




Copriraggi Fire

Foto DX13




Copriraggi Race

Foto DX14



Copriraggi Leaf

Foto DX15



Copriraggi Orange

Foto DX16



Copriraggi Flower

Foto DX17




Copriraggi Stallion

Foto DX18



Copriraggi Chameleon

Foto DX19



Copriraggi Bacteria

Foto DX20



Copriraggi Music

Foto DX21



Copriraggi Ghost

Foto DX22



Copriraggi Flamingo

Foto DX23



Copriraggi nero

Foto DX24



Cassa con 24 pz. di copriraggi trasparenti da 24"



Copriraggi con logo o design individuale

Listino 07.2022

Copriraggi con logo o disegno individuale - Cosa fornirà Mobilex?

Mobilex fornisce copriraggi personalizzati nelle misure standard 20", 22" o 24". Altre misure dipendono dai quantitativi e possono essere prodotti su richiesta.

A causa della bombatura dei nostri copriraggi la stampa può essere effettuata solo in serigrafia.

I copriraggi sono prodotti in PETG trasparente, leggermente bombati ed hanno invasi per le 4 o 6 alette dei corrimano. Sono fissati ai raggi delle ruote a mezzo di 6 clips comprese nella fornitura. Forma e qualità dei copriraggi corrisponde ai modelli presenti nel programma standard Mobilex.

Mobilex si occupa dell'intero processo di produzione, dalla stampa alla spedizione.

Copriraggi con logo o disegno individuale - Cosa ci fornirete Voi?

Formati:

Nel caso ideale ci fornirete il disegno o il logo già definito in un formato vettoriale (.svg, .eps, .ai). In questo modo riusciremo a definire il layout (bozza di stampa) in maniera più veloce e precisa. Se non avete disponibile il vostro materiale grafico in formato vettoriale, possiamo accettare anche immagini in formato .tif, .png oppure .jpg. In questo caso le immagini dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi e di min. 200 x 200 mm. Attenzione: Per questa soluzione possono nascere ulteriori costi (vedi sotto)

Colori:

Per la stampa si useranno colori con le codifiche Pantone o HKS. In fase di stampa verrà creato una bozza di stampa per ogni colore, quindi i colori sono stampati uno dopo l'altro sui copriraggi (un passaggio a colore). Per questo motivi necessitiamo di una specifica Pantone o HRS per ogni colore usato.

Copriraggi con logo o disegno individuale - Quanto costano?

Costi di Layout:

Se ci fornirete il Vs. layout in formato vettoriale (vedi sopra) non nasceranno ulteriori costi. Se il layout necessita di ulteriori elaborazioni (p.e. se non fosse disponibile in formato vettoriale) Vi addebiteremo un costo forfait di 125,00 €. Se invece volete che ci occupiamo noi della creazione del Vs. layout, Vi proporremo 3 disegni individuali creati appositamente per Voi. Il costo forfettario per le 3 proposte sarà di 250,00 €.

Costo stampa	1 colore	2 colori	3 colori	4 colori	5 colori	ogni colore addizionale
50 pezzi	su richiesta					
100 pezzi	su richiesta					
150 pezzi	su richiesta					
200 pezzi	su richiesta					
250 pezzi	su richiesta					
300 pezzi	su richiesta					

Attenzione! Se non diversamente specificato la stampa sarà effettuata su sfondo trasparente! Se non desiderate uno sfondo trasparente Vi preghiamo di specificare sempre il colore dello sfondo, anche se bianco! Lo sfondo sarà conteggiato normalmente come 1 colore.

Quantità: cerchiamo sempre di produrre la quantità ordinata, ma per motivi di produzione possono esserci variazioni del +/- 5% nei numeri di pezzi. Questa differenza verrà fatturata.

Galletti e manopole a stella

Codice	Descrizione	Foto	Listino
293615	Galletto M6, filetto esterno 15mm	D1A	9,50 €
293620	Galletto M6, filetto esterno 20 mm	D1A	9,50 €
293625	Galletto M6, filetto esterno 25 mm	D1A	9,50 €
293640	Galletto M6, filetto esterno 40 mm	D1A	10,50 €
293815	Galletto M8, filetto esterno 15 mm	D1A	9,50 €
293825	Galletto M8, filetto esterno 25 mm	D1A	9,50 €
293840	Galletto M8, filetto esterno 40 mm	D1A	10,50 €
294614	Galletto M6, filetto interno 14 mm	D1B	7,50 €
294820	Galletto M8, filetto interno 15 mm	D1B	7,50 €
291550	Manopolina a stella, M5, filetto esterno 50 mm	D1C	1,00 €
291615	Manopolina a stella, M6, filetto esterno 15 mm	D1C	1,00 €
291625	Manopolina a stella, M6, filetto esterno 25 mm	D1C	1,00 €
291640	Manopolina a stella, M6, filetto esterno 35 mm	D1C	1,00 €
291650	Manopolina a stella, M6, filetto esterno 45 mm	D1C	1,00 €
291815	Manopolina a stella, M8, filetto esterno 15 mm	D1C	1,00 €
291825	Manopolina a stella, M8, filetto esterno 25 mm	D1C	1,25 €
291840	Manopolina a stella, M8, filetto esterno 40 mm	D1C	1,25 €
292616	Manopolina a stella, M6, filetto interno 16 mm	D1D	2,00 €
292816	Manopolina a stella, M8, filetto interno 16 mm	D1D	2,00 €
290099	Cassetta di assortimento con 55 galletti e manopole	D2	256,00 €

Clips

Codice	Descrizione	Foto	Listino
295022	Clip per tubo ø22 mm, con perno ø6 x 25 mm, grigio	D3	1,25 €
295025	Clip per tubo ø25 mm, con perno ø6 x 28 mm, grigio	D3	1,25 €

Forcelle

Codice	Descrizione	Foto	Listino
225001	Forcella ant., 120 x 39, asse ø12 mm con 4 fori ø8	D8	24,50 €
225005	Forcella ant., 92 x 45, asse ø12 mm con 2 fori ø8	D8	27,50 €
225006	Forcella ant., 120 x 45, asse ø12 mm con 4 fori ø8	D8	31,00 €
225002	Forcella ant., 146 x 45, asse ø12 mm con 6 fori ø8	D8	23,50 €
225004	Forcella ant., 180 x 45, asse ø12 mm con 5 fori ø8	D8	26,50 €
225003	Forcella ant., 180 x 60, asse ø12 mm con 5 fori ø8	D8	25,50 €
225102	Forcella ant., in plastica nera, 142 x 45 mm, asse M14 mm con 2 fori ø8	D7	30,00 €
225103	Forcella ant., in plastica nera, 142 x 60 mm, asse M14 mm con 2 fori ø8	D7	39,50 €
225202	Forcella ant. con ammortizzatore regolabile DSF, nera 131 x 40,5 mm, 3 fori ø 8 mm	D5	116,00 €
225902	Perno filettato M12 x 1.25 x 78 mm per forcelle anteriori DSF Dynamic	D8A	20,00 €

Antiribaltamento

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271083	Antiribaltamento con 2 ruote, dx/sx, per tubo ø22/ø25 mm	D25	25,50 €
271087	Antiribaltamento con 2 ruote, dx/sx, per tubo ø22/ø25 mm (con foro vert. aggiuntivo)	D25	26,50 €

Copri-tubo

Codice	Descrizione	Foto	Listino
226002	Copri-tubo schiumato ruvido ø18/ø36 x 660 mm per tubo ø20 mm	D10B	7,50 €
226001	Copri-tubo schiumato ruvido ø20/ø36 x 660 mm per tubo ø22 mm	D10B	7,50 €
226003	Copri-tubo schiumato ruvido ø22/ø38 x 660 mm per tubo ø24 mm	D10B	7,50 €
226005	Copri-tubo schiumato liscio, ø23/ø36 x 660 mm per tubo ø25 mm	D10A	7,50 €
226006	Copri-tubo schiumato liscio, ø26/ø36 x 660 mm per tubo ø28 mm	D10A	7,50 €

Manopole

Codice	Descrizione	Foto	Listino
226010	Manopola liscia, ø19 mm, L=110 mm	D13A	2,25 €
226024	Manopola liscia, ø22 mm, L=110 mm	D13A	2,25 €
226012	Manopola liscia, ø22 mm, L=140 mm	D13A	3,75 €
226027	Manopola GRIP 45A, TPE nero, ø22 mm, L=120 mm	D13B	5,75 €
226015	Manopola in gommasciuma nera, ø22 mm, con tappo terminale, L=130 mm	D13C	2,25 €
226011	Manopola con impugnatura, ø22 mm, L=105 mm	D14A	1,00 €
226025	Manopola con presa per le dita, ø22 mm, L=125 mm	D14B	6,00 €
226026	Manopola con presa per le dita, ø25 mm, L=125 mm	D14B	6,00 €
226020	Manopola con presa per le dita, con rifrangente, ø22 mm	D14C	4,00 €
226013	Manopola anatomica Cobra, ø22 mm, L=140 mm, sx.	D15	2,50 €
226014	Manopola anatomica Cobra, ø22 mm, L=140 mm, dx.	D15	2,50 €
226017	Manopola anatomica Cobra, foro passante ø22 mm, L=140 mm, sx.	D15	4,25 €
226018	Manopola anatomica Cobra, foro passante ø22 mm, L=140 mm, dx.	D15	4,25 €

Tappi in gomma

Codice	Descrizione	Foto	Listino
226119	Tappo in gomma per sedia doccia con ø tubo 19 mm, grigio	D12B	1,00 €
226122	Tappo in gomma per sedia doccia con ø tubo 22 mm, grigio	D12B	1,00 €
226121	Tappo in gomma per sedia doccia Handicare con ø tubo 22 mm, grigio	D12B	1,00 €
226125	Tappo in gomma per sedia doccia con ø tubo 25 mm, grigio	D12B	1,00 €
226216	Tappo in gomma per stampelle con ø tubo 15/16 mm, grigio	D12A	1,25 €
226219	Tappo in gomma per stampelle con ø tubo 18/19mm, grigio	D12A	1,25 €
226222	Tappo in gomma per stampelle con ø tubo 22 mm, grigio	D12A	2,00 €
226225	Tappo in gomma per stampelle con ø tubo 25 mm, grigio	D12A	2,50 €

Portabastoni

Codice	Descrizione	Foto	Listino
233001	Portabastone a pinza per tubo ø22 mm	D20B	9,50 €
233002	Portabastone a pinza per tubo ø25 mm	D20B	9,50 €
233023	Portabastone a pinza per tubo ø27 mm	D20B	9,50 €
233005	Portabastone a gancetto per tubo ø22 mm	D20C	8,50 €
233006	Portabastone a gancetto per tubo ø25 mm	D20C	8,50 €
233003	Bicchierino porta-bastone per tubo ø22 mm	D20A	13,00 €
233004	Bicchierino porta-bastone per tubo ø25 mm	D20A	13,00 €
233024	Bicchierino porta-bastone per tubo ø27 mm	D20A	13,00 €
312065	Portabastoni e bicchierino di supporto per rollator Impala	RI1D	9,50 €

Copri-corrimano in silicone

Codice	Descrizione	Foto	Listino
221201	Copri-corrimano liscio in silicone, 20" per corrimano di ø435-450 mm	D9A	42,50 €
221202	Copri-corrimano rigato in silicone, 20" per corrimano di ø435-450 mm	D9B	47,00 €
221221	Copri-corrimano liscio in silicone, 22" per corrimano di ø485-500 mm	D9A	42,50 €
221223	Copri-corrimano liscio in silicone, 22" per corrimano di ø500-515 mm	D9A	42,50 €
221222	Copri-corrimano rigato in silicone, 22" per corrimano di ø485-500 mm	D9B	49,00 €
221241	Copri-corrimano liscio in silicone, 24" per corrimano di ø525-540 mm	D9A	39,50 €
221242	Copri-corrimano rigato in silicone, 24" per corrimano di ø525-540 mm	D9B	51,00 €
221261	Copri-corrimano liscio in silicone, 26" per corrimano di ø575-590 mm	D9A	51,00 €
221262	Copri-corrimano rigato in silicone, 26" per corrimano di ø575-590 mm	D9B	58,00 €

Pompe

Codice	Descrizione	Foto	Listino
260020	Pompa alta pressione BOA	D19	89,00 €
260024	Caricabatterie 12V per pompa BOA	D16A	19,00 €
260025	Tubo prolunga 0,5 m con attacco a clip per pompa BOA	D16B	15,00 €
260014	Pompa manuale per valvole auto/bici	D17A	19,00 €
260015	Pompa semiprofessionale da terra con manometro	D17B	25,50 €
260016	Pompa manuale nera, L=240 mm	D18A	8,00 €
260012	Graffette di fissaggio pompa su tubo ø25mm	D18B	2,75 €
260017	Manometro Schwalbe Airmax Pro	B12I	23,50 €

Freni

Codice	Descrizione	Foto	Listino
209065	Freno standard per carrozzina, destro	D22A	20,00 €
209066	Freno standard per carrozzina, sinistro	D22A	20,00 €
209068	Estensione per maniglia freno standard, lungh. 10 cm	D22B	6,50 €
20906G	Tappo in gomma per leva freno standard	D22A	1,00 €
209063	Freno sport per carrozzina - lato A	D22D	25,50 €
209064	Freno sport per carrozzina - lato B	D22D	25,50 €
20906M	Freno sport compact, destro	D23	31,00 €
20906J	Freno sport compact, sinistro	D23	31,00 €
209061	Monofreno, kit con 2 freni, manopola freno a destra	D24	138,00 €
209062	Monofreno, kit con 2 freni, manopola freno a sinistra	D24	138,00 €
20906F	Cavo completo per monofreno	D24	26,50 €
209090	Maniglia freno in plastica nera per tubo Ø 22 mm	D21A	19,00 €
209091	Maniglia freno in plastica nera per deambulatore con tubo ø22 mm	D21B	10,50 €
209067	Staffa di fissaggio freno per tubo ø22 mm	D22C	8,50 €
209060	Staffa di fissaggio freno per tubo ø25	D22C	7,50 €
20906E	Morsetto di fissaggio freno per tubo ø30 mm	D22C	13,00 €

Varie

Codice	Descrizione	Foto	Listino
233012	Cintura di sicurezza , L = 150 cm	D6A	14,00 €
233013	Cintura di sicurezza , L = 200 cm	D6B	15,00 €
233014	Cintura di sicurezza , L = 130 cm	D6C	18,00 €
233009	Supporto bastoni doppio per Scooter	D11A	48,00 €
233008	Adattatore universale ad angolo per portabastoni 233009	D11B	22,50 €
233010	Borchia per 233009 Minicrosser	D11C	23,50 €
233051	Cintura fissa-polpacci 5 cm universale, per sedute di largh. 40-50 cm	D4B	4,25 €
233054	Fissapolpacci imbottito, alt. 9 cm, universale per sedute 40-50 cm	D4A	7,50 €
233055	Fascia ferma-tallone 5 x 48 cm		6,50 €

Copriraggi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
220200	Copriraggi 20", trasparente, ancoraggio a 4 o 6 punti	DX1	32,00 €
220203	Copriraggi 20", Bat, ancoraggio a 4/6 punti	DX2	70,00 €
22020D	Copriraggi 20", Lion, ancoraggio a 4/6 punti	DX3	70,00 €
220205	Copriraggi 20", Spider, ancoraggio a 4/6 punti	DX5	70,00 €
220209	Copriraggi 20", Girl, ancoraggio a 4/6 punti	DX8	70,00 €
22020B	Copriraggi 20", Dolphin, ancoraggio a 4/6 punti	DX11	70,00 €

220220	Copriraggi 22", trasparente, ancoraggio a 4/6 punti	DX1	34,00 €
220223	Copriraggi 22", Bat, ancoraggio a 4/6 punti	DX2	70,00 €
22022D	Copriraggi 22", Lion, ancoraggio a 4/6 punti	DX3	70,00 €
22022E	Copriraggi 22", Earth, ancoraggio a 4/6 punti	DX4	70,00 €
220225	Copriraggi 22", Spider, ancoraggio a 4/6 punti	DX5	70,00 €
22022C	Copriraggi 22", Shark,, ancoraggio a 4/6 punti	DX6	70,00 €
220227	Copriraggi 22", Lightning, ancoraggio a 4/6 punti	DX7	70,00 €
220229	Copriraggi 22", Girl, ancoraggio a 4/6 punti	DX8	70,00 €
220224	Copriraggi 22", Horse, ancoraggio a 4/6 punti	DX9	70,00 €
22022A	Copriraggi 22", Dragon, ancoraggio a 4/6 punti	DX10	70,00 €
22022B	Copriraggi 22", Dolphin, ancoraggio a 4/6 punti	DX11	70,00 €
22022F	Copriraggi 22", Fire, ancoraggio a 4/6 punti	DX12	70,00 €
22022K	Copriraggi 22", Race, ancoraggio a 4/6 punti	DX13	70,00 €
22022G	Copriraggi 22", Leaf, ancoraggio a 4/6 punti	DX14	70,00 €
22022J	Copriraggi 22", Flower, ancoraggio a 4/6 punti	DX16	70,00 €
22022H	Copriraggi 22", Stallion, ancoraggio a 4/6 punti	DX17	70,00 €
22022P	Copriraggi 22", Bacteria, ancoraggio a 4/6 punti	DX19	70,00 €
22022N	Copriraggi 22", Ghost,, ancoraggio a 4/6 punti	DX21	70,00 €

220240	Copriraggi 24", trasparente, ancoraggio a 4/6 punti	DX1	30,00 €
220243	Copriraggi 24", Bat, ancoraggio a 4/6 punti	DX2	70,00 €
22024D	Copriraggi 24", Lion, ancoraggio a 4/6 punti	DX3	70,00 €
22024E	Copriraggi 24", Earth, ancoraggio a 4/6 punti	DX4	70,00 €
220245	Copriraggi 24", Spider, ancoraggio a 4/6 punti	DX5	70,00 €
22024C	Copriraggi 24", Shark , ancoraggio a 4/6 punti	DX6	70,00 €
220247	Copriraggi 24", Lightning, ancoraggio a 4/6 punti	DX7	70,00 €
220249	Copriraggi 24", Girl, ancoraggio a 4/6 punti	DX8	70,00 €
220248	Copriraggi 24", Horse, ancoraggio a 4/6 punti	DX9	70,00 €
22024A	Copriraggi 24", Dragon, ancoraggio a 4/6 punti	DX10	70,00 €
22024B	Copriraggi 24", Dolphin, ancoraggio a 4/6 punti	DX11	70,00 €
22024F	Copriraggi 24", Fire, ancoraggio a 4/6 punti	DX12	70,00 €
22024K	Copriraggi 24", Race, ancoraggio a 4/6 punti	DX13	70,00 €
22024L	Copriraggi 24", Orange, ancoraggio a 4/6 punti	DX15	70,00 €
22024J	Copriraggi 24", Flower, ancoraggio a 4/6 punti	DX16	70,00 €
22024H	Copriraggi 24", Stallion, ancoraggio a 4/6 punti	DX17	70,00 €
22024Q	Copriraggi 24", Chameleon, ancoraggio a 4/6 punti	DX18	70,00 €
22024P	Copriraggi 24", Bacteria, ancoraggio a 4/6 punti	DX19	70,00 €
22024M	Copriraggi 24", Music, ancoraggio a 4/6 punti	DX20	70,00 €
22024N	Copriraggi 24", Ghost,, ancoraggio a 4/6 punti	DX21	70,00 €
22024T	Copriraggi 24", Flamingo, ancoraggio a 4/6 punti	DX22	70,00 €
22024S	Copriraggi 24", nero, ancoraggio a 4/6 punti	DX23	58,00 €

220261	Copriraggi 26", trasparente, ancoraggio a 6 punti	DX1	58,00 €
--------	---	-----	---------

22024X	Confezione di 24 pezzi di copriraggi trasparenti da 24"	DX24	618,00 €
--------	---	------	----------

220097	Clips di fissaggio copriraggi, sacchetto con 6 pz.		1,00 €
--------	--	--	--------

PARTI IN PU

PARTI IN PU



Rubrica DZ

Braccioli e parti varie in poliuretano

Foto DZ1



Bracciolo concavo in PU 12 x 35 cm, distanza fori 15 cm

Foto DZ2



Appoggiapolpacci 14 x 16 cm

Foto DZ3



Bracciolo in poliuretano

Foto DZ4



Bracciolo imbottito con vaschetta

Foto DZ5



Bracciolo in PU, tipo Invacare, per montaggio su tubo

Foto DZ6



Bracciolo in PU, tipo Invacare, per montaggio su piastra

Foto DZ7



Bracciolo ricurvo in poliuretano

Foto DZ8



Bracciolo in poliuretano, distanza fori regolabile, montaggio su tubo. Adattabile a quasi tutte la carrozine

Foto DZ9



Bracciolo con fori regolabili, montaggio su piastra

Foto DZ10



Appoggiagomiti antibracchiale

Foto DZ11



Cuneo divaricatore in PU

Foto DZ12



Pelotta laterale in PU con supporto per tubo Ø 25 mm

Supporti avambraccio per emiplegici

Foto DZ20



Supporto avambraccio concavo in schiuma integrale

Foto DZ21



Prolunga per supporto avambraccio

Foto DZ22



Supporto anatomico per mano, sinistro e destro

Poggiatesta

Foto DZ30



Poggiatesta concavo in poliuretano

Foto DZ31




Poggiatesta in poliuretano

Foto DZ35















Poggiatesta completo per carrozzina, si fissa ai tubi delle manopole di spinta della carrozzina

Foto DZ36



Poggiatesta completo per comode da doccia, si fissa alla barra di spinta della carrozzina comoda

Braccioli

Codice	Descrizione und Lochabstände	Foto	Listino
233037	Bracciolo nero in schiuma integrale, lungh. 37 cm, distanza fori 19,1 / 22,7 / 25,5 cm 	DZ3	11,50 €
233031	Bracciolo in schiuma integrale, L=37 cm, distanza fori 22,7 e 24 cm 	DZ3	10,50 €
233032	Bracciolo in schiuma integrale, L=24 cm, distanza fori 8,4 e 12,8 cm 	DZ3	10,50 €
233033	Bracciolo con base in plastica, L=37 cm, distanza fori 17,3 / 21 / 22,7 / 25,3 cm 	DZ4	8,50 €
233034	Bracciolo schiumato con base in plastica, nero, lungh. 26 cm, distanza fori 8,4 / 14 / 17,2 cm 	DZ4	7,50 €
233035	Bracciolo, tipo Invacare, per tubo, L=38 cm, distanze fori 9 / 11,2 / 15 / 17,2 / 26 cm 	DZ5	15,00 €
233036	Bracciolo nero, tipo Invacare, per fissaggio su piastra, L=38 cm 	DZ6	15,00 €
233045	Bracciolo ricurvo, schiuma integrale nera, 30 x 5 cm, dist. fori 17,2 cm 	DZ7	13,00 €
233039	Bracciolo nero in schiuma integrale, lungh. 35 cm, distanza fori regolabile, sx. 	DZ8	20,00 €
233040	Bracciolo nero in schiuma integrale, lungh. 35 cm, distanza fori regolabile, dx. 	DZ8	20,00 €
233043	Bracciolo nero in schiuma integrale, 33 cm, distanza fori regolabile, ambolato 	DZ9	21,50 €
233048	Bracciolo tipo Invacare, montaggio su tubo, L= 27.5 cm, dist. fori 60, 92 e 151 mm 	DZ5	25,50 €

Supporti avambraccio

Codice	Descrizione und Lochabstände	Foto	Listino
233038	Bracciolo concavo in schiuma integrale, 12 x 35 cm, distanza fori 15 cm	DZ1	34,00 €
312333	Appoggiagomito in PU per rollator antibracchiale	DZ10	42,50 €

Supporti avambraccio per emiplegici

Codice	Descrizione	Foto	Listino
233050	Supporto avambraccio concavo in schiuma integrale, dist. fori regolabili, L=26 cm	DZ20	75,00 €
233056	Supporto anatomico per mano, schiuma integrale, dist. fori regolabile, dx.	DZ22	64,00 €
233057	Supporto anatomico per mano, schiuma integrale, dist. fori regolabile, sx.	DZ22	64,00 €
233053	Prolunga per supporto avambraccio, schiuma integrale, L=7 cm, dist. fori regol.	DZ21	21,50 €

Poggiatesta

Codice	Descrizione	Foto	Listino
233046	Poggiatesta di schiuma poliuretana, 25 x 9 cm	DZ30	23,50 €
302141	Poggiatesta per Kakadu, solo guscio in PU	OY4A	68,00 €

271075	Poggiatesta completo di supporto per carrozzina Dolphin/Barracuda	DZ35	202,00 €
D2101	Poggiatesta completo per Kakadu 302024 e 302025	DZ36	149,00 €

Diverse parti in poliuretano

Codice	Descrizione	Foto	Listino
233041	Bracciolo/poggia polpacci in PU nero, 14 x 16 cm	DZ2	21,50 €
233047	Cuneo divaricatore in schiuma poliuretana nera, 13 x 8 cm	DZ11	13,50 €

30212P	Pelotta laterale sx. regolabile in PU - 10 x 14 cm	OY11	55,00 €
30212Q	Pelotta laterale sx. regolabile in PU - 14 x 20 cm	OY11	60,00 €
30212R	Pelotta laterale dx. regolabile in PU - 10 x 14 cm	OY11	55,00 €
30212S	Pelotta laterale dx. regolabile in PU - 14 x 20 cm	OY11	60,00 €

ALZAWATER

ALZAWATER



Rubrica E

Alzawater, copri-sedili morbidi

Alzawater asportabili



Alzawater senza coperchio



Alzawater con coperchio

Alzawater ergonomico fornibile in altezze di 5, 10 o 15 cm con una apertura interna di 220 mm x 270 mm. Si blocca alla tazza del water con due morsetti.

Disponibile in versione sia senza che con coperchio.

Non presenta angoli e sporgenza permettendo una facile igiene e pulizia.

Impermeabile e sterilizzabile a 85°C.

Portata max. 190 kg.

Alzawater a montaggio fisso



Alzawater a montaggio fisso

Alzawater 10 cm a montaggio fisso, ribaltabile

Alzawater ribaltabile a montaggio fisso completo di braccioli e coperchio. Di design innovativo ed ergonomico con il suo nuovissimo sistema di fissaggio si monta semplicemente alla tazza del WC fissandolo nei fori per l'asse originale.

I braccioli sono reclinabili e rimovibili.

Apertura interna; 220 mm x 270 mm.
Portata massima: 120 kg



Dettaglio del sistema di fissaggio



Alzawater fisso posizionabile su 3 altezze



Regolazione d'altezza

Alzawater a montaggio fisso, posizionabile su 3 diverse altezze

L'alzawater è regolabile in altezza ed è costruito in materiali inossidabili e facili da pulire. Si monta semplicemente alla tazza del WC fissandolo ai fori per il coperchio originale. I braccioli sono reclinabili e rimovibili.

Regolazione su 3 altezze:
60 mm, 100 mm e 150 mm

Larghezza (compreso braccioli): 500 mm
Portata massima: 120 kg

Sedute morbide per asse WC



seduta morbida per asse WC (nera)



seduta morbida per asse WC (bianca)

Seduta morbida in poliuretano di semplice montaggio adattabile a tutti le assi WC standard. Disponibile in colore bianco o nero.

Dimensioni: 43,5 x 37,5 x 4 cm (lung. x largh. x alt.)
Apertura interna: 27,5 x 22 cm (lungh. x largh.)

Ricambi per alzawater



Morsetto di fissaggio per alzawater 301101-06



Borchia di fissaggio per alzawater 301702



Borchia di fissaggio per alzawater 301703



Borchia di fissaggio per alzawater 301701

Alzawater

Codice	Descrizione	Foto	VE *	Listino
301102	Alzawater 5 cm senza coperchio	E1	6 pz.	34,00 €
301104	Alzawater 10 cm senza coperchio	E1	6 pz.	38,50 €
301106	Alzawater 15 cm senza coperchio	E1	6 pz.	44,50 €
301101	Alzawater 5 cm con coperchio	E2	6 pz.	38,50 €
301103	Alzawater 10 cm con coperchio	E2	6 pz.	42,50 €
301105	Alzawater 15 cm con coperchio	E2	6 pz.	49,00 €
301702	Alzawater fisso con braccioli ribaltabili e coperchio	E3a	1 pz.	147,00 €
301703	Alzawater fisso regolabile in altezza, con braccioli ribaltabili e coperchio	E4a	1 pz.	117,00 €
301201	Seduta morbida in PU nero	E5a	1 pz.	58,00 €
301204	Seduta morbida in PU bianco	E5b	1 pz.	58,00 €

* UI = unità d'imballo


Ricambi per alzawater

Codice	Descrizione	Foto	Listino
301151	Vite e morsetto di fissaggio per alzawater 3011..	E1c	2,50 €
301156	Cerniera di fissaggio per alzawater 301702	E3c	11,50 €
301155	Cerniera di fissaggio per alzawater 301701/03	E4c	10,50 €
301711	Cerniera in plastica per fissaggio coperchio su alzawater 301701	E4d	2,25 €
301712	Coperchio completo per alzawater 301702	--	14,00 €

Tabella misure alzawater Mobilex

misura	301101-06	301702	301703
D	40 cm	46 cm	47,5 cm
d	27 cm	29 cm	27 cm
B	36 cm	40 cm	42,5 cm
b	22 cm	24 cm	22 cm
F	---	10 - 16 cm	3,5 - 33 cm
c	5 cm	10,5 cm	9 cm
e	---	3 cm	0 o 4 cm
G*	31 - 38,5 cm	---	---
a	---	55 cm	51 cm
A	---	65 cm	59 cm

* G è la distanza interna tra le due ganasce dei morsetti di fissaggio




MATERASSI A BOLLE



Rubrica G

Materassi a bolle

Materasso a bolle modello B01



Materasso a bolle modello B01 con pompa P05

Materasso a bolle a pressione alternata con sistema a doppia camera d'aria. Le celle sono riempite e sgonfiate in un ciclo alternato di 6 minuti. La pressione dell'aria è regolabile in base al peso dell'utente.

Il materasso è realizzato in materiale antibatterico e impermeabile e viene utilizzato per la prevenzione (profilassi) delle ferite da decubito (decubito fino allo stadio I).

La pompa (compressore) è di facile regolazione, è insensibile alla polvere e può essere fissata alla struttura del letto.

Il materasso è fornito completo di pompa con regolazione.



Kit di riparazione per materasso a bolle B01

Dati tecnici	Materasso B01
Dimensioni del materasso	6 x 90 x 200 cm (A x P x L)
Portata min/max	20 / 130 kg
Materiale del materasso	PVC

Dati tecnici	Compressore (pompa) P05
Ciclo alternante	6 min.
Quantità d'aria prodotta	6-7 lt/min.
Pressione	70~130 mm Hg

Materassi a bolle

Codice	Descrizione	Foto	Listino
270016	Materasso a bolle B01, 6 cm x 90 cm x 200 cm, compl. di pompa con regolazione P05	G1	88,00 €

Ricambi per materassi a bolle

Codice	Descrizione	Foto	Listino
270017	Materasso a bolle B01, 6 cm x 90 cm x 200 cm	G1A	29,00 €
270018	Compressore per materasso a bolle B01	G1B	69,00 €
270019	Kit di riparazione per materasso a bolle B01 (270017)	G1C	7,50 €

CARROZZINE **CARROZZINE**



Rubrica H/HY

Carrozzine leggere
modello Dolphin e Barracuda

La carrozzina leggera Mobilex **Dolphin** ha un telaio in alluminio di colore argento. La profondità di seduta è regolabile da 42 cm a 48 cm. Le ruote posteriori da 24" con coperture piene 24" x 1 3/8" hanno perni a rilascio rapido e sono regolabili sia in altezza che nel passo. La carrozzina è già dotata di serie di posterizzazione. I braccioli sono reclinabili e regolabili in altezza senza attrezzi a mezzo di un comodo sistema a pulsante. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. I portagambe regolabili in altezza hanno i poggiapiedi ad inclinazione variabile. Su richiesta sono fornibili poggiambraccioli elevabili e lo schienale tensionabile. L'antiribaltamento (anti-tip) opzionale è dotato di rotelline. La carrozzina è disponibile in varie misure - vedi tabella qui sotto - ed è dotata di serie di un comodo cuscino standard adattabile in profondità alla seduta.


Dolphin	271340	271344	271348	271351	271354	271357
Larghezza seduta	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Profondità seduta regolabile	42 cm, 44 cm, 46 cm, 48 cm					
Altezza seduta min/max.*	45 - 52,5 cm in scatti di 1,5 cm					
Larghezza totale	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm	74,30 cm	77,30 cm
Peso	15,60 kg	15,90 kg	16,20 kg	16,75 kg	19,40 kg	22,64 kg
Coperture ant./post.	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Portata	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	200 kg

Differenze con freni a tamburo	271440	271444	271448	271451	271454	271457
Peso	16,10 kg	16,40 kg	16,60 kg	17,25 kg	20,10 kg	23,14 kg

* **Attenzione!** Regolando l'altezza della carrozzina è necessario adattare anche le ruotine anteriori!




Carrozzina leggera, seduta 40, 44, 48, 51 cm profondità di seduta regolabile 42 - 48 cm



Braccioli elevabili e regolabili in altezza




Schienale tensionabile (accessorio)



Cuscino copri-schienale tensionabile (accessorio)



La carrozzina è fornibile anche con freni a tamburo.



Profondità di seduta e posizione asse post. regolabile



Poggia-gambe regolabile ed elevabile (accessorio)



Antiribaltamento (accessorio)



Ruotina di trasferimento da 4" (accessorio)



Pedale di ribaltamento (accessorio)

Carrozzina leggera Dolphin con la seguente dotazione di serie:

- ✓ Regolazione della profondità di seduta
- ✓ Cuscino anti-incontinenza adattabile alla profondità di seduta
- ✓ Manopole di spinta regolabili in altezza
- ✓ Braccioli reclinabili e regolabili in altezza
- ✓ Ruote posteriori con copertoni antiforatura
- ✓ Perni ad estrazione rapida per le ruote anteriori e posteriori

Carrozzina leggera Dolphin

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271340	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 40cm	H1A	596,00 €
271344	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 44 cm	H1A	596,00 €
271348	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 48 cm	H1A	596,00 €
271351	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 51 cm	H1A	618,00 €
271354	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 54 cm	H1A	852,00 €
271357	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 57 cm	H1A	852,00 €

271440	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 40 cm	H1D	703,00 €
271444	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 44 cm	H1D	703,00 €
271448	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 48 cm	H1D	703,00 €
271451	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 51 cm	H1D	735,00 €
271454	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 54 cm	H1D	1.054,00 €
271457	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 57 cm	H1D	1.054,00 €

Accessori per carrozzine Dolphin

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271082	Antiribaltamento (anti-tip) con 1 ruotina, destra/sinistra per Dolphin/Barracuda	H1H	46,00 €
271085	Ruotine di trasferimento per Dolphin/Barracuda, 1 paio	H1I	81,00 €
271086	Pedale di sbilanciamento per Dolphin/Barracuda	H1J	15,00 €

271A81	Poggiapedi elevabile sx.	H1F	256,00 €
271A82	Poggiapedi elevabile dx.	H1F	256,00 €
271A83	Poggiapedi elevabile sx.	H1F	256,00 €
271A84	Poggiapedi elevabile dx.	H1F	256,00 €
271A85	Poggiapedi elevabile sx.	H1F	256,00 €
271A86	Poggiapedi elevabile dx.	H1F	256,00 €
271A87	Poggiapedi elevabile sx.	H1F	256,00 €
271A88	Poggiapedi elevabile dx.	H1F	256,00 €

271075	Poggiatesta completo di supporto per carrozzina Dolphin/Barracuda	DZ35	202,00 €
--------	---	------	----------

27840H	Cuscino per Dolphin, 40 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	44,50 €
27842H	Cuscino per Dolphin, 42 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	44,50 €
27844H	Cuscino per Dolphin, 44 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	42,50 €
27848H	Cuscino per Dolphin, 48 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	49,00 €
27851H	Cuscino per Dolphin, 51 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	53,00 €
27854H	Cuscino per Dolphin, 54 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	55,00 €
27857H	Cuscino per Dolphin, 57 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	58,00 €

271645	Copri-schienale carrozzina, larghezza 40 cm	PTE9B	47,00 €
271646	Copri-schienale carrozzina, larghezza 44 cm	PTE9B	47,00 €
271647	Copri-schienale carrozzina, larghezza 48 cm	PTE9B	51,00 €
271648	Copri-schienale carrozzina, larghezza 51 cm	PTE9B	50,00 €

271649	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 40 - 44 cm	PTE9A	51,00 €
271650	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 48 - 51 cm	PTE9A	53,00 €

271602 (271604 for Drumbrakes)

271601

271603

271605

271627 (L) Dolphin
271628 (R)

271629 (L) Barracuda
271630 (R)

209066 (L)
209065 (R)

209060

A

21524F

202083

A	40 cm	44 cm	48 cm	51 - 57 cm
Left	271A61	271A63	271A65	271A67
Rigth	271A62	271A64	271A66	271A68

Material	Mobilex A/S DK-8660 Skanderborg	SIGNATURE	
DATE			
DESIGN	NAME		
APPROVED			APPLY TO TYPE DWG NO:
SCALE		SHEET	POSITION:
DESIGNATION			EDITION:
			DWG NO:

Ricambi per carrozzine Dolphin

Codice	Descrizione	Listino
271605	Bracciolo lungo 325 mm in PU per Dolphin/Barracuda	46,00 €
271603	Galletto di fissaggio manubrio per carr. Dolphin/Barracuda	15,00 €
271602	Manopola di spinta completa di tubo estraibile	21,50 €
271601	Manopola in gomma per carrozzina	2,25 €
271604	Manubrio completo di manopola e galletto per carr. Dolphin con freno a tamburo	26,50 €
271A66	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 48 cm, destra	99,00 €
271A65	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 48 cm, sinistra	99,00 €
271A68	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 51 cm, destra	99,00 €
271A67	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 51 cm, sinistro	99,00 €
271A62	Poggiapiedi completo per Dolphin 40 cm, dx.	99,00 €
271A61	Poggiapiedi completo per Dolphin 40 cm, sx.	99,00 €
271A64	Poggiapiedi completo per Dolphin 44 cm, dx.	99,00 €
271A63	Poggiapiedi completo per Dolphin 44 cm, sx.	99,00 €
21520F	Ruota da 20" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	72,00 €
21522F	Ruota da 22" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	77,00 €
21524F	Ruota da 24" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	77,00 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	29,00 €
271628	Spondina laterale dx. completa per carrozzina Mobilex	84,00 €
271627	Spondina laterale sx. completa per carrozzina Dolphin	84,00 €

Ricambi standard

Codice	Descrizione	Listino
209065	Freno standard per carrozzina, destro	20,00 €
209066	Freno standard per carrozzina, sinistro	20,00 €
21520F	Ruota da 20" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	72,00 €
21522F	Ruota da 22" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	77,00 €
21524F	Ruota da 24" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	77,00 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	29,00 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	29,00 €
209060	Staffa di fissaggio freno per tubo ø25	7,50 €

Carrozzina leggera Mobilex **Barracuda** con schienale reclinabile in più scatti fino a 30° con un meccanismo d'inclinazione a pulsante azionabile in maniera molto semplice anche dall'utente. La profondità di seduta è regolabile da 42 cm a 48 cm. Le ruote posteriori da 24" con coperture piene 24" x 1 3/8" hanno perni a rilascio rapido e sono regolabili sia in altezza che nel passo. La carrozzina è già dotata di serie di posterizzazione. I braccioli sono reclinabili e regolabili in altezza senza attrezzi. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. I porta-gambe regolabili in altezza hanno i poggiatesta ad inclinazione variabile. Poggia-gambe elevabili sono fornibili su richiesta. L'anti-ribaltamento opzionale è dotato di rotellina. La carrozzina è disponibile in varie misure (vedi tabella qui sotto) ed è dotata di serie di un comodo cuscino standard adattabile in profondità alla seduta.

Barracuda	271840	271844	271848	271851
Larghezza seduta	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm
Profondità seduta regolabile	42 cm, 44 cm, 46 cm o 48 cm			
Altezza seduta min/max.*	45 - 52,5 cm scatti di 1,5 cm			
Larghezza totale	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm
Inclinazione schienale	da 0 a 30 gradi			
Peso totale	20,2 kg	20,5 kg	20,8 kg	21,35 kg
Portata	120 kg			

Differenza con freni a tamburo	272040	272044	272048	272051
Peso totale	20,7 kg	21 kg	21,30 kg	21,85 kg

* **Attenzione!** Regolando l'altezza della carrozzina è necessario adattare anche le routine anteriori!



Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile



Profondità di seduta ed posizione asse post. regolabile



Dettaglio del meccanismo per l'inclinazione schienale



Braccioli elevabili e regolabili in altezza, maniglie di spinta regolabili in altezza



Poggiatesta opzionale



Poggiatesta elevabile (accessorio)



Anti-ribaltamento (accessorio)



Ruotina di trasferimento da 4" (accessorio)



Pedale di ribaltam. (accessorio)

Attenzione! Sul modello Barracuda lo schienale reclinabile aumenta il rischio di ribaltamento. Raccogliamo quindi fortemente l'uso dell' **antiribaltamento!**

Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271840	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 40 cm	HY1A	796,00 €
271844	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 44 cm	HY1A	796,00 €
271848	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 48 cm	HY1A	796,00 €
271851	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 51 cm	HY1A	841,00 €

272040	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 40 cm, freno a tamburo		982,00 €
272044	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 44 cm, freno a tamburo		982,00 €
272048	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 48 cm, freno a tamburo		982,00 €
272051	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 51 cm, freno a tamburo		1.027,00 €

Accessori per carrozzine Barracuda

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271082	Antiribaltamento (anti-tip) con 1 ruotina, destra/sinistra per Dolphin/Barracuda	H1H	46,00 €
271085	Ruotine di trasferimento per Dolphin/Barracuda, 1 paio	H1I	81,00 €
271086	Pedale di sbilanciamento per Dolphin/Barracuda	H1J	15,00 €

271A81	Poggiapedi elevabile sx.	H1F	256,00 €
271A82	Poggiapedi elevabile dx.	H1F	256,00 €
271A83	Poggiapedi elevabile sx.	H1F	256,00 €
271A84	Poggiapedi elevabile dx.	H1F	256,00 €
271A85	Poggiapedi elevabile sx.	H1F	256,00 €
271A86	Poggiapedi elevabile dx.	H1F	256,00 €
271A87	Poggiapedi elevabile sx.	H1F	256,00 €
271A88	Poggiapedi elevabile dx.	H1F	256,00 €

271075	Poggiatesta completo di supporto per carrozzina Dolphin/Barracuda	DZ35	202,00 €
--------	---	------	----------

27840H	Cuscino per Dolphin, 40 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	44,50 €
27842H	Cuscino per Dolphin, 42 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	44,50 €
27844H	Cuscino per Dolphin, 44 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	42,50 €
27848H	Cuscino per Dolphin, 48 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	49,00 €
27851H	Cuscino per Dolphin, 51 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	53,00 €
27854H	Cuscino per Dolphin, 54 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	55,00 €
27857H	Cuscino per Dolphin, 57 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	58,00 €

271645	Copri-schienale carrozzina, larghezza 40 cm	PTE9B	47,00 €
271646	Copri-schienale carrozzina, larghezza 44 cm	PTE9B	47,00 €
271647	Copri-schienale carrozzina, larghezza 48 cm	PTE9B	51,00 €
271648	Copri-schienale carrozzina, larghezza 51 cm	PTE9B	50,00 €

271649	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 40 - 44 cm	PTE9A	51,00 €
271650	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 48 - 51 cm	PTE9A	53,00 €

Ricambi per carrozzine Barracuda

Codice	Descrizione	Listino
271605	Bracciolo lungo 325 mm in PU per Dolphin/Barracuda	46,00 €
271603	Galletto di fissaggio manubrio per carr. Dolphin/Barracuda	15,00 €
271602	Manopola di spinta completa di tubo estraibile	21,50 €
271601	Manopola in gomma per carrozzina	2,25 €
271604	Manubrio completo di manopola e galletto per carr. Dolphin con freno a tamburo	26,50 €
271A66	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 48 cm, destra	99,00 €
271A65	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 48 cm, sinistra	99,00 €
271A68	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 51 cm, destra	99,00 €
271A67	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 51 cm, sinistro	99,00 €
271A62	Poggiapiedi completo per Dolphin 40 cm, dx.	99,00 €
271A61	Poggiapiedi completo per Dolphin 40 cm, sx.	99,00 €
271A64	Poggiapiedi completo per Dolphin 44 cm, dx.	99,00 €
271A63	Poggiapiedi completo per Dolphin 44 cm, sx.	99,00 €
271628	Spondina laterale dx. completa per carrozzina Mobilex	84,00 €
271627	Spondina laterale sx. completa per carrozzina Dolphin	84,00 €

Ricambi per carrozzine Barracuda

Codice	Descrizione	Listino
209065	Freno standard per carrozzina, destro	20,00 €
209066	Freno standard per carrozzina, sinistro	20,00 €
21520F	Ruota da 20" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	72,00 €
21522F	Ruota da 22" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	77,00 €
21524F	Ruota da 24" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	77,00 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	29,00 €
209060	Staffa di fissaggio freno per tubo ø25	7,50 €

CUSCINI PER CARROZZINE



Rubrica P

Cuscini per carrozzine e cuscini girevoli

Cuscini standard per carrozzine

Cuscino standard per carrozzina, costruito in espanso di alta qualità schiumato a freddo per alta portata e una particolare elasticità. La parte inferiore del cuscino è ricoperta su tutta la larghezza con uno speciale materiale antiscivolo. In questo modo si evita di adattare il velcro montato di serie su varie carrozzine. La fodera del cuscino è in poliестere e quindi di lunga durata, lavabile ed elastica. È provvista di una cerniera laterale.

I cuscini standard hanno un'altezza di 5 cm e sono fornibili in larghezze da 37,5 cm fino a 50 cm

Cuscino in schiuma poliuretanicа o viscoelastica di alta densità con fodera nera in poliестere o anti-incontinenza



Cuscino standard



Cuscino con fodera anti-incontinenza



Fondo antiscivolo

I cuscini standard (altezza 5 cm) sono fornibili in varie misure sia con schiuma poliuretanicа che con schiuma viscoelastica ad alta densità e sono disponibili con una fodera nera in poliестere oppure con fodera anti-incontinenza. Tutti i modelli sono dotati di cerniera laterale e fondo antiscivolo.

Cuscino universale in schiuma poliuretanicа (adattabile in profondità)



Il cuscino con la fodera chiusa



Il cuscino con la fodera aperta e la schiuma poliuretanicа pretagliata adattabile alla profondità della seduta

Cuscino universale in schiuma poliuretanicа con fodera anti-incontinenza nera. Il cuscino è adattabile alla profondità di seduta della carrozzina. La fodera dispone di una comoda chiusura al velcro facile da aprire e chiudere. La schiuma poliuretanicа è pretagliata per essere facilmente adattata alla profondità della seduta. Il cuscino è fornibile per sedute di larghezza da 40 a 57 cm. La profondità di seduta è adattabile da 48 cm a 42 cm. Questi cuscini sono forniti di serie con le nostre carrozzine Dolphin e Barracuda.

Cuscini viscoelastici a doppio strato (schiuma viscoelastica e poliuretanicа)



Fodera anti-incontinenza



Fondo antiscivolo



Strato viscoelastico + PU

I cuscini a doppio strato hanno uno strato superiore di schiuma viscoelastica e uno strato inferiore di schiuma poliuretanicа e sono dotati di una fodera anti-incontinenza con una cerniera laterale e un fondo antiscivolo.

Cuscini a cuneo




Cuscino a cuneo con fodera in Decutex

Cuscino a cuneo a due strati

Il cuscino a cuneo è composto da due strati di schiuma: uno strato inferiore di stabile granulato di schiuma e una parte superiore di schiuma viscoelastica ad alta adattabilità. La fodera anti-incontinenza Decutex garantisce una facile pulizia.

Misura (L x P x A): 45 x 43 x 10/0 cm



Cuscino a cuneo standard

Cuscino a cuneo standard

Cuscino standard a cuneo in schiuma granulata di alta qualità. Una fodera lavabile con base antiscivolo è fornibile su richiesta.

Disponibile in 3 misure (L x P x A):

- 45 x 45 x 6/1 cm
- 45 x 45 x 8/1 cm
- 45 x 45 x 10/1 cm

Cuscini e dischi girevoli (Per i prezzi vedi rubrica **PTr** - prodotti di trasferimento)



Cuscino girevole standard

Il **cuscino girevole standard** consiste di due strati tessili congiunti con superfici interne lisce. La parte superiore è dotata di una leggera imbottitura color blu scuro, il lato inferiore antiscivolo consente un posizionamento stabile. Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. scendere dall'auto.

Diametro: 45 o 50 cm. Portata: 100 kg.



Cuscino girevole Magic Turn

Il **cuscino girevole Magic Turn** consiste di due strati tessili congiunti ed ha un'imbottitura più spessa per offrire un comfort maggiore. Le parti interne teflonate assicurano un movimento rotatorio estremamente facilitato. Il lato inferiore è antiscivolo. Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. scendere dall'auto.

Diametro: 37 o 44 cm. Portata: 130 kg.



Disco girevole da pavimento Magic Turn

Il disco **girevole morbido Magic Turn** si pone sul pavimento per posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e torace nonché rotazioni del bacino. Consente di ridurre sensibilmente i danni alle articolazioni di anche, ginocchia e caviglie causati da torsioni durante i trasferimenti p.e. dal letto alla carrozzina o sedia.

Diametro: 37cm. Portata: 130 kg.

Cuscini standard in schiuma PU per carrozzine

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278371	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 37,5 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P1	31,00 €
27840L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 40 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P1	31,00 €
278401	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 40 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P1	33,00 €
27840M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 40 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P1	33,00 €
27842L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 42,5 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P1	31,00 €
278421	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 42,5 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P1	34,00 €
27842M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 42,5 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P1	34,00 €
27845L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 45 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P1	33,00 €
278451	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 45 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P1	35,00 €
27845M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 45 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P1	35,00 €
27847L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 47,5 x 42 x 5 cm (L x P x A)	P1	35,00 €
27847M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 47,5 x 48 x 5 cm (L x P x A)	P1	35,00 €
27850L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 50 x 42 x 5 cm (L x P x A)	P1	35,00 €
27850S	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 50 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P1	37,50 €
27850M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 50 x 48 x 5 cm (L x P x A)	P1	37,50 €

Cuscini standard in schiuma PU per carrozzine. fodera antiincontinenza

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278372	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 37,5 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P2a	36,00 €
278373	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 37,5 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P2a	38,50 €
27840N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 40 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P2a	38,50 €
278402	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 40 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P2a	38,50 €
27840P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 40 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P2a	40,50 €
27842N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 42,5 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P2a	40,50 €
278422	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 42,5 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P2a	40,50 €
27842P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 42,5 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P2a	41,50 €
27845N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 45 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P2a	41,50 €
278452	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 45 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P2a	41,50 €
27845P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 45 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P2a	43,50 €
27847N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 47,5 x 42 x 5 cm (L x P x A)	P2a	46,00 €
27847P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 47,5 x 48 x 5 cm (L x P x A)	P2a	47,00 €
27850N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 50 x 42 x 5 cm (L x P x A)	P2a	48,00 €
27850P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 50 x 48 x 5 cm (L x P x A)	P2a	49,00 €

Cuscino universale in schiuma PU a profondità adattabile, fodera antiincontinenza

Codice	Descrizione	Foto	Listino
27840H	Cuscino per Dolphin, 40 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	44,50 €
27842H	Cuscino per Dolphin, 42 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	44,50 €
27844H	Cuscino per Dolphin, 44 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	42,50 €
27848H	Cuscino per Dolphin, 48 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	49,00 €
27851H	Cuscino per Dolphin, 51 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	53,00 €
27854H	Cuscino per Dolphin, 54 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	55,00 €
27857H	Cuscino per Dolphin, 57 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	58,00 €

Cuscino standard a doppio strato (viscoelastico+PU), fodera antiincontinenza

Codice	Descrizione	Foto	Listino
27840Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 40 x 40 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	62,00 €
278407	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 40 x 43 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	64,00 €
27840R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 40 x 45 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	66,00 €
27842Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 42,5 x 40 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	68,00 €
278427	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 42,5 x 43 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	68,00 €
27842R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 42,5 x 45 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	70,00 €
27842S	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 42,5 x 48 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	75,00 €
27845Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 40 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	72,00 €
278457	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 43 x 8 cm, schiuma 60 kg	P4a	71,00 €
27845R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 45 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	75,00 €
27845S	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 48 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	77,00 €
27845F	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 50 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	72,00 €
27847Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 47,5 x 42 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	81,00 €
27847R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 47,5 x 48 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	83,00 €
27850Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 50 x 42 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	83,00 €
27850R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 50 x 48 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	94,00 €
27855R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 55 x 48 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	96,00 €

Cuscino standard in schiuma viscoelastica ad alta densità

Codice	Descrizione	Foto	Listino
27840A	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera in poliestere, 40,5 x 43 x 5 cm	P1	47,00 €
27842A	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera in poliestere, 42,5 x 43 x 5 cm	P1	48,00 €
27845A	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera in poliestere, 45 x 43 x 5 cm	P1	50,00 €

Cuscino standard in schiuma viscoelastica ad alta densità, fodera antiincontinenza

Codice	Descrizione	Foto	Listino
27840C	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera antiincontinenza, 40, x 43 x 5 cm	P2a	51,00 €
27842C	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera antiincontinenza, 42,5 x 43 x 5 cm	P2a	52,00 €
27845C	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera antiincontinenza, 45 x 43 x 5 cm	P2a	54,00 €

Cuscini a cuneo

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278061	Cuscino a cuneo a doppio strato, 43 x 45 x 10/0 cm, con fodera grigia Decutex	P7	117,00 €
278064	Cuscino a cuneo in schiuma granulata, 45 x 45 x 6/1 cm	P8	15,00 €
278065	Cuscino a cuneo in schiuma granulata, 45 x 45 x 8/1 cm	P8	17,00 €
278066	Cuscino a cuneo in schiuma granulata, 45 x 45 x 10/1 cm	P8	21,50 €
278069	Fodera antiincontinenza con lato inferiore antiscivolo per cuscini a cuneo alti 6 o 8 cm	--	26,50 €
278070	Fodera antiincontinenza per cuscino a cuneo di 10 cm di altezza	--	26,50 €

PRODOTTI TESSILI




Rubrica PTe

Prodotti tessili

Sacche termiche KANGAROO



Sacca termica Mobilex KANGAROO



Sacca termica Mobilex KANGAROO

Le **sacche termiche Mobilex KANGAROO** hanno una forma anatomica e sono realizzate in nylon impermeabile antistrappo con una fodera termica piacevolmente calda all'interno che le rende non solo comode ma anche ideali per l'uso nelle giornate fredde e piovose.

Le sacche termiche KANGAROO sono dotate di una grande cerniera a tutto tondo e facile da usare e hanno una parte inferiore antiscivolo. Nella parte anteriore è presente una comoda tasca dotata di cerniera con grande occhiello. Due strisce riflettenti sulla parte anteriore aumentano la sicurezza sulle strade pubbliche. Una cinghia posteriore regolabile e dei passanti elastici permettono un fissaggio sicuro allo schienale o alle maniglie di spinta della carrozzina.

Le sacche termiche Mobilex KANGAROO sono disponibili in tre diverse misure: Small, Medium e Large.

Mantelline anti pioggia



Mantellina per utenti rollator

Mantellina per utenti rollator, in poliestere grigio scuro con strisce riflettenti. Cappuccio con finestrelle laterali, due aperture laterali con cerniere per le braccia e una cinghia di fissaggio contro lo sbattimento del vento.



Mantellina per utenti in carrozzina

Mantellina per utenti in carrozzina in poliestere grigio con strisce riflettenti e cappuccio con finestrelle laterali. Sul retro è presente una copertura per il retro della carrozzina.

Mantellina termica



Mantellina termica

Mantellina termica resistente alle intemperie per proteggere la parte inferiore del corpo. Il materiale esterno è rivestito di poliuretano e foderato all'interno. Dotato di un cinturino posteriore elastico con chiusura a sgancio rapido. Disponibile in due misure.

Copri-scooter



Copri-scooter

Copri-scooter resistente alle intemperie. Realizzato in PVC nero antistrappo. Disponibile in tre misure.

Borse per ruote carrozzina



Borsa per ruote Mobilex

Le **borse per ruote Mobilex** sono realizzate in nylon antistrappo nero con maniglie per il trasporto e cinghia di trasporto rimovibile. La borsa Mobilex ha due scomparti separati ognuno per una ruota completa da 24" ciascuna. È disponibile una tasca interna per i piccoli accessori delle ruote (perni ecc.).

Le **borse per ruote Spinergy** sono anch'esse realizzate in nylon antistrappo nero ed hanno cerniere di colore rosso. La borsa Spinergy può contenere due ruote fino a 28".



Borsa per ruote Spinergy

Borse da carrozzina



Borsa da carrozzina da fissare allo schienale




Borsa da carrozzina da fissare lateralmente

Schienali tensionabili



Schienale tensionabile

Gli schienali tensionabili Mobilex sono composti di due parti, dello schienale tensionabile con agganci rapidi (fibbie) e del copri-schienale imbottito da sovrapporre allo schienale tensionabile.



Copri-schienale imbottito


Elegante **borsa per carrozzina** realizzata in nylon antistrappo nero. Dotata di due cinghie per agganciare la borsa allo schienale o al lato della carrozzina. La borsa per lo schienale dispone anche di una comoda cinghia per il trasporto.

Cuscino ortopedico SoftSleep

Il cuscino ortopedico **SoftSleep** è fatto di schiuma PU ad alta densità a celle aperte, chiamata anche "schiuma viscoelastica" o "Memory Foam". Questo materiale ha proprietà uniche: reagisce al peso del corpo e alle variazioni di temperatura. Riscaldato dal calore del corpo dell'utente, adatta la sua forma al profilo del collo e della testa.

Grazie alla sua sagomatura diminuiscono le forze che agiscono sul collo e sulla testa durante il sonno il che può aiutare a eliminare il mal di testa, il dolore al collo e alla schiena. Può anche aiutare a prevenire o combattere l'insonnia. Il cuscino SoftSleep aumenta così eccezionalmente la qualità del sonno.

Il rivestimento del cuscino è stato sviluppato appositamente per questo tipo di prodotto. Non solo aiuta a distribuire il calore del corpo, ma ha anche una funzione igienica: il tessuto ha proprietà antifungine e antibatteriche.



Mantelline antipioggia

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279012	Mantellina anti-pioggia per utenti di rollator, Small	PTE3	61,00 €
279013	Mantellina anti-pioggia per utenti di rollator, Large	PTE3	63,00 €
279014	Mantellina anti-pioggia per utenti in carrozzina	P15B	58,00 €

Sacche termiche

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279021	Sacca termica scaldagambe Kangaroo, Small	PTE2	104,00 €
279022	Sacca termica scaldagambe Kangaroo, Medium	PTE2	104,00 €
279023	Sacca termica scaldagambe Kangaroo, Large	PTE2	115,00 €
279025	Zig Grip XL - Maniglia con occhiello da 40 mm per cerniera	PTE2A	5,25 €

Mantellina termica scaldagambe per scooteristi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279003	Mantellina termica per utenti scooter, medium	PTE5	84,00 €
279002	Mantellina termica per utenti scooter, large	PTE5	92,00 €

Copri-scooter in materiale impermeabile

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279001	Mantellina copriscooter impermeabile, M, 62 x 100 x 125 cm (L x A x P)	PTE6	77,00 €
279004	Mantellina copriscooter impermeabile, L, 72 x 120 x 150 cm (L x A x P)	PTE6	84,00 €
279005	Mantellina copriscooter impermeabile, XL, 72 x 120 x 175 cm (L x A x P)	PTE6	105,00 €

Borse ruote

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279036	Borsa Mobilex per 2 ruote da 20" a 24"	PTE7	64,00 €
279035	Borsa porta-ruote Spinergy per 2 ruote da 20" a 28"	PTE8	213,00 €

Borse da carrozzina

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279052	Borsa 35 x 31 x 12 cm, da fissare allo schienale della carrozzina	PTE10	35,00 €
279053	Borsa 31 x 21 x 14 cm, per montaggio laterale sulla carrozzina	PTE11	32,50 €

Schienali tensionabili (2-pezzi - consiste di schienale tensionabile e dello coprischienale)


Codice	Descrizione	Foto	Listino
271649	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 40 - 44 cm	PTE9A	51,00 €
271650	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 48 - 51 cm	PTE9A	53,00 €
271645	Copri-schienale carrozzina, larghezza 40 cm	PTE9B	47,00 €
271646	Copri-schienale carrozzina, larghezza 44 cm	PTE9B	47,00 €
271647	Copri-schienale carrozzina, larghezza 48 cm	PTE9B	51,00 €
271648	Copri-schienale carrozzina, larghezza 51 cm	PTE9B	50,00 €

Cuscino ortopedico SoftSleep

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279061	Cuscino ortopedico SoftSleep Contour, 50 x 30 x 9-11.5 cm	PTE20A	52,00 €

Misure delle sacche e mantelline termiche**Sacche termiche Kangaroo**

Le sacche termiche Mobilex KANGAROO sono realizzate in nylon impermeabile antistrappo con un interno termico foderato in poliестere. La sacca termica è dotata di una cerniera su entrambi i lati. Colore grigio. Disponibile in 3 misure (piccola, media, grande).




Misura	Small	Medium	Large
B	42 cm	44 cm	46 cm
SB	40-45 cm	45-48 cm	48-51 cm
S	40 cm	45 cm	50 cm
F	40 cm	45 cm	50 cm
L	42 cm	46 cm	50 cm
D	90 cm	110 cm	125 cm

Codice	Descrizione	per sedute	Misura
279021	Sacca termica KANGAROO	40-45 cm	Small
279022		45-48 cm	Medium
279023		48-51 cm	Large

Mantellina termica per scooteristi

Mantellina termica copri-gambe per scooteristi. In materiale ricoperto di poliuretano ed imbottito internamente. Dispone di una cintura elastica dotata di agganci rapidi. Colore: nero. Disponibile in due misure.



Misura	Medium	Large
S	40 cm	55 cm
F	60 cm	60 cm
L	40 cm	55 cm

Codice	Descrizione	per sedute	Misura
279003	Mantellina termica copri-gambe per scooteristi	42 - 45 cm	Medium
279002		45 - 52 cm	Large

MOVIMENTAZIONE

MOVIMENTAZIONE



Rubrica PTr

Prodotti per la movimentazione

Mobiglide - Tavole di trasferimento

Le **tavole di trasferimento Mobiglide** sono realizzate in polipropilene bianco traslucido spesso 6 mm o in PVC bianco spesso 6 mm. La bassa resistenza all'attrito delle tavole di trasferimento Mobilex rende molto più facile il trasferimento da o verso la carrozzina.

Sono disponibili come accessorio strisce antiscivolo che possono essere attaccate alla parte inferiore della tavola per evitare che scivoli via.

Le tavole di trasferimento in polipropilene sono disponibili in tre dimensioni: 650 x 245 mm, 800 x 245 mm e curva 800 x 280 mm. La tavola in PVC è disponibile solo nella misura 800 x 245 mm.

Le tavole di trasferimento possono essere caricate fino a 150 kg (per distanza intermedia massima di 20 cm).



Tavola di trasferimento in polipropilene o PVC




Tavola di trasferimento curva in polipropilene

Mobiglide - Tavola di trasferimento pazienti

La **tavola per il trasferimento pazienti Mobiglide** è realizzata in HDPE infrangibile di 6 mm di spessore. Ha una elevata capacità di scorrimento sul lato superiore e aiuta a trasferire i pazienti da un letto all'altro. Può essere usato in oncologia poiché il materiale permette il passaggio dei raggi X.

Sono disponibili come accessorio strisce antiscivolo che possono essere attaccate alla parte inferiore della tavola per evitare che scivoli via.

La tavola per il trasferimento pazienti Mobiglide ha una dimensione di 1500 x 700 mm. La capacità di carico è di 200 kg con una distanza intermedia massima di 20 cm e un dislivello tra i letti di max.10 cm.




Tavola di trasferimento pazienti

Mobiglide - Prodotti di trasferimento o posizionamento

Teli di movimentazione



Telo tubolare di movimentazione

I **teli tubolari di movimentazione Mobiglide** servono a facilitare qualsiasi spostamento o posizionamento del paziente sul letto. Grazie al materiale ad altissimo scivolamento si posizionano facilmente sotto al paziente allettato.

I teli tubolari sono disponibili in 3 misure.

Portata: 250 kg

Materiale: Nylon

Teli di trasferimento



Telo di trasferimento (da usarsi in coppia)

I **teli di trasferimento Mobiglide** riducono le forze di attrito durante il trasferimento o lo spostamento delle persone nel letto.

Il telo di trasferimento deve essere usato in coppia.

Dimensioni: 150 x 100 cm o 200 x 100 cm

Capacità di carico: 250 kg

Telo movimentazione con maniglie



Telo di movimentazione con maniglie

I **teli di movimentazione Mobiglide** con maniglie facilitano il posizionamento del paziente allettato o seduto, oppure il trasferimento p.e. dalla barella al letto di pazienti sdraiati. Un uso di 2 teli contemporaneamente p.e. facilita enormemente il posizionamento delle cinture di sollevamento sotto al paziente.

Misura: 100 x 200 cm

Portata: 250 kg

Materiale: Nylon

Telo di seduta unidirezionale



Telo di seduta unidirezionale

Il **telo di seduta unidirezionale** contribuisce al comfort del paziente evitando che lo stesso scivoli in avanti quando è seduto in poltrona o su una sedia. Se posizionato correttamente il telo può scivolare solamente in una direzione e aiuta il paziente a mantenere il bacino nella corretta posizione evitando lo scivolamento in avanti.

Misura: 45 x 50 cm

Portata: 250 kg

Mobiglide - Guanti da trasferimento

Foto PTR2e



Guanti da trasferimento

I **guanti da trasferimento Mobiglide** facilitano lo scivolare sotto al paziente, ad esempio per controllare il livello di riempimento di un prodotto antidecubito. Anche il trasferimento o il riposizionamento sono più facili da eseguire.

*Ambito di consegna: 1 paio
Dimensione: 50 x 20 cm*

Cinture per il trasferimento

Foto PTR3



Cintura con maniglie di sostegno

Le **cinture per il trasferimento** si utilizzano in qualsiasi situazione in cui l'operatore abbia bisogno di una presa salda per assistere/supportare il paziente. Tali situazioni possono includere l'aiuto per passare dalla posizione seduta alla posizione eretta e viceversa nonché la movimentazione manuale in piedi e/o seduto da e verso il letto, la carrozzina, un veicolo, il bagno, o durante l'allenamento a deambulare. La cintura ha un'ampia superficie di contatto e maniglie ergonomiche.

*Misure: 117 x 14 cm (M) o 140 x 14 cm (L)
Portata max.: 180 kg*

Cuscini e dischi girevoli

Foto PTR4a



Cuscino girevole standard

Il **cuscino girevole standard** consiste di due strati tessili congiunti. Le superfici interne lisce permettono un movimento rotatorio facilitato. La parte superiore è dotata di una leggera imbottitura color blu scuro, il lato inferiore antiscivolo consente un posizionamento stabile. Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. scendere dall'auto.

*Diametro: 45 o 50 cm
Portata: 100 kg*

Foto PTR4b



Cuscino girevole "Magic Turn"

Il **cuscino girevole "Magic Turn"** consiste di due strati tessili congiunti ed ha un'imbottitura più spessa per offrire un comfort maggiore. Le parti interne teflonate assicurano un movimento rotatorio estremamente facilitato. Il lato inferiore antiscivolo consente un posizionamento stabile. Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. scendere dall'auto.

*Diametro: 37 o 44 cm
Portata: 130 kg*

Foto PTR4c



Disco girevole da pavimento "Magic Turn"

Il **disco girevole morbido "Magic Turn"** si pone sul pavimento per posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e torace nonché rotazioni del bacino. Consente di ridurre sensibilmente i danni alle articolazioni di anche, ginocchia e caviglie causati da torsioni durante i trasferimenti p.e. dal letto alla carrozzina o sedia.

*Diametro: 37cm
Portata: 130 kg*

Assi di trasferimento Mobiglide

Codice	Descrizione	Foto	Listino
240501	Asse di trasferimento in polipropilene, 650 x 245 x 6 mm (L x P x A)	PTR1A	55,00 €
240502	Asse di trasferimento in polipropilene, 800 x 245 x 6 mm (L x P x A)	PTR1A	66,00 €
240505	Asse di trasferimento in PVC - 800 x 245 x 6 mm (L x P x A)	PTR1A	73,00 €
240507	Asse di trasferimento curva in polipropilene 800 x 348 x 6 mm (L x P x A)	PTR1C	83,00 €
240701	Asse di trasferimento in polopropilene per pazienti, 1500 x 700 x 6 mm (L x P x A)	PTR1D	317,00 €

Telo ad alto scorrimento Mobiglide

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278011	Telo tubolare 70 x 68 cm	PTR2A	36,00 €
278012	Telo tubolare 140 x 68 cm	PTR2A	63,00 €
278013	Telo tubolare 200 x 68 cm	PTR2A	81,00 €

Telo ad alto scorrimento Mobiglide con maniglie

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278023	Telo di scorrimento 100 x 200 cm, con maniglie di tiro	PTR2B	116,00 €

Telo di trasferimento Mobiglide (da usarsi in coppia)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278015	Telo di trasferimento 150 x 100 cm (da usarsi in coppia)	PTR2C	65,00 €
278016	Telo di trasferimento 200 x 100 cm (da usarsi in coppia)	PTR2C	79,00 €

Seduta unidirezionale Mobiglide

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278031	Seduta unidirezionale, 45 x 50 cm	PTR2D	75,00 €

Guanti Mobiglide per il posizionamento

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278041	Guanti di trasferimento 50 x 20 cm, una coppia	PTR2E	29,00 €

Cintura di trasferimento

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278046	Cintura di trasferimento, Medium, 117 x 14 cm	PTR3	89,00 €
278047	Cintura di trasferimento, Large, 140 x 14 cm	PTR3	97,00 €

Cuscini girevoli morbidi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278051	Cuscino girevole ø45 cm	PTR4A	38,50 €
278052	Cuscino girevole ø50 cm	PTR4A	42,50 €
278055	Cuscino girevole ø37 cm, Magic Turn	PTR4B	53,00 €
278056	Swivel seat cushion ø44 cm, Magic Turn	PTR4B	67,00 €

Disco girevole morbido da pavimento

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278058	Disco girevole morbido da pavimento ø37 cm	PTR4C	75,00 €

POSIZIONAMENTO

POSIZIONAMENTO



Rubrica PX

Cuscini per il posizionamento Levabo®

Cuscini heel-up® per il posizionamento del tallone

heel-up® sono i nuovi prodotti di Levabo® per la prevenzione ed il trattamento di lesioni da decubito fino allo stadio IV del tallone.



In collaborazione con i maggiori specialisti nella cura di lesioni da decubito è stata sviluppata una gamma di prodotti che garantisce il massimo comfort ed igiene nel trattamento e nella prevenzione delle ulcere da pressione.

heel-up® ed all-up® si adattano perfettamente alla prevenzione ed il trattamento delle ulcere da pressione sulle zone più esposte, come i talloni, fianchi, gomiti, spalle, schiena, ecc.

heel-up® ed all-up® sono prodotti mono-paziente (prodotti usa e getta) con un design ergonomico che garantisce una buona stabilità. Lo strato esterno è realizzato in morbido e flessibile tessuto non tessuto che assorbe calore ed umidità rendendo i prodotti heel-up® ed all-up® estremamente comodi.

Di utilizzo semplicissimo: heel-up® ed all-up® si gonfiano prima dell'utilizzo adattandoli all'anatomia del paziente.

Foto PX1a



heel-up® short

Foto PX1b



heel-up® medium

Foto PX1c




heel-up® long

Foto PX1d



heel-up® max

- ✓ Sviluppati per la cura e prevenzione di lesioni da decubito del tallone
- ✓ L'uso mono-paziente garantisce un'igiene elevata
- ✓ Semplici nell'uso
- ✓ Grande comfort derivante da un materiale ben tollerato dalla pelle e che assorbe umidità e trasporta calore
- ✓ I prodotti permettono di risparmiare spazio nello stoccaggio creando posto per ulteriori risorse di cura
- ✓ Sono forniti in pratiche buste piatte e sigillate e contengono tutto il necessario per il gonfiaggio
- ✓ Lavabili fino a 60° C (solo con superficie intatta)
- ✓ Testati e approvati ISO 10993-10:2010 contro ipersensibilità e irritazioni della pelle



Pompe Levabo®



Foto PX20a



Pompa manulae Levabo®

Foto PX20b



Pompa a batteria Levabo®

Foto PX20c



Pompa elettrica Levabo®

Cuscini di posizionamento all-up®

I cuscini di posizionamento all-up® sono sviluppati per la cura e prevenzione di lesioni da decubito del gomito, spalla o schiena.

I prodotti sono multifunzionali, cioè lo stesso prodotto può essere usato per lo sgravio in diverse posizioni in modo da poter gestire in maniera ottimale la cura o la prevenzione di lesioni da decubito.

I cuscini di posizionamento all-up® sono prodotti mono-paziente con un design ergonomico che assicura una buona stabilità. La parte esterna è prodotta in morbido tessuto non tessuto che assorbe umidità e calore, assicurando un comfort d'uso sia a paziente seduto che sdraiato.

Foto PX2a



all-up® small

Foto PX7a



all-up® universal

Foto PX3a



all-up® head

Foto PX8a



all-up® seat

Foto PX4a



all-up® donut

Foto PX9a



all-up® back & seat

Foto PX5a



all-up® kidney

Foto PX10a



all-up® bath

Foto PX6a



all-up® tailbone

Foto PX11a




all-up® wing

Heel Up

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277001	Levabo Heel Up, 18 x 32 x 25 cm, (L x P x A), small, con 3 inserto		PX1A 30,00 €
277006	Levabo Heel Up, 18 x 32 x 25 cm, (L x P x A), small		PX1A 27,50 €
277002	Levabo Heel Up, 18 x 39 x 25 cm, (L x P x A), medium, con 3 inserto		PX1B 30,00 €
277007	Levabo Heel Up, 18 x 39 x 25 cm, (L x P x A), medium		PX1B 27,50 €
277003	Levabo Heel Up, 18 x 48 x 25 cm, (L x P x A), large, con 3 inserto		PX1C 30,00 €
277008	Levabo Heel Up, 18 x 48 x 25 cm, (L x P x A), large		PX1C 27,50 €
277004	Levabo Heel Up, 18 x 50 x 30 cm, (L x P x A), XL, con 3 inserto		PX1D 30,00 €
277009	Levabo Heel Up, 18 x 50 x 30 cm, (L x P x A), XL		PX1D 27,50 €

All Up Multi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277011	Levabo All Up Multi, 50 x 25 x 8 cm (L x P x A), small		PX2A 19,00 €
277012	Levabo All Up Multi, 50 x 37 x 8 cm (L x P x A), medium		PX2B 19,00 €
277013	Levabo All Up Multi, 50 x 50 x 8 cm (L x P x A), large		PX2C 21,50 €
277014	Levabo All Up Multi Max, 50 x 50 x 20 cm (L x P x A)		PX2C 25,50 €

All Up Head

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277021	Levabo All Up, Head, 28 x 30 x 5 cm (L x P x A)		PX3A 19,00 €

All Up Seat Donut

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277025	Levabo All Up, Donut, 45 x 45 x 8 cm (L x P x A)		PX4A 21,50 €

All Up Kidney

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277026	Levabo All Up, Kidney, 50 x ø20 cm (L x diametro)		PX5A 21,50 €

All UPSeat Tailbone

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277029	Levabo All Up, Tailbone, 42 x 42 x 5 cm (L x P x A)		PX6A 23,50 €

All Up Universal

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277034	Levabo All Up, Universal slim, 45 x 75 x 8 cm (L x P x A), lungo		23,50 €
277031	Levabo All Up, Universal, 50 x 50 x 8 cm (L x P x A), standard		PX7A 21,50 €
277032	Levabo All Up, Universal, 70 x 55 x 8 cm (L x P x A), lungo		PX7A 23,50 €

All Up Seat

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277041	Levabo All Up, Seat, 42 x 42 x 5 cm (L x P x A), small		PX8A 23,50 €
277043	Levabo All Up, Seat, 52 x 52 x 5 cm (L x P x A), large		PX8A 25,50 €
277044	Levabo All Up, Seat, 52 x 62 x 5 cm (L x P x A), max		PX8A 25,50 €

All Up Seat Back & Seat

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277042	Levabo All Up, Back and Seat, 45 x 27 x 5 cm (L x P x A)		PX9A 23,50 €

All Up Seat Bath

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277045	Levabo All Up, Bath, 50 x 50 x 8 cm (L x P x A)		PX10A 23,50 €

All Up Arm Rest

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277016	Levabo All Up, Arm Rest, 55 x 25 x 8 cm (L x P x A)		PX3A 19,00 €

All Up Elbow / Elbow & Heel

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277017	Levabo All Up, Elbow, 30 x 20 x 10 cm (L x P x A)		PX3A 27,50 €
277015	Levabo All Up, Elbow & Heel, 30 x 20 x 10 cm (L x P x A)		31,00 €

All Up Lap

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277018	Levabo All Up, Lap, 80 x 60 x 10 cm (L x P x A)		PX3A 27,50 €
277019	Levabo All Up Lap Max, 80 x 60 x 20 cm (L x P x A)		PX3A 27,50 €

All Up Wedge

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277020	Levabo All Up Wedge 30 deg., 70 x 40 x 15 cm (L x P x A)		PX3A 27,50 €

All Up Wing

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277051	Levabo All Up, Wing, 50 x 85 x 8 cm (L x P x A)		PX11A 27,50 €

All Up Belly

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277027	Levabo All Up Belly, 65 x 75 x 15 cm (L x P x A)		PX5A 23,50 €

All Up Twin

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277030	Levabo All Up Twin, 48 x 52 x 5 cm (L x P x A)		PX6A 27,50 €

Accessori e ricambi Levabo

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277101	Pompa manuale Levabo	PX20A	20,00 €
277102	Pompa a batteria Levabo	PX20B	298,00 €
277103	Pompa elettrica Levabo	PX20C	92,00 €
277005	Inserto Levabo Heel Up, 35 x 50 cm, confezione da 10 pz.		23,50 €
277081	Levabo All Up, copricuscino per "Seat", 42 x 42 cm, 5 pz.		30,00 €
277201	Borsa Levabo in poliestere	PX20D	55,00 €
277202	Set adattatori Levabo		27,50 €

BATTERIE BATTERIE



Rubrica J

Batterie e carica-batterie

Foto J1



Batteria EXIDE® Gel (Serie GF e GY)



Batterie EXIDE® GEL

La nuova batteria EXIDE GEL è una batteria che combina su un altissimo livello le caratteristiche dei due modelli "Dryfit Sportline" e "Dryfit Start". La batteria EXIDE GEL offre una potenza sicura unita ad un massimo di energia erogata per un uso professionale anche sotto forte sollecito ciclico. Con solo 14 modelli garantisce una grande diversità di applicazioni.


- ✓ Sistema chiuso che non richiede manutenzione
- ✓ Minima perdita di carica
- ✓ Sistema ermetico senza fuoriuscite d'acido
- ✓ Approvato IATA. Non classificato come bene pericoloso ed ammesso al trasporto aereo.
- ✓ Nessun odore di acido anche se caricata in luoghi chiusi
- ✓ La serie GV con piastre di piombo sottili garantisce una elevata potenza in partenza associata ad alti valori di accelerazione (min. per 450 cicli di carico)
- ✓ La serie GY con piastre di piombo più grosse garantisce più cicli di carico (min. 600 cicli)
- ✓ Fornibile in varie potenzialità e misure adatte anche per sollevatori o verticalizzatori

Tipi di poli per batterie EXIDE® GEL

A-Terminal



F-M6



G-M6



Batterie FirstPower® AGM

Le batterie AGM sono batterie a sistema chiuso senza bisogno di manutenzione e di lunga durata.

Disponibili a magazzino sono modelli da 2 Ah a 7,2 Ah adatti a più comuni modelli di sollevatori o verticalizzatori.

Foto J3



Batterie FirstPower® AGM

Foto J5



Caricabatterie ad impulsi Victron 24V 8A

I **caricabatterie ad impulsi Victron** sono ottimizzati per caricare batterie di carrozzine elettroniche, scooter o altri veicoli con batterie al piombo chiuse e senza manutenzione, accoppiate in serie a 24V.

I caricabatterie sono facili da usare e già in fase di sviluppo si è prestata particolare attenzione alla massima sicurezza dell'utente e per le batterie.

Caricabatterie Victron 24 V	GL0601	GL0801
<i>Tensione di rete</i>	230 V	230 V
<i>Tensione nominale di carica</i>	24 V	24 V
<i>Max. Corrente di carica</i>	6 A	8 A
<i>Potenza</i>	180 W	250 W
<i>Amperaggio consigliato</i>	40 - 60 Ah	60 - 85 Ah
<i>Dimensioni H x L x L</i>	80 x 65 x 168 mm	80 x 65 x 168 mm
<i>Peso</i>	1 kg	1 kg
<i>Classe di sicurezza</i>	IP 65	IP 65
<i>Max. Tensione di carica</i>	28,8 V	28,8 V
<i>Tensione di carica di mantenimento</i>	27,4 V	27,4 V

Batterie al gel Exide Sonnenschein

Foto J1

Codice	Descrizione	Listino
GY1122	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 22 A, poli G-M6, 167 x 176 x 126 mm (L x P x A)	170,00 €
GY1125	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 25 A, poli G-M6, 197 x 132 x 180 mm (L x P x A)	184,00 €
GY1033	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 33 A, poli A, 210 x 175 x 175 mm (L x P x A)	234,00 €
GY1133	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 33 A, poli G-M6, 195 x 175 x 175 mm (L x P x A)	234,00 €
GY1040	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 40 A, poli A, 242 x 175 x 190 mm (L x P x A)	351,00 €
GY1044	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 44 A, poli A, 261 x 135 x 230 mm (L x P x A)	320,00 €
GV1050	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 50 A, poli A, 278 x 175 x 190 mm (L x P x A)	309,00 €
GY1051	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 51 A, poli A, 278 x 175 x 190 mm (L x P x A)	330,00 €
GY1063	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 63 A, poli FM6, 260 x 171 x 210 mm (L x P x A)	386,00 €
GY1070	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 70 A, poli A, 330 x 171 x 236 mm (L x P x A)	404,00 €

Batterie AGM

Foto J3

Codice	Descrizione	Listino
GS1212	Batteria AGM 12V 1.2A - 58 x 43 x 97 mm (A x P x L)	20,00 €
GS1219	Batteria AGM 12V 1.9A - 60 x 34 x 178 mm (A x P x L)	17,00 €
GS1227	Batteria AGM 12V 2.7A - 60 x 34 x 178 mm (A x P x L)	26,50 €
GS1229	Batteria AGM 12V 2.9A - 100 x 56 x 80 mm (A x P x L)	24,50 €
GS1245	Batteria AGM 12V 4.5A - 99 x 70 x 90 mm (A x P x L)	24,50 €
GS1272	Batteria AGM 12V 7A - 94 x 65 x 151 mm (A x P x L)	33,00 €
GS1012	Batteria Agm 12V 12Ah - 95 x 98 x 151mm H x B x L (per Lille Viking)	54,00 €

Caricabatterie

Foto J5

Codice	Descrizione	Listino
GL0601	Caricabatterie ad impulsi Victron 24 V 6A	250,00 €
GL0801	Caricabatterie ad impulsi Victron 24 V 8A	266,00 €

Tabella di adattabilità per batterie Mobilex GY e GV

Hersteller	Modell	Codice	Poltyp	Ah 5 Std	L x B x H
Karma	737-747	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 175 mm
Minicrosser	115 S	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Minicrosser	120 - 130 T	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Pride	Calypso	GY1040	A	40 Ah	242 x 175 x 190 mm
Pride	Jazzy 1103	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 175 mm
Pride	Jazzy 1120	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Invacare	Auriga 10	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 175 mm
Invacare	Meteor	GY1063	F-M6	63 Ah	260 x 171 x 210 mm
Invacare	Mirage/Mistral	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 175 mm
Invacare	Moover 85	GY1040	A	40 Ah	242 x 175 x 190 mm
Invacare	Moover Delta II	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Roltec	Vision	GV1070	A	70 Ah	330 x 171 x 236 mm
Meyra	Cityliner 312	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 17 mm
Meyra	Euro Sprint	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Meyra	Optimus	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm

RAMPE IN ALLUMINIO



Rubrica L

Rampe mobili in alluminio per carrozzine

Rampa a canalina modello CH

La rampa è composta da 2 parti pieghevoli dotate di maniglie per assicurare un facile trasporto. Sono prodotte in alluminio con una speciale copertura antiscivolo sulle canaline.

Le rampe CH vanno usate in coppia.



Rampa CH aperta



Rampa CH ripiegata

Rampe CH	CH-180
Lunghezza	180 cm
Larghezza (1 binario)	23,5 cm
Larghezza interna	21 cm
Altezza bordino	esterno 6 / interno 3,3 cm
Pendenza altezza superabile	12° / 35 cm
Peso (alla coppia)	13 kg
Portata massima	300 kg
Ingombro (L x P x A)	93 x 27 x 21 cm



Le rampe CH possono essere piegate per il trasporto

Rampe telescopiche modello TR

La rampa telescopica Mobilex sono d'alluminio e le canaline sono ricoperte con uno speciale strato antiscivolo. Sono composte di 2 binari a 3 sezioni. Le sezioni sono dotate di speciali fermi per bloccare le sezioni ed evitare aperture o chiusure involontarie.

I modelli "LR" sono dotati di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina. Per i modelli "TR" le borse sono disponibili come accessori (sovrapprezzo).

Le rampe TR o LR vanno usate in coppia.



Rampa TR aperta



Rampa TR chiusa

Rampa TR/LR	TR-150	TR-210	TR-300	LR-150	LR-210
Lunghezza	150 cm	210 cm	300 cm	150 cm	210 cm
Larghezza (1 binario)	26 cm	26 cm	26 cm	16 cm	16 cm
Larghezza interna	21 cm	21 cm	21 cm	11 cm	11 cm
Altezza bordino	7/5 cm	7/5 cm	7/5 cm	5,5/3 cm	5,5/3 cm
Pendenza / alt. sup.	12° / 30 cm	12° / 42 cm	12° / 60 cm	12° / 30 cm	12° / 42 cm
Peso	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg	2 x 3 kg	2 x 4 kg
Portata max. la coppia	225 kg	225 kg	225 kg	180 kg	180 kg
Ingombro cm (L x P x A)	74 x 26,5 x 7	95x26,5x7	125x26,5x7	74x16,5x5,5	95x6,5x5,5


Rampe modello TM

Le rampe sono costruite in alluminio di alta qualità. Le corsie perforate forniscono un equilibrio ideale tra peso e resistenza. La perforazione risulta vantaggiosa anche in caso di pioggia, neve o sporcizia. L'altezza del profilo laterale consente una presa sicura nonché stabilità direzionale. Il modello TM-055 è composto da una coppia di binari fissi, mentre i modelli TM-150 e TM-210 hanno due segmenti telescopici ed il modello TM-300 dispone di un ulteriore 1/2 elemento pieghevole. Allo stato chiuso le rampe sono bloccate da una semplice chiusura a clip.

Le rampe TM vanno usate in coppia



Rampa TM-055



Rampa TM-150 aperta



Rampa TM-300 chiusa




Rampa TM-300 aperta

Rampe TM	TM-055	TM-150	TM-210	TM-300
Lunghezza	55 cm	150 cm	210 cm	300 cm
Larghezza (1 binario)	25 cm	25 cm	25 cm	26 cm
Larghezza interna	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Altezza bordino	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Pendenza/Altezza superabile	12° / 11 cm	12° / 30 cm	12° / 42 cm	12° / 60 cm
Peso	2 x 1,45 kg	2 x 3,95 kg	2 x 5,8 kg	2 x 8,65 kg
Portata max. la coppia	300 kg	300 kg	300 kg	250 kg
Ingombro cm (L x P x A)	55 x 25 x 5,5	98 x 27x 9	128 x 27 x 9	108 x 26 x 13,5

Rampe a piegamento singolo modello SF (monorampe)

Rampa a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio e ricoperta di uno speciale materiale antiscivolo. Le rampe possono essere ripiegate longitudinalmente e dispongono di una maniglia per assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa anche alla persona accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa. Il modello SF-040 è dotato di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina.



Rampa SF-040 con borsa



Rampa SF-090 aperta

Rampe SF	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Lunghezza	40 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Larghezza	71 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Larghezza interna	71 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Altezza bordino	--	6 cm	6 cm	6 cm
Pendenza altezza superabile	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Peso	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Portata massima	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Ingombro (L x P x A)	40 x 37 x 5 cm	90 x 40 x 10 cm	120 x 40 x 10 cm	150 x 40 x 10 cm

Rampe a piegamento singolo modello SC (monorampe)

Rampa economia a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio con superficie antiscivolo zigrinata. Le rampe possono essere ripiegate longitudinalmente e dispongono di una maniglia per assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa anche alla persona accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa. Il modello SC-045 è dotato di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina.



Rampa SC aperta



Rampa SC chiusa

Rampe SC	SC-045	SC-090	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Lunghezza	46 cm	62 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Larghezza	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Larghezza interna	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Altezza bordino	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pendenza / alt. super.	12° / 9 cm	12° / 12 cm	12° / 18 cm	12° / 24 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Peso	4,50 kg	6,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Portata massima	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Ingombro cm (L x P x A)	45 x 40 x 8	62 x 40 x 8	92 x 40 x 8	122 x 40 x 8	152 x 40 x 8	182 x 40 x 8

Rampe a doppio piegamento modello DF

Prodotta in alluminio con una speciale superficie antiscivolo. La rampa consiste di due parti parallele pieghevoli a metà e dotate ciascuna di una comoda maniglia per facilitarne il trasporto.



Rampa DF aperta



Rampa DF chiusa

Rampe DF	DF-180	DF-240	DF-300
Lunghezza	180 cm	240 cm	300 cm
Larghezza	79 cm	79 cm	79 cm
Larghezza interna	75 cm	75 cm	75 cm
Altezza bordino	6 cm (interno)	6 cm (interno)	6 cm (interno)
Pendenza altezza superabile	12° / 36 cm	12° / 50 cm	12° / 60 cm
Peso	16 kg	22 kg	27,2 kg
Portata massima	300 kg	300 kg	300 kg
Ingombro (L x P x A)	91 x 36 x 19	124 x 40 x 19	154 x 40 x 19

Rampa quadrupla a valigia modello SR

Prodotta in alluminio con una speciale superficie antiscivolo, la rampa è composta di 4 parti congiunte pieghevoli in quattro come un foglio di carta. La rampa è dotata di una comoda maniglia per facilitarne il trasporto.



Rampa SR aperta




Rampa SR in fase di piegamento

Rampe SR	SR-180	SR-240
Lunghezza	180 cm	240 cm
Larghezza	75 cm	75 cm
Larghezza interna	72 cm	72 cm
Altezza bordino	Lato esterno: 6 cm	Lato esterno: 6 cm
Pendenza / alt.superabile	12° / 36 cm	12° / 48 cm
Peso	14,1 kg	18,5 kg
Portata massima	300 kg	300 kg
Ingombro (L x P x A)	102 x 28 x 38 cm	135 x 31 x 38 cm

Rampe da terrazzo modello T80

Rampa da terrazzo in alluminio con superficie zigrinata e regolabile in altezza. Costruita in modo da poggiare stabilmente sul terreno - non è necessario fissarla. Si monta in modo di livellare la parte superiore con la soglia della porta. Non avendo limitatori laterali permette un' apertura della porta anche a rampa montata.



Rampa da terrazzo regolabile in altezza



Meccanismo di regolazione

Rampe da terrazzo	T80060	T80075	T80125
Lunghezza totale	60 cm	75 cm	125 cm
Larghezza totale	80 cm	80 cm	80 cm
Dislivello max. superabile	9 cm	13 cm	28 cm
Peso totale	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
Portata massima	225 kg	225 kg	225 kg
Regolazione d'altezza	5 - 9 cm	8 - 13 cm	11 - 28 cm

Rampe basculanti per soglie modello TSR

Costruite in alluminio con superficie zigrinata la rampa basculanti TSR sono concepite per superare facilmente soglie o ostacoli che dividono superfici di diverso livello come p.e. la soglia verso una terrazza o un balcone. La parte basculante può essere ribaltata sulla rampa in modo da permettere la chiusura della porta anche senza dover asportare la rampa.



Rampa TSR con bascula aperta



Dettaglio della regolazione d'altezza

Rampe TSR	TSR130	TSR140
Lunghezza (a bascula aperta)	130 cm	140 cm
Larghezza totale	80 cm	80 cm
Larghezza della bascula	75 cm	75 cm
Misure della bascula	30 x 75 cm	40 x 75cm
Dislivello max. superabile	20 cm	20 cm
Peso totale	14,70 kg	15,60 kg
Portata massima	225 kg	225 kg
Altezza piedini regolabili	15 - 22,5 cm	15 - 22,5 cm

Rampa in fibra di carbonio CB

Per rampe mobili da carrozzina il peso e la maneggevolezza hanno un ruolo molto importante. Anche il leggero alluminio non sempre riesce a garantire un peso ridotto. Per la nuova serie di rampe CB abbiamo dunque deciso di utilizzare un materiale ancora più leggero ma allo stesso tempo molto resistente alla torsione : La fibra di carbonio.

La fibra di carbonio è estremamente stabile capace di ridurre il peso del 30% rispetto a una rampa di alluminio delle stesse dimensioni.

Quando leggerezza e stabilità sono d'obbligo, non c'è scelta migliore per una rampa da carrozzina.



Rampa in fibra di carbonio CB-082

Rampa in fibra di carbonio	CB-082
Lunghezza	82 cm
Larghezza	78 cm
Pendenza altezza superabile	16 cm
Peso	3 kg
Portata massima	350 kg
Ingombro (L x P)	82 x 39 cm

Rampe mobili per carrozine (i prezzi delle rampe CH-180, TM..., TR-... e LR-... si intendono **alla coppia**)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
CB-082	Rampe CB pieghevole in fibra di carbonio, 77 x 82 cm, completa di borsa	L10A	1.001,00 €
CH-180	Rampa a canalina modello CH, 23,5 x 180 cm,	L1A	948,00 €
TR-150	Rampa telescopica TR 21 x 150 cm (Largh. interna x Lungh.), una coppia	L2A	330,00 €
TR-210	Rampa telescopica TR 21 x 210 cm (Largh. interna x Lungh.), una coppia	L2A	447,00 €
TR-300	Rampa telescopica TR 21 x 300 cm (Largh. interna x Lungh.), una coppia	L2A	671,00 €
LR-150	Rampa telescopica LR-150, 11 x 150 cm, al paio, completo di borsa	L2A	245,00 €
LR-210	Rampa telescopica LR-210, 11 x 210 cm, un paio, completo di borsa	L2A	341,00 €
TM-055	Rampa a canalina TM-055, 20 x 55 cm, un paio	L3A	192,00 €
TM-150	Rampa telescopica TM 20 x 150 cm	L3B	426,00 €
TM-210	Rampa telescopica TM 20 x 210 cm	L3B	522,00 €
TM-300	Rampa telescopica TM 20 x 300 cm	L3C	809,00 €
SF-040	Rampe a piegamento singolo modello SF 71 x 40 cm, con borsa	L4A	320,00 €
SF-090	Rampe a piegamento singolo modello SF 77 x 90 cm	L4B	469,00 €
SF-120	Rampa a piegamento singolo modello SF 77 x 120 cm	L4B	618,00 €
SF-150	Rampe a piegamento singolo modello SF 77 x 150 cm		724,00 €
SC-045	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 45 cm con brosa	L5A	202,00 €
SC-060	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 60 cm	L5A	224,00 €
SC-090	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 90 cm	L5A	256,00 €
SC-120	Rampa a piegamento singolo modello SC 77 x 120 cm	L5A	309,00 €
SC-150	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 150 cm	L5A	362,00 €
SC-180	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 180 cm	L5A	415,00 €
DF-180	Rampa DF a piegamento doppio, 76 x 180 cm	L6A	1.129,00 €
DF-240	Rampa DF a piegamento doppio, 76 x 240 cm	L6A	1.651,00 €
DF-300	Rampa DF a piegamento doppio, 76 x 300 cm	L6A	1.864,00 €
SR-180	Rampa a valigia SR-180, 76 x 180 cm	L7A	660,00 €
SR-240	Rampa a valigia SR-240, 76 x 240 cm	L7A	735,00 €
TSR130	Rampa basculante per soglie, 80 x 100 cm, bascula da 30 cm	L8A	948,00 €
TSR140	Rampa basculante per soglie, 80 x 100 cm, bascula da 40 cm	L8A	1.054,00 €
T80060	Rampa da terrazzo T80060, 80 x 60 cm	L9A	469,00 €
T80075	Rampa da terrazzo T80075, 80 x 75 cm	L9A	511,00 €
T80125	Rampa da terrazzo T80125, 80 x 125 cm	L9A	788,00 €

Accessori per rampe mobili

Codice	Descrizione	Listino
SB-060	Borsa per rampa SC-060	16,00 €
TB-150	Borsa per rampa TR-150	26,50 €
TB-210	Borsa per rampa TR-210	30,00 €
TB-300	Borsa per rampa TR-300	38,50 €
TK-060	Bordo laterale per rampa T80060	17,50 €
TK-125	Bordo laterale per rampa T80125	23,50 €
SC-001	Striscia adesiva 3M schiumata, 350 x 50 x 5 mm, per la base d'appoggio delle rampe in alluminio	3,25 €

Ricambi per rampe mobili

Codice	Descrizione	Listino
TR-003	1 set (8 pezzi) terminali in plastica nera per rampe TR	8,50 €
LR-001	1 set (4 pezzi) terminali in plastica nera per rampe LR	3,25 €
TR-004	Fermo in plastica nera con molla e boccola in ottone per rampe TR	8,50 €
TR-005	Maniglia e rivetti per rampe TR	21,50 €
TR150F	Superficie antiscivolo per rampa TR-150 (kit per 1 coppia)	32,00 €
TR210F	Superficie antiscivolo per rampa TR-210 (kit per 1 coppia)	42,50 €
TR300F	Superficie antiscivolo per rampa TR-300 (kit per 1 coppia)	53,00 €

TM-001	Sistema di bloccaggio per rampe TM-150, TM-210 e TM-300 (leva corta)	10,50 €
TM-002	Sistema di bloccaggio per rampe TM-300 (leva lunga)	11,50 €
TM-003	Maniglia per rampa TM	15,00 €
TM-004	Terminali in plastica nera per rampa TM (4 pz.)	23,50 €

SF9982	Superficie antiscivolo per rampa SF-090 (1 coppia)	53,00 €
SF9983	Superficie antiscivolo per rampa SF-120 (1 coppia)	64,00 €
SF9984	Superficie antiscivolo per rampa SF-150 (1 coppia)	75,00 €
SF9991	Linguetta di gomma L = 740 mm per rampa SF-090 - 76 x 90 cm	12,50 €
SF9992	Linguetta di gomma L = 1040 mm per rampa SF-120 - 76 x 120 cm	15,50 €
SF9993	Linguetta di gomma L = 1340 mm per rampa SF-150 - 76 x 150 cm	19,50 €
SF9997	Linguetta in gomma 115 x 25 mm per rampe SF	5,00 €
SF9996	Appoggio antiscivolo in gomma 85 x 345 mm per rampe SF/DF	5,50 €
SF9998	Maniglia in plastica per rampe SF/DF - nuovo modello	9,75 €

SC-009	Cerniera per rampe SC	11,50 €
--------	-----------------------	---------


DF9981	Superficie antiscivolo per rampe DF-180 (set di 4 pezzi)	96,00 €
DF9982	Superficie antiscivolo per rampe DF-240 (set di 6 pezzi)	128,00 €
DF9983	Superficie antiscivolo per rampe DF-300 (set di 6 pezzi)	160,00 €
DF9971	Parte inferiore sinistra rampa DF-240	266,00 €
DF9972	Parte inferiore destra rampa DF-240	266,00 €
DF9973	Parte inferiore sinistra rampa DF-300	447,00 €
DF9974	Parte inferiore destra rampa DF-300	447,00 €
DF9975	Parte inferiore sinistra rampa DF-180	341,00 €
DF9976	Parte inferiore destra rampa DF-180	341,00 €
DF9985	Parte superiore sinistra rampa DF-240	341,00 €
DF9986	Parte superiore destra rampa DF-240	341,00 €
DF9987	Parte superiore sinistra rampa DF-300	469,00 €
DF9988	Parte superiore destra rampa DF-300	469,00 €
DF9989	Parte superiore sinistra rampa DF-180	277,00 €
DF9990	Parte superiore destra rampa DF-180	277,00 €
DF9991	Linguetta di congiunzione per rampa DF	10,50 €
DF9992	Sistema di bloccaggio per rampa DF-180	66,00 €
DF9993	Sistema di bloccaggio per rampa DF-240 / DF-300	58,00 €
DF9997	Terminale in plastica per rampa lato destro (modello SF-DF-CH)	2,25 €
DF9998	Terminale in plastica per rampa lato sinistro (modello SF-DF-CH)	2,25 €

SR-501	Maniglia in alluminio per rampe SR	16,00 €
SR-502	Terminale in plastica per rampe SR	4,25 €
SR-505	Copertura antiscivolo per rampa SR-180 (4 pz.)	51,00 €
SR-506	Copertura antiscivolo per rampa SR-240 (4 pz.)	72,00 €

TSR501	Piedino per rampa TSR, per altezza 13-20 cm	64,00 €
TSR502	Piedino per rampa TSR, per altezza 16-22,5 cm	64,00 €

RAMPE DA SOGLIA

RAMPE DA SOGLIA



Rubrica LX

Rampe da soglia, in gomma o alluminio

Cunei in gomma

Cunei in gomma con superficie antiscivolo. Adatte p.e. per locali bagno. I cunei sono dotati di nastro biadesivo sulla parte inferiore. Tolta la pellicola protettiva sono pronte per il montaggio. Le rampette sono fornibili anche senza nastro biadesivo. Le rampette possono essere adattate alla larghezza desiderata usando un taglierino. (Attenzione: tutte misure sono in millimetri!)



Foto LX1

I cunei sono disponibili nelle seguenti altezze (in mm!)
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 e 72 mm




Foto LX1a

Uso del cuneo in gomma



Foto LX1b

Dettaglio del cuneo in gomma

Accessori per i cunei in gomma



Foto LX4

Seghetto per accorciare i cunei in gomma



Foto LX5

Nastro biadesivo, rotolo da 50 mt.



Foto LX6

Solvente per eliminare il biadesivo



Foto LX7

Set di fissaggio per i cunei in gomma

Rampe da soglia in alluminio

Le rampe da soglia **DS4076** e **DS4025** sono rampe pieghevole in alluminio con una superficie antiscivolo. Le rampe hanno due manici ed una cerniera per poterle ripiegare a trasportare facilmente. Il modello **DS4025** è fornito assieme ad una comoda borsa per il trasporto.



Rampa da soglia pieghevole DS4076



Rampa da soglia pieghevole doppia mod. DS4025

Dati tecnici	DS4076	DS4025
Misure (lunghezza x larghezza)	40 cm x 76 cm	40 cm x 25 cm (x 2)
Peso totale	3,3 kg	2 kg (al paio)
Portata massima	350 kg	350 kg

La rampa da soglia **DS2176** è una rampa in alluminio con superficie antiscivolo. È fornita di 3+3 piedini per regolazioni d'altezza da 3 a 7 cm.



Rampa da soglia DS2176



I piedini per la regolazione d'altezza

Dati tecnici	DS2176
Misure (lunghezza x larghezza)	21 x 76 cm
Peso totale	1,55 kg
Portata massima	350 kg

Coprisoglia in alluminio

Il coprisoglia (vedi immagine LX10) è una semplice "asse" di alluminio anodizzato color champagne o alluminio che serve a livellare eventuali piccoli dislivelli della soglia come ad esempio in passaggi da una struttura ad un'altra (legno <--> moquette ecc.) .

I coprisoglia sono fornibili di diverse larghezze: 125, 150 o 175 mm



Coprisoglia in alluminio anodizzato

Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 700 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
30652M	Cuneo in gomma 52 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	120,00 €
30656M	Cuneo in gomma 56 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	126,25 €
30660M	Cuneo in gomma 60 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	153,75 €
30664M	Cuneo in gomma 64 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	165,00 €
30668M	Cuneo in gomma 68 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	185,00 €
30672M	Cuneo in gomma 72 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	197,50 €

Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 700 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
30610L	Cuneo in gomma 10 x 100 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	22,50 €
30612L	Cuneo in gomma 12 x 120 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	25,50 €
30616L	Cuneo in gomma 16 x 150 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	31,00 €
30620L	Cuneo in gomma 20 x 150 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	44,50 €
30624L	Cuneo in gomma 24 x 150 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	55,00 €
30628L	Cuneo in gomma 28 x 200 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	72,00 €
30632L	Cuneo in gomma 32 x 200 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	75,00 €
30636L	Cuneo in gomma 36 x 200 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	81,00 €
30640L	Cuneo in gomma 40 x 250 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	89,00 €
30644L	Cuneo in gomma 44 x 250 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	98,00 €
30648L	Cuneo in gomma 48 x 250 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	107,00 €

Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 900 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306040	Cuneo in gomma 4 x 40 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	6,50 €
306060	Cuneo in gomma 6 x 60 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	19,00 €
306080	Cuneo in gomma 8 x 80 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	21,50 €
306100	Cuneo in gomma 10 x 100 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	29,00 €
306120	Cuneo in gomma 12 x 120 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	32,00 €
306160	Cuneo in gomma 16 x 150 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	38,50 €
306200	Cuneo in gomma 20 x 150 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	55,00 €
306240	Cuneo in gomma 24 x 150 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	69,00 €
306280	Cuneo in gomma 28 x 200 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	89,00 €
306320	Cuneo in gomma 32 x 200 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	94,00 €
306360	Cuneo in gomma 36 x 200 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	102,00 €
306400	Cuneo in gomma 40 x 250 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	111,00 €
306440	Cuneo in gomma 44 x 250 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	119,00 €
306480	Cuneo in gomma 48 x 250 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	126,00 €
306520	Cuneo in gomma 52 x 300 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	162,00 €
306560	Cuneo in gomma 56 x 300 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	187,00 €
306600	Cuneo in gomma 60 x 300 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	211,00 €
306640	Cuneo in gomma 64 x 350 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	235,00 €
306680	Cuneo in gomma 68 x 350 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	259,00 €
306720	Cuneo in gomma 72 x 350 x 1000 mm, con adesivo	LX1	2	283,00 €

*UI = Unità di Imballo (gli articoli sono comunque vendibili anche singolarmente)

Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 900 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306041	Cuneo in gomma 4 x 40 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	5,25 €
306061	Cuneo in gomma 6 x 60 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	16,00 €
306081	Cuneo in gomma 8 x 80 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	17,00 €
306101	Cuneo in gomma 10 x 100 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	23,50 €
306121	Cuneo in gomma 12 x 120 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	26,50 €
306161	Cuneo in gomma 16 x 150 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	32,00 €
306201	Cuneo in gomma 20 x 150 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	47,00 €
306241	Cuneo in gomma 24 x 150 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	60,00 €
306281	Cuneo in gomma 28 x 200 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	79,00 €
306321	Cuneo in gomma 32 x 200 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	83,00 €
306361	Cuneo in gomma 36 x 200 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	92,00 €
306401	Cuneo in gomma 40 x 250 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	104,00 €
306441	Cuneo in gomma 44 x 250 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	113,00 €
306481	Cuneo in gomma 48 x 250 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	119,00 €
306521	Cuneo in gomma 52 x 300 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	155,00 €
306561	Cuneo in gomma 56 x 300 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	179,00 €
306601	Cuneo in gomma 60 x 300 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	200,00 €
306641	Cuneo in gomma 64 x 350 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	221,00 €
306681	Cuneo in gomma 68 x 350 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	242,00 €
306721	Cuneo in gomma 72 x 350 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	263,00 €

Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 1000 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306042	Cuneo in gomma 4 x 40 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	7,50 €
306062	Cuneo in gomma 6 x 60 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	21,50 €
306082	Cuneo in gomma 8 x 80 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	24,50 €
306102	Cuneo in gomma 10 x 100 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	32,00 €
306122	Cuneo in gomma 12 x 120 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	36,00 €
306162	Cuneo in gomma 16 x 150 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	46,00 €
306202	Cuneo in gomma 20 x 150 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	66,00 €
306242	Cuneo in gomma 24 x 150 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	80,00 €
306283	Cuneo in gomma 28 x 200 x 1000 mm, con adesivo	LX1	5	100,00 €

Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 1000 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306282	Cuneo in gomma 28 x 200 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	87,00 €
306322	Cuneo in gomma 32 x 200 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	92,00 €
306362	Cuneo in gomma 36 x 200 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	98,00 €
306402	Cuneo in gomma 40 x 250 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	111,00 €
306442	Cuneo in gomma 44 x 250 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	119,00 €
306482	Cuneo in gomma 48 x 250 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	124,00 €
306522	Cuneo in gomma 52 x 300 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	166,00 €
306562	Cuneo in gomma 56 x 300 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	190,00 €
306602	Cuneo in gomma 60 x 300 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	211,00 €
306642	Cuneo in gomma 64 x 350 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	232,00 €
306682	Cuneo in gomma 68 x 350 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	253,00 €
306722	Cuneo in gomma 72 x 350 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	274,00 €

Accessori per rampette in gomma

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306904	Seghetto per cunei in gomma	LX4	1	18,00 €
306911	Nastro biadesivo 20 mm, rotolo da 50 metri	LX5	1	26,50 €
306912	Nastro biadesivo 35 mm, rotolo da 50 metri	LX5	1	37,50 €
306905	Solvente per eliminazione colla, 1/2 L	LX6	1	36,00 €
306910	Kit di fissaggio per cunei in gomma di alt. 28-72 mm	LX7	1	10,50 €

*UI = Unità di Imballo (gli articoli sono comunque vendibili anche singolarmente)

Copri-soglia in alluminio anodizzato color alluminio o champagne

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
DS4025	Rampa da soglia 1-5 x 40 x 25 cm (A x P x L), 2 parti pieghevoli	LX8B	1	128,00 €
DS4076	Rampa da soglia 1-5 x 40 x 76 cm (A x P x L), pieghevole	LX8A	1	144,00 €
DS2176	Rampa da soglia 3-7 x 21 x 76 cm (A x P x L)	LX9	1	96,00 €

Copri-soglia in alluminio anodizzato color alluminio o champagne

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
307125	Rampa da soglia 3 x 125 x 900 mm in alluminio anodizzato color champagne	LX10	1	38,50 €
307150	Rampa da soglia 3 x 150 x 900 mm in alluminio anodizzato color champagne	LX10	1	47,00 €
307175	Rampa da soglia 3 x 175 x 900 mm in alluminio anodizzato color champagne	LX10	1	55,00 €

308100	Rampa da soglia 3 x 100 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	36,00 €
308125	Binario da soglia 3 x 125 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	42,50 €
308150	Rampa da soglia 3 x 150 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	51,00 €
308175	Rampa da soglia 3 x 175 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	58,00 €
308200	Rampa da soglia 3 x 200 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	66,00 €

*UI = Unità di Imballo (gli articoli sono comunque vendibili anche singolarmente)

TAVOLINI

TAVOLINI



Rubrica M

Tavolini per carrozzine

Tavolino in PETG trasparente con bordatura con sistema di fissaggio universale a morsetto

Tavolino universale in PETG trasparente 6 mm con angoli arrotondati e bordi ripiegati. Adattabile in larghezza fino a 9 cm. Il sistema di montaggio è adattabile all'altezza dei braccioli permettendo un montaggio su tutte le carrozzine con braccioli dritti e un'altezza bracciolo da 28 a 58 mm. Il tavolino si fissa bloccando il tavolino ai braccioli stringendo l'apposita manopola come un morsetto, cioè senza bisogno di ulteriori viti o forature.



Il tavolino universale montato



Il tavolino universale XL



Dettaglio

Disponibile in 3 misure (distanza esterna tra i braccioli):

- ✓ 460 - 550 mm (per sedute di ca. 36 - 45 cm)
- ✓ 530 - 620 mm (per sedute di ca. 43 - 52 cm)
- ✓ 600 - 690 mm (per sedute di ca. 50 - 59 cm)

Tavolino monolato ribaltabile in PETG trasparente

Tavolino universale in PETG trasparente 8 mm con angoli arrotondati. Il tavolino si fissa bloccandolo ai braccioli permettendo un montaggio su tutte le carrozzine con braccioli dritti e un'altezza bracciolo da 28 a 58 mm. Per braccioli più fini è disponibile un adattatore.



Tavolino monolato




Tavolino monolato abbassato

Tavolino universale con fissaggio a velcro

Tavolino universale in PETG trasparente 4 mm con angoli arrotondati e bordi ripiegati. Il tavolino si fissa ai braccioli della carrozzina senza forature e senza attrezzi semplicemente bloccandolo con le due strisce di velcro ai braccioli della carrozzina.



Il tavolino con le strisce di velcro



Velcro di fissaggio

Disponibile in 2 misure (lunghezza x profondità):

- ✓ 555 mm x 549 mm
- ✓ 580 mm x 549 mm

Disponibile in 3 misure (distanza esterna tra i braccioli):

- ✓ 505 x 549 mm (per sedute di ca. 40 cm)
- ✓ 555 x 549 mm (per sedute di ca. 45 cm)
- ✓ 605 x 549 mm (per sedute di ca. 50 cm)

Sistema universale per il fissaggio di tavolini ribaltabili

Sistema universale in acciaio cromato per il fissaggio tavolini ribaltabili lateralmente. Il sistema è fornito senza tavolino ed è composto dalla staffa di montaggio e dall'attacco per il fissaggio del bracciolo, che sono forniti separatamente. Per ricevere il sistema completo, è necessario ordinare entrambe le parti.



Staffa di fissaggio per tavolini ribaltabili lateralmente



Attacco per il fissaggio al bracciolo

Tavolini per carrozzine

Codice	Descrizione	per sedute	Foto	Listino
240002	Tavolino per carrozzine, alt. e largh. regolabile, 46-55 cm, per seduta 36-45 cm	36 - 45 cm	M1A	100,00 €
240003	Tavolino per carrozzine, alt. e largh. regolabile, 53-62 cm, per seduta 43-52 cm	43 - 52 cm	M1A	104,00 €
240004	Tavolino per carrozzine, alt. e largh. regolabile, 60-69 cm, per seduta 50-59 cm	50 - 59 cm	M1B	132,00 €

240061	Tavolino monolato, per montaggio sul lato sinistro	--	M1D	126,00 €
240062	Tavolino monolato, per montaggio sul lato destro	--	M1D	126,00 €

240083	Tavolino per carrozzina 555 x 549 x 4 mm, con Velcro, per seduta di 45 cm	45,0 cm	M3A	102,00 €
240083	Tavolino per carrozzina 555 x 549 x 4 mm, con Velcro, per seduta di 45 cm	45,0 cm	M3A	102,00 €
240086	Tavolino per carrozzina 605 x 549 x 4 mm, con Velcro, per seduta di 50 cm	50,0 cm	M3A	194,00 €

Ricambi per tavolini

Codice	Descrizione	Foto	Listino
240007	Attacco per il fissaggio al bracciolo per tavolini ribaltabili	M2D	30,00 €
240008	Staffa di fissaggio in acciaio cromato per tavolini ribaltabili	M2C	87,50 €

240009	Guide in alluminio per tavolino, completo di boccole e perni	M1B	49,00 €
240010	Perno M6 x 50 mm per tavolino	M1B	6,50 €
240011	Manopola a stella M6 x 35 mm per tavolino	M1B	6,50 €


240091	Piastra in PET-G 612 x 515 mm per 240002, senza supporti	M1A	85,00 €
240092	Piastra in PET-G 680 x 545 mm per 240003, senza supporti	M1A	92,00 €
240093	Piastra in PET-G 770 x 515 mm per 240004, senza supporti	M1A	128,00 €

240069	Distanziale 220 x 28 x 10 mm (L x P x A) per tavolini monolato	M2A	10,50 €
--------	--	-----	---------

240015	Cinturino di fissaggio con velcro, per tavolini 240081-84	M3B	2,25 €
--------	---	-----	--------

MANIGLIONI


MANIGLIONI




Rubrica N

Maniglioni di sostegno in ABS o acciaio

Maniglioni rigati da muro in PVC bianco



Maniglioni in PVC bianco



Angolari, terminali e prolunga in PVC

I maniglioni in PVC bianco hanno un diametro di 36 mm e sono rigati per garantire una presa sicura ed una semplice pulitura. Per permettere di montare i maniglioni anche ad angolo o di prolungarli sono disponibili terminali angolari o di prolungamento (immagine N2: A, B, C, E) ed un tubo dritto da 1 metro (D). I maniglioni di PVC sono fornibili nelle seguenti misure: 30, 45 e 60 cm. La portata massima è di 120 kg.


Maniglioni da muro in acciaio



Maniglioni in acciaio

I maniglioni in acciaio sono ricoperti con materiale Rilsan® bianco e sono disponibili nelle lunghezze di 16, 25, 30, 50, 60, 75 e 90 cm. La versione nera da 30 cm è verniciata a polvere.

Le maniglie hanno un diametro di 25 mm ed una portata di 150 kg, in dipendenza dalla consistenza del muro.



Maniglioni in acciaio verniciati a polvere

I maniglioni sono costituiti da un tubo nero d'acciaio verniciato a polvere del diametro di 25 mm. I maniglioni offrono un ulteriore supporto per l'equilibrio e possono essere utilizzati sia in interni che in esterno (ad es. sulla parete accanto al WC o come corrimano vicino alla porta d'ingresso). Lunghezze disponibili: 40, 60 o 80 cm.

Barra di sostegno ribaltabile



Barra di sostegno ribaltabile

La barra di sostegno ribaltabile in acciaio verniciato a polvere bianca garantisce sicurezza e comfort alle persone disabili durante le loro attività quotidiane in bagno o in toilette.

Lunghezza: 55 cm or 76 cm
 Diametro della maniglia: 3,2 cm
 Portata massima: 120 kg

Maniglione di sostegno



Il maniglione di sostegno per letti è costruito in acciaio e viene fissato alla fiancata del letto tramite uno stabile supporto a morsetto.

Per fiancate letto con uno spessore da 20-25 mm.

Altezza maniglia: 330 mm
Larghezza maniglia: 195 mm
Peso: 4,7 kg

Maniglione di sostegno per letti

Maniglione di sostegno con fissaggio alle doghe



Il maniglione con la base di plastica



Il maniglione chiuso

Il maniglione di sostegno per letti è la soluzione per chi ha difficoltà a salire e scendere dal letto da solo. La costruzione robusta comprende una base di plastica ed un maniglione in alluminio. Si posiziona semplicemente sulle doghe fissandovi la base con 2 cinghie.

In questo modo rimane saldamente in posizione senza scivolare. L'impugnatura ergonomica offre la massima sicurezza quando ci si alza in piedi. L'ausilio è già assemblato ed è pronto all'uso in pochissimo tempo.

Lunghezza dell'impugnatura (altezza): 547 mm
Peso: 3,3 kg

Wandklond Stützstabgriffe

Art.Nr.	Beschreibung	Bild	VK	EK	10'er
311230	Plastik Haltegriff, weiss, gerillt, 30 cm	N1	9,50 €	5,70 €	9,50 €
311245	Plastik Haltegriff, weiss, gerillt, 45 cm	N1	11,50 €	6,90 €	11,50 €
311260	Plastik Haltegriff, weiss, gerillt, 60 cm	N1	14,50 €	8,70 €	14,50 €
311291	Endstück für Haltegriffe, Elemento terminale per maniglioni in plastica	N2E	3,25 €	1,95 €	3,25 €
311292	Rohr, gerillt, 100 cm für Haltegriffe	N2D	13,50 €	8,10 €	13,50 €
311293	Endstück für Haltegriffe, 90 Grad Eck, Elemento terminale per maniglioni in plastica, a 90 gradi orizzontali	N2B	3,25 €	1,95 €	3,25 €
311294	Endstück für Haltegriffe, durchgehend, Elemento terminale per maniglioni in plastica, passante	N2C	3,25 €	1,95 €	3,25 €
311295	Endstück für Haltegriffe, senkrechter Winkel, Elemento terminale per maniglioni in plastica, a 90 gradi verticali	N2A	3,25 €	1,95 €	3,25 €
311316	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 16 cm	N3	14,00 €	8,40 €	7,00 €
311325	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 25 cm	N3	17,00 €	10,20 €	8,50 €
311330	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 30 cm	N3	18,00 €	10,80 €	9,00 €
311340	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 40 cm	N3	21,50 €	12,90 €	10,75 €
311350	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 50 cm	N3	23,50 €	14,10 €	11,75 €
311360	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 60 cm	N3	25,50 €	15,30 €	13,25 €
311375	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 75 cm	N3	32,00 €	19,20 €	16,00 €
311390	Haltegriff, weiss, mit Rilsanbeschichtung, 90 cm	N3	40,50 €	24,30 €	20,25 €
311335	Haltegriff, schwarz pulverlackiert, 30 cm	N3	17,00 €	10,20 €	8,50 €
311335	Maniglione in acciaio nero, verniciato a polvere, 30 cm		N3		17,00 €
311440	Stützgriff 40 cm, schwarz pulverlackiert, Wandmontage, 4 Löcher	N5	41,50 €	24,90 €	20,75 €
311460	Stützgriff 60 cm, schwarz pulverlackiert, Wandmontage, 4 Löcher	N5	44,50 €	26,70 €	22,25 €
311480	Stützgriff 80 cm, schwarz pulverlackiert, Wandmontage, 4 Löcher	N5	48,00 €	28,80 €	24,00 €
311480	Maniglione fisso da muro, 80 cm, nero, 4 fori		N5		48,00 €
311540	Stützgriff 40 cm, weiss pulverlackiert, Wandmontage, 4 Löcher	N5	41,50 €	24,90 €	20,75 €
311560	Stützgriff 60 cm, weiss pulverlackiert, Wandmontage, 4 Löcher	N5	44,50 €	26,70 €	22,25 €
311580	Stützgriff 80 cm, weiss pulverlackiert, Wandmontage, 4 Löcher	N5	48,00 €	28,80 €	24,00 €
311580	Maniglione fisso da muro, 80 cm, bianco, 4 fori		N5		48,00 €
311655	Klappbare Stützschiene, weiss, 55 cm, Wandmontage, 6 Löcher	N6	55,00 €	33,00 €	27,50 €
311676	Klappbare Stützschiene, weiss, 76 cm, Wandmontage, 6 Löcher	N6	62,00 €	37,20 €	31,00 €
311676	Barra di sostegno ribaltabile, bianca, 76 cm, 6 fori		N6		62,00 €
311805	Bettstützgriff zum Festklemmen	N4	198,00 €	118,80 €	99,00 €
311815	Bettstützgriff, Befestigung am Lattenrost	N7A	94,00 €	56,40 €	47,00 €
311805	Maniglione di sostegno da letto a morsetto		N4		198,00 €
311815	Maniglia di supporto per letto, fissaggio alle doghe		N7A		94,00 €
311806	Abstandsblock für Bett-Stützgriff	N5	20,00 €	12,00 €	
311807	Stoffüberzug für Bettstützgriff	N5	9,50 €	5,70 €	
311806	Blocco distanziale per maniglione da letto		N5		20,00 €
311807	Copri maniglione in stoffa		N5		9,50 €
311097	Montagesatz (4 Schrauben 8 x 80 mm mit weissen Abdeckkappen, 4 Dübel, 4 Unterlegscheiben)	N3	8,75 €	5,25 €	4,38 €
311097	Montagesatz (4 Schrauben 8 x 80 mm mit schwarzen Abdeckkappen, 4 Dübel, 4 Unterlegscheiben)	N3	8,75 €	5,25 €	4,38 €
311099	Kit mont. (4 viti 8 x 80 mm con cappucci neri, 4 tasselli, 4 rondelle)		N3		8,75 €
311098	Montagesatz (6 Schrauben 8 x 80 mm mit weissen Abdeckkappen, 6 Dübel, 6 Unterlegscheiben)	N3	13,00 €	7,80 €	6,50 €
311098	Kit mont. (6 viti 8 x 80 mm con cappucci bianchi, 6 tasselli, 6 rondelle)		N3		13,00 €
311497	Montageplatte schwarz 150 x 100 x 8 mm, 2 x M8 Gewinde, 6 Montagelöcher ø9 mm	N3	19,00 €	11,40 €	9,50 €
311497	Montageplatte weiss 150 x 100 x 8 mm, 2 x M8 Gewinde, 6 Montagelöcher ø9 mm	N3	19,00 €	11,40 €	19,00 €
311597	Piastra di montaggio bianca 150 x 100 x 8 mm con 2 fori filettati M8 e 6 fori ø9		N3		19,00 €

PRODOTTI PER IL BAGNO

PRODOTTI PER IL BAGNO



Rubrica OX

Ausili per il bagno: Sedie, sgabelli,
sedute girevoli e di trasferimento

AQUA

SGABELLA DOCCIA

- 1 Lo schienale opzionale, come il sedile, è fatto di morbido PUR e può essere facilmente regolato in profondità.
- 2 Viene fornito di serie con una seduta in PUR morbido ed offre ulteriore e sollievo dalla pressione.
- 3 Durante lo sviluppo dei braccioli, l'attenzione è stata posta in particolar modo sull'ergonomia per facilitare l'alzata in piedi.
- 4 I piedini possono essere facilmente regolati in altezza senza attrezzi tramite clip. Il perno delle clip è in acciaio inossidabile.
- 5 Nonostante l'alta capacità di carico, lo sgabello da doccia ha un peso ridotto e può essere impilato comodamente.
- 6 La struttura in alluminio saldato fornisce un telaio leggero e stabile per un utilizzo sicuro.



Sgabello da doccia AQUA



Sgabello da doccia con seduta morbida



Schienale morbido per sgabello doccia (accessorio)

Sgabello da doccia in alluminio grigio metallizzato con seduta morbida in PUR grigio, piedini regolabili in altezza. Fornibile anche in alluminio bianco con seduta morbida grigia. Come accessorio è disponibile uno schienale morbido, applicabile senza attrezzi.

Per lo sgabello da doccia è disponibile come accessorio uno schienale morbido con supporto in alluminio verniciato grigio o bianco. Si inserisce nei supporti presenti sullo sgabello e si blocca semplicemente con clips.

Sgabello AQUA	Seduta 42 cm (302070+71)	Seduta 47 cm (302072+73)	Seduta 52 cm (302078+79)	Seduta 57 cm (30207X)
Misure (L x P x A)	51,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	56,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	62,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	68,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm
Seduta (L x P)	40,7 x 33,5 cm	45,2 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm
Larghezza seduta	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm
Altezza seduta	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm
Altezza braccioli	60,4 - 77,1 cm	60,4 - 77,1 cm	60,4 - 77,1 cm	60,4 - 77,1 cm
Peso	2,7 kg	2,9 kg	3,3 kg	3,86
Portata	150 kg	150 kg	200 kg	250 kg

Supporto indipendente per WC



Supporto indipendente per WC o Bidet

Il supporto indipendente è concepito come aiuto per persone che hanno bisogno di sostegno quando si siedono o si alzano dal WC o dal bidet.

Il telaio è in alluminio resistente alla corrosione. Per poterlo adattare alla maggior parte dei WC, il supporto può essere regolato in larghezza e in altezza. Non richiede installazione ed è facilmente adattabile sia in altezza che in larghezza senza l'uso di attrezzi.

Misure	302090
Misure (L x P x A)	46-52 x 53-61 x 61-78 cm
Larghezza interna	44 - 49 cm
Altezza braccioli	61,6 - 78,6 cm
Peso	1,88 kg
Portata	150 kg

Sedile da vasca con seduta morbida


Sedile da vasca in alluminio con seduta morbida

Sedile girevole con seduta morbida


Sedile girevole in alluminio con seduta morbida

Sedile da vasca con telaio in alluminio e seduta in PUR morbido grigio. Fornibile anche con telaio di colore bianco sempre con con seduta morbida grigia. Come accessorio è disponibile un pratico schienale applicabile senza attrezzi.

Sedile girevole da vasca con telaio in alluminio verniciato grigio e sedute e schienale in PUR morbido grigio. Lo schienale ed i braccioli sono asportabili senza attrezzi (clips).

Sedili da vasca	Fisso	Girevole
Misure L x P x A	76-91 x 42 x 23 cm	71 x 54 x 57 cm
Seduta L x P	41 x 34 cm con invaso per l'igiene	
Altezze	Braccioli: 20 cm - Schienale: 38 cm	
Adatto a vasche	Di larghezza interna da 57 a 66 cm	
Peso	2,6 kg	4,88 kg
Portata	150 kg	130 kg

Sedia pieghevole da doccia


Sedia pieghevole da doccia

Telaio in alluminio di colore bianco. Seduta e schienale in plastica bianca con invaso per l'igiene. Piedini regolabili in altezza.

Sedia pieghevole con WC


Sedia pieghevole con WC

Telaio in alluminio di colore bianco. Seduta e schienale in plastica bianca con WC. Piedini regolabili in altezza.


Sedile da parete


Sedile da parete

Sedile regolabile da parete. Telaio in alluminio bianco, Seduta in plastica bianca con invaso per l'igiene.

Data tecnici	Sedia pieghevole	Sedia pieghevole con WC	Sedile a parete
Misure (LxPxA)	55,5 x 51 x 80-90 cm	55,5 x 51 x 80-90 cm	44 x 54,5 x 43,5-51 cm
Mis. da chiuso (LxPxA)	55,5 x 17 x 80 cm	55,5 x 17 x 80 cm	44 x 11 x 45 cm
Altezza regolabile	80 - 90 cm	80 - 90 cm	43,5 - 51 cm
Altezza sed. regol.	46 - 56 cm	46 - 56 cm	43,5 - 51 cm
Peso	4,05 kg	4,85 kg	3,5 kg
Portata	100 kg	100 kg	100 kg

Sgabello tondo



Sgabello tondo a sed. fissa (A) e con seduta girevole (B)

Sgabello tondo da doccia, telaio in alluminio con seduta fissa (A) o con una addizionale seduta girevole (B). Piedini regolabili in altezza.

Sgabello triangolare



Sgabello triangolare con seduta morbida (accessorio)

Sgabello triangolare in alluminio con seduta in plastica bianca. Piedini regolabili in altezza. Per ambedue i modelli è disponibile come accessorio una seduta morbida (come in foto B).

Sgabello Budget



Sgabello Budget

Sgabello economico in alluminio con seduta rettangolare bianca con maniglie laterali. Piedini regolabili in altezza.

Sgabello da doccia	Rotondo			Triangolare		Budget
	302064	302063	302066	302067	302069	302050
Dim. seduta / girevole	ø 33 cm / ---		42,0 / 44 cm	43,0 x 44,0 cm	33,0 x 35,0 cm	51,3 x 30,9 cm
Altezza regolabile	35,5 - 53,5 cm		34,7 - 52,5 cm	47,0 - 64,6 cm	45,5 - 55,5 cm	42,5 - 54,9 cm
Peso	1,5 kg		1,62 kg	2,62 kg	2,15 kg	1,64 kg
Capacità di carico	130 kg		130 kg	150 kg	120 kg	115 kg

Sedile di trasferimento da vasca



Sedile di trasferimento da vasca

Il sedile di trasferimento Mobilex ha un telaio in alluminio. La seduta, lo schienale ed il portasapone sono di plastica bianca.

Sulla seduta è montato un maniglione di sicurezza in plastica rossa ed un portasapone. Ambedue si possono montare a destra o sinistra della seduta.

L'altezza della seduta è regolabile in altezza e poggia su rulli per essere facilmente spostata con l'aiuto del maniglione sopra il bordo della vasca.

Misure	Sedile di trasferimento
Larghezza	107 - 111 cm
Profondità	49 - 53 cm
Altezza totale	89,6 - 99,5 cm
Misure seduta (L x P)	50 x 39,5 cm
Adatto a vasche con	bordo vasca di altezza max. 45,5 - 55,5 cm
Peso	6,5 kg
Portata	130 kg

Assi da vasca

Le assi della vasca da bagno sono realizzate in plastica bianca riciclabile. Consentono all'utente di sedersi comodamente sulla vasca. La superficie liscia ne facilita la pulizia.

Le assi della vasca da bagno sono facili da montare. I robusti tasselli di sicurezza facilmente regolabili bloccano in modo ottimale l'asse all'interno della vasca. La maniglia fornita di serie è facile da impugnare ed aumenta la sicurezza.



Asse da vasca cod. 302030



Asse da vasca cod. 302031



Asse da vasca cod. 302034



Maniglione di ricambio, disponibile in rosso o blu

Dati tecnici	302030	302031	302034
Misure esterne	71 x 32 x 19 cm	70 x 35 x 17 cm	76 x 35 x 18 cm
Per vasche di largh. interna	da 41 a 64 cm	da 41 a 64 cm	da 41 a 64 cm
Peso del prodotto	2,7 kg	2,5 kg	2,35 kg
Portata max.	200 kg	150 kg	150 kg

Ausili per il bagno

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
302070	Sgabello da doccia in alluminio bianco, seduta morbida 42 cm	3 pz.	OX8	128,00 €
302071	Sgabello da doccia in alluminio grigio, seduta morbida 42 cm	3 pz.	OX8	128,00 €
302072	Sgabello da doccia in alluminio bianco, seduta morbida 47 cm	3 pz.	OX8	136,00 €
302073	Sgabello da doccia in alluminio grigio, seduta morbida 47 cm	3 pz.	OX8	136,00 €
302078	Sgabello da doccia in alluminio bianco, seduta morbida 52 cm	2 pz.	OX8	179,00 €
302079	Sgabello da doccia in alluminio grigio, seduta morbida 52 cm	2 pz.	OX8	179,00 €
30207X	Sgabello da doccia in alluminio bianco, seduta morbida 57 cm	2 pz.	OX8	224,00 €

302090	Supporto indipendente e regolabile in altezza per WC o bidet	4 pz.	OX20	75,00 €
--------	--	-------	------	---------

302012	Sedile da vasca grigio con seduta morbida	2 pz.	OX10B	134,00 €
--------	---	-------	-------	----------

302022	Sedile girevole da vasca grigio con seduta morbida	1 pz.	OX11A	241,00 €
--------	--	-------	-------	----------

302010	Sedia da doccia pieghevole	1 pz.	OX1	176,00 €
--------	----------------------------	-------	-----	----------

302011	Sedia da doccia pieghevole con WC e coperchio	1 pz.	OX2	202,00 €
--------	---	-------	-----	----------

302040	Sedile da doccia, montaggio a parete	1 pz.	OX5	170,00 €
--------	--------------------------------------	-------	-----	----------

302064	Sgabello tondo ø33 cm, altezza regolabile	2 pz.	OX3A	44,50 €
--------	---	-------	------	---------

302063	Sgabello tondo ø33 cm, altezza regolabile (flat pack)	1 pz.	OX3A	43,50 €
--------	---	-------	------	---------

302066	Sgabello tondo, seduta girevole ø 33 cm, altezza regolabile	1 pz.	OX3B	60,00 €
--------	---	-------	------	---------

302067	Sgabello triangolare in alluminio, seduta bianca 40 x 41 cm	5 pz.	OX4A	62,00 €
--------	---	-------	------	---------

302069	Sgabello triangolare in alluminio, seduta bianca 33 x 35 cm	5 pz.	OX4B	52,00 €
--------	---	-------	------	---------

302050	Sgabello da doccia in alluminio con seduta in plastica bianca	5 pz.	OX12	47,00 €
--------	---	-------	------	---------

302065	Sedile di trasferimento da vasca	1 pz.	OX6	234,00 €
--------	----------------------------------	-------	-----	----------

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
302030	Tavola da vasca, bianca, con maniglia, max 200 kg, L = 70 cm	5 pz.	OX7A	53,00 €
302031	Tavola da vasca, bianca, con maniglia, max 150 kg, L = 70 cm	5 pz.	OX7B	44,50 €
302034	Tavola da vasca, bianca, con maniglia, max. 150 kg, L = 76 cm	5 pz.	OX7C	51,00 €

Ricambi ed accessori per gli ausili per il bagno

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
295122	Clip per tubo ø25 mm, con perno ø6 x 15 mm per schienale 302075/76	1 pz.	D3	1,00 €
295126	Clip per tubo ø25mm, con perno ø6 x 32 mm per sgabello da doccia 302070-79	1 pz.	D3	1,00 €
302035	Maniglione blu per tavola da vasca 302031 o 302034	1 pz.	OX7D	16,00 €
302140	Maniglione rosso per sedile 302065	1 pz.	OX7D	7,50 €
302032	Maniglione rosso per tavola da vasca 302030	1 pz.	OX7D	8,50 €
302085	Piedini per sgabello da doccia 302070-73 (4 pezzi)	1 pz.		23,50 €
302086	Piedino per sgabello da doccia 302078-79 (4 pezzi)	1 pz.		27,50 €
302075	Schienale in PU morbido per seggiolo doccia bianco	1 pz.	OX9A	51,00 €
302076	Schienale in PU morbido per seggiolo doccia grigio	1 pz.	OX9A	51,00 €
302062	Seduta morbida grigia per 302067	1 pz.	OX1	23,50 €
302061	Seduta morbida grigia per 302069	1 pz.	OX1	19,00 €
302081	Seduta morbida grigia per sgabello con seduta 42 cm	1 pz.		44,50 €
302082	Seduta morbida grigia per sgabello con seduta 47 cm	1 pz.		51,00 €
302083	Seduta morbida grigia per sgabello con seduta 52 cm	1 pz.		55,00 €
302033	Tappi con viti per asse da vasca 302030 (conf. di 4 pz.)	1 pz.		11,50 €
226126	Tappo in gomma per sedia doccia 302070,..73, ø22 mm	1 pz.	D12C	1,25 €

*UI = Unità di Imballo (gli articoli sono comunque vendibili anche singolarmente)

KAKADU



Rubrica OY

Sedia comoda da doccia,
anche in versione basculante

Carrozzina comoda da doccia in alluminio "Kakadu"



Carrozzina comoda da doccia "Kakadu", di serie con telaio in alluminio e 4 ruote da 5"



Carrozzina comoda da doccia "Kakadu" con ruote posteriori da 24" montate (opzionali)

La carrozzina comoda da doccia "**Kakadu**" ha un telaio in alluminio trattato bianco ed è equipaggiata di serie di 4 ruote frenate da 5". La seduta, lo schienale ed i braccioli sono di PUR morbido nero. I poggiatesta sono estraibili e regolabili in altezza. È fornita di serie di secchio WC con coperchio.

Per la carrozzina comoda da doccia "Kakadu" sono disponibili come accessorio le ruote posteriori da 24". Il telaio è già predisposto di serie garantendo un montaggio semplice delle ruote. Il kit è fornito completo di tutte le parti necessarie al montaggio.

Accessori per le carrozzine comode "Kakadu"

Per le carrozzine comode da doccia della serie "Kakadu" sono disponibili diversi accessori.




Supporto regolabile per amputati



Staffa di sicurezza



Antiribaltamento ATTENZIONE: montabile solo con le ruote da 24"



Seduta chiusa (A) e seduta con foro tondo (B)



Schienale tensionabile per carrozzine comode Kakadu




Cintura di sicurezza o ausiliaria per schienale Kakadu, tutte le versioni



Pelotta laterale regolabile, disponibile in due misure



Cuscino morbido con copertura impermeabile Decutex per sedute con foro ovale



Cuscino morbido con copertura impermeabile Decutex per sedute con incavo (aperte ant.)



Scivolo per urina per sedute con incavo (aperta anteriormente)

Carrozzina comoda basculante da doccia "Kakadu Tilt"



Carrozzina comoda basculante "Kakadu Tilt"



La carrozzina comoda "Kakadu Tilt" in stato di basculamento

La carrozzina basculante "**Kakadu Tilt**" ha un angolo di basculamento regolabile da -5° a $+25^\circ$. È dotata di serie di poggiatesta, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione. I braccioli sono ribaltabili. I poggiatesta singoli sono ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con poggiatesta ad inclinazione variabile. La seduta è provvista di un'apertura centrale per l'utilizzo del secchio montato sotto la seduta stessa. Il secchio WC è estraibile ed è dotato di coperchio. Le imbottiture della seduta, dei braccioli e dello schienale sono in PUR morbido nero. La carrozzina è dotata di 4 ruote frenate da 5" ma è predisposta al montaggio di 2 ruote posteriori da 24". Il kit da 24" viene fornito di tutte le parti necessarie al montaggio e può essere montato facilmente nei fori predisposti sul telaio.


Dati tecnici	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Differenza con 24"
Larghezza seduta	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Profondità seduta	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Altezza seduta	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Apertura seduta	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Alt. max. superabile **	42,5 - 47,5 cm	43 - 48 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	---
Largh. max. sup.	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	35 cm	40 cm	---
Angolo seduta/schienale	90° / 12°						---
Distanza tra i braccioli	39,5 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,6 cm	46,5 cm	51,5 cm	---
Altezza dello schienale	46 cm						---
Larghezza totale *	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 9,5 cm*
Profondità totale	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 19 cm
Altezza totale	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Portata massima	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	150 Kg	150 Kg	---
Peso	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 4,20 kg
Basculamento	---	---	---	---	-5° bis $+25^\circ$	-5° bis $+25^\circ$	---

* Larghezza totale per Kakadu Tilt (302024 o 302025): + 14 cm

** Le ruote con tubo allungato (accessorio - cod. 30212M) consentono di aumentare l'altezza superabile di 5 cm.

"Commode Liner" - sacchetti igienici

Il nuovo copriseduta brevettato Commode Liner Disc è un accessorio unico, portatile e flessibile, facile e igienico da usare. Il Commode Liner Disc viene utilizzato in combinazione con i sacchetti Commode Liner (venduti separatamente) e può essere facilmente posizionato e rimosso dal sedile per evitare la contaminazione del sedile e del secchio. I sacchetti igienici sono disponibili con il disco copriseduta (foto OY90) o senza (foto OY91). Se usati senza copriseduta, vanno semplicemente inseriti nel secchio.



Commode Liner Disc



Commode Liner

Carrozine comoda da doccia Kakadu

Codice	Descrizione	Foto	Listino
302015	Carrozzina comoda da doccia, 4 ruote da 5 " frenate e piroettanti, seduta 38 cm	OY1	468,00 €
302018	Carrozzina comoda da doccia, 4 ruote da 5 " frenate e piroettanti, seduta 45 cm	OY1	468,00 €
302019	Carrozzina comoda da doccia, 4 ruote da 5 " frenate e piroettanti, seduta 50 cm	OY1	547,00 €
302020	Carrozzina comoda da doccia, 4 ruote da 5 " frenate e piroettanti, seduta 55 cm	OY1	623,00 €

302024	Carrozzina comoda da doccia basculante con 4 ruote da 5 " frenate e poggia testa, seduta 45 cm	OY3	786,00 €
302025	Carrozzina comoda da doccia basculante con 4 ruote da 5 " frenate e poggia testa, seduta 50 cm	OY3	850,00 €

Codice	Descrizione	Foto	Listino
302017	Kit completo con 2 ruote da 24" per sedia da doccia Kakadu 302015 .. 20		
302023	Kit completo di 2 ruote da 24" per sedia da doccia Kakadu Tilt 302024 .. 25		

Tabella ricambi per carrozzine comode da doccia Kakadu (prezzi vedi pagina seguente)

Foto OY4a

	A	B	C	D
302015	30312E	30212C	30212G	30212F
302018	302111	302107	302131	302132
302019	302112	302106	302131	302132
302020	302118	302120	302131	302132
302024	302111	302107	302131	302132
302025	302112	302106	302131	302132


Mobilex	Mobilex A/S	Material			
DK-8660	Skanderborg				
DESIGN	NAME	DATE	SIGNATURE		
APPROVED				APPLY TO TYPE	DWG NO: POS
SCALE			SHEET	EDITION:	
DESIGNATION				DWG NO:	12.2020
					KAKADU Showerchair

Ricambi (accessori vedi prossima pagina)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
302132	Appoggiapiedi per comoda Kakadu 302018/19/20/24/25, dx	OY4A	62,00 €
302131	Appoggiapiedi per comoda Kakadu 302018/19/20/24/25, sx	OY4A	62,00 €
30212F	Appoggiapiedi per comoda Kakadu 302015, dx	OY4A	55,00 €
30212G	Appoggiapiedi per comoda Kakadu 302015, sx	OY4A	55,00 €
302142	Asta per poggiatesta 302141	OY4A	18,00 €
302137	Bloccaggio per poggiapiedi Kakadu	OY4A	7,50 €
302136	Boccola in plastica per poggiapiedi comoda Kakadu	OY4A	3,25 €
302114	Clip in plastica fissaggio seduta Kakadu 302018/19/20/24	OY4A	2,25 €
30212D	Coperchio 17 x 33 cm per seduta 302015	OY4A	21,50 €
302103	Coperchio 21,3 x 40,5 cm per seduta 302018/19/20/24/25	OY4A	27,50 €
302124	Coppia adattatori per il montaggio ruote 24" su 302018, 302019 e 302020	OY4A	26,50 €
30212B	Coppia adattatori per il montaggio ruote 24" su 302024 e 302025	OY4A	27,50 €
302119	Corrimano per ruota da 24" del set 302017/23	OY4A	17,00 €
302152	Freno per 302015/18/19/20/24/25 completo di supporto, destro	OY4A	25,50 €
302151	Freno per 302015/18/19/20/24/25 completo di supporto, sinistro	OY4A	25,50 €
302144	Galletto di fissaggio per poggiatesta 302141	OY4A	1,25 €
302148	Maniglia di sblocco, con 2 cavi per 302024/25	OY4A	26,50 €
302113	Manopola a stella per fissaggio schienale su comoda da doccia Kakadu	OY4A	3,25 €
302145	Morsetto di fissaggio per poggiatesta 302141	OY4A	39,50 €
302163	Pistone a gas 100N per Kakadu Tilt	OY4A	134,00 €
302162	Pistone a gas 150N per Kakadu Tilt	OY4A	138,00 €
302108	Pistone a gas 170N per Kakadu Tilt	OY4A	138,00 €
302115	Poggiabraccio in PU 240 mm con viti per Kakadu tutti i modelli	OY4A	13,00 €
D2101	Poggiatesta completo per Kakadu 302024 e 302025 (ALSO ITEM 302150)	DZ36	149,00 €
302141	Poggiatesta per Kakadu, solo guscio in PU	OY4A	68,00 €
302130	Ruota 5" con tubo e freno per Kakadu 302015/18/19/24/25, dal 2016	OY4A	41,50 €
302121	Ruota 5" con tubo e freno per Kakadu 302018/19/20/24, fino al 2015	OY4A	41,50 €
30212M	Ruota 5" con tubo prolungato (145 mm) e freno per Kakadu, tutti i modelli	OY4A	51,00 €
30212J	Ruota 5" rinforzata con tubo e freno per Kakadu 302020	OY4A	38,50 €
30212E	Schienale 38 cm, in PU compl. fissaggio, per 302015	OY4A	60,00 €
302111	Schienale 45 cm, in PU compl. fissaggio, per 302018/302024	OY4A	55,00 €
302112	Schienale in PU per Kakadu 50 cm cod. 302019/302025	OY4A	77,00 €
302118	Schienale in PU per Kakadu 55 cm cod. 302020	OY4A	83,00 €
302101	Secchio WC con coperchio per comoda Kakadu, tutti i modelli	OY4A	18,00 €
30212C	Seduta 38 cm per 302015, con supporto secchio, senza coperchio	OY4A	111,00 €
302107	Seduta 45 cm per 302018/24, con supporto secchio, senza coperchio	OY20	126,00 €
302106	Seduta 50 cm per 302019/25, senza supporto secchio, senza coperchio	OY20	126,00 €
302120	Seduta 55 cm per 302020, senza supporto secchio, senza coperchio	OY4A	147,00 €
302153	Set di 4 viti inox per regolazione altezza ruote 5" per Kakadu	OY4A	4,25 €
302143	Set di fissaggio per poggiatesta 302141	OY4A	25,50 €
30212N	Sistema di sbloccaggio completo per poggiapiedi Kakadu tutti i modelli	OY4A	21,50 €
302117	Staffa per bracciolo, dx. per tutti i modelli	OY4A	15,00 €
302116	Staffa per bracciolo, sx. per tutti i modelli	OY4A	15,00 €
30212T	Supporto per secchio WC per Kakadu 302015, 1 paio	OY4A	15,00 €
30212L	Supporto per secchio WC per Kakadu 302018-302025, 1 paio	OY4A	15,00 €
30214A	Supporto poggiatesta per montaggio su 302015+18+19+20	OY4A	29,50 €


Info per le ruote da 5"

Foto: OY17




Ruota da 5" fino al 2015 non ha la boccola nera sulla parte alta del tubo

Foto: OY18



Ruota da 5" a partire dal 2016 ha una boccola nera sulla parte alta del tubo

Foto: OY19



Ruota da 5" prolungata per aumentare l'altezza superabile

Accessori

Codice	Descrizione	Foto	Listino
302128	Supporto per amputati, sx. per Kakadu 302018/19/24/25	OY5	57,20 €
302129	Supporto per amputati, dx. per Kakadu 302018/19/24/25	OY5	57,20 €
302195	Bracciolo 350 mm con tubo da 25,4 x 470 mm per comoda da doccia Kakadu		22,28 €
302126	Barra di sicurezza per Kakadu 302019 e 302025 (55 cm per seduta 50 cm)	OY6	34,00 €
302127	Barra di sicurezza per Kakadu 302018/24 (50 cm per seduta 45 cm)	OY6	34,00 €
302149	Barra di sicurezza per Kakadu 302020 (59 cm per seduta 55 cm)	OY6	34,00 €
302125	Anti-tip per carrozzina comoda "Kakadu", tutti i modelli a partire dal 2015 (1 pz.)	OY7	17,00 €
302109	Seduta 45 cm con foro tondo e supporto secchio per 302018/19	OY8B	119,00 €
302154	Seduta 50 cm con foro tondo e supporto secchio per 302019/25	OY8B	132,00 €
302156	Seduta 55 cm con foro tondo e supporto secchio per 302020	OY8B	155,00 €
302110	Seduta 45 cm chiusa per 302018/302024	OY8A	63,00 €
302155	Seduta 50 cm chiusa per 302019/302025	OY8A	77,00 €
302157	Seduta 55 cm chiusa per 302020	OY8A	89,00 €
30212Z	Piastra poggiapiedi chiusa 165 x 320 mm per carrozzina comoda Kakadu		62,00 €
302122	Cintura di sicurezza o ausiliaria per schienale Kakadu, tutte le versioni	OY10	21,50 €
302164	Schienale tensionabile per Kakadu con seduta 45 cm	OY9	51,00 €
302165	Schienale tensionabile per Kakadu con seduta 50 cm	OY9	53,00 €
302166	Schienale tensionabile per Kakadu con seduta 55 cm	OY9	55,00 €
30212R	Pelotta laterale dx. regolabile in PU - 10 x 14 cm	OY11	55,00 €
30212P	Pelotta laterale sx. regolabile in PU - 10 x 14 cm	OY11	55,00 €
30212S	Pelotta laterale dx. regolabile in PU - 14 x 20 cm	OY11	60,00 €
30212Q	Pelotta laterale sx. regolabile in PU - 14 x 20 cm	OY11	60,00 €
30211U	Cuscino morbido per sedute con foro tondo (chiuso davanti)	OY12	83,00 €
30210U	Cuscino morbido per seduta con incavo (aperto anteriormente)	OY13	83,00 €
30214U	Scivolo per urina per Kakadu con sedute standard (aperta anteriormente)	OY14	21,50 €

Commode Liner Disc

Codice	Descrizione	Foto	Listino
302170	Commode Liner Disc - protezione igienica	OY90	32,00 €
302171	Sacchetti Comode Liner per protezione igienica Disc (conf. da 20 pz.)	OY90	47,00 €
302172	Sacchetti Comode Liner per protezione igienica Disc (rotolo da 20 pz.)	OY90	34,00 €
302173	Sacchetti Commode Liner per secchio WC (rotolo con 20 pz.)	OY91	34,00 €

AUSILI VARI

AUSILI VARI




Rubrica Q

Tavolino da letto, pedaliera,
stampelle, bastioni, pinze prensili ecc.

Pedaliera chiudibile

Foto Q1



Pedaliera con (A) o senza (B) display LCD

Pedaliera semplice e robusta per esercitare la movimentazione di braccia o gambe. Resistenza alla pedalata regolabile a mano. Disponibile con (A) o senza (B) display LCD.

Misure: 44 x 39 x 26 cm (L x P x A)

Tavolino inclinabile da letto

Foto Q2



Tavolino da letto

Tavolino da letto regolabile in altezza e piano inclinabile. Dotato di quattro ruote piroettanti.

Dimensioni piano: 41 x 55 cm

Altezza regolabile: da 72 a 110 cm

Stampella con maniglia morbida

Foto Q3a



Stampella con maniglia morbida

Stampella regolabile in altezza in alluminio color argento con manico nero e morbido con catarifrangente rosso.

Altezza totale da 94 a 121 cm

Altezza della maniglia da 72 a 99 cm

Peso 0,5 kg

Capacità di carico 150 kg

Bastone fisso o pieghevole

Foto Q3b



Bastone da passeggio in alluminio, fisso (a sinistra) o pieghevole (a destra)

Bastone da passeggio d'alluminio nero, regolabile in altezza, manico nero.

Altezza regolabile:

da 73,6 a 96,5 cm (mod. fisso)

da 85,0 a 95,0 cm (mod. pieghevole)

Capacità di carico 100 kg

Rampino antighiaccio

Foto Q4



Rampino universale antighiaccio per stampelle e bastoni. Se non usato può essere ripiegato all'insù.

Rampino antighiaccio

Appoggia-bastone

Foto Q5



Appoggia-bastone universale da agganciare al bastone o alla stampella. Serve per appoggiare il bastone a un tavolo o altro.

Appoggia-bastone

Pinza prensile

Foto Q6



Pinza prensile lunga 87 cm, 74 cm (nella foto) o lunga 59 cm

Foto Q6b



Pinza

Foto Q6c



Terminale con gancio

Foto Q6e



Terminale magnetico

Pinza prensile con struttura in alluminio e impugnatura ergonomica. La pinza è dotata di gancio e magnete e offre la possibilità di afferrare piccoli oggetti in tre modi: con la testa gommata, con il gancio o tramite il terminale magnetico.

Disponibile in tre lunghezze: 87 cm, 74 cm o 59 cm.

Ausili vari

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
272002	Pedaliera piegabile	5	Q1B	40,50 €
272003	Pedaliera piegabile, digitale con LCD	5	Q1A	58,00 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
272010	Tavolino da letto con ruote, inclin. variabile, alt. regol. 72-115 cm	4	Q2	85,00 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
315021	Stampella regolabile 94 -121 cm, color argento, manopola soffice nera	20	Q3A	15,00 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
315015	Bastone nero, altezza regolabile 76 - 98 cm	1	Q3B	15,00 €
315016	Bastone pieghevole, nero, altezza regolabile 85 - 95 cm	1	Q3B	17,00 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
315101	Rampone antighiaccio per stampelle	10	Q4	5,75 €
315102	Appoggia-bastone	10	Q5	4,75 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
315040	Pinza prensile 59 cm	10	Q6	14,00 €
315041	Pinza prensile 74 cm	10	Q6	15,00 €
315042	Pinza prensile 87 cm	10	Q6	16,00 €

* UI = unità d'imballo

ATTENZIONE! Vi preghiamo di ordinare unità di imballo complete adguando, ove possibile, i Vostri graditi ordini alle unità di imballo. Grazie.

ROLLATOR

ROLLATOR



Rubrica RB - RT

Rollator per interni/esterni, antibracchiali,
deambulatori stabilizzanti

Rollator leggero Mobilex **Impala** con 4 ruote da 190 mm. Telaio in alluminio color blu. Il sistema di piegamento riduce al minimo lo spazio occupato dal rollator chiuso. Il rollator è equipaggiato di serie di un poggia-schiena imbottito e di una pratica borsa portaoggetti posta sotto la seduta. Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto ad un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote da 200 mm assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è adattabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori ed offre la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo.

Rollator Mobilex Impala	Standard cod. 312060	High cod. 312061	Large cod. 312062
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
<i>Altezza seduta</i>	53 cm	63 cm	53 cm
<i>Larghezza aperto / chiuso</i>	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	48 cm	49 cm	53 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	70 cm	75 cm	70 cm
<i>Peso</i>	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
<i>Dimensione ruote</i>	anteriore e posteriore: 200 x 35 mm		



Rollator Mobilex Impala



Il rollator chiuso



Cestino per la borsa sotto il sedile (accessorio)



Cestino da posizionare esternamente sul telaio (accessorio)

Rollator Impala

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312060	Rollator Impala standard, blu metallizzato, con borsa portaoggetti	RI1A	166,00 €
312061	Rollator Impala alto, blu metallizzato, con borsa portaoggetti	RI1A	185,00 €
312062	Rollator Impala largo, blu metallizzato, con borsa portaoggetti	RI1A	185,00 €

Ricambi ed accessori

Codice	Descrizione	Listino
31206F	Anello di protezione in plastica per il tubo del telaio del rollator Impala	1,00 €
312063	Borsa per Impala, 340 x 190 x 160 mm (la borsa standard non si adatta, usare 312073)	13,00 €
312069	Ceppo freno per Impala, una coppia	4,50 €
312073	Cestino per rollator Impala, 400 x 250 x 140 mm, con borsa da inserire nel cestino	13,00 €
312074	Cestino per rollator Impala, 440 x 282 x 209 mm, da posizionare esternamente	13,00 €
31206C	Forcella completa di cuscinetto superiore per rollator Impala	23,50 €
312067	Leva freno dx. completa di maniglia, tubo e cavo per rollator Impala 312060 e 312062	21,50 €
31206E	Leva freno dx. completa di maniglia, tubo e cavo per rollator Impala 312061	21,50 €
312066	Leva freno sx. completa di maniglia, tubo e cavo per rollator Impala 312060 e 312062	21,50 €
31206D	Leva freno sx. completa di maniglia, tubo e cavo per rollator Impala 312061	21,50 €
312027	Manopola a stella per la regolazione del manubrio	3,25 €
312078	Perno ruota anteriore per Impala	2,75 €
312079	Perno ruota posteriore per Impala	2,75 €
312065	Portabastoni e bicchierino di supporto per rollator Impala	9,50 €
312068	Ruota 8" per rollator Impala	13,00 €
201073	Ruota gommata 7", 185 x 30 mm, sez. ribassata, per rollator, con boccole x 45 mm	15,00 €
312064	Seduta per rollator Impala	17,00 €
31206J	Staffa in plastica per tubo schienale Impala, set di 2 pezzi con bulloni	11,00 €
31206G	Tubo poggiaschiena con imbottitura per rollator Impala 312060 e 312061	20,00 €
31206H	Tubo poggiaschiena con imbottitura per rollator Impala 312062	22,00 €

Rollator leggero **Kudu** con quattro ruote da 200 mm. Telaio in alluminio color nero o argento. Il sistema di piegamento a crociera, come una carrozzina, riduce al minimo lo spazio occupato dal rollator ripiegato. Di disegno moderno e piacevole è equipaggiato di serie di un cinturone poggiaschiena e di una pratica borsa rimovibile in tela, dotata di un pratico manico per poter essere usata anche come borsa della spesa. Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto a un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote da 200 mm assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è regolabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori per bloccare il rollator e offrire la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo. Il rollator "Kudu" è fornito di serie di un comodo portabastone, di una campanella e di un vassoio portaoggetti. Il rollator Kudu è testato e approvato per supportare un peso utente fino a **150 kg**.

Rollator Mobilex Kudu	Standard cod. 312075	Medium cod. 312076	Small cod. 312077
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	80 - 98,5 cm	79 - 88 cm	69 - 80 cm
<i>Dimensioni seduta (A x L x P)</i>	65 x 42 x 20,5 cm	57 x 42 x 20,5 cm	50 x 42 x 20,5 cm
<i>Dimensioni da chiuso (A x L x P)</i>	82 x 29 x 67 cm	79 x 27 x 68 cm	67 x 27 x 72 cm
<i>Larghezza</i>	61 cm	61 cm	61 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	67 cm	68 cm	70 cm
<i>Peso</i>	8,0 kg	7,9 kg	7,7 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
<i>Dimensione ruote</i>	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm		



Rollator Mobilex Kudu



Il rollator chiuso

Accessori di serie


Campanella



Vassoio



Porta-bastone



Pedale sbilanciamento

Rollator Kudu

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312075	Rollator Kudu argento, altezza seduta 65 cm	RK1A	305,00 €
312076	Rollator Kudu argento, altezza seduta 57 cm	RK1A	305,00 €
312077	Rollator Kudu argento, altezza seduta 50 cm	RK1A	305,00 €

Ricambi ed accessori

Codice	Descrizione	Listino
312138	Adattatore per il montaggio portabastoni su 312076 + 312077	1,00 €
312145	Boccola in plastica con filetto per fissaggio manubrio Kudu, dx.	2,50 €
312146	Boccola in plastica con filetto per fissaggio manubrio Kudu, sx.	2,50 €
312122	Borsa in tela per rollator Kudu	27,00 €
312134	Campanella per rollator Kudu	4,25 €
312127	Cavo freno per rollator Kudu	4,50 €
312137	Coperchietto ruota per rollator Kudu	0,50 €
312124	Copertura per borsa rollator Kudu	9,00 €
312144	Forcella anteriore per rollator Kudu	18,50 €
312131	Freno per rollator Kudu	6,50 €
312128	Galletto per la regolazione altezza manubrio rollator Kudu	5,25 €
312139	Gancetto di plastica che tiene insieme il rollator Kudu quando è piegato	5,25 €
312125	Kit leva freno dx. con manubrio di spinta per rollator Kudu	26,00 €
312126	Kit leva freno sx. con manubrio di spinta per rollator Kudu	26,00 €
312141	Meccanismo di bloccaggio per chiusura rollator Kudu alt.seduta 48 cm	18,00 €
312142	Meccanismo di bloccaggio per chiusura rollator Kudu alt.seduta 55 cm	18,00 €
312143	Meccanismo di bloccaggio per chiusura rollator Kudu alt.seduta 65 cm	18,00 €
312123	Poggiaschiena per rollator Kudu	13,50 €
312133	Portabastoni e bichierino per rollator Kudu	5,50 €
312132	Ruota 200 mm per rollator Kudu	19,50 €
312130	Seduta per rollator Kudu	12,50 €
312121	Vassoietto per rollator Kudu	10,50 €

Rollator leggero **Panther** con quattro grandi ruote. Telaio in alluminio color blu. Il sistema di piegamento a crociera, come una carrozzina, riduce al minimo lo spazio occupato dal rollator ripiegato. Di disegno moderno e piacevole è equipaggiato di serie di un cinturone poggia-schiena, di una pratica borsa rimovibile in tela, dotata di un pratico manico per poter essere usata anche come borsa della spesa e di un pratico porta-bastone.

Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto a un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è regolabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori per bloccare il rollator e offrire la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo. Il rollator Panther è testato e approvato per supportare un peso utente fino a **150 kg**.

Foto: RP1a



Rollator Mobilex Panther	Standard 318001	Small 318002
Altezza dei manubri (regolabile)	78 - 101 cm	71 - 93 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 195 cm	140 - 187 cm
Altezza seduta	62 cm	55 cm
Larghezza aperto / chiuso	62 / 22 cm	62 / 22 cm
Larghezza interna tra i manubri	43 cm	43 cm
Lunghezza (profondità)	75,5 cm	75,5 cm
Peso (+ borsa 380 g)	6,73 kg	6,25 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm

Rollator Panther

Codice	Descrizione	Foto	Listino
318001	Rollator Panther blu, alt. seduta 62 cm, con schienale e portabastone	RP1A	245,00 €
318002	Rollator Panther blu, alt. seduta 55 cm, con schienale e portabastone	RP1A	245,00 €

Ricambi ed accessori

Codice	Descrizione	Listino
318025	Blocco che assicura il rollator Panther and Elephant Air quando è chiuso	4,75 €
318012	Borsa per il rollator Panther	16,00 €
318023	Cavo freni con molla e tenditore per il rollator Panther	6,50 €
318013	Cintura poggiaschiena per rollator Panther	16,00 €
318026	Dispositivo di bloccaggio per rollator Panther, altezza del sedile 62 cm	25,50 €
318031	Forcella anteriore per rollator Panther	9,00 €
318027	Freno per rollator Panther	6,50 €
318021	Leva freno completa di maniglia, dx. per rollator Panther	38,50 €
318022	Leva freno completa di maniglia, sx. per rollator Panther	38,50 €
318015	Maniglia anatomica con catarifrangente, dx, per rollator Panther	5,25 €
318016	Maniglia anatomica con catarifrangente, sx, per rollator Panther	5,25 €
318035	Parte in plastica per il montaggio della maniglia freno sul rollator Panther	2,75 €
318036	Parte in plastica per tubi anteriori dell rollator Panther (old version)	2,25 €
318032	Porta stampella (set) per rollator Panther	11,50 €
318028	Ruota anteriore 200 mm (8"), argento, per rollator Panther	20,00 €
318029	Ruota posteriore 200 mm (8"), argento, per rollator Panther	20,00 €
318014	Seduta per il rollator Panther	12,00 €
318034	Tampone freno per rollator Panther (kit per 2 ruote)	19,00 €
318024	Tappo nero per il mozzo delle ruote posteriori del rollator Panther	2,75 €
318033	Tubi portaborsa per rollator Panther (set completo con 2 tubi di plastica)	6,50 €

Attenzione!

Il rollator Panther non è più disponibile ma sarà sostituito da una versione migliorata, che dovrebbe essere disponibile in autunno '24.

Il rollator **Puma Air** è un rollator per esterni di nuova concezione e di alta qualità. È dotato di un telaio in alluminio verniciato nero opaco, Le grandi ruote con pneumatici da 12" (295 mm) garantiscono una grande stabilità anche su superfici difficili. Il rollator può essere ripiegato in modo molto semplice tirando verso l'alto la cinghietta sul sedile. Le maniglie di spinta sono facilmente regolabili in altezza senza l'uso di attrezzi.

Il rollator Puma Air è dotato di serie di una cintura poggiaschiena, un portabevande, un porta bastone e di una moderna borsa chiusa. Grazie ai suoi grandi pneumatici, è particolarmente adatto per l'uso all'aperto, ma anche per l'uso in interni, dato che è largo solo 65 cm.

Il rollator pesa 9,78 kg ed è facile da trasportare.
È testato e approvato per un peso dell'utente **fino a 150 kg.**



Foto: RPa1a



Foto: RPa1b



Foto: RPa1c

Puma Air Rollator	312501
Altezza dei manubri (regolabile)	82 - 99 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	160 - 200 cm
Altezza seduta	59 cm
Larghezza aperto / chiuso	65 cm / 26 cm
Larghezza interna tra i manubri	47,6 cm
Lunghezza (profondità)	76,4 cm
Peso	9,78 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 295 mm (12") x 45 mm

Rollator Puma Air

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312501	Rollator Puma Air, nero, alt. seduta 62 cm, con schienale, portabevande e portabastone	RPA1A	338,00 €

Ricambi ed accessori per rollator Puma Air

Codice	Descrizione	Listino
312548	Blocco anti-ripiegamento per rollator Puma Air	1,75 €
312520	Borsa per rollator Puma Air	24,75 €
312553	Camera d'aria per rollator Puma Air	10,25 €
312522	Cintura poggiaschiena per rollator Puma Air	10,25 €
312557	Forcella anteriore con cuscinetti per rollator Puma Air	13,00 €
312540	Gancio di bloccaggio del rollator Puma Air	2,50 €
312544	Maniglia destra con cavo, per rollator Puma Air	29,75 €
312545	Maniglia sinistra con cavo, per rollator Puma Air	29,75 €
312558	Maniglia ergonomica, dx. per rollator Puma Air	5,25 €
312559	Maniglia ergonomica, sx. per rollator Puma Air	5,25 €
312549	Pattino freno per rollator Puma Air	1,75 €
312541	Pedale di ribaltamento per rollator Puma Air, set per sx. e dx.	5,00 €
312556	Perno con distanziale per la ruota posteriore del rollator Puma Air	4,25 €
312555	Perno per la ruota anteriore del rollator Puma Air	4,25 €
312551	Pneumatico per rollator Puma Air	17,25 €
312524	Portabastone per rollator Puma Air	3,00 €
312523	Portabevande per rollator Puma Air	2,50 €
312547	Portaborse, lato destro, per rollator Puma Air	4,75 €
312546	Portaborse, lato sinistro, per rollator Puma Air	4,75 €
312543	Ruota anteriore con forcella per rollator Puma Air	42,25 €
312542	Ruota per rollator Puma Air	36,00 €
312521	Seduta per rollator Puma Air	12,25 €

Il rollator Mobilex **Leopard** ha un telaio in alluminio che può essere facilmente ripiegato per lo stoccaggio e il trasporto. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote grandi e scorrevoli e freni facili da usare e stazionabili. Durante l'uso è protetto contro una chiusura indesiderata. La costruzione ottimale e rigida del telaio e delle maniglie garantisce un uso sicuro e confortevole. Il deambulatore Leopard è fornito di serie di un blocco chiusura per il trasporto, una borsa della spesa rimovibile, un cinturone poggia-schiena e un supporto per il bastone. È disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator è stato testato e approvato per un peso dell'utente fino a **150 kg**.



Il rollator Leopard è disponibile in 5 colori: antracite, blu, platino, rosso e verde

Rollator Leopard	Standard	Standard e Sotwheels	Small	X-Small	Small con ruote morbide
	312301 (rosso) 312304 (grigio) 312309 (blu) 312300 (verde) 312303 (platino)	312308 (rosso) 312306 (grigio) 312314 (blu) 312313 (verde) 31230A (platino)	312302 (grigio) 312319 (rosso)	31230K (grigio)	312318 (grigio)
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	63 - 79 cm	66 - 86 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	130 - 165 cm	135 - 170 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm	55 cm	50 cm	55 cm
Larghezza aperto / chiuso	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	6,9 kg	7,3 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio				
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm				

Rollator Leopard altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312301	Rollator Leopard rosso, con schienale, alt. seduta 62 cm	RL1D	317,00 €
312303	Rollator Leopard color platino, con schienale, alt. seduta 62 cm	RL1E	317,00 €
312304	Rollator Leopard antracite, con schienale, alt. seduta 62 cm	RL1A	317,00 €
312309	Rollator Leopard blu, con schienale, ruote soft , alt. seduta 62 cm	RL1B	317,00 €
312300	Rollator Leopard verde, con schienale, alt. seduta 62 cm	RL1C	317,00 €

Rollator Leopard altezza seduta 55 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
31230K	Rollator Leopard antracite, con schienale, alt. seduta 50 cm	RL1A	317,00 €
312319	Rollator Leopard rosso, con schienale, alt. seduta 55 cm	RL1D	317,00 €
312302	Rollator Leopard antracite, con schienale, alt. seduta 55 cm	RL1A	317,00 €

Rollator Leopard con ruote soft, altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312308	Rollator Leopard rosso, con schienale, ruote soft , alt. seduta 62 cm	RL1D	351,00 €
312306	Rollator Leopard antracite, con schienale, ruote soft, alt. seduta 62 cm	RL1A	351,00 €
312314	Rollator Leopard blu, con schienale, ruote soft , alt. seduta 62 cm	RL1B	351,00 €
312313	Rollator Leopard verde, con schienale, ruote soft , alt. seduta 62 cm	RS2A	351,00 €
31230A	Rollator Leopard color platino, con schienale, ruote soft, alt. seduta 62 cm	RL1E	351,00 €

Rollator Leopard con ruote soft, altezza seduta 55 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312318	Rollator Leopard antracite, con schienale, ruote soft , alt. seduta 55 cm	RL1A	351,00 €

Ricambi ed accessori vedi rubrica RS

Il rollator leggero **Panda Comfort** ha un telaio in alluminio di colore blu scuro. Il rollator è facile da ripiegare, occupa poco spazio ed è facile da trasportare. Il sedile è in nylon resistente e di lunga durata. Sulla parte anteriore è fissata una borsa chiusa per la spesa, dotata di due maniglie per poter essere facilmente rimossa e trasportata separatamente.

Le grandi ruote morbide rendono il rollator molto stabile e facile da manovrare. È adatto all'uso sia all'interno che all'esterno, dove le grandi ruote garantiscono un buon assorbimento degli urti. Le maniglie di spinta possono essere regolate in altezza con estrema facilità e senza l'ausilio di attrezzi. I freni sono scorrevoli e stazionabili. Due pedali per il basculamento per facilitare il superamento di piccoli ostacoli sono fissati al telaio vicino alle ruote posteriori. Il rollator è dotato di serie di un gancio di bloccaggio da chiuso, di una borsa chiusa e rimovibile, di una cintura poggiaschiena e di un porta bastone. È disponibile un'ampia gamma di altri accessori.

Il rollator è testato e approvato per un peso dell'utente **fino a 150 kg**.

Consegna prevista per metà/fine luglio 2023



Panda Comfort rollator	312601
Altezza dei manubri (regolabile)	77,5 - 99,1 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	160 - 200 cm
Altezza seduta	59 cm
Larghezza aperto / chiuso	65 cm / 26,4 cm
Larghezza interna tra i manubri	45,5 cm
Lunghezza (profondità)	77,5 cm
Peso	9,44 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 285 mm x 45 mm


Rollator Panda Comfort

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312601	Rollator Panda Comfort, blu scuro, alt.seduta 61 cm, con poggiaschiena e portabastone	RPC1A	420,00 €

Ricambi ed accessori vedi rubrica RS

I rollator antibracchiali Mobilex **Tiger** e **Tiger Outdoor** si basano rispettivamente sugli eleganti rollator Leopard (Tiger) e Lion (Tiger Outdoor) e hanno quindi anche le loro caratteristiche e funzioni. Inoltre, i morbidi e confortevoli supporti antibracchiali sono regolabili in profondità, angolo e altezza. A parte che sul modello 312201 i braccioli possono essere ruotati verso l'interno in 2 passi di 22,5 gradi ciascuno. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote grandi e scorrevoli, con freni facili da usare e bloccabili. In posizione aperta il rollator è protetto contro lo sbloccaggio involontario. Di serie, il rollator ha un bloccaggio per il trasporto e una borsa spesa rimovibile. È inoltre disponibile un'ampia gamma di accessori. Il rollator Tiger Standard è omologato solo per uso in interni su pavimenti piani e per un peso utente fino a **150 kg**, mentre il modello Tiger Outdoor è omologato anche per un uso esterno per utenti con un peso fino a **200 kg**.

Mobilex Rollator Tiger * con appoggi antibracchiali rotabili	Standard cod. 312201 (grigio) cod. 312211 (rosso) cod. 312202 (marrone) *	Outdoor cod. 312205 (grigio) * cod. 312206 (marrone) *
Altezza dei poggiamiti (regolabile)	90 cm - 115 cm	87 - 110 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	140 - 185 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Largh. seduta / Largh. interna tra i manubri	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
Lunghezza (profondità')	66 cm	77 cm
Peso (+ borsa 380 g)	9,5 kg	12 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm



Rollator antibracchiale Tiger

Rollator antibracchiale Tiger Outdoor

Appoggio antibracchiale rotabile *


Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS)



Seduta rigida imbottita

Vassoio

Frizione (set per 2 ruote)



Borsa a retino aperta (A)
Borsa a retino con cerniera (B)

Set cavi mono-freno

Portabastone (set completo)

Rollator antibracchiale Tiger

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312201	Rollator antibracchiale Tiger antracite, alt. seduta 62 cm	RT1A	660,00 €
312211	Rollator antibracchiale Tiger rosso, alt. seduta 62 cm	RT1A	660,00 €

Rollator antibracchiale Tiger con appoggi rotabili

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312202	Rollator antibracchiale Tiger marrone, appoggi ruotabili, alt. seduta 62 cm	RT1C	740,00 €

Rollator antibracchiale Tiger Outdoor con appoggi rotabili

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312205	Rollator antibracchiale Tiger Outdoor antracite, alt. seduta 62 cm	RT1E	920,00 €
312206	Rollator antibracchiale Tiger Outdoor marrone, alt. seduta 62 cm	RT1E	920,00 €

Ricambi ed accessori vedi rubrica RS

Il rollator Mobilex **Buffalo HD** ha un telaio in alluminio rinforzato ed è facilmente chiudibile per il trasporto. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Il telaio rinforzato consente di sopportare pesi fino a 200 kg. Il rollator è dotato di grandi ruote scorrevoli e dispone di freni stazionabili. Il disegno ottimale e robusto del telaio è garante per il maggior comfort d'uso. Il rollator è dotato di serie di una sicura per il trasporto, di una borsa per la spesa asportabile, un cinturone poggiaschiena e di portabastone. Inoltre è disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator Mobilex Buffalo è testato ed approvato per supportare pesi fino a **200 kg**.

Rollator Mobilex Buffalo HD	Standard cod. 312305	Small cod. 312307
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	125 - 170 cm
Altezza seduta	62 cm	55 cm
Larghezza aperto / chiuso	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	56 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	7,8 kg	7,5 kg
Portata max. (rollator / borsa)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm	



Rollator Buffalo HD



Il rollator chiuso



Freni facili da azionare



Borsa asportabile

Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS)


Seduta rigida imbottita



Vassoio



Ombrello ripiegato



Frizione (set di due ruote)



Ruota morbida SOFT

Rollator Buffalo HD altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312305	Rollator Buffalo HD antracite, con poggiaschiena, alt. seduta 62 cm	RB1A	420,00 €
312385	Rollator Buffalo antracite, con schienale, ruote soft, alt. seduta 62 cm		452,00 €

Rollator Buffalo HD altezza seduta 55 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312307	Rollator Buffalo HD antracite, con poggiaschiena, alt. seduta 55 cm	RB1A	420,00 €
312387	Rollator Buffalo antracite, con schienale, ruote soft, alt. seduta 55 cm		452,00 €

Ricambi ed accessori vedi rubrica RS

Il rollator Mobilex **Lion** è un rollator sviluppato per strade non asfaltate o pavimentate, che con le sue grandi ruote non si arresta davanti a ostacoli che rappresenterebbero un problema per altri rollator. Le grandi ruote morbide assicurano una guida confortevole anche su terreni sconnessi e sentieri non livellati con ghiaia o terra. Il rollator può essere facilmente piegato trasversalmente per un ingombro ridotto ed è quindi molto facile da trasportare in macchina o da stivare in casa. Viene fornito di serie con un comodo sedile in tessuto resistente agli strappi, una borsa per la spesa rimovibile, un porta bastone e un cinturone poggia-schiena. Il rollator è disponibile in due colori (marrone o grigio antracite) ed è testato e approvato per un peso utente di **200 kg**.

Rollator Mobilex Lion	Standard cod. 312372 (grigio antracite) cod. 312374 (marrone)	Small cod. 312371 (grigio antracite) cod. 312373 (marrone)
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	90-112 cm	77-90 cm
<i>Consigliato per utenti con un'altezza di</i>	170 - 220 cm	165 - 175 cm
<i>Altezza seduta</i>	62 cm	53 cm
<i>Larghezza aperto / chiuso</i>	68 / 26 cm	68 / 26 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	56 cm	56 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	76 cm	76 cm
<i>Peso (+ borsa 380 g)</i>	9,3 kg	9,0 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
<i>Dimensione ruote (ruote morbide)</i>	Anteriore 285 x 44 mm - posteriore 235 x 44 mm	



Rollator Mobilex Lion



Il rollator chiuso

Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS a pagina 174 del catalogo)


Seduta rigida imbottita



Vassoio



Set cavi per mono-freno

Rollator Lion altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312372	Rollator Lion antracite, con poggiaschiena, alt.seduta 62 cm	RLI1A	530,00 €
312374	Rollator Lion marrone, con poggiaschiena, alt.seduta 62 cm	RLI1A	530,00 €

Rollator Lion altezza seduta 53 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312371	Rollator Lion antracite, con poggiaschiena, alt.seduta 53 cm	RLI1A	530,00 €
312373	Rollator Lion marrone, con poggiaschiena, alt.seduta 53 cm	RLI1A	530,00 €

Ricambi ed accessori vedi rubrica RS

Il rollator Mobilex **Gepard** ha un telaio in fibra di carbonio con ulteriori parti in alluminio. È facilmente chiudibile per il trasporto ed è estremamente stabile e facile da manovrare. Il rollator è dotato di grandi ruote scorrevoli da 8" e dispone di freni stazionabili. Il disegno ottimale e robusto del telaio è garante per un maggior comfort d'uso. Il rollator è dotato di serie di una sicura per il trasporto, una borsa per la spesa asportabile e un poggia-schiena. Inoltre è disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator è collaudato e omologato per un peso utente fino a **150 kg** (il modello HD fino a **200 kg**).



Il rollator Gepard ha un telaio in fibra di carbonio ed è fornibile in 3 colori (nero, giallo e lilla/nero)

Rollator Gepard	Standard 312401 (nero) 312403 (giallo) 312404 (lilla/nero)	Con ruote SOFT 312406 (nero) 312407 (giallo) 312408 (lilla/nero)	Small 312402 (nero)	HD * 312405 (nero)
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio			
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm			

Rollator Gepard altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312401	Rollator Gepard in fibra di carbonio, con schienale e portabastone, alt. seduta 62 cm	RG1A	530,00 €
312403	Rollator Gepard in fibra di carbonio, giallo, con schienale e portabastone, alt. seduta 62 cm	RG1C	530,00 €
312404	Rollator Gepard in fibra di carbonio, lilla/nero, con schienale e portabastone, alt. seduta 62 cm	RG1B	530,00 €

Rollator Gepard altezza seduta 55 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312402	Rollator Gepard in fibra di carbonio, con schienale e portabastone, alt. seduta 55 cm	RG1A	530,00 €

Rollator Gepard HD altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312405	Rollator Gepard HD in fibra di carbonio, con schienale e portabastone, alt. seduta 62 cm	RG1H	574,00 €

Rollator Gepard con ruote soft, altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312406	Rollator Gepard in fibra di carbonio, con schienale e portabastone, ruote soft, alt. seduta 62 cm		564,00 €
312407	Rollator Gepard in fibra di carbonio, giallo, con schienale e portabastone, ruote soft, alt. seduta 62 cm		564,00 €
312408	Rollator Gepard in fibra di carbonio, lilla/nero, con schienale e portabastone, ruote soft, alt. seduta 62 cm		564,00 €

Ricambi ed accessori vedi rubrica RS

I **sistemi frenanti anticaduta RolloGuard** sono una combinazione innovativa e perfetta per i nostri rollator di fascia alta Mobilex. La prevenzione anticaduta RolloGuard riduce il rischio di cadute o lesioni da caduta con un rollator. La tecnologia anticaduta brevettata RolloGuard si attiva se il rollator è spinto in maniera brusca, azionando immediatamente i freni ed impedendo in questo modo una caduta dell'utente garantendo una mobilità più sicura con il rollator.

RolloGuards Instant Fall Prevention è compatibile con la nostra linea di rollator **Leopard, Buffalo, Gepard, Leopard e Tiger** ed utilizza la tecnologia 'Transversor' che si attiva in caso di movimenti bruschi o accidentali rendendo la mobilità dell'utente più sicura.



Rollator Mobilex Leopard con ruote morbide e sistema anticaduta RolloGuard montato



Rollator Mobilex Leopard con ruote morbide e sistema anticaduta RolloGuard montato

Diversi livelli di protezione

Un rollator dotato di RolloGuard è contrassegnato da un adesivo sul tamburo freno RolloGuard alle ruote posteriori. Questo adesivo di colore specifico si riferisce ai diversi livelli di azionamento che influiscono sull'attivazione della protezione anticaduta: alto (rosso), medio (giallo) e basso (verde). Nel manuale troverete una descrizione dettagliata dei colori e della loro destinazione d'uso.



Tecnologia RolloGuard 'Transversor'



Il sistema anticaduta RolloGuard

Leopard Rollator completo di RolloGuard Instant Fall Protection

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312U33	Rollator Leopard antracite, ruote soft, protezione anticaduta RolloGuard, alt. seduta 62 cm	RGU1	960,00 €

RolloGuard Instant Fall Protection (senza rollator)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1381	Sistema RolloGuard con montaggio (per rollator Leopard, Tiger e Buffalo con ruote standard)		536,00 €
D1382	Sistema RolloGuard con montaggio (per rollator Leopard con ruote Soft)		536,00 €
D1383	Sistema RolloGuard con montaggio (per rollator Gepard con ruote standard)		536,00 €
D1384	Sistema RolloGuard con montaggio (per rollator Gepard con ruote standard)		536,00 €

Ricambi RolloGuard

Codice	Descrizione	Foto	Listino
31233R	Ruota posteriore nera SOFT per rollator con sistema frenante RolloGuard (lato dx.)	RGU4	268,00 €
31233S	Ruota posteriore nera SOFT per rollator con sistema frenante RolloGuard (lato sx.)	RGU4	268,00 €
211085	Ruota in poliuretano 8" x 1 1/4", nera, per ruote soft per rollator (e RolloGuard)		23,50 €
312395	Set di magneti con 3 impostazioni (verde, giallo e rosso) per il sistema frenante RolloGuard	RGU3	10,50 €
312396	Ventosa per mozzo RolloGuard		16,00 €

Accessori per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Foto: RS1a



Seduta rigida imbottita

Foto: RS1b



Vassoio

Foto: RS1g



Ombrello con supporto

Foto: RS1c



Borsa con cerniera

Foto: RS1d



Borsa con chiusura magnetica

Foto: RS1e



Borsa a retino aperta

Foto: RS1f



Borsa a retino con cerniera

Foto: RS1h



Cinturoni poggia-schiena

Foto: RS1i



Set portabastone

Foto: RS1j



Set portabastone per Tiger

Foto: RS1k



Set cavi per monofreno

Foto: RS1l



Frizione (set per 2 ruote)

Foto: RS1m



Ruota SOFT (argento o nera)

Foto: RS1n



Lampada a LED (rossa o bianca)

Foto: RS1o



Campanella (rossa o blu)


Foto: RS1p



Porta-bottiglia per l'ossigeno

Ricambi per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Foto: RS2A



Seduta con cinturino di sblocco

Foto: RS2B



Gancio di sblocco

Foto: RS2C



Sicura anti-chiusura con tubi

Foto: RS2D



Cavo freno

Foto: RS2E



Ceppi freno (1 set)

Foto: RS2F



Maniglia con leva freno

Foto: RS2G



Leva freno Tiger

Foto: RS2H



Supporto antibracchiale completamente

Foto: DZ10



Supporto antibracchiale in PU

Foto: RS2i



Manopole anatomiche

Foto: RS2J



Borsa standard

Foto: RS2R



Galletto e manopolina

Foto: RS2K

Foto: RS2IL



Ruota standard (nera o argento)

Foto: RS2M



Forcella anteriore

Foto: RS2N



Tappo coprimozzo

Foto: RS2P



Foto: RS2Q



Foto: RS2T





Accessori per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Codice	Descrizione	Leopard		Panda	Gepard			Tiger	Tiger Out- door	Buffalo		Lion	Foto	Listino
		Std.	Small	Conf.	Std.	HD	Small			Std.	Small			
312362	Borsa a rete, aperta							X					RS1E	16,00 €
312364	Borsa a rete, aperta	X	X	X	X		X						RS1E	16,00 €
312366	Borsa a rete, aperta					X				X	X	X	RS1E	19,00 €
312363	Borsa a rete, chiusa							X					RS1F	21,50 €
312365	Borsa a rete, chiusa	X	X	X	X		X						RS1F	21,50 €
312367	Borsa a rete, chiusa					X				X	X	X	RS1F	21,50 €
312342	Borsa chiudibile a magnete	X	X	X	X		X	X					RS1D	58,00 €
312347	Borsa chiudibile con cerniera	X	X	X	X		X	X					RS1C	52,00 €
312349	Borsa chiudibile con cerniera					X				X	X		RS1C	63,00 €
31234A	Borsa chiudibile con cerniera								X			X	RS1C	63,00 €
312369	Campanaella blu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1O	13,50 €
312368	Campanella rossa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1O	13,50 €
312320	Friizione, kit per 2 ruote	X	X					X		X	X		RS1L	92,00 €
312323	Friizione, kit per 2 ruote								X			X	RS1L	104,00 €
31232E	Friizione, kit per 2 ruote				X	X	X						RS1L	109,00 €
D3151	Frizione, costo di montaggio	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		42,50 €
31232G	Frizione, costo di montaggio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		109,00 €
31236A	Luce LED bianca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1N	13,00 €
31236B	Luce LED rossa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1N	13,00 €
312328	Monofreno completo di cavi *							X					RS1K	44,50 €
312329	Monofreno completo di cavi *	X			X	X				X			RS1K	44,50 €
31232J	Monofreno completo di cavi *		X				X				X		RS1K	44,50 €
D3150	Monofreno, costo di montaggio	X	X		X	X	X	X		X	X			64,00 €
312340	Ombrello con supporto	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS1G	113,00 €
312322	Portabastone, kit completo	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS1I	17,00 €
31233D	Portabastone, kit completo							X	X				RS1J	49,00 €
31233I	Ruota anteriore argento SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	38,50 €
31233G	Ruota anteriore argento SOFT 285 mm			X					X			X	RS1M	50,00 €
312338	Ruota anteriore nera SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	36,00 €
D1361	Ruota posteriore arg. SOFT con montaggio				X	X	X							34,00 €
31233J	Ruota posteriore argento SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	38,50 €
31233H	Ruota posteriore argento SOFT 235 mm								X			X	RS1M	41,50 €
312337	Ruota posteriore nera SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	36,00 €
D1360	Ruota posteriore nera SOFT con montaggio	X	X					X		X	X			34,00 €
312357	Schienale L=700-750 mm regolabile	X	X	X	X		X						RS1H	67,00 €
312355	Schienale L=810 mm	X	X	X	X		X						RS1H	41,50 €
312332	Schienale L=810 mm, H=200 mm	X	X	X	X		X						RS1H	60,00 €
312331	Schienale L=850 mm					X				X	X	X	RS1H	53,00 €
312315	Seduta fissa imbottita	X	X	X	X		X	X					RS1A	72,00 €
312316	Seduta fissa imbottita					X				X	X		RS1A	69,00 €
312317	Seduta fissa imbottita								X			X	RS1A	77,00 €
312321	Supporto per bottiglia d'ossigeno	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	RS1P	60,00 €
312325	Vassoio	X	X	X	X		X	X					RS1B	42,50 €
312326	Vassoio					X				X	X		RS1B	55,00 €
31232F	Vassoio (solo per alt. seduta 62 cm)								X			X	RS1B	55,00 €

Spare parts for Mobilex rollators

Leopard, Buffalo, Tiger, Gepard and Lion



For the item nr. please see the reference in the price list

Mobilex		Spareparts-RS-rollators					
	NAME	DATE	SIGNATURE				
DESIGN							
APPROVED					APPLY TO TYPE	DWG NO.	POS
SCALE		SHEET			EDITION		
DESIGNATION					DWG NO.	09.2022	

Ricambi per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Codice	Descrizione	Leopard		Panda	Gepard			Tiger	Tiger	Buffalo		Lion	Foto	Listino
		Std.	Small	Comf.	Std.	HD	Small		Out-door	Std.	Small			
312333	Appoggiagomito in PU							X	X				DZ10	42,50 €
312397	Boccola in plastica per la crociera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2U	5,25 €
312346	Borsa larga				x	X	X			X	X		RS2J	52,00 €
312343	Borsa larga per alt. seduta 55 cm												RS2J	50,00 €
312348	Borsa larga per alt. seduta 62 cm								X			X	RS2J	48,00 €
312345	Borsra standard	X	X	X	X			X					RS2J	48,00 €
312327	Cavo freno							X					RS2D	13,00 €
31232A	Cavo freno	X	X		X	X	X			X	X		RS2D	11,50 €
31232B	Cavo freno								X			X	RS2D	11,50 €
31233M	Cinghia stabilizzante / schienale								X				RS2P	64,00 €
31233Q	Cinghia stabilizzante x supporti avambraccio							*	X				RS2Q	24,00 €
31233T	Cinghia stabilizzante x supporti avambraccio							**					RS2T	19,90 €
31233K	Forcella anteriore	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2M	15,50 €
312351	Galletto per appoggiagomito (1 pz.)							X	X				RS2R	4,75 €
31235B	Gancio di bloccaggio (alt.sed. 62 cm)									X			RS2B	23,00 €
312353	Gancio di bloccaggio (per alt. seduta 55 cm)		X	X			X				X		RS2B	23,00 €
312352	Gancio di bloccaggio (per alt. seduta 62 cm)	X			X	X		X		X			RS2B	23,00 €
312339	Maniglia freno							X					RS2G	15,50 €
31233B	Maniglia freno dx. completa di manopola	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2F	25,50 €
31233C	Maniglia freno sx. completa di manopola	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2F	25,50 €
31233E	Manopola anatomica dx.	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2I	17,00 €
31233F	Manopola anatomica sx.	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2I	17,00 €
312358	Manopolina per regolazione d'altezza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2K	5,25 €
31233A	Ruota anteriore argento	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2L	36,50 €
312334	Ruota anteriore nera	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2L	23,50 €
312336	Ruota posteriore argento SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2L	39,50 €
312335	Ruota posteriore nera	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2L	23,50 €
312310	Seduta standard con cinghia di sbloccaggio	X	X	X	X		X	X					RS2A	19,00 €
312311	Seduta standard con cinghia di sbloccaggio					X				x	x		RS2A	22,50 €
312312	Seduta standard con cinghia di sbloccaggio								X			X	RS2A	23,50 €
312102	Set appoggiagomiti con tubo (2 pz.)							X					RS2H	298,00 €
312361	Set tubi portasedile (con bottone rosso)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2C	31,00 €
31232D	Tampone freno (set per 2 ruote)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2E	21,50 €
219901	Tappo nero di protezione per mozzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2N	0,50 €

* per Rollator Tiger 312205, 312206 e 312202

** per Rollator Tiger 312201 e 312211

Il rollator per interni Mobilex **Jaguar** ha un telaio in alluminio e può essere facilmente ripiegato. La struttura è molto leggera e offre un'elevata stabilità e un'estrema scorrevolezza. Il rollator Jaguar è equipaggiato di serie di una borsa e di un vassoio rimovibile. Le ruote grandi e scorrevoli sono dotate di 2 freni stazionabili. Il rollator è approvato solo per **uso in interni** ed è testato e approvato per un peso utente fino a 100 kg.



Foto: RJ1a



Foto: RJ1b



Foto: RJ1c



Foto: RJ1d



Foto: RJ1e

Il rollator **Jaguar SUPREME** (foto a sinistra) ha un design particolarmente pregiato con parti in un nuovo e attraente look ligneo. Le ruote hanno i cerchi di color argento e anche il vassoio del rollator si presenta nel nuovo look ligneo.

Rollator Jaguar	Diversi colori	SUPREME
Altezza manubrio (regolabile)	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Dimensioni da chiuso (A x L x P)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Larghezza	54,5 cm	56,5 cm
Lungh. (profondità) aperto / chiuso	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Peso	6,3 kg	6,0 kg
Portata max. (rollator / borsa)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensioni ruote	Anteriore e posteriore: 7" (175 x 27 mm)	



Foto: RJ1f



Foto: RJ1g



Foto: RJ1h

Nuovo colore rosso/bianco
Disponibile da metà dicembre '23

Nuovi colori verde/bianco e blu/bianco
Disponibili da marzo 2024

Rollator Jaguar

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312410	Rollator da interni Jaguar, arancione	RJ1A	222,00 €
312411	Rollator da interni Jaguar, azzurro	RJ1B	222,00 €
312412	Rollator da interni Jaguar, champagne	RJ1C	222,00 €
312413	Rollator da interni Jaguar, lilla	RJ1D	222,00 €
312414	Rollator da interni Jaguar, rosso/bianco	RJ1F	222,00 €
312416	Rollator da interni Jaguar, blu/bianco	RJ1G	222,00 €
312417	Rollator da interni Jaguar, verde/bianco	RJ1H	222,00 €

312415	Rollator da interni Jaguar SUPREME, bianco, con effetto legno	RJ1E	258,00 €
--------	---	------	----------

Ricambi ed accessori


Codice	Descrizione	Listino
312454	Borsa per rollator Jaguar arancione	19,00 €
312455	Borsa per rollator Jaguar azzurro	19,00 €
31246B	Borsa per rollator Jaguar blu/bianco	19,00 €
312459	Borsa per rollator Jaguar champagne	19,00 €
312465	Borsa per rollator Jaguar lilla	19,00 €
312466	Borsa per rollator Jaguar rosso/bianco	19,00 €
312464	Borsa per rollator Jaguar SUPREME	19,00 €
31246E	Borsa per rollator Jaguar verde/bianco	19,00 €
312458	Clip per la regolazione altezza manubrio del rollator Jaguar (1 kit)	15,00 €
312456	Clip rosso per bloccaggio freno	3,25 €
312457	Maniglione per rollator Jaguar	36,00 €
31246F	Maniglione per rollator Jaguar SUPREME	36,00 €
312468	Portabastoni e bicchierino di supporto per rollator Jaguar (set completo)	11,00 €
312452	Ruota anteriore 7" per rollator Jaguar	15,00 €
312462	Ruota anteriore 7" per rollator Jaguar SUPREME	17,00 €
312453	Ruota posteriore 7" per rollator Jaguar	15,00 €
312463	Ruota posteriore 7" per rollator Jaguar SUPREME	17,00 €
312469	Tappo coprimozzo nero per la ruota posteriore del rollator Jaguar (312410-14)	0,50 €
312469	Tappo coprimozzo nero per la ruota posteriore del rollator Jaguar Supreme (312415)	0,50 €
312467	Vassoio color crema per rollator Jaguar	19,00 €
312461	Vassoio effetto legno per rollator Jaguar SUPREME	19,00 €
312451	Vassoio nero per rollator Jaguar	19,00 €

Il deambulatore stabilizzante Mobilex **Dynawalk** è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento della deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in alluminio ed è dotato di una imbragatura asportabile e lavabile adatta a sostenere l'utente in caso di cedimenti. Gli appoggia-gomiti imbottiti sono regolabili in altezza e reclinabili. Le manopole sono regolabili in angolazione. La larghezza del deambulatore è facilmente adattabile a mezzo di una crociera. Tutte le regolazioni si effettuano facilmente e senza attrezzi.

Deambulatore stabilizzante DynaWalk	Codice 313001 HMI nr. 79696	Codice 313002 HMI Nr. 79697
Portata	135 kg	135 kg
Peso	12,5 kg	12,5 kg
Lunghezza	82 cm	82 cm
Larghezza (regolabile)	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
Altezza poggia-gomiti (regolabile)	100 - 123 cm	100 - 123 cm
Altezza max. manopole	136 cm	136 cm
Freni anteriori	2 stazionabili a pedale	2 stazionabili a pedale
Freni posteriori	2 stazionabili a pedale con frizione	2 con leva freno sul manubrio, stazionabili



Deambulatore stabilizzante DynaWalk



Freno stazionabile completo di frizione



Freno posteriore azionato a mano



Leva freno sul manubrio del modello 313002

Deambulatore stabilizzante Dynawalk

Codice	Descrizione	Foto	Listino
313001	Deambulatore stabilizzante Dynawalk	RD1A	560,00 €
313002	Deambulatore stabilizzante Dynawalk con leve freno	RD1D	680,00 €

Ricambi ed accessori


Codice	Descrizione	Listino
313211	Poggiabraccio sinistro per Dynawalk	43,50 €
313210	Poggiabraccio destro per Dynawalk	43,50 €
313115	Meccanismo di bloccaggio altezza per Dynawalk, sx.	10,50 €
313116	Maccanismo di bloccaggio altezza per Dynawalk, dx.	10,50 €
313212	Ruota Fender per Dynawalk	5,25 €
313105	Imbragatura di supporto per Dynawalk, con staffe di montaggio	55,00 €
313114	Appoggiabraccio con freno e cavo sx., regolabile per Dynawalk	29,00 €
313113	Appoggiabraccio con freno e cavo dx., regolabile per Dynawalk	29,00 €
313112	Appoggiabraccio sx. regolabile per Dynawalk	18,00 €
313111	Appoggiabraccio dx. regolabile per Dynawalk	18,00 €
313101	Boccola in plastica per la regolazione d'altezza Dynawalk	7,50 €
313201	Ruota con freno per Dynawalk standard	23,50 €
313203	Ruota con forcella e cavo freno per Dynawalk "Brake"	19,00 €
313202	Ruota con forcella e frizione per Dynawalk	34,00 €

Il deambulatore stabilizzante Mobilex **Bison** è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento della deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in alluminio. Gli appoggia-gomiti imbottiti sono regolabili in altezza e larghezza. Le manopole sono regolabili in angolazione. Regolare l'altezza dei poggia-gomiti è estremamente facile in quanto l'operazione è assistita da un pistone a gas. Tutte le regolazioni del deambulatore si effettuano senza uso di attrezzi.

Deambulatore stabilizzante Mobilex Bison	Codice 313300
<i>Larghezza telaio alle ruote posteriori</i>	66,0 cm
<i>Larghezza regolabile degli appoggiabraccia</i>	66,0 - 80,0 cm
<i>Distanza tra le manopole</i>	34,0 cm
<i>Altezza regolabile</i>	102,2 - 143,0 cm
<i>Lunghezza totale</i>	86,0 cm
<i>Peso totale</i>	18,3 kg
<i>Portata massima</i>	150 kg



Il deambulatore stabilizzante Bison



Bretella di supporto montata (accessorio)

Accessori



Bretella di supporto



Set cavi mono-freno



Supporto per sacche infusione o drenaggio



Supporto per bottiglie ossigeno

Deambulatore stabilizzante Bison

Codice	Descrizione	Foto	Listino
313300	Deambulatore stabilizzante Bison	RBI1A	920,00 €

Accessori

Codice	Descrizione	Foto	Listino
313384	Cavo per monofreno per Bison	RBI2B	126,00 €
313380	Imbragatura con 4 supporti di fissaggio per Bison	RBI2A	141,00 €
313321	Piastra di fissaggio per il supporto bottiglia d'ossigeno		72,00 €
313386	Portaflebo per Bison	RBI2C	91,00 €
312321	Supporto per la bottiglia d'ossigeno	RS1P	60,00 €
313387	Supporto per sacchetti di drenaggio	RBI2C	53,00 €

Ricambi

Codice	Descrizione	Listino
313388	Appoggia-gomiti completo (destra e sinistra)	160,00 €
313390	Appoggia-gomiti dx. per Bison	85,00 €
313391	Appoggia-gomiti sx. per Bison	85,00 €
313383	Cavo freno per deambulatore Bison (destra o sinistra)	15,00 €
313389	Impugnatura completa con tubo e leva freno	44,50 €
313385	Pistone a gas per deambulatore stabilizzante Bison	109,00 €
313382	Ruota anteriore con freno direzionale e di stazionamento per Bison (1 pz.)	64,00 €
313381	Ruota posteriore con freno direzionale per Bison (1 pezzo)	64,00 €

Trolley per la spesa Koala

Elegante trolley per la spesa in alluminio con grande borsa della spesa in nylon resistente agli strappi. Premendo il grande pulsante sul lato può essere usato come seduta per una breve sosta. Quando è fermo, le ruote non toccano terra, quindi non può rotolare via quando è usato come seduta. Se in movimento, le barre ricurve del telaio assicurano un passaggio facile anche su superfici irregolari. Il trolley è leggero, ma robusto ed il suo telaio in alluminio previene la formazione di ruggine. La seduta ha una portata max. di 110 kg.

Nel 2017, il trolley ha vinto il premio Red Dot Award per il suo concetto e design.

Motivazione della giuria: Il sistema di seduta integrato e l'attenzione posta nella progettazione del trolley testimoniano una considerazione sensibile delle esigenze delle persone anziane.



Il trolley Koala



Il manubrio pieghevole permette di usarlo come seduta per brevi pause di riposo

Koala Shoppingtrolley	codice 319001
Altezza da aperto	96 cm
Altezza del sedile	65 cm
Peso	2,5 kg
Capacità di carico del sedile (peso massimo dell'utente)	110 kg
Capacità di carico della borsa	30 kg

Trolley per la spesa Koala

Codice	Descrizione	Foto	Listino
319001	Trolley per la spesa Koala, blu e grigio, con funzione di seduta, alt. seduta 65 cm	RK01A	148,00 €
319002	Trolley per la spesa Koala, arancione e grigio, con ruote e funzione di seduta, altezza seduta 65 cm	RK02A	148,00 €

