

TRANSFERPRODUKTER

MOBILEX UDVALG AF TRANSFERPRODUKTER



TRANSFERBRÆDT AF PVC

Varenr. 240505

Mobilglide transferbrædtet er lavet 6 mm hvid PVC. Den lave friktionsmodstand på transferbrædtet gør overflyttelsen til eller fra kørestolen meget lettere. Skridsikre strimler, som kan fastgøres på undersiden af brædtet, fås som tilbehør, for at forhindre dem i at glide af. Transferbrædtet kan belastes med op til 150 kg ved en maksimal afstand på 20 cm.

Transferbrædtet af PVC fås i størrelsen 800 x 245 mm.

TRANSFERBRÆDT AF POLYPROPYLEN

Varenr. 240501, 240502 & 240507

Mobilglide transferbrædtet er lavet af 6 mm gennemsigtig polypropylen. Den lave friktionsmodstand på transferbrædtet gør overflyttelsen til eller fra kørestolen meget lettere. Skridsikre strimler, som kan fastgøres på undersiden af brædtet, fås som tilbehør, for at forhindre dem i at glide af. Transferbrædtet kan belastes med op til 150 kg ved en maksimal afstand på 20 cm.


Transferbrædtet af polypropylen fås i tre størrelser: 650 x 245 mm, 800 x 245 mm og i en buet form 800 x 280 mm.



MOBIGLIDE PATIENT-OMLEJRINGSBRÆDT

Varenr. 240701

Mobilglide patientomlejringsbrædt, lavet af brudsikker 6 mm HDPE, har en lav gnidningsmodstand på toppen og hjælper med patientomlejring fra seng til seng. På hospitaler eller plejehjem kan det også bruges i røntgen, fordi materialet tillader røntgenstråling at passere igennem. Skridsikre strimler, som kan fastgøres på undersiden af brædtet, fås som tilbehør, for at forhindre dem i at glide af. Mobilglide patientomlejringsbrædtet fås i størrelsen 1500 x 700 mm. Transferbrædtet kan belastes med op til 200 kg ved en maksimal afstand på 10 cm.



STØTTEBÆLTE

Varenr. 278046 & 278047

Mobilex støttebælter anvendes som support og hjælp ved aktivering og flytning af brugere. De diagonale håndtag giver hjælperen mulighed for at få et godt ergonomisk greb. Støttebæltet er et godt hjælpemiddel, når man skal hjælpe en bruger op at stå eller til at sætte sig, støtte ved gang, gangtræning eller ved flytning fra seng til kørestol. Støttebæltet har non-slip på indersiden, samt et regulerbart spænde.

Mål: 117 x 14 cm (M) eller 140 x 14 cm (L)
Max. belastning: 180 kg





FLADT GLIDELAGEN

Varenr. 278015 & 278016

Mobiglide glidelagen reducerer friktionsmodstanden ved forflytning eller positionering af patienterne i sengen. Glidelagenet skal bruges parvist.

Størrelse: 150 x 100 cm eller 200 x 100 cm
Max. belastning: 250 kg

ENDELØS GLIDELAGEN

Varenr. 278011, 278012 & 278013

Mobiglide endeløse glidelagenet har på begge siden en ekstremt lav friktion, og derved minimeres friktionen som overføres af patienterne. Det endeløse glidelagen fås i 3 størrelser.

Størrelse: 70 x 68 cm, 140 x 68 cm og 200 x 68 cm
Max. belastning: 250 kg



GLIDELAGEN MED HÅNDTAG

Varenr. 278023

Mobiglide glidelagen med håndtag hjælper ved positionering af siddende eller liggende patienter eller flytning af liggende patienter, for eksempel fra sengen til en bære. Anvendelsen af to glidelagener letter placeringen af et løftesejl under patienten.

Størrelse: 100 x 200 cm
Max. belastning: 250 kg

ENSRETTET GLIDEMÅTTE

Varenr. 278031

Mobiglide ensrettet glidemåttes indre velouroverflade kan kun glide i en retning og forhindrer således brugeren i at glide utilsigtet fremad. Den kan f.eks. bruges som kørestolspude. Glidemåtten gør det også lettere for brugeren at vende tilbage til sin oprindelige siddestilling.

Størrelse: 45 x 50 cm
Max. belastning: 250 kg



TRANSFERHANDSKER

Varenr. 278041

Mobiglide transferhandskerne gør det lettere at glide under patienten, for eksempel for at kontrollere niveauet af et anti-decubitusprodukt. Omløjring eller transfer kan også udføres lettere.

Størrelse: 50 x 20 cm



STANDARD DREJESÆDE

Varenr. 278051 & 278052

Standard drejesædet består af to slags forskellige tekstiler, der er forbundet på midten. Undersiden er glat, og derved gøres det lettere at dreje. Undersiden har en skridsikker belægning. Sædet kan anvendes i en bil eller andre steder hvor drejbarhed er ønsket.

Diameter: 45 eller 50 cm

Max. belastning: 100 kg

MAGIC-TURN DREJESÆDE

Varenr. 278055 & 278056

"Magic Turn" drejesædet består af to slags forskellige tekstiler, der er forbundet på midten. Drejesædet giver ekstra komfort, idet polstringer er tykkere, ligesom det drejer extra let. Undersiden har en skridsikker belægning. Sædet kan anvendes i en bil eller andre steder hvor drejbarhed er ønsket.

Diameter: 37 eller 44 cm

Max. belastning: 130 kg



MAGIC-TURN DREJESKIVE

Varenr. 278058

"Magic Turn" drejeskiven består af to slags forskellige tekstiler, der er forbundet i midten. Undersiden er glat, og derved gøres det lettere at dreje. Undersiden er belagt med skridsikker belægning. Drejeskiven er en hjælp for eksempel med forflytning fra kørestol til seng og understøtter rotation omkring sin egen akse. Kan også bruges i vådrum, da såvel oversiden samt undersiden har anti-skrid belægning.

Diameter: 37 cm

Max. belastning: 130 kg

