



RESERVEDELE


MOBILEX UDVALG AF RESERVEDELE

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORHJUL	3
GUMMIHJUL MED GRÅ BANE.....	3
GUMMIHJUL MED SORT BANE.....	3
POLYURETHANHJUL.....	3
LUFTHJUL.....	3
FLEXELHJUL.....	3
ALUMINIUMHJUL.....	3
DÆK	4
STANDARD DÆK.....	4
OFFROAD DÆK.....	4
KENDA, SCHWALBE, TUFO & VN MASTER DÆK.....	4
EL-KØRETØJSDÆK.....	5
BAGHJUL OG AKSLER	5
SPINERGY.....	5
DRIVHJUL.....	6
LETVÆGTHJUL.....	6
OFFROAHJUL.....	6
AKSLER OG TILBEHØR.....	6
DRIVRINGE	6
DRIVRINGE.....	6
SPINERGY.....	6
PU DELE	7
ARMLÆNSPADS.....	7
HOVEDSTØTTER.....	7
UNDERARMSPADS.....	7
DIVERSE.....	7
DIVERSE RESERVEDELE	7

Flere oplysninger?

I denne brochure finder du et lille udvalg af vores omfattende produktsortiment. Hvis du er interesseret i hele vores sortiment, inviterer vi dig til at besøge vores hjemmeside www.mobilex.dk, hvor du kan se alle produkter og downloade vores katalog. QR-koden fører dig videre til vores hjemmeside.



FORHJUL

GUMMIHJUL MED GRÅ BANE

- Hjul med grå gummidæk af høj kvalitet
- Lav modstand ved kørsel
- 4" - 8" i forskellige bredder



GUMMIHJUL MED SORT BANE

- Hjul med sort gummidæk af høj kvalitet
- Lav modstand ved kørsel
- 4" - 8" i forskellige bredder



POLYURETHANHJUL

- Hjul med PU-dæk af høj kvalitet
- 6" - 12"



LUFTHJUL

- Hjul med luftdæk af høj kvalitet
- 5" - 12 1/2"



FLEXELHJUL

- Punkteringssikre flexel-hjul
- 6" - 16" i forskellige bredder



ALUMINIUMHJUL

- Aluminiumsfælge med sorte gummidæk
- 3" - 6"



DÆK

STANDARD DÆK

- Standarddæk til baghjul på manuelt betjente kørestole
- Fås som PU-dæk i "massivt gummi"
- 6" - 26" med forskellige profiler



OFFROAD

- Dæk til udendørs brug



KENDA KØRESTOLSDÆK

- Dæk udviklet til hverdags- og sportsaktiviteter for aktive kørestolsbrugere
- 22" - 28" fås med og uden Kevlar-indsats



CST VN MASTER PROTECT

- Med Platinum Shield puncture protection



SCHWALBE KØRESTOLSDÆK

- Holdbare og sikre kørestolsdæk med optimale køreegenskaber
- 12" - 28" egnet til daglig brug og sport



TUFO TUBELESS TIRES

- Dæk med specielt designet sidevæg



SLANGER

- 5" - 28" med forskellige ventiler



EL-KØRETØJSDÆK

- Oversigt over dækprofiler til elektriske kørestole eller scootere
- Fås som PU-dæk i "massivt gummi" og luftdæk
- 2,50" - 13" med forskellige profiler samt i farverne sort og grå



BAGHJUL OG AKSLER

SPINERGY

- Spinergy er en pioner inden for udvikling af revolutionerende hjul til kørestolssport og til daglig brug. Spinergy-hjul med fiber eger giver en meget jævn rulning, og på trods af det ultralette og moderne design er de ekstremt pålidelige og kræver kun lidt vedligeholdelse.
- De forskellige kombinationer og egerfarver fås i størrelserne 24", 25", 26" og 28"



DRIVHJUL

- Standardhjul med dæk og drivring, tromlebremse eller heavy duty hjul
- Forskellige modeller fås fra 20" - 26"



LETVÆGTSHJUL

- Letvægtsfælge inklusive dæk og drivring
- Fås i 24" med 12 mm eller 1/2" nav



AKSLER

- Aksler med stor knop samt tetrahåndtag



OFFROADHJUL

- Kørestolshjul specielt designet til udendørs brug
- Fås i 24" inklusive dæk og skubbehjul



TILBEHØR

- Bøsninger, skruer, luftpumper osv.



DRIVRINGE

DRIVRINGE

- Pushrims i forskellige materialer, herunder aluminium, rustfrit stål, silikone eller titanium
- Forskellige modeller fås fra 20" - 28"



SPINERGY

- Specielle drivringe

PU DELE

ARMLÆNSPADS

- Armlæns pads af PU med forskellig hulafstand



HOVEDSTØTTER

- Monteres på skubbebøjlen



UNDERARMSPADS

- Sammensættelige underarm pads af PU til hjemmeplejepatienter



DIVERSE

- Kalvestøtte, sidepuder osv.



DIVERSE RESERVEDELE


- Bremses, fingerskruer, håndtag, seler, kabeldele, kuglelejer, foamcovers, skruer, stole- og krykkekapsler, lægremme og meget mere





MODERNE HJÆLPEMIDLER TIL SKARPE PRISER

Vi tilbyder et stort udvalg af hjælpemidler og reservedele til ældre og mennesker med funktionsnedsættelse. Alle vores Mobilex produkter er af bedste kvalitet og imødekommer brugernes særlige behov.



Kig forbi på www.mobilex.dk



Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg