

Neuentwickelter, einzigartiger Outdoor-Rollator

High Quality Outdoor-Rollator

- 12" Luftreifen dienen für mehr Komfort
- Kann sehr leicht mit einem Handgriff gefaltet werden
- Einfach höhenverstellbar
- Nur 65 cm breit und eignet sich deswegen auch für den Innenbereich
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen



Art.Nr. 312501



Art.Nr. 312502

Standardmäßig verfügt der Rollator über:

- einen Rückengurt
- einen Getränkehalter
- einen Stockhalter
- eine moderne, geschlossene Tasche



Art.Nr. 312560

Zubehör: Tablett, das einfach am Rollator befestigt wird (statt des Rückengurts).

QR-Code scannen und mehr erfahren:



Puma Air Rollator	312501+02
Schiebestangen höhenverstellbar	82 - 99 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	160 - 200 cm
Sitzhöhe	59 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	65 cm / 26 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	40 cm
Länge (Tiefe)	76,4 cm
Gewicht	9,78 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen	Vorne und hinten: 295 mm (12") x 45 mm