

A close-up photograph of a person's legs and feet on a bicycle. The person is wearing dark blue leggings and brown leather lace-up boots. The bicycle frame is red. A black rubber ramp with a textured surface is placed on the ground under the front wheel. The background is a light-colored, textured surface.


GUMMIRAMPEN

20 VERSCHIEDENE HÖHEN
IN 3 STANDARDBREITEN

GUMMIRAMPEN

Mit Schwellenrampen aus Gummi können Sie einfach und schnell die unterschiedlichen Höhen (sowohl im Innen- als auch im Außenbereich) ausgleichen, die in Ihrem Haus oft vorkommen. Mit montierten Gummirampen können Sie Ihr Haus und den Außenbereich leicht und sicher betreten.

- Ein einfaches und preisattraktives Hilfsmittel mit einer langen Lebensdauer
- Kostensparend
- Mit gerillter, rutschfester Oberfläche
- Geräuschkämpfend
- Leicht zu reinigen
- Mit oder ohne Klebeband erhältlich
- Zugelassen bis zu einer Belastung von 350 kg
- Leicht anpassbar und wiederverwendbar
- Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendbar




Lieferbar in:

- 20 verschiedenen Höhen
- 3 Standardbreiten (700, 900 und 1000 mm)

**Alle Gummirampen haben die HMV-Nummer:
22.50.01.0101**



Die Rampen sind aus recycelbarem Gummi (TPE) hergestellt und enthalten kein PVC und andere schädlichen Phthalate.
Gut für Sie und die Umwelt.



BEFESTIGUNG

Die Gummirampen sind entweder mit oder ohne Klebeband an der Unterseite lieferbar:

- Auf glatten Böden empfehlen wir Gummirampen *mit* Klebeband zu verwenden.
- Auf empfindlichen Böden (z. B. Teppich- oder Holzböden), empfehlen wir Gummirampen *ohne* Klebeband zu verwenden.


Die Gummirampen lassen sich mit einem Cutter ganz einfach in der Breite anpassen, damit sie genau in Ihr Haus passen und Ihren Bedürfnisse entsprechen.

Befestigungszubehör



Art.Nr. 306910

Das Befestigungsset für Gummirampen besteht aus zwei Halterungen, mit denen man die Gummirampen (ab 28 mm Höhe) an der Türschwelle befestigen kann.



Anpassungszubehör



Sägeblatt

Art.Nr. 306904

Geeignet für alle Standard-Stichsägen, um die Mobilex-Gummirampen einfach in der Breite anzupassen.



Klebeband

Art.Nr. 306911 / 306912

Wenn Sie Ihre Rampe an einer anderen Stelle verwenden möchten, können Sie dieses Klebeband verwenden. In zwei Breiten lieferbar: 20 mm und 35 mm.



Reinigungsmittel


Art.Nr. 306905

Entfernen Sie mit diesem Lösemittel Klebstoffreste auf Gummirampen oder anderen Untergründen. Die Flasche enthält 0,5 L.

WIR HABEN AUCH EINE GROSSE AUSWAHL AN MOBILEN ALUMINIUM-ROLLSTUHLRAMPEN:



SC-Rampen



Faltbare Türschwellerampen



Faltbare CH-Auffahrschienen

GUMMIRAMPEN MIT KLEBEBAND

GUMMIRAMPEN 700 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
30610L	10 x 100 x 700 mm
30612L	12 x 120 x 700 mm
30616L	16 x 150 x 700 mm
30620L	20 x 150 x 700 mm
30624L	24 x 150 x 700 mm
30628L	28 x 200 x 700 mm
30632L	32 x 200 x 700 mm
30636L	36 x 200 x 700 mm
30640L	40 x 250 x 700 mm
30644L	44 x 250 x 700 mm
30648L	48 x 250 x 700 mm

GUMMIRAMPEN 900 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
306040	4 x 40 x 900 mm
306060	6 x 60 x 900 mm
306080	8 x 80 x 900 mm
306100	10 x 100 x 900 mm
306120	12 x 120 x 900 mm
306160	16 x 150 x 900 mm
306200	20 x 150 x 900 mm
306240	24 x 150 x 900 mm
306280	28 x 200 x 900 mm
306320	32 x 200 x 900 mm
306360	36 x 200 x 900 mm
306400	40 x 250 x 900 mm
306440	44 x 250 x 900 mm
306480	48 x 250 x 900 mm
306520	52 x 300 x 900 mm
306560	56 x 300 x 900 mm
306600	60 x 300 x 900 mm
306640	64 x 350 x 900 mm
306680	68 x 350 x 900 mm
306720	72 x 350 x 900 mm

GUMMIRAMPEN 1000 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
306042	4 x 40 x 1000 mm
306062	6 x 60 x 1000 mm
306082	8 x 80 x 1000 mm
306102	10 x 100 x 1000 mm
306122	12 x 120 x 1000 mm
306162	16 x 150 x 1000 mm
306202	20 x 150 x 1000 mm
306242	24 x 150 x 1000 mm
306283	28 x 200 x 1000 mm

GUMMIRAMPEN OHNE KLEBEBAND

GUMMIRAMPEN 700 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
30652M	52 x 300 x 700 mm
30656M	56 x 300 x 700 mm
30660M	60 x 300 x 700 mm
30664M	64 x 350 x 700 mm
30668M	68 x 350 x 700 mm
30672M	72 x 350 x 700 mm

GUMMIRAMPEN 900 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
306041	4 x 40 x 900 mm
306061	6 x 60 x 900 mm
306081	8 x 80 x 900 mm
306101	10 x 100 x 900 mm
306121	12 x 120 x 900 mm
306161	16 x 150 x 900 mm
306201	20 x 150 x 900 mm
306241	24 x 150 x 900 mm
306281	28 x 200 x 900 mm
306321	32 x 200 x 900 mm
306361	36 x 200 x 900 mm
306401	40 x 250 x 900 mm
306441	44 x 250 x 900 mm
306481	48 x 250 x 900 mm
306521	52 x 300 x 900 mm
306561	56 x 300 x 900 mm
306601	60 x 300 x 900 mm
306641	64 x 350 x 900 mm
306681	68 x 350 x 900 mm
306721	72 x 350 x 900 mm

GUMMIRAMPEN 1000 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
306282	28 x 200 x 1000 mm
306322	32 x 200 x 1000 mm
306362	36 x 200 x 1000 mm
306402	40 x 250 x 1000 mm
306442	44 x 250 x 1000 mm
306482	48 x 250 x 1000 mm
306522	52 x 300 x 1000 mm
306562	56 x 300 x 1000 mm
306602	60 x 300 x 1000 mm
306642	64 x 350 x 1000 mm
306682	68 x 350 x 1000 mm
306722	72 x 350 x 1000 mm

Bestellen Sie alle Rampen online:
www.mobilex.dk

