


# STORT UDVALG AF TRANSPORTABLE KØRESTOLSRAMPER I ALUMINIUM



SC-ramper



Foldbar CH-køreskinner



Foldbar dørtrinsrampe

Hvis du søger en let og håndterbar rampe til at have med dig, så tilbyder vi også denne carbonfiberrampe. Den er let og meget stabil.




Enkeltfoldet carbonfiberrampe



## MODERNE HJÆLPEMIDLER TIL SKARPE PRISER

Vi tilbyder et stort udvalg af hjælpemidler og reservedele til ældre og mennesker med funktionsnedsættelse. Alle vores Mobilex-produkter er af bedste kvalitet og imødekommer brugernes særlige behov.



Kig forbi på [www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)

Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg

Tlf. +45 8793 2220  
Fax +45 8793 1777  
[www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)

## GUMMIRAMPER

20 FORSKELLIGE HØJDER  
I 3 FORSKELLIGE STANDARDLÆNGDER





Mobilex-gummiramper har en skridsikker overflade og kan bruges både indendørs og udendørs.



Ramperne er lavet af genanvendeligt gummi (TPE) og indeholder ingen PVC eller andre skadelige ftalater. Godt for dig og miljøet.

Ramperne kan leveres i:

- 20 forskellige højder (4 - 72 mm)
- 3 standardbredder (900, 700 eller 1000 mm)



## Gummiramper med lim

| GUMMIRAMPER 700 MM |                   |
|--------------------|-------------------|
| Varenr.            | Mål (H x D x B)   |
| 30610L             | 10 x 100 x 700 mm |
| 30612L             | 12 x 120 x 700 mm |
| 30616L             | 16 x 150 x 700 mm |
| 30620L             | 20 x 150 x 700 mm |
| 30624L             | 24 x 150 x 700 mm |
| 30628L             | 28 x 200 x 700 mm |
| 30632L             | 32 x 200 x 700 mm |
| 30636L             | 36 x 200 x 700 mm |
| 30640L             | 40 x 250 x 700 mm |
| 30644L             | 44 x 250 x 700 mm |
| 30648L             | 48 x 250 x 700 mm |

| GUMMIRAMPER 1000 MM |                    |
|---------------------|--------------------|
| Varenr.             | Mål (H x D x B)    |
| 306042              | 4 x 40 x 1000 mm   |
| 306062              | 6 x 60 x 1000 mm   |
| 306082              | 8 x 80 x 1000 mm   |
| 306102              | 10 x 100 x 1000 mm |
| 306122              | 12 x 120 x 1000 mm |
| 306162              | 16 x 150 x 1000 mm |
| 306202              | 20 x 150 x 1000 mm |
| 306242              | 24 x 150 x 1000 mm |
| 306283              | 28 x 200 x 1000 mm |

| GUMMIRAMPER 900 MM |                   |
|--------------------|-------------------|
| Varenr.            | Mål (H x D x B)   |
| 306040             | 4 x 40 x 900 mm   |
| 306060             | 6 x 60 x 900 mm   |
| 306080             | 8 x 80 x 900 mm   |
| 306100             | 10 x 100 x 900 mm |
| 306120             | 12 x 120 x 900 mm |
| 306160             | 16 x 150 x 900 mm |
| 306200             | 20 x 150 x 900 mm |
| 306240             | 24 x 150 x 900 mm |
| 306280             | 28 x 200 x 900 mm |
| 306320             | 32 x 200 x 900 mm |
| 306360             | 36 x 200 x 900 mm |
| 306400             | 40 x 250 x 900 mm |
| 306440             | 44 x 250 x 900 mm |
| 306480             | 48 x 250 x 900 mm |
| 306520             | 52 x 300 x 900 mm |
| 306560             | 56 x 300 x 900 mm |
| 306600             | 60 x 300 x 900 mm |
| 306640             | 64 x 350 x 900 mm |
| 306680             | 68 x 350 x 900 mm |
| 306720             | 72 x 350 x 900 mm |

## Gummiramper uden lim

| GUMMIRAMPER 700 MM |                   |
|--------------------|-------------------|
| Varenr.            | Mål (H x D x B)   |
| 30652M             | 52 x 300 x 700 mm |
| 30656M             | 56 x 300 x 700 mm |
| 30660M             | 60 x 300 x 700 mm |
| 30664M             | 64 x 350 x 700 mm |
| 30668M             | 68 x 350 x 700 mm |
| 30672M             | 72 x 350 x 700 mm |

| GUMMIRAMPER 1000 MM |                    |
|---------------------|--------------------|
| Varenr.             | Mål (H x D x B)    |
| 306282              | 28 x 200 x 1000 mm |
| 306322              | 32 x 200 x 1000 mm |
| 306362              | 36 x 200 x 1000 mm |
| 306402              | 40 x 250 x 1000 mm |
| 306442              | 44 x 250 x 1000 mm |
| 306482              | 48 x 250 x 1000 mm |
| 306522              | 52 x 300 x 1000 mm |
| 306562              | 56 x 300 x 1000 mm |
| 306602              | 60 x 300 x 1000 mm |
| 306642              | 64 x 350 x 1000 mm |
| 306682              | 68 x 350 x 1000 mm |
| 306722              | 72 x 350 x 1000 mm |

| GUMMIRAMPER 900 MM |                   |
|--------------------|-------------------|
| Varenr.            | Mål (H x D x B)   |
| 306041             | 4 x 40 x 900 mm   |
| 306061             | 6 x 60 x 900 mm   |
| 306081             | 8 x 80 x 900 mm   |
| 306101             | 10 x 100 x 900 mm |
| 306121             | 12 x 120 x 900 mm |
| 306161             | 16 x 150 x 900 mm |
| 306201             | 20 x 150 x 900 mm |
| 306241             | 24 x 150 x 900 mm |
| 306281             | 28 x 200 x 900 mm |
| 306321             | 32 x 200 x 900 mm |
| 306361             | 36 x 200 x 900 mm |
| 306401             | 40 x 250 x 900 mm |
| 306441             | 44 x 250 x 900 mm |
| 306481             | 48 x 250 x 900 mm |
| 306521             | 52 x 300 x 900 mm |
| 306561             | 56 x 300 x 900 mm |
| 306601             | 60 x 300 x 900 mm |
| 306641             | 64 x 350 x 900 mm |
| 306681             | 68 x 350 x 900 mm |
| 306721             | 72 x 350 x 900 mm |

Til fastgørelse på glatte overflader kan gummiramperne leveres med lim på bagsiden.

Til fastgørelse på sarte overflader, som eks. gulvtæpper og trægulve, anbefaler vi gummiramper uden lim.

## Montagetilbehør



### Montagesæt til gummiramper

Varenr. 306910

Består af to montagebeslag, som monteres i dørtrinnet. Herefter er det muligt at montere gummiramperne uden at bruge lim på underlaget.



## Tilpasningstilbehør



### Stiksavsklinge

Varenr. 306904

Passer til standardstiksæve. Anvendes til let og præcis tilskæring af alle Mobilex-gummiramper.



### Limoverføringstape

Varenr. 306911 / 306912

Alle Mobilex-gummiramper leveres som standard med lim på bagsiden. Hvis du ønsker at bruge din rampe et andet sted, kan du bruge denne limoverføringstape.



### Afrensere til limrester, 0,5 L

Varenr. 306905

Fjern nemt limrester på enten gummiramper eller underlag vha. dette rensemiddel.